

BEDIENUNGSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTIONS

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



Deutsch • EN • ES • IT • FR • PL • SV • SL • SK • RO • PT • NO • NL • LV •
LT • HU • HR • FI • ET • EL • DA • CS • TR • BG

VORBEMERKUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Geräts! Sie werden viel Freude an Ihrem Venen Engel Produkt haben! Wenn Sie mit Ihrem Venen Engel zufrieden sind, würden wir uns sehr über Ihre Empfehlung freuen.

Diese Anleitung beinhaltet Details, die vom Nutzer beachtet werden sollen, um Gefahren vorzubeugen und das Gerät sicher zu nutzen.

Wenn Sie Fragen zur Anwendung oder zum Zubehör haben oder uns Anregungen geben möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

BEVOR SIE STARTEN

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können.
- Das Venen Engel Produkt darf bei bestimmten gesundheitlichen Zuständen nicht verwendet werden. Bitte lesen Sie die Liste der Kontraindikationen sorgfältig.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

Es ist wichtig, dass Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in dieser Anleitung lesen. Sie dienen Ihrer Sicherheit, der Vermeidung von Verletzungen und dem Schutz des Geräts vor Beschädigung.

- Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Halten Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät ist ausschließlich für fähige Erwachsene bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Ladekabel beschädigt ist.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Laden Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Blicken Sie während des Betriebs nicht direkt in die LEDs und richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen anderer Personen.
- Das Gerät wurde auf Widerstandsfähigkeit gegen **zeitweiligen Wasserkontakt** geprüft. Um einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten, darf die Haupteinheit jedoch keinen direkten Wasserstrahlen oder dauerhaft fließendem Wasser ausgesetzt werden.

- Wenn das Gerät in der Dusche verwendet wird, vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Wasserstrahl und halten Sie die Haupteinheit von übermäßiger Feuchtigkeit fern.
- Tauchen Sie die Haupteinheit nicht in Wasser.
- Die Massageköpfe können zur Reinigung von der Haupteinheit abgenommen werden. Reinigen Sie sie bei Bedarf separat mit Wasser und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder aufsetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Haaren, um ein Verfangen zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten auf derselben Körperstelle.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Massageköpfe wechseln.

LIEFERUMFANG



Body Massager




USB-Ladekabel



Roller-Massagekopf



Soft-Bürsten-
Massagekopf



Bürsten-Massagekopf

TECHNISCHE DATEN

Modell	PL-674
Nennspannung	5V DC
Leistung	16 W
Empfohlene Anwendungsdauer	15 Minuten pro Körperbereich. Nicht länger als 30 Minuten Dauerbetrieb
Stromversorgung	Akku (USB-Ladung)
Verpackungsmaße	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Gewicht	0,5kg

ZEICHENERKLÄRUNG

	Herstellerangabe
	Entspricht den europäischen Normen
	Hergestellt in China
	Elektronikprodukt mit Akku. Bitte Entsorgungshinweise beachten.
	Vor Gebrauch Anleitung lesen
IPX7	Das Produkt ist gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt, nicht gegen dauerhaftes, druckbeaufschlagtes oder tiefes Wasser.
	Seriennummer
	Innen- und Außenverpackung aus Mischpapier
	USB-Anschluss
	Entsorgungshinweise Frankreich für Elektronikprodukte
	Entsorgungshinweise Frankreich für die Verpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses kompakte, akkubetriebene Körpermassagegerät ist als Ergänzung zur täglichen Wellness- und Pflegeroutine gedacht. Das vielseitige Gerät bietet eine sanfte, entspannende oberflächliche Massage für Muskeln und Haut. Es sorgt für ein angenehmes Gefühl und hilft, die Muskeln nach dem Sport oder nach körperlicher Belastung im Alltag zu entspannen – an gezielten Körperbereichen wie Rücken, Schultern, Armen, Beinen und Füßen.

Für ein individuelles Massageerlebnis verfügt die 3-in-1 Glow Brush über austauschbare, rotierende Massageköpfe, die verschiedene Massagearten und Empfindungen ermöglichen. In bestimmten Betriebsmodi leuchten zusätzlich integrierte rote LED-Lichter, die das Anwendungserlebnis unterstützen. Neben der Muskelentspannung können die speziellen Aufsätze auch in die kosmetische Körperpflege eingebunden werden – zur sanften Reinigung und zum Peeling der Haut.

Die Venen Engel 3-in-1 Glow Brush ist ausschließlich für kosmetische, pflegende und Wellness-Zwecke bestimmt. Sie ist kein Medizinprodukt und nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhüten.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die **Venen Engel 3-in-1 Glow Brush** ist ein akkubetriebenes Gerät für die kosmetische und Wellness-Massage des Körpers.

Das Gerät ist dafür ausgelegt, mit rotierenden Massageköpfen eine entspannende oberflächliche Massage von Muskeln und Haut zu ermöglichen. Es kann dabei helfen, die Muskeln nach körperlicher Aktivität oder Alltagsbelastung zu entspannen. Das Gerät ist für die Anwendung an äußeren Körperbereichen bestimmt, darunter:

- Rücken
- Schultern
- Arme
- Beine
- Füße

Die austauschbaren Massageaufsätze ermöglichen unterschiedliche Massageempfindungen und können auch für kosmetische Zwecke der Hautpflege verwendet werden, etwa zur sanften Körperreinigung oder zum Peeling.

Zielgruppe

Das Produkt ist für erwachsene Anwender bestimmt.

KONTRAINDIKATIONEN

BITTE KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS EINEN ARZT, WENN SIE:

- schwanger sind
- eine schwere Herzerkrankung haben
- Verletzungen oder Hautreizungen in den Anwendungsbereichen haben.

Wenn Sie unsicher sind, ob das Gerät für Sie geeignet ist, konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Unwohlsein oder Schmerzen verspüren.

UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH

Jede andere als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als unsachgemäß.

Beispiele für vorhersehbaren Fehlgebrauch sind:

- Anwendung am Kopf oder in der Nähe von Haaren, da sich Haare in den rotierenden Massageköpfen verfangen können.
- Anwendung auf verletzter, gereizter oder geschwollener Haut oder auf Bereichen mit offenen Wunden.
- Verwendung zu medizinischen Zwecken, einschließlich der Behandlung von Krankheiten oder Verletzungen.
- Verwendung durch Kinder oder Personen, die das Gerät nicht sicher bedienen können.
- Dauerhafte Anwendung auf derselben Körperstelle über die empfohlene Zeit hinaus.
- Verwendung des Geräts während des Ladevorgangs.
- Verwendung des Geräts unter fließendem Wasser / Eintauchen der Haupteinheit in Wasser – **bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise für klare Anweisungen.**
- Verwendung des Geräts, wenn es beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist.
- Veränderung, Zerlegung oder Reparatur des Geräts durch nicht autorisierte Personen.
- Direktes Blicken in die LED-Lichter während des Betriebs.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

ANWENDUNG

SCHRITT 1: VORBEREITUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Anwendung vollständig geladen ist. Die Ein-/Aus-Taste blinkt während des Ladens rot und leuchtet grün, sobald das Gerät vollständig geladen ist.

Wählen Sie den gewünschten Massagekopf. Setzen Sie den Massagekopf sicher auf das Gerät, indem Sie ihn mittig ausrichten und nach unten drücken. Achten Sie stets darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Zubehör aufsetzen oder abnehmen.

Um den Massagekopf abzunehmen, greifen Sie ihn fest und heben Sie ihn vom Verbindungsstift ab.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir, es mindestens alle drei Monate zu laden, um Schäden am Akku zu vermeiden.


SCHRITT 2: BEDIENUNG

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Wählen Sie den gewünschten Massagemodus:

- Rotation vorwärts mit roten LED-Lichtern
- Rotation rückwärts mit roten LED-Lichtern
- Rotation vorwärts
- Rotation rückwärts

Passen Sie die **Geschwindigkeit** mit der Taste „Intensität“ nach Ihren Wünschen an.



Setzen Sie den Massagekopf sanft auf den gewünschten Körperbereich und bewegen Sie das Gerät langsam über die Haut. Nehmen Sie sich Zeit, Ihr persönliches Wohlfühlniveau zu finden. Die Anwendung sollte sich stets angenehm anfühlen und darf niemals unangenehm oder schmerzhaft sein. Achten Sie darauf, dass einzelne Anwendungen 15 Minuten pro Körperbereich und insgesamt 30 Minuten Dauerbetrieb nicht überschreiten.

Vermeiden Sie es, das LED-Licht auf die Augen zu richten oder direkt in das Licht zu blicken.

SCHRITT 3: NACH DER ANWENDUNG

Wenn Ihre Anwendung beendet ist, **drücken Sie die Ein-/Aus-Taste**, um das Gerät auszuschalten. Um einen Massagekopf abzunehmen, greifen Sie ihn fest und heben Sie ihn vom Verbindungsstift ab.

REINIGUNG & LAGERUNG

REINIGUNG

Damit Ihre Venen Engel 3-in-1 Glow Brush in einem einwandfreien Zustand bleibt, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung stets aus. Reinigen Sie die Haupteinheit mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Die abnehmbaren Massageköpfe können bei Bedarf separat unter fließendem Wasser gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder zusammensetzen, und dass kein Wasser in die Haupteinheit eindringt.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Wir empfehlen, das Gerät an einem trockenen, sauberen und staubfreien Ort zu lagern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, übermäßige Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit. Transportieren Sie das Gerät möglichst in der Originalverpackung.

SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf! Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden, und benutzen Sie es nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Das Gerät ist ausschließlich für fähige Erwachsene bestimmt; halten Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es oder das USB-Ladekabel beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist. Verändern, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst; Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, andernfalls entfällt die Garantie.

Das Gerät ist ausschließlich für kosmetische und Wellness-Zwecke bestimmt und ist kein Medizinprodukt. Verwenden Sie es nicht für medizinische Zwecke, einschließlich der Behandlung von Krankheiten oder Verletzungen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt, wenn Sie schwanger sind, eine schwere Herzerkrankung haben oder verletzte, gereizte oder geschwollene Haut bzw. offene Wunden in den Anwendungsbereichen haben. Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Unwohlsein, Schmerzen oder ungewöhnliche Hautreaktionen bemerken.

Verwenden Sie das Gerät nicht am Kopf oder in der Nähe von Haaren, um Verfangen, Ziehen oder Einklemmen zu vermeiden. Blicken Sie während des Betriebs nicht direkt in die integrierten roten LED-Lichter und richten Sie das Licht nicht in die Augen anderer Personen. Das LED-Licht ist ausschließlich Teil der Gerätefunktion und nicht für therapeutische oder medizinische Zwecke bestimmt.

Um die Lebensdauer und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten, darf die Haupteinheit keinen direkten Wasserstrahlen oder dauerhaft fließendem Wasser ausgesetzt oder in Wasser eingetaucht werden. Nehmen Sie die Massageköpfe ab, um sie separat mit Wasser zu reinigen, und stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder aufsetzen. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und laden Sie es ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-Kabel. Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie die Massageköpfe wechseln. Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung und verwenden Sie es nicht länger als 15 Minuten auf derselben Körperstelle, um Hautreizungen zu vermeiden.

GARANTIE

Wir bieten eine 24-monatige Garantie auf die Steuereinheit. Im Falle einer Fehlfunktion kann es erforderlich sein, das Gerät zur Prüfung zurückzusenden. Bitte achten Sie darauf, dass der Versandkarton gepolstert ist, um mögliche Transportschäden zu vermeiden. Leider können für Mängel, die durch unsachgemäßen Versand entstanden sind, keine Garantieansprüche geltend gemacht werden. Soweit eine gesetzliche Gewährleistungspflicht besteht, wird entweder kostenlos Ersatz geliefert oder der Hersteller hat die Wahl, das Gerät zu reparieren, unter Ausschluss des Rechts auf Rücktritt oder Minderung des Kaufpreises. Schlagen wiederholte Reparaturversuche fehl oder erweist sich auch ein Ersatzgerät durch Verschulden des Herstellers als mangelhaft, ist der Kunde berechtigt, vom Kauf zurückzutreten oder eine Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

Garantieausschluss: Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel aufgrund von Schäden durch Gewaltanwendung, unsachgemäße Bedienung, äußere Gewalteinwirkung oder durch Dritte vorgenommene Änderungen und Reparaturarbeiten, z. B. Mängel durch falsch dimensionierte oder kurzgeschlossene Sicherungen oder Mängel, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind.

Garantie Voraussetzungen: Der Garantieanspruch besteht nur in Verbindung mit dem Original-Kaufbeleg (Rechnung). Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.

Sollten Sie Probleme oder Fragen bei der Nutzung des Systems haben, zögern Sie bitte nicht, uns per Mail unter service@venenengel.de zu kontaktieren.

ENTSORGUNGSHINWEISE

WICHTIG: Bitte entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll!

DEUTSCHLAND:

Elektronikprodukte dürfen nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Nutzen Sie stattdessen die verfügbaren Rückgabe- und Sammelsysteme. Auf diese Weise können wir alle zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung von Elektronikprodukten beitragen.

Eine unsachgemäße Entsorgung von Elektronikprodukten führt nicht nur zu einer Verschwendung von Ressourcen (die meisten Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Kupfer, Silber usw.), sondern gefährdet aufgrund der teilweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auch die Umwelt.

ALTERNATIVE: Gerne kümmern wir uns um die Entsorgung Ihres alten Venen Engel Geräts. Senden Sie es einfach an:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Bitte legen Sie einen Zettel mit der Bitte um Entsorgung bei.

Alte Batterien und Akkus müssen getrennt vom festen Siedlungsabfall entsorgt werden. Nutzen Sie dazu die Ihnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Recyclingsysteme (z. B. Corepile).

Eine unsachgemäße Entsorgung alter Batterien und Akkus kann aufgrund der enthaltenen gefährlichen Stoffe erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben. Recycling erhält wertvolle Rohstoffe und ermöglicht die Wiederverwendung von Produktkomponenten.

EUROPÄISCHE UNION:

Elektronikprodukte dürfen nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Nutzen Sie stattdessen die verfügbaren Rückgabe- und Sammelsysteme. Auf diese Weise können wir alle zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung von Elektronikprodukten beitragen.

Eine unsachgemäße Entsorgung von Elektronikprodukten verschwendet nicht nur Ressourcen (die meisten Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Kupfer, Silber usw.), sondern gefährdet aufgrund der teilweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auch die Umwelt.

Verbrauchte Batterien und Akkus müssen getrennt vom festen Siedlungsabfall entsorgt werden. Nutzen Sie dazu die Ihnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Recyclingsysteme (z. B. Corepile).

Eine unsachgemäße Entsorgung alter Batterien und Akkus kann aufgrund der enthaltenen gefährlichen Stoffe erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben. Recycling erhält wertvolle Rohstoffe und ermöglicht die Wiederverwendung von Produktkomponenten.

HAFTUNGSHINWEIS

Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben oder unsicher sind, sprechen Sie bitte vor der Anwendung mit medizinischem Fachpersonal.

HINWEIS:

Ihr Venen Engel Produkt ist **kein Medizinprodukt** und dient nicht zur Selbstbehandlung.

HERSTELLER:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Deutschland
Mail: service@venenenengel.de
Web: www.venenenengel.de

OPERATING INSTRUCTIONS

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



PRELIMINARY REMARK

Congratulations on purchasing this device! You will enjoy using your Venen Engel Product! If you are satisfied with your Venen Engel, we would be delighted if you would recommend it to others.

This manual contains details that users should observe in order to prevent hazards and use the device safely.

If you have any questions about use, accessories, or suggestions, please do not hesitate to contact us!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

BEFORE YOU START

- Please read the operating instructions carefully before using the device.
- Keep this instruction manual in a safe place so that you can refer to it when necessary
- The Venen Engel product must not be used in certain health conditions. Please read the list of contraindications carefully.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

It is important that you read all warnings and precautions in this manual. They are for your safety, to prevent injury, and to avoid damage to the device.

- Please read these instructions for use carefully before using the device.
- Keep this manual for future reference.
- Keep the device and its accessories out of reach of children.
- The device is intended for capable adults only.
- Do not use the device if it is damaged.
- Do not use the device if the charging cable is damaged.
- Do not open or disassemble the device.
- Only charge the device using the supplied USB cable.
- Do not look directly into the LEDs during operation or shine the light directly into the eyes of other persons.
- The device has been tested for resistance to **temporary water exposure**. However, to ensure safe operation and product longevity, the main unit must not be exposed to direct water jets or continuous running water.

- If the device is used in a shower environment, avoid direct contact with the water stream and keep the main unit away from excessive moisture.
- Do not immerse the main unit in water.
- The massage heads may be removed from the main unit for cleaning. Clean them separately with water if necessary and allow them to dry completely before reattaching them.
- Do not use the device near hair to avoid entanglement.
- Do not operate the device continuously for more than 30 minutes.
- Do not use the device on the same body area for more than 15 minutes.
- Turn off the device before changing the massage heads.

SCOPE OF DELIVERY



Body Massager




USB charging cable



Roller massage head



Soft brush
massage head



Brush massage head

TECHNICAL DATA

Modell	PL-674
Rated voltag	5V DC
Power	16 W
Recommended operating time	15 minutes per body area. No longer than 30 minutes of continuous use
Power supply	Rechargeable battery (USB charging)
Packaging Dimensions	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Weight	0,5kg

EXPLANATION OF SYMBOLS



Manufacturer information



Conformity with European standards



Made in China



Electrical product that contains a battery. Please follow disposal instructions.



Read manual before use

IPX7

Product is protected against **temporary submersion**, not continuous, high-pressure, or deep water.



Serial number



Inner and outer packaging made of mixed paper



USB port



Disposal instructions France for electronic products



Disposal instructions France for the packaging

PRODUCT DESCRIPTION

This compact, rechargeable body massager is designed to complement a daily wellness and self-care routine. This versatile device delivers a gentle, relaxing surface massage for both muscles and skin. It provides a comforting experience to help muscles relax after exercise or daily physical activity across targeted areas of the body, including the back, shoulders, arms, legs, and feet.

To customize the massage experience, the 3-in-1 Glow Brush features interchangeable, rotating massage heads that deliver a variety of massage styles and sensations. Certain operating modes also feature integrated red LED lights that illuminate during use to enhance the application experience. In addition to muscle relaxation, the specialized attachments may be integrated into a cosmetic skincare routine for gentle body cleansing and exfoliation.

The Venen Engel 3-in-1 Glow Brush is intended strictly for cosmetic, personal care, and wellness purposes. It is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any medical condition.

INTENDED USE

The **Venen Engel 3-in-1 Glow Brush** is a rechargeable device intended for cosmetic and wellness massage of the body.

The device is designed to provide a relaxing surface massage of muscles and skin using rotating massage heads. It may help users relax muscles after physical activity or daily strain. The device is intended to be used on external body areas, including:

- back
- shoulders
- arms
- legs
- feet

The interchangeable massage attachments allow different massage sensations and may also be used for cosmetic skin care purposes, such as gentle body cleansing or exfoliation.

Target user

The product is intended for adult users.

CONTRAINDICATIONS

PLEASE CONSULT A PHYSICIAN BEFORE USING THE DEVICE IF YOU:

- are pregnant
- have a serious heart condition
- have injuries or skin irritations in the treatment areas.

If you are unsure if the device is suitable for you, consult a physician before use.

Stop using the device immediately if you feel discomfort or pain.

IMPROPER USE

Any use other than the intended use is considered improper.

Examples of foreseeable misuse include:

- Use on the head or near hair, as hair may become entangled in the rotating massage heads.
- Use on injured, irritated, or swollen skin, or on areas with open wounds.
- Use for medical purposes, including treatment of diseases or injuries.
- Use by children or persons who are unable to safely operate the device.
- Continuous use on the same body area for longer than recommended.
- Use of the device while charging.
- Use of the device under running water/immersion of the main unit in water – **please refer to the safety information for clear instructions.**
- Use of the device if it is damaged or malfunctioning.
- Modification, disassembly, or repair of the device by unauthorized persons.
- Looking directly into the LED lights during operation.

The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

APPLICATION

STEP 1: PREPARATION

Ensure the device is fully charged before use. The power button flashes red during charging, then turns green once fully charged.

Select the desired massage head. Attach the massage head securely to the device by aligning the middle and pressing down. Always ensure that the device is switched off before attaching or removing accessories.

To remove the massage head, grab it firmly and lift it off the connecting pin.

NOTE: If you do not use the device for a longer period, we recommend charging the device at least every three months to avoid damage to the battery.


STEP 2: OPERATION

Press the **power button** to turn the device on.

Select the **desired massage mode**:

- Forward rotation with red LED lights
- Backward rotation with red LED lights
- Forward rotation
- Backward rotation

Adjust the speed using the “strength” button according to your preference.



Apply the massage head gently to the desired body area and move the device slowly across the skin. Take your time to discover your personal comfort level. The application should always feel soothing and must never be uncomfortable or painful. Please ensure that individual sessions do not exceed 15 minutes per body area, and no longer than 30 minutes of continuous use overall.

Avoid directing the LED light toward the eyes or looking straight into the light.

STEP 3: AFTER USE

Once your session has finished, **press the power button** to turn off the device. To remove a massage head, grab it firmly and lift it off the connecting pin.

CLEANING & STORAGE

CLEANING

To keep your Venen Engel 3-in-1 Glow Brush in perfect condition, we recommend cleaning it regularly. Always switch off the device before cleaning. Clean the main unit using a soft, slightly damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents. The removable massage heads may be cleaned separately under running water if necessary. Ensure that all parts are completely dry before reassembling, and do not allow water to enter the main unit.

STORAGE AND TRANSPORTATION

We recommend storing your device in a dry, clean, and dust-free environment. Avoid direct sunlight, excessive heat, and high humidity. Transport the device in its original packaging whenever possible.

SAFETY INSTRUCTIONS

Keep this instruction manual in a safe place! Read these instructions for use carefully before using the device and use it only as described in this manual. The device is intended for capable adults only; keep the device and its accessories out of the reach of children. Do not use the device if it or the USB charging cable is damaged or malfunctioning. Do not modify, disassemble, or repair the device yourself, as repairs may only be carried out by authorized specialists, otherwise the warranty will be void.

The device is intended solely for cosmetic and wellness purposes and is not a medical device. Do not use it for medical purposes, including the treatment of diseases or injuries. Consult a physician before use if you are pregnant, have a serious heart condition, or have injured, irritated, or swollen skin, or open wounds in the treatment areas. Stop using the device immediately if you feel discomfort, pain, or notice any unusual skin reactions.

Do not use the device on the head or near hair to avoid entanglement, pulling, or pinching. Do not look directly into the integrated red LED lights during operation, and do not direct the light into the eyes of other persons. The LED light is intended solely as part of the device's function and is not intended for therapeutic or medical use.

To ensure product longevity and safety the main unit should not be exposed to direct water jets, continuous running water, or immersed in water. Remove the massage heads to clean them separately with water, and ensure all parts are completely dry before reattaching. Do not use the device while it is charging, and only charge it using the supplied USB cable. Always turn off the device before changing the massage heads. Do not operate the device continuously for more than 30 minutes, and do not use it on the same body area for more than 15 minutes to avoid skin sensitivity issues.

WARRANTY

We offer a 24-month warranty on the control unit. In the event of malfunction, it may be necessary to send the device back for inspection. Please ensure that the shipping box is padded to avoid possible damage during transport. Unfortunately, no claims under the warranty can be brought for defects caused by improper shipping. Insofar as a legal warranty obligation exists, a replacement will either be provided free of charge or the manufacturer shall have the option to repair the device, under exclusion of the right of cancellation or a reduction in the purchase price. If repeated attempts to effect repair are unsuccessful, or a replacement unit also proves to be defective due to the manufacturer's fault, the customer shall be entitled to cancel the purchase or receive a reduction in the purchase price.

Warranty exclusion: Excluded from the warranty are defects due to damage caused by the use of force, improper operation, externally applied force, or modifications and repair work performed by third parties, e.g. defects caused by incorrectly rated or short-circuited fuses, or defects attributable to normal wear and tear.

Warranty requirements: The warranty claim exists only in connection with the original proof of purchase (invoice). Please keep the proof of purchase in a safe place.

Should you have any problems or questions when using the system, please do not hesitate to contact us by mail at service@venenengel.de.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Please do not dispose of the product in your household waste!

GERMANY:

Electronic products must not be disposed of in unsorted municipal waste. Instead, use the available return and collection systems. In this way, we can all contribute to the reuse, recycling, and recovery of electronic products.

Incorrect disposal of electronic products not only leads to a waste of resources (most electrical appliances contain valuable raw materials such as gold, copper, silver, etc.), but also endangers the environment due to the sometimes hazardous substances they contain.

ALTERNATIVE: We are happy to take care of the disposal of your old Venen Engel device. Simply send it to:

**Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany**

Please enclose a note requesting disposal.

Old batteries and accumulators must be disposed of separately from solid municipal waste. You can do this using the return and recycling systems available to you (e.g., Corepile).

Improper disposal of old batteries and accumulators can have a significant impact on humans and the environment due to the hazardous substances they contain. Recycling preserves valuable raw materials and allows product components to be reused.

EUROPEAN UNION:

Electronic products must not be disposed of in unsorted municipal waste. Instead, use the available return and collection systems. This way, we can all contribute to the reuse, recycling, and recovery of electronic products.

Incorrect disposal of electronic products not only wastes resources (most electrical appliances contain valuable raw materials such as gold, copper, silver, etc.), but also endangers the environment due to the sometimes hazardous substances they contain.

Used batteries and accumulators must be disposed of separately from solid municipal waste. You can do this using the return and recycling systems available to you (e.g., Corepile).

Improper disposal of old batteries and accumulators can have a significant impact on people and the environment due to the hazardous substances they contain. Recycling preserves valuable raw materials and allows product components to be reused.

LIABILITY NOTICE

If you have health concerns or are unsure, please consult a healthcare professional before use.

NOTE:

Your Venen Engel product is **not a medical device** and is not intended for self-treatment.

MANUFACTURER:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Germany

Email: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

INSTRUCCIONES DE USO

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



OBSERVACIÓN PRELIMINAR

¡Enhorabuena por la compra de este dispositivo! ¡Disfrutará utilizando su producto Venen Engel! Si está satisfecho con su Venen Engel, nos encantaría que lo recomendara a otras personas.

Este manual contiene detalles que los usuarios deben observar para prevenir riesgos y utilizar el dispositivo de forma segura.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso, los accesorios o desea hacernos sugerencias, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Mail **service@venenengel.de**

Web **www.venenengel.de**

ANTES DE EMPEZAR

- Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo.
- Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlo cuando sea necesario.
- El producto Venen Engel no debe utilizarse en determinadas condiciones de salud. Lea atentamente la lista de contraindicaciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Es importante que lea todas las advertencias y precauciones de este manual. Son para su seguridad, para evitar lesiones y para evitar daños en el dispositivo.

- Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo.
- Conserve este manual para futuras consultas.
- Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- El dispositivo está destinado únicamente a adultos capacitados.
- No utilice el dispositivo si está dañado.
- No utilice el dispositivo si el cable de carga está dañado.
- No abra ni desmonte el dispositivo.
- Cargue el dispositivo únicamente con el cable USB suministrado.
- No mire directamente a los LED durante el funcionamiento ni dirija la luz directamente a los ojos de otras personas.
- El dispositivo ha sido probado para resistir la **exposición temporal al agua**. Sin embargo, para garantizar un funcionamiento seguro y la durabilidad del producto, la unidad principal no debe exponerse a chorros de agua directos ni a agua corriente continua.

- Si el dispositivo se utiliza en la ducha, evite el contacto directo con el chorro de agua y mantenga la unidad principal alejada de una humedad excesiva.
- No sumerja la unidad principal en agua.
- Los cabezales de masaje pueden retirarse de la unidad principal para su limpieza. Límpielos por separado con agua si es necesario y deje que se secan completamente antes de volver a colocarlos.
- No utilice el dispositivo cerca del cabello para evitar enredos.
- No haga funcionar el dispositivo de forma continua durante más de 30 minutos.
- No utilice el dispositivo en la misma zona del cuerpo durante más de 15 minutos.
- Apague el dispositivo antes de cambiar los cabezales de masaje.

CONTENIDO DEL ENVÍO



Body Massager (unidad principal)




Cable de carga USB



Cabezal de masaje de rodillos



Cabezal de masaje de cepillo suave



Cabezal de masaje de cepillo

DATOS TÉCNICOS

Modelo	PL-674
Tensión nominal	5V DC
Potencia	16 W
Tiempo de uso recomendado	15 minutos por zona del cuerpo. No más de 30 minutos de uso continuo
Alimentación	Batería recargable (carga USB)
Dimensiones del embalaje	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Peso	0,5kg

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Información del fabricante
	Conformidad con las normas europeas
	Fabricado en China
	Producto eléctrico que contiene una batería. Siga las instrucciones de eliminación.
	Leer el manual antes de usar
IPX7	El producto está protegido contra la inmersión temporal , no contra agua continua, a presión o profunda.
	Número de serie
	Embalaje interior y exterior de papel mixto
	Puerto USB
	Instrucciones de eliminación en Francia para productos electrónicos
	Instrucciones de eliminación en Francia para el embalaje

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este masajeador corporal compacto y recargable está diseñado como complemento de una rutina diaria de bienestar y cuidado personal. Este dispositivo versátil proporciona un masaje superficial suave y relajante tanto para los músculos como para la piel. Ofrece una experiencia reconfortante que ayuda a relajar los músculos después del ejercicio o de la actividad física diaria en zonas específicas del cuerpo, como la espalda, los hombros, los brazos, las piernas y los pies.

Para personalizar la experiencia de masaje, la 3-in-1 Glow Brush cuenta con cabezales de masaje giratorios e intercambiables que ofrecen diversos estilos y sensaciones de masaje. Algunos modos de funcionamiento incorporan además luces LED rojas integradas que se iluminan durante el uso para mejorar la experiencia de aplicación. Además de la relajación muscular, los accesorios especializados pueden integrarse en una rutina cosmética de cuidado de la piel para una limpieza y exfoliación corporal suaves.

La Venen Engel 3-in-1 Glow Brush está destinada exclusivamente a fines cosméticos, de cuidado personal y de bienestar. No es un producto sanitario y no está destinada a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna afección médica.

USO PREVISTO

La **Venen Engel 3-in-1 Glow Brush** es un dispositivo recargable destinado al masaje cosmético y de bienestar del cuerpo.

El dispositivo está diseñado para proporcionar un masaje superficial relajante de los músculos y la piel mediante cabezales de masaje giratorios. Puede ayudar a los usuarios a relajar los músculos después de la actividad física o del esfuerzo diario. El dispositivo está destinado a utilizarse en zonas externas del cuerpo, entre ellas:

- espalda
- hombros
- brazos
- piernas
- pies

Los accesorios de masaje intercambiables permiten diferentes sensaciones de masaje y también pueden utilizarse con fines cosméticos de cuidado de la piel, como la limpieza corporal suave o la exfoliación.

Usuario destinatario

El producto está destinado a usuarios adultos.

CONTRAINDICACIONES

CONSULTE A UN MÉDICO ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO SI USTED:

- está embarazada
- padece una enfermedad cardíaca grave
- tiene lesiones o irritaciones cutáneas en las zonas de aplicación.

Si no está seguro de si el dispositivo es adecuado para usted, consulte a un médico antes de utilizarlo.

Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si siente molestias o dolor.

USO INDEBIDO

Cualquier uso distinto del uso previsto se considera indebido.

Ejemplos de uso indebido previsible:

- Uso en la cabeza o cerca del cabello, ya que el cabello puede enredarse en los cabezales de masaje giratorios.
- Uso sobre piel lesionada, irritada o hinchada, o en zonas con heridas abiertas.
- Uso con fines médicos, incluido el tratamiento de enfermedades o lesiones.
- Uso por parte de niños o personas que no puedan manejar el dispositivo de forma segura.
- Uso continuo en la misma zona del cuerpo durante más tiempo del recomendado.
- Uso del dispositivo mientras se está cargando.
- Uso del dispositivo bajo agua corriente / inmersión de la unidad principal en agua: **consulte la información de seguridad para obtener instrucciones claras.**
- Uso del dispositivo si está dañado o presenta un fallo de funcionamiento.
- Modificación, desmontaje o reparación del dispositivo por parte de personas no autorizadas.
- Mirar directamente a las luces LED durante el funcionamiento.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido.

APLICACIÓN

PASO 1: PREPARACIÓN

Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarlo. El botón de encendido parpadea en rojo durante la carga y se vuelve verde cuando está completamente cargado.

Seleccione el cabezal de masaje deseado. Fije el cabezal de masaje firmemente al dispositivo alineándolo en el centro y presionando hacia abajo. Asegúrese siempre de que el dispositivo esté apagado antes de colocar o retirar los accesorios.

Para retirar el cabezal de masaje, sujételo con firmeza y levántelo del pasador de conexión.

NOTA: Si no utiliza el dispositivo durante un periodo prolongado, recomendamos cargarlo al menos cada tres meses para evitar daños en la batería.


PASO 2: FUNCIONAMIENTO

Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo.

Seleccione el modo de masaje deseado:

- Rotación hacia delante con luces LED rojas
- Rotación hacia atrás con luces LED rojas
- Rotación hacia delante
- Rotación hacia atrás

Ajuste la velocidad con el botón «intensidad» según sus preferencias.



Aplique el cabezal de masaje suavemente sobre la zona del cuerpo deseada y mueva el dispositivo lentamente sobre la piel. Tómese su tiempo para descubrir su nivel de confort personal. La aplicación debe resultar siempre agradable y nunca incómoda o dolorosa. Asegúrese de que las sesiones individuales no superen los 15 minutos por zona del cuerpo ni los 30 minutos de uso continuo en total.

Evite dirigir la luz LED hacia los ojos o mirar directamente a la luz.

PASO 3: DESPUÉS DEL USO

Cuando haya terminado la sesión, **pulse el botón de encendido** para apagar el dispositivo. Para retirar un cabezal de masaje, sujételo con firmeza y levántelo del pasador de conexión.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA

Para mantener su Venen Engel 3-in-1 Glow Brush en perfectas condiciones, recomendamos limpiarla con regularidad. Apague siempre el dispositivo antes de limpiarlo. Limpie la unidad principal con un paño suave ligeramente humedecido. No utilice productos de limpieza agresivos. Los cabezales de masaje extraíbles pueden limpiarse por separado bajo el agua corriente si es necesario. Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a montarlas y de que no entre agua en la unidad principal.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Recomendamos guardar el dispositivo en un lugar seco, limpio y sin polvo. Evite la luz solar directa, el calor excesivo y la humedad elevada. Transporte el dispositivo en su embalaje original siempre que sea posible.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo y utilícelo únicamente como se describe en este manual. El dispositivo está destinado únicamente a adultos capacitados; mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. No utilice el dispositivo si este o el cable de carga USB están dañados o presentan un fallo de funcionamiento. No modifique, desmonte ni repare el dispositivo usted mismo, ya que las reparaciones solo pueden ser realizadas por especialistas autorizados; de lo contrario, la garantía quedará anulada.

El dispositivo está destinado únicamente a fines cosméticos y de bienestar y no es un producto sanitario. No lo utilice con fines médicos, incluido el tratamiento de enfermedades o lesiones. Consulte a un médico antes de utilizarlo si está embarazada, padece una enfermedad cardíaca grave o tiene la piel lesionada, irritada o hinchada, o heridas abiertas en las zonas de aplicación. Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si siente molestias, dolor o observa reacciones cutáneas inusuales.

No utilice el dispositivo en la cabeza ni cerca del cabello para evitar enredos, tirones o pinzamientos. No mire directamente a las luces LED rojas integradas durante el funcionamiento ni dirija la luz a los ojos de otras personas. La luz LED forma parte únicamente de la función del dispositivo y no está destinada a un uso terapéutico o médico.

Para garantizar la durabilidad y la seguridad del producto, la unidad principal no debe exponerse a chorros de agua directos ni a agua corriente continua, ni sumergirse en agua. Retire los cabezales de masaje para limpiarlos por separado con agua y asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a colocarlas. No utilice el dispositivo mientras se está cargando y cárguelo únicamente con el cable USB suministrado. Apague siempre el dispositivo antes de cambiar los cabezales de masaje. No haga funcionar el dispositivo de forma continua durante más de 30 minutos ni lo utilice en la misma zona del cuerpo durante más de 15 minutos para evitar problemas de sensibilidad cutánea.

GARANTÍA

Ofrecemos una garantía de 24 meses para la unidad de control. En caso de fallo de funcionamiento, puede ser necesario enviar el dispositivo para su inspección. Asegúrese de que la caja de envío esté acolchada para evitar posibles daños durante el transporte. Lamentablemente, no se pueden presentar reclamaciones de garantía por defectos causados por un envío inadecuado. En la medida en que exista una obligación legal de garantía, se proporcionará un reemplazo de forma gratuita o el fabricante tendrá la opción de reparar el dispositivo, con exclusión del derecho de rescisión o de reducción del precio de compra. Si los intentos repetidos de reparación no tienen éxito, o si una unidad de reemplazo también resulta defectuosa por culpa del fabricante, el cliente tendrá derecho a rescindir la compra o a recibir una reducción del precio de compra.

Exclusión de la garantía: Quedan excluidos de la garantía los defectos derivados de daños causados por el uso de la fuerza, un manejo inadecuado, fuerza aplicada externamente o modificaciones y trabajos de reparación realizados por terceros, por ejemplo, defectos causados por fusibles mal dimensionados o cortocircuitados, o defectos atribuibles al desgaste normal.

Requisitos de la garantía: El derecho de garantía solo existe junto con el comprobante de compra original (factura). Guarde el comprobante de compra en un lugar seguro.

Si tiene algún problema o pregunta al utilizar el sistema, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en service@venenengel.de.

INDICACIONES DE ELIMINACIÓN

IMPORTANTE: No deseche el producto con la basura doméstica.

ALEMANIA:

Los productos electrónicos no deben desecharse con los residuos municipales sin clasificar. Utilice en su lugar los sistemas de devolución y recogida disponibles. De este modo, todos podemos contribuir a la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los productos electrónicos.

La eliminación incorrecta de los productos electrónicos no solo conduce a un desperdicio de recursos (la mayoría de los aparatos eléctricos contienen materias primas valiosas como oro, cobre, plata, etc.), sino que también pone en peligro el medio ambiente debido a las sustancias en parte peligrosas que contienen.

ALTERNATIVA: Con mucho gusto nos encargamos de la eliminación de su antiguo dispositivo Venen Engel. Simplemente envíelo a:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Adjunte una nota solicitando la eliminación.

Las pilas y baterías usadas deben eliminarse por separado de los residuos municipales sólidos. Puede hacerlo utilizando los sistemas de devolución y reciclaje a su disposición (por ejemplo, Corepile).

La eliminación inadecuada de pilas y baterías usadas puede tener un impacto considerable en las personas y el medio ambiente debido a las sustancias peligrosas que contienen. El reciclaje conserva materias primas valiosas y permite reutilizar los componentes del producto.

UNIÓN EUROPEA:

Los productos electrónicos no deben desecharse con los residuos municipales sin clasificar. Utilice en su lugar los sistemas de devolución y recogida disponibles. De este modo, todos podemos contribuir a la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los productos electrónicos.

La eliminación incorrecta de los productos electrónicos no solo desperdicia recursos (la mayoría de los aparatos eléctricos contienen materias primas valiosas como oro, cobre, plata, etc.), sino que también pone en peligro el medio ambiente debido a las sustancias en parte peligrosas que contienen.

Las pilas y baterías usadas deben eliminarse por separado de los residuos municipales sólidos. Puede hacerlo utilizando los sistemas de devolución y reciclaje a su disposición (por ejemplo, Corepile).

La eliminación inadecuada de pilas y baterías usadas puede tener un impacto considerable en las personas y el medio ambiente debido a las sustancias peligrosas que contienen. El reciclaje conserva materias primas valiosas y permite reutilizar los componentes del producto.

AVISO DE RESPONSABILIDAD

Si tiene dudas o preocupaciones sobre su salud, consulte a un profesional sanitario antes de utilizar el producto.

NOTA:

Su producto Venen Engel **no es un producto sanitario** y no está destinado a la autoaplicación terapéutica.

FABRICANTE:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Alemania

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

ISTRUZIONI PER L'USO

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



PREMESSA

Congratulazioni per l'acquisto di questo dispositivo! Apprezzerete l'utilizzo del vostro prodotto Venen Engel! Se siete soddisfatti del vostro Venen Engel, saremmo lieti se lo consigliaste ad altri.

Questo manuale contiene indicazioni che l'utente deve osservare per prevenire i pericoli e utilizzare il dispositivo in sicurezza.

Se avete domande sull'utilizzo, sugli accessori o suggerimenti da darci, non esitate a contattarci!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

PRIMA DI INIZIARE

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo.
- Conservate questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro, per poterlo consultare quando necessario.
- Il prodotto Venen Engel non deve essere utilizzato in presenza di determinate condizioni di salute. Leggete attentamente l'elenco delle controindicazioni.

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA E SEGNALAZIONI

È importante leggere tutte le avvertenze e le precauzioni contenute in questo manuale. Servono per la vostra sicurezza, per prevenire lesioni ed evitare danni al dispositivo.

- Leggete attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo.
- Conservate questo manuale per future consultazioni.
- Tenete il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente ad adulti in grado di utilizzarlo.
- Non utilizzate il dispositivo se è danneggiato.
- Non utilizzate il dispositivo se il cavo di ricarica è danneggiato.
- Non aprite né smontate il dispositivo.
- Caricate il dispositivo esclusivamente con il cavo USB fornito.
- Non guardate direttamente i LED durante il funzionamento e non puntate la luce direttamente negli occhi di altre persone.
- Il dispositivo è stato testato per la resistenza al **contatto temporaneo con l'acqua**. Tuttavia, per garantire un funzionamento sicuro e la durata del prodotto, l'unità principale non deve essere esposta a getti d'acqua diretti o ad acqua corrente continua.

- Se il dispositivo viene utilizzato sotto la doccia, evitate il contatto diretto con il getto d'acqua e tenete l'unità principale lontana da umidità eccessiva.
- Non immergete l'unità principale in acqua.
- Le testine di massaggio possono essere rimosse dall'unità principale per la pulizia. Se necessario, pulitele separatamente con acqua e lasciatele asciugare completamente prima di riapplicarle.
- Non utilizzate il dispositivo vicino ai capelli per evitare che si impiglino.
- Non utilizzate il dispositivo in modo continuativo per più di 30 minuti.
- Non utilizzate il dispositivo sulla stessa zona del corpo per più di 15 minuti.
- Spegnete il dispositivo prima di sostituire le testine di massaggio.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Body Massager (unità principale)




Cavo di ricarica USB



Testina di massaggio a rulli



Testina di massaggio a spazzola morbida



Testina di massaggio a spazzola

DATI TECNICI

Modello	PL-674
Tensione nominale	5V DC
Potenza	16 W
Durata d'uso consigliata	15 minuti per zona del corpo. Non più di 30 minuti di utilizzo continuo
Alimentazione	Batteria ricaricabile (ricarica USB)
Dimensioni della confezione	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Peso	0,5kg

LEGENDA DEI SIMBOLI

	Informazioni sul produttore
	Conformità alle norme europee
	Prodotto in Cina
	Prodotto elettrico contenente una batteria. Seguire le istruzioni per lo smaltimento.
	Leggere il manuale prima dell'uso
IPX7	Il prodotto è protetto dall'immersione temporanea, non da acqua continua, in pressione o profonda.
	Numero di serie
	Imballaggio interno ed esterno in carta mista
	Porta USB
	Istruzioni per lo smaltimento in Francia per i prodotti elettronici
	Istruzioni per lo smaltimento in Francia per l'imballaggio

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo massaggiatore corporeo compatto e ricaricabile è concepito come complemento di una routine quotidiana di benessere e cura di sé. Questo dispositivo versatile offre un massaggio superficiale delicato e rilassante per i muscoli e per la pelle. Regala una sensazione piacevole e aiuta a rilassare i muscoli dopo l'attività sportiva o l'attività fisica quotidiana, su zone mirate del corpo come schiena, spalle, braccia, gambe e piedi.

Per personalizzare l'esperienza di massaggio, la 3-in-1 Glow Brush dispone di testine di massaggio rotanti e intercambiabili che offrono diversi tipi e sensazioni di massaggio. In alcune modalità di funzionamento si accendono inoltre luci LED rosse integrate che illuminano durante l'uso per arricchire l'esperienza di applicazione. Oltre al rilassamento muscolare, gli accessori specifici possono essere integrati in una routine cosmetica di cura della pelle per una delicata pulizia ed esfoliazione del corpo.

La Venen Engel 3-in-1 Glow Brush è destinata esclusivamente a scopi cosmetici, di cura della persona e di benessere. Non è un dispositivo medico e non è destinata a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna condizione medica.

USO PREVISTO

La **Venen Engel 3-in-1 Glow Brush** è un dispositivo ricaricabile destinato al massaggio cosmetico e di benessere del corpo.

Il dispositivo è progettato per offrire un massaggio superficiale rilassante di muscoli e pelle mediante testine di massaggio rotanti. Può aiutare a rilassare i muscoli dopo l'attività fisica o lo sforzo quotidiano. Il dispositivo è destinato all'uso su zone esterne del corpo, tra cui:

- schiena
- spalle
- braccia
- gambe
- piedi

Gli accessori di massaggio intercambiabili consentono diverse sensazioni di massaggio e possono essere utilizzati anche per scopi cosmetici di cura della pelle, come la delicata pulizia del corpo o l'esfoliazione.

Destinatari

Il prodotto è destinato a utenti adulti.

CONTROINDICAZIONI

CONSULTATE UN MEDICO PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SE:

- siete in gravidanza
- soffrite di una grave patologia cardiaca
- presentate lesioni o irritazioni cutanee nelle zone di applicazione.

Se non siete sicuri che il dispositivo sia adatto a voi, consultate un medico prima dell'uso.

Interrompete immediatamente l'uso del dispositivo se avvertite fastidio o dolore.

USO IMPROPRIO

Qualsiasi uso diverso da quello previsto è considerato improprio.

Esempi di uso errato prevedibile:

- Uso sulla testa o vicino ai capelli, poiché i capelli possono impigliarsi nelle testine di massaggio rotanti.
- Uso su pelle lesa, irritata o gonfia, o su zone con ferite aperte.
- Uso per scopi medici, incluso il trattamento di malattie o lesioni.
- Uso da parte di bambini o di persone non in grado di utilizzare il dispositivo in sicurezza.
- Uso continuativo sulla stessa zona del corpo oltre il tempo consigliato.
- Uso del dispositivo durante la ricarica.
- Uso del dispositivo sotto l'acqua corrente / immersione dell'unità principale in acqua: **consultate le avvertenze di sicurezza per istruzioni chiare.**
- Uso del dispositivo se danneggiato o malfunzionante.
- Modifica, smontaggio o riparazione del dispositivo da parte di persone non autorizzate.
- Guardare direttamente le luci LED durante il funzionamento.

Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

APPLICAZIONE

FASE 1: PREPARAZIONE

Assicuratevi che il dispositivo sia completamente carico prima dell'uso. Il tasto di accensione lampeggia in rosso durante la ricarica e diventa verde a ricarica completata.

Scegliete la testina di massaggio desiderata. Fissate la testina di massaggio saldamente al dispositivo allineandola al centro e premendo verso il basso. Assicuratevi sempre che il dispositivo sia spento prima di applicare o rimuovere gli accessori.

Per rimuovere la testina di massaggio, afferratela con decisione e sollevatela dal perno di collegamento.

NOTA: se non utilizzate il dispositivo per un periodo prolungato, consigliamo di ricaricarlo almeno ogni tre mesi per evitare danni alla batteria.


FASE 2: UTILIZZO

Premete il tasto di accensione per accendere il dispositivo.

Selezionate la modalità di massaggio desiderata:

- Rotazione in avanti con luci LED rosse
- Rotazione indietro con luci LED rosse
- Rotazione in avanti
- Rotazione indietro

Regolate la velocità con il tasto «intensità» secondo le vostre preferenze.



Appoggiate delicatamente la testina di massaggio sulla zona del corpo desiderata e muovete lentamente il dispositivo sulla pelle. Prendetevi il tempo necessario per trovare il vostro livello di comfort personale. L'applicazione deve risultare sempre piacevole e non deve mai essere fastidiosa o dolorosa. Fate in modo che le singole sessioni non superino i 15 minuti per zona del corpo e i 30 minuti complessivi di utilizzo continuo.

Evitate di dirigere la luce LED verso gli occhi o di guardare direttamente nella luce.

FASE 3: DOPO L'USO

Al termine della sessione, **premete il tasto di accensione** per spegnere il dispositivo. Per rimuovere una testina di massaggio, afferratela con decisione e sollevatela dal perno di collegamento.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA

Per mantenere la vostra Venen Engel 3-in-1 Glow Brush in perfette condizioni, consigliamo di pulirla regolarmente. Spegnete sempre il dispositivo prima della pulizia. Pulite l'unità principale con un panno morbido e leggermente inumidito. Non utilizzate detergenti aggressivi. Le testine di massaggio rimovibili possono essere pulite separatamente sotto l'acqua corrente, se necessario. Assicuratevi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di rimontarle e che non entri acqua nell'unità principale.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Consigliamo di conservare il dispositivo in un ambiente asciutto, pulito e privo di polvere. Evitate la luce solare diretta, il calore eccessivo e l'umidità elevata. Trasportate il dispositivo nella confezione originale quando possibile.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Conservate questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro! Leggete attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo e utilizzatelo solo come descritto in questo manuale. Il dispositivo è destinato esclusivamente ad adulti in grado di utilizzarlo; tenete il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzate il dispositivo se esso o il cavo di ricarica USB sono danneggiati o malfunzionanti. Non modificate, smontate o riparate il dispositivo da soli: le riparazioni possono essere eseguite solo da tecnici autorizzati, altrimenti la garanzia decade.

Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi cosmetici e di benessere e non è un dispositivo medico. Non utilizzatelo per scopi medici, incluso il trattamento di malattie o lesioni. Consultate un medico prima dell'uso se siete in gravidanza, soffrite di una grave patologia cardiaca o presentate pelle lesa, irritata o gonfia oppure ferite aperte nelle zone di applicazione. Interrompete immediatamente l'uso del dispositivo se avvertite fastidio, dolore o notate reazioni cutanee inusuali.

Non utilizzate il dispositivo sulla testa o vicino ai capelli per evitare che si impiglino, vengano tirati o pizzicati. Non guardate direttamente le luci LED rosse integrate durante il funzionamento e non puntate la luce negli occhi di altre persone. La luce LED fa parte esclusivamente della funzione del dispositivo e non è destinata a un uso terapeutico o medico.

Per garantire la durata e la sicurezza del prodotto, l'unità principale non deve essere esposta a getti d'acqua diretti o ad acqua corrente continua, né immersa in acqua. Rimuovete le testine di massaggio per pulirle separatamente con acqua e assicuratevi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di riapplicarle. Non utilizzate il dispositivo durante la ricarica e caricatelo esclusivamente con il cavo USB fornito. Spegnete sempre il dispositivo prima di sostituire le testine di massaggio. Non utilizzate il dispositivo in modo continuativo per più di 30 minuti e non utilizzatelo sulla stessa zona del corpo per più di 15 minuti, per evitare problemi di sensibilità cutanea.

GARANZIA

Offriamo una garanzia di 24 mesi sull'unità di comando. In caso di malfunzionamento può essere necessario rispedire il dispositivo per un controllo. Assicuratevi che la scatola di spedizione sia imbottita per evitare possibili danni durante il trasporto. Purtroppo non è possibile far valere alcun diritto di garanzia per difetti causati da una spedizione non adeguata. Nella misura in cui esiste un obbligo legale di garanzia, verrà fornita gratuitamente una sostituzione oppure il produttore avrà la facoltà di riparare il dispositivo, con esclusione del diritto di recesso o di riduzione del prezzo di acquisto. Se i ripetuti tentativi di riparazione non hanno esito positivo, o se anche l'unità sostitutiva risulta difettosa per colpa del produttore, il cliente ha diritto di recedere dall'acquisto o di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto.

Esclusione dalla garanzia: Sono esclusi dalla garanzia i difetti dovuti a danni causati dall'uso della forza, da un utilizzo non conforme, da forza esterna oppure da modifiche e interventi di riparazione eseguiti da terzi, ad esempio difetti causati da fusibili dimensionati in modo errato o cortocircuitati, oppure difetti attribuibili alla normale usura.

Requisiti della garanzia: Il diritto di garanzia sussiste solo in presenza della prova d'acquisto originale (fattura). Conservate la prova d'acquisto in un luogo sicuro.

In caso di problemi o domande sull'utilizzo del sistema, non esitate a contattarci via mail all'indirizzo service@venenengel.de.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

IMPORTANTE: non smaltite il prodotto nei rifiuti domestici!

GERMANIA:

I **prodotti elettronici** non devono essere smaltiti nei rifiuti urbani non differenziati. Utilizzate invece i sistemi di restituzione e raccolta disponibili. In questo modo tutti possiamo contribuire al riutilizzo, al riciclo e al recupero dei prodotti elettronici.

Lo smaltimento errato dei prodotti elettronici non solo comporta uno spreco di risorse (la maggior parte degli apparecchi elettrici contiene materie prime pregiate come oro, rame, argento, ecc.), ma mette anche in pericolo l'ambiente a causa delle sostanze in parte pericolose che contengono.

ALTERNATIVA: ci occupiamo volentieri dello smaltimento del vostro vecchio dispositivo Venen Engel. È sufficiente inviarlo a:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Allegate un biglietto con la richiesta di smaltimento.

Le batterie e gli accumulatori usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti urbani solidi. Potete farlo utilizzando i sistemi di restituzione e riciclo a vostra disposizione (ad es. Corepile).

Lo smaltimento non corretto di batterie e accumulatori usati può avere un impatto considerevole sulle persone e sull'ambiente a causa delle sostanze pericolose che contengono. Il riciclo preserva materie prime pregiate e consente il riutilizzo dei componenti del prodotto.

UNIONE EUROPEA:

I prodotti elettronici non devono essere smaltiti nei rifiuti urbani non differenziati. Utilizzate invece i sistemi di restituzione e raccolta disponibili. In questo modo tutti possiamo contribuire al riutilizzo, al riciclo e al recupero dei prodotti elettronici.

Lo smaltimento errato dei prodotti elettronici non solo spreca risorse (la maggior parte degli apparecchi elettrici contiene materie prime pregiate come oro, rame, argento, ecc.), ma mette anche in pericolo l'ambiente a causa delle sostanze in parte pericolose che contengono.

Le batterie e gli accumulatori esausti devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti urbani solidi. Potete farlo utilizzando i sistemi di restituzione e riciclo a vostra disposizione (ad es. Corepile).

Lo smaltimento non corretto di batterie e accumulatori usati può avere un impatto considerevole sulle persone e sull'ambiente a causa delle sostanze pericolose che contengono. Il riciclo preserva materie prime pregiate e consente il riutilizzo dei componenti del prodotto.

AVVERTENZA SULLA RESPONSABILITÀ

Se avete dubbi o preoccupazioni di natura sanitaria, rivolgetevi a personale medico qualificato prima dell'uso.

NOTA:

Il vostro prodotto Venen Engel **non è un dispositivo medico** e non è destinato all'autotrattamento.

PRODUTTORE:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Germania

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

MODE D'EMPLOI

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Félicitations pour l'achat de cet appareil ! Vous apprécierez l'utilisation de votre produit Venen Engel ! Si vous êtes satisfait de votre Venen Engel, nous serions ravis que vous le recommandiez à d'autres personnes.

Ce manuel contient des indications que l'utilisateur doit respecter afin de prévenir les dangers et d'utiliser l'appareil en toute sécurité.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation, les accessoires ou des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous contacter !

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

AVANT DE COMMENCER

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le produit Venen Engel ne doit pas être utilisé en cas de certains problèmes de santé. Veuillez lire attentivement la liste des contre-indications.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Il est important que vous lisiez tous les avertissements et toutes les précautions de ce manuel. Ils sont destinés à votre sécurité, à la prévention des blessures et à éviter d'endommager l'appareil.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.
- Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
- L'appareil est destiné exclusivement à des adultes aptes à l'utiliser.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble de charge est endommagé.
- N'ouvrez pas et ne démontez pas l'appareil.
- Chargez l'appareil uniquement avec le câble USB fourni.
- Ne regardez pas directement les LED pendant le fonctionnement et ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux d'autres personnes.
- L'appareil a été testé pour sa résistance à une **exposition temporaire à l'eau**. Toutefois, afin de garantir un fonctionnement sûr et la longévité du produit, l'unité principale ne doit pas être exposée à des jets d'eau directs ni à de l'eau courante en continu.

- Si l'appareil est utilisé sous la douche, évitez le contact direct avec le jet d'eau et tenez l'unité principale à l'écart d'une humidité excessive.
- N'immergez pas l'unité principale dans l'eau.
- Les têtes de massage peuvent être retirées de l'unité principale pour le nettoyage. Nettoyez-les séparément à l'eau si nécessaire et laissez-les sécher complètement avant de les remettre en place.
- N'utilisez pas l'appareil près des cheveux afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent.
- N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 30 minutes.
- N'utilisez pas l'appareil sur la même zone du corps pendant plus de 15 minutes.
- Éteignez l'appareil avant de changer les têtes de massage.

CONTENU DE LA LIVRAISON



Body Massager (unité principale)




Câble de charge USB



Tête de massage à rouleaux



Tête de massage à brosse douce



Tête de massage à brosse

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	PL-674
Tension nominale	5V DC
Puissance	16 W
Durée d'utilisation recommandée	15 minutes par zone du corps. Pas plus de 30 minutes d'utilisation continue
Alimentation	Batterie rechargeable (charge USB)
Dimensions de l'emballage	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Poids	0,5kg

EXPLICATION DES SYMBOLES

	Informations sur le fabricant
	Conformité aux normes européennes
	Fabriqué en Chine
	Produit électrique contenant une batterie. Veuillez respecter les consignes d'élimination.
	Lire le manuel avant utilisation
IPX7	Le produit est protégé contre l'immersion temporaire, mais pas contre l'eau continue, sous pression ou profonde.
	Numéro de série
	Emballage intérieur et extérieur en papier mixte
	Port USB
	Consignes d'élimination France pour les produits électroniques
	Consignes d'élimination France pour l'emballage

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cet appareil de massage corporel compact et rechargeable est conçu pour compléter une routine quotidienne de bien-être et de soins personnels. Cet appareil polyvalent offre un massage superficiel doux et relaxant, à la fois pour les muscles et pour la peau. Il procure une sensation agréable et aide à détendre les muscles après le sport ou une activité physique quotidienne, sur des zones ciblées du corps telles que le dos, les épaules, les bras, les jambes et les pieds.

Pour personnaliser l'expérience de massage, la 3-in-1 Glow Brush est équipée de têtes de massage rotatives interchangeables qui offrent différents types et sensations de massage. Certains modes de fonctionnement comportent en outre des lumières LED rouges intégrées qui s'allument pendant l'utilisation afin d'enrichir l'expérience d'application. Outre la détente musculaire, les accessoires spécifiques peuvent être intégrés à une routine cosmétique de soin de la peau, pour un nettoyage et un gommage doux du corps.

La Venen Engel 3-in-1 Glow Brush est destinée exclusivement à des fins cosmétiques, de soins personnels et de bien-être. Ce n'est pas un dispositif médical et elle n'est pas destinée à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque affection médicale.

UTILISATION PRÉVUE

La **Venen Engel 3-in-1 Glow Brush** est un appareil rechargeable destiné au massage cosmétique et de bien-être du corps.

L'appareil est conçu pour offrir un massage superficiel relaxant des muscles et de la peau à l'aide de têtes de massage rotatives. Il peut aider à détendre les muscles après une activité physique ou une sollicitation quotidienne. L'appareil est destiné à être utilisé sur des zones externes du corps, notamment :

- le dos
- les épaules
- les bras
- les jambes
- les pieds

Les accessoires de massage interchangeables permettent différentes sensations de massage et peuvent également être utilisés à des fins cosmétiques de soin de la peau, comme un nettoyage doux du corps ou un gommage.

Utilisateurs visés

Le produit est destiné aux utilisateurs adultes.

CONTRE-INDICATIONS

VEUILLEZ CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER L'APPAREIL SI VOUS :

- êtes enceinte
- souffrez d'une maladie cardiaque grave
- présentez des blessures ou des irritations cutanées dans les zones d'application.

Si vous n'êtes pas sûr que l'appareil vous convient, consultez un médecin avant utilisation.

Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une gêne ou des douleurs.

UTILISATION NON CONFORME

Toute utilisation autre que l'utilisation prévue est considérée comme non conforme.

Exemples de mauvaise utilisation prévisible :

- Utilisation sur la tête ou à proximité des cheveux, car les cheveux peuvent s'emmêler dans les têtes de massage rotatives.
- Utilisation sur une peau blessée, irritée ou enflée, ou sur des zones présentant des plaies ouvertes.
- Utilisation à des fins médicales, y compris le traitement de maladies ou de blessures.
- Utilisation par des enfants ou des personnes incapables d'utiliser l'appareil en toute sécurité.
- Utilisation continue sur la même zone du corps au-delà de la durée recommandée.
- Utilisation de l'appareil pendant la charge.
- Utilisation de l'appareil sous l'eau courante / immersion de l'unité principale dans l'eau – **veuillez consulter les consignes de sécurité pour des instructions claires.**
- Utilisation de l'appareil s'il est endommagé ou présente un dysfonctionnement.
- Modification, démontage ou réparation de l'appareil par des personnes non autorisées.
- Regarder directement dans les lumières LED pendant le fonctionnement.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation non conforme.

UTILISATION

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION

Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant utilisation. Le bouton marche/arrêt clignote en rouge pendant la charge, puis passe au vert lorsque la charge est terminée.

Choisissez la tête de massage souhaitée. Fixez fermement la tête de massage sur l'appareil en l'alignant au centre et en appuyant vers le bas. Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint avant de mettre en place ou de retirer des accessoires.

Pour retirer la tête de massage, saisissez-la fermement et soulevez-la de l'axe de connexion.

REMARQUE : si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, nous recommandons de le charger au moins tous les trois mois afin d'éviter d'endommager la batterie.


ÉTAPE 2 : FONCTIONNEMENT

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.

Sélectionnez le mode de massage souhaité :

- Rotation vers l'avant avec lumières LED rouges
- Rotation vers l'arrière avec lumières LED rouges
- Rotation vers l'avant
- Rotation vers l'arrière

Réglez la vitesse à l'aide du bouton « intensité » selon vos préférences.



Appliquez délicatement la tête de massage sur la zone du corps souhaitée et déplacez lentement l'appareil sur la peau. Prenez le temps de découvrir votre niveau de confort personnel. L'application doit toujours être agréable et ne doit jamais être désagréable ou douloureuse. Veillez à ce que les séances individuelles ne dépassent pas 15 minutes par zone du corps, et 30 minutes d'utilisation continue au total.

Évitez de diriger la lumière LED vers les yeux ou de regarder directement dans la lumière.

ÉTAPE 3 : APRÈS L'UTILISATION

Une fois votre séance terminée, **appuyez sur le bouton marche/arrêt** pour éteindre l'appareil. Pour retirer une tête de massage, saisissez-la fermement et soulevez-la de l'axe de connexion.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

NETTOYAGE

Pour maintenir votre Venen Engel 3-in-1 Glow Brush en parfait état, nous recommandons de la nettoyer régulièrement. Éteignez toujours l'appareil avant le nettoyage. Nettoyez l'unité principale avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Les têtes de massage amovibles peuvent être nettoyées séparément sous l'eau courante si nécessaire. Veillez à ce que toutes les pièces soient complètement sèches avant le remontage et à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'unité principale.

RANGEMENT ET TRANSPORT

Nous recommandons de ranger l'appareil dans un endroit sec, propre et exempt de poussière. Évitez la lumière directe du soleil, une chaleur excessive et une humidité élevée. Transportez l'appareil dans son emballage d'origine dans la mesure du possible.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr ! Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et utilisez-le uniquement comme décrit dans ce manuel. L'appareil est destiné exclusivement à des adultes aptes à l'utiliser ; tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou le câble de charge USB est endommagé ou présente un dysfonctionnement. Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même ; les réparations ne peuvent être effectuées que par des spécialistes agréés, sans quoi la garantie sera annulée.

L'appareil est destiné exclusivement à des fins cosmétiques et de bien-être et n'est pas un dispositif médical. Ne l'utilisez pas à des fins médicales, y compris le traitement de maladies ou de blessures. Consultez un médecin avant utilisation si vous êtes enceinte, souffrez d'une maladie cardiaque grave ou présentez une peau blessée, irritée ou enflée, ou des plaies ouvertes dans les zones d'application. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une gêne, des douleurs ou constatez des réactions cutanées inhabituelles.

N'utilisez pas l'appareil sur la tête ou à proximité des cheveux afin d'éviter qu'ils s'emmêlent, soient tirés ou pincés. Ne regardez pas directement dans les lumières LED rouges intégrées pendant le fonctionnement et ne dirigez pas la lumière dans les yeux d'autres personnes. La lumière LED fait uniquement partie de la fonction de l'appareil et n'est pas destinée à un usage thérapeutique ou médical.

Afin de garantir la longévité et la sécurité du produit, l'unité principale ne doit pas être exposée à des jets d'eau directs ni à de l'eau courante en continu, ni être immergée dans l'eau. Retirez les têtes de massage pour les nettoyer séparément à l'eau et assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les remettre en place. N'utilisez pas l'appareil pendant la charge et chargez-le uniquement avec le câble USB fourni. Éteignez toujours l'appareil avant de changer les têtes de massage. N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 30 minutes et ne l'utilisez pas sur la même zone du corps pendant plus de 15 minutes afin d'éviter les problèmes de sensibilité cutanée.

GARANTIE

Nous offrons une garantie de 24 mois sur l'unité de commande. En cas de dysfonctionnement, il peut être nécessaire de renvoyer l'appareil pour contrôle. Veillez à ce que le carton d'expédition soit rembourré afin d'éviter d'éventuels dommages pendant le transport. Malheureusement, aucun droit à la garantie ne peut être invoqué pour des défauts causés par une expédition inadéquate. Dans la mesure où une obligation légale de garantie existe, un remplacement sera fourni gratuitement ou le fabricant aura le choix de réparer l'appareil, à l'exclusion du droit de résiliation ou de réduction du prix d'achat. Si des tentatives répétées de réparation échouent, ou si un appareil de remplacement s'avère également défectueux par la faute du fabricant, le client est en droit de résilier l'achat ou d'obtenir une réduction du prix d'achat.

Exclusion de garantie : Sont exclus de la garantie les défauts dus à des dommages causés par l'usage de la force, une utilisation inappropriée, une force appliquée de l'extérieur ou des modifications et travaux de réparation effectués par des tiers, par exemple des défauts causés par des fusibles mal calibrés ou court-circuités, ou des défauts imputables à une usure normale.

Conditions de garantie : Le droit à la garantie n'existe qu'avec la preuve d'achat originale (facture). Veuillez conserver la preuve d'achat en lieu sûr.

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions lors de l'utilisation du système, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse service@venenengel.de.

CONSIGNES D'ÉLIMINATION

IMPORTANT : veuillez ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères !

ALLEMAGNE :

Les produits électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Utilisez à la place les systèmes de reprise et de collecte disponibles. Nous pouvons ainsi tous contribuer à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des produits électroniques.

Une élimination incorrecte des produits électroniques entraîne non seulement un gaspillage de ressources (la plupart des appareils électriques contiennent des matières premières précieuses telles que l'or, le cuivre, l'argent, etc.), mais met également en danger l'environnement en raison des substances en partie dangereuses qu'ils contiennent.

ALTERNATIVE : nous nous chargeons volontiers de l'élimination de votre ancien appareil Venen Engel. Il vous suffit de l'envoyer à :

**Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany**

Veuillez joindre une note demandant l'élimination.

Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés séparément des déchets municipaux solides. Vous pouvez le faire en utilisant les systèmes de reprise et de recyclage à votre disposition (par exemple Corepile).

Une élimination inappropriée des piles et accumulateurs usagés peut avoir un impact important sur l'homme et l'environnement en raison des substances dangereuses qu'ils contiennent. Le recyclage préserve des matières premières précieuses et permet de réutiliser les composants du produit.

UNION EUROPÉENNE :

Les produits électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Utilisez à la place les systèmes de reprise et de collecte disponibles. Nous pouvons ainsi tous contribuer à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des produits électroniques.

Une élimination incorrecte des produits électroniques gaspille non seulement des ressources (la plupart des appareils électriques contiennent des matières premières précieuses telles que l'or, le cuivre, l'argent, etc.), mais met également en danger l'environnement en raison des substances en partie dangereuses qu'ils contiennent.

Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés séparément des déchets municipaux solides. Vous pouvez le faire en utilisant les systèmes de reprise et de recyclage à votre disposition (par exemple Corepile).

Une élimination inappropriée des piles et accumulateurs usagés peut avoir un impact important sur les personnes et l'environnement en raison des substances dangereuses qu'ils contiennent. Le recyclage préserve des matières premières précieuses et permet de réutiliser les composants du produit.

AVIS DE RESPONSABILITÉ

Si vous avez des préoccupations de santé ou des doutes, veuillez consulter un professionnel de santé avant utilisation.

REMARQUE :

Votre produit Venen Engel n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à l'automédication.

FABRICANT :

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Allemagne

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



UWAGI WSTĘPNE

Gratulujemy zakupu tego urządzenia! Będziesz mieć wiele radości z korzystania z produktu Venen Engel! Jeśli jesteś zadowolony ze swojego Venen Engel, będziemy bardzo wdzięczni za polecenie go innym.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, których użytkownik powinien przestrzegać, aby zapobiec zagrożeniom i bezpiecznie korzystać z urządzenia.

Jeśli masz pytania dotyczące stosowania, akcesoriów lub chcesz przekazać nam swoje sugestie, nie wahaj się z nami skontaktować!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

ZANIM ZACZNIESZ

- Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.
- Przechowuj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej zająrzeć.
- Produktu Venen Engel nie wolno stosować w przypadku określonych stanów zdrowotnych. Prosimy o uważne przeczytanie listy przeciwwskazań.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Ważne jest, aby przeczytać wszystkie ostrzeżenia i środki ostrożności zawarte w tej instrukcji. Służą one Twojemu bezpieczeństwu, zapobieganiu obrażeniom oraz ochronie urządzenia przed uszkodzeniem.

- Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania.
- Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Przechowuj urządzenie i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie dla zdolnych do jego obsługi osób dorosłych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel do ładowania jest uszkodzony.
- Nie otwieraj ani nie rozkładaj urządzenia.
- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB.
- Nie patrz bezpośrednio w diody LED podczas pracy urządzenia i nie kieruj światła bezpośrednio w oczy innych osób.
- Urządzenie zostało przebadane pod kątem odporności na **chwilowy kontakt z wodą**. Aby jednak zapewnić bezpieczną pracę i długą żywotność produktu, jednostki głównej nie wolno narażać na bezpośredni strumień wody ani na stale płynącą wodę.

- Jeśli urządzenie jest używane pod prysznicem, unikaj bezpośredniego kontaktu ze strumieniem wody i trzymaj jednostkę główną z dala od nadmiernej wilgoci.
- Nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie.
- Głowice masujące można zdjąć z jednostki głównej do czyszczenia. W razie potrzeby czyść je osobno wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym założeniem.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu włosów, aby uniknąć ich wplątania.
- Nie używaj urządzenia nieprzerwanie dłużej niż 30 minut.
- Nie stosuj urządzenia na tej samej części ciała dłużej niż 15 minut.
- Wyłącz urządzenie przed wymianą głowic masujących.

ZAKRES DOSTAWY



Body Massager
(jednostka główna)




Kabel USB do ładowania



Rolkowa głowica
masująca



Głowica masująca z
miękką szczotką



Szczotkowa głowica
masująca

DANE TECHNICZNE

Model	PL-674
Napięcie znamionowe	5V DC
Moc	16 W
Zalecany czas stosowania	15 minut na jedną część ciała. Nie dłużej niż 30 minut nieprzerwanej pracy
Zasilanie	Akumulator (ładowanie USB)
Wymiary opakowania	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Waga	0,5kg

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Informacje o producencie
	Zgodność z normami europejskimi
	Wyprodukowano w Chinach
	Produkt elektryczny zawierający akumulator. Prosimy przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji.
	Przed użyciem przeczytać instrukcję
IPX7	Produkt jest chroniony przed chwilowym zanurzeniem , nie przed wodą ciągłą, pod ciśnieniem ani głęboką.
	Numer seryjny
	Opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne z papieru mieszanego
	Złącze USB
	Wskazówki dotyczące utylizacji we Francji dla produktów elektronicznych
	Wskazówki dotyczące utylizacji we Francji dla opakowania

OPIS PRODUKTU

To kompaktowe, akumulatorowe urządzenie do masażu ciała zostało zaprojektowane jako uzupełnienie codziennej rutyny wellness i pielęgnacji. Wszechstronne urządzenie zapewnia delikatny, relaksujący masaż powierzchniowy zarówno mięśni, jak i skóry. Daje przyjemne odczucie i pomaga rozluźnić mięśnie po treningu lub codziennej aktywności fizycznej w wybranych obszarach ciała, w tym na plecach, barkach, ramionach, nogach i stopach.

Aby dostosować doznania z masażu, 3-in-1 Glow Brush wyposażona jest w wymienne, obrotowe głowice masujące, które zapewniają różne rodzaje i odczucia masażu. W niektórych trybach pracy zapalają się dodatkowo wbudowane czerwone diody LED, które świecą podczas użytkowania i wzbogacają doznania z zabiegu. Poza rozluźnianiem mięśni specjalne nasadki można włączyć w kosmetyczną pielęgnację skóry – do delikatnego oczyszczania i peelingu ciała.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush jest przeznaczona wyłącznie do celów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i wellness. Nie jest wyrobem medycznym i nie służy do diagnozowania, leczenia, uzdrawiania ani zapobiegania jakimkolwiek schorzeniom.

PRZEZNACZENIE

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush to akumulatorowe urządzenie przeznaczone do kosmetycznego i wellnessowego masażu ciała.

Urządzenie zaprojektowano tak, aby za pomocą obrotowych głowic masujących zapewniać relaksujący masaż powierzchniowy mięśni i skóry. Może pomagać w rozluźnieniu mięśni po aktywności fizycznej lub codziennym obciążeniu. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania na zewnętrznych obszarach ciała, w tym:

- plecy
- barki
- ramiona
- nogi
- stopy

Wymienne nasadki masujące umożliwiają różne odczucia masażu i mogą być również stosowane do celów kosmetycznej pielęgnacji skóry, takich jak delikatne oczyszczanie ciała lub peeling.

Grupa docelowa

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

PRZECIWWSKAZANIA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM, JEŚLI:

- jesteś w ciąży
- masz poważną chorobę serca
- masz urazy lub podrażnienia skóry w obszarach zabiegowych.

Jeśli nie jesteś pewien, czy urządzenie jest dla Ciebie odpowiednie, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

Natychmiast przerwij stosowanie urządzenia, jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból.

NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE

Każde zastosowanie inne niż przeznaczenie uznaje się za niewłaściwe.

Przykłady przewidywalnego nieprawidłowego użycia:

- Stosowanie na głowie lub w pobliżu włosów, ponieważ włosy mogą wpłatać się w obrotowe głowice masujące.
- Stosowanie na skórze uszkodzonej, podrażnionej lub obrzękniętej albo na obszarach z otwartymi ranami.
- Stosowanie do celów medycznych, w tym leczenia chorób lub urazów.
- Używanie przez dzieci lub osoby, które nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia.
- Ciągłe stosowanie na tej samej części ciała dłużej niż zalecany czas.
- Używanie urządzenia podczas ładowania.
- Używanie urządzenia pod bieżącą wodą / zanurzanie jednostki głównej w wodzie – **prosimy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa, gdzie znajdują się jasne instrukcje.**
- Używanie urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Modyfikowanie, rozkładanie lub naprawa urządzenia przez osoby nieupoważnione.
- Patrzenie bezpośrednio w diody LED podczas pracy.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.

ZASTOSOWANIE

KROK 1: PRZYGOTOWANIE

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane. Przycisk zasilania miga na czerwono podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu świeci na zielono.

Wybierz żądaną głowicę masującą. Załóż głowicę masującą pewnie na urządzenie, ustawiając ją centralnie i dociskając. Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed zakładaniem lub zdejmowaniem akcesoriów.

Aby zdjąć głowicę masującą, chwyć ją pewnie i zdejmij z trzpienia łączącego.

WSKAZÓWKA: Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, zalecamy ładowanie go co najmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.


KROK 2: OBSŁUGA

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

Wybierz żądany tryb masażu:

- Obrót w przód z czerwonymi diodami LED
- Obrót w tył z czerwonymi diodami LED
- Obrót w przód
- Obrót w tył

Dostosuj prędkość przyciskiem „intensywność” według własnych preferencji.



Delikatnie przyłóż głowicę masującą do wybranej części ciała i prowadź urządzenie powoli po skórze. Poświęć czas na odnalezienie własnego poziomu komfortu. Zabieg powinien być zawsze przyjemny i nigdy nie może być nieprzyjemny ani bolesny. Zadbaj o to, aby pojedyncze sesje nie przekraczały 15 minut na jedną część ciała ani łącznie 30 minut nieprzerwanego użytkowania.

Unikaj kierowania światła LED w oczy oraz patrzenia bezpośrednio w światło.

KROK 3: PO UŻYCIU

Po zakończeniu sesji **naciśnij przycisk zasilania**, aby wyłączyć urządzenie. Aby zdjąć głowicę masującą, chwyć ją pewnie i zdejmij z trzpienia łączącego.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

CZYSZCZENIE

Aby Twoja Venen Engel 3-in-1 Glow Brush pozostała w doskonałym stanie, zalecamy regularne czyszczenie. Zawsze wyłączaj urządzenie przed czyszczeniem. Jednostkę główną czyść miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących. Zdejmowane głowice masujące można w razie potrzeby czyścić osobno pod bieżącą wodą. Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed ponownym złożeniem i że woda nie dostała się do jednostki głównej.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zalecamy przechowywanie urządzenia w suchym, czystym i wolnym od pyłu miejscu. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernego ciepła i wysokiej wilgotności. Urządzenie transportuj w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przechowuj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję użytkowania i stosuj urządzenie wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie dla zdolnych do jego obsługi osób dorosłych; przechowuj urządzenie i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używaj urządzenia, jeśli ono samo lub kabel USB do ładowania są uszkodzone albo działają nieprawidłowo. Nie modyfikuj, nie rozkładaj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie; naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów, w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do celów kosmetycznych i wellness i nie jest wyrobem medycznym. Nie stosuj go do celów medycznych, w tym leczenia chorób lub urazów. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli jesteś w ciąży, masz poważną chorobę serca albo uszkodzoną, podrażnioną lub obrzękniętą skórę bądź otwarte rany w obszarach zabiegowych. Natychmiast przerwij stosowanie urządzenia, jeśli odczuwasz dyskomfort, ból lub zauważysz nietypowe reakcje skórne.

Nie stosuj urządzenia na głowie ani w pobliżu włosów, aby uniknąć wpłątania, ciągnięcia lub zaciśnięcia. Nie patrz bezpośrednio we wbudowane czerwone diody LED podczas pracy i nie kieruj światła w oczy innych osób. Światło LED jest wyłącznie elementem funkcji urządzenia i nie jest przeznaczone do celów terapeutycznych ani medycznych.

Aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo produktu, jednostki głównej nie wolno narażać na bezpośredni strumień wody ani stale płynącą wodę, ani zanurzać jej w wodzie. Zdejmij główce masujące, aby wyczyścić je osobno wodą, i upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed ponownym założeniem. Nie używaj urządzenia podczas ładowania i ładuj je wyłącznie dostarczonym kablem USB. Zawsze wyłączaj urządzenie przed wymianą głowic masujących. Nie używaj urządzenia nieprzerwanie dłużej niż 30 minut i nie stosuj go na tej samej części ciała dłużej niż 15 minut, aby uniknąć problemów z nadwrażliwością skóry.

GWARANCJA

Na jednostkę sterującą udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. W przypadku nieprawidłowego działania może być konieczne odesłanie urządzenia do kontroli. Prosimy zadbać o to, aby karton przesyłki był wyłożony materiałem ochronnym, co pozwoli uniknąć ewentualnych uszkodzeń w transporcie. Niestety w przypadku wad powstałych w wyniku nieprawidłowego wysłania nie można zgłaszać roszczeń gwarancyjnych. W zakresie, w jakim istnieje ustawowy obowiązek gwarancyjny, zostanie dostarczona bezpłatna wymiana albo producent ma prawo wyboru naprawy urządzenia, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu. Jeśli wielokrotne próby naprawy okażą się nieskuteczne lub jeśli urządzenie zastępcze również będzie wadliwe z winy producenta, klient ma prawo odstąpić od zakupu lub żądać obniżenia ceny zakupu.

Wyłączenie gwarancji: Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z uszkodzeń spowodowanych użyciem siły, nieprawidłową obsługą, działaniem siły zewnętrznej lub modyfikacjami i naprawami wykonanymi przez osoby trzecie, np. wad spowodowanych nieprawidłowo dobranymi lub zwartymi bezpiecznikami, ani wad wynikających z normalnego zużycia.

Warunki gwarancji: Roszczenie gwarancyjne istnieje wyłącznie w połączeniu z oryginalnym dowodem zakupu (fakturą). Prosimy o przechowywanie dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu.

W razie problemów lub pytań dotyczących korzystania z systemu prosimy o kontakt mailowy pod adresem service@venenengel.de.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

WAŻNE: Prosimy nie wyrzucać produktu do odpadów domowych!

NIEMCY:

Produktów elektronicznych nie wolno usuwać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy korzystać z dostępnych systemów zwrotu i zbiórki. W ten sposób wszyscy możemy przyczynić się do ponownego użycia, recyklingu i odzysku produktów elektronicznych.

Nieprawidłowa utylizacja produktów elektronicznych prowadzi nie tylko do marnowania surowców (większość urządzeń elektrycznych zawiera cenne surowce, takie jak złoto, miedź, srebro itd.), ale także zagraża środowisku ze względu na częściowo niebezpieczne substancje, które zawierają.

ALTERNATYWA: Chętnie zajmiemy się utylizacją Twojego starego urządzenia Venen Engel. Wystarczy wysłać je na adres:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Prosimy dołączyć kartkę z prośbą o utylizację.

Zużyte baterie i akumulatory należy usuwać oddzielnie od stałych odpadów komunalnych. Można to zrobić, korzystając z dostępnych systemów zwrotu i recyklingu (np. Corepile).

Nieprawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów może mieć znaczny wpływ na ludzi i środowisko ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne. Recykling pozwala zachować cenne surowce i umożliwia ponowne wykorzystanie elementów produktu.

UNIA EUROPEJSKA:

Produktów elektronicznych nie wolno usuwać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy korzystać z dostępnych systemów zwrotu i zbiórki. W ten sposób wszyscy możemy przyczynić się do ponownego użycia, recyklingu i odzysku produktów elektronicznych.

Nieprawidłowa utylizacja produktów elektronicznych nie tylko marnuje surowce (większość urządzeń elektrycznych zawiera cenne surowce, takie jak złoto, miedź, srebro itd.), ale także zagraża środowisku ze względu na częściowo niebezpieczne substancje, które zawierają.

Zużyte baterie i akumulatory należy usuwać oddzielnie od stałych odpadów komunalnych. Można to zrobić, korzystając z dostępnych systemów zwrotu i recyklingu (np. Corepile).

Nieprawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów może mieć znaczny wpływ na ludzi i środowisko ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne. Recykling pozwala zachować cenne surowce i umożliwia ponowne wykorzystanie elementów produktu.

INFORMACJA O ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeśli masz wątpliwości zdrowotne lub nie jesteś pewien, przed użyciem skonsultuj się z personelem medycznym.

WSKAZÓWKA:

Twój produkt Venen Engel **nie jest wyrobem medycznym** i nie służy do samoleczenia.

PRODUCENT:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Niemcy

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

BRUKSANVISNING

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



INLEDANDE ANMÄRKNING

Gratulerar till köpet av denna produkt! Du kommer att ha stor glädje av din Venen Engel-produkt! Om du är nöjd med din Venen Engel blir vi mycket glada om du rekommenderar den till andra.

Denna bruksanvisning innehåller uppgifter som användaren ska följa för att förebygga risker och använda produkten säkert.

Om du har frågor om användning, tillbehör eller vill ge oss förslag är du varmt välkommen att kontakta oss!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

INNAN DU BÖRJAR

- Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Förvara denna bruksanvisning på en säker plats så att du kan läsa den vid behov.
- Venen Engel-produkten får inte användas vid vissa hälsotillstånd. Läs listan över kontraindikationer noggrant.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR

Det är viktigt att du läser alla varningar och försiktighetsåtgärder i denna bruksanvisning. De är till för din säkerhet, för att förebygga skador och för att undvika skador på produkten.

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.
- Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
- Förvara produkten och dess tillbehör utom räckhåll för barn.
- Produkten är endast avsedd för vuxna som kan hantera den.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Använd inte produkten om laddkabeln är skadad.
- Öppna eller demontera inte produkten.
- Ladda produkten endast med den medföljande USB-kabeln.
- Titta inte direkt in i lysdioderna under användning och rikta inte ljuset direkt mot andra personers ögon.
- Produkten har testats för motståndskraft mot **tillfällig vattenexponering**. För säker drift och lång livslängd får huvudenheten dock inte utsättas för direkta vattenstrålar eller kontinuerligt rinnande vatten.

- Om produkten används i duschen ska du undvika direkt kontakt med vattenstrålen och hålla huvudenheten borta från kraftig fukt.
- Sänk inte ned huvudenheten i vatten.
- Massagehuvudena kan tas av från huvudenheten för rengöring. Rengör dem separat med vatten vid behov och låt dem torka helt innan du sätter tillbaka dem.
- Använd inte produkten nära hår för att undvika att hår trasslar in sig.
- Använd inte produkten kontinuerligt i mer än 30 minuter.
- Använd inte produkten på samma kroppsdel i mer än 15 minuter.
- Stäng av produkten innan du byter massagehuvud.

LEVERANSOMFATTNING



Body Massager
(huvudenhet)




USB-laddkabel



Massagehuvud med
rullar



Massagehuvud med
mjuk borste



Massagehuvud med
borste

TEKNISKA DATA

Modell	PL-674
Märkspänning	5V DC
Effekt	16 W
Rekommenderad användningstid	15 minuter per kroppsdel. Inte längre än 30 minuter kontinuerlig användning
Strömförsörjning	Uppladdningsbart batteri (USB-laddning)
Förpackningens mått	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Vikt	0,5kg

SYMBOLFÖRKLARING



Tillverkarinformation



Överensstämmelse med europeiska standarder



Tillverkad i Kina



Elektrisk produkt som innehåller ett batteri. Följ anvisningarna för avfallshantering.



Läs bruksanvisningen före användning

IPX7

Produkten är skyddad mot **tillfällig nedsänkning**, inte mot kontinuerligt, trycksatt eller djupt vatten.



Serienummer



Inner- och ytterförpackning av blandpapper



USB-anslutning



Anvisningar för avfallshantering i Frankrike för elektronikprodukter



Anvisningar för avfallshantering i Frankrike för förpackningen

PRODUKTBESKRIVNING

Denna kompakta, uppladdningsbara kroppsmassageapparat är avsedd som komplement till en daglig rutin för välbefinnande och egenvård. Den mångsidiga produkten ger en mjuk, avkopplande yttre massage av både muskler och hud. Den ger en behaglig upplevelse och hjälper musklerna att slappna av efter träning eller daglig fysisk aktivitet på utvalda områden av kroppen, bland annat rygg, skuldror, armar, ben och fötter.

För att anpassa massageupplevelsen har 3-in-1 Glow Brush utbytbara, roterande massagehuvuden som ger olika typer av massage och känsla. Vissa driftlägen har dessutom inbyggda röda lysdioder som lyser under användningen och förstärker upplevelsen. Förutom muskelavslappning kan de särskilda tillbehören integreras i en kosmetisk hudvårdsrutin för mjuk rengöring och peeling av kroppen.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush är endast avsedd för kosmetiska ändamål, egenvård och välbefinnande. Den är inte en medicinteknisk produkt och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga något medicinskt tillstånd.

AVSEDD ANVÄNDNING

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush är en uppladdningsbar produkt avsedd för kosmetisk massage och massage för välbefinnande av kroppen.

Produkten är utformad för att ge en avkopplande yttre massage av muskler och hud med hjälp av roterande massagehuvuden. Den kan hjälpa användaren att slappna av i musklerna efter fysisk aktivitet eller daglig belastning. Produkten är avsedd att användas på yttre kroppsområden, bland annat:

- rygg
- skuldror
- armar
- ben
- fötter

De utbytbara massage tillbehören möjliggör olika massagekänslor och kan även användas för kosmetisk hudvård, till exempel mjuk rengöring av kroppen eller peeling.

Avsedd användare

Produkten är avsedd för vuxna användare.

KONTRAINDIKATIONER

RÅDGÖR MED LÄKARE INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN OM DU:

- är gravid
- har en allvarlig hjärtsjukdom
- har skador eller hudirritationer i behandlingsområdena.

Om du är osäker på om produkten är lämplig för dig ska du rådgöra med läkare före användning.

Sluta använda produkten omedelbart om du känner obehag eller smärta.

FELAKTIG ANVÄNDNING

All annan användning än den avsedda anses felaktig.

Exempel på förutsebar felanvändning:

- Användning på huvudet eller nära hår, eftersom hår kan trassla in sig i de roterande massagehuvudena.
- Användning på skadad, irriterad eller svullen hud eller på områden med öppna sår.
- Användning för medicinska ändamål, inklusive behandling av sjukdomar eller skador.
- Användning av barn eller personer som inte kan hantera produkten säkert.
- Kontinuerlig användning på samma kroppsdel längre än rekommenderat.
- Användning av produkten under laddning.
- Användning av produkten under rinnande vatten / nedsänkning av huvudenheten i vatten – **se säkerhetsanvisningarna för tydliga instruktioner.**
- Användning av produkten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Ändring, demontering eller reparation av produkten av obehöriga personer.
- Att titta direkt in i lysdioderna under användning.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning.

ANVÄNDNING

STEG 1: FÖRBEREDELSE

Se till att produkten är fullt laddad före användning. På/av-knappen blinkar rött under laddning och lyser grönt när laddningen är klar.

Välj önskat massagehuvud. Sätt fast massagehuvudet ordentligt på produkten genom att rikta in det mitt på och trycka nedåt. Se alltid till att produkten är avstängd innan du sätter på eller tar av tillbehör.

För att ta av massagehuvudet, ta ett fast grepp om det och lyft av det från kopplingstappen.

OBS: Om du inte använder produkten under en längre tid rekommenderar vi att du laddar den minst var tredje månad för att undvika skador på batteriet.


STEG 2: ANVÄNDNING

Tryck på på/av-knappen för att slå på produkten.

Välj önskat massageläge:

- Rotation framåt med röda lysdioder
- Rotation bakåt med röda lysdioder
- Rotation framåt
- Rotation bakåt

Justera hastigheten med knappen "intensitet" efter eget önskemål.



Placera massagehuvudet mjukt mot önskat kroppsområde och för produkten långsamt över huden. Ta dig tid att hitta din personliga komfortnivå. Användningen ska alltid kännas behaglig och får aldrig vara obehaglig eller smärtsam. Se till att enskilda sessioner inte överskrider 15 minuter per kroppsdel och sammanlagt inte mer än 30 minuter kontinuerlig användning.

Undvik att rikta LED-ljuset mot ögonen eller att titta rakt in i ljuset.

STEG 3: EFTER ANVÄNDNING

När sessionen är klar trycker du på **på/av-knappen** för att stänga av produkten. För att ta av ett massagehuvud, ta ett fast grepp om det och lyft av det från kopplingstappen.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

RENGÖRING

För att din Venen Engel 3-in-1 Glow Brush ska hålla sig i perfekt skick rekommenderar vi regelbunden rengöring. Stäng alltid av produkten före rengöring. Rengör huvudenheten med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inte aggressiva rengöringsmedel. De avtagbara massagehuvudena kan vid behov rengöras separat under rinnande vatten. Se till att alla delar är helt torra innan de sätts tillbaka och att inget vatten tränger in i huvudenheten.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Vi rekommenderar att produkten förvaras på en torr, ren och dammfri plats. Undvik direkt solljus, kraftig värme och hög luftfuktighet. Transportera produkten i originalförpackningen när det är möjligt.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Förvara denna bruksanvisning på en säker plats! Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och använd den endast så som beskrivs i denna bruksanvisning. Produkten är endast avsedd för vuxna som kan hantera den; förvara produkten och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Använd inte produkten om den eller USB-laddkabeln är skadad eller inte fungerar som den ska. Ändra, demontera eller reparera inte produkten själv; reparationer får endast utföras av behöriga fackpersoner, annars upphör garantin att gälla.

Produkten är endast avsedd för kosmetiska ändamål och välbefinnande och är inte en medicinteknisk produkt. Använd den inte för medicinska ändamål, inklusive behandling av sjukdomar eller skador. Rådgör med läkare före användning om du är gravid, har en allvarlig hjärtsjukdom eller har skadad, irriterad eller svullen hud eller öppna sår i behandlingsområdena. Sluta använda produkten omedelbart om du känner obehag, smärta eller upptäcker ovanliga hudreaktioner.

Använd inte produkten på huvudet eller nära hår för att undvika att hår trasslar in sig, dras eller kläms. Titta inte direkt in i de inbyggda röda lysdioderna under användning och rikta inte ljuset mot andra personers ögon. LED-ljuset är endast en del av produktens funktion och är inte avsett för terapeutisk eller medicinsk användning.

För att säkerställa produktens livslängd och säkerhet får huvudenheten inte utsättas för direkta vattenstrålar eller kontinuerligt rinnande vatten och inte sänkas ned i vatten. Ta av massagehuvudena för att rengöra dem separat med vatten och se till att alla delar är helt torra innan de sätts tillbaka. Använd inte produkten under laddning och ladda den endast med den medföljande USB-kabeln. Stäng alltid av produkten innan du byter massagehuvud. Använd inte produkten kontinuerligt i mer än 30 minuter och använd den inte på samma kroppsdel i mer än 15 minuter, för att undvika problem med hudkänslighet.

GARANTI

Vi lämnar 24 månaders garanti på styrenheten. Vid funktionsfel kan det bli nödvändigt att skicka tillbaka produkten för kontroll. Se till att transportkartongen är vadderad för att undvika eventuella transportskador. Garantianspråk kan tyvärr inte göras gällande för fel som orsakats av felaktig försändelse. I den mån det finns en lagstadgad garantiskyldighet tillhandahålls antingen kostnadsfritt utbyte eller har tillverkaren rätt att välja att reparera produkten, med uteslutande av rätten till hävning eller prisavdrag. Om upprepade reparationsförsök inte lyckas, eller om även en utbytesenhet visar sig defekt på grund av tillverkarens vållande, har kunden rätt att häva köpet eller få prisavdrag.

Garantibegränsning: Garantin omfattar inte fel som beror på skador orsakade av våld, felaktig hantering, yttre påverkan eller ändringar och reparationsarbeten som utförts av tredje part, till exempel fel orsakade av felaktigt dimensionerade eller kortslutna säkringar, eller fel som kan hänföras till normalt slitage.

Garantivillkor: Garantianspråk gäller endast i kombination med originalkvittot (fakturan). Förvara inköpsbeviset på en säker plats.

Om du får problem eller har frågor om användningen av systemet är du välkommen att kontakta oss via mail på service@venenengel.de.

ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING

VIKTIGT: Kasta inte produkten i hushållsavfallet!

TYSKLAND:

Elektronikprodukter får inte kastas i osorterat kommunalt avfall. Använd i stället tillgängliga retur- och insamlingssystem. På så sätt kan vi alla bidra till återanvändning, återvinning och materialåtervinning av elektronikprodukter.

Felaktig avfallshantering av elektronikprodukter leder inte bara till att resurser går till spillo (de flesta elapparater innehåller värdefulla råvaror som guld, koppar, silver med mera), utan äventyrar också miljön på grund av de delvis farliga ämnen de innehåller.

ALTERNATIV: Vi tar gärna hand om avfallshanteringen av din gamla Venen Engel-produkt. Skicka den helt enkelt till:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Bifoga en lapp med önskemål om avfallshantering.

Förbrukade batterier och ackumulatorer ska kasseras separat från fast kommunalt avfall. Detta kan du göra via de retur- och återvinningssystem som står till ditt förfogande (t.ex. Corepile).

Felaktig hantering av förbrukade batterier och ackumulatorer kan ha betydande inverkan på människor och miljö på grund av de farliga ämnen de innehåller. Återvinning bevarar värdefulla råvaror och gör det möjligt att återanvända produktens komponenter.

EUROPEISKA UNIONEN:

Elektronikprodukter får inte kastas i osorterat kommunalt avfall. Använd i stället tillgängliga retur- och insamlingssystem. På så sätt kan vi alla bidra till återanvändning, återvinning och materialåtervinning av elektronikprodukter.

Felaktig avfallshantering av elektronikprodukter slösar inte bara resurser (de flesta elapparater innehåller värdefulla råvaror som guld, koppar, silver med mera), utan äventyrar också miljön på grund av de delvis farliga ämnen de innehåller.

Förbrukade batterier och ackumulatorer ska kasseras separat från fast kommunalt avfall. Detta kan du göra via de retur- och återvinningssystem som står till ditt förfogande (t.ex. Corepile).

Felaktig hantering av förbrukade batterier och ackumulatorer kan ha betydande inverkan på människor och miljö på grund av de farliga ämnen de innehåller. Återvinning bevarar värdefulla råvaror och gör det möjligt att återanvända produktens komponenter.

ANSVARSFRIKRIVNING

Om du har hälsomässiga funderingar eller är osäker ska du rådgöra med hälso- och sjukvårdspersonal före användning.

OBS:

Din Venen Engel-produkt är inte en medicinteknisk produkt och är inte avsedd för egenbehandling.

TILLVERKARE:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Tyskland

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

NAVODILA ZA UPORABO

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



UVODNA OPOMBA

Čestitamo vam za nakup te naprave! Uporaba izdelka Venen Engel vam bo v veliko veselje! Če ste s svojim izdelkom Venen Engel zadovoljni, bomo zelo veseli, če ga priporočite drugim.

Ta navodila vsebujejo podrobnosti, ki jih mora uporabnik upoštevati, da prepreči nevarnosti in napravo varno uporablja.

Če imate vprašanja o uporabi, dodatni opremi ali nam želite posredovati predloge, nas brez zadržkov kontaktirajte!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

PREDEN ZAČNETE

- Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila za uporabo.
- Ta navodila za uporabo shranite na varno mesto, da jih boste lahko po potrebi prebrali.
- Izdelka Venen Engel ni dovoljeno uporabljati pri določenih zdravstvenih stanjih. Skrbno preberite seznam kontraindikacij.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA IN OPOZORILA

Pomembno je, da preberete vsa opozorila in previdnostne ukrepe v teh navodilih. Namenjeni so vaši varnosti, preprečevanju poškodb in preprečevanju škode na napravi.

- Pred uporabo naprave skrbno preberite ta navodila za uporabo.
- Ta navodila shranite za kasnejšo uporabo.
- Napravo in njeno dodatno opremo hranite nedosegljivo otrokom.
- Naprava je namenjena izključno za to usposobljenim odraslim osebam.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Naprave ne uporabljajte, če je polnilni kabel poškodovan.
- Naprave ne odpirajte in ne razstavljajte.
- Napravo polnite izključno s priloženim kablom USB.
- Med delovanjem ne glejte neposredno v LED-diode in svetlobe ne usmerjajte neposredno v oči drugih oseb.
- Naprava je bila preizkušena glede odpornosti na **začasen stik z vodo**. Za varno delovanje in dolgo življenjsko dobo izdelka pa glavna enota ne sme biti izpostavljena neposrednim vodnim curkom ali neprekinjeno tekoči vodi.

- Če napravo uporabljate pod prho, se izogibajte neposrednemu stiku z vodnim curkom in glavno enoto zaščitite pred pretirano vlago.
- Glavne enote ne potaplajte v vodo.
- Masažne glave lahko za čiščenje snamete z glavne enote. Po potrebi jih očistite ločeno z vodo in jih pustite, da se popolnoma posušijo, preden jih znova namestite.
- Naprave ne uporabljajte v bližini las, da se ne zapletejo.
- Naprave ne uporabljajte neprekinjeno več kot 30 minut.
- Naprave ne uporabljajte na istem delu telesa več kot 15 minut.
- Pred menjavo masažnih glav napravo izklopite.

OBSEG DOBAVE



Body Massager
(glavna enota)




Polnilni kabel USB



Masažna glava z valjčki



Masažna glava z
mehko krtačo



Masažna glava s krtačo

TEHNIČNI PODATKI

Model	PL-674
Nazivna napetost	5V DC
Moč	16 W
Priporočen čas uporabe	15 minut na posamezen del telesa. Ne več kot 30 minut neprekinjene uporabe
Napajanje	Baterija za polnjenje (polnjenje USB)
Mere embalaže	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Masa	0,5kg

RAZLAGA SIMBOLOV

	Podatki o proizvajalcu
	Skladnost z evropskimi standardi
	Izdelano na Kitajskem
	Električni izdelek, ki vsebuje baterijo. Upoštevajte navodila za odstranjevanje.
	Pred uporabo preberite navodila
IPX7	Izdelek je zaščiten pred začasno potopitvijo , ne pa pred neprekinjenim, tlačnim ali globokim vodnim okoljem.
	Serijska številka
	Notranja in zunanja embalaža iz mešanega papirja
	Priključek USB
	Navodila za odstranjevanje v Franciji za elektronske izdelke
	Navodila za odstranjevanje v Franciji za embalažo

OPIS IZDELKA

Ta kompaktna masažna naprava za telo z baterijskim napajanjem je zasnovana kot dopolnilo vsakodnevni rutini dobrega počutja in nege. Vsestranska naprava omogoča nežno, sproščujočo površinsko masažo mišic in kože. Prinaša prijeten občutek in pomaga sprostiti mišice po telesni vadbi ali vsakodnevni telesni obremenitvi na izbranih delih telesa, vključno s hrbtom, rameni, rokami, nogami in stopali.

Za prilagoditev masažne izkušnje ima 3-in-1 Glow Brush zamenljive, vrtljive masažne glave, ki omogočajo različne vrste in občutke masaže. V nekaterih načinih delovanja dodatno zasvetijo vgrajene rdeče LED-lučke, ki med uporabo osvetlujejo in bogatijo izkušnjo. Poleg sproščanja mišic je mogoče posebne nastavke vključiti v kozmetično nego kože za nežno čiščenje in piling telesa.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush je namenjena izključno kozmetičnim, negovalnim in wellness namenom. Ni medicinski pripomoček in ni namenjena diagnosticiranju, zdravljenju, ozdravljenju ali preprečevanju kakršnega koli zdravstvenega stanja.

NAMENSKA UPORABA

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush je naprava z baterijskim napajanjem, namenjena kozmetični in wellness masaži telesa.

Naprava je zasnovana tako, da z vrtljivimi masažnimi glavami omogoča sproščujočo površinsko masažo mišic in kože. Uporabnikom lahko pomaga sprostiti mišice po telesni dejavnosti ali vsakodnevni obremenitvi. Naprava je namenjena uporabi na zunanjih delih telesa, vključno z:

- hrbtom
- rameni
- rokami
- nogami
- stopali

Zamenljivi masažni nastavki omogočajo različne občutke masaže in jih je mogoče uporabljati tudi za kozmetične namene nege kože, kot sta nežno čiščenje telesa ali piling.

Ciljni uporabnik

Izdelek je namenjen odraslim uporabnikom.

KONTRAINDIKACIJE

PRED UPORABO NAPRAVE SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM, ČE:

- ste noseči
- imate resno bolezen srca
- imate poškodbe ali draženje kože na območjih uporabe.

Če niste prepričani, ali je naprava primerna za vas, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.

Uporabo naprave takoj prekinite, če čutite nelagodje ali bolečino.

NEPRAVILNA UPORABA

Vsaka uporaba, ki ni v skladu z namensko uporabo, se šteje za nepravilno.

Primeri predvidljive napačne uporabe:

- Uporaba na glavi ali v bližini las, saj se lasje lahko zapletejo v vrtljive masažne glave.
- Uporaba na poškodovani, razdraženi ali otekli koži ali na območjih z odprtimi ranami.
- Uporaba za medicinske namene, vključno z zdravljenjem bolezni ali poškodb.
- Uporaba pri otrocih ali osebah, ki naprave ne morejo varno upravljati.
- Neprekinjena uporaba na istem delu telesa dlje od priporočenega časa.
- Uporaba naprave med polnjenjem.
- Uporaba naprave pod tekočo vodo / potopitev glavne enote v vodo – **upoštevajte varnostna opozorila, kjer so navedena jasna navodila.**
- Uporaba naprave, če je poškodovana ali deluje nepravilno.
- Spreminjanje, razstavljanje ali popravilo naprave s strani nepooblaščenih oseb.
- Neposredno gledanje v LED-lučke med delovanjem.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

UPORABA

KORAK 1: PRIPRAVA

Pred uporabo se prepričajte, da je naprava popolnoma napolnjena. Gumb za vklop med polnjenjem utripa rdeče, ko je naprava popolnoma napolnjena, pa zasveti zeleno.

Izberite želeno masažno glavo. Masažno glavo varno namestite na napravo tako, da jo poravnate na sredini in pritisnete navzdol. Vedno se prepričajte, da je naprava izklopljena, preden namestite ali snamete dodatno opremo.

Za odstranitev masažne glave jo trdno primite in dvignite s povezovalnega zatiča.

OPOMBA: Če naprave dlje časa ne uporabljate, priporočamo, da jo napolnite vsaj vsake tri mesece, da preprečite poškodbe baterije.


KORAK 2: UPRAVLJANJE

Pritisnite gumb za vklop, da napravo vklopite.

Izberite želeni način masaže:

- Vrtenje naprej z rdečimi LED-lučkami
- Vrtenje nazaj z rdečimi LED-lučkami
- Vrtenje naprej
- Vrtenje nazaj

Hitrost prilagodite z gumbom »intenzivnost« po svojih željah.



Masažno glavo nežno položite na želeni del telesa in napravo počasi premikajte po koži. Vzemite si čas, da najdete svojo raven ugodja. Uporaba mora biti vedno prijetna in nikoli neprijetna ali boleča. Poskrbite, da posamezna uporaba ne preseže 15 minut na posamezen del telesa in skupno 30 minut neprekinjene uporabe.

Izogibajte se usmerjanju LED-svetlobe v oči in neposrednemu gledanju v svetlobo.

KORAK 3: PO UPORABI

Ko uporabo končate, **pritisnite gumb za vklop**, da napravo izklopite. Za odstranitev masažne glave jo trdno primite in dvignite s povezovalnega zatiča.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

ČIŠČENJE

Da bo vaša Venen Engel 3-in-1 Glow Brush ostala v odličnem stanju, priporočamo redno čiščenje. Pred čiščenjem napravo vedno izklopite. Glavno enoto čistite z mehko, nekoliko navlaženo krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Snemljive masažne glave lahko po potrebi očistite ločeno pod tekočo vodo. Poskrbite, da bodo vsi deli popolnoma suhi, preden jih znova sestavite, in da voda ne vdre v glavno enoto.

SHRANJEVANJE IN TRANSPORT

Priporočamo, da napravo shranjujete na suhem, čistem mestu brez prahu. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi, prekomerni vročini in visoki zračni vlažnosti. Napravo po možnosti prevažajte v originalni embalaži.

VARNOSTNA OPOZORILA

Ta navodila za uporabo shranite na varno mesto! Pred uporabo naprave skrbno preberite ta navodila za uporabo in napravo uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih. Naprava je namenjena izključno za to usposobljenim odraslim osebam; napravo in njeno dodatno opremo hranite nedosegljivo otrokom. Naprave ne uporabljajte, če je naprava ali polnilni kabel USB poškodovan ali deluje nepravilno. Naprave ne spreminjajte, ne razstavljajte in ne popravljajte sami; popravila lahko izvajajo samo pooblaščen strokovnjaki, v nasprotnem primeru garancija preneha veljati.

Naprava je namenjena izključno kozmetičnim in wellness namenom in ni medicinski pripomoček. Ne uporabljajte je za medicinske namene, vključno z zdravljenjem bolezni ali poškodb. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če ste noseči, imate resno bolezen srca ali poškodovano, razdraženo ali oteklo kožo oziroma odprte rane na območjih uporabe. Uporabo naprave takoj prekinite, če čutite nelagodje, bolečino ali opazite nenavadne kožne reakcije.

Naprave ne uporabljajte na glavi ali v bližini las, da preprečite zapletanje, vlečenje ali ščipanje. Med delovanjem ne glejte neposredno v vgrajene rdeče LED-lučke in svetlobe ne usmerjajte v oči drugih oseb. LED-svetloba je izključno del funkcije naprave in ni namenjena terapevtski ali medicinski uporabi.

Za zagotovitev življenjske dobe in varnosti izdelka glavna enota ne sme biti izpostavljena neposrednim vodnim curkom ali neprekinjeno tekoči vodi niti potopljena v vodo. Masažne glave snemite, da jih očistite ločeno z vodo, in poskrbite, da bodo vsi deli popolnoma suhi, preden jih znova namestite. Naprave ne uporabljajte med polnjenjem in jo polnite izključno s priloženim kablom USB. Pred menjavo masažnih glav napravo vedno izklopite. Naprave ne uporabljajte neprekinjeno več kot 30 minut in je ne uporabljajte na istem delu telesa več kot 15 minut, da preprečite težave z občutljivostjo kože.

GARANCIJA

Za krmilno enoto nudimo 24-mesečno garancijo. V primeru okvare je morda treba napravo poslati nazaj na pregled. Poskrbite, da bo pošiljka ustrezno obložena, da preprečite morebitne poškodbe med prevozom. Za pomanjkljivosti, ki nastanejo zaradi nepravilnega pošiljanja, žal ni mogoče uveljavljati garancijskih zahtevkov. Kolikor obstaja zakonska garancijska obveznost, bo bodisi brezplačno zagotovljena nadomestna naprava bodisi ima proizvajalec možnost napravo popraviti, pri čemer sta izključeni pravica do odstopa od pogodbe in znižanje kupnine. Če večkratni poskusi popravila niso uspešni ali če je tudi nadomestna naprava pomanjkljiva po krivdi proizvajalca, ima stranka pravico odstopiti od nakupa ali zahtevati znižanje kupnine.

Izključitev garancije: Garancija ne krije pomanjkljivosti zaradi škode, nastale z uporabo sile, nepravilnim ravnanjem, delovanjem zunanje sile ali zaradi sprememb in popravil, ki so jih izvedle tretje osebe, npr. pomanjkljivosti zaradi napačno dimenzioniranih ali kratko sklenjenih varovalk, ali pomanjkljivosti, ki jih je mogoče pripisati običajni obrabi.

Pogoji za garancijo: Garancijski zahtevek obstaja samo v povezavi z originalnim dokazilom o nakupu (računom). Dokazilo o nakupu shranite na varno mesto.

Če imate pri uporabi sistema težave ali vprašanja, nas brez zadržkov kontaktirajte po e-pošti na service@venenengel.de.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

POMEMBNO: Izdelka ne odvrzite med gospodinjske odpadke!

NEMČIJA:

Elektronskih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med nesortirane komunalne odpadke. Namesto tega uporabite razpoložljive sisteme za vračanje in zbiranje. Tako lahko vsi prispevamo k ponovni uporabi, recikliranju in predelavi elektronskih izdelkov.

Nepravilno odstranjevanje elektronskih izdelkov ne pomeni le izgube virov (večina električnih naprav vsebuje dragocene surovine, kot so zlato, baker, srebro itd.), ampak zaradi delno nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ogroža tudi okolje.

ALTERNATIVA: Z veseljem poskrbimo za odstranitev vaše stare naprave Venen Engel. Preprosto jo pošljite na naslov:

**Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany**

Priložite listek s prošnjo za odstranitev.

Stare baterije in akumulatorje je treba odstranjevati ločeno od trdnih komunalnih odpadkov. To lahko storite prek sistemov za vračanje in recikliranje, ki so vam na voljo (npr. Corepile).

Nepravilno odstranjevanje starih baterij in akumulatorjev ima lahko zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, pomemben vpliv na ljudi in okolje. Recikliranje ohranja dragocene surovine in omogoča ponovno uporabo sestavnih delov izdelka.

EVROPSKA UNIJA:

Elektronskih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med nesortirane komunalne odpadke. Namesto tega uporabite razpoložljive sisteme za vračanje in zbiranje. Tako lahko vsi prispevamo k ponovni uporabi, recikliranju in predelavi elektronskih izdelkov.

Nepravilno odstranjevanje elektronskih izdelkov ne zapravlja le virov (večina električnih naprav vsebuje dragocene surovine, kot so zlato, baker, srebro itd.), ampak zaradi delno nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ogroža tudi okolje.

Iztrošene baterije in akumulatorje je treba odstranjevati ločeno od trdnih komunalnih odpadkov. To lahko storite prek sistemov za vračanje in recikliranje, ki so vam na voljo (npr. Corepile).

Nepravilno odstranjevanje starih baterij in akumulatorjev ima lahko zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, pomemben vpliv na ljudi in okolje. Recikliranje ohranja dragocene surovine in omogoča ponovno uporabo sestavnih delov izdelka.

OPOZORILO O ODGOVORNOSTI

Če imate zdravstvene pomisleke ali ste v dvomih, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

OPOMBA:

Vaš izdelek Venen Engel **ni medicinski pripomoček** in ni namenjen samozdravljenju.

PROIZVAJALEC:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Nemčija

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

NÁVOD NA POUŽITIE

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



ÚVODNÁ POZNÁMKA

Gratulujeme vám ku kúpe tohto zariadenia! Používanie produktu Venen Engel vám prinesie veľa radosti! Ak ste so svojím produktom Venen Engel spokojní, budeme veľmi radi, ak ho odporučíte ďalším.

Tento návod obsahuje informácie, ktoré má používateľ dodržiavať, aby predišel nebezpečenstvám a zariadenie používal bezpečne.

Ak máte otázky týkajúce sa používania, príslušenstva alebo nám chcete dať podnet, neváhajte nás kontaktovať!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

PREDTÝM, AKO ZAČNETE

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Tento návod na použitie uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste doň mohli v prípade potreby nazrieť.
- Produkt Venen Engel sa nesmie používať pri určitých zdravotných stavoch. Pozorne si prečítajte zoznam kontraindikácií.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A VÝSTRAHY

Je dôležité, aby ste si prečítali všetky výstrahy a preventívne opatrenia uvedené v tomto návode. Slúžia na vašu bezpečnosť, na predchádzanie poraneniam a na zabránenie poškodeniu zariadenia.

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
- Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie.
- Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie je určené výhradne pre spôsobilé dospelé osoby.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený nabíjací kábel.
- Zariadenie neotvárajte ani nerozoberajte.
- Zariadenie nabíjajte výhradne priloženým káblom USB.
- Počas prevádzky sa nepozerajte priamo do LED diód a svetlo nesmerujte priamo do očí iných osôb.
- Zariadenie bolo testované na odolnosť voči **krátkodobému kontaktu s vodou**. Na zaistenie bezpečnej prevádzky a dlhej životnosti však hlavná jednotka nesmie byť vystavená priamemu prúdu vody ani trvalo tečúcej vode.

- Ak zariadenie používate v sprche, vyhýbajte sa priamemu kontaktu s prúdom vody a hlavnú jednotku chráňte pred nadmernou vlhkosťou.
- Hlavnú jednotku neponárajte do vody.
- Masážne hlavice možno na čistenie zložiť z hlavnej jednotky. V prípade potreby ich čistite oddelene vodou a pred opätovným nasadením ich nechajte úplne vyschnúť.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vlasov, aby sa nezamotali.
- Zariadenie nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 30 minút.
- Zariadenie nepoužívajte na tej istej časti tela dlhšie ako 15 minút.
- Pred výmenou masážnych hlavíc zariadenie vypnite.

OBSAH BALENIA



Body Massager (hlavná jednotka)




Nabíjací kábel USB



Masážna hlavica s valčekmi



Masážna hlavica s jemným kefovým nadstavcom



Masážna hlavica s kefou

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PL-674
Menovité napätie	5V DC
Výkon	16 W
Odporúčaná doba používania	15 minút na jednu časť tela. Nie dlhšie ako 30 minút nepretržitého používania
Napájanie	Nabíjateľná batéria (nabíjanie USB)
Rozmery balenia	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Hmotnosť	0,5kg

VYSVETLENIE SYMBOLOV



Informácie o výrobcovi



Súladi s európskymi normami



Vyrobené v Číne



Elektrický produkt obsahujúci batériu. Dodržujte pokyny na likvidáciu.



Pred použitím si prečítajte návod

IPX7

Produkt je chránený pred **krátkodobým ponorením**, nie pred trvalou, tlakovou ani hlbokou vodou.



Sériové číslo



Vnútorňý a vonkajší obal zo zmiešaného papiera



Rozhranie USB



Pokyny na likvidáciu vo Francúzsku pre elektronické produkty



Pokyny na likvidáciu vo Francúzsku pre obal

OPIS PRODUKTU

Toto kompaktné, nabíjateľné masážne zariadenie na telo je určené ako doplnok každodennej rutiny starostlivosti o seba a dobrého pocitu. Všestranné zariadenie poskytuje jemnú, uvoľňujúcu povrchovú masáž svalov aj kože. Prináša príjemný pocit a pomáha uvoľniť svaly po cvičení alebo každodennej fyzickej záťaži na vybraných častiach tela vrátane chrbta, pliec, rúk, nôh a chodidiel.

Na prispôsobenie masážneho zážitku má 3-in-1 Glow Brush vymeniteľné, rotujúce masážne hlavice, ktoré poskytujú rôzne typy a pocity masáže. V niektorých režimoch prevádzky sa navyše rozsvietia integrované červené LED svetlá, ktoré počas používania svietia a obohacujú zážitok z aplikácie. Okrem uvoľnenia svalov možno špeciálne nadstavce začleniť do kozmetickej starostlivosti o pleť na jemné čistenie a peeling tela.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush je určená výhradne na kozmetické, ošetrojúce a wellness účely. Nie je zdravotníckou pomôckou a nie je určená na diagnostiku, liečbu, vyliečenie ani prevenciu akéhokoľvek zdravotného stavu.

URČENÉ POUŽITIE

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush je nabíjateľné zariadenie určené na kozmetickú a wellness masáž tela.

Zariadenie je navrhnuté tak, aby pomocou rotujúcich masážnych hlavíc poskytovalo uvoľňujúcu povrchovú masáž svalov a kože. Môže používateľom pomôcť uvoľniť svaly po fyzickej aktivite alebo každodennej záťaži. Zariadenie je určené na použitie na vonkajších častiach tela vrátane:

- chrbta
- pliec
- rúk
- nôh
- chodidiel

Vymeniteľné masážne nadstavce umožňujú rôzne pocity masáže a možno ich používať aj na kozmetické účely starostlivosti o pleť, ako je jemné čistenie tela alebo peeling.

Cieľová skupina

Produkt je určený pre dospelých používateľov.

KONTRAINDIKÁCIE

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SA PORAĎTE S LEKÁROM, AK:

- ste tehotná
- máte závažné srdcové ochorenie
- máte poranenia alebo podráždenie kože v oblastiach použitia.

Ak si nie ste istí, či je zariadenie pre vás vhodné, pred použitím sa poraďte s lekárom.

Používanie zariadenia okamžite prerušte, ak pocítite nepohodu alebo bolesť.

NESPRÁVNE POUŽITIE

Každé iné použitie než určené použitie sa považuje za nesprávne.

Príklady predvídateľného nesprávneho použitia:

- Použitie na hlave alebo v blízkosti vlasov, pretože vlasy sa môžu zamotať do rotujúcich masážnych hlavíc.
- Použitie na poranenej, podráždenej alebo opuchnutej koži alebo na oblastiach s otvorenými ranami.
- Použitie na medicínske účely vrátane liečby chorôb alebo poranení.
- Použitie deťmi alebo osobami, ktoré nie sú schopné bezpečne obsluhovať zariadenie.
- Nepretržité používanie na tej istej časti tela dlhšie, než sa odporúča.
- Používanie zariadenia počas nabíjania.
- Používanie zariadenia pod tečúcou vodou / ponorenie hlavnej jednotky do vody – **prečítajte si bezpečnostné upozornenia, kde nájdete jasné pokyny.**
- Používanie zariadenia, ak je poškodené alebo nefunguje správne.
- Úprava, rozoberanie alebo oprava zariadenia neoprávnenými osobami.
- Priame pozeranie do LED svetiel počas prevádzky.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím.

POUŽITIE

KROK 1: PRÍPRAVA

Pred použitím sa uistite, že je zariadenie úplne nabité. Tlačidlo zapnutia počas nabíjania bliká načerveno a po úplnom nabití sa rozsvieti nazeleno.

Vyberte požadovanú masážnu hlavicu. Masážnu hlavicu bezpečne nasadíte na zariadenie tak, že ju zarovnáte v strede a zatlačíte nadol. Vždy sa uistite, že je zariadenie vypnuté, kým nasadzujete alebo snímate príslušenstvo.

Ak chcete masážnu hlavicu zložiť, pevne ju uchopíte a zdvihnete z pripojovacieho čapu.

POZNÁMKA: Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odporúčame ho nabiť aspoň raz za tri mesiace, aby ste predišli poškodeniu batérie.


KROK 2: OBSLUHA

Stlačte tlačidlo zapnutia, aby ste zariadenie zapnuli.

Vyberte požadovaný režim masáže:

- Rotácia dopredu s červenými LED svetlami
- Rotácia dozadu s červenými LED svetlami
- Rotácia dopredu
- Rotácia dozadu

Rýchlosť nastavte tlačidlom „intenzita“ podľa vlastných preferencií.



Masážnu hlavicu jemne priložte na požadovanú časť tela a zariadenie pomaly posúvajte po koži. Dajte si čas na to, aby ste našli svoju osobnú úroveň pohodlia. Aplikácia má byť vždy príjemná a nikdy nesmie byť nepríjemná ani bolestivá. Dbajte na to, aby jednotlivé aplikácie nepresiahli 15 minút na jednu časť tela a celkovo 30 minút nepretržitého používania.

Vyhýbajte sa smerovaniu LED svetla do očí a priamemu pozeraniu do svetla.

KROK 3: PO POUŽITÍ

Po skončení aplikácie **stlačte tlačidlo zapnutia**, aby ste zariadenie vypli. Ak chcete masážnu hlavicu zložiť, pevne ju uchopte a zdvihnite z pripojovacieho čapu.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

ČISTENIE

Aby vaša Venen Engel 3-in-1 Glow Brush zostala v bezchybnom stave, odporúčame pravidelné čistenie. Pred čistením zariadenie vždy vypnite. Hlavnú jednotku čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Snímateľné masážne hlavice možno v prípade potreby čistiť oddelene pod tečúcou vodou. Dbajte na to, aby boli všetky časti pred opätovným zložením úplne suché a aby do hlavnej jednotky neprenikla voda.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Odporúčame zariadenie skladovať na suchom, čistom a bezprašnom mieste. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému svetlu, nadmernému teplu a vysokej vlhkosti vzduchu. Zariadenie podľa možnosti prepravujte v originálnom obale.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Tento návod na použitie uschovajte na bezpečnom mieste! Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a zariadenie používajte len tak, ako je opísané v tomto návode. Zariadenie je určené výhradne pre spôsobilé dospelé osoby; zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. Zariadenie nepoužívajte, ak je ono samo alebo nabíjací kábel USB poškodený či nefunguje správne. Zariadenie sami neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte; opravy smú vykonávať len autorizovaní odborníci, inak záruka prestáva platiť.

Zariadenie je určené výhradne na kozmetické a wellness účely a nie je zdravotníckou pomôckou. Nepoužívajte ho na medicínske účely vrátane liečby chorôb alebo poranení. Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak ste tehotná, máte závažné srdcové ochorenie alebo poranení, podráždenú či opuchnutú kožu alebo otvorené rany v oblastiach použitia. Používanie zariadenia okamžite prerušte, ak pocítite nepohodu, bolesť alebo si všimnete neobvyklé kožné reakcie.

Zariadenie nepoužívajte na hlave ani v blízkosti vlasov, aby ste predišli zamotaniu, ťahaniu alebo privretiu. Počas prevádzky sa nepozerajte priamo do integrovaných červených LED svetiel a svetlo nesmerujte do očí iných osôb. LED svetlo je výhradne súčasťou funkcie zariadenia a nie je určené na terapeutické ani medicínske použitie.

Na zaistenie životnosti a bezpečnosti produktu nesmie byť hlavná jednotka vystavená priamemu prúdu vody ani trvalo tečúcej vode a nesmie sa ponárať do vody. Masážne hlavice zložte, aby ste ich čistili oddelene vodou, a pred opätovným nasadením sa uistite, že sú všetky časti úplne suché. Zariadenie nepoužívajte počas nabíjania a nabíjajte ho výhradne priloženým káblom USB. Pred výmenou masážnych hlavíc zariadenie vždy vypnite. Zariadenie nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 30 minút a nepoužívajte ho na tej istej časti tela dlhšie ako 15 minút, aby ste predišli problémom s citlivosťou kože.

ZÁRUKA

Na riadiacu jednotku poskytujeme 24-mesačnú záruku. V prípade poruchy môže byť potrebné zariadenie zaslať späť na kontrolu. Dbajte na to, aby bola zásielka vypodložená, aby sa predišlo možnému poškodeniu pri preprave. Za nedostatky spôsobené nesprávnym zaslaním, bohužiaľ, nemožno uplatniť záručné nároky. Pokiaľ existuje zákonná záručná povinnosť, bude buď bezplatne poskytnutá náhrada, alebo má výrobca možnosť zariadenie opraviť, s vylúčením práva na odstúpenie od zmluvy alebo na zníženie kúpnej ceny. Ak opakované pokusy o opravu nie sú úspešné alebo ak sa aj náhradné zariadenie ukáže ako chybné zavinením výrobcu, zákazník má právo odstúpiť od kúpy alebo požadovať zníženie kúpnej ceny.

Vylúčenie zo záruky: Zo záruky sú vylúčené nedostatky na základe škôd spôsobených použitím sily, nesprávnou obsluhou, pôsobením vonkajšej sily alebo úpravami a opravami vykonanými tretími osobami, napr. nedostatky spôsobené nesprávne dimenzovanými alebo skratovanými poistkami, ako aj nedostatky, ktoré možno pripísať normálnemu opotrebovaniu.

Podmienky záruky: Záručný nárok existuje len v spojení s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Doklad o kúpe uschovajte na bezpečnom mieste.

Ak máte pri používaní systému problémy alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na service@venenengel.de.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU

DÔLEŽITÉ: Produkt nelikvidujte v domovom odpade!

NEMECKO:

Elektronické produkty sa nesmú likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Namiesto toho využite dostupné systémy zberu a spätného odberu. Takto môžeme všetci prispieť k opätovnému použitiu, recyklácii a zhodnoteniu elektronických produktov.

Nesprávna likvidácia elektronických produktov nielenže vedie k plytvaniu zdrojmi (väčšina elektrických prístrojov obsahuje cenné surovinu ako zlato, meď, striebro atď.), ale kvôli čiastočne nebezpečným látkam, ktoré obsahujú, ohrozuje aj životné prostredie.

ALTERNATÍVA: Radi sa postaráme o likvidáciu vášho starého zariadenia Venen Engel. Jednoducho ho zašlite na adresu:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Priložte, prosím, lístok so žiadosťou o likvidáciu.

Staré batérie a akumulátory sa musia likvidovať oddelene od tuhého komunálneho odpadu. Môžete tak urobiť prostredníctvom systémov spätného odberu a recyklácie, ktoré máte k dispozícii (napr. Corepile).

Nesprávna likvidácia starých batérií a akumulátorov môže mať kvôli nebezpečným látkam, ktoré obsahujú, významný vplyv na ľudí a životné prostredie. Recyklácia zachováva cenné suroviny a umožňuje opätovné použitie komponentov produktu.

EURÓPSKA ÚNIA:

Elektronické produkty sa nesmú likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Namiesto toho využite dostupné systémy zberu a spätného odberu. Takto môžeme všetci prispieť k opätovnému použitiu, recyklácii a zhodnoteniu elektronických produktov.

Nesprávna likvidácia elektronických produktov nielenže plytvá zdrojmi (väčšina elektrických prístrojov obsahuje cenné suroviny ako zlato, meď, striebro atď.), ale kvôli čiastočne nebezpečným látkam, ktoré obsahujú, ohrozuje aj životné prostredie.

Použité batérie a akumulátory sa musia likvidovať oddelene od tuhého komunálneho odpadu. Môžete tak urobiť prostredníctvom systémov spätného odberu a recyklácie, ktoré máte k dispozícii (napr. Corepile).

Nesprávna likvidácia starých batérií a akumulátorov môže mať kvôli nebezpečným látkam, ktoré obsahujú, významný vplyv na ľudí a životné prostredie. Recyklácia zachováva cenné suroviny a umožňuje opätovné použitie komponentov produktu.

UPOZORNENIE O ZODPOVEDNOSTI

Ak máte zdravotné obavy alebo si nie ste istí, pred použitím sa obráťte na zdravotníckeho odborníka.

POZNÁMKA:

Váš produkt Venen Engel nie je zdravotníckou pomôckou a nie je určený na samoliečbu.

VÝROBCA:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Nemecko

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



OBSERVAȚIE PRELIMINARĂ

Felicitări pentru achiziționarea acestui aparat! Veți avea multă bucurie utilizând produsul dumneavoastră Venen Engel! Dacă sunteți mulțumit de Venen Engel, ne-ar bucura mult dacă îl recomandați și altora.

Acest manual conține detalii pe care utilizatorul trebuie să le respecte pentru a preveni pericolele și pentru a utiliza aparatul în siguranță.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea, accesoriile sau doriți să ne transmiteți sugestii, nu ezitați să ne contactați!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi aparatul.
- Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, pentru a-l putea consulta la nevoie.
- Produsul Venen Engel nu trebuie utilizat în anumite afecțiuni de sănătate. Vă rugăm să citiți cu atenție lista contraindicațiilor.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE

Este important să citiți toate avertismentele și măsurile de precauție din acest manual. Acestea sunt pentru siguranța dumneavoastră, pentru prevenirea rănilor și pentru evitarea deteriorării aparatului.

- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul.
- Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.
- Păstrați aparatul și accesoriile sale în afara accesului copiilor.
- Aparatul este destinat exclusiv adulților capabili să îl utilizeze.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de încărcare este deteriorat.
- Nu deschideți și nu dezamblați aparatul.
- Încărcați aparatul exclusiv cu cablul USB livrat.
- Nu priviți direct în LED-uri în timpul funcționării și nu îndreptați lumina direct în ochii altor persoane.
- Aparatul a fost testat pentru rezistență la **contactul temporar cu apă**. Pentru o funcționare sigură și o durată de viață îndelungată a produsului, unitatea principală nu trebuie însă expusă la jeturi directe de apă sau la apă curentă continuă.

- Dacă aparatul este utilizat la duș, evitați contactul direct cu jetul de apă și feriți unitatea principală de umiditate excesivă.
- Nu scufundați unitatea principală în apă.
- Capetele de masaj pot fi detașate de unitatea principală pentru curățare. Curățați-le separat cu apă, dacă este necesar, și lăsați-le să se usuce complet înainte de a le remonta.
- Nu utilizați aparatul în apropierea părului, pentru a evita încurcarea acestuia.
- Nu utilizați aparatul continuu mai mult de 30 de minute.
- Nu utilizați aparatul pe aceeași zonă a corpului mai mult de 15 minute.
- Opriți aparatul înainte de a schimba capetele de masaj.

CONȚINUTUL LIVRĂRII



Body Massager
(unitatea principală)




Cablul de încărcare USB



Cap de masaj cu role



Cap de masaj cu
perie moale



Cap de masaj cu perie

DATE TEHNICE

Model	PL-674
Tensiune nominală	5V DC
Putere	16 W
Durata de utilizare recomandată	15 minute pe zonă a corpului. Nu mai mult de 30 de minute de utilizare continuă
Alimentare	Baterie reîncărcabilă (încărcare USB)
Dimensiunile ambalajului	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Greutate	0,5kg

EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Informații despre producător



Conformitate cu standardele europene



Fabricat în China



Produs electric care conține o baterie. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de eliminare.



Citiți manualul înainte de utilizare

IPX7

Produsul este protejat împotriva **imersiunii temporare**, nu împotriva apei continue, sub presiune sau de adâncime.



Număr de serie



Ambalaj interior și exterior din hârtie mixtă



Port USB



Instrucțiuni de eliminare pentru Franța privind produsele electronice



Instrucțiuni de eliminare pentru Franța privind ambalajul

DESCRIEREA PRODUSULUI

Acest aparat de masaj corporal compact și reîncărcabil este conceput ca o completare a rutinei zilnice de wellness și îngrijire personală. Aparatul versatil oferă un masaj superficial blând și relaxant atât pentru mușchi, cât și pentru piele. Oferă o senzație plăcută și ajută la relaxarea mușchilor după sport sau după activitatea fizică zilnică, pe zone țintite ale corpului, inclusiv spate, umeri, brațe, picioare și tălpi.

Pentru personalizarea experienței de masaj, 3-in-1 Glow Brush dispune de capete de masaj rotative interschimbabile, care oferă diferite tipuri și senzații de masaj. În anumite moduri de funcționare se aprind suplimentar lumini LED roșii integrate, care luminează în timpul utilizării și îmbogățesc experiența de aplicare. Pe lângă relaxarea musculară, accesoriile speciale pot fi integrate într-o rutină cosmetică de îngrijire a pielii, pentru curățarea delicată și exfolierea corpului.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush este destinată exclusiv scopurilor cosmetice, de îngrijire personală și de wellness. Nu este un dispozitiv medical și nu este destinată diagnosticării, tratării, vindecării sau prevenirii vreunei afecțiuni medicale.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush este un aparat reîncărcabil destinat masajului cosmetic și de wellness al corpului.

Aparatul este conceput pentru a oferi un masaj superficial relaxant al mușchilor și al pielii, cu ajutorul capetelor de masaj rotative. Poate ajuta utilizatorii să își relaxeze mușchii după activitate fizică sau efort zilnic. Aparatul este destinat utilizării pe zone externe ale corpului, inclusiv:

- spate
- umeri
- brațe
- picioare
- tălpi

Accesoriile de masaj interschimbabile permit diferite senzații de masaj și pot fi utilizate și în scopuri cosmetice de îngrijire a pielii, precum curățarea delicată a corpului sau exfolierea.

Utilizator vizat

Produsul este destinat utilizatorilor adulți.

CONTRAINDICAȚII

CONSULTAȚI UN MEDIC ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL DACĂ:

- sunteți însărcinată
- aveți o afecțiune cardiacă gravă
- aveți leziuni sau iritații ale pielii în zonele de aplicare.

Dacă nu sunteți sigur că aparatul este potrivit pentru dumneavoastră, consultați un medic înainte de utilizare.

Întrerupeți imediat utilizarea aparatului dacă simțiți disconfort sau durere.

UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE

Orice utilizare diferită de cea prevăzută este considerată necorespunzătoare.

Exemple de utilizare greșită previzibilă:

- Utilizarea pe cap sau în apropierea părului, deoarece părul se poate încurca în capetele de masaj rotative.
- Utilizarea pe piele rănită, iritată sau umflată ori pe zone cu rani deschise.
- Utilizarea în scopuri medicale, inclusiv tratarea bolilor sau a leziunilor.
- Utilizarea de către copii sau de către persoane care nu pot manevra aparatul în siguranță.
- Utilizarea continuă pe aceeași zonă a corpului mai mult decât durata recomandată.
- Utilizarea aparatului în timpul încărcării.
- Utilizarea aparatului sub jet de apă / scufundarea unității principale în apă – **vă rugăm să consultați instrucțiunile de siguranță pentru indicații clare.**
- Utilizarea aparatului dacă este deteriorat sau funcționează defectuos.
- Modificarea, dezasamblarea sau repararea aparatului de către persoane neautorizate.
- Privirea directă în luminile LED în timpul funcționării.

Producătorul nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

UTILIZARE

PASUL 1: PREGĂTIRE

Asigurați-vă că aparatul este complet încărcat înainte de utilizare.

Butonul de pornire clipește roșu în timpul încărcării și devine verde după încărcarea completă.

Alegeți capul de masaj dorit. Fixați capul de masaj în siguranță pe aparat, aliniindu-l la mijloc și apăsând în jos. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este oprit înainte de a monta sau de a demonta accesoriile.

Pentru a demonta capul de masaj, prindeți-l ferm și ridicați-l de pe pinul de conectare.

NOTĂ: Dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai lungă, recomandăm să îl încărcați cel puțin o dată la trei luni, pentru a evita deteriorarea bateriei.


PASUL 2: OPERARE

Apăsați butonul de pornire pentru a porni aparatul.

Selectați modul de masaj dorit:

- Rotație înainte cu lumini LED roșii
- Rotație înapoi cu lumini LED roșii
- Rotație înainte
- Rotație înapoi

Reglați viteza cu butonul „intensitate”, în funcție de preferințe.



Aplicați capul de masaj delicat pe zona dorită a corpului și deplasați aparatul lent pe piele. Acordați-vă timp pentru a descoperi nivelul personal de confort. Aplicarea trebuie să fie întotdeauna plăcută și nu trebuie să fie niciodată neplăcută sau dureroasă. Asigurați-vă că ședințele individuale nu depășesc 15 minute pe zonă a corpului și, în total, 30 de minute de utilizare continuă.

Evitați să îndreptați lumina LED spre ochi sau să priviți direct în lumină.

PASUL 3: DUPĂ UTILIZARE

După încheierea ședinței, **apăsați butonul de pornire** pentru a opri aparatul. Pentru a demonta un cap de masaj, prindeți-l ferm și ridicați-l de pe pinul de conectare.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

CURĂȚARE

Pentru ca Venen Engel 3-in-1 Glow Brush să rămână în stare impecabilă, recomandăm curățarea regulată. Opriți întotdeauna aparatul înainte de curățare. Curățați unitatea principală cu o lavetă moale, ușor umezită. Nu utilizați agenți de curățare agresivi. Capetele de masaj detașabile pot fi curățate separat sub jet de apă, dacă este necesar. Asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de reasamblare și că nu intră apă în unitatea principală.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Recomandăm depozitarea aparatului într-un loc uscat, curat și fără praf. Evitați lumina directă a soarelui, căldura excesivă și umiditatea ridicată. Transportați aparatul, pe cât posibil, în ambalajul original.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur! Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul și utilizați-l numai așa cum este descris în acest manual. Aparatul este destinat exclusiv adulților capabili să îl utilizeze; păstrați aparatul și accesoriile sale în afara accesului copiilor. Nu utilizați aparatul dacă acesta sau cablul de încărcare USB este deteriorat ori funcționează defectuos. Nu modificați, nu dezasamblați și nu reparați aparatul pe cont propriu; reparațiile pot fi efectuate numai de specialiști autorizați, în caz contrar garanția se pierde.

Aparatul este destinat exclusiv scopurilor cosmetice și de wellness și nu este un dispozitiv medical. Nu îl utilizați în scopuri medicale, inclusiv pentru tratarea bolilor sau a leziunilor. Consultați un medic înainte de utilizare dacă sunteți însărcinată, aveți o afecțiune cardiacă gravă sau aveți pielea rănită, iritată ori umflată sau rani deschise în zonele de aplicare. Întrerupeți imediat utilizarea aparatului dacă simțiți disconfort, durere sau observați reacții cutanate neobișnuite.

Nu utilizați aparatul pe cap sau în apropierea părului, pentru a evita încurcarea, tragerea sau prinderea acestuia. Nu priviți direct în luminile LED roșii integrate în timpul funcționării și nu îndreptați lumina în ochii altor persoane. Lumina LED face parte exclusiv din funcția aparatului și nu este destinată utilizării terapeutice sau medicale.

Pentru a asigura durata de viață și siguranța produsului, unitatea principală nu trebuie expusă la jeturi directe de apă sau la apă curentă continuă și nu trebuie scufundată în apă. Demontați capetele de masaj pentru a le curăța separat cu apă și asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de remontare. Nu utilizați aparatul în timpul încărcării și încărcăți-l exclusiv cu cablul USB livrat. Opriți întotdeauna aparatul înainte de a schimba capetele de masaj. Nu utilizați aparatul continuu mai mult de 30 de minute și nu îl utilizați pe aceeași zonă a corpului mai mult de 15 minute, pentru a evita problemele de sensibilitate a pielii.

GARANȚIE

Oferim o garanție de 24 de luni pentru unitatea de comandă. În caz de defecțiune, poate fi necesară returnarea aparatului pentru verificare. Vă rugăm să vă asigurați că cutia de expediere este căptușită, pentru a evita eventualele deteriorări în timpul transportului. Din păcate, pentru defectele cauzate de expedierea necorespunzătoare nu se pot formula pretenții de garanție. În măsura în care există o obligație legală de garanție, se va furniza fie gratuit un produs de înlocuire, fie producătorul are opțiunea de a repara aparatul, cu excluderea dreptului de reziliere sau de reducere a prețului de achiziție. Dacă încercările repetate de reparare nu au succes sau dacă și unitatea de înlocuire se dovedește defectă din vina producătorului, clientul are dreptul de a rezilia achiziția sau de a primi o reducere a prețului de achiziție.

Excluderea garanției: Sunt excluse din garanție defectele rezultate din daune cauzate de utilizarea forței, manipulare necorespunzătoare, forță aplicată din exterior sau modificări și lucrări de reparație efectuate de terți, de exemplu defecte cauzate de siguranțe dimensionate greșit sau scurtcircuitate ori defecte care se datorează uzurii normale.

Condițiile de garanție: Dreptul de garanție există numai împreună cu dovada originală de cumpărare (factura). Vă rugăm să păstrați dovada de cumpărare într-un loc sigur.

Dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări la utilizarea sistemului, nu ezitați să ne contactați prin e-mail la service@venenengel.de.

INSTRUCȚIUNI DE ELIMINARE

IMPORTANT: Vă rugăm să nu eliminați produsul împreună cu deșeurile menajere!

GERMANIA:

Produsele electronice nu trebuie eliminate în deșeurile municipale nesortate. Utilizați în schimb sistemele de returnare și colectare disponibile. Astfel, putem contribui cu toții la reutilizarea, reciclarea și valorificarea produselor electronice.

Eliminarea incorectă a produselor electronice nu duce doar la risipa de resurse (majoritatea aparatelor electrice conțin materii prime valoroase precum aur, cupru, argint etc.), ci pune și în pericol mediul, din cauza substanțelor parțial periculoase pe care le conțin.

ALTERNATIVĂ: Ne ocupăm cu plăcere de eliminarea vechiului dumneavoastră aparat Venen Engel. Trimiteți-l pur și simplu la:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Vă rugăm să atașați un bilet cu solicitarea de eliminare.

Bateriile și acumulatorii uzați trebuie eliminați separat de deșeurile municipale solide. Puteți face acest lucru prin sistemele de returnare și reciclare care vă stau la dispoziție (de ex. Corepile).

Eliminarea necorespunzătoare a bateriilor și a acumulatorilor uzați poate avea un impact considerabil asupra oamenilor și a mediului, din cauza substanțelor periculoase pe care le conțin. Reciclarea păstrează materii prime valoroase și permite reutilizarea componentelor produsului.

UNIUNEA EUROPEANĂ:

Produsele electronice nu trebuie eliminate în deșeurile municipale nesortate. Utilizați în schimb sistemele de returnare și colectare disponibile. Astfel, putem contribui cu toții la reutilizarea, reciclarea și valorificarea produselor electronice.

Eliminarea incorectă a produselor electronice nu risipește doar resurse (majoritatea aparatelor electrice conțin materii prime valoroase precum aur, cupru, argint etc.), ci pune și în pericol mediul, din cauza substanțelor parțial periculoase pe care le conțin.

Bateriile și acumulatorii consumați trebuie eliminați separat de deșeurile municipale solide. Puteți face acest lucru prin sistemele de returnare și reciclare care vă stau la dispoziție (de ex. Corepile).

Eliminarea necorespunzătoare a bateriilor și a acumulatorilor uzați poate avea un impact considerabil asupra oamenilor și a mediului, din cauza substanțelor periculoase pe care le conțin. Reciclarea păstrează materii prime valoroase și permite reutilizarea componentelor produsului.

NOTĂ PRIVIND RĂSPUNDEREA

Dacă aveți îngrijorări privind sănătatea sau nu sunteți sigur, vă rugăm să consultați un specialist medical înainte de utilizare.

NOTĂ:

Produsul dumneavoastră Venen Engel nu este un dispozitiv medical și nu este destinat autotratementului.

PRODUCĂTOR:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Germania

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



OBSERVAÇÃO PRELIMINAR

Parabéns pela compra deste aparelho! Terá muito prazer em utilizar o seu produto Venen Engel! Se estiver satisfeito com o seu Venen Engel, ficaríamos muito gratos se o recomendasse a outras pessoas.

Este manual contém indicações que o utilizador deve respeitar para prevenir perigos e utilizar o aparelho em segurança.

Se tiver dúvidas sobre a utilização, os acessórios ou quiser dar-nos sugestões, não hesite em contactar-nos!

Mail **service@venenengel.de**

Web **www.venenengel.de**

ANTES DE COMEÇAR

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho.
- Guarde este manual de instruções num local seguro, para poder consultá-lo quando necessário.
- O produto Venen Engel não deve ser utilizado em determinadas condições de saúde. Leia atentamente a lista de contraindicações.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS IMPORTANTES

É importante que leia todos os avisos e precauções deste manual. Destinam-se à sua segurança, à prevenção de lesões e a evitar danos no aparelho.

- Leia atentamente estas instruções de utilização antes de utilizar o aparelho.
- Guarde este manual para consulta futura.
- Mantenha o aparelho e os seus acessórios fora do alcance das crianças.
- O aparelho destina-se exclusivamente a adultos capazes de o utilizar.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado.
- Não utilize o aparelho se o cabo de carregamento estiver danificado.
- Não abra nem desmonte o aparelho.
- Carregue o aparelho exclusivamente com o cabo USB fornecido.
- Não olhe diretamente para os LED durante o funcionamento e não dirija a luz diretamente para os olhos de outras pessoas.
- O aparelho foi testado quanto à resistência ao **contacto temporário com água**. No entanto, para garantir um funcionamento seguro e a longevidade do produto, a unidade principal não deve ser exposta a jatos de água diretos nem a água corrente contínua.

- Se o aparelho for utilizado no duche, evite o contacto direto com o jato de água e mantenha a unidade principal afastada de humidade excessiva.
- Não mergulhe a unidade principal em água.
- As cabeças de massagem podem ser retiradas da unidade principal para limpeza. Limpe-as separadamente com água, se necessário, e deixe-as secar completamente antes de as voltar a colocar.
- Não utilize o aparelho perto do cabelo, para evitar que este se enrole.
- Não utilize o aparelho continuamente durante mais de 30 minutos.
- Não utilize o aparelho na mesma zona do corpo durante mais de 15 minutos.
- Desligue o aparelho antes de trocar as cabeças de massagem.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Body Massager
(unidade principal)




Cabo de
carregamento USB



Cabeça de massagem
com rolos



Cabeça de massagem
com escova suave



Cabeça de massagem
com escova

DADOS TÉCNICOS

Modelo	PL-674
Tensão nominal	5V DC
Potência	16 W
Tempo de utilização recomendado	15 minutos por zona do corpo. Não mais de 30 minutos de utilização contínua
Alimentação	Bateria recarregável (carregamento USB)
Dimensões da embalagem	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Peso	0,5kg

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

	Informação do fabricante
	Conformidade com as normas europeias
	Fabricado na China
	Produto elétrico que contém uma bateria. Respeite as instruções de eliminação.
	Ler o manual antes de utilizar
IPX7	O produto está protegido contra imersão temporária , não contra água contínua, sob pressão ou profunda.
	Número de série
	Embalagem interior e exterior em papel misto
	Porta USB
	Instruções de eliminação em França para produtos eletrónicos
	Instruções de eliminação em França para a embalagem

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este aparelho de massagem corporal compacto e recarregável foi concebido como complemento de uma rotina diária de bem-estar e cuidado pessoal. O aparelho versátil proporciona uma massagem superficial suave e relaxante, tanto dos músculos como da pele. Proporciona uma sensação agradável e ajuda a relaxar os músculos após o exercício ou a atividade física diária, em zonas específicas do corpo, incluindo as costas, os ombros, os braços, as pernas e os pés.

Para personalizar a experiência de massagem, a 3-in-1 Glow Brush dispõe de cabeças de massagem rotativas e intercambiáveis, que proporcionam diferentes tipos e sensações de massagem. Em alguns modos de funcionamento acendem-se ainda luzes LED vermelhas integradas, que iluminam durante a utilização e enriquecem a experiência de aplicação. Para além do relaxamento muscular, os acessórios específicos podem ser integrados numa rotina cosmética de cuidado da pele, para uma limpeza e esfoliação suaves do corpo.

A Venen Engel 3-in-1 Glow Brush destina-se exclusivamente a fins cosméticos, de cuidado pessoal e de bem-estar. Não é um dispositivo médico e não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer condição médica.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

A **Venen Engel 3-in-1 Glow Brush** é um aparelho recarregável destinado à massagem cosmética e de bem-estar do corpo.

O aparelho foi concebido para proporcionar uma massagem superficial relaxante dos músculos e da pele através de cabeças de massagem rotativas. Pode ajudar os utilizadores a relaxar os músculos após atividade física ou esforço diário. O aparelho destina-se a ser utilizado em zonas externas do corpo, incluindo:

- costas
- ombros
- braços
- pernas
- pés

Os acessórios de massagem intercambiáveis permitem diferentes sensações de massagem e podem também ser utilizados para fins cosméticos de cuidado da pele, como a limpeza suave do corpo ou a esfoliação.

Utilizador previsto

O produto destina-se a utilizadores adultos.

CONTRAINDICAÇÕES

CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO SE:

- estiver grávida
- tiver uma doença cardíaca grave
- tiver lesões ou irritações cutâneas nas zonas de aplicação.

Se não tiver a certeza de que o aparelho é adequado para si, consulte um médico antes de o utilizar.

Interrompa imediatamente a utilização do aparelho se sentir desconforto ou dor.

UTILIZAÇÃO INDEVIDA

Qualquer utilização diferente da utilização prevista é considerada indevida.

Exemplos de utilização incorreta previsível:

- Utilização na cabeça ou perto do cabelo, pois o cabelo pode enrolar-se nas cabeças de massagem rotativas.
- Utilização sobre pele lesionada, irritada ou inchada, ou em zonas com feridas abertas.
- Utilização para fins médicos, incluindo o tratamento de doenças ou lesões.
- Utilização por crianças ou por pessoas que não consigam operar o aparelho em segurança.
- Utilização contínua na mesma zona do corpo por mais tempo do que o recomendado.
- Utilização do aparelho durante o carregamento.
- Utilização do aparelho sob água corrente / imersão da unidade principal em água – **consulte as informações de segurança para obter instruções claras.**
- Utilização do aparelho se estiver danificado ou a funcionar incorretamente.
- Modificação, desmontagem ou reparação do aparelho por pessoas não autorizadas.
- Olhar diretamente para as luzes LED durante o funcionamento.

O fabricante não é responsável por danos causados por utilização indevida.

UTILIZAÇÃO

PASSO 1: PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o aparelho está completamente carregado antes de o utilizar. O botão de ligar pisca a vermelho durante o carregamento e fica verde quando o carregamento estiver concluído.

Escolha a cabeça de massagem desejada. Fixe a cabeça de massagem com firmeza no aparelho, alinhando-a ao centro e pressionando para baixo. Certifique-se sempre de que o aparelho está desligado antes de colocar ou retirar acessórios.

Para retirar a cabeça de massagem, segure-a com firmeza e levante-a do pino de ligação.

NOTA: Se não utilizar o aparelho durante um período mais longo, recomendamos que o carregue pelo menos a cada três meses, para evitar danos na bateria.


PASSO 2: FUNCIONAMENTO

Pressione o botão de ligar para ligar o aparelho.

Selecione o modo de massagem desejado:

- Rotação para a frente com luzes LED vermelhas
- Rotação para trás com luzes LED vermelhas
- Rotação para a frente
- Rotação para trás

Ajuste a velocidade com o botão «intensidade», de acordo com a sua preferência.



Aplique suavemente a cabeça de massagem na zona do corpo desejada e mova o aparelho lentamente sobre a pele. Dedique tempo a descobrir o seu nível pessoal de conforto. A aplicação deve ser sempre agradável e nunca pode ser desconfortável ou dolorosa. Certifique-se de que cada sessão não excede 15 minutos por zona do corpo nem, no total, 30 minutos de utilização contínua.

Evite dirigir a luz LED para os olhos ou olhar diretamente para a luz.

PASSO 3: APÓS A UTILIZAÇÃO

Quando a sessão terminar, **pressione o botão de ligar** para desligar o aparelho. Para retirar uma cabeça de massagem, segure-a com firmeza e levante-a do pino de ligação.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

LIMPEZA

Para manter a sua Venen Engel 3-in-1 Glow Brush em perfeitas condições, recomendamos uma limpeza regular. Desligue sempre o aparelho antes de o limpar. Limpe a unidade principal com um pano macio e ligeiramente húmido. Não utilize produtos de limpeza agressivos. As cabeças de massagem removíveis podem ser limpas separadamente sob água corrente, se necessário. Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de voltar a montá-las e de que não entra água na unidade principal.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Recomendamos guardar o aparelho num local seco, limpo e sem pó. Evite a luz solar direta, o calor excessivo e a humidade elevada. Transporte o aparelho na embalagem original sempre que possível.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Guarde este manual de instruções num local seguro! Leia atentamente estas instruções de utilização antes de utilizar o aparelho e utilize-o apenas conforme descrito neste manual. O aparelho destina-se exclusivamente a adultos capazes de o utilizar; mantenha o aparelho e os seus acessórios fora do alcance das crianças. Não utilize o aparelho se este ou o cabo de carregamento USB estiverem danificados ou a funcionar incorretamente. Não modifique, desmonte nem repare o aparelho por iniciativa própria; as reparações só podem ser efetuadas por técnicos autorizados, caso contrário a garantia perde a validade.

O aparelho destina-se exclusivamente a fins cosméticos e de bem-estar e não é um dispositivo médico. Não o utilize para fins médicos, incluindo o tratamento de doenças ou lesões. Consulte um médico antes de o utilizar se estiver grávida, tiver uma doença cardíaca grave ou tiver pele lesionada, irritada ou inchada, ou feridas abertas nas zonas de aplicação. Interrompa imediatamente a utilização do aparelho se sentir desconforto, dor ou notar reações cutâneas involuntárias.

Não utilize o aparelho na cabeça nem perto do cabelo, para evitar que este se enrole, seja puxado ou fique preso. Não olhe diretamente para as luzes LED vermelhas integradas durante o funcionamento e não dirija a luz para os olhos de outras pessoas. A luz LED faz parte exclusivamente da função do aparelho e não se destina a uso terapêutico ou médico.

Para garantir a longevidade e a segurança do produto, a unidade principal não deve ser exposta a jatos de água diretos nem a água corrente contínua, nem ser mergulhada em água. Retire as cabeças de massagem para as limpar separadamente com água e certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de as voltar a colocar. Não utilize o aparelho durante o carregamento e carregue-o exclusivamente com o cabo USB fornecido. Desligue sempre o aparelho antes de trocar as cabeças de massagem. Não utilize o aparelho continuamente durante mais de 30 minutos e não o utilize na mesma zona do corpo durante mais de 15 minutos, para evitar problemas de sensibilidade cutânea.

GARANTIA

Oferecemos uma garantia de 24 meses para a unidade de comando. Em caso de avaria, pode ser necessário devolver o aparelho para verificação. Certifique-se de que a caixa de envio está almofadada, para evitar eventuais danos durante o transporte. Infelizmente, não é possível invocar direitos de garantia por defeitos causados por um envio inadequado. Na medida em que exista uma obrigação legal de garantia, será fornecida gratuitamente uma substituição ou o fabricante terá a opção de reparar o aparelho, com exclusão do direito de rescisão ou de redução do preço de compra. Se as tentativas repetidas de reparação não tiverem êxito, ou se também a unidade de substituição se revelar defeituosa por culpa do fabricante, o cliente tem o direito de rescindir a compra ou de obter uma redução do preço de compra.

Exclusão da garantia: Estão excluídos da garantia os defeitos resultantes de danos causados pelo uso de força, operação inadequada, força aplicada externamente ou modificações e trabalhos de reparação efetuados por terceiros, por exemplo defeitos causados por fusíveis mal dimensionados ou em curto-circuito, ou defeitos imputáveis ao desgaste normal.

Condições da garantia: O direito à garantia existe apenas em conjunto com o comprovativo de compra original (fatura). Guarde o comprovativo de compra num local seguro.

Se tiver problemas ou dúvidas na utilização do sistema, não hesite em contactar-nos por e-mail para service@venenengel.de.

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO

IMPORTANTE: Não elimine o produto no lixo doméstico!

ALEMANHA:

Os produtos eletrônicos não podem ser eliminados nos resíduos urbanos indiferenciados. Utilize, em vez disso, os sistemas de recolha e devolução disponíveis. Desta forma, todos podemos contribuir para a reutilização, a reciclagem e a valorização dos produtos eletrônicos.

A eliminação incorreta de produtos eletrônicos não só conduz ao desperdício de recursos (a maioria dos aparelhos elétricos contém matérias-primas valiosas como ouro, cobre, prata, etc.), como também põe em perigo o ambiente devido às substâncias parcialmente perigosas que contêm.

ALTERNATIVA: Com todo o gosto nos encarregamos da eliminação do seu antigo aparelho Venen Engel. Basta enviá-lo para:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Junte um papel com o pedido de eliminação.

As pilhas e baterias usadas devem ser eliminadas separadamente dos resíduos urbanos sólidos. Pode fazê-lo através dos sistemas de devolução e reciclagem ao seu dispor (por exemplo, Corepile).

A eliminação inadequada de pilhas e baterias usadas pode ter um impacto considerável nas pessoas e no ambiente, devido às substâncias perigosas que contêm. A reciclagem preserva matérias-primas valiosas e permite a reutilização dos componentes do produto.

UNIÃO EUROPEIA:

Os produtos eletrónicos não podem ser eliminados nos resíduos urbanos indiferenciados. Utilize, em vez disso, os sistemas de recolha e devolução disponíveis. Desta forma, todos podemos contribuir para a reutilização, a reciclagem e a valorização dos produtos eletrónicos.

A eliminação incorreta de produtos eletrónicos não só desperdiça recursos (a maioria dos aparelhos elétricos contém matérias-primas valiosas como ouro, cobre, prata, etc.), como também põe em perigo o ambiente devido às substâncias parcialmente perigosas que contêm.

As pilhas e baterias gastas devem ser eliminadas separadamente dos resíduos urbanos sólidos. Pode fazê-lo através dos sistemas de devolução e reciclagem ao seu dispor (por exemplo, Corepile).

A eliminação inadequada de pilhas e baterias usadas pode ter um impacto considerável nas pessoas e no ambiente, devido às substâncias perigosas que contêm. A reciclagem preserva matérias-primas valiosas e permite a reutilização dos componentes do produto.

AVISO DE RESPONSABILIDADE

Se tiver preocupações de saúde ou dúvidas, consulte um profissional de saúde antes de utilizar.

NOTA:

O seu produto Venen Engel **não é um dispositivo médico** e não se destina ao autotratamento.

FABRICANTE:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Alemanha

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

BRUKSANVISNING

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



INNLEDENDE MERKNAD

Gratulerer med kjøpet av dette apparatet! Du kommer til å få mye glede av Venen Engel-produktet ditt! Hvis du er fornøyd med din Venen Engel, blir vi svært glade om du anbefaler den til andre.

Denne anvisningen inneholder opplysninger som brukeren skal følge for å forebygge farer og bruke apparatet trygt.

Hvis du har spørsmål om bruk, tilbehør eller ønsker å gi oss innspill, er du velkommen til å kontakte oss!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

FØR DU STARTER

- Les bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet.
- Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted, slik at du kan lese den ved behov.
- Venen Engel-produktet må ikke brukes ved visse helsetilstander. Les listen over kontraindikasjoner nøye.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER OG ADVARSLER

Det er viktig at du leser alle advarsler og forholdsregler i denne anvisningen. De er til din sikkerhet, for å forebygge skader og for å unngå skade på apparatet.

- Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet.
- Oppbevar denne anvisningen for senere bruk.
- Hold apparatet og tilbehøret utenfor barns rekkevidde.
- Apparatet er utelukkende beregnet på voksne som er i stand til å bruke det.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet.
- Ikke bruk apparatet hvis ladekabelen er skadet.
- Ikke åpne eller demonter apparatet.
- Lad apparatet utelukkende med den medfølgende USB-kabelen.
- Se ikke direkte inn i LED-lysene under bruk, og rett ikke lyset direkte mot andre personers øyne.
- Apparatet er testet for motstand mot **midlertidig vannkontakt**. For sikker drift og lang levetid må hovedenheten imidlertid ikke utsettes for direkte vannstråler eller kontinuerlig rennende vann.

- Hvis apparatet brukes i dusjen, skal du unngå direkte kontakt med vannstrålen og holde hovedenheten unna kraftig fuktighet.
- Senk ikke hovedenheten i vann.
- Massasjehodene kan tas av hovedenheten for rengjøring. Rengjør dem separat med vann ved behov, og la dem tørke helt før du setter dem på igjen.
- Ikke bruk apparatet nær hår, for å unngå at hår setter seg fast.
- Ikke bruk apparatet sammenhengende i mer enn 30 minutter.
- Ikke bruk apparatet på samme kroppsdel i mer enn 15 minutter.
- Slå av apparatet før du bytter massasjehode.

LEVERINGSOMFANG



Body Massager
(hovedenhet)




USB-ladekabel



Massasjehode med
ruller



Massasjehode med
myk børste



Massasjehode med
børste

TEKNISKE DATA

Modell	PL-674
Nominell spenning	5V DC
Effekt	16 W
Anbefalt brukstid	15 minutter per kroppsdel. Ikke mer enn 30 minutter sammenhengende bruk
Strømforsyning	Oppladbart batteri (USB-lading)
Emballasjemål	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Vekt	0,5kg

SYMBOLFORKLARING

	Produsentinformasjon
	Samsvar med europeiske standarder
	Produsert i Kina
	Elektrisk produkt som inneholder et batteri. Følg anvisningene for avfallshåndtering.
	Les bruksanvisningen før bruk
IPX7	Produktet er beskyttet mot midlertidig nedsenking , men ikke mot kontinuerlig, trykksatt eller dypt vann.
	Serienummer
	Indre og ytre emballasje av blandet papir
	USB-tilkobling
	Anvisninger for avfallshåndtering i Frankrike for elektronikkprodukter
	Anvisninger for avfallshåndtering i Frankrike for emballasjen

PRODUKTBESKRIVELSE

Dette kompakte, oppladbare kroppsmassasjeapparatet er utformet som et supplement til en daglig rutine for velvære og egenpleie. Det allsidige apparatet gir en myk, avslappende overflatemassasje av både muskler og hud. Det gir en behagelig følelse og bidrar til å løse opp musklene etter trening eller daglig fysisk belastning på utvalgte områder av kroppen, blant annet rygg, skuldre, armer, ben og føtter.

For å tilpasse massasjeopplevelsen har 3-in-1 Glow Brush utskiftbare, roterende massasjehoder som gir ulike typer og opplevelser av massasje. I noen driftsmoduser lyser i tillegg integrerte røde LED-lys som lyser under bruk og beriker opplevelsen. I tillegg til muskelavspenning kan de spesielle tilbehørsdelene integreres i en kosmetisk hudpleierutine for mild rengjøring og peeling av kroppen.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush er utelukkende beregnet på kosmetiske formål, egenpleie og velvære. Den er ikke et medisinsk utstyr og er ikke beregnet på å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge noen medisinsk tilstand.

TILTENKT BRUK

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush er et oppladbart apparat beregnet på kosmetisk massasje og velværemassasje av kroppen.

Apparatet er utformet for å gi en avslappende overflatemassasje av muskler og hud ved hjelp av roterende massasjeheader. Det kan hjelpe brukeren med å løse opp musklene etter fysisk aktivitet eller daglig belastning. Apparatet er beregnet på bruk på ytre kroppsområder, blant annet:

- rygg
- skuldre
- armer
- ben
- føtter

De utskiftbare massasjetilbehørene gir ulike massasjeopplevelser og kan også brukes til kosmetiske hudpleieformål, som mild rengjøring av kroppen eller peeling.

Tiltent bruker

Produktet er beregnet på voksne brukere.

KONTRAINDIKASJONER

RÅDFØR DEG MED LEGE FØR DU BRUKER APPARATET HVIS DU:

- er gravid
- har en alvorlig hjertesykdom
- har skader eller hudirritasjoner i behandlingsområdene.

Hvis du er usikker på om apparatet er egnet for deg, skal du rådføre deg med lege før bruk.

Avslutt bruken av apparatet umiddelbart hvis du kjenner ubehag eller smerte.

FEIL BRUK

All annen bruk enn den tiltenkte anses som feil bruk.

Eksempler på forutsigbar feilbruk:

- Bruk på hodet eller nær hår, siden hår kan sette seg fast i de roterende massasjehodene.
- Bruk på skadet, irritert eller hoven hud, eller på områder med åpne sår.
- Bruk til medisinske formål, inkludert behandling av sykdommer eller skader.
- Bruk av barn eller personer som ikke er i stand til å betjene apparatet trygt.
- Sammenhengende bruk på samme kroppsdel lenger enn anbefalt.
- Bruk av apparatet under lading.
- Bruk av apparatet under rennende vann / nedsenking av hovedenheten i vann – **se sikkerhetsanvisningene for klare instruksjoner.**
- Bruk av apparatet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Endring, demontering eller reparasjon av apparatet av uautoriserte personer.
- Å se direkte inn i LED-lysene under bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes feil bruk.

BRUK

TRINN 1: FORBEREDELSE

Kontroller at apparatet er fullt ladet før bruk. På/av-knappen blinker rødt under lading og lyser grønt når apparatet er fullt ladet.

Velg ønsket massasjehode. Fest massasjehodet godt på apparatet ved å sentrere det og trykke det ned. Kontroller alltid at apparatet er slått av før du setter på eller tar av tilbehør.

For å ta av massasjehodet holder du godt fast i det og løfter det av koblingstappen.

MERK: Hvis du ikke bruker apparatet over lengre tid, anbefaler vi å lade det minst hver tredje måned for å unngå skade på batteriet.


TRINN 2: BETJENING

Trykk på på/av-knappen for å slå på apparatet.

Velg ønsket massasjemodus:

- Rotasjon forover med røde LED-lys
- Rotasjon bakover med røde LED-lys
- Rotasjon forover
- Rotasjon bakover

Juster hastigheten med knappen «intensitet» etter eget ønske.



Legg massasjehodet forsiktig mot ønsket kroppsområde og beveg apparatet langsomt over huden. Ta deg tid til å finne ditt personlige komfortnivå. Bruken skal alltid kjennes behagelig og må aldri være ubehagelig eller smertefull. Sørg for at den enkelte behandlingen ikke overstiger 15 minutter per kroppsdel og totalt 30 minutter sammenhengende bruk.

Unngå å rette LED-lyset mot øynene eller å se rett inn i lyset.

TRINN 3: ETTER BRUK

Når behandlingen er ferdig, trykker du på på/av-knappen for å slå av apparatet. For å ta av et massasjehode holder du godt fast i det og løfter det av koblingstappen.

RENGJØRING OG OPPBEVARING

RENGJØRING

For at din Venen Engel 3-in-1 Glow Brush skal holde seg i perfekt stand, anbefaler vi regelmessig rengjøring. Slå alltid av apparatet før rengjøring. Rengjør hovedenheten med en myk, lett fuktet klut. Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler. De avtakbare massasjehodene kan ved behov rengjøres separat under rennende vann. Sørg for at alle deler er helt tørre før de settes sammen igjen, og at det ikke kommer vann inn i hovedenheten.

OPPBEVARING OG TRANSPORT

Vi anbefaler å oppbevare apparatet på et tørt, rent og støvfritt sted. Unngå direkte sollys, sterk varme og høy luftfuktighet. Transporter apparatet i originalemballasjen når det er mulig.

SIKKERHETSANVISNINGER

Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted! Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet, og bruk det kun slik det er beskrevet i denne anvisningen. Apparatet er utelukkende beregnet på voksne som er i stand til å bruke det; hold apparatet og tilbehøret utenfor barns rekkevidde. Ikke bruk apparatet hvis det eller USB-ladekabelen er skadet eller ikke fungerer som den skal. Endre, demonter eller reparer ikke apparatet selv; reparasjoner må kun utføres av autoriserte fagpersoner, ellers bortfaller garantien.

Apparatet er utelukkende beregnet på kosmetiske formål og velvære og er ikke et medisinsk utstyr. Bruk det ikke til medisinske formål, inkludert behandling av sykdommer eller skader. Rådfør deg med lege før bruk hvis du er gravid, har en alvorlig hjertesykdom eller har skadet, irritert eller hoven hud eller åpne sår i behandlingsområdene. Avslutt bruken av apparatet umiddelbart hvis du kjenner ubehag, smerte eller ser uvanlige hudreaksjoner.

Bruk ikke apparatet på hodet eller nær hår, for å unngå at hår setter seg fast, dras eller klemmes. Se ikke direkte inn i de integrerte røde LED-lysene under bruk, og rett ikke lyset mot andre personers øyne. LED-lyset er utelukkende en del av apparatets funksjon og er ikke beregnet på terapeutisk eller medisinsk bruk.

For å sikre produktets levetid og sikkerhet må hovedenheten ikke utsettes for direkte vannstråler eller kontinuerlig rennende vann, og den må ikke senkes i vann. Ta av massasjehodene for å rengjøre dem separat med vann, og kontroller at alle deler er helt tørre før du setter dem på igjen. Bruk ikke apparatet under lading, og lad det utelukkende med den medfølgende USB-kabelen. Slå alltid av apparatet før du bytter massasjehode. Bruk ikke apparatet sammenhengende i mer enn 30 minutter, og bruk det ikke på samme kroppsdel i mer enn 15 minutter, for å unngå problemer med hudfølsomhet.

GARANTI

Vi gir 24 måneders garanti på styreenheten. Ved feilfunksjon kan det bli nødvendig å sende apparatet tilbake for kontroll. Sørg for at forsendelseskartongen er polstret, for å unngå mulige transportskader. Det kan dessverre ikke fremmes garantikrav for mangler som skyldes uriktig forsendelse. I den grad det foreligger en lovpålagt garantiplikt, vil det antingen bli levert erstatning kostnadsfritt, eller produsenten har valget om å reparere apparatet, med utelukkelse av retten til heving eller prisavslag. Hvis gjentatte reparasjonsforsøk ikke lykkes, eller hvis også en erstatningsenhet viser seg å være mangelfull på grunn av produsentens forhold, har kunden rett til å heve kjøpet eller få prisavslag.

Garantibegrensning: Unntatt fra garantien er mangler som skyldes skader forårsaket av bruk av makt, uriktig betjening, ytre påvirkning eller endringer og reparasjonsarbeid utført av tredjeparter, f.eks. mangler forårsaket av feil dimensjonerte eller kortsluttede sikringer, eller mangler som skyldes normal slitasje.

Garantivilkår: Garantikravet gjelder bare sammen med det originale kjøpsbeviset (fakturaen). Oppbevar kjøpsbeviset på et trygt sted.

Hvis du får problemer eller har spørsmål ved bruk av systemet, er du velkommen til å kontakte oss på e-post: service@venenengel.de.

ANVISNINGER FOR AVFALLSHÅNDTERING

VIKTIG: Kast ikke produktet i husholdningsavfallet!

TYSKLAND:

Elektronikkprodukter skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Bruk i stedet de tilgjengelige retur- og innsamlingssystemene. Slik kan vi alle bidra til gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av elektronikkprodukter.

Feil avfallshåndtering av elektronikkprodukter fører ikke bare til sløsing med ressurser (de fleste elektriske apparater inneholder verdifulle råstoffer som gull, kobber, sølv osv.), men truer også miljøet på grunn av de delvis farlige stoffene de inneholder.

ALTERNATIV: Vi tar gjerne hånd om avfallshåndteringen av ditt gamle Venen Engel-apparat. Bare send det til:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Legg ved en lapp med ønske om avfallshåndtering.

Gamle batterier og akkumulatorer må kastes separat fra fast kommunalt avfall. Dette kan du gjøre via de retur- og resirkuleringssystemene som står til din disposisjon (f.eks. Corepile).

Feil håndtering av gamle batterier og akkumulatorer kan ha betydelig innvirkning på mennesker og miljø på grunn av de farlige stoffene de inneholder. Resirkulering bevarer verdifulle råstoffer og gjør det mulig å gjenbruke produktets komponenter.

DEN EUROPEISKE UNION:

Elektronikkprodukter skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Bruk i stedet de tilgjengelige retur- og innsamlingssystemene. Slik kan vi alle bidra til gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av elektronikkprodukter.

Feil avfallshåndtering av elektronikkprodukter sløser ikke bare med ressurser (de fleste elektriske apparater inneholder verdifulle råstoffer som gull, kobber, sølv osv.), men truer også miljøet på grunn av de delvis farlige stoffene de inneholder.

Brukte batterier og akkumulatorer må kastes separat fra fast kommunalt avfall. Dette kan du gjøre via de retur- og resirkuleringssystemene som står til din disposisjon (f.eks. Corepile).

Feil håndtering av gamle batterier og akkumulatorer kan ha betydelig innvirkning på mennesker og miljø på grunn av de farlige stoffene de inneholder. Resirkulering bevarer verdifulle råstoffer og gjør det mulig å gjenbruke produktets komponenter.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Hvis du har helsemessige bekymringer eller er usikker, skal du rådføre deg med helsepersonell før bruk.

MERK:

Ditt Venen Engel-produkt er ikke et medisinsk utstyr og er ikke beregnet på egenbehandling.

PRODUSENT:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Tyskland

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

GEBRUIKSAANWIJZING

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



INLEIDENDE OPMERKING

Gefeliciteerd met de aankoop van dit apparaat! U zult veel plezier hebben van uw Venen Engel-product! Als u tevreden bent met uw Venen Engel, zouden wij het zeer waarderen als u het aan anderen aanbeveelt.

Deze handleiding bevat gegevens die de gebruiker in acht moet nemen om gevaren te voorkomen en het apparaat veilig te gebruiken.

Als u vragen hebt over het gebruik of de accessoires, of ons suggesties wilt geven, neem dan gerust contact met ons op!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

VOORDAT U BEGINT

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats, zodat u deze indien nodig kunt nalezen.
- Het Venen Engel-product mag bij bepaalde gezondheidstoestanden niet worden gebruikt. Lees de lijst met contra-indicaties zorgvuldig.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

Het is belangrijk dat u alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding leest. Ze zijn bedoeld voor uw veiligheid, om verwondingen te voorkomen en om schade aan het apparaat te vermijden.

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt.
- Bewaar deze handleiding om later te kunnen nalezen.
- Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor daartoe in staat zijnde volwassenen.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als de laadkabel beschadigd is.
- Open of demonteer het apparaat niet.
- Laad het apparaat uitsluitend met de meegeleverde USB-kabel.
- Kijk tijdens het gebruik niet direct in de leds en richt het licht niet direct in de ogen van andere personen.
- Het apparaat is getest op weerstand tegen **tijdelijk contact met water**. Om een veilige werking en een lange levensduur van het product te garanderen, mag de hoofdunit echter niet worden blootgesteld aan directe waterstralen of continu stromend water.

- Als het apparaat onder de douche wordt gebruikt, vermijd dan direct contact met de waterstraal en houd de hoofdunit weg van overmatige vochtigheid.
- Dompel de hoofdunit niet onder in water.
- De massagekoppen kunnen voor reiniging van de hoofdunit worden gehaald. Reinig ze indien nodig afzonderlijk met water en laat ze volledig drogen voordat u ze terugplaatst.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van haren, om verstrikking te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten ononderbroken.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 15 minuten op dezelfde plek van het lichaam.
- Schakel het apparaat uit voordat u de massagekoppen verwisselt.

LEVERINGSOMVANG



Body Massager
(hoofdunit)




USB-laadkabel



Massagekop met rollen



Massagekop met
zachte borstel



Massagekop met borstel

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	PL-674
Nominale spanning	5V DC
Vermogen	16 W
Aanbevolen gebruiksduur	15 minuten per lichaamsdeel. Niet langer dan 30 minuten ononderbroken gebruik
Voeding	Oplaadbare accu (USB-laden)
Afmetingen verpakking	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Gewicht	0,5kg

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Fabrikantgegevens



Conformiteit met Europese normen



Gemaakt in China



Elektrisch product met een accu. Volg de aanwijzingen voor verwijdering.



Lees de handleiding voor gebruik

IPX7

Het product is beschermd tegen **tijdelijke onderdompeling**, niet tegen continu, onder druk staand of diep water.



Serienummer



Binnen- en buitenverpakking van gemengd papier



USB-aansluiting



Aanwijzingen voor verwijdering in Frankrijk voor elektronische producten



Aanwijzingen voor verwijdering in Frankrijk voor de verpakking

PRODUCTBESCHRIJVING

Dit compacte, oplaadbare lichaamsmassageapparaat is bedoeld als aanvulling op een dagelijkse routine van welzijn en zelfzorg. Het veelzijdige apparaat biedt een zachte, ontspannende oppervlakkige massage van zowel spieren als huid. Het geeft een aangenaam gevoel en helpt de spieren te ontspannen na het sporten of na dagelijkse lichamelijke belasting, op specifieke delen van het lichaam zoals rug, schouders, armen, benen en voeten.

Om de massagebeleving aan te passen beschikt de 3-in-1 Glow Brush over verwisselbare, roterende massagekoppen die verschillende soorten en gevoelens van massage geven. In bepaalde standen lichten bovendien geïntegreerde rode leds op, die tijdens het gebruik schijnen en de beleving verrijken. Naast spierontspanning kunnen de speciale opzetstukken worden opgenomen in een cosmetische huidverzorgingsroutine, voor zachte reiniging en peeling van het lichaam.

De Venen Engel 3-in-1 Glow Brush is uitsluitend bedoeld voor cosmetische, verzorgende en wellnessdoeleinden. Het is geen medisch hulpmiddel en is niet bedoeld om een medische aandoening te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

BEOOGD GEBRUIK

De **Venen Engel 3-in-1 Glow Brush** is een oplaadbaar apparaat, bedoeld voor cosmetische en wellnessmassage van het lichaam.

Het apparaat is ontworpen om met roterende massagekoppen een ontspannende oppervlakkige massage van spieren en huid te geven. Het kan gebruikers helpen de spieren te ontspannen na lichamelijke activiteit of dagelijkse belasting. Het apparaat is bedoeld voor gebruik op uitwendige lichaamsdelen, waaronder:

- rug
- schouders
- armen
- benen
- voeten

De verwisselbare massageopzetstukken maken verschillende massagegevoelens mogelijk en kunnen ook voor cosmetische huidverzorging worden gebruikt, zoals zachte reiniging van het lichaam of peeling.

Beoogde gebruiker

Het product is bedoeld voor volwassen gebruikers.

CONTRA-INDICATIES

RAADPLEEG EEN ARTS VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT ALS U:

- zwanger bent
- een ernstige hartaandoening hebt
- verwondingen of huidirritaties hebt in de behandelgebieden.

Als u niet zeker weet of het apparaat geschikt voor u is, raadpleeg dan een arts voordat u het gebruikt.

Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u ongemak of pijn ervaart.

ONJUIST GEBRUIK

Elk ander gebruik dan het beoogde gebruik wordt als onjuist beschouwd.

Voorbeelden van voorzienbaar verkeerd gebruik:

- Gebruik op het hoofd of in de buurt van haren, omdat haren in de roterende massagekoppen verstrikt kunnen raken.
- Gebruik op beschadigde, geïrriteerde of gezwollen huid, of op gebieden met open wonden.
- Gebruik voor medische doeleinden, waaronder de behandeling van ziekten of verwondingen.
- Gebruik door kinderen of personen die het apparaat niet veilig kunnen bedienen.
- Ononderbroken gebruik op dezelfde plek van het lichaam langer dan aanbevolen.
- Gebruik van het apparaat tijdens het laden.
- Gebruik van het apparaat onder stromend water / onderdompelen van de hoofdunit in water – **zie de veiligheidsinstructies voor duidelijke aanwijzingen.**
- Gebruik van het apparaat als het beschadigd is of niet goed werkt.
- Wijziging, demontage of reparatie van het apparaat door onbevoegde personen.
- Direct in de leds kijken tijdens het gebruik.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik.

GEBRUIK

STAP 1: VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u het gebruikt. De aan/uit-knop knippert rood tijdens het laden en wordt groen zodra het apparaat volledig is opgeladen.

Kies de gewenste massagekop. Plaats de massagekop stevig op het apparaat door deze in het midden uit te lijnen en naar beneden te drukken. Zorg er altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u accessoires plaatst of verwijdert.

Om de massagekop te verwijderen, pakt u deze stevig vast en tilt u hem van de verbindingspen.

OPMERKING: Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, raden wij aan het ten minste elke drie maanden op te laden om schade aan de accu te voorkomen.


STAP 2: BEDIENING

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat aan te zetten.

Kies de gewenste massagestand:

- Rotatie vooruit met rode leds
- Rotatie achteruit met rode leds
- Rotatie vooruit
- Rotatie achteruit

Stel de snelheid in met de knop «intensiteit», naar uw eigen voorkeur.



Plaats de massagekop zacht op het gewenste lichaamsdeel en beweeg het apparaat langzaam over de huid. Neem de tijd om uw persoonlijke comfortniveau te vinden. Het gebruik moet altijd aangenaam voelen en mag nooit onaangenaam of pijnlijk zijn. Zorg ervoor dat afzonderlijke sessies niet langer duren dan 15 minuten per lichaamsdeel en in totaal niet langer dan 30 minuten ononderbroken gebruik.

Vermijd het richten van het ledlicht op de ogen of direct in het licht kijken.

STAP 3: NA GEBRUIK

Als uw sessie voorbij is, **drukt u op de aan/uit-knop** om het apparaat uit te zetten. Om een massagekop te verwijderen, pakt u deze stevig vast en tilt u hem van de verbindingspen.

REINIGING EN OPSLAG

REINIGING

Om uw Venen Engel 3-in-1 Glow Brush in perfecte staat te houden, raden wij regelmatige reiniging aan. Schakel het apparaat altijd uit voordat u het reinigt. Reinig de hoofdunit met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. De afneembare massagekoppen kunnen indien nodig afzonderlijk onder stromend water worden gereinigd. Zorg ervoor dat alle delen volledig droog zijn voordat u ze weer in elkaar zet en dat er geen water in de hoofdunit komt.

OPSLAG EN TRANSPORT

Wij raden aan het apparaat op een droge, schone en stofvrije plaats te bewaren. Vermijd direct zonlicht, overmatige hitte en hoge luchtvochtigheid. Vervoer het apparaat indien mogelijk in de originele verpakking.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats! Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt en gebruik het alleen zoals in deze handleiding beschreven. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor daartoe in staat zijnde volwassenen; houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen. Gebruik het apparaat niet als het apparaat zelf of de USB-laadkabel beschadigd is of niet goed werkt. Wijzig, demonteer of repareer het apparaat niet zelf; reparaties mogen uitsluitend door bevoegde vakmensen worden uitgevoerd, anders vervalt de garantie.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor cosmetische en wellnessdoeleinden en is geen medisch hulpmiddel. Gebruik het niet voor medische doeleinden, waaronder de behandeling van ziekten of verwondingen. Raadpleeg een arts voordat u het gebruikt als u zwanger bent, een ernstige hartaandoening hebt of een beschadigde, geïrriteerde of gezwollen huid dan wel open wonden in de behandelgebieden hebt. Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u ongemak, pijn of ongewone huidreacties bemerkt.

Gebruik het apparaat niet op het hoofd of in de buurt van haren, om verstrikking, trekken of beknelling te voorkomen. Kijk tijdens het gebruik niet direct in de geïntegreerde rode leds en richt het licht niet in de ogen van andere personen. Het ledlicht is uitsluitend onderdeel van de functie van het apparaat en is niet bedoeld voor therapeutisch of medisch gebruik.

Om de levensduur en de veiligheid van het product te waarborgen, mag de hoofdunit niet worden blootgesteld aan directe waterstralen of continu stromend water en niet in water worden ondergedompeld. Verwijder de massagekoppen om ze afzonderlijk met water te reinigen en zorg ervoor dat alle delen volledig droog zijn voordat u ze terugplaatst. Gebruik het apparaat niet tijdens het laden en laad het uitsluitend met de meegeleverde USB-kabel. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de massagekoppen verwisselt. Gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten ononderbroken en gebruik het niet langer dan 15 minuten op dezelfde plek van het lichaam, om problemen met huidgevoeligheid te voorkomen.

GARANTIE

Wij geven 24 maanden garantie op de besturingseenheid. Bij een storing kan het nodig zijn het apparaat voor controle terug te sturen. Zorg ervoor dat de verzenddoos is opgevuld, om mogelijke transportschade te voorkomen. Voor gebreken die door onjuiste verzending zijn ontstaan, kunnen helaas geen garantieaanspraken worden gemaakt. Voor zover er een wettelijke garantieverplichting bestaat, wordt kosteloos vervanging geleverd of heeft de fabrikant de keuze het apparaat te repareren, met uitsluiting van het recht op ontbinding of vermindering van de koopprijs. Als herhaalde reparatiepogingen niet slagen, of als ook een vervangend apparaat door toedoen van de fabrikant gebrekkig blijkt, heeft de klant het recht de koop te ontbinden of vermindering van de koopprijs te verlangen.

Garantie-uitsluiting: Van de garantie zijn uitgesloten gebreken door schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuiste bediening, van buitenaf uitgeoefende kracht of door derden uitgevoerde wijzigingen en reparatiewerkzaamheden, bijv. gebreken door onjuist gedimensioneerde of kortgesloten zekeringen, of gebreken die toe te schrijven zijn aan normale slijtage.

Garantievoorwaarden: De garantieaanspraak bestaat alleen in combinatie met het originele aankoopbewijs (factuur). Bewaar het aankoopbewijs op een veilige plaats.

Mocht u bij het gebruik van het systeem problemen of vragen hebben, neem dan gerust per mail contact met ons op via service@venenengel.de.

AANWIJZINGEN VOOR VERWIJDERING

BELANGRIJK: Gooi het product niet bij het huishoudelijk afval!

DUITSLAND:

Elektronische producten mogen niet bij het ongesorteerde gemeentelijke afval worden verwijderd. Gebruik in plaats daarvan de beschikbare inname- en inzamelsystemen. Zo kunnen we allemaal bijdragen aan hergebruik, recycling en nuttige toepassing van elektronische producten.

Onjuiste verwijdering van elektronische producten leidt niet alleen tot verspilling van grondstoffen (de meeste elektrische apparaten bevatten waardevolle grondstoffen zoals goud, koper, zilver enz.), maar brengt door de deels gevaarlijke stoffen die ze bevatten ook het milieu in gevaar.

ALTERNATIEF: Wij verzorgen graag de verwijdering van uw oude Venen Engel-apparaat. Stuur het eenvoudig naar:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Voeg een briefje bij met het verzoek om verwijdering.

Oude batterijen en accu's moeten gescheiden van het vaste gemeentelijke afval worden verwijderd. Dat kunt u doen via de inname- en recyclingsystemen die u ter beschikking staan (bijv. Corepile).

Onjuiste verwijdering van oude batterijen en accu's kan door de gevaarlijke stoffen die ze bevatten een aanzienlijke invloed hebben op mens en milieu. Recycling behoudt waardevolle grondstoffen en maakt hergebruik van productcomponenten mogelijk.

EUROPESE UNIE:

Elektronische producten mogen niet bij het ongesorteerde gemeentelijke afval worden verwijderd. Gebruik in plaats daarvan de beschikbare inname- en inzamelsystemen. Zo kunnen we allemaal bijdragen aan hergebruik, recycling en nuttige toepassing van elektronische producten.

Onjuiste verwijdering van elektronische producten verspilt niet alleen grondstoffen (de meeste elektrische apparaten bevatten waardevolle grondstoffen zoals goud, koper, zilver enz.), maar brengt door de deels gevaarlijke stoffen die ze bevatten ook het milieu in gevaar.

Gebruikte batterijen en accu's moeten gescheiden van het vaste gemeentelijke afval worden verwijderd. Dat kunt u doen via de inname- en recyclingsystemen die u ter beschikking staan (bijv. Corepile).

Onjuiste verwijdering van oude batterijen en accu's kan door de gevaarlijke stoffen die ze bevatten een aanzienlijke invloed hebben op mens en milieu. Recycling behoudt waardevolle grondstoffen en maakt hergebruik van productcomponenten mogelijk.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

Als u gezondheidsklachten hebt of twijfelt, raadpleeg dan vóór gebruik een medisch professional.

OPMERKING:

Uw Venen Engel-product is **geen medisch hulpmiddel** en is niet bedoeld voor zelfbehandeling.

FABRIKANT:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Duitsland

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



IEVADA PIEZĪME

Apsveicam ar šīs ierīces iegādi! Jums būs daudz prieka, lietojot savu Venen Engel produktu! Ja esat apmierināts ar savu Venen Engel, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja to ieteiktu citiem.

Šajā instrukcijā ir informācija, kas lietotājam jāievēro, lai novērstu apdraudējumus un droši lietotu ierīci.

Ja jums ir jautājumi par lietošanu, piederumiem vai vēlaties sniegt ieteikumus, droši sazinieties ar mums!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

PIRMS SĀKAT

- Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Uzglabājiet šo lietošanas instrukciju drošā vietā, lai vajadzības gadījumā to varētu pārlasīt.
- Venen Engel produktu nedrīkst lietot noteiktu veselības stāvokļu gadījumā. Lūdzu, rūpīgi izlasiet kontrindikāciju sarakstu.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UN BRĪDINĀJUMI

Ir svarīgi, lai jūs izlasītu visus šajā instrukcijā ietvertos brīdinājumus un piesardzības pasākumus. Tie ir paredzēti jūsu drošībai, savainojumu novēršanai un ierīces bojājumu novēršanai.

- Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
- Saglabājiēt šo instrukciju turpmākai uzzīņai.
- Uzglabājiēt ierīci un tās piederumus bērniem nepieejamā vietā.
- Ierīce paredzēta tikai pieaugušajiem, kas spēj to lietot.
- Nelietojiēt ierīci, ja tā ir bojāta.
- Nelietojiēt ierīci, ja uzlādes kabelis ir bojāts.
- Neatveriet un neizjauciet ierīci.
- Uzlādējiēt ierīci tikai ar komplektā iekļauto USB kabeli.
- Darbības laikā neskatieties tieši LED gaismās un nevērsiet gaismu tieši citu personu acīs.
- Ierīce ir pārbaudīta attiecībā uz izturību pret īslaicīgu saskari ar ūdeni. Tomēr, lai nodrošinātu drošu darbību un ilgu produkta kalpošanas laiku, galveno ierīci nedrīkst pakļaut tiešām ūdens strūkļām vai nepārtraukti tekošam ūdenim.

- Ja ierīci lietojat dušā, izvairieties no tiešas saskares ar ūdens strūklu un sargiet galveno ierīci no pārmērīga mitruma.
- Neiegremdējiet galveno ierīci ūdenī.
- Masāžas uzgaļus tīrīšanai var noņemt no galvenās ierīces. Ja nepieciešams, notīriet tos atsevišķi ar ūdeni un ļaujiet tiem pilnībā nožūt, pirms tos uzliekat atpakaļ.
- Nelietojiet ierīci matu tuvumā, lai izvairītos no to ieķeršanās.
- Nelietojiet ierīci nepārtraukti ilgāk par 30 minūtēm.
- Nelietojiet ierīci vienā ķermeņa vietā ilgāk par 15 minūtēm.
- Pirms masāžas uzgaļu maiņas izslēdziet ierīci.

PIEGĀDES KOMPLEKTS



Body Massager
(galvenā ierīce)




USB uzlādes kabelis



Masāžas uzgalis ar
rullīšiem



Masāžas uzgalis ar
mīkstu suku



Masāžas uzgalis ar suku

TEHNISKIE DATI

Modelis	PL-674
Nominālais spriegums	5V DC
Jauda	16 W
Ieteicamais lietošanas laiks	15 minūtes vienai ķermeņa zonai. Ne ilgāk par 30 minūtēm nepārtrauktas lietošanas
Barošana	Uzlādējams akumulators (USB uzlāde)
Iepakojuma izmēri	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Svars	0,5kg

SIMBOLU SKAIDROJUMS



Informācija par ražotāju



Atbilstība Eiropas standartiem



Ražots Ķīnā



Elektrisks produkts, kas satur akumulatoru. Lūdzu, ievērojiet norādījumus par atbrīvošanos.



Pirms lietošanas izlasiet instrukciju

IPX7

Produkts ir aizsargāts pret īslaicīgu iegremdēšanu, nevis pret nepārtrauktu, spiediena vai dziļu ūdeni.



Sērijas numurs



Iekšējais un ārējais iepakojums no jaukta papīra



USB pieslēgvietā



Norādījumi par atbrīvošanos Francijā no elektroniskajiem produktiem



Norādījumi par atbrīvošanos Francijā no iepakojuma

PRODUKTA APRAKSTS

Šī kompaktā, uzlādējamā ķermeņa masāžas ierīce ir paredzēta kā papildinājums ikdienas labsajūtas un pašaprūpes rutīnai. Daudzpusīgā ierīce nodrošina saudzīgu, atslābinošu virspusēju muskuļu un ādas masāžu. Tā sniedz patīkamu sajūtu un palīdz atslābināt muskuļus pēc sporta vai ikdienas fiziskas slodzes noteiktās ķermeņa vietās, tostarp mugurā, plecos, rokās, kājās un pēdās.

Lai pielāgotu masāžas pieredzi, 3-in-1 Glow Brush ir maināmi, rotējoši masāžas uzgaļi, kas nodrošina dažādus masāžas veidus un sajūtas. Atsevišķos darbības režīmos papildus iedegas iebūvētas sarkanas LED gaismas, kas lietošanas laikā izgaismojas un bagātina lietošanas pieredzi. Papildus muskuļu atslābināšanai īpašos uzgaļus var iekļaut kosmētiskajā ādas kopšanas rutīnā — saudzīgai ķermeņa attīrīšanai un pilingam.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush ir paredzēta tikai kosmētiskiem, aprūpes un labsajūtas nolūkiem. Tā nav medicīniska ierīce un nav paredzēta jebkādu medicīnisku stāvokļu diagnosticēšanai, ārstēšanai, izārstēšanai vai profilaksei.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush ir uzlādējama ierīce, kas paredzēta ķermeņa kosmētiskajai un labsajūtas masāžai.

Ierīce ir izstrādāta, lai ar rotējošiem masāžas uzgaļiem nodrošinātu atslābinošu virspusēju muskuļu un ādas masāžu. Tā var palīdzēt lietotājiem atslābināt muskuļus pēc fiziskām aktivitātēm vai ikdienas slodzes. Ierīce paredzēta lietošanai uz ārējām ķermeņa zonām, tostarp:

- mugura
- pleci
- rokas
- kājas
- pēdas

Maināmie masāžas uzgaļi ļauj iegūt dažādas masāžas sajūtas, un tos var izmantot arī kosmētiskiem ādas kopšanas nolūkiem, piemēram, saudzīgai ķermeņa attīrīšanai vai pīlingam.

Paredzētais lietotājs

Produkts paredzēts pieaugušiem lietotājiem.

KONTRINDIKĀCIJAS

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS KONSULTĒJĒTIES AR ĀRSTU, JA JUMS:

- ir grūtniecība
- ir smaga sirds slimība
- ir savainojumi vai ādas kairinājums lietošanas zonās.

Ja neesat pārliecināts, vai ierīce ir jums piemērota, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu, ja jūtat diskomfortu vai sāpes.

NEPAREIZA LIETOŠANA

Jebkura cita lietošana, kas neatbilst paredzētajam lietojumam, tiek uzskatīta par nepareizu.

Paredzamas nepareizas lietošanas piemēri:

- Lietošana uz galvas vai matu tuvumā, jo mati var iekerties rotējošajos masāžas uzgaļos.
- Lietošana uz savainotas, kairinātas vai pietūkušas ādas vai vietās ar atvērtām brūcēm.
- Lietošana medicīniskiem nolūkiem, tostarp slimību vai savainojumu ārstēšanai.
- Lietošana bērniem vai personām, kas nespēj droši lietot ierīci.
- Nepārtraukta lietošana vienā ķermeņa vietā ilgāk par ieteicamo laiku.
- Ierīces lietošana uzlādes laikā.
- Ierīces lietošana zem tekoša ūdens / galvenās ierīces iegremdēšana ūdenī — **lūdzu, skatiet drošības norādījumus, kur sniegti skaidri norādījumi.**
- Ierīces lietošana, ja tā ir bojāta vai darbojas nepareizi.
- Ierīces pārveidošana, izjaukšana vai labošana, ko veic nepilnvarotas personas.
- Tieša skatīšanās LED gaismās darbības laikā.

Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

LIETOŠANA

1. SOLIS: SAGATAVOŠANA

Pirms lietošanas pārliedziniet, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta. Ieslēgšanas taustiņš uzlādes laikā mirgo sarkanā krāsā un pēc pilnīgas uzlādes iedegas zaļā krāsā.

Izvēlieties vajadzīgo masāžas uzgali. Stingri uzlieciet masāžas uzgali uz ierīces, izlīdzinot to centrā un piespiežot uz leju. Vienmēr pārliedziniet, ka ierīce ir izslēgta, pirms uzliekat vai noņemat piederumus.

Lai noņemtu masāžas uzgali, stingri satveriet to un noceliet no savienojuma tapas.

NORĀDE: Ja ierīci ilgāku laiku nelietojat, iesakām to uzlādēt vismaz reizi trīs mēnešos, lai izvairītos no akumulatora bojājumiem.


2. SOLIS: LIETOŠANA

Nospiediet ieslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.

Izvēlieties vajadzīgo masāžas režīmu:

- Rotācija uz priekšu ar sarkanām LED gaismām
- Rotācija atpakaļ ar sarkanām LED gaismām
- Rotācija uz priekšu
- Rotācija atpakaļ

Noregulējiet ātrumu ar taustiņu "intensitāte" pēc savas izvēles.



Saudzīgi pielieciet masāžas uzgali vajadzīgajai ķermeņa vietai un lēni virziet ierīci pa ādu. Atvēliet laiku, lai atrastu savu personīgo komforta līmeni. Lietošanai vienmēr jābūt patīkamai, un tā nekad nedrīkst būt nepatīkama vai sāpīga. Nodrošiniet, lai atsevišķas lietošanas reizes nepārsniegtu 15 minūtes vienai ķermeņa zonai un kopumā 30 minūtes nepārtrauktas lietošanas.

Izvairieties vērst LED gaismu acīs vai skatīties tieši gaismā.

3. SOLIS: PĒC LIETOŠANAS

Kad lietošana ir pabeigta, **nospiediet ieslēgšanas taustiņu**, lai izslēgtu ierīci. Lai noņemtu masāžas uzgali, stingri satveriet to un noceliet no savienojuma tapas.

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

TĪRĪŠANA

Lai jūsu Venen Engel 3-in-1 Glow Brush saglabātos nevainojamā stāvoklī, iesakām to regulāri tīrīt. Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ierīci. Galveno ierīci tīriet ar mīkstu, nedaudz samitrinātu drāniņu. Nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Noņemamos masāžas uzgāļus, ja nepieciešams, var tīrīt atsevišķi zem tekoša ūdens. Pārliecinieties, ka visas daļas ir pilnībā sausas, pirms tās salikt atpakaļ, un ka ūdens neiekļūst galvenajā ierīcē.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Iesakām ierīci uzglabāt sausā, tīrā un no putekļiem brīvā vietā. Izvairieties no tiešiem saules stariem, pārmērīga karstuma un augsta gaisa mitruma. Ja iespējams, transportējiet ierīci oriģinālajā iepakojumā.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Uzglabājiēt šo lietošanas instrukciju drošā vietā! Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un lietojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā. Ierīce paredzēta tikai pieaugušajiem, kas spēj to lietot; uzglabājiēt ierīci un tās piederumus bērniem nepieejamā vietā. Nelietojiēt ierīci, ja tā vai USB uzlādes kabelis ir bojāts vai darbojas nepareizi. Nepārveidojiēt, neizjauciet un nelabojiēt ierīci pašu spēkiem; labošanu drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti, pretējā gadījumā garantija zaudē spēku.

Ierīce paredzēta tikai kosmētiskiem un labsajūtas nolūkiem un nav medicīniska ierīce. Nelietojiēt to medicīniskiem nolūkiem, tostarp slimību vai savainojumu ārstēšanai. Pirms lietošanas konsultējiēties ar ārstu, ja jums ir grūtniecība, smaga sirds slimība vai savainota, kairināta vai pietūkusi āda, vai atvērtas brūces lietošanas zonās. Nekavējiēties pārtrauciet ierīces lietošanu, ja jūtat diskomfortu, sāpes vai novērojat neparastas ādas reakcijas.

Nelietojiēt ierīci uz galvas vai matu tuvumā, lai izvairītos no ieķeršanās, raušanas vai iespiešanas. Darbības laikā neskatieties tieši iebūvētajās sarkanajās LED gaismās un nevērsiet gaismu citu personu acīs. LED gaisma ir tikai ierīces funkcijas daļa un nav paredzēta terapeitiskai vai medicīniskai lietošanai.

Lai nodrošinātu produkta kalpošanas laiku un drošību, galveno ierīci nedrīkst pakļaut tiešām ūdens strūklām vai nepārtraukti tekošam ūdenim, kā arī iegremdēt ūdenī. Noņemiet masāžas uzgaļus, lai tos tīrītu atsevišķi ar ūdeni, un pārļiecinieties, ka visas daļas ir pilnībā sausas, pirms tās uzliekat atpakaļ. Nelietojiēt ierīci uzlādes laikā un uzlādējiēt to tikai ar komplektā iekļauto USB kabeli. Pirms masāžas uzgaļu maiņas vienmēr izslēdziēt ierīci. Nelietojiēt ierīci nepārtraukti ilgāk par 30 minūtēm un nelietojiēt to vienā ķermeņa vietā ilgāk par 15 minūtēm, lai izvairītos no ādas jutīguma problēmām.

GARANTIJA

Vadības ierīcei sniedzam 24 mēnešu garantiju. Darbības traucējumu gadījumā var būt nepieciešams nosūtīt ierīci atpakaļ pārbaudei. Lūdzu, pārliecinieties, ka sūtījuma kaste ir izpildīta ar polsterējumu, lai izvairītos no iespējamiem transportēšanas bojājumiem. Par defektiem, kas radušies nepareizas nosūtīšanas dēļ, garantijas prasības diemžēl nevar izvirzīt. Ciktāl pastāv likumā noteikts garantijas pienākums, tiks vai nu bez maksas nodrošināta nomaiņa, vai arī ražotājam būs iespēja ierīci salabot, izslēdzot tiesības atkāpties no līguma vai samazināt pirkuma cenu. Ja atkārtoti labošanas mēģinājumi nav veiksmīgi vai arī nomaiņas ierīce ražotāja vainas dēļ izrādās ar defektu, klientam ir tiesības atkāpties no pirkuma vai saņemt pirkuma cenas samazinājumu.

Garantijas izslēgšana: No garantijas ir izslēgti defekti, kas radušies bojājumu dēļ, ko izraisījusi spēka lietošana, nepareiza apkalpošana, ārēja spēka iedarbība vai trešo personu veiktas izmaiņas un labošanas darbi, piemēram, defekti, ko izraisījuši nepareizi izvēlēti vai īsslēgti drošinātāji, vai defekti, kas attiecināmi uz normālu nolietojumu.

Garantijas nosacījumi: Garantijas prasība pastāv tikai kopā ar oriģinālo pirkuma apliecinājumu (rēķinu). Lūdzu, uzglabājiēt pirkuma apliecinājumu drošā vietā.

Ja, lietojot sistēmu, rodas problēmas vai jautājumi, droši sazinieties ar mums pa e-pastu service@venenengel.de.

NORĀDĪJUMI PAR ATBRĪVOŠANOS

SVARĪGI: Lūdzu, neizmetiet produktu sadzīves atkritumos!

VĀCIJA:

Elektroniskos produktus nedrīkst izmest nešķirotos sadzīves atkritumos. Tā vietā izmantojiet pieejamās atpakaļpieņemšanas un savākšanas sistēmas. Tādējādi mēs visi varam veicināt elektronisko produktu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

Nepareiza atbrīvošanās no elektroniskajiem produktiem ne tikai noved pie resursu izšķērdēšanas (lielākā daļa elektroierīču satur vērtīgas izejvielas, piemēram, zeltu, varu, sudrabu u. c.), bet daļēji bīstamo vielu dēļ, ko tie satur, arī apdraud vidi.

ALTERNĀTĪVA: Mēs ar prieku parūpēsimies par jūsu vecās Venen Engel ierīces nodošanu. Vienkārši nosūtiet to uz:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Lūdzu, pievienojiet zīmīti ar lūgumu par ierīces nodošanu.

Vecās baterijas un akumulatori ir jānodod atsevišķi no cietajiem sadzīves atkritumiem. To varat izdarīt, izmantojot jums pieejamās atpakaļpieņemšanas un pārstrādes sistēmas (piemēram, Corepile).

Nepareiza atbrīvošanās no vecām baterijām un akumulatoriem to saturošo bīstamo vielu dēļ var būtiski ietekmēt cilvēkus un vidi. Pārstrāde saglabā vērtīgas izejvielas un ļauj atkārtoti izmantot produkta sastāvdaļas.

EIROPAS SAVIENĪBA:

Elektroniskos produktus nedrīkst izmest nešķirotos sadzīves atkritumos. Tā vietā izmantojiet pieejamās atpakaļpieņemšanas un savākšanas sistēmas. Tādējādi mēs visi varam veicināt elektronisko produktu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

Nepareiza atbrīvošanās no elektroniskajiem produktiem ne tikai izšķērdē resursus (lielākā daļa elektroierīču satur vērtīgas izejvielas, piemēram, zeltu, varu, sudrabu u. c.), bet daļēji bīstamo vielu dēļ, ko tie satur, arī apdraud vidi.

Izlietotās baterijas un akumulatori ir jānodod atsevišķi no cietajiem sadzīves atkritumiem. To varat izdarīt, izmantojot jums pieejamās atpakaļpieņemšanas un pārstrādes sistēmas (piemēram, Corepile).

Nepareiza atbrīvošanās no vecām baterijām un akumulatoriem to saturošo bīstamo vielu dēļ var būtiski ietekmēt cilvēkus un vidi. Pārstrāde saglabā vērtīgas izejvielas un ļauj atkārtoti izmantot produkta sastāvdaļas.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILDĪBU

Ja jums ir bažas par veselību vai neesat pārliecināts, pirms lietošanas konsultējieties ar medicīnas speciālistu.

NORĀDE:

Jūsu Venen Engel produkts nav medicīniska ierīce un nav paredzēts pašārstēšanai.

RAŽOTĀJS:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Vācija

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



ĮŽANGINĖ PASTABA

Sveikiname įsigijus šį prietaisą! Naudodami savo Venen Engel produktą patirsite daug malonumo! Jei esate patenkinti savo Venen Engel, būsimė labai dėkingi, jei rekomenduosite jį kitiems.

Šioje instrukcijoje pateikiama informacija, kurios naudotojas turi laikytis, kad išvengtų pavojų ir saugiai naudotų prietaisą.

Jei turite klausimų dėl naudojimo, priedų arba norite pateikti pasiūlymų, nedvejodami susisiekiame su mumis!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

PRIEŠ PRADEDANT

- Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Laikykite šią naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kad prirėkus galėtumėte ją perskaityti.
- Venen Engel produkto negalima naudoti esant tam tikroms sveikatos būklėms. Atidžiai perskaitykite kontraindikacijų sąrašą.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI IR ĮSPĖJIMAI

Svarbu, kad perskaitytumėte visus šioje instrukcijoje pateiktus įspėjimus ir atsargumo priemones. Jos skirtos jūsų saugumui, sužalojimų prevencijai ir prietaiso apsaugai nuo pažeidimų.

- Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
- Išsaugokite šią instrukciją vėlesniam naudojimui.
- Prietaisą ir jo priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas skirtas tik gebantiems jį naudoti pilnamečiams.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas įkrovimo kabelis.
- Neatidarykite ir neišrinkite prietaiso.
- Prietaisą kraukite tik pridėtu USB kabeliu.
- Veikimo metu nežiūrėkite tiesiai į LED lemputes ir nenukreipkite šviesos tiesiai į kitų asmenų akis.
- Prietaisas buvo išbandytas dėl atsparumo **laikinam sąlyčiui su vandeniu**. Tačiau, siekiant užtikrinti saugų veikimą ir ilgą produkto naudojimo laiką, pagrindinio prietaiso negalima laikyti tiesioginėse vandens srovėse ar nuolat tekančiame vandenyje.

- Jei prietaisą naudojate duše, venkite tiesioginio sąlyčio su vandens srove ir apsaugokite pagrindinį prietaisą nuo pernelyg didelės drėgmės.
- Nemerkite pagrindinio prietaiso į vandenį.
- Masažo galvutės valymui galima nuimti nuo pagrindinio prietaiso. Prireikus nuplaukite jas atskirai vandeniui ir prieš uždėdami leiskite visiškai išdžiūti.
- Nenaudokite prietaiso prie plaukų, kad jie neįsipainiotų.
- Nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau kaip 30 minučių.
- Nenaudokite prietaiso toje pačioje kūno vietoje ilgiau kaip 15 minučių.
- Prieš keisdami masažo galvutes išjunkite prietaisą.

KOMPLEKTACIJA



Body Massager
(pagrindinis prietaisas)




USB įkrovimo kabelis



Masažo galvutė
su voleliais



Masažo galvutė su
minkštu šepečiu



Masažo galvutė
su šepečiu

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	PL-674
Nominali įtampa	5V DC
Galia	16 W
Rekomenduojama naudojimo trukmė	15 minučių vienai kūno vietai. Ne ilgiau kaip 30 minučių nepertraukiamo naudojimo
Energijos tiekimas	Įkraunamas akumuliatorius (USB įkrovimas)
Pakuotės matmenys	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Svoris	0,5kg

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

	Informacija apie gamintoją
	Atitiktis Europos standartams
	Pagaminta Kinijoje
	Elektros produktas su akumuliatoriumi. Laikykitės šalinimo nurodymų.
	Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją
IPX7	Produktas apsaugotas nuo laikino panardinimo, bet ne nuo nuolatinio, slėginio ar gilaus vandens.
	Serijos numeris
	Vidinė ir išorinė pakuotė iš mišraus popieriaus
	USB jungtis
	Šalinimo nurodymai Prancūzijoje elektroniniams produktams
	Šalinimo nurodymai Prancūzijoje pakuotei

PRODUKTO APRAŠYMAS

Šis kompaktiškas, įkraunamas kūno masažuoklis sukurtas kaip kasdienės savijautos ir savirūpos rutinos papildymas. Universalus prietaisas suteikia švelnų, atpalaiduojantį paviršinį raumenų ir odos masažą. Jis sukuria malonų pojūtį ir padeda atpalaiduoti raumenis po sporto ar kasdienio fizinio krūvio pasirinktose kūno vietose, įskaitant nugarą, pečius, rankas, kojas ir pėdas.

Kad masažo patirtį būtų galima prisitaikyti, 3-in-1 Glow Brush turi keičiamas, besisukančias masažo galvutes, kurios suteikia įvairių masažo tipų ir pojūčių. Kai kuriais veikimo režimais papildomai įsižiebia integruotos raudonos LED lemputės, kurios naudojimo metu šviečia ir pajvairina naudojimo patirtį. Be raumenų atpalaidavimo, specialius antgalius galima įtraukti į kosmetinę odos priežiūros rutiną – švelniam kūno prausimui ir šveitimui.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush skirta tik kosmetiniams, priežiūros ir savijautos tikslams. Ji nėra medicinos prietaisas ir nėra skirta jokioms medicininėms būklėms diagnozuoti, gydyti, išgydyti ar jų profilaktikai.

NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush yra įkraunamas prietaisas, skirtas kosmetiniam ir savijautos kūno masažui.

Prietaisas sukurtas taip, kad besisukančiomis masažo galvutėmis suteiktų atpalaiduojantį paviršinį raumenų ir odos masažą. Jis gali padėti naudotojams atpalaiduoti raumenis po fizinės veiklos ar kasdienio krūvio. Prietaisas skirtas naudoti išorinėse kūno vietose, įskaitant:

- nugarą
- pečius
- rankas
- kojas
- pėdas

Keičiami masažo antgaliai leidžia patirti skirtingus masažo pojūčius; juos taip pat galima naudoti kosmetiniais odos priežiūros tikslais, pavyzdžiui, švelniam kūno prausimui ar šveitimui.

Tikslinis naudotojas

Produktas skirtas pilnamečiams naudotojams.

KONTRAINDIKACIJOS

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ PASITARKITE SU GYDYTOJU, JEI:

- esate pastojusi
- turite sunkią širdies ligą
- naudojimo vietose turite sužalojimų ar odos dirginimo.

Jei nesate tikri, ar prietaisas jums tinka, prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju.

Nedelsdami nutraukite prietaiso naudojimą, jei jaučiate diskomfortą ar skausmą.

NETINKAMAS NAUDOJIMAS

Bet koks kitas naudojimas, neatitinkantis numatytosios paskirties, laikomas netinkamu.

Numatomo neteisingo naudojimo pavyzdžiai:

- Naudojimas ant galvos ar prie plaukų, nes plaukai gali įsipainioti į besisukančias masažo galvutes.
- Naudojimas ant sužalotos, sudirgusios ar patinusios odos arba vietose su atviromis žaizdomis.
- Naudojimas medicininiais tikslais, įskaitant ligų ar sužalojimų gydymą.
- Naudojimas vaikų ar asmenų, kurie negali saugiai valdyti prietaiso.
- Nepertraukiamas naudojimas toje pačioje kūno vietoje ilgiau, nei rekomenduojama.
- Prietaiso naudojimas įkrovimo metu.
- Prietaiso naudojimas po tekančiu vandeniu / pagrindinio prietaiso merkimas į vandenį – žr. saugos nurodymus, kuriuose pateikti aiškūs paaiškinimai.
- Prietaiso naudojimas, jei jis pažeistas arba veikia netinkamai.
- Prietaiso keitimas, išrinkimas ar remontas, kurį atlieka neįgalioti asmenys.
- Tiesus žiūrėjimas į LED lemputes veikimo metu.

Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo.

NAUDOJIMAS

1 ŽINGSNIS: PARENGIMAS

Prieš naudojimą įsitikinkite, kad prietaisas visiškai įkrautas. Įjungimo mygtukas įkrovimo metu mirksi raudonai, o visiškai įkrovus šviečia žaliai.

Pasirinkite norimą masažo galvutę. Tvirtai uždėkite masažo galvutę ant prietaiso, sulygindami ją centre ir paspausdami žemyn. Visada įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, prieš uždėdami ar nuimdami priedus.

Norėdami nuimti masažo galvutę, tvirtai ją suimkite ir pakelkite nuo sujungimo kaiščio.

PASTABA: Jei prietaiso ilgesnį laiką nenaudojate, rekomenduojame jį įkrauti bent kartą per tris mėnesius, kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų.


2 ŽINGSNIS: VALDYMAS

Paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.

Pasirinkite norimą masažo režimą:

- Sukimas į priekį su raudonomis LED lemputėmis
- Sukimas atgal su raudonomis LED lemputėmis
- Sukimas į priekį
- Sukimas atgal

Greitį reguliuokite mygtuku „intensyvumas“ pagal savo pageidavimus.



Švelniai priglauskite masažo galvutę prie norimos kūno vietos ir lėtai vedžiuokite prietaisą per odą. Skirkite laiko savo asmeniniam komforto lygiui rasti. Naudojimas visada turi būti malonus ir niekada negali būti nemalonus ar skausmingas. Užtikrinkite, kad atskiras naudojimas neviršytų 15 minučių vienai kūno vietai ir iš viso 30 minučių nepertraukiamo naudojimo.

Nenukreipkite LED šviesos į akis ir nežiūrėkite tiesiai į šviesą.

3 ŽINGSNIS: PO NAUDOJIMO

Baigę naudoti, **paspauskite įjungimo mygtuką**, kad išjungtumėte prietaisą. Norėdami nuimti masažo galvutę, tvirtai ją suimkite ir pakelkite nuo sujungimo kaiščio.

VALYMAS IR LAIKYMAS

VALYMAS

Kad jūsų Venen Engel 3-in-1 Glow Brush išliktų nepriekaištingos būklės, rekomenduojame reguliariai ją valyti. Prieš valydami visada išjunkite prietaisą. Pagrindinį prietaisą valykite minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių. Nuimamas masažo galvutes prireikus galima valyti atskirai po tekančiu vandeniu. Įsitikinkite, kad visos dalys visiškai išdžiuvusios prieš vėl surinkdami, ir kad vanduo nepatektų į pagrindinį prietaisą.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Rekomenduojame prietaisą laikyti sausoje, švarioje ir nuo dulkių apsaugotoje vietoje. Venkite tiesioginių saulės spindulių, pernelyg didelio karščio ir didelio oro drėgnumo. Prietaisą, jei įmanoma, transportuokite originalioje pakuotėje.

SAUGOS NURODYMAI

Laikykite šią naudojimo instrukciją saugioje vietoje! Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir naudokite prietaisą tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Prietaisas skirtas tik gebantiems jį naudoti pilnamečiams; prietaisą ir jo priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite prietaiso, jei jis arba USB įkrovimo kabelis pažeistas ar veikia netinkamai. Prietaiso patys nekeiskite, neišrinkite ir neremontuokite; remontą gali atlikti tik įgalioti specialistai, kitaip garantija nustoja galioti.

Prietaisas skirtas tik kosmetiniams ir savijautos tikslams ir nėra medicinos prietaisas. Nenaudokite jo medicininiams tikslais, įskaitant ligų ar sužalojimų gydymą. Prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju, jei esate pastojusi, turite sunkią širdies ligą arba naudojimo vietose turite sužalotą, sudirgusią ar patinusią odą arba atvirų žaizdų. Nedelsdami nutraukite prietaiso naudojimą, jei jaučiate diskomfortą, skausmą ar pastebite neįprastų odos reakcijų.

Nenaudokite prietaiso ant galvos ar prie plaukų, kad išvengtumėte įsipainiojimo, traukimo ar prispaudimo. Veikimo metu nežiūrėkite tiesiai į integruotas raudonas LED lemputes ir nenukreipkite šviesos į kitų asmenų akis. LED šviesa yra tik prietaiso funkcijos dalis ir nėra skirta terapiniam ar mediciniam naudojimui.

Siekiant užtikrinti produkto naudojimo laiką ir saugumą, pagrindinio prietaiso negalima laikyti tiesioginėse vandens srovėse ar nuolat tekančiame vandenyje, taip pat merkti į vandenį. Nuimkite masažo galvutes, kad jas nuplautumėte atskirai vandeniu, ir įsitikinkite, kad visos dalys visiškai išdžiuvusios prieš uždėdami. Nenaudokite prietaiso įkrovimo metu ir kraukite jį tik pridėtu USB kabeliu. Prieš keisdami masažo galvutes visada išjunkite prietaisą. Nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau kaip 30 minučių ir nenaudokite jo toje pačioje kūno vietoje ilgiau kaip 15 minučių, kad išvengtumėte odos jautrumo problemų.

GARANTIJA

Valdymo blokui taikome 24 mėnesių garantiją. Sugedus gali reikėti prietaisą išsiųsti atgal patikrinti. Pasirūpinkite, kad siuntimo dėžė būtų su apsauginiu užpildu, kad išvengtumėte galimų pažeidimų transportuojant. Deja, dėl defektų, kilusių dėl netinkamo išsiuntimo, garantinių pretenzijų pateikti negalima. Kiek egzistuoja teisės aktais nustatyta garantinė pareiga, bus arba nemokamai pateiktas pakaitinis prietaisas, arba gamintojas turi teisę pasirinkti prietaisą remontuoti, nesuteikiant teisės atsisakyti sutarties ar sumažinti pirkimo kainą. Jei pakartotiniai remonto mėginimai nepavyksta arba jei ir pakaitinis prietaisas dėl gamintojo kaltės pasirodo esąs su defektais, klientas turi teisę atsisakyti pirkimo arba gauti pirkimo kainos sumažinimą.

Garantijos išimty: Garantija netaikoma defektams, kilusiems dėl pažeidimų, padarytų naudojant jėgą, netinkamai valdant, dėl išorinės jėgos poveikio arba dėl trečiųjų asmenų atliktų pakeitimų ir remonto darbų, pvz., defektams dėl netinkamai parinktų ar trumpai sujungtų saugiklių, taip pat defektams, susijusiems su normaliu nusidėvėjimu.

Garantijos sąlygos: Garantinė pretenzija galioja tik kartu su originaliu pirkimo dokumentu (sąskaita faktūra). Pirkimo dokumentą laikykite saugioje vietoje.

Jei naudodami sistemą susidursite su problemomis ar turėsite klausimų, nedvejodami susisiekiame su mumis el. paštu service@venenengel.de.

ŠALINIMO NURODYMAI

SVARBU: Nešalinkite produkto su buitinėmis atliekomis!

VOKIETIJA:

Elektroninių produktų negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Naudokitės esamomis grąžinimo ir surinkimo sistemomis. Taip visi galime prisidėti prie elektroninių produktų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo.

Netinkamas elektroninių produktų šalinimas ne tik lemia išteklių švaistymą (dauguma elektros prietaisų turi vertingų žaliavų, tokių kaip auksas, varis, sidabras ir kt.), bet ir kelia pavojų aplinkai dėl juose esančių iš dalies pavojingų medžiagų.

ALTERNATYVA: Mielai pasirūpinsime jūsų seno Venen Engel prietaiso šalinimu. Tiesiog atsiųskite jį adresu:

**Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany**

Prašome pridėti lapelį su prašymu prietaisą utilizuoti.

Senos baterijos ir akumuliatoriai turi būti šalinami atskirai nuo kietųjų komunalinių atliekų. Tai galite padaryti naudodamiesi jums prieinamomis grąžinimo ir perdirbimo sistemomis (pvz., Corepile).

Netinkamas senų baterijų ir akumuliatorių šalinimas dėl juose esančių pavojingų medžiagų gali turėti reikšmingą įtaką žmonėms ir aplinkai. Perdirbimas išsaugo vertingas žaliavas ir leidžia pakartotinai naudoti produkto komponentus.

EUROPOS SĄJUNGA:

Elektroninių produktų negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Naudokitės esamomis grąžinimo ir surinkimo sistemomis. Taip visi galime prisidėti prie elektroninių produktų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo.

Netinkamas elektroninių produktų šalinimas ne tik švaisto išteklius (dauguma elektros prietaisų turi vertingų žaliavų, tokių kaip auksas, varis, sidabras ir kt.), bet ir kelia pavojų aplinkai dėl juose esančių iš dalies pavojingų medžiagų.

Panaudotos baterijos ir akumuliatoriai turi būti šalinami atskirai nuo kietųjų komunalinių atliekų. Tai galite padaryti naudodamiesi jums prieinamomis grąžinimo ir perdirbimo sistemomis (pvz., Corepile).

Netinkamas senų baterijų ir akumuliatorių šalinimas dėl juose esančių pavojingų medžiagų gali turėti reikšmingą įtaką žmonėms ir aplinkai. Perdirbimas išsaugo vertingas žaliavas ir leidžia pakartotinai naudoti produkto komponentus.

PRANEŠIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS

Jei turite su sveikata susijusių nuogąstavimų arba nesate tikri, prieš naudojimą pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.

PASTABA:

Jūsų Venen Engel produktas nėra medicinos prietaisas ir nėra skirtas savigydei.

GAMINTOJAS:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Vokietija

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



ELŐSZÓ

Gratulálunk a készülék megvásárlásához! Sok örömet fog találni Venen Engel termékében! Ha elégedett Venen Engel termékével, nagyon örülnénk, ha ajánlaná másoknak is.

Ez az útmutató olyan információkat tartalmaz, amelyeket a használatnak be kell tartania a veszélyek elkerülése és a készülék biztonságos használata érdekében.

Ha kérdése van a használattal, a tartozékokkal kapcsolatban, vagy javaslatot szeretne tenni, forduljon hozzánk bizalommal!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

MIELŐTT ELKEZDI

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- Tartsa ezt a használati útmutatót biztonságos helyen, hogy szükség esetén elolvashassa.
- A Venen Engel terméket bizonyos egészségi állapotok esetén nem szabad használni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az ellenjavallatok listáját.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Fontos, hogy elolvassa az útmutatóban szereplő összes figyelmeztetést és óvintézkedést. Ezek a biztonságát szolgálják, a sérülések megelőzését és a készülék károsodásának elkerülését.

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.
- Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.
- A készüléket és tartozékait tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen.
- A készülék kizárólag arra képes felnőttek számára készült.
- Ne használja a készüléket, ha az megsérült.
- Ne használja a készüléket, ha a töltőkábel megsérült.
- Ne nyissa fel és ne szerelje szét a készüléket.
- A készüléket kizárólag a mellékelt USB-kábellel töltsse.
- Működés közben ne nézzen közvetlenül a LED-ekbe, és ne irányítsa a fényt közvetlenül más személyek szemébe.
- A készüléket **időszakos vízzel való érintkezésre** vonatkozó ellenállás szempontjából tesztelték. A biztonságos működés és a termék hosszú élettartama érdekében azonban a fő készüléket nem szabad közvetlen vízszugárnak vagy folyamatosan folyó víznek kiténni.

- Ha a készüléket a zuhany alatt használja, kerülje a vízsugárral való közvetlen érintkezést, és védje a fő készüléket a túlzott nedvességtől.
- Ne merítse a fő készüléket vízbe.
- A masszázsfjek tisztításhoz levehetőek a fő készülékről. Szükség esetén tisztítsa őket külön vízzel, és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezi.
- Ne használja a készüléket haj közelében, hogy elkerülje a beakadást.
- Ne működtesse a készüléket megszakítás nélkül 30 percnél hosszabb ideig.
- Ne használja a készüléket ugyanazon a testrészen 15 percnél hosszabb ideig.
- A masszázsfjek cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.

A CSOMAG TARTALMA



Body Massager (fő készülék)




USB töltőkábel



Görgős masszázsfaj



Lágy kefés masszázsfaj



Kefés masszázsfaj

MŰSZAKI ADATOK

Modell	PL-674
Nominális feszültség	5V DC
Teljesítmény	16 W
Javasolt használati idő	15 perc testrészenként. Legfeljebb 30 perc folyamatos használat
Áramellátás	Újratölthető akkumulátor (USB-töltés)
Csomagolás méretei	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Súly	0,5kg

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Gyártói adatok
	Megfelel az európai normáknak
	Kínában készült
	Akkumulátort tartalmazó elektromos termék. Kérjük, tartsa be az ártalmatlanítási tudnivalókat.
	Használat előtt olvassa el az útmutatót
IPX7	A termék időszakos vízbe merítés ellen védett, nem pedig folyamatos, nyomás alatti vagy mély víz ellen.
	Sorozatszám
	Belső és külső csomagolás vegyes papírból
	USB-csatlakozó
	Franciaországi ártalmatlanítási tudnivalók elektronikai termékekhez
	Franciaországi ártalmatlanítási tudnivalók a csomagoláshoz

TERMÉKLEÍRÁS

Ez a kompakt, akkumulátoros testmasszírozó készülék a napi wellness- és önápolási rutin kiegészítésére készült. A többfunkciós készülék gyengéd, ellazító felületi masszázst nyújt mind az izmoknak, mind a bőrnek. Kellemes érzést biztosít, és segít ellazítani az izmokat sport vagy napi fizikai megterhelés után a test kiválasztott területein, például a háton, a vállakon, a karokon, a lábakon és a lábfejeken.

A masszázsszélmény személyre szabásához a 3-in-1 Glow Brush cserélhető, forgó masszázsfjekkel rendelkezik, amelyek különböző masszázstípusokat és érzeteket nyújtanak. Egyes üzemmódokban ezenkívül beépített vörös LED-ek világítanak, amelyek a használat során bekapcsolnak és gazdagítják az alkalmazási élményt. Az izomlazítás mellett a speciális feltétek beépíthetők a kozmetikai bőrápolási rutinba – a test gyengéd tisztítására és bőrhámlasztására.

A Venen Engel 3-in-1 Glow Brush kizárólag kozmetikai, ápolási és wellness célokra szolgál. Nem orvostechnikai eszköz, és nem szolgál semmilyen egészségi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A **Venen Engel 3-in-1 Glow Brush** egy akkumulátoros készülék, amely a test kozmetikai és wellness masszázására szolgál.

A készüléket úgy alakították ki, hogy forgó masszázssfejekkel ellazító felületi masszázst nyújtson az izmoknak és a bőrnek. Segíthet a használóknak az izmok ellazításában fizikai tevékenység vagy napi megterhelés után. A készülék a test külső területein történő használatra szolgál, ezek közé tartozik:

- hát
- vállak
- karok
- lábak
- lábfejek

A cserélhető masszázsfeltétek különböző masszázssérzeteket tesznek lehetővé, és kozmetikai bőrápolási célokra is használhatók, például a test gyengéd tisztítására vagy bőrhámlasztásra.

Célcsoport

A termék felnőtt használók számára készült.

ELLENJAVALLATOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KONZULTÁLJON ORVOSSAL, HA:

- terhes
- súlyos szívbetegsége van
- sérülései vagy bőrirritációi vannak az alkalmazási területeken.

Ha nem biztos abban, hogy a készülék megfelelő Önnek, használat előtt konzultáljon orvossal.

Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha rossz közérzetet vagy fájdalmat érez.

NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Minden, a rendeltetésszerű használattól eltérő használat nem rendeltetésszerűnek tekintendő.

Az előrelátható helytelen használat példái:

- Használat a fején vagy haj közelében, mivel a haj beakadhat a forgó masszázsfjekbe.
- Használat sérült, irritált vagy duzzadt bőrön, illetve nyílt sebekkel érintett területeken.
- Használat orvosi célokra, beleértve betegségek vagy sérülések kezelését.
- Használat gyermekek vagy olyan személyek által, akik nem tudják biztonságosan kezelni a készüléket.
- Folyamatos használat ugyanazon a testrészen a javasolt időnél hosszabb ideig.
- A készülék használata töltés közben.
- A készülék használata folyó víz alatt / a fő készülék vízbe merítése – **kérjük, tájékozódjon a biztonsági utasításokból, ahol világos útmutatás található.**
- A készülék használata, ha az megsérült vagy hibásan működik.
- A készülék módosítása, szétszerelése vagy javítása nem meghatalmazott személyek által.
- Közvetlen belenézés a LED-ekbe működés közben.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

HASZNÁLAT

1. LÉPÉS: ELŐKÉSZÍTÉS

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen fel van töltve. A be-/kikapcsoló gomb töltés közben vörösen villog, teljes feltöltés után zölden világít.

Válassza ki a kívánt masszázsfjelet. Helyezze a masszázsfjelet biztonságosan a készülékre úgy, hogy középre igazítja és lenyomja. Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, mielőtt tartozékot helyez fel vagy vesz le.

A masszázsfej levételéhez fogja meg határozottan, és emelje le a csatlakozócsapról.

MEGJEGYZÉS: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy legalább három hónaponként töltse fel, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.


2. LÉPÉS: KEZELÉS

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.

Válassza ki a kívánt masszázsmódot:

- Előre forgás vörös LED-ekkel
- Hátra forgás vörös LED-ekkel
- Előre forgás
- Hátra forgás

A sebességet az „intenzitás” gombbal állítsa be kívánsága szerint.



Helyezze a masszázsféjet gyengéden a kívánt testrészre, és lassan mozgassa a készüléket a bőrön. Szánjon időt arra, hogy megtalálja a személyes komfortszintjét. Az alkalmazás mindig kellemes legyen, és soha nem lehet kellemetlen vagy fájdalmas. Ügyeljen arra, hogy az egyes alkalmazások ne haladják meg a 15 percet testrészenként, összesen pedig a 30 perc folyamatos használatot.

Kerülje, hogy a LED-fényt a szemre irányítsa, vagy közvetlenül a fénybe nézzen.

3. LÉPÉS: HASZNÁLAT UTÁN

Ha befejezte az alkalmazást, **nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot** a készülék kikapcsolásához. A masszázsfej levételéhez fogja meg határozottan, és emelje le a csatlakozócsapról.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

TISZTÍTÁS

Annak érdekében, hogy Venen Engel 3-in-1 Glow Brush készüléke kifogástalan állapotban maradjon, javasoljuk a rendszeres tisztítást.

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. A fő készüléket puha, kissé megnedvesített ruhával tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószeret. A levehető masszázsfek szükség esetén külön, folyó víz alatt tisztíthatók.

Ügyeljen arra, hogy minden alkatrész teljesen megszáradjon, mielőtt újra összeállítja, és hogy ne kerüljön víz a fő készülékbe.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Javasoljuk, hogy a készüléket száraz, tiszta és pormentes helyen tárolja.

Kerülje a közvetlen napfényt, a túlzott hőt és a magas páratartalmat. A készüléket lehetőség szerint az eredeti csomagolásában szállítsa.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Tartsa ezt a használati útmutatót biztonságos helyen! A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készüléket csak az ebben az útmutatóban leírt módon használja. A készülék kizárólag arra képes felnőttek számára készült; a készüléket és tartozékait tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen. Ne használja a készüléket, ha az vagy az USB töltőkábel megsérült, illetve hibásan működik. Ne módosítsa, ne szerelje szét és ne javítsa a készüléket saját maga; a javításokat kizárólag meghatalmazott szakemberek végezhetik, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

A készülék kizárólag kozmetikai és wellness célokra szolgál, és nem orvostechikai eszköz. Ne használja orvosi célokra, beleértve betegségek vagy sérülések kezelését. Használat előtt konzultáljon orvossal, ha terhes, súlyos szívbetegsége van, illetve ha sérült, irritált vagy duzzadt bőrre, vagy nyílt sebei vannak az alkalmazási területeken. Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha rossz közérzetet, fájdalmat érez, vagy szokatlan bőrreakciókat észlel.

Ne használja a készüléket a fejen vagy haj közelében, hogy elkerülje a beakadást, a húzást vagy a becsípődést. Működés közben ne nézzen közvetlenül a beépített vörös LED-ekbe, és ne irányítsa a fényt más személyek szemébe. A LED-fény kizárólag a készülék funkciójának része, és nem terápiás vagy orvosi célra szolgál.

A termék élettartamának és biztonságának megőrzése érdekében a fő készüléket nem szabad közvetlen vízszugárnak vagy folyamatosan folyó víznek kitenni, sem vízbe meríteni. Vegye le a masszázsfejeket, hogy külön vízzel tisztítsa őket, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen megszáradt, mielőtt visszahelyezi. Ne használja a készüléket töltés közben, és kizárólag a mellékelt USB-kábellel töltsse. A masszázsfjek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Ne működtesse a készüléket megszakítás nélkül 30 percnél hosszabb ideig, és ne használja ugyanazon a testrészen 15 percnél hosszabb ideig, hogy elkerülje a bőrérzékenységi problémákat.

GARANCIA

A vezérlőegységre 24 hónapos garanciát vállalunk. Hibás működés esetén szükséges lehet a készülék visszaküldése ellenőrzésre. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a szállítási karton ki legyen bélelve, hogy elkerülje a szállítás során bekövetkező esetleges károkat. A nem megfelelő szállításból eredő hibákra sajnos nem érvényesíthető garanciális igény. Amennyiben törvényi jótállási kötelezettség áll fenn, vagy díjmentesen biztosítunk cserét, vagy a gyártónak lehetősége van a készülék javítására, az elállási jog, illetve a vételárcsökkentés kizárásával. Ha a többszöri javítási kísérletek nem járnak eredménnyel, vagy ha a cserekészülék is a gyártó hibájából hibásnak bizonyul, a vevő jogosult elállni a vásárlástól vagy vételárcsökkentést kérni.

A garancia kizárása: A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek erőszakos használat, szakszerűtlen kezelés, külső erőhatás, illetve harmadik személyek által végzett módosítások és javítási munkák miatt bekövetkezett károkból származnak, például a hibásan méretezett vagy rövidre zárt biztosítékok okozta hibákra, valamint a normál elhasználódásra visszavezethető hibákra.

A garancia feltételei: A garanciális igény csak az eredeti vásárlási bizonylattal (számlával) együtt érvényes. Kérjük, tartsa a vásárlási bizonylatot biztonságos helyen.

Ha a rendszer használata során problémái vagy kérdései vannak, forduljon hozzánk bizalommal e-mailben a service@venenengel.de címen.

ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK

FONTOS: Kérjük, ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a terméket!

NÉMETORSZÁG:

Az elektronikai termékeket nem szabad a nem szelektíven gyűjtött települési hulladékkal ártalmatlanítani. Használja helyette a rendelkezésre álló visszavételi és gyűjtőrendszereket. Így mindannyian hozzájárulhatunk az elektronikai termékek újrahasználatához, újrahasznosításához és hasznosításához.

Az elektronikai termékek helytelen ártalmatlanítása nemcsak az erőforrások pazarlásához vezet (a legtöbb elektromos készülék értékes nyersanyagokat tartalmaz, például aranyat, rézet, ezüstöt stb.), hanem a bennük található részben veszélyes anyagok miatt a környezetet is veszélyezteti.

ALTERNATÍVA: Szívesen gondoskodunk régi Venen Engel készülékének ártalmatlanításáról. Egyszerűen küldje el a következő címre:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Kérjük, mellékeljen egy cédulát az ártalmatlanítási kéréssel.

A régi akkumulátorokat és batériákat a szilárd települési hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ezt a rendelkezésére álló visszavételi és újrahasznosítási rendszerek segítségével teheti meg (pl. Corepile).

A régi akkumulátorok és batériák szakszerűtlen ártalmatlanítása a bennük található veszélyes anyagok miatt jelentős hatással lehet az emberre és a környezetre. Az újrahasznosítás értékes nyersanyagokat őriz meg, és lehetővé teszi a termék alkatrészeinek újrahasználatát.

EURÓPAI UNIÓ:

Az elektronikai termékeket nem szabad a nem szelektíven gyűjtött települési hulladékkal ártalmatlanítani. Használja helyette a rendelkezésre álló visszavételi és gyűjtőrendszereket. Így mindannyian hozzájárulhatunk az elektronikai termékek újrahasználatához, újrahasznosításához és hasznosításához.

Az elektronikai termékek helytelen ártalmatlanítása nemcsak pazarolja az erőforrásokat (a legtöbb elektromos készülék értékes nyersanyagokat tartalmaz, például aranyat, rezet, ezüstöt stb.), hanem a bennük található részben veszélyes anyagok miatt a környezetet is veszélyezteti.

Az elhasznált akkumulátorokat és batériákat a szilárd települési hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ezt a rendelkezésére álló visszavételi és újrahasznosítási rendszerek segítségével teheti meg (pl. Corepile).

A régi akkumulátorok és batériák szakszerűtlen ártalmatlanítása a bennük található veszélyes anyagok miatt jelentős hatással lehet az emberekre és a környezetre. Az újrahasznosítás értékes nyersanyagokat őriz meg, és lehetővé teszi a termék alkatrészeinek újrahasználatát.

FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Ha egészségi aggályai vannak vagy bizonytalan, használat előtt kérjük, konzultáljon egészségügyi szakemberrel.

MEGJEGYZÉS:

A Venen Engel terméke **nem orvostechnikai eszköz**, és nem öngyógyításra szolgál.

GYÁRTÓ:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Németország
Mail: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

UPUTE ZA UPORABU

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



UVODNA NAPOMENA

Čestitamo na kupnji ovog uređaja! Imat ćete puno zadovoljstva s vašim Venen Engel proizvodom! Ako ste zadovoljni svojim Venen Engelom, bilo bi nam veliko zadovoljstvo da ga preporučite drugima.

Ove upute sadrže podatke kojih se korisnik mora pridržavati kako bi spriječio opasnosti i uređaj koristio sigurno.

Ako imate pitanja o uporabi, dodatnoj opremi ili nam želite dati predloge, slobodno nas kontaktirajte!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

PRIJE POČETKA

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu.
- Čuvajte ove upute za uporabu na sigurnom mjestu kako biste ih mogli pročitati kada je potrebno.
- Proizvod Venen Engel ne smije se koristiti kod određenih zdravstvenih stanja. Pažljivo pročitajte popis kontraindikacija.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

Važno je da pročitate sva upozorenja i mjere predostrožnosti u ovim uputama. Služe vašoj sigurnosti, sprječavanju povreda i sprječavanju oštećenja uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitatte ove upute za uporabu.
- Sačuvajte ove upute za kasniju uporabu.
- Uređaj i njegovu dodatnu opremu držite izvan dosega djece.
- Uređaj je namijenjen isključivo sposobnim odraslim osobama.
- Ne koristite uređaj ako je oštećen.
- Ne koristite uređaj ako je kabel za punjenje oštećen.
- Ne otvarajte i ne rastavljajte uređaj.
- Uređaj puniti isključivo priloženim USB kabelom.
- Tijekom rada ne gledajte izravno u LED svjetla i ne usmjeravajte svjetlo izravno u oči drugih osoba.
- Uređaj je ispitan na otpornost na **privremeni kontakt s vodom**. Radi sigurnog rada i dugog životnog vijeka proizvoda glavna jedinica ne smije se izlagati izravnim vodenim mlazovima ili trajno tekućoj vodi.

- Ako uređaj koristite pod tušem, izbjegavajte izravan kontakt s vodenim mlazom i glavnu jedinicu držite podalje od prekomjerne vlage.
- Ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu.
- Masažne glave mogu se radi čišćenja ukloniti s glavne jedinice. Prema potrebi ih očistite odvojeno vodom i ostavite da se potpuno osuše prije ponovnog postavljanja.
- Ne koristite uređaj u blizini kose kako biste izbjegli zapetljavanje.
- Ne koristite uređaj neprekidno dulje od 30 minuta.
- Ne koristite uređaj na istom dijelu tijela dulje od 15 minuta.
- Prije zamjene masažnih glava isključite uređaj.

SADRŽAJ PAKIRANJA



Body Massager (glavna jedinica)




USB kabel za punjenje



Masažna glava s valjcima



Masažna glava s mekom četkom



Masažna glava s četkom

TEHNIČKI PODACI

Model	PL-674
Nazivni napon	5V DC
Snaga	16 W
Preporučeno vrijeme uporabe	15 minuta po dijelu tijela. Ne dulje od 30 minuta neprekidne uporabe
Napajanje	Punjiva baterija (USB punjenje)
Dimenzije pakiranja	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Masa	0,5kg

OBJAŠNJENJE SIMBOLA



Podaci o proizvođaču



Usklađenost s europskim normama



Proizvedeno u Kini



Električni proizvod koji sadrži bateriju. Pridržavajte se uputa za odlaganje.



Prije uporabe pročitajte upute

IPX7

Proizvod je zaštićen od **privremenog uranjanja**, ali ne od trajne, tlačne ili duboke vode.



Serijski broj



Unutarnje i vanjsko pakiranje od mješovitog papira



USB priključak



Upute za odlaganje u Francuskoj za elektroničke proizvode



Upute za odlaganje u Francuskoj za pakiranje

OPIS PROIZVODA

Ovaj kompaktni, punjivi uređaj za masažu tijela osmišljen je kao dopuna svakodnevnoj rutini dobrog osjećaja i njege. Svestrani uređaj pruža nježnu, relaksirajuću površinsku masažu mišića i kože. Daje prijatan osjećaj i pomaže u opuštanju mišića nakon sporta ili svakodnevnog tjelesnog napora na odabranim dijelovima tijela, uključujući leđa, ramena, ruke, noge i stopala.

Za prilagodbu iskustva masaže, 3-in-1 Glow Brush ima zamjenjive, rotirajuće masažne glave koje pružaju različite vrste i osjećaje masaže. U pojedinim načinima rada dodatno svijetle ugrađena crvena LED svjetla koja tijekom uporabe osvijetljavaju i obogaćuju iskustvo primjene. Osim opuštanja mišića, posebni nastavci mogu se uključiti u kozmetičku njegu kože – za nježno čišćenje i piling tijela.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush namijenjena je isključivo kozmetičkim, negovateljskim i wellness namjenama. Nije medicinski proizvod i nije namijenjena dijagnosticiranju, liječenju, izlječenju ili sprječavanju bilo kojeg zdravstvenog stanja.

NAMJENSKA UPORABA

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush je punjivi uređaj namijenjen kozmetičkoj i wellness masaži tijela.

Uređaj je osmišljen tako da rotirajućim masažnim glavama pruža relaksirajuću površinsku masažu mišića i kože. Može pomoći korisnicima u opuštanju mišića nakon tjelesne aktivnosti ili svakodnevnog napora. Uređaj je namijenjen uporabi na vanjskim dijelovima tijela, uključujući:

- leđa
- ramena
- ruke
- noge
- stopala

Zamjenjivi masažni nastavci omogućuju različite osjećaje masaže i mogu se koristiti i u kozmetičke svrhe njege kože, kao što su nježno čišćenje tijela ili piling.

Ciljni korisnik

Proizvod je namijenjen odraslim korisnicima.

KONTRAINDIKACIJE

PRIJE UPORABE UREĐAJA POSAVJETUJTE SE S LJEKAROM AKO:

- ste trudni
- imate ozbiljnu bolest srca
- imate povrede ili iritacije kože na područjima primjene.

Ako niste sigurni je li uređaj prikladan za vas, prije uporabe posavjetujte se s liječnikom.

Odmah prekinite uporabu uređaja ako osjetite nelagodu ili bol.

NEPRAVILNA UPORABA

Svaka uporaba koja nije u skladu s namjenskom uporabom smatra se nepravilnom.

Primjeri predvidive pogrešne uporabe:

- Uporaba na glavi ili u blizini kose, jer se kosa može zapetljati u rotirajuće masažne glave.
- Uporaba na povređenoj, iritiranoj ili natečenoj koži ili na područjima s otvorenim ranama.
- Uporaba u medicinske svrhe, uključujući liječenje bolesti ili povreda.
- Uporaba od strane djece ili osoba koje nisu u stanju sigurno upravljati uređajem.
- Neprekidna uporaba na istom dijelu tijela dulje od preporučenog vremena.
- Uporaba uređaja tijekom punjenja.
- Uporaba uređaja pod tekućom vodom / uranjanje glavne jedinice u vodu – **pogledajte sigurnosne upute u kojima se nalaze jasne naputke.**
- Uporaba uređaja ako je oštećen ili ne radi ispravno.
- Izmjena, rastavljanje ili popravak uređaja od strane neovlaštenih osoba.
- Izravno gledanje u LED svjetla tijekom rada.

Proizvođač ne odgovara za štete nastale nepravilnom uporabom.

UPORABA

KORAK 1: PRIPREMA

Prije uporabe provjerite je li uređaj potpuno napunjen. Tipka za uključivanje tijekom punjenja treperi crveno, a nakon potpunog punjenja svijetli zeleno.

Odaberite željenu masažnu glavu. Sigurno postavite masažnu glavu na uređaj tako da je poravnate u sredini i pritisnete prema dolje. Uvijek se pobrinite da je uređaj isključen prije postavljanja ili uklanjanja dodatne opreme.

Za uklanjanje masažne glave čvrsto je uhvatite i podignite s priključnog trna.

NAPOMENA: Ako uređaj dulje vrijeme ne koristite, preporučujemo da ga napunite najmanje svaka tri mjeseca kako biste izbjegli oštećenje baterije.


KORAK 2: RUKOVANJE

Pritisnite tipku za uključivanje kako biste uključili uređaj.

Odaberite željeni način masaže:

- Rotacija naprijed s crvenim LED svjetlima
- Rotacija nazad s crvenim LED svjetlima
- Rotacija naprijed
- Rotacija nazad

Brzinu prilagodite tipkom „intenzitet” prema vlastitim željama.



Nježno pristonite masažnu glavu na željeni dio tijela i polako pomičite uređaj po koži. Odvojite vrijeme da pronađete svoju osobnu razinu ugone. Primjena treba uvijek biti prijatna i nikada ne smije biti neprijatna ili bolna. Pazite da pojedinačna primjena ne prijeđe 15 minuta po dijelu tijela i ukupno 30 minuta neprekidne uporabe.

Izbjegavajte usmjeravanje LED svjetla u oči i izravno gledanje u svjetlo.

KORAK 3: NAKON UPORABE

Kada završite primjenu, **pritisnite tipku za uključivanje** kako biste isključili uređaj. Za uklanjanje masažne glave čvrsto je uhvatite i podignite s priključnog trna.

ČIŠĆENJE I ČUVANJE

ČIŠĆENJE

Kako bi vaša Venen Engel 3-in-1 Glow Brush ostala u besprijekornom stanju, preporučujemo redovito čišćenje. Prije čišćenja uvijek isključite uređaj. Glavnu jedinicu čistite mekom, blago navlaženom krpom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. Uklonjive masažne glave mogu se prema potrebi čistiti odvojeno pod tekućom vodom. Pazite da su svi dijelovi potpuno suhi prije ponovnog sastavljanja i da voda ne proдре u glavnu jedinicu.

ČUVANJE I TRANSPORT

Preporučujemo da uređaj čuvate na suhom, čistom mjestu bez prašine. Izbjegavajte izravno sunčevo svjetlo, prekomjernu toplinu i visoku vlažnost zraka. Uređaj po mogućnosti transportirajte u originalnom pakiranju.

SIGURNOSNE UPUTE

Čuvajte ove upute za uporabu na sigurnom mjestu! Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i uređaj koristite samo kako je opisano u ovim uputama. Uređaj je namijenjen isključivo sposobnim odraslim osobama; uređaj i njegovu dodatnu opremu držite izvan dosega djece. Ne koristite uređaj ako su on ili USB kabel za punjenje oštećeni ili ne rade ispravno. Uređaj sami ne mijenjajte, ne rastavljajte i ne popravljajte; popravke smiju izvoditi samo ovlašteni stručnjaci, u protivnom jamstvo prestaje vrijediti.

Uređaj je namijenjen isključivo kozmetičkim i wellness namjenama i nije medicinski proizvod. Ne koristite ga u medicinske svrhe, uključujući liječenje bolesti ili povreda. Prije uporabe posavjetujte se s liječnikom ako ste trudni, imate ozbiljnu bolest srca ili imate povređenu, iritiranu ili natečenu kožu odnosno otvorene rane na područjima primjene. Odmah prekinite uporabu uređaja ako osjetite nelagodu, bol ili primijetite neobične reakcije kože.

Ne koristite uređaj na glavi ili u blizini kose kako biste izbjegli zapetljavanje, vučenje ili uklještenje. Tijekom rada ne gledajte izravno u ugrađena crvena LED svjetla i ne usmjeravajte svjetlo u oči drugih osoba. LED svjetlo isključivo je dio funkcije uređaja i nije namijenjeno terapijskoj ili medicinskoj uporabi.

Kako bi se osigurao životni vijek i sigurnost proizvoda, glavna jedinica ne smije se izlagati izravnim vodenim mlazovima ili trajno tekućoj vodi niti se smije uranjati u vodu. Uklonite masažne glave kako biste ih očistili odvojeno vodom i pobrinite se da su svi dijelovi potpuno suhi prije ponovnog postavljanja. Ne koristite uređaj tijekom punjenja i puniti ga isključivo priloženim USB kabelom. Prije zamjene masažnih glava uvijek isključite uređaj. Ne koristite uređaj neprekidno dulje od 30 minuta i ne koristite ga na istom dijelu tijela dulje od 15 minuta kako biste izbjegli probleme s osjetljivošću kože.

JAMSTVO

Za upravljačku jedinicu nudimo jamstvo od 24 mjeseca. U slučaju neispravnog rada može biti potrebno uređaj poslati natrag na provjeru. Pobrinite se da je kutija za otpremu podstavljena kako biste izbjegli moguća oštećenja u transportu. Za nedostatke nastale zbog nepravilne otpreme, nažalost, nije moguće ostvariti jamstvene zahtjeve. U mjeri u kojoj postoji zakonska jamstvena obveza, bit će besplatno osigurana zamjena ili proizvođač ima mogućnost popraviti uređaj, uz izuzeće prava na odustajanje ili sniženje kupovne cijene. Ako ponovljeni pokušaji popravka ne uspiju ili ako se i zamjenski uređaj pokaže neispravnim zbog krivnje proizvođača, kupac ima pravo odustati od kupnje ili zahtijevati sniženje kupovne cijene.

Izuzeće iz jamstva: Iz jamstva su izuzeti nedostaci zbog šteta nastalih uporabom sile, nepravilnim rukovanjem, djelovanjem vanjske sile ili izmjenama i popravcima koje su izvele treće osobe, npr. nedostaci zbog nepravilno dimenzioniranih ili kratko spojenih osigurača, kao i nedostaci koji se mogu pripisati uobičajenom trošenju.

Uvjeti jamstva: Jamstveni zahtjev postoji samo u kombinaciji s originalnim dokazom o kupnji (računom). Čuvajte dokaz o kupnji na sigurnom mjestu.

Ako imate problema ili pitanja pri uporabi sustava, slobodno nas kontaktirajte e-poštom na service@venenengel.de.

UPUTE ZA ODLAGANJE

VAŽNO: Nemojte odlagati proizvod u kućni otpad!

NJEMAČKA:

Elektronički proizvodi ne smiju se odlagati u nesortirani komunalni otpad. Umjesto toga koristite dostupne sustave povrata i prikupljanja. Tako svi možemo doprinijeti ponovnoj uporabi, recikliranju i uporabi elektroničkih proizvoda.

Nepravilno odlaganje elektroničkih proizvoda ne vodi samo do rasipanja resursa (većina električnih uređaja sadrži vrijedne sirovine kao što su zlato, bakar, srebro itd.), nego zbog dijelom opasnih tvari koje sadrže ugrožava i okoliš.

ALTERNATIVA: Rado ćemo se pobrinuti za odlaganje vašeg starog uređaja Venen Engel. Jednostavno ga pošaljite na:

**Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany**

Priložite listić sa zamolbom za odlaganje.

Stare baterije i akumulatori moraju se odlagati odvojeno od krutog komunalnog otpada. To možete učiniti putem sustava povrata i recikliranja koji su vam na raspolaganju (npr. Corepile).

Nepravilno odlaganje starih baterija i akumulatora može zbog opasnih tvari koje sadrže imati znatan utjecaj na ljude i okoliš. Recikliranje čuva vrijedne sirovine i omogućuje ponovnu uporabu komponenti proizvoda.

EUROPSKA UNIJA:

Elektronički proizvodi ne smiju se odlagati u nesortirani komunalni otpad. Umjesto toga koristite dostupne sustave povrata i prikupljanja. Tako svi možemo doprinijeti ponovnoj uporabi, recikliranju i oporabi elektroničkih proizvoda.

Nepravilno odlaganje elektroničkih proizvoda ne rasipa samo resurse (većina električnih uređaja sadrži vrijedne sirovine kao što su zlato, bakar, srebro itd.), nego zbog dijelom opasnih tvari koje sadrže ugrožava i okoliš.

Istrošene baterije i akumulatori moraju se odlagati odvojeno od krutog komunalnog otpada. To možete učiniti putem sustava povrata i recikliranja koji su vam na raspolaganju (npr. Corepile).

Nepravilno odlaganje starih baterija i akumulatora može zbog opasnih tvari koje sadrže imati znatan utjecaj na ljude i okoliš. Recikliranje čuva vrijedne sirovine i omogućuje ponovnu uporabu komponenti proizvoda.

NAPOMENA O ODGOVORNOSTI

Ako imate zdravstvene nedoumice ili nisetе sigurni, prije uporabe obratite se zdravstvenom stručnjaku.

NAPOMENA:

Vaš proizvod Venen Engel **nije medicinski proizvod** i nije namijenjen samoliječenju.

PROIZVOĐAČ:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Njemačka

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

KÄYTTÖOHJE

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



ALKUHUOMAUTUS

Onnittelut tämän laitteen hankinnasta! Saat paljon iloa Venen Engel - tuotteestasi! Jos olet tyytyväinen Venen Engeliisi, olisimme erittäin iloisia, jos suosittelisit sitä muille.

Tämä ohje sisältää tietoja, joita käyttäjän on noudatettava vaarojen ehkäisemiseksi ja laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Jos sinulla on kysyttävää käytöstä, lisävarusteista tai haluat antaa meille palautetta, ota rohkeasti yhteyttä!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

ENNEN KUIN ALOITAT

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Säilytä tämä käyttöohje turallisessa paikassa, jotta voit lukea sen tarvittaessa.
- Venen Engel -tuotetta ei saa käyttää tietyissä terveydentiloissa. Lue vasta-aiheiden luettelo huolellisesti.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

On tärkeää, että luet kaikki tässä ohjeessa olevat varoitukset ja varotoimet. Ne ovat turvallisuutesi vuoksi, vammojen ehkäisemiseksi ja laitteen vaurioitumisen välttämiseksi.

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten.
- Pidä laite ja sen lisävarusteet lasten ulottumattomissa.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan siihen kykeneville aikuisille.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Älä käytä laitetta, jos latauskaapeli on vaurioitunut.
- Älä avaa tai pura laitetta.
- Lataa laite ainoastaan mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- Älä katso käytön aikana suoraan LED-valoihin äläkä suuntaa valoa suoraan muiden ihmisten silmiin.
- Laitteen kestävyys on testattu **hetkellistä vesikontaktia** vastaan. Turvallisen toiminnan ja tuotteen pitkän käyttöiän varmistamiseksi päälaitetta ei kuitenkaan saa altistaa suorille vesisuihkuille tai jatkuvasti virtaavalle vedelle.

- Jos laitetta käytetään suihkussa, vältä suoraa kontaktia vesisuihkuun ja suojaa päälaitte liialliselta kosteudelta.
- Älä upota päälaitetta veteen.
- Hierontapäät voidaan irrottaa päälaitteesta puhdistusta varten. Puhdista ne tarvittaessa erikseen vedellä ja anna niiden kuivua täysin ennen takaisin asettamista.
- Älä käytä laitetta hiusten lähellä, jotta hiukset eivät sotkeudu.
- Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli 30 minuuttia.
- Älä käytä laitetta samalla kehon alueella yli 15 minuuttia.
- Sammuta laite ennen hierontapäiden vaihtoa.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ



Body Massager
(päälaite)




USB-latauskaapeli



Rullahierontapää



Pehmeäharjainen
hierontaää



Harjahierontapää

TEKNISET TIEDOT

Malli	PL-674
Nimellisjännite	5V DC
Teho	16 W
Suositteltu käyttöaika	15 minuuttia kehon aluetta kohden. Ei yli 30 minuuttia yhtäjaksoista käyttöä
Virransyöttö	Ladattava akku (USB-lataus)
Pakkauksen mitat	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Paino	0,5kg

SYMBOLIEN SELITYKSET

	Valmistajan tiedot
	Eurooppalaisten standardien mukaisuus
	Valmistettu Kiinassa
	Sähkölaite, joka sisältää akun. Noudata hävittämisohjeita.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä
IPX7	Tuote on suojattu hetkelliseltä upotukselta , ei jatkuvalta, paineelliselta tai syvältä vedeltä.
	Sarjanumero
	Sisä- ja ulkopakkaus sekapaperista
	USB-liitäntä
	Ranskan hävittämisohjeet elektroniikkatuotteille
	Ranskan hävittämisohjeet pakkaukselle

TUOTEKUVAUS

Tämä kompakti, ladattava kehon hierontalaite on suunniteltu päivittäisen hyvinvointi- ja hoitorutiinin täydennykseksi. Monipuolinen laite tarjoaa hellävaraisen, rentouttavan pintahieronnan sekä lihaksille että iholle. Se tuottaa miellyttävän tunteen ja auttaa rentouttamaan lihaksia liikunnan tai päivittäisen fyysisen rasituksen jälkeen valituilla kehon alueilla, kuten selässä, hartioissa, käsissä, jaloissa ja jalkapohjissa.

Hierontakokemuksen räätälöimiseksi 3-in-1 Glow Brush -laitteessa on vaihdettavat, pyörivät hierontapäät, jotka tarjoavat erilaisia hierontatyyppejä ja tuntemuksia. Joissakin käyttötiloissa syttyvät lisäksi integroidut punaiset LED-valot, jotka valaisevat käytön aikana ja rikastavat käyttökokemusta. Lihasten rentouttamisen lisäksi erityisosa voi sisällyttää kosmeettiseen ihonhoitorutiiniin – kehon hellävaraiseen puhdistukseen ja kuorintaan.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush on tarkoitettu ainoastaan kosmeettisiin, hoitaviin ja hyvinvointitarkoituksiin. Se ei ole lääkinnällinen laite eikä sitä ole tarkoitettu minkään sairauden diagnosointiin, hoitoon, parantamiseen tai ehkäisyyn.

KÄYTTÖTARKOITUS

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush on ladattava laite, joka on tarkoitettu kehon kosmeettiseen ja hyvinvointihierontaan.

Laite on suunniteltu tarjoamaan rentouttava pintahieronta lihaksille ja iholle pyörivien hierontapäiden avulla. Se voi auttaa käyttäjiä rentouttamaan lihaksia fyysisen aktiivisuuden tai päivittäisen rasituksen jälkeen. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kehon ulkoisilla alueilla, kuten:

- selkä
- hartiat
- kädet
- jalat
- jalkapohjat

Vaihdettavat hierontaosat mahdollistavat erilaisia hierontatuntemuksia, ja niitä voi käyttää myös kosmeettisiin ihonhoitotarkoituksiin, kuten kehon hellävaraiseen puhdistukseen tai kuorintaan.

Kohderyhmä

Tuote on tarkoitettu aikuisille käyttäjille.

VASTA-AIHEET

KYSY NEUVOA LÄÄKÄRILTÄ ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ, JOS:

- olet raskaana
- sinulla on vakava sydänsairaus
- sinulla on vammoja tai ihoärsytystä käyttöalueilla.

Jos et ole varma, sopiiko laite sinulle, kysy neuvoa lääkäriltä ennen käyttöä.

Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos tunnet epämukavuutta tai kipua.

VIRHEELLINEN KÄYTTÖ

Kaikki muu kuin käyttötarkoituksen mukainen käyttö katsotaan virheelliseksi.

Esimerkkejä ennakoitavissa olevasta väärinkäytöstä:

- Käyttö päässä tai hiusten lähellä, koska hiukset voivat sotkeutua pyöriviin hierontapäihin.
- Käyttö vaurioituneella, ärtyneellä tai turvonneella iholla tai alueilla, joilla on avoimia haavoja.
- Käyttö lääkinällisiin tarkoituksiin, mukaan lukien sairauksien tai vammojen hoito.
- Käyttö lasten tai sellaisten henkilöiden toimesta, jotka eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti.
- Jatkuva käyttö samalla kehon alueella suositeltua pidempään.
- Laitteen käyttö latauksen aikana.
- Laitteen käyttö juoksevan veden alla / päälaitteen upottaminen veteen – **tutustu turvallisuusohjeisiin, joista löytyvät selkeät ohjeet.**
- Laitteen käyttö, jos se on vaurioitunut tai toimii virheellisesti.
- Laitteen muuttaminen, purkaminen tai korjaaminen valtuuttamattomien henkilöiden toimesta.
- Suoraan LED-valoihin katsominen käytön aikana.

Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

KÄYTTÖ

VAIHE 1: VALMISTELU

Varmista ennen käyttöä, että laite on täysin ladattu. Virtapainike vilkkuu latauksen aikana punaisena ja palaa vihreänä, kun laite on täysin ladattu.

Valitse haluttu hierontapää. Kiinnitä hierontapää tukevasti laitteeseen kohdistamalla se keskelle ja painamalla alaspäin. Varmista aina, että laite on sammutettu, ennen kuin kiinnität tai irrotat lisävarusteita.

Irrota hierontapää tarttumalla siihen tukevasti ja nostamalla se liitostapista.

HUOMIO: Jos et käytä laitetta pidempään aikaan, suosittelemme lataamaan sen vähintään kolmen kuukauden välein akun vaurioitumisen välttämiseksi.


VAIHE 2: KÄYTTÖ

Paina virtapainiketta kytkeäksesi laitteen päälle.

Valitse haluttu hierontatila:

- Pyöriminen eteenpäin punaisilla LED-valoilla
- Pyöriminen taaksepäin punaisilla LED-valoilla
- Pyöriminen eteenpäin
- Pyöriminen taaksepäin

Säädä nopeutta "teho"-painikkeella mieltymyksesi mukaan.



Aseta hierontapää kevyesti halutulle kehon alueelle ja liikuta laitetta hitaasti iholla. Käytä aikaa oman mukavuustasosi löytämiseen. Käytön tulee aina tuntua miellyttävältä eikä se koskaan saa olla epämukavaa tai kivuliasta. Varmista, että yksittäiset käyttökerrat eivät ylitä 15 minuuttia kehon aluetta kohden eivätkä yhteensä 30 minuuttia yhtäjaksoista käyttöä.

Vältä LED-valon suuntaamista silmiin tai suoraan valoon katsomista.

VAIHE 3: KÄYTÖN JÄLKEEN

Kun käyttö on päättynyt, **paina virtapainiketta** sammuttaaksesi laitteen. Irrota hierontapää tarttumalla siihen tukevasti ja nostamalla se liitostapista.

PUHDISTUS JA SÄILYTYS

PUHDISTUS

Jotta Venen Engel 3-in-1 Glow Brush pysyisi moitteettomassa kunnossa, suosittelemme säännöllistä puhdistusta. Sammuta laite aina ennen puhdistusta. Puhdista päälaite pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Irrotettavat hierontapäät voi tarvittaessa puhdistaa erikseen juoksevan veden alla. Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen kokoamista ja että vettä ei pääse päälaitteeseen.

SÄILYTYS JA KULJETUS

Suositlemme säilyttämään laitetta kuivassa, puhtaassa ja pölyttömässä paikassa. Vältä suoraa auringonvaloa, liiallista lämpöä ja korkeaa ilmankosteutta. Kuljeta laitetta mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksessa.

TURVALLISUUSOHJEET

Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja käytä laitetta ainoastaan tässä ohjeessa kuvatulla tavalla. Laite on tarkoitettu ainoastaan siihen kykeneville aikuisille; pidä laite ja sen lisävarusteet lasten ulottumattomissa. Älä käytä laitetta, jos se tai USB-latauskaapeli on vaurioitunut tai toimii virheellisesti. Älä muuta, pura tai korjaa laitetta itse; korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu ammattilainen, muutoin takuu raukeaa.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kosmeettisiin ja hyvinvointitarkoituksiin eikä se ole lääkinällinen laite. Älä käytä sitä lääkinällisiin tarkoituksiin, mukaan lukien sairauksien tai vammojen hoito. Kysy neuvoa lääkäriltä ennen käyttöä, jos olet raskaana, sinulla on vakava sydänsairaus tai vaurioitunut, ärtynyt tai turvonnut iho taikka avoimia haavoja käyttöalueilla. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos tunnet epämukavuutta, kipua tai havaitset epätavallisia ihoreaktioita.

Älä käytä laitetta päässä tai hiusten lähellä, jotta hiukset eivät sotkeudu, kiristy tai jää puristuksiin. Älä katso käytön aikana suoraan integroituihin punaisiin LED-valoihin äläkä suuntaa valoa muiden ihmisten silmiin. LED-valo on ainoastaan osa laitteen toimintoa eikä sitä ole tarkoitettu terapeutukseen tai lääkinälliseen käyttöön.

Tuotteen käyttöä ja turvallisuuden varmistamiseksi päälaitetta ei saa altistaa suorille vesisuihkuille tai jatkuvasti virtaavalle vedelle eikä upottaa veteen. Irrota hierontapäät puhdistaaksesi ne erikseen vedellä ja varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen takaisin asettamista. Älä käytä laitetta latauksen aikana ja lataa se ainoastaan mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Sammuta laite aina ennen hierontapäiden vaihtoa. Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli 30 minuuttia äläkä käytä sitä samalla kehon alueella yli 15 minuuttia ihon herkkyyso Ongelmien välttämiseksi.

TAKUU

Myönnämme ohjausyksikölle 24 kuukauden takuun. Toimintahäiriön yhteydessä laite voi olla tarpeen lähettää takaisin tarkastusta varten. Varmista, että lähetyslaatikko on pehmustettu mahdollisten kuljetusvaurioiden välttämiseksi. Virheellisestä lähettämisestä aiheutuneista vioista ei valitettavasti voi esittää takuuvaatimuksia. Siltä osin kuin lakisääteinen takuuvelvollisuus on voimassa, toimitetaan maksuton korvaava laite tai valmistajalla on oikeus valita laitteen korjaaminen, pois lukien oikeus purkaa kauppa tai alentaa kauppahintaa. Jos toistuvat korjausyritykset eivät onnistu tai jos myös korvaava laite osoittautuu valmistajan syystä virheelliseksi, asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa tai saada kauppahinnan alennus.

Takuun rajoitukset: Takuun ulkopuolelle jäävät viat, jotka johtuvat voimankäytöstä, virheellisestä käytöstä, ulkoisesta voimasta tai kolmansien osapuolten tekemistä muutoksista ja korjaustoista aiheutuneista vaurioista, esimerkiksi väärin mitoitettujen tai oikosuljettujen sulakkeiden aiheuttamat viat, sekä normaalista kulumisesta johtuvat viat.

Takuun edellytykset: Takuuvaatimus on voimassa ainoastaan alkuperäisen ostotositteen (laskun) kanssa. Säilytä ostotosite turvallisessa paikassa.

Jos sinulla on järjestelmän käytössä ongelmia tai kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen service@venenengel.de.

HÄVITTÄMISOHJEET

TÄRKEÄÄ: Älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana!

SAKSA:

Elektroniikkatuotteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Käytä sen sijaan käytettävissä olevia palautus- ja keräysjärjestelmiä. Näin voimme kaikki edistää elektroniikkatuotteiden uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä.

Elektroniikkatuotteiden virheellinen hävittäminen ei johda vain resurssien tuhlaukseen (useimmat sähkölaitteet sisältävät arvokkaita raaka-aineita, kuten kultaa, kuparia, hopeaa jne.), vaan vaarantaa myös ympäristön niiden sisältämien osin vaarallisten aineiden vuoksi.

VAIHTOEHTO: Huolehdimme mielellämme vanhan Venen Engel -laitteesi hävittämisestä. Lähetä se yksinkertaisesti osoitteeseen:

**Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany**

Liitä mukaan lappu, jossa pyydät laitteen hävittämistä.

Vanhat paristot ja akut on hävitettävä erillään kiinteästä yhdyskuntajätteestä. Voit tehdä sen käytettävissäsi olevien palautus- ja kierrätysjärjestelmien kautta (esim. Corepile).

Vanhojen paristojen ja akkujen virheellinen hävittäminen voi niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi vaikuttaa merkittävästi ihmisiin ja ympäristöön. Kierrätys säästää arvokkaita raaka-aineita ja mahdollistaa tuotteen osien uudelleenkäytön.

EUROOPAN UNIONI:

Elektroniikkatuotteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Käytä sen sijaan käytettävissä olevia palautus- ja keräysjärjestelmiä. Näin voimme kaikki edistää elektroniikkatuotteiden uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä.

Elektroniikkatuotteiden virheellinen hävittäminen ei tuhlaa vain resursseja (useimmat sähkölaitteet sisältävät arvokkaita raaka-aineita, kuten kultaa, kuparia, hopeaa jne.), vaan vaarantaa myös ympäristön niiden sisältämien osin vaarallisten aineiden vuoksi.

Käytetyt paristot ja akut on hävitettävä erillään kiinteästä yhdyskuntajätteestä. Voit tehdä sen käytettävissäsi olevien palautus- ja kierrätysjärjestelmien kautta (esim. Corepile).

Vanhojen paristojen ja akkujen virheellinen hävittäminen voi niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi vaikuttaa merkittävästi ihmisiin ja ympäristöön. Kierrätys säästää arvokkaita raaka-aineita ja mahdollistaa tuotteen osien uudelleenkäytön.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Jos sinulla on terveyteen liittyviä huolia tai olet epävarma, käänny ennen käyttöä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

HUOMIO:

Venen Engel -tuotteesi ei ole lääkinällinen laite eikä sitä ole tarkoitettu itsehoitoon.

VALMISTAJA:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Saksa

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

KASUTUSJUHEND

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



SISSEJUHATAV MÄRKUS

Palju õnne selle seadme ostu puhul! Teil on oma Venen Engeli tootest palju rõõmu! Kui olete oma Venen Engeliga rahul, oleks meil väga hea meel, kui soovitaksite seda teistele.

See juhend sisaldab teavet, mida kasutaja peab järgima, et vältida ohte ja kasutada seadet ohutult.

Kui teil on küsimusi kasutamise või tarvikute kohta või soovite anda meile soovitusi, võtke julgelt meiega ühendust!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

ENNE ALUSTAMIST

- Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit hoolikalt.
- Hoidke seda kasutusjuhendit turvalises kohas, et saaksite seda vajadusel lugeda.
- Venen Engeli toodet ei tohi teatud tervislike seisundite korral kasutada. Lugege vastunäidustuste loetelu hoolikalt.

OLULISED OHUTUSJUHISED JA HOIATUSED

On oluline, et loeksite kõiki selles juhendis toodud hoiatusi ja ettevaatusabinõusid. Need on teie ohutuse tagamiseks, vigastuste ärahoidmiseks ja seadme kahjustumise vältimiseks.

- Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.
- Hoidke see juhend hilisemaks kasutamiseks alles.
- Hoidke seade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.
- Seade on ette nähtud üksnes selleks võimelistele täiskasvanutele.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
- Ärge kasutage seadet, kui laadimiskaabel on kahjustatud.
- Ärge avage ega lahutage seadet.
- Laadige seadet üksnes kaasasoleva USB-kaabliga.
- Ärge vaadake töötamise ajal otse LED-tuledesse ega suunake valgust otse teiste inimeste silmadesse.
- Seadet on katsetatud vastupidavuse osas **ajutisele kokkupuutele veega**. Ohutu töö ja toote pika kasutusea tagamiseks ei tohi põhiseadet aga jätta otsese veejoa ega pidevalt voolava vee kätte.

- Kui kasutate seadet duši all, vältige otsest kokkupuudet veejoaga ja hoidke põhiseadet liigse niiskuse eest.
- Ärge kastke põhiseadet vette.
- Massaažiotsakud saab puhastamiseks põhiseadmelt eemaldada. Vajadusel puhastage neid eraldi veega ja laske enne tagasipanekut täielikult kuivada.
- Ärge kasutage seadet juuste lähedal, et vältida takerdumist.
- Ärge kasutage seadet katkematult kauem kui 30 minutit.
- Ärge kasutage seadet samal kehapiirkonnal kauem kui 15 minutit.
- Enne massaažiotsakute vahetamist lülitage seade välja.

TARNEKOMPLEKT



Body Massager
(põhiseade)




USB-laadimiskaabel



Rullikutega
massaažiotsak



Pehme harjaga
massaažiotsak



Harjaga massaažiotsak

TEHNILISED ANDMED

Mudel	PL-674
Nimipinge	5V DC
Võimsus	16 W
Soovitatav kasutusaeg	15 minutit kehapiirkonna kohta. Mitte kauem kui 30 minutit katkematut kasutamist
Toide	Laetav aku (USB-laadimine)
Pakendi mõõdud	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Kaal	0,5kg

SÜMBOLITE SELGITUS

	Tootja andmed
	Vastavus Euroopa standarditele
	Toodetud Hiinas
	Akut sisaldav elektritoode. Järgige kasutuselt kõrvaldamise juhiseid.
	Enne kasutamist lugege juhendit
IPX7	Toode on kaitstud ajutise vettkestmise eest, mitte pideva, surve all oleva või sügava vee eest.
	Seerianumber
	Sise- ja välispakend segapaberist
	USB-pesa
	Prantsusmaa kasutuselt kõrvaldamise juhised elektroonikatoodetele
	Prantsusmaa kasutuselt kõrvaldamise juhised pakendile

TOOTE KIRJELDUS

See kompaktne, laetav kehamassaažiseade on mõeldud igapäevase heaolu- ja hooldusrutiini täiendamiseks. Mitmekülgne seade pakub õrna, lõõgastavat pindmist massaaži nii lihastele kui nahale. See annab meeldiva tunde ja aitab lihaseid lõdvestada pärast sporti või igapäevast füüsilist koormust valitud kehapiirkondades, sealhulgas seljal, õlgadel, kätel, jalgadel ja jalataldadel.

Massaažikogemuse kohandamiseks on 3-in-1 Glow Brushil vahetatavad, pöörlevad massaažiotsakud, mis pakuvad erinevaid massaažiliike ja -tundeid. Mõnes töörežiimis süttivad lisaks sisseehitatud punased LED-tuled, mis kasutamise ajal valgustavad ja rikastavad kasutuskogemust. Lisaks lihaste lõdvestamisele saab eriotsakuid lisada kosmeetilisse nahahooldusrutiini – keha õrnaks puhastamiseks ja koorimiseks.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush on ette nähtud üksnes kosmeetilisteks, hooldus- ja heaolueesmärkideks. See ei ole meditsiiniseade ega ole mõeldud ühegi haigusseisundi diagnoosimiseks, raviks, tervendamiseks ega ennetamiseks.

SIHTOTSTARBELINE KASUTUS

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush on laetav seade, mis on ette nähtud keha kosmeetiliseks ja heaolumassaažiks.

Seade on kavandatud pakkuma pöörlevate massaažiotsakutega lõõgastavat pindmist lihaste ja naha massaaži. See võib aidata kasutajatel lihaseid lõdvestada pärast füüsilist tegevust või igapäevast koormust.

Seade on ette nähtud kasutamiseks keha välispiirkondadel, sealhulgas:

- selg
- õlad
- käed
- jalad
- jalgatallad

Vahetatavad massaažiotsakud võimaldavad erinevaid massaažitundeid ja neid saab kasutada ka kosmeetilistel nahahoolduseesmärkidel, näiteks keha õrnaks puhastamiseks või koorimiseks.

Sihtkasutaja

Toode on ette nähtud täiskasvanud kasutajatele.

VASTUNÄIDUSTUSED

PIDAGE ENNE SEADME KASUTAMIST NÕU ARSTIGA, KUI:

- olete rase
- teil on raske südamehaigus
- teil on kasutuspiirkondades vigastusi või nahaärritust.

Kui te ei ole kindel, kas seade on teile sobiv, pidage enne kasutamist nõu arstiga.

Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui tunnete ebamugavust või valu.

VÄÄRKASUTUS

Igasugune muu kui sihtotstarbeline kasutus loetakse väärkasutuseks.

Ettenähtava väärkasutuse näited:

- Kasutamine peal või juuste lähedal, kuna juuksed võivad pöörlevatesse massaažiotsakutesse takerduda.
- Kasutamine vigastatud, ärritatud või paistes nahal või lahtiste haavadega piirkondades.
- Kasutamine meditsiinilistel eesmärkidel, sealhulgas haiguste või vigastuste raviks.
- Kasutamine laste või isikute poolt, kes ei suuda seadet ohutult käsitseda.
- Katkematu kasutamine samal kehapiirkonnal kauem kui soovitatud.
- Seadme kasutamine laadimise ajal.
- Seadme kasutamine voolava vee all / põhiseadme kastmine vette – **palun tutvuge ohutusjuhistega, kus on selged juhised.**
- Seadme kasutamine, kui see on kahjustatud või ei tööta korralikult.
- Seadme muutmine, lahutamine või parandamine volitamata isikute poolt.
- Otse LED-tuledesse vaatamine töötamise ajal.

Tootja ei vastuta väärkasutusest tingitud kahjude eest.

KASUTAMINE

SAMM 1: ETTEVALMISTUS

Veenduge enne kasutamist, et seade on täielikult laetud. Toitenupp vilgub laadimise ajal punaselt ja põleb pärast täielikku laadimist roheliselt.

Valige soovitud massaažiotsak. Kinnitage massaažiotsak kindlalt seadmele, joondades selle keskele ja vajutades alla. Veenduge alati, et seade on välja lülitatud, enne kui tarvikuid paigaldate või eemaldate.

Massaažiotsaku eemaldamiseks haarake sellest kindlalt ja tõstke see ühendustihvtilt ära.

MÄRKUS: Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, soovitame seda laadida vähemalt iga kolme kuu järel, et vältida aku kahjustumist.


SAMM 2: KASUTAMINE

Vajutage toitenuppu, et seade sisse lülitada.

Valige soovitud massaažirežiim:

- Pööramine edasi punaste LED-tuledega
- Pööramine tagasi punaste LED-tuledega
- Pööramine edasi
- Pööramine tagasi

Reguleerige kiirust nupuga „intensiivsus“ vastavalt oma soovile.



Asetage massaažiotsak õrnalt soovitud kehapiirkonnale ja liigutage seadet aeglaselt mööda nahka. Võtke aega oma isikliku mugavustaseme leidmiseks. Kasutamine peab alati olema meeldiv ja ei tohi kunagi olla ebamugav ega valulik. Jälgige, et üksikud kasutuskorrad ei ületaks 15 minutit kehapiirkonna kohta ja kokku 30 minutit katkematut kasutamist.

Vältige LED-valguse suunamist silmadesse ja otse valgusesse vaatamist.

SAMM 3: PÄRAST KASUTAMIST

Kui kasutamine on lõppenud, **vajutage toitenuppu**, et seade välja lülitada. Massaažiotsaku eemaldamiseks haarake sellest kindlalt ja tõstke see ühendustihvtilt ära.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

PUHASTAMINE

Et teie Venen Engel 3-in-1 Glow Brush püsiks laitmatus seisundis, soovitame seda regulaarselt puhastada. Lülitage seade enne puhastamist alati välja. Puhastage põhiseadet pehme, kergelt niisutatud lapiga. Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid. Eemaldatavaid massaažiotsakuid võib vajadusel puhastada eraldi voolava vee all. Veenduge, et kõik osad on enne kokkupanekut täiesti kuivad ja et vesi ei satu põhiseadmesse.

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT

Soovitame hoida seadet kuivas, puhtas ja tolmuvabas kohas. Vältige otsest päikesevalgust, liigset kuumust ja kõrget õhuniiskust. Transportige seadet võimaluse korral originaalpakendis.

OHUTUSJUHISED

Hoidke seda kasutusjuhendit turvalises kohas! Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja kasutage seadet üksnes selles juhendis kirjeldatud viisil. Seade on ette nähtud üksnes selleks võimalikele täiskasvanutele; hoidke seade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas. Ärge kasutage seadet, kui see või USB-laadimiskaabel on kahjustatud või ei tööta korralikult. Ärge muutke, lahutage ega parandage seadet ise; parandustöid võivad teha üksnes volitatud spetsialistid, vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.

Seade on ette nähtud üksnes kosmeetilisteks ja heaolueesmärkideks ning ei ole meditsiiniseade. Ärge kasutage seda meditsiinilistel eesmärkidel, sealhulgas haiguste või vigastuste raviks. Pidage enne kasutamist nõu arstiga, kui olete rase, teil on raske südamehaigus või kasutuspiirkondades vigastatud, ärritatud või paistes nahk või lahtised haavad. Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui tunnete ebamugavust, valu või märkate ebataavalisi nahareaktsioone.

Ärge kasutage seadet peal ega juuste lähedal, et vältida takerdumist, tõmbamist või pigistamist. Ärge vaadake töötamise ajal otse sisseehitatud punastesse LED-tuledesse ega suunake valgust teiste inimeste silmadesse. LED-valgus on üksnes seadme funktsiooni osa ja ei ole ette nähtud terapeutiliseks ega meditsiiniliseks kasutamiseks.

Toote kasutusea ja ohutuse tagamiseks ei tohi põhiseadet jätta otsese veejoa ega pidevalt voolava vee kätte ega kasta seda vette. Eemaldage massaažiotsakud, et puhastada neid eraldi veega, ja veenduge, et kõik osad on enne tagasipanekut täiesti kuivad. Ärge kasutage seadet laadimise ajal ja laadige seda üksnes kaasasoleva USB-kaabliga. Enne massaažiotsakute vahetamist lülitage seade alati välja. Ärge kasutage seadet katkematult kauem kui 30 minutit ja ärge kasutage seda samal kehapiirkonnal kauem kui 15 minutit, et vältida naha tundlikkuse probleeme.

GARANTII

Juhtseadmele anname 24-kuulise garantii. Rikke korral võib olla vajalik seade kontrollimiseks tagasi saata. Palun veenduge, et saatmiskarp on pehmendatud, et vältida võimalikke transpordikahjustusi. Puuduste eest, mis on tingitud ebaõigest saatmisest, ei saa kahjuks garantiinõudeid esitada. Kui seadusest tuleneb garantiikohustus, tarnitakse kas tasuta asendusseade või on tootjal õigus valida seadme parandamine, välistades taganemisõiguse või ostuhinna alandamise. Kui korduvad parandamiskatsed ei õnnestu või kui ka asendusseade osutub tootja süül puudulikuks, on kliendil õigus ostust taganeda või nõuda ostuhinna alandamist.

Garantii välistamine: Garantii ei kata puudusi, mis on tingitud jõu kasutamisest, ebaõigest käsitlemisest, välisest jõust või kolmandate isikute tehtud muudatustest ja parandustöödest tekkinud kahjustest, näiteks valesti valitud või lühistatud kaitsmetest tingitud puudusi, samuti puudusi, mis on seotud tavalise kulumisega.

Garantii tingimused: Garantiinõue kehtib üksnes koos originaalse ostudokumentiga (arvega). Hoidke ostudokumenti turvalises kohas.

Kui teil tekib süsteemi kasutamisel probleeme või küsimusi, võtke julgelt meiega ühendust e-posti aadressil service@venenengel.de.

KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JUHISED

TÄHTIS: Ärge visake toodet olmejäätmete hulka!

SAKSAMAA:

Elektroonikatooteid ei tohi visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Kasutage selle asemel olemasolevaid tagastus- ja kogumissüsteeme. Nii saame kõik aidata kaasa elektroonikatoodete korduskasutusele, ringlussevõtule ja taaskasutusele.

Elektroonikatoodete vale kasutuselt kõrvaldamine ei põhjusta üksnes ressursside raiskamist (enamik elektriseadmeid sisaldab väärtuslikke toormaterjale nagu kuld, vask, hõbe jne), vaid ohustab nendes sisalduvate ohtlike ainete tõttu ka keskkonda.

ALTERNATIIV: Hoolitseme hea meelega teie vana Venen Engeli seadme kasutuselt kõrvaldamise eest. Saatke see lihtsalt aadressile:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Palun lisage sedel kasutuselt kõrvaldamise sooviga.

Vanad patareid ja akud tuleb kõrvaldada eraldi tahketest olmejäätmetest. Seda saate teha teile kättesaadavate tagastus- ja ringlussevõtusüsteemide kaudu (nt Corepile).

Vanade patareide ja akude ebaõige kasutuselt kõrvaldamine võib nendes sisalduvate ohtlike ainete tõttu avaldada inimestele ja keskkonnale märkimisväärset mõju. Ringlussevõtt säilitab väärtuslikud toormaterjalid ja võimaldab toote komponente korduskasutada.

EUROOPA LIIT:

Elektroonikatooteid ei tohi visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Kasutage selle asemel olemasolevaid tagastus- ja kogumissüsteeme. Nii saame kõik aidata kaasa elektroonikatoodete korduskasutusele, ringlussevõtule ja taaskasutusele.

Elektroonikatoodete vale kasutuselt kõrvaldamine ei raiska üksnes ressursse (enamik elektriseadmeid sisaldab väärtuslikke toormaterjale nagu kuld, vask, hõbe jne), vaid ohustab nendes sisalduvate osaliselt ohtlike ainete tõttu ka keskkonda.

Kasutatud patareid ja akud tuleb kõrvaldada eraldi tahketest olmejäätmetest. Seda saate teha teile kättesaadavate tagastus- ja ringlussevõtusüsteemide kaudu (nt Corepile).

Vanade patareide ja akude ebaõige kasutuselt kõrvaldamine võib nendes sisalduvate ohtlike ainete tõttu avaldada inimestele ja keskkonnale märkimisväärsel mõju. Ringlussevõtt säilitab väärtuslikud toormaterjalid ja võimaldab toote komponente korduskasutada.

VASTUTUSE MÄRKUS

Kui teil on tervisega seotud kahtlusi või olete ebakindel, pidage enne kasutamist nõu tervishoiutöötajaga.

MÄRKUS:

Teie Venen Engeli toode ei ole meditsiiniseade ja ei ole mõeldud enesraviks.

TOOTJA:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Saksamaa

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής! Θα απολαύσετε τη χρήση του προϊόντος Venen Engel! Εάν είστε ευχαριστημένοι με το Venen Engel σας, θα χαρούμε πολύ να το συστήσετε σε άλλους.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει στοιχεία που ο χρήστης πρέπει να τηρεί, προκειμένου να προλαμβάνει κινδύνους και να χρησιμοποιεί τη συσκευή με ασφάλεια.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση, τα αξεσουάρ ή θέλετε να μας δώσετε προτάσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές σημείο, ώστε να μπορείτε να τις συμβουλευτείτε όταν χρειάζεται.
- Το προϊόν Venen Engel δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε ορισμένες καταστάσεις υγείας. Διαβάστε προσεκτικά τον κατάλογο των αντενδείξεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Είναι σημαντικό να διαβάσετε όλες τις προειδοποιήσεις και τα μέτρα προφύλαξης του παρόντος εγχειριδίου. Αποσκοπούν στην ασφάλειά σας, στην πρόληψη τραυματισμών και στην αποφυγή βλάβης της συσκευής.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες που είναι σε θέση να τη χρησιμοποιούν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί ζημιά.
- Μην ανοίγετε και μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
- Φορτίζετε τη συσκευή αποκλειστικά με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- Κατά τη λειτουργία μην κοιτάζετε απευθείας στις λυχνίες LED και μην κατευθύνετε το φως απευθείας στα μάτια άλλων ατόμων.
- Η συσκευή έχει ελεγχθεί ως προς την αντοχή σε **προσωρινή επαφή με νερό**. Για ασφαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος, η κύρια μονάδα δεν πρέπει όμως να εκτίθεται σε απευθείας ριπές νερού ή σε συνεχώς τρεχούμενο νερό.

- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο ντους, αποφύγετε την απευθείας επαφή με τη ριπή νερού και κρατήστε την κύρια μονάδα μακριά από υπερβολική υγρασία.
- Μην βυθίζετε την κύρια μονάδα σε νερό.
- Οι κεφαλές μασάζ μπορούν να αφαιρεθούν από την κύρια μονάδα για καθαρισμό. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε τις χωριστά με νερό και αφήστε τις να στεγνώσουν πλήρως πριν τις τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μαλλιά, για να αποφύγετε το μπλέξιμο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από 30 λεπτά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ίδια περιοχή του σώματος για περισσότερο από 15 λεπτά.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε τις κεφαλές μασάζ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Body Massager
(κύρια μονάδα)




Καλώδιο φόρτισης USB



Κεφαλή μασάζ με ράουλα



Κεφαλή μασάζ με
μαλακή βούρτσα



Κεφαλή μασάζ
με βούρτσα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μοντέλο	PL-674
Ονομαστική τάση	5V DC
Ισχύς	16 W
Συνιστώμενη διάρκεια χρήσης	15 λεπτά ανά περιοχή σώματος. Όχι περισσότερο από 30 λεπτά συνεχούς χρήσης
Τροφοδοσία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (φόρτιση USB)
Διαστάσεις συσκευασίας	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Βάρος	0,5kg

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Στοιχεία κατασκευαστή
	Συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
	Κατασκευάστηκε στην Κίνα
	Ηλεκτρικό προϊόν που περιέχει μπαταρία. Τηρήστε τις οδηγίες απόρριψης.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση
IPX7	Το προϊόν προστατεύεται από προσωρινή βύθιση , όχι από συνεχές, υπό πίεση ή βαθύ νερό.
	Αριθμός σειράς
	Εσωτερική και εξωτερική συσκευασία από μεικτό χαρτί
	Θύρα USB
	Οδηγίες απόρριψης Γαλλίας για ηλεκτρονικά προϊόντα
	Οδηγίες απόρριψης Γαλλίας για τη συσκευασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η συμπαγής, επαναφορτιζόμενη συσκευή μασάζ σώματος είναι σχεδιασμένη ως συμπλήρωμα μιας καθημερινής ρουτίνας ευεξίας και περιποίησης. Η ευέλικτη συσκευή προσφέρει ένα απαλό, χαλαρωτικό επιφανειακό μασάζ τόσο για τους μύες όσο και για το δέρμα. Δίνει μια ευχάριστη αίσθηση και βοηθά στη χαλάρωση των μυών μετά από άθληση ή καθημερινή σωματική καταπόνηση σε επιλεγμένες περιοχές του σώματος, όπως πλάτη, ώμοι, βραχίονες, πόδια και πέλματα.

Για την εξατομίκευση της εμπειρίας μασάζ, το 3-in-1 Glow Brush διαθέτει εναλλάξιμες, περιστρεφόμενες κεφαλές μασάζ που προσφέρουν διαφορετικούς τύπους και αισθήσεις μασάζ. Σε ορισμένες λειτουργίες ανάβουν επιπλέον ενσωματωμένες κόκκινες λυχνίες LED, οι οποίες φωτίζουν κατά τη χρήση και εμπλουτίζουν την εμπειρία εφαρμογής. Εκτός από τη χαλάρωση των μυών, τα ειδικά εξαρτήματα μπορούν να ενταχθούν σε μια κοσμετική ρουτίνα περιποίησης του δέρματος – για απαλό καθαρισμό και απολέπιση του σώματος.

Το Venen Engel 3-in-1 Glow Brush προορίζεται αποκλειστικά για κοσμετικούς, περιποιητικούς και σκοπούς ευεξίας. Δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν και δεν προορίζεται για τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε ιατρικής κατάστασης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το **Venen Engel 3-in-1 Glow Brush** είναι μια επαναφορτιζόμενη συσκευή που προορίζεται για κοσμετικό μασάζ και μασάζ ευεξίας του σώματος.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει, μέσω περιστρεφόμενων κεφαλών μασάζ, ένα χαλαρωτικό επιφανειακό μασάζ μυών και δέρματος. Μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να χαλαρώσουν τους μύες μετά από σωματική δραστηριότητα ή καθημερινή καταπόνηση. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εξωτερικές περιοχές του σώματος, όπως:

- πλάτη
- ώμοι
- βραχίονες
- πόδια
- πέλματα

Τα εναλλάξιμα εξαρτήματα μασάζ επιτρέπουν διαφορετικές αισθήσεις μασάζ και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για κοσμετικούς σκοπούς περιποίησης του δέρματος, όπως απαλός καθαρισμός του σώματος ή απολέπιση.

Ομάδα χρηστών

Το προϊόν προορίζεται για ενήλικες χρήστες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΑΝ:

- είστε έγκυος
- έχετε σοβαρή καρδιοπάθεια
- έχετε τραυματισμούς ή ερεθισμούς του δέρματος στις περιοχές εφαρμογής.

Εάν δεν είστε βέβαιοι αν η συσκευή είναι κατάλληλη για εσάς, συμβουλευτείτε γιατρό πριν από τη χρήση.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής εάν αισθανθείτε δυσφορία ή πόνο.

ΜΗ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Κάθε χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη θεωρείται μη ενδεδειγμένη.

Παραδείγματα προβλέψιμης εσφαλμένης χρήσης:

- Χρήση στο κεφάλι ή κοντά σε μαλλιά, καθώς τα μαλλιά μπορούν να μπλεχτούν στις περιστρεφόμενες κεφαλές μασάζ.
- Χρήση σε τραυματισμένο, ερεθισμένο ή οιδηματώδες δέρμα ή σε περιοχές με ανοιχτές πληγές.
- Χρήση για ιατρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας ασθενειών ή τραυματισμών.
- Χρήση από παιδιά ή άτομα που δεν είναι σε θέση να χειριστούν με ασφάλεια τη συσκευή.
- Συνεχής χρήση στην ίδια περιοχή του σώματος για περισσότερο από τον συνιστώμενο χρόνο.
- Χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση.
- Χρήση της συσκευής κάτω από τρεχούμενο νερό / βύθιση της κύριας μονάδας σε νερό – **συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας, όπου υπάρχουν σαφείς οδηγίες.**
- Χρήση της συσκευής εάν έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά.
- Τροποποίηση, αποσυναρμολόγηση ή επισκευή της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Απευθείας κοίταγμα στις λυχνίες LED κατά τη λειτουργία.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από μη ενδεδειγμένη χρήση.

ΧΡΗΣΗ

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν από τη χρήση. Το πλήκτρο ενεργοποίησης αναβοσβήνει κόκκινο κατά τη φόρτιση και ανάβει πράσινο όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

Επιλέξτε την επιθυμητή κεφαλή μασάζ. Τοποθετήστε την κεφαλή μασάζ σταθερά στη συσκευή, κεντράροντάς την και πιέζοντας προς τα κάτω. Βεβαιώνετε πάντα ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε αξεσουάρ.

Για να αφαιρέσετε την κεφαλή μασάζ, πιάστε τη σταθερά και ανασηκώστε την από τον πεύρο σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο διάστημα, συνιστούμε να τη φορτίζετε τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, για να αποφύγετε βλάβη της μπαταρίας.


ΒΗΜΑ 2: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία μασάζ:

- Περιστροφή προς τα εμπρός με κόκκινες λυχνίες LED
- Περιστροφή προς τα πίσω με κόκκινες λυχνίες LED
- Περιστροφή προς τα εμπρός
- Περιστροφή προς τα πίσω

Ρυθμίστε την ταχύτητα με το πλήκτρο «έντασης» σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.



Τοποθετήστε απαλά την κεφαλή μασάζ στην επιθυμητή περιοχή του σώματος και μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω στο δέρμα. Αφιερώστε χρόνο για να βρείτε το προσωπικό σας επίπεδο άνεσης. Η εφαρμογή πρέπει να είναι πάντα ευχάριστη και δεν επιτρέπεται ποτέ να είναι δυσάρεστη ή επώδυνη. Φροντίστε ώστε οι μεμονωμένες εφαρμογές να μην υπερβαίνουν τα 15 λεπτά ανά περιοχή σώματος και συνολικά τα 30 λεπτά συνεχούς χρήσης.

Αποφύγετε να κατευθύνετε το φως LED στα μάτια ή να κοιτάζετε απευθείας στο φως.

ΒΗΜΑ 3: ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν η εφαρμογή ολοκληρωθεί, **πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να αφαιρέσετε μια κεφαλή μασάζ, πιάστε τη σταθερά και ανασηκώστε την από τον πείρο σύνδεσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να διατηρηθεί το Venen Engel 3-in-1 Glow Brush σε άριστη κατάσταση, συνιστούμε τακτικό καθαρισμό. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό. Καθαρίζετε την κύρια μονάδα με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά. Οι αφαιρούμενες κεφαλές μασάζ μπορούν, εφόσον χρειάζεται, να καθαριστούν χωριστά κάτω από τρεχούμενο νερό. Φροντίστε ώστε όλα τα μέρη να είναι εντελώς στεγνά πριν από την επανασυναρμολόγηση και να μην εισχωρεί νερό στην κύρια μονάδα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό, καθαρό χώρο χωρίς σκόνη. Αποφεύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, την υπερβολική θερμότητα και την υψηλή υγρασία. Μεταφέρετε τη συσκευή, εφόσον είναι δυνατόν, στην αρχική συσκευασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές σημείο! Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες που είναι σε θέση να τη χρησιμοποιούν· φυλάσσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αυτή ή το καλώδιο φόρτισης USB έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας· οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους ειδικούς, διαφορετικά η εγγύηση παύει να ισχύει.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για κοσμητικούς σκοπούς και σκοπούς ευεξίας και δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν. Μην τη χρησιμοποιείτε για ιατρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας ασθενειών ή τραυματισμών. Συμβουλευτείτε γιατρό πριν από τη χρήση εάν είστε έγκυος, έχετε σοβαρή καρδιοπάθεια ή έχετε τραυματισμένο, ερεθισμένο ή οιδηματώδες δέρμα ή ανοιχτές πληγές στις περιοχές εφαρμογής. Διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής εάν αισθανθείτε δυσφορία, πόνο ή παρατηρήσετε ασυνήθιστες αντιδράσεις του δέρματος.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο κεφάλι ή κοντά σε μαλλιά, για να αποφύγετε το μπλέξιμο, το τράβηγμα ή το μάγκωμα. Κατά τη λειτουργία μην κοιτάζετε απευθείας στις ενσωματωμένες κόκκινες λυχνίες LED και μην κατευθύνετε το φως στα μάτια άλλων ατόμων. Το φως LED αποτελεί αποκλειστικά μέρος της λειτουργίας της συσκευής και δεν προορίζεται για θεραπευτική ή ιατρική χρήση.

Για να διασφαλιστεί η διάρκεια ζωής και η ασφάλεια του προϊόντος, η κύρια μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε απευθείας ριπές νερού ή σε συνεχώς τρεχούμενο νερό ούτε να βυθίζεται σε νερό. Αφαιρέστε τις κεφαλές μασάζ για να τις καθαρίσετε χωριστά με νερό και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι εντελώς στεγνά πριν τις τοποθετήσετε ξανά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση και φορτίζετε τη αποκλειστικά με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν αλλάξετε τις κεφαλές μασάζ. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από 30 λεπτά και μην τη χρησιμοποιείτε στην ίδια περιοχή του σώματος για περισσότερο από 15 λεπτά, για να αποφύγετε προβλήματα ευαισθησίας του δέρματος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρέχουμε εγγύηση 24 μηνών για τη μονάδα ελέγχου. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μπορεί να είναι απαραίτητη η επιστροφή της συσκευής για έλεγχο. Φροντίστε ώστε το κουτί αποστολής να έχει προστατευτικό υλικό, για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές κατά τη μεταφορά. Για ελλείψεις που προκαλούνται από ακατάλληλη αποστολή δεν μπορούν, δυστυχώς, να προβληθούν αξιώσεις εγγύησης. Στο βαθμό που υφίσταται νόμιμη υποχρέωση εγγύησης, θα παρασχεθεί είτε δωρεάν αντικατάσταση είτε ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει τη συσκευή, με αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης ή μείωσης του τιμήματος. Εάν οι επανειλημμένες προσπάθειες επισκευής αποτύχουν ή εάν και η συσκευή αντικατάστασης αποδειχθεί ελλιπής με υπαιτιότητα του κατασκευαστή, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά ή να λάβει μείωση του τιμήματος.

Εξαίρεση από την εγγύηση: Από την εγγύηση εξαιρούνται ελλείψεις που οφείλονται σε ζημιές από χρήση βίας, ακατάλληλο χειρισμό, εξωτερική άσκηση δύναμης ή σε τροποποιήσεις και εργασίες επισκευής που εκτελέστηκαν από τρίτους, π.χ. ελλείψεις λόγω εσφαλμένα διαστασιοποιημένων ή βραχυκυκλωμένων ασφαλειών, καθώς και ελλείψεις που αποδίδονται σε φυσιολογική φθορά.

Προϋποθέσεις εγγύησης: Η αξίωση εγγύησης υφίσταται μόνο σε συνδυασμό με το αρχικό αποδεικτικό αγοράς (τιμολόγιο). Φυλάξτε το αποδεικτικό αγοράς σε ασφαλές σημείο.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή έχετε ερωτήσεις κατά τη χρήση του συστήματος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail στο service@veneneng.de.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα!

GERMANIA:

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα μη διαχωρισμένα αστικά απόβλητα. Χρησιμοποιήστε αντ' αυτού τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής. Έτσι μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών προϊόντων.

Η εσφαλμένη απόρριψη ηλεκτρονικών προϊόντων δεν οδηγεί μόνο σε σπατάλη πόρων (οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές περιέχουν πολύτιμες πρώτες ύλες όπως χρυσό, χαλκό, άργυρο κ.λπ.), αλλά θέτει σε κίνδυνο και το περιβάλλον λόγω των εν μέρει επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ: Αναλαμβάνουμε με χαρά την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής Venen Engel. Απλώς στείλτε την στη διεύθυνση:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Επισυνάψτε ένα σημείωμα με το αίτημα απόρριψης.

Οι παλιές μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα στερεά αστικά απόβλητα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω των συστημάτων επιστροφής και ανακύκλωσης που έχετε στη διάθεσή σας (π.χ. Corepile).

Η ακατάλληλη απόρριψη παλιών μπαταριών και συσσωρευτών μπορεί, λόγω των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ανακύκλωση διατηρεί πολύτιμες πρώτες ύλες και επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των εξαρτημάτων του προϊόντος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα μη διαχωρισμένα αστικά απόβλητα. Χρησιμοποιήστε αντ' αυτού τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής. Έτσι μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών προϊόντων.

Η εσφαλμένη απόρριψη ηλεκτρονικών προϊόντων δεν σπαταλά μόνο πόρους (οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές περιέχουν πολύτιμες πρώτες ύλες όπως χρυσό, χαλκό, άργυρο κ.λπ.), αλλά θέτει σε κίνδυνο και το περιβάλλον λόγω των εν μέρει επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν.

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα στερεά αστικά απόβλητα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω των συστημάτων επιστροφής και ανακύκλωσης που έχετε στη διάθεσή σας (π.χ. Corepile).

Η ακατάλληλη απόρριψη παλιών μπαταριών και συσσωρευτών μπορεί, λόγω των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η ανακύκλωση διατηρεί πολύτιμες πρώτες ύλες και επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των εξαρτημάτων του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εάν έχετε ανησυχίες για την υγεία σας ή δεν είστε βέβαιοι, απευθυνθείτε πριν από τη χρήση σε επαγγελματία υγείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το προϊόν Venen Engel σας **δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν** και δεν προορίζεται για αυτοθεραπεία.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Γερμανία

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

BRUGSANVISNING

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



INDLEDENDE BEMÆRKNING

Tillykke med købet af dette apparat! Du får stor glæde af dit Venen Engel-produkt! Hvis du er tilfreds med din Venen Engel, vil vi være meget glade, hvis du anbefaler den til andre.

Denne vejledning indeholder oplysninger, som brugeren skal overholde for at forebygge farer og bruge apparatet sikkert.

Hvis du har spørgsmål om brugen, tilbehøret eller vil give os forslag, er du velkommen til at kontakte os!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

FØR DU STARTER

- Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger apparatet.
- Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted, så du kan læse den efter behov.
- Venen Engel-produktet må ikke anvendes ved visse helbredstilstande. Læs listen over kontraindikationer grundigt.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER OG ADVARSLER

Det er vigtigt, at du læser alle advarsler og forholdsregler i denne vejledning. De er til din sikkerhed, for at forebygge skader og for at undgå skader på apparatet.

- Læs denne brugsanvisning grundigt, før du bruger apparatet.
- Opbevar denne vejledning til senere brug.
- Hold apparatet og tilbehøret utilgængeligt for børn.
- Apparatet er udelukkende beregnet til voksne, der er i stand til at bruge det.
- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
- Brug ikke apparatet, hvis ladekablet er beskadiget.
- Åbn eller adskil ikke apparatet.
- Lad apparatet udelukkende med det medfølgende USB-kabel.
- Se ikke direkte ind i LED-lysene under brug, og ret ikke lyset direkte mod andre personers øjne.
- Apparatet er testet for modstandsdygtighed over for **midlertidig vandkontakt**. For sikker drift og produktets lange levetid må hovedenheden dog ikke udsættes for direkte vandstråler eller kontinuerligt rindende vand.

- Hvis apparatet bruges i badet, skal du undgå direkte kontakt med vandstrålen og holde hovedenheden væk fra kraftig fugt.
- Nedsænk ikke hovedenheden i vand.
- Massagehovederne kan tages af hovedenheden til rengøring. Rengør dem separat med vand efter behov, og lad dem tørre helt, før du sætter dem på igen.
- Brug ikke apparatet nær hår for at undgå, at hår sætter sig fast.
- Brug ikke apparatet uafbrudt i mere end 30 minutter.
- Brug ikke apparatet på samme kropsdel i mere end 15 minutter.
- Sluk apparatet, før du skifter massagehoved.

LEVERINGSOMFANG



Body Massager
(hovedenhet)




USB-ladekabel



Massagehoved med
ruller



Massagehoved med
blød børste



Massagehoved med
børste

TEKNISKE DATA

Model	PL-674
Nominel spænding	5V DC
Effekt	16 W
Anbefalet brugstid	15 minutter pr. kropsdel. Ikke mere end 30 minutters uafbrudt brug
Strømforsyning	Genopladeligt batteri (USB-opladning)
Emballagens mål	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Vægt	0,5kg

SYMBOLFORKLARING



Producentoplysninger



Overensstemmelse med europæiske standarder



Fremstillet i Kina



Elektrisk produkt med batteri. Følg anvisningerne om bortskaffelse.



Læs vejledningen før brug

IPX7

Produktet er beskyttet mod **midlertidig nedsænkning**, men ikke mod kontinuerligt, trykfyldt eller dybt vand.



Serienummer



Indre og ydre emballage af blandet papir



USB-tilslutning



Anvisninger om bortskaffelse i Frankrig for elektronikprodukter



Anvisninger om bortskaffelse i Frankrig for emballagen

PRODUKTBESKRIVELSE

Dette kompakte, genopladelige kropsmassageapparat er udformet som et supplement til en daglig rutine for velvære og egenomsorg. Det alsidige apparat giver en blid, afslappende overflademassage af både muskler og hud. Det giver en behagelig følelse og hjælper med at slappe musklerne af efter sport eller daglig fysisk belastning på udvalgte områder af kroppen, blandt andet ryg, skuldre, arme, ben og fødder.

For at tilpasse massageoplevelsen har 3-in-1 Glow Brush udskiftelige, roterende massagehoveder, der giver forskellige massagetyper og -fornemmelser. I nogle driftstilstande lyser desuden integrerede røde LED-lys, der lyser under brugen og beriger anvendelsesoplevelsen. Ud over muskelafspænding kan de særlige tilbehørsdele indgå i en kosmetisk hudplejerutine – til mild rengøring og peeling af kroppen.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush er udelukkende beregnet til kosmetiske, plejende og velværeformål. Den er ikke et medicinsk udstyr og er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen medicinsk tilstand.

TILSIGTET BRUG

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush er et genopladeligt apparat beregnet til kosmetisk massage og velværemassage af kroppen.

Apparatet er udformet til at give en afslappende overflademassage af muskler og hud ved hjælp af roterende massagehoveder. Det kan hjælpe brugeren med at slappe musklerne af efter fysisk aktivitet eller daglig belastning. Apparatet er beregnet til brug på ydre kropsområder, blandt andet:

- ryg
- skuldre
- arme
- ben
- fødder

De udskiftelige massagetilbehør giver forskellige massagefornemmelser og kan også bruges til kosmetiske hudplejeformål, såsom mild rengøring af kroppen eller peeling.

Tilsigtet bruger

Produktet er beregnet til voksne brugere.

KONTRAINDIKATIONER

RÅDFØR DIG MED EN LÆGE, FØR DU BRUGER APPARATET, HVIS DU:

- er gravid
- har en alvorlig hjertesygdom
- har skader eller hudirritationer i anvendelsesområderne.

Hvis du er usikker på, om apparatet er egnet til dig, skal du rådføre dig med en læge før brug.

Stop brugen af apparatet med det samme, hvis du føler ubehag eller smerte.

FORKERT BRUG

Enhver anden brug end den tilsigtede anses for forkert.

Eksempler på forudsigelig fejlbrug:

- Brug på hovedet eller nær hår, da hår kan sætte sig fast i de roterende massagehoveder.
- Brug på beskadiget, irriteret eller hævet hud eller på områder med åbne sår.
- Brug til medicinske formål, herunder behandling af sygdomme eller skader.
- Brug af børn eller personer, der ikke er i stand til at betjene apparatet sikkert.
- Uafbrudt brug på samme kropsdel længere end anbefalet.
- Brug af apparatet under opladning.
- Brug af apparatet under rindende vand / nedsænkning af hovedenheden i vand – **se sikkerhedsanvisningerne for klare instruktioner.**
- Brug af apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Ændring, adskillelse eller reparation af apparatet af uautoriserede personer.
- At se direkte ind i LED-lysene under brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug.

ANVENDELSE

TRIN 1: FORBEREDELSE

Sørg for, at apparatet er fuldt opladet før brug. Tænd/sluk-knappen blinker rødt under opladning og lyser grønt, når apparatet er fuldt opladet.

Vælg det ønskede massagehoved. Sæt massagehovedet sikkert på apparatet ved at centrere det og trykke det ned. Sørg altid for, at apparatet er slukket, før du sætter tilbehør på eller tager det af.

For at tage massagehovedet af skal du holde godt fast i det og løfte det af koblingsstiften.

BEMÆRK: Hvis du ikke bruger apparatet i længere tid, anbefaler vi at lade det mindst hver tredje måned for at undgå skader på batteriet.


TRIN 2: BETJENING

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet.

Vælg den ønskede massagetilstand:

- Rotation fremad med røde LED-lys
- Rotation bagud med røde LED-lys
- Rotation fremad
- Rotation bagud

Justér hastigheden med knappen »intensitet« efter eget ønske.



Læg massagehovedet blidt mod det ønskede kropsområde, og bevæg apparatet langsomt over huden. Tag dig tid til at finde dit personlige komfortniveau. Anvendelsen skal altid føles behagelig og må aldrig være ubehagelig eller smertefuld. Sørg for, at de enkelte behandlinger ikke overskrider 15 minutter pr. kropsdel og i alt 30 minutters uafbrudt brug.

Undgå at rette LED-lyset mod øjnene eller at se direkte ind i lyset.

TRIN 3: EFTER BRUG

Når behandlingen er slut, **trykker du på tænd/sluk-knappen** for at slukke apparatet. For at tage et massagehoved af skal du holde godt fast i det og løfte det af koblingsstiften.

RENGØRING OG OPBEVARING

RENGØRING

For at din Venen Engel 3-in-1 Glow Brush forbliver i perfekt stand anbefaler vi regelmæssig rengøring. Sluk altid apparatet før rengøring. Rengør hovedenheden med en blød, let fugtet klud. Brug ikke aggressive rengøringsmidler. De aftagelige massagehoveder kan efter behov rengøres separat under rindende vand. Sørg for, at alle dele er helt tørre, før de sættes sammen igen, og at der ikke kommer vand ind i hovedenheden.

OPBEVARING OG TRANSPORT

Vi anbefaler at opbevare apparatet på et tørt, rent og støvfrit sted. Undgå direkte sollys, kraftig varme og høj luftfugtighed. Transportér apparatet i den originale emballage, når det er muligt.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted! Læs denne brugsanvisning grundigt, før du bruger apparatet, og brug det kun som beskrevet i denne vejledning. Apparatet er udelukkende beregnet til voksne, der er i stand til at bruge det; hold apparatet og tilbehøret utilgængeligt for børn. Brug ikke apparatet, hvis det eller USB-ladekablet er beskadiget eller ikke fungerer korrekt. Ændr, adskil eller reparér ikke apparatet selv; reparationer må kun udføres af autoriserede fagfolk, ellers bortfalder garantien.

Apparatet er udelukkende beregnet til kosmetiske og velværeformål og er ikke et medicinsk udstyr. Brug det ikke til medicinske formål, herunder behandling af sygdomme eller skader. Rådfør dig med en læge før brug, hvis du er gravid, har en alvorlig hjertesygdom eller har beskadiget, irriteret eller hævet hud eller åbne sår i anvendelsesområderne. Stop brugen af apparatet med det samme, hvis du føler ubehag, smerte eller bemærker usædvanlige hudreaktioner.

Brug ikke apparatet på hovedet eller nær hår for at undgå, at hår sætter sig fast, trækkes eller klemmes. Se ikke direkte ind i de integrerede røde LED-lys under brug, og ret ikke lyset mod andre personers øjne. LED-lyset er udelukkende en del af apparatets funktion og er ikke beregnet til terapeutisk eller medicinsk brug.

For at sikre produktets levetid og sikkerhed må hovedenheden ikke udsættes for direkte vandstråler eller kontinuerligt rindende vand og må ikke nedsænkes i vand. Tag massagehovederne af for at rengøre dem separat med vand, og sørg for, at alle dele er helt tørre, før de sættes på igen. Brug ikke apparatet under opladning, og lad det udelukkende med det medfølgende USB-kabel. Sluk altid apparatet, før du skifter massagehoved. Brug ikke apparatet uafbrudt i mere end 30 minutter, og brug det ikke på samme kropsdel i mere end 15 minutter for at undgå problemer med hudfølsomhed.

GARANTI

Vi giver 24 måneders garanti på styreenheden. Ved fejlfunktion kan det være nødvendigt at sende apparatet tilbage til kontrol. Sørg for, at forsendelseskassen er polstret for at undgå mulige transportskader. Der kan desværre ikke gøres garantikrav gældende for mangler, der skyldes ukorrekt forsendelse. I det omfang der foreligger en lovbestemt garantiforpligtelse, leveres der antingen gratis erstatning, eller producenten har valget om at reparere apparatet, med udelukkelse af retten til ophævelse eller nedsættelse af købsprisen. Hvis gentagne reparationsforsøg ikke lykkes, eller hvis også en erstatningsenhed viser sig at være mangelfuld på grund af producentens forhold, har kunden ret til at ophæve købet eller få nedsat købsprisen.

Garantibegrænsning: Undtaget fra garantien er mangler, der skyldes skader forårsaget af magtanvendelse, ukorrekt betjening, ydre påvirkning eller ændringer og reparationsarbejde udført af tredjemand, f.eks. mangler forårsaget af fejldimensionerede eller kortsluttede sikringer, eller mangler, der kan henføres til normal slitage.

Garantibetingelser: Garantikravet gælder kun sammen med den originale købsdokumentation (faktura). Opbevar købsdokumentationen på et sikkert sted.

Skulle du få problemer eller have spørgsmål ved brugen af systemet, er du velkommen til at kontakte os på mail: service@venenengel.de.

ANVISNINGER OM BORTSKAFFELSE

VIGTIGT: Bortskaf ikke produktet med husholdningsaffaldet!

TYSKLAND:

Elektronikprodukter må ikke bortskaffes med usorteret kommunalt affald. Brug i stedet de tilgængelige retur- og indsamlingssystemer. Sådan kan vi alle bidrage til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af elektronikprodukter.

Forkert bortskaffelse af elektronikprodukter fører ikke kun til spild af ressourcer (de fleste elektriske apparater indeholder værdifulde råstoffer som guld, kobber, sølv osv.), men truer også miljøet på grund af de delvist farlige stoffer, de indeholder.

ALTERNATIV: Vi står gerne for bortskaffelsen af dit gamle Venen Engel-apparat. Send det blot til:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Vedlæg en seddel med ønsket om bortskaffelse.

Gamle batterier og akkumulatorer skal bortskaffes separat fra fast kommunalt affald. Det kan du gøre via de retur- og genanvendelsessystemer, der står til din rådighed (f.eks. Corepile).

Ukorrekt bortskaffelse af gamle batterier og akkumulatorer kan have betydelig indvirkning på mennesker og miljø på grund af de farlige stoffer, de indeholder. Genanvendelse bevarer værdifulde råstoffer og gør det muligt at genbruge produktets komponenter.

DEN EUROPÆISKE UNION:

Elektronikprodukter må ikke bortskaffes med usorteret kommunalt affald. Brug i stedet de tilgængelige retur- og indsamlingssystemer. Sådan kan vi alle bidrage til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af elektronikprodukter.

Forkert bortskaffelse af elektronikprodukter spilder ikke kun ressourcer (de fleste elektriske apparater indeholder værdifulde råstoffer som guld, kobber, sølv osv.), men truer også miljøet på grund af de delvist farlige stoffer, de indeholder.

Brugte batterier og akkumulatorer skal bortskaffes separat fra fast kommunalt affald. Det kan du gøre via de retur- og genanvendelsessystemer, der står til din rådighed (f.eks. Corepile).

Ukorrekt bortskaffelse af gamle batterier og akkumulatorer kan have betydelig indvirkning på mennesker og miljø på grund af de farlige stoffer, de indeholder. Genanvendelse bevarer værdifulde råstoffer og gør det muligt at genbruge produktets komponenter.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Hvis du har helbredsmæssige betænkeligheder eller er usikker, skal du rådføre dig med sundhedspersonale før brug.

BEMÆRK:

Dit Venen Engel-produkt er ikke et medicinsk udstyr og er ikke beregnet til selvbehandling.

PRODUCENT:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Tyskland

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

NÁVOD K POUŽITÍ

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



ÚVODNÍ POZNÁMKA

Gratulujeme vám ke koupi tohoto přístroje! Z produktu Venen Engel budete mít mnoho radosti! Pokud jste se svým produktem Venen Engel spokojeni, budeme velmi rádi, když jej doporučíte dalším.

Tento návod obsahuje informace, které má uživatel dodržovat, aby předešel nebezpečím a přístroj používal bezpečně.

Máte-li dotazy k používání, k příslušenství nebo nám chcete dát podnět, neváhejte nás kontaktovat!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

NEŽ ZAČNETE

- Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití.
- Uchovávejte tento návod k použití na bezpečném místě, abyste si jej mohli v případě potřeby přečíst.
- Produkt Venen Engel se nesmí používat při určitých zdravotních stavech. Pozorně si přečtěte seznam kontraindikací.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VÝSTRAHY

Je důležité, abyste si přečetli všechny výstrahy a preventivní opatření uvedené v tomto návodu. Slouží vaší bezpečnosti, předcházení poraněním a ochraně přístroje před poškozením.

- Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod pro pozdější použití.
- Přístroj a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přístroj je určen výhradně pro způsobilé dospělé osoby.
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen.
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen nabíjecí kabel.
- Neotvírejte ani nerozebírejte přístroj.
- Přístroj nabíjejte výhradně přiloženým kabelem USB.
- Během provozu se nedívejte přímo do LED diod a nesměrujte světlo přímo do očí jiných osob.
- Přístroj byl testován na odolnost proti **krátkodobému kontaktu s vodou**. Pro zajištění bezpečného provozu a dlouhé životnosti však hlavní jednotka nesmí být vystavena přímému proudu vody ani trvale tekoucí vodě.

- Používáte-li přístroj ve sprše, vyhýbejte se přímému kontaktu s proudem vody a hlavní jednotku chraňte před nadměrnou vlhkostí.
- Neponořujte hlavní jednotku do vody.
- Masážní hlavice lze pro čištění sejmout z hlavní jednotky. Podle potřeby je čistěte odděleně vodou a před opětovným nasazením je nechte úplně vyschnout.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vlasů, aby se nezamotaly.
- Nepoužívejte přístroj nepřetržitě déle než 30 minut.
- Nepoužívejte přístroj na téže části těla déle než 15 minut.
- Před výměnou masážních hlavic přístroj vypněte.

OBSAH BALENÍ



Body Massager (hlavní jednotka)




Nabíjecí kabel USB



Masážní hlavice s válečky



Masážní hlavice s jemným kartáčem



Masážní hlavice s kartáčem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PL-674
Jmenovité napětí	5V DC
Výkon	16 W
Doporučená doba používání	15 minut na jednu část těla. Ne déle než 30 minut nepřetržitého používání
Napájení	Nabíjecí akumulátor (nabíjení USB)
Rozměry balení	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Hmotnost	0,5kg

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Údaje o výrobci



Soulad s evropskými normami



Vyrobeno v Číně



Elektrický produkt obsahující akumulátor. Dodržujte pokyny k likvidaci.



Před použitím si přečtěte návod

IPX7

Produkt je chráněn proti **krátkodobému ponoření**, nikoli proti trvalé, tlakové ani hluboké vodě.



Sériové číslo



Vnitřní a vnější obal ze smíšeného papíru



Rozhraní USB



Pokyny k likvidaci ve Francii pro elektronické produkty



Pokyny k likvidaci ve Francii pro obal

POPIS PRODUKTU

Tento kompaktní, akumulátorový masážní přístroj na tělo je určen jako doplněk každodenní rutiny wellness a péče o sebe. Všestranný přístroj poskytuje jemnou, uvolňující povrchovou masáž svalů i kůže. Přináší příjemný pocit a pomáhá uvolnit svaly po sportu nebo každodenní fyzické zátěži na vybraných částech těla včetně zad, ramen, paží, nohou a chodidel.

Pro přizpůsobení masážního zážitku má 3-in-1 Glow Brush vyměnitelné, rotující masážní hlavice, které poskytují různé typy a pocity masáže. V některých provozních režimech se navíc rozsvítí integrované červené LED diody, které během používání svítí a obohacují zážitek z aplikace. Kromě uvolnění svalů lze speciální nástavce zařadit do kosmetické péče o kůži – k jemnému čištění a peelingu těla.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush je určena výhradně ke kosmetickým, pečujícím a wellness účelům. Není zdravotnickým prostředkem a není určena k diagnostice, léčbě, vyléčení ani prevenci jakéhokoli zdravotního stavu.

URČENÉ POUŽITÍ

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush je akumulátorový přístroj určený ke kosmetické a wellness masáži těla.

Přístroj je navržen tak, aby pomocí rotujících masážních hlavic poskytoval uvolňující povrchovou masáž svalů a kůže. Může uživatelům pomoci uvolnit svaly po fyzické aktivitě nebo každodenní zátěži. Přístroj je určen k použití na vnějších částech těla včetně:

- zad
- ramen
- paží
- nohou
- chodidel

Vyměnitelné masážní nástavce umožňují různé pocity masáže a lze je používat i ke kosmetickým účelům péče o kůži, jako je jemné čištění těla nebo peeling.

Cílová skupina

Produkt je určen pro dospělé uživatele.

KONTRAINDIKACE

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SE PORAĎTE S LÉKAŘEM, POKUD:

- jste těhotná
- máte závažné onemocnění srdce
- máte poranění nebo podráždění kůže v oblastech použití.

Nejste-li si jisti, zda je přístroj pro vás vhodný, poraďte se před použitím s lékařem.

Používání přístroje okamžitě přerušete, pokud pocítíte nepohodu nebo bolest.

NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

Jakékoli jiné použití než určené se považuje za nesprávné.

Příklady předvídatelného nesprávného použití:

- Použití na hlavě nebo v blízkosti vlasů, protože vlasy se mohou zamotat do rotujících masážních hlavic.
- Použití na poraněné, podrážděné nebo oteklé kůži nebo v oblastech s otevřenými ranami.
- Použití k lékařským účelům včetně léčby onemocnění nebo poranění.
- Použití dětmi nebo osobami, které nejsou schopné přístroj bezpečně obsluhovat.
- Nepřetržité používání na téže části těla delší, než je doporučeno.
- Používání přístroje během nabíjení.
- Používání přístroje pod tekoucí vodou / ponoření hlavní jednotky do vody – **přečtěte si prosím bezpečnostní pokyny, kde najdete jasné instrukce.**
- Používání přístroje, je-li poškozen nebo nefunguje správně.
- Úprava, rozebírání nebo opravy přístroje neoprávněnými osobami.
- Přímé pohlížení do LED diod během provozu.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.

POUŽITÍ

KROK 1: PŘÍPRAVA

Před použitím se ujistěte, že je přístroj plně nabitý. Tlačítko zapnutí během nabíjení bliká červeně a po úplném nabití svítí zeleně.

Vyberte požadovanou masážní hlavici. Masážní hlavici bezpečně nasadte na přístroj tak, že ji vystředíte a zatlačíte dolů. Vždy se ujistěte, že je přístroj vypnutý, než budete nasazovat nebo snímat příslušenství.

Chcete-li masážní hlavici sejmout, pevně ji uchopte a zvedněte z připojovacího čepu.

POZNÁMKA: Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej nabít alespoň každé tři měsíce, abyste předešli poškození akumulátoru.


KROK 2: OBSLUHA

Stiskněte tlačítko zapnutí, abyste přístroj zapnuli.

Vyberte požadovaný režim masáže:

- Rotace dopředu s červenými LED diodami
- Rotace dozadu s červenými LED diodami
- Rotace dopředu
- Rotace dozadu

Rychlost nastavte tlačítkem „intenzita“ podle svých preferencí.



Masážní hlavici jemně přiložte na požadovanou část těla a přístrojem pomalu pohybujte po kůži. Dejte si čas na to, abyste našli svou osobní úroveň pohodlí. Aplikace má být vždy příjemná a nikdy nesmí být nepříjemná ani bolestivá. Dbejte na to, aby jednotlivé aplikace nepřesáhly 15 minut na jednu část těla a celkově 30 minut nepřetržitého používání.

Vyhýbejte se směřování LED světla do očí a přímému pohlížení do světla.

KROK 3: PO POUŽITÍ

Po skončení aplikace **stiskněte tlačítko zapnutí**, abyste přístroj vypnuli. Chcete-li masážní hlavici sejmut, pevně ji uchopte a zvedněte z připojovacího čepu.

ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

ČIŠTĚNÍ

Aby vaše Venen Engel 3-in-1 Glow Brush zůstala v bezvadném stavu, doporučujeme pravidelné čištění. Před čištěním přístroj vždy vypněte.

Hlavní jednotku čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Snímatelné masážní hlavice lze podle potřeby čistit odděleně pod tekoucí vodou. Dbejte na to, aby byly všechny části před opětovným složením úplně suché a aby do hlavní jednotky nevnikla voda.

ULOŽENÍ A PŘEPRAVA

Doporučujeme uchovávat přístroj na suchém, čistém a bezprašném místě. Vyhněte se přímému slunečnímu světlu, nadměrnému teplu a vysoké vlhkosti vzduchu. Přístroj podle možnosti přepravujte v originálním obalu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Uchovávejte tento návod k použití na bezpečném místě! Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k použití a přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Přístroj je určen výhradně pro způsobilé dospělé osoby; přístroj a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte přístroj, je-li on sám nebo nabíjecí kabel USB poškozen či nefunguje správně. Přístroj sami neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte; opravy smí provádět pouze autorizovaní odborníci, jinak záruka přestává platit.

Přístroj je určen výhradně ke kosmetickým a wellness účelům a není zdravotnickým prostředkem. Nepoužívejte jej k lékařským účelům včetně léčby onemocnění nebo poranění. Před použitím se poraďte s lékařem, jste-li těhotná, máte-li závažné onemocnění srdce nebo poraněnou, podrážděnou či oteklou kůži nebo otevřené rany v oblastech použití. Používání přístroje okamžitě přerušete, pokud pocítíte nepohodu, bolest nebo si všimnete neobvyklých kožních reakcí.

Nepoužívejte přístroj na hlavě ani v blízkosti vlasů, abyste předešli zamotání, tahání nebo přiskřípnutí. Během provozu se nedívejte přímo do integrovaných červených LED diod a nesměřujte světlo do očí jiných osob. LED světlo je výhradně součástí funkce přístroje a není určeno k terapeutickému ani lékařskému použití.

Pro zajištění životnosti a bezpečnosti produktu nesmí být hlavní jednotka vystavena přímému proudu vody ani trvale tekoucí vodě a nesmí být ponořována do vody. Sejměte masážní hlavice, abyste je čistili odděleně vodou, a před opětovným nasazením se ujistěte, že jsou všechny části úplně suché. Nepoužívejte přístroj během nabíjení a nabíjejte jej výhradně přiloženým kabelem USB. Před výměnou masážních hlavic přístroj vždy vypněte. Nepoužívejte přístroj nepřetržitě déle než 30 minut a nepoužívejte jej na téže části těla déle než 15 minut, abyste předešli problémům s citlivostí kůže.

ZÁRUKA

Na řídicí jednotku poskytujeme 24měsíční záruku. V případě poruchy může být nutné přístroj zaslat zpět ke kontrole. Dbejte na to, aby byla přepravní krabice vypodložena, aby se předešlo možnému poškození při přepravě. Za vady způsobené nesprávným zasláním nelze bohužel uplatnit záruční nároky. Pokud existuje zákonná záruční povinnost, bude buď bezplatně poskytnuta náhrada, nebo má výrobce možnost přístroj opravit, s vyloučením práva na odstoupení od smlouvy nebo na snížení kupní ceny. Pokud opakované pokusy o opravu nejsou úspěšné nebo pokud se i náhradní přístroj ukáže jako vadný zaviněním výrobce, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat snížení kupní ceny.

Vyloučení ze záruky: Ze záruky jsou vyloučeny vady na základě škod způsobených použitím síly, nesprávnou obsluhou, působením vnější síly nebo úpravami a opravami provedenými třetími osobami, např. vady způsobené nesprávně dimenzovanými nebo zkratovanými pojistkami, jakož i vady, které lze přičíst běžnému opotřebení.

Podmínky záruky: Záruční nárok existuje pouze ve spojení s originálním dokladem o koupi (fakturou). Doklad o koupi uchovávejte na bezpečném místě.

Máte-li při používání systému problémy nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na service@venenengel.de.

POKYNY K LIKVIDACI

DŮLEŽITÉ: Nelikvidujte produkt v domovním odpadu!

NĚMECKO:

Elektronické produkty se nesmí likvidovat v netříděném komunálním odpadu. Využijte místo toho dostupné systémy zpětného odběru a sběru. Tak můžeme všichni přispět k opětovnému použití, recyklaci a využití elektronických produktů.

Nesprávná likvidace elektronických produktů nejenže vede k plýtvání zdroji (většina elektrických přístrojů obsahuje cenné surovinu jako zlato, měď, stříbro atd.), ale kvůli částečně nebezpečným látkám, které obsahují, ohrožuje také životní prostředí.

ALTERNATIVA: Rádi se postaráme o likvidaci vašeho starého přístroje Venen Engel. Jednoduše jej zašlete na adresu:

**Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany**

Přiložte prosím lístek s žádostí o likvidaci.

Staré baterie a akumulátory se musí likvidovat odděleně od pevného komunálního odpadu. Můžete tak učinit prostřednictvím systémů zpětného odběru a recyklace, které máte k dispozici (např. Corepile).

Nesprávná likvidace starých baterií a akumulátorů může mít kvůli nebezpečným látkám, které obsahují, významný dopad na lidi a životní prostředí. Recyklace zachovává cenné suroviny a umožňuje opětovné použití komponent produktu.

EVROPSKÁ UNIE:

Elektronické produkty se nesmí likvidovat v netříděném komunálním odpadu. Využijte místo toho dostupné systémy zpětného odběru a sběru. Tak můžeme všichni přispět k opětovnému použití, recyklaci a využití elektronických produktů.

Nesprávná likvidace elektronických produktů nejenže plýtvá zdroji (většina elektrických přístrojů obsahuje cenné suroviny jako zlato, měď, stříbro atd.), ale kvůli částečně nebezpečným látkám, které obsahují, ohrožuje také životní prostředí.

Použité baterie a akumulátory se musí likvidovat odděleně od pevného komunálního odpadu. Můžete tak učinit prostřednictvím systémů zpětného odběru a recyklace, které máte k dispozici (např. Corepile).

Nesprávná likvidace starých baterií a akumulátorů může mít kvůli nebezpečným látkám, které obsahují, významný dopad na lidi a životní prostředí. Recyklace zachovává cenné suroviny a umožňuje opětovné použití komponent produktu.

UPOZORNĚNÍ O ODPOVĚDNOSTI

Máte-li zdravotní obavy nebo si nejste jisti, obraťte se před použitím na zdravotnického odborníka.

POZNÁMKA:

Váš produkt Venen Engel není zdravotnickým prostředkem a není určen k samoléčbě.

VÝROBCE:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Německo

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

KULLANIM KILAVUZU

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



ÖN AÇIKLAMA

Bu cihazı satın aldığınız için sizi tebrik ederiz! Venen Engel ürününüzden çok keyif alacaksınız! Venen Engel ürününüzden memnun kalırsanız, başkalarına önermeniz bizi çok mutlu eder.

Bu kılavuz, kullanıcının tehlikeleri önlemek ve cihazı güvenli şekilde kullanmak için uyması gereken bilgileri içerir.

Kullanım, aksesuarlar hakkında sorularınız varsa veya bize öneri iletmek isterseniz, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

BAŞLAMADAN ÖNCE

- Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kullanım kılavuzunu, gerektiğinde başvurabilmek için güvenli bir yerde saklayın.
- Venen Engel ürünü belirli sağlık durumlarında kullanılmamalıdır. Lütfen kontrendikasyonlar listesini dikkatlice okuyun.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI VE İKAZLAR

Bu kılavuzdaki tüm uyarıları ve önlemleri okumanız önemlidir. Bunlar güvenliğinizi, yaralanmaların önlenmesi ve cihazın hasar görmesinin engellenmesi içindir.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.
- Cihazı ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Cihaz yalnızca kullanabilecek durumda olan yetişkinler için tasarlanmıştır.
- Hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Şarj kablosu hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Cihazı açmayın ve sökmeyin.
- Cihazı yalnızca birlikte verilen USB kablosuyla şarj edin.
- Çalışma sırasında doğrudan LED ışıklara bakmayın ve ışığı doğrudan başkalarının gözlerine yöneltmeyin.
- Cihaz, **geçici su temasına** karşı dayanıklılık açısından test edilmiştir. Ancak güvenli çalışma ve ürünün uzun ömürlü olması için ana ünite doğrudan su jetlerine veya sürekli akan suya maruz bırakılmamalıdır.

- Cihaz duřta kullanılıyorsa su jetiyle doğrudan temastan kaçının ve ana üniteyi aşırı nemden uzak tutun.
- Ana üniteyi suya batırmayın.
- Masaj başlıkları temizlik için ana üniteden çıkarılabilir. Gerekirse bunları ayrı olarak suyla temizleyin ve yeniden takmadan önce tamamen kurumalarını bekleyin.
- Dolanmayı önlemek için cihazı saçların yakınında kullanmayın.
- Cihazı aralıksız 30 dakikadan uzun süre çalıştırmayın.
- Cihazı aynı vücut bölgesinde 15 dakikadan uzun süre kullanmayın.
- Masaj başlıklarını deęiřtirmeden önce cihazı kapatın.

TESLİMAT KAPSAMI



Body Massager
(ana ünite)




USB şarj kablosu



Makaralı masaj başlığı



Yumuşak fırçalı
masaj başlığı



Fırçalı masaj başlığı

TEKNİK VERİLER

Model	PL-674
Anma gerilimi	5V DC
Güç	16 W
Önerilen kullanım süresi	Vücut bölgesi başına 15 dakika. 30 dakikadan uzun kesintisiz kullanım değil
Güç kaynağı	Şarj edilebilir pil (USB şarj)
Ambalaj ölçüleri	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Ağırlık	0,5kg

SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

	Üretici bilgisi
	Avrupa standartlarına uygunluk
	Çin'de üretilmiştir
	Pil içeren elektrikli ürün. Lütfen bertaraf bilgilerine uyun.
	Kullanmadan önce kılavuzu okuyun
IPX7	Ürün geçici suya batırmaya karşı korumalıdır; sürekli, basınçlı veya derin suya karşı değildir.
	Seri numarası
	İç ve dış ambalaj karışık kâğıttan
	USB bağlantısı
	Fransa için elektronik ürünlere ilişkin bertaraf bilgileri
	Fransa için ambalaja ilişkin bertaraf bilgileri

ÜRÜN TANIMI

Bu kompakt, şarj edilebilir vücut masaj cihazı, günlük wellness ve kişisel bakım rutinini tamamlamak üzere tasarlanmıştır. Çok yönlü cihaz, hem kaslara hem de cilde nazik, gevşetici bir yüzeysel masaj sağlar. Hoş bir his verir ve spor ya da günlük fiziksel yükün ardından sırt, omuzlar, kollar, bacaklar ve ayaklar dahil seçili vücut bölgelerinde kasların gevşemesine yardımcı olur.

Masaj deneyimini kişiselleştirmek için 3-in-1 Glow Brush, farklı masaj türleri ve hisleri sunan değiştirilebilir, döner masaj başlıklarına sahiptir. Bazı çalışma modlarında ayrıca entegre kırmızı LED ışıklar yanar; bunlar kullanım sırasında aydınlatarak uygulama deneyimini zenginleştirir. Kasların gevşetilmesinin yanı sıra özel başlıklar, vücudun nazikçe temizlenmesi ve peelingi için kozmetik cilt bakım rutinine dahil edilebilir.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush yalnızca kozmetik, bakım ve wellness amaçlıdır. Tıbbi bir cihaz değildir ve herhangi bir tıbbi durumu teşhis etmeye, tedavi etmeye, iyileştirmeye veya önlemeye yönelik değildir.

AMACINA UYGUN KULLANIM

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush, vücudun kozmetik ve wellness masajı için tasarlanmış şarj edilebilir bir cihazdır.

Cihaz, döner masaj başlıkları aracılığıyla kasların ve cildin gevşetici yüzeysel masajını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcıların fiziksel aktivite veya günlük yükün ardından kaslarını gevşetmesine yardımcı olabilir. Cihaz, aşağıdakiler dahil vücudun dış bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- sırt
- omuzlar
- kollar
- bacaklar
- ayaklar

Değiştirilebilir masaj başlıkları farklı masaj hisleri sağlar ve vücudun nazikçe temizlenmesi veya peeling gibi kozmetik cilt bakımı amaçlarıyla da kullanılabilir.

Hedef kullanıcı

Ürün yetişkin kullanıcılar için tasarlanmıştır.

KONTRENDİKASYONLAR

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA DOKTORUNUZA DANIŞIN:

- hamileyseniz
- ciddi bir kalp hastalığınız varsa
- uygulama bölgelerinde yaralanma veya cilt tahrişi varsa.

Cihazın size uygun olup olmadığından emin değilseniz, kullanmadan önce bir doktora danışın.

Rahatsızlık veya ağrı duyarsanız cihazı kullanmayı derhal bırakın.

AMAÇ DIŐI KULLANIM

Amacına uygun kullanım dıőındaki her türlü kullanım amaç dıőı sayılır.

Öngörülebilir hatalı kullanım örnekleri:

- Saçlar döner masaj başlıklarına dolanabileceđi için baş üzerinde veya saçların yakınında kullanım.
- Yaralı, tahriş olmuş veya şişmiş cilt üzerinde ya da açık yaraların bulunduğu bölgelerde kullanım.
- Hastalıkların veya yaralanmaların tedavisi dahil tıbbi amaçlı kullanım.
- Cihazı güvenli şekilde kullanamayan çocuklar veya kişiler tarafından kullanım.
- Aynı vücut bölgesinde önerilen süreden uzun sürekli kullanım.
- Cihazın şarj sırasında kullanılması.
- Cihazın akan su altında kullanılması / ana ünitenin suya batırılması – **net talimatlar için lütfen güvenlik uyarılarına bakın.**
- Hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa cihazın kullanılması.
- Cihazın yetkisiz kişiler tarafından değıştirilmesi, sökölmesi veya onarılması.
- Çalışma sırasında doğrudan LED ışıklara bakılması.

Üretici, amaç dıőı kullanımdan kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

KULLANIM

ADIM 1: HAZIRLIK

Kullanmadan önce cihazın tam şarjlı olduğundan emin olun. Açma/kapama tuşu şarj sırasında kırmızı yanıp söner, tam şarj olduğunda yeşil yanar.

İstediğiniz masaj başlığını seçin. Masaj başlığını ortalayıp aşağı bastırarak cihaza sıkıca takın. Aksesuar takmadan veya çıkarmadan önce cihazın kapalı olduğundan her zaman emin olun.

Masaj başlığını çıkarmak için başlığı sıkıca tutun ve bağlantı piminden kaldırın.

NOT: Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, pilin zarar görmesini önlemek için en az üç ayda bir şarj etmenizi öneririz.


ADIM 2: KULLANIM

Cihazı açmak için açma/kapama tuşuna basın.

İstediğiniz masaj modunu seçin:

- Kırmızı LED ışıklarla ileri dönüş
- Kırmızı LED ışıklarla geri dönüş
- İleri dönüş
- Geri dönüş

Hızı „yoğunluk“ tuşuyla tercihinize göre ayarlayın.



Masaj başlığını istediğiniz vücut bölgesine hafifçe yerleştirin ve cihazı cilt üzerinde yavaşça hareket ettirin. Kişisel konfor seviyenizi bulmak için zaman ayırın. Uygulama her zaman hoş olmalı ve asla rahatsız edici ya da ağrılı olmamalıdır. Tek bir uygulamanın vücut bölgesi başına 15 dakikayı ve toplamda 30 dakika kesintisiz kullanımı aşmamasına dikkat edin.

LED ışığı gözlere yöneltmekten ve doğrudan ışığa bakmaktan kaçının.

ADIM 3: KULLANIMDAN SONRA

Uygulamanız bittiğinde cihazı kapatmak için **açma/kapama tuşuna basın**. Bir masaj başlığını çıkarmak için başlığı sıkıca tutun ve bağlantı piminden kaldırın.

TEMİZLİK VE SAKLAMA

TEMİZLİK

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush cihazınızın kusursuz durumda kalması için düzenli temizlik öneririz. Temizlikten önce cihazı her zaman kapatın. Ana üniteyi yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyin. Agresif temizlik maddeleri kullanmayın. Çıkarılabilir masaj başlıkları gerekirse akan su altında ayrı olarak temizlenebilir. Yeniden birleştirmeden önce tüm parçaların tamamen kuru olmasına ve ana üniteye su girmemesine dikkat edin.

SAKLAMA VE TAŞIMA

Cihazı kuru, temiz ve tozsuz bir yerde saklamanızı öneririz. Doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaktan ve yüksek nemden kaçının. Cihazı mümkün olduğunca orijinal ambalajında taşıyın.

GÜVENLİK UYARILARI

Bu kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın! Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Cihaz yalnızca kullanabilecek durumda olan yetişkinler için tasarlanmıştır; cihazı ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği yerde tutun. Cihaz veya USB şarj kablosu hasarlıysa ya da düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın. Cihazı kendiniz değiştirmeyin, sökmeyin ve onarmayın; onarımlar yalnızca yetkili uzmanlar tarafından yapılabilir, aksi halde garanti geçerliliğini yitirir.

Cihaz yalnızca kozmetik ve wellness amaçlıdır ve tıbbi bir cihaz değildir. Hastalıkların veya yaralanmaların tedavisi dahil tıbbi amaçlarla kullanmayın. Hamileyseniz, ciddi bir kalp hastalığınız varsa ya da uygulama bölgelerinde yaralı, tahriş olmuş veya şişmiş cildiniz ya da açık yaralarınız varsa kullanmadan önce bir doktora danışın. Rahatsızlık, ağrı duyarsanız veya olağan dışı cilt reaksiyonları görürseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Dolanma, çekilme veya sıkışmayı önlemek için cihazı baş üzerinde veya saçların yakınında kullanmayın. Çalışma sırasında entegre kırmızı LED ışıklara doğrudan bakmayın ve ışığı başkalarının gözlerine yöneltmeyin. LED ışık yalnızca cihazın işlevinin bir parçasıdır ve terapötik veya tıbbi kullanım için tasarlanmamıştır.

Ürünün ömrünü ve güvenliğini sağlamak için ana ünite doğrudan su jetlerine veya sürekli akan suya maruz bırakılmamalı ve suya batırılmamalıdır. Masaj başlıklarını ayrı olarak suyla temizlemek için çıkarın ve yeniden takmadan önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun. Cihazı şarj sırasında kullanmayın ve yalnızca birlikte verilen USB kablosuyla şarj edin. Masaj başlıklarını değiştirmeden önce cihazı her zaman kapatın. Cilt hassasiyeti sorunlarını önlemek için cihazı aralıksız 30 dakikadan uzun süre çalıştırmayın ve aynı vücut bölgesinde 15 dakikadan uzun süre kullanmayın.

GARANTİ

Kumanda ünitesi için 24 ay garanti veriyoruz. Arıza durumunda cihazın kontrol için geri gönderilmesi gerekebilir. Taşıma sırasında olası hasarları önlemek için gönderi kutusunun dolgulu olmasına dikkat edin. Hatalı gönderimden kaynaklanan kusurlar için maalesef garanti talebinde bulunulamaz. Yasal bir garanti yükümlülüğü bulunduğu ölçüde, ya ücretsiz olarak değişim sağlanır ya da üretici, sözleşmeden dönme veya satın alma fiyatında indirim hakkı hariç olmak üzere cihazı onarmayı seçebilir. Tekrarlanan onarım denemeleri başarısız olursa veya değişim cihazı da üreticinin kusuru nedeniyle kusurlu çıkarsa, müşteri satın almadan dönme veya satın alma fiyatında indirim talep etme hakkına sahiptir.

Garanti dışı durumlar: Güç kullanımı, hatalı kullanım, dışarıdan uygulanan kuvvet ya da üçüncü kişilerce yapılan değişiklik ve onarım çalışmalarından kaynaklanan hasarlara dayalı kusurlar, örneğin yanlış boyutlandırılmış veya kısa devre yapmış sigortaların yol açtığı kusurlar ile normal aşınmaya bağlı kusurlar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti koşulları: Garanti talebi yalnızca orijinal satın alma belgesi (fatura) ile birlikte geçerlidir. Satın alma belgesini güvenli bir yerde saklayın.

Sistemi kullanırken sorun yaşarsanız veya sorularınız olursa, service@venenengel.de adresinden e-posta ile bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

BERTARAF BİLGİLERİ

ÖNEMLİ: Lütfen ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin!

ALMANYA:

Elektronik ürünler ayrıştırılmamış belediye atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemelidir. Bunun yerine mevcut geri alma ve toplama sistemlerini kullanın. Böylece hepimiz elektronik ürünlerin yeniden kullanımına, geri dönüşümüne ve geri kazanımına katkıda bulunabiliriz.

Elektronik ürünlerin hatalı bertarafı yalnızca kaynakların boşa harcanmasına yol açmaz (çoğu elektrikli cihaz altın, bakır, gümüş gibi değerli hammaddeler içerir), içerdikleri kısmen tehlikeli maddeler nedeniyle çevreyi de tehlikeye atar.

ALTERNATİF: Eski Venen Engel cihazınızın bertarafını memnuniyetle üstleniriz. Yalnızca şu adrese gönderin:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Lütfen bertaraf talebinizi belirten bir not ekleyin.

Eski piller ve aküler katı belediye atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Bunu, size sunulan geri alma ve geri dönüşüm sistemleri aracılığıyla yapabilirsiniz (örn. Corepile).

Eski pillerin ve akülerin uygunsuz bertarafı, içerdikleri tehlikeli maddeler nedeniyle insanlar ve çevre üzerinde önemli etkilere yol açabilir. Geri dönüşüm değerli hammaddeleri korur ve ürün bileşenlerinin yeniden kullanılmasını sağlar.

AVRUPA BİRLİĞİ:

Elektronik ürünler ayrıştırılmamış belediye atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemelidir. Bunun yerine mevcut geri alma ve toplama sistemlerini kullanın. Böylece hepimiz elektronik ürünlerin yeniden kullanımına, geri dönüşümüne ve geri kazanımına katkıda bulunabiliriz.

Elektronik ürünlerin hatalı bertarafı yalnızca kaynakları boşa harcamaz (çoğu elektrikli cihaz altın, bakır, gümüş gibi değerli hammaddeler içerir), içerdikleri kısmen tehlikeli maddeler nedeniyle çevreyi de tehlikeye atar.

Kullanılmış piller ve aküler katı belediye atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Bunu, size sunulan geri alma ve geri dönüşüm sistemleri aracılığıyla yapabilirsiniz (örn. Corepile).

Eski pillerin ve akülerin uygunsuz bertarafı, içerdikleri tehlikeli maddeler nedeniyle insanlar ve çevre üzerinde önemli etkilere yol açabilir. Geri dönüşüm değerli hammaddeleri korur ve ürün bileşenlerinin yeniden kullanılmasını sağlar.

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

Sağlıkla ilgili endişeleriniz varsa veya emin değilseniz, kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışın.

NOT:

Venen Engel ürününüz **tıbbi bir cihaz değildir** ve kendi kendine tedavi için tasarlanmamıştır.

ÜRETİCİ:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Almanya

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush



ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА

Поздравления за покупката на това устройство! Ще се радвате много на своя продукт Venen Engel! Ако сте доволни от своя Venen Engel, ще се радваме много, ако го препоръчате на други.

Тази инструкция съдържа данни, които потребителят трябва да спазва, за да предотврати опасности и да използва устройството безопасно.

Ако имате въпроси относно употребата, аксесоарите или искате да ни дадете предложения, не се колебайте да се свържете с нас!

Mail service@venenengel.de

Web www.venenengel.de

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

- Преди да използвате устройството, прочетете внимателно инструкцията за употреба.
- Съхранявайте тази инструкция за употреба на безопасно място, за да можете да я прочетете при необходимост.
- Продуктът Venen Engel не трябва да се използва при определени здравословни състояния. Прочетете внимателно списъка с противопоказания.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Важно е да прочетете всички предупреждения и предпазни мерки в тази инструкция. Те са за вашата безопасност, за предотвратяване на наранявания и за избягване на повреди на устройството.

- Преди да използвате устройството, прочетете внимателно тази инструкция за употреба.
- Запазете тази инструкция за по-късна употреба.
- Дръжте устройството и неговите аксесоари извън обсега на деца.
- Устройството е предназначено изключително за способни за това възрастни лица.
- Не използвайте устройството, ако е повредено.
- Не използвайте устройството, ако кабелът за зареждане е повреден.
- Не отваряйте и не разглобявайте устройството.
- Зареждайте устройството изключително с приложения USB кабел.
- По време на работа не гледайте директно в светодиодиите и не насочвайте светлината директно в очите на други лица.
- Устройството е тествано за устойчивост на **временен контакт с вода**. За безопасна работа и дълъг живот на продукта обаче основното устройство не трябва да се излага на директни водни струи или на постоянно течаща вода.

- Ако използвате устройството под душа, избягвайте директен контакт с водната струя и пазете основното устройство от прекомерна влага.
- Не потапяйте основното устройство във вода.
- Масажните глави могат да се свалят от основното устройство за почистване. При необходимост ги почиствайте отделно с вода и ги оставяйте да изсъхнат напълно, преди да ги поставите отново.
- Не използвайте устройството близо до коса, за да избегнете заплитане.
- Не използвайте устройството непрекъснато повече от 30 минути.
- Не използвайте устройството на една и съща област на тялото повече от 15 минути.
- Изключвайте устройството, преди да сменяте масажните глави.

ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА



Body Massager
(основно устройство)




USB кабел за
зареждане



Масажна глава с ролки



Масажна глава с
мека четка



Масажна глава с четка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	PL-674
Номинално напрежение	5V DC
Мощност	16 W
Препоръчителна продължителност на употреба	15 минути на област от тялото. Не повече от 30 минути непрекъсната употреба
Електрозахранване	Акумулаторна батерия (USB зареждане)
Размери на опаковката	14,5 x 2,8 x 9,6cm
Тегло	0,5kg

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

	Данни за производителя
	Съответствие с европейските стандарти
	Произведено в Китай
	Електрически продукт, съдържащ батерия. Спазвайте указанията за изхвърляне.
	Прочетете инструкцията преди употреба
IPX7	Продуктът е защитен от временно потапяне , но не от постоянна, водна струя под налягане или дълбока вода.
	Сериен номер
	Вътрешна и външна опаковка от смесена хартия
	USB порт
	Указания за изхвърляне във Франция за електронни продукти
	Указания за изхвърляне във Франция за опаковката

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Това компактно, акумулаторно устройство за масаж на тялото е предназначено като допълнение към ежедневната рутина за добро самочувствие и грижа за себе си. Многофункционалното устройство осигурява нежен, отпускащ повърхностен масаж както на мускулите, така и на кожата. То дава приятно усещане и помага за отпускане на мускулите след спорт или ежедневно физическо натоварване в избрани области на тялото, включително гърба, раменете, ръцете, краката и стъпалата.

За персонализиране на масажното изживяване 3-in-1 Glow Brush разполага със сменяеми, въртящи се масажни глави, които осигуряват различни видове и усещания за масаж. При някои режими на работа допълнително светват вградени червени светодиоди, които светят по време на употреба и обогатяват изживяването при прилагане. Освен за отпускане на мускулите специалните приставки могат да бъдат включени в козметичната грижа за кожата – за нежно почистване и пилинг на тялото.

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush е предназначен изключително за козметични, обгрижващи и уелнес цели. Той не е медицинско изделие и не е предназначен за диагностициране, лечение, излекуване или предотвратяване на каквото и да е медицинско състояние.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Venen Engel 3-in-1 Glow Brush е акумулаторно устройство, предназначено за козметичен и уелнес масаж на тялото.

Устройството е разработено така, че чрез въртящи се масажни глави да осигурява отпускащ повърхностен масаж на мускулите и кожата. То може да помогне на потребителите да отпуснат мускулите след физическа активност или ежедневно натоварване. Устройството е предназначено за употреба върху външни области на тялото, включително:

- гърба
- раменете
- ръцете
- краката
- стъпалата

Сменяемите масажни приставки позволяват различни усещания за масаж и могат да се използват и за козметични цели при грижата за кожата, като нежно почистване на тялото или пилинг.

Целева група

Продуктът е предназначен за възрастни потребители.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УСТРОЙСТВОТО СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЛЕКАР, АКО:

- сте бременна
- имате сериозно сърдечно заболяване
- имате травми или кожни раздразнения в областите на приложение.

Ако не сте сигурни дали устройството е подходящо за вас, консултирайте се с лекар преди употреба.

Прекратете употребата на устройството незабавно, ако усетите дискомфорт или болка.

НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА

Всяка употреба, различна от предназначението, се счита за неправилна.

Примери за предвидима неправилна употреба:

- Употреба върху главата или близо до коса, тъй като косата може да се заплете във въртящите се масажни глави.
- Употреба върху травмирана, раздразнена или подута кожа или върху области с отворени рани.
- Употреба за медицински цели, включително лечение на заболявания или травми.
- Употреба от деца или лица, които не могат да работят безопасно с устройството.
- Непрекъсната употреба на една и съща област на тялото по-дълго от препоръчаното.
- Употреба на устройството по време на зареждане.
- Употреба на устройството под течаща вода / потапяне на основното устройство във вода – **моля, вижте указанията за безопасност, където са дадени ясни инструкции.**
- Употреба на устройството, ако е повредено или не работи правилно.
- Изменение, разглобяване или ремонт на устройството от неупълномощени лица.
- Директно гледане в светодиодите по време на работа.

Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба.

УПОТРЕБА

СТЪПКА 1: ПОДГОТОВКА

Преди употреба се уверете, че устройството е напълно заредено.

Бутонът за включване мига в червено по време на зареждане и свети в зелено, когато зареждането е завършено.

Изберете желаната масажна глава. Поставете масажната глава стабилно върху устройството, като я центрирате и натиснете надолу. Винаги се уверявайте, че устройството е изключено, преди да поставяте или сваляте аксесоари.

За да свалите масажната глава, хванете я здраво и я вдигнете от свързващия щифт.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не използвате устройството за по-дълъг период, препоръчваме да го зареждате поне веднъж на три месеца, за да избегнете повреда на батерията.


СТЪПКА 2: РАБОТА

Натиснете бутона за включване, за да включите устройството.

Изберете желания режим на масаж:

- Въртене напред с червени светодиоди
- Въртене назад с червени светодиоди
- Въртене напред
- Въртене назад

Регулирайте скоростта с бутона „интензивност“ според предпочитанията си.



Поставете масажната глава нежно върху желаната област на тялото и движете устройството бавно по кожата. Отделете време, за да намерите личното си ниво на комфорт. Прилагането трябва винаги да е приятно и никога не трябва да е неприятно или болезнено. Внимавайте отделните приложения да не надвишават 15 минути на област от тялото и общо 30 минути непрекъсната употреба.

Избягвайте да насочвате светодиодната светлина към очите или да гледате директно в светлината.

СТЪПКА 3: СЛЕД УПОТРЕБА

Когато приложението завърши, натиснете **бутона за включване**, за да изключите устройството. За да свалите масажна глава, хванете я здраво и я вдигнете от свързващия щифт.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

ПОЧИСТВАНЕ

За да остане вашият Venen Engel 3-in-1 Glow Brush в безупречно състояние, препоръчваме редовно почистване. Винаги изключвайте устройството преди почистване. Почиствайте основното устройство с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте агресивни почистващи средства. Свалящите се масажни глави могат при необходимост да се почистват отделно под течаща вода. Внимавайте всички части да са напълно сухи, преди да ги сглобите отново, и в основното устройство да не попада вода.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Препоръчваме да съхранявате устройството на сухо, чисто и незапращено място. Избягвайте пряка слънчева светлина, прекомерна топлина и висока влажност на въздуха. Транспортирайте устройството по възможност в оригиналната опаковка.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съхранявайте тази инструкция за употреба на безопасно място! Преди да използвате устройството, прочетете внимателно тази инструкция за употреба и използвайте устройството само както е описано в тази инструкция. Устройството е предназначено изключително за способни за това възрастни лица; дръжте устройството и неговите аксесоари извън обсега на деца. Не използвайте устройството, ако то или USB кабелът за зареждане е повреден или не работи правилно. Не изменяйте, не разглобявайте и не ремонтирайте устройството сами; ремонти могат да се извършват само от оторизирани специалисти, в противен случай гаранцията отпада.

Устройството е предназначено изключително за козметични и уелнес цели и не е медицинско изделие. Не го използвайте за медицински цели, включително лечение на заболявания или травми.

Консултирайте се с лекар преди употреба, ако сте бременна, имате сериозно сърдечно заболяване или имате травмирана, раздразнена или подута кожа, или отворени рани в областите на приложение. Прекратете употребата на устройството незабавно, ако усетите дискомфорт, болка или забележите необичайни кожни реакции.

Не използвайте устройството върху главата или близо до коса, за да избегнете заплитане, дърпане или прищипване. По време на работа не гледайте директно във вградените червени светодиоди и не насочвайте светлината в очите на други лица. Светодиодната светлина е изключително част от функцията на устройството и не е предназначена за терапевтична или медицинска употреба.

За да се осигурят дълъг живот и безопасност на продукта, основното устройство не трябва да се излага на директни водни струи или постоянно течаща вода, нито да се потапя във вода. Свалете масажните глави, за да ги почистите отделно с вода, и се уверете, че всички части са напълно сухи, преди да ги поставите отново. Не използвайте устройството по време на зареждане и го зареждайте изключително с приложения USB кабел. Винаги изключвайте устройството, преди да сменяте масажните глави. Не използвайте устройството непрекъснато повече от 30 минути и не го използвайте на една и съща област на тялото повече от 15 минути, за да избегнете проблеми с чувствителността на кожата.

ГАРАНЦИЯ

За управляващия блок предоставяме 24-месечна гаранция. При неизправност може да се наложи устройството да бъде изпратено обратно за проверка. Моля, погрижете се кутията за изпращане да е с подплата, за да избегнете възможни повреди при транспорт. За дефекти, причинени от неправилно изпращане, за съжаление не могат да бъдат предявявани гаранционни претенции. Доколкото съществува законово гаранционно задължение, ще бъде предоставена или безплатна замяна, или производителят има възможност да ремонтира устройството, при изключване на правото на отказ или намаляване на покупната цена. Ако многократните опити за ремонт са неуспешни или ако и заменящото устройство се окаже дефектно по вина на производителя, клиентът има право да се откаже от покупката или да получи намаление на покупната цена.

Изключване от гаранцията: От гаранцията са изключени дефекти, дължащи се на щети, причинени от употреба на сила, неправилно обслужване, външно въздействие на сила или от изменения и ремонтни работи, извършени от трети лица, напр. дефекти, причинени от неправилно оразмерени или късо съединени предпазители, както и дефекти, дължащи се на нормално износване.

Условия на гаранцията: Гаранционната претенция съществува само във връзка с оригиналния документ за покупка (фактура). Съхранявайте документа за покупка на безопасно място.

Ако имате проблеми или въпроси при използването на системата, не се колебайте да се свържете с нас по имейл на service@venenengel.de.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

ВАЖНО: Моля, не изхвърляйте продукта с битовите отпадъци!

ГЕРМАНИЯ:

Електронните продукти не трябва да се изхвърлят с несортираните битови отпадъци. Вместо това използвайте наличните системи за връщане и събиране. Така всички ние можем да допринесем за повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на електронните продукти.

Неправилното изхвърляне на електронни продукти не само води до разхищение на ресурси (повечето електрически уреди съдържат ценни суровини като злато, мед, сребро и др.), но и застрашава околната среда заради частично опасните вещества, които съдържат.

АЛТЕРНАТИВА: С удоволствие ще се погрижим за изхвърлянето на вашето старо устройство Venen Engel. Просто го изпратете на:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Моля, приложете бележка с молба за изхвърляне.

Старите батерии и акумулатори трябва да се изхвърлят отделно от твърдите битови отпадъци. Можете да направите това чрез наличните за вас системи за връщане и рециклиране (напр. Corepile).

Неправилното изхвърляне на стари батерии и акумулатори може да има значително въздействие върху хората и околната среда заради съдържащите се в тях опасни вещества. Рециклирането запазва ценни суровини и позволява повторното използване на компонентите на продукта.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ:

Електронните продукти не трябва да се изхвърлят с несортираните битови отпадъци. Вместо това използвайте наличните системи за връщане и събиране. Така всички ние можем да допринесем за повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на електронните продукти.

Неправилното изхвърляне на електронни продукти не само разхищава ресурси (повечето електрически уреди съдържат ценни суровини като злато, мед, сребро и др.), но и застрашава околната среда заради частично опасните вещества, които съдържат.

Използваните батерии и акумулатори трябва да се изхвърлят отделно от твърдите битови отпадъци. Можете да направите това чрез наличните за вас системи за връщане и рециклиране (напр. Corepile).

Неправилното изхвърляне на стари батерии и акумулатори може да има значително въздействие върху хората и околната среда заради съдържащите се в тях опасни вещества. Рециклирането запазва ценни суровини и позволява повторното използване на компонентите на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ОТГОВОРНОСТ

Ако имате здравословни притеснения или не сте сигурни, консултирайте се преди употреба с медицински специалист.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Вашият продукт Venen Engel не е медицинско изделие и не е предназначен за самолечение.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,

Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Германия

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de