

VENEN ENGEL PLUS

BEDIENUNGSANLEITUNG



VORBEMERKUNG

Falls Sie sich für unsere Leo Edition entschieden haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Punkte auf dieser Seite.

Diese Sonderedition unterscheidet sich von unserer Standardversion ausschließlich durch ausgewählte Design- und Materialdetails:

- **Exklusiver Leo-Print** der Manschetten
- **Steuergerät und Schläuche in neuer Farbe** – passend zum Design
- **Metall-Logoplatte** als hochwertiges Designelement am Bund
- **Veredelter Reißverschluss** mit Schieber und Endstück aus einer Zinklegierung für eine hochwertige Optik und Haptik

Die Funktion, Bedienung und Anwendung Ihres Gerätes entsprechen der Standardversion. Alle Hinweise zur sicheren Anwendung finden Sie wie gewohnt in der Gebrauchsanweisung.

Hinweis für Personen mit einer Zinkallergie:

Die Metallteile der Leo Edition bestehen aus einer Zinklegierung und können bei direktem Hautkontakt mit empfindlichen Personen in seltenen Fällen Hautreaktionen hervorrufen. Sollten Sie eine bekannte Allergie gegen Zink oder Metalllegierungen haben oder während der Anwendung Hautreizungen bemerken, empfehlen wir, die Anwendung abubrechen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Leo Limited Edition.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Geräts!

Sie werden viel Freude an Ihrem Venen Engel haben! Wenn Sie mit Ihrem Venen Engel zufrieden sind, würden wir uns sehr über Ihre Empfehlung freuen.

Diese Anleitung beinhaltet Details, die vom Nutzer beachtet werden sollen, um Gefahren vorzubeugen und das Gerät sicher zu nutzen.

Sollten Sie Fragen zur Anwendung, zu Zubehör-Artikeln oder Anregungen haben, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren!

Telefon: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
Mail: service@venenenengel.de
Web: www.venenenengel.de

BEVOR SIE LOSLEGEN

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, um sie bei Bedarf lesen zu können
- Bei bestimmten gesundheitlichen Bedingungen darf der Venen Engel nicht verwendet werden. Bitte lesen Sie aufmerksam die Liste der Kontraindikationen auf der letzten Seite durch.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

Es ist wichtig, dass Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch lesen. Sie dienen Ihrer Sicherheit, zur Vermeidung von Verletzungen und zur Vermeidung von Schäden am Gerät.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen implantierten Defibrillator oder ein anderes implantiertes metallisches oder elektronisches Gerät haben. Eine solche Verwendung kann zu Stromschlägen, Verbrennungen, elektrischen Störungen oder zum Tod führen.
- Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Bewahren Sie diese Anleitung in der Nähe des Geräts auf, damit Sie sie während des Gebrauchs lesen können.
- Um Gefahren zu vermeiden, die Sicherheit zu gewährleisten oder einen nicht normgerechten Betrieb zu verhindern, sind im Folgenden einige Details aufgeführt, die der Benutzer bei der Verwendung des Geräts beachten sollte.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung in Gegenwart eines entflammbaren Anästhesiemisches mit Luft, Sauerstoff oder Lachgas geeignet.
- Geistigbeeinträchtigte Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Reparaturen, Wartungen und Austausch von Bauteilen dürfen nicht während der Nutzung und nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte vorgenommen werden. Ansonsten droht der Garantieverlust.
- Bei allgemeinem Unwohlsein oder Schmerz während der Anwendung brechen Sie die Anwendung bitte sofort ab.
- Bei der erstmaligen Nutzung sollte eine Anwendungsdauer von 5 Minuten nicht überschritten werden. Bei folgenden Anwendungen sollte die Anwendungsdauer schrittweise dem körperlichen Zustand des Anwenders entsprechend verlängert werden. Dauerhafte Anwendungen könnten unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen.
- Das Produkt sollte nicht von Säuglingen oder Kleinkindern verwendet werden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Materialien (z.B. Nägel, Nadeln und andere Metallobjekte) in das Innere des Geräts gelangen.
- Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, öffnen, zerlegen oder wandeln Sie das Gerät in keinem Fall ab, da dies zu einem Brand, Stromschlag oder anderweitiger Verletzung führen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Stecker und Ihre Hand beim Ein- und Ausstecken des Stromsteckers trocken sind.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit einphasigem 220-230V-Strom. Nach der Anwendung sollten Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose ziehen.
- Achten Sie darauf, das Gerät so zu platzieren, dass Sie den Netzstecker jederzeit einfach herausziehen können.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht verdreht oder abgeknickt wird und stellen Sie keine schweren Gegenstände (z.B. Tisch- und Stuhlbeine) auf dem Stromkabel ab.
- Nutzen Sie das Gerät nur für den angegebenen Zweck.
- Nutzen Sie das Gerät nicht an Mehrfachsteckdosen. Stecken Sie den Stromstecker dieses Geräts nicht mit anderen Geräten in eine Steckdose.

LIEFERUMFANG



Steuergerät



Netzteil



Multi-Plug Schlauchset



Lymph-Flow Pants



Transportbeutel & Zipper-Bags



Softcase

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Programme	3 (+4)
Anzahl Kammern	4
Gewicht	ca. 0,7kg
Leistungsabgabe	14VA
Netzfrequenz	50-60 Hz
Netzspannung	110-240V
Zeiteinstellung	120 Min.
Druckleistung	30-180 mmHg
Pumpleistung	8 l / Min.
Material (Manschetten)	Nylon mit Polyamidfasern
Funkfrequenz	2,4 GHz
Abmessungen Steuergerät	25x6x7cm
Schutzklasse	II / 
Temperaturbereich (Betrieb & Lagerung)	10-40 °C
Luftfeuchtigkeit (Relativ, Betrieb & Lagerung)	30-85%
Batterie:	
Ladedauer / Laufzeit [in min]	50 / 90
Typ	Li-ion
Modell-Nummer	18600
Spannung	11.1 V
Kapazität	1600 mAh
gespeicherte Strommenge	17.7 Wh

ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE

	Konform mit europäischen Standards
	Herstellerangaben
	Elektrogeräte dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden!
	Gebrauchsanweisung beachten!
	Seriennummer
	Nur in Innenräumen verwenden
	Schutzklasse II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät einen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) nicht benötigt
	Von direktem Sonnenlicht fernhalten
	Herstellland: China
	Wellpappe
	Polyethylenterephthalat (PET)
	Nicht waschen
	Verpackung recyceln
	Entsorgungshinweise Frankreich: Elektrogerät an entsprechenden Stellen entsorgen
	Entsorgungshinweis Frankreich: Verpackung recyceln

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Kompressionsmassagegerät besteht aus einem Gerät mit Kompressor, Manschette, Luftdrucksensor, die zusammen als eine Einheit arbeiten. Das Gerät ist über eine Reihe von Schläuchen mit den Manschetten verbunden. Die Kompressionsmassage erfolgt durch zyklisches Aufblasen und Entleeren der Luftkammern. Während der Anwendung wird die Luft vom Ende der Gliedmaßen in Richtung Körpermitte in die Kammern gepumpt.

Der Druck in der Manschette wird dabei durch einen Sensor und Mikroprozessor gesteuert.

ZWECKBESTIMMUNG

Das **Venen Engel Plus** dient zur Luftdruckmassage von Beinen, Armen oder Taille und unterstützt ein Gefühl von Entspannung, Wohlbefinden und Leichtigkeit.

Die Anwendung unterstützt ein angenehm leichtes Körpergefühl sowie eine sanft stimulierte, vitaler wirkende Haut. Im Einsatz als Wellness- oder Beauty-Anwendung kann es zur Steigerung des persönlichen Wohlbefindens und kosmetischen Pflege der Haut beitragen.

Dieses Produkt ist kein **Medizinprodukt** und dient ausschließlich der kosmetischen und entspannenden Anwendung.

INDIKATIONEN

Zur Entspannung nach einem langen Tag oder nach körperlicher Aktivität

Zur Förderung eines subjektiven Gefühls von leichteren Beinen

Zur angenehmen Lockerung der Muskulatur

Kann das Erscheinungsbild von Cellulite verbessern

Einsatz als Wellness- oder Beauty-Anwendung
zur Steigerung des persönlichen Wohlbefindens

Fördert eine angenehme Wahrnehmung von Vitalität und Geschmeidigkeit der Haut

KONTRAINDIKATIONEN

Nicht anwenden bei Thrombose, Venenerkrankungen, Krampfadern, Herzinsuffizienz, Blutgerinnungsstörungen.

Nicht verwenden bei offenen Wunden, Ekzemen, Entzündungen, Infektionen, starker Sonnenbrand oder Hautausschlägen.

Bei Taubheitsgefühl, Sensibilitätsstörungen oder Schmerzen sofort abbrechen.

Anwendung an Beinen und Bauch während einer Schwangerschaft nicht empfohlen!

Nicht anwenden bei elektronischen Implantaten (z. B. Herzschrittmachern) oder Metallimplantaten in den behandelten Bereichen

Keine Anwendung bei Fieber, Infekten, akuten Entzündungen

Nicht verwenden bei Kindern oder Personen, die das Gerät nicht sicher bedienen können

NEBENWIRKUNGEN

Rötungen, Wärmegefühl, leichtes Kribbeln nach der Anwendung.

Müdigkeit oder leichte Schwindelgefühle bei zu langer Nutzung.

Bildung von Druckstellen bei zu fest angelegten Manschetten oder übermäßigem Druck.

Überhitzung bei Dauerbetrieb, Kabelbruch, elektrischer Schlag bei beschädigtem Netzteil.

ANWENDUNG

SCHRITT 1: VOR DER ANWENDUNG

LUFTSCHLÄUCHE VERBINDEN

Befestigen Sie die Manschettenstecker der Schläuche mit den Anschlüssen an den Manschetten. Achten Sie darauf, dass der längste Schlauch zur Fußkammer gehört. Verbinden Sie die restlichen Schläuche der Reihe nach bis zur hüftnahen Kammer. Die Schattierungen der Verbindungsstücke und Anschlüsse helfen bei der Zuordnung der Anschlussreihenfolge. Wir empfehlen, die Steckverbindungen anschließend nicht mehr zu lösen.

GERÄT-AUFSTELLUNG

Stellen Sie einen sicheren Stand des Geräts sicher. Achten Sie auch darauf, dass das Gerät frei steht und nicht von einer Decke o.Ä. verdeckt wird. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder solchen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie in Saunen oder Badezimmern.

MANSCHETTEN ANZIEHEN

Um einer Verunreinigung vorzubeugen, empfehlen wir eine Leggings oder Jogginghose bei der Anwendung zu tragen. Leeren Sie vor der Anwendung die Hosentaschen! Die Reißverschlüsse an den Manschetten müssen komplett verschlossen werden, um ein schlagartiges Öffnen der Manschetten und mögliche Schäden zu vermeiden. Stellen Sie zu jeder Zeit sicher, dass die Schläuche nicht geknickt werden und Sie nicht auf den Schläuchen sitzen.

SCHLAUCH-SET UND STEUERGERÄT VERBINDEN/ ANBRINGUNG DES MULTISTECKERS

Stecken Sie den Multistecker bis zum Anschlag in den Geräte-Boden. Achten Sie darauf, den Multistecker richtig herum in das Gerät zu stecken (kleiner Nippel in kleines Loch). An der Seite des Multi-Plugs befinden sich zwei Clips. Um Multi-Plug und Gerät miteinander zu verbinden, müssen die Clips gedrückt werden. Anschließend kann der Multi-Plug in das Gerät gesteckt werden. Auf dem gleichen Weg muss das Kabel nach der Anwendung wieder gelöst werden.


NETZTEIL MIT DEM STEUERGERÄT VERBINDEN

Das Gerät kann sowohl mit als auch ohne Netzteil betrieben werden, insofern die Batterie entsprechend geladen ist. Verbinden Sie das Netzteil sowohl mit dem Gerät als auch mit einer Steckdose, um die Batterie während der Anwendung zu laden.



SCHRITT 2: BEDIENUNG

1. **GERÄT EINSCHALTEN** Auf der Oberseite befindet sich der Ein / Aus - Schalter. Drücken Sie diesen für 3 Sekunden, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Sollte sich das Gerät nicht einschalten lassen, ist die Batterie wahrscheinlich entladen. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um das Gerät wieder aufzuladen.
2. **PROGRAMM WÄHLEN** Standardmäßig ist Programm A gewählt. Drücken Sie die Taste "P", um zwischen den Programmen A, B und C zu wechseln.
3. **DRUCK WÄHLEN** Standardmäßig ist Drucklevel 8 gewählt. Durch Betätigen der "+" bzw. "-" Tasten können Sie das Drucklevel zwischen 1 und 16 festlegen. Längeres Halten der entsprechende Taste beschleunigt die Wahl des Drucklevels.
4. **PLAY / PAUSE** Starten Sie Ihre Programm- und Druckauswahl durch Drücken der "Play / Pause" Taste. Tipp: Drücken der "Play / Pause" Taste während eines laufenden Programms, aktiviert die Pause für 2 Minuten. Lassen Sie diese 2 Minuten verstreichen ohne wieder "Play" zu drücken, stoppt das Gerät das Programm und entlässt die Luft aus den Kammern.
5. **PROGRAMM STOPPEN** Um ein Programm sofort zu stoppen und die Luft zu entlassen, halten Sie für 3 Sekunden die "Play / Pause" gedrückt.



PROGRAMME / GUIDE

Mit den Venen Engel Programmen schenken Sie Ihrem Körper bewusste Pausen. Für leichtere Beine, mehr Balance und einer angenehmen Entspannung.

ANWENDUNGSGEBIETE


Die Anwendung kann die Stimulation der Haut fördern und das Erscheinungsbild der Haut glatter und ebenmäßiger wirken lassen. Ebenso kann es das Empfinden von müden und schweren Beinen erleichtern und insgesamt entspannend wirken. Ideal als Wellness- oder Beauty-Ritual zur Steigerung des persönlichen Wohlbefindens. Je nach Programm werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.

DAUER UND HÄUFIGKEIT

Die optimale Anwendungsdauer liegt bei 30 bis 60 Minuten – oder 10 bis 20 Minuten für eine kurze Erholung zwischendurch. Der Druck sollte spürbar, aber angenehm sein. Tasten Sie sich Schritt für Schritt an Ihr persönliches Wohlfühlniveau heran. Der optimale Druck kann je nach Tagesform variieren. Passen Sie ihn daher bei Bedarf individuell an. Wir empfehlen, sich langsam an den optimalen Anwendungsdruck heranzutasten. Viel bringt nicht immer viel: Die Venen Engel-Anwendung sollte niemals unangenehm oder gar schmerzhaft sein.

Weitere Informationen zur korrekten Anwendung, Auswahl der Programme und anderer Einstellungen finden Sie online unter: <https://venenengel.de/pages/app>

Ablauf Beispiel für Programm



A ENERGY FLOW



Die Kammern füllen sich nacheinander, wobei der Druck in jeder Kammer gehalten wird, bis die nächste vollständig aufgepumpt ist. So entsteht ein gleichmäßiger, aktivierender Flow, der das Wohlfühl in den Beinen unterstützt und den Körper auf angenehme Weise begleitet.

B DEEP RELEASE



Die Kammern füllen sich nacheinander und halten den Druck während des gesamten Zyklus konstant, um Rückströme im Massageablauf zu minimieren. Ideal zur Entlastung nach einem langen Tag oder einem intensiven Workout. Wenn Sie neu beginnen, starten Sie mit Energy Flow (A) und tasten sich anschließend langsam an Deep Release (B) heran.

C PULSE FLOW



Alle Kammern werden gleichzeitig aufgepumpt und wieder entspannt, wodurch eine rhythmisch pulsierende Massage mit besonders vielen Durchläufen entsteht. Die dynamische Bewegung lockert das Körpergefühl und kann die Haut vitaler und straffer erscheinen lassen.

IP INITIAL PHASE



Bevor Ihr gewähltes Programm / Sequenz startet, möchten wir sicherstellen, dass sich die Beinmanschetten optimal ergonomisch an Ihre Beine angepasst haben. Dazu füllen sich alle Kammern für 2 Minuten gleichzeitig mit Luft. Anschließend startet Ihr Programm. Der Vorgang ist nur 1x direkt nach dem Start des Steuergeräts aktiv und danach erst wieder nach Gerätereuestart.



Bitte unterbrechen Sie die Initial Phase nicht durch Programmänderung oder Ausschalten des Gerätes. Es kann sonst dazu führen, dass sich der angestaute Kammer-Druck kumuliert und unangenehm für Sie wird.

HERSTELLEN EINER FUNKVERBINDUNG MIT DER VENEN ENGEL APP

LADEN SIE SICH DIE VENEN ENGEL APP HERUNTER

Laden Sie sich unsere Venen Engel App aus denen gängigen App Stores für iOS oder Android herunter.

ÖFFNEN SIE DIE VENEN ENGEL APP

Öffnen Sie die App und wählen Sie Ihre gewünschte Onboarding-Option.

SCHALTEN SIE IHR VENEN ENGEL PLUS STEUERGERÄT EIN

Das Pairing startet automatisch. Bestätigen Sie das Pairing / Koppeln auf Ihrem Smartphone. Sollte das nicht der Fall sein, prüfen Sie bitte die Einstellungen auf Ihrem Smartphone.

GESCHAFFT

Sie können nun Ihr Steuergerät über unsere App bedienen und beiseite legen. Sie können hierüber u.a. die vorinstallierten Programme und Sequenzen starten, anpassen und auch den Druck und die Anwendungsdauer einstellen.

Mehr Infos zur Venen Engel App finden Sie auf unserer Website unter <https://venenengel.de/pages/app>.



FUNKTIONEN DIE NUR MIT DER APP STEUERBAR SIND

DEAKTIVIEREN VON EINZELNEN LUFTKAMMERN

Empfindliche Stellen können von der Massage ausgeschlossen werden. Standardmäßig sind alle Kompressionskammern aktiviert. Wenn Sie bestimmte Kammern von der Massage ausschließen möchten, dann können Sie das hier tun. Drücken Sie dazu einfach auf das Symbol der gewünschten Kammer und bestätigen Sie Ihre Auswahl

Energy Flow

Druck-Level: 8

Zeit (in Minuten) 30

Aktive Kammern

1 2 3 4

Einstellungen zurücksetzen


Programm kopieren

Speichern

VIER ZUSÄTZLICHE MASSAGE PROGRAMME

Wählen Sie aus vier weiteren Programmen, um Ihre Anwendung abwechslungsreicher zu gestalten und Ihre Sequenzen zu optimieren.

INDIVIDUALISIERUNG DER VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS



DIE DREI ZIPPER

Position 1 = äußerer Zipper = engste Position = für niedrige Beinumfang

Position 2 = mittlerer Zipper = mittlere Position = für mittlere Beinumfang


Position 3 = innerer Zipper = weiteste Position = für große Beinumfang

Für Oberschenkel und Unterschenkel gibt es separate Zipper, so dass Sie die Lymph-Flow Pants sehr individuell anpassen können.

Sollte keine der möglichen Einstellungen genau passen, können Sie mit unseren Erweiterungen weitere Größenabstufungen realisieren. Sehen Sie dazu einfach in unserem **Shop** vorbei.

Damit sich der Reißverschluss während der Anwendung nicht öffnet, klappen Sie den Schiebergriff in Richtung Füße nachdem Sie die Pants zugezogen haben. Dadurch rastet eine mechanische Sperre ein, die das Öffnen der Lymph-Flow Pants verhindert. Nach der Anwendung können Sie den Reißverschluss ganz normal bedienen, um auszusteigen.

GRÖSSE IHRER VENEN ENGEL LYMPH-FLOW PANTS



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

NACH DER ANWENDUNG

BEENDIGUNG UND ABBAU

Nach Ablauf der eingestellten Zeit oder nach Betätigen des Aus-Schalter können Sie den Multistecker aus dem Gerät ziehen. Wenn Sie sich während der Massage nicht wohlfühlen, können Sie die Anwendung auch jederzeit spontan beenden. Anschließend können Sie die Manschette öffnen. Zum schnellen Entlüften der Luftkissen nach der Anwendung empfehlen wir, mit herausgezogenem Multistecker, die restliche Luft mit beiden Händen aus den Manschetten zu drücken.

Nach der Anwendung empfehlen wir, die Manschettenstecker an der Manschette angesteckt zu lassen und lediglich den Multistecker vom Gerät zu entfernen. Zur Aufbewahrung legen Sie die Manschetten übereinander und rollen Sie sie mit dem angesteckten Schlauchset locker zusammen.

REINIGUNG & AUFBEWAHRUNG

REINIGUNG

Zur Reinigung der Manschetten und des restlichen Zubehörs empfehlen wir, ein feuchtes Tuch zu verwenden. Bei starker Verschmutzung können Sie zusätzlich einen schonenden Textilreiniger verwenden. Ziehen Sie vor der Reinigung der Manschetten die Manschettenstecker ab und lassen Sie die Manschetten in jedem Fall gründlich trocknen. Bei Verwendung durch unterschiedliche Personen empfehlen wir eine Desinfektion der Manschetten durch Textil Desinfektionsspray. Verwenden Sie Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die frei von Öl, Benzol, Alkohol, Benzin und chemischen Mitteln sind. Waschen Sie die Manschetten nicht in einer Waschmaschine oder unter fließendem Wasser. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Zur Desinfektion der Manschetten eignen sich Desinfektionsmittel wie bspw. Descosept pur oder vergleichbare Produkte mit vergleichbarer Zusammensetzung.

AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur (minimal 10°C, maximal 40°C) und in gut belüfteten, trockenen und staubfreien Räumen (minimal 30%, maximal 85% rel. Luftfeuchtigkeit). Bewahren Sie das Produkt an einem vor Frost geschützten Ort auf, da sonst Beschädigungen auftreten können.

Achten Sie bei der Aufbewahrung außerdem darauf, insbesondere die Manschetten nicht durch spitze Gegenstände wie Scheren oder Gegenstände mit scharfen Kanten zu beschädigen. Zur Langzeitaufbewahrung empfehlen wir Ihnen, das Produkt im Verkaufskarton aufzubewahren.

FEHLERBEHEBUNG

DAS GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

Sollte sich das Gerät nicht einschalten lassen, überprüfen Sie bitte, (A) ob die Batterie des Gerätes leer ist und (B) laden Sie das Gerät bis es sich einschalten lässt.

DAS GERÄT PUMPT, ES BLÄST SICH ALLERDINGS NUR EINE ODER KEINE DER BEIDEN MANSCHETTEN AUF

Falls sich nach dem Starten der Anwendung nur eine oder keine der beiden Manschetten aufblasen sollten, überprüfen Sie bitte, (A) ob der Multistecker komplett und korrekt herum in das Gerät eingesteckt wurde. Stellen Sie zudem sicher, (B) dass die Luftschläuche nicht geknickt sind, etwa weil Sie auf den Schläuchen sitzen. Überprüfen Sie (C), ob die grauen Manschettenstecker alle korrekt an die Manschette angesteckt wurden.

DIE MANSCHETTEN PUMPEN SICH IN DER FALSCHEN REIHENFOLGE AUF

Stellen Sie sicher, dass der Multi-Stecker korrekt herum in das Steuergerät gesteckt wurde. Der Multi-Stecker sitzt korrekt, wenn sich die kleinen Nippel des Multi-Steckers in den vorgesehenen Öffnungen oberhalb der Luftauslässe befinden.



ES STRÖMT (HÖRBAR) LUFT AUS

Überprüfen Sie die Schläuche und die Stecker auf Schäden.

Überprüfen Sie, ob der Multistecker korrekt in das Gerät eingesteckt wurde.

Überprüfen Sie, ob der Schlauch abgeknickt oder abgedrückt wird.

ANZIEHEN DER ARMMANSCHETTE (Voraussichtlich im Laufe 2026 erhältlich)

Eine Armmanschette ist jeweils für den rechten oder linken Arm erhältlich. Achten Sie beim Kauf unbedingt auf die Auswahl der richtigen Armseite.

Hinweis: Wenn Sie beide Arme behandeln möchten, benötigen Sie zwei Armmanschetten – eine für den rechten und eine für den linken Arm. Eine parallele Behandlung der Beine und eines Arms ist möglich. Wir empfehlen jedoch, die Arme nacheinander zu behandeln und nicht beide Arme gleichzeitig. Es sollte immer mindestens ein Arm während der Anwendung frei bleiben.

ANLEITUNG:

1. Öffnen Sie den Clipverschluss der Armmanschette, falls er noch geschlossen ist.
2. Ziehen Sie die Armmanschette an der entsprechenden Armseite an.
Führen Sie Ihre Hand durch die Manschette, bis diese unter der Achsel anliegt.
3. Ziehen Sie die Manschette über die Schulter.
4. Führen Sie die Verschlusslasche hinter Ihrem Rücken unter die gegenüberliegende Achsel hindurch und stecken Sie das Ende der Lasche vorne in den Clipverschluss.
5. Passen Sie den Sitz an, indem Sie am Ende der Verschlusslasche ziehen, bis die Manschette fest und bequem sitzt.
6. Lösen Sie nach der Anwendung die Armmanschette, indem Sie den Clipverschluss gleichzeitig an beiden Seiten drücken.



SICHERHEITSHINWEISE

Heben Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf! Zerlegen oder verbrennen Sie das Gerät nicht. Reparaturen am Steuergerät dürfen nur durch von der Wellcosan GmbH autorisierte Fachkräfte vorgenommen werden, ansonsten droht der Garantieverlust. Bei Beschädigungen am Gerät ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie auch den Netzstecker und schalten es aus, wenn das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen. Stellen Sie einen sicheren Stand des Geräts sicher. Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus oder werfen Sie es. Das Gerät darf während des Betriebs nicht von anderen Gegenständen abgedeckt sein. Achten Sie darauf, dass sich die Schläuche während Benutzung und Lagerung nicht verdrehen oder abknicken. Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper und Anderem). Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, muss das Gerät ausgeschaltet sein. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität selbst aus. Bei Nichtbenutzung ziehen Sie zudem den Netzstecker. Entfernen Sie stets vor Reinigung den Stecker des Geräts aus der Steckdose. Halten Sie das Produkt von Kindern oder Personen fern, welche nicht in die Verwendung eingewiesen wurden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller oder Importeur die Konformität des Produktes mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten „wesentlichen Anforderungen“.



Diese Kennzeichnung auf dem Gerät bedeutet, dass Sie es am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgen dürfen. Die Entsorgung lassen Sie bitte durch einen Elektronikschrottentsorger vornehmen.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir gewähren 24 Monate auf das Steuergerät. Im Falle einer Störung kann es notwendig werden, das Gerät zur Prüfung ein zu schicken. Hierbei achten Sie bitte darauf, dass der Versandkarton entsprechend ausgepolstert ist, um eventuelle Transportschäden zu vermeiden. Für Defekte, die auf unsachgemäßen Versand zurückzuführen sind, können leider keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

Garantiebedingungen: Soweit gesetzliche Verpflichtung zur Gewährleistung besteht, wird unter Ausschluss des Rechts auf Wandlung oder Minderung, entweder kostenlos Ersatz geleistet bzw. erhält der Hersteller die Möglichkeit der Nachbesserung. Sollte die Nachbesserung trotz mehrerer Versuche nur mangelhaft ausfallen oder auch ein

Ersatzgerät mit einem vom Hersteller zu vertretenden Mangel behaftet sein, hat der Kunde Recht auf Wandlung oder Minderung.

Garantieausschluss: Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel, die durch gewaltsame Beschädigung, unsachgemäße Bedienung, Gewalteinwirkung von außen oder durch Veränderung und Reparaturmaßnahmen Dritter verursacht wurden wie z.B. Defekte, die durch falsch dimensionierte oder kurzgeschlossenen Sicherungen entstehen oder Mängel, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind.

Garantie Voraussetzung: Der Gewährleistungsanspruch besteht nur in Verbindung mit dem Original-Kaufbeleg (Rechnung). Bewahren Sie daher den Kaufbeleg sorgfältig auf.

Sollten Sie bei der Nutzung des Systems Probleme oder Fragen haben, stehen wir Ihnen unter der Rufnummer +49 (0) 666 17 48 91 05 oder service@venenengel.de gerne zur Verfügung.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Beachten Sie, dass das Produkt geringe Mengen von Blei enthält. Die Entsorgung lassen Sie deshalb bitte durch einen Elektronikschrottentsorger vornehmen.

WICHTIG: Bitte entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll!

DEUTSCHLAND:

Elektronische Produkte dürfen nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Nutzen Sie stattdessen zur Verfügung stehende Rückgabe- und Sammelsysteme. Damit leisten wir alle unseren Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung elektronischer Produkte.

Eine falsche Entsorgung von elektronischen Produkten führt nicht zur Verschwendung von Ressourcen (die meisten Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Kupfer, Silber etc.), sondern gefährdet durch die mitunter gefährlichen Stoffe auch die Umwelt.

ALTERNATIV: Gerne kümmern wir uns um die Entsorgung Ihres alten Venen Engel Geräts. Schicken Sie es einfach an:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Deutschland

Bitte legen Sie einen Hinweis mit der Bitte um Entsorgung bei.

Altbatterien und -akkumulatoren müssen getrennt vom festen Siedlungsabfall entsorgt werden. Dies können Sie über die Ihnen zur Verfügung stehenden Rücknahme- und Recyclingsysteme vornehmen (bspw. Corepile).

Eine unsachgemäße Entsorgung von Altbatterien und -akkumulatoren kann aufgrund der enthaltenen Gefahrstoffe eine erhebliche Auswirkung auf Mensch und Umwelt haben. Durch das Recycling bleiben wertvolle Rohstoffe erhalten und Produktbestandteile können wiederverwendet werden.

FRANKREICH/SLOWAKEI:

Elektronische Produkte dürfen nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Nutzen Sie stattdessen zur Verfügung stehende Rückgabe- und Sammelsysteme. Damit leisten wir alle unseren Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung elektronischer Produkte.

Eine falsche Entsorgung von elektronischen Produkten führt nicht zur Verschwendung von Ressourcen (die meisten Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Kupfer, Silber etc.), sondern gefährdet durch die mitunter gefährlichen Stoffe auch die Umwelt.

Altbatterien und -akkumulatoren müssen getrennt vom festen Siedlungsabfall entsorgt werden. Dies können Sie über die Ihnen zur Verfügung stehenden Rücknahme- und Recyclingsysteme vornehmen (bspw. Corepile).

Eine unsachgemäße Entsorgung von Altbatterien und -akkumulatoren kann aufgrund der enthaltenen Gefahrstoffe eine erhebliche Auswirkung auf Mensch und Umwelt haben. Durch das Recycling bleiben wertvolle Rohstoffe erhalten und Produktbestandteile können wiederverwendet werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRÄGLICHKEIT (EMC)

1. Dieses Produkt erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der EMV und muss gemäß den bereitgestellten EMV-Informationen installiert und in Betrieb genommen werden. Dieses Gerät kann durch tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte beeinflusst werden.
2. Verwende kein Mobiltelefon oder andere Geräte, die elektromagnetische Felder aussenden, in der Nähe des Geräts. Dies kann zu einem fehlerhaften Betrieb des Geräts führen.
3. Achtung! Dieses Gerät wurde gründlich getestet und geprüft, um die ordnungsgemäße Leistung und Funktion sicherzustellen!
4. Achtung: Dieses Gerät sollte nicht neben oder gestapelt mit anderen Geräten verwendet werden. Wenn eine Verwendung neben oder gestapelt mit anderen Geräten erforderlich ist, sollte dieses Gerät beobachtet werden, um den normalen Betrieb in der Konfiguration, in der es verwendet wird, zu überprüfen.

HAFTUNGSHINWEIS

Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben oder sich unsicher sind, sprechen Sie bitte vor der Anwendung mit medizinischem Fachpersonal.

HINWEIS:

Ihr Venen Engel Produkt ist **kein medizinisches Gerät** und dient nicht zur Selbstbehandlung. Bei Unsicherheiten fragen Sie bitte Ihren Arzt.

HERSTELLER:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Deutschland

Telefon: + 49 1573 5990084

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

OPERATING INSTRUCTIONS



PRELIMINARY NOTE

If you have chosen our Leo Edition, please observe the following information on this page.

This special edition differs from our standard version exclusively in selected design and material details:

- **Exclusive Leo** print on the cuffs
- **Controller unit and hoses in a new colour** matching the design
- **Metal logo plate** as a premium design element on the waistband
- **Premium zipper** with slider and end piece made of a zinc alloy for a high-quality look and feel

The functionality, operation and use of your device are identical to the standard version. As usual, you will find all instructions for safe use in the user manual.

Note for people with a zinc allergy:

The metal components of the Leo Edition are made from a zinc alloy. In rare cases, direct skin contact may cause skin reactions in sensitive individuals. If you have a known allergy to zinc or metal alloys, or if you notice skin irritation during use, we recommend discontinuing use.

We hope you enjoy your Leo Limited Edition.

PRELIMINARY REMARK

Congratulations on purchasing this device! You will enjoy using your Venen Engel! If you are satisfied with your Venen Engel, we would be delighted if you would recommend it to others.

This manual contains details that users should observe in order to prevent hazards and use the device safely.

If you have any questions about use, accessories, or suggestions, please do not hesitate to contact us!

Phone: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

BEFORE YOU START

- Please read the operating instructions carefully before using the device.
- Keep this instruction manual in a safe place so that you can refer to it when necessary.
- The Venen Engel must not be used in certain health conditions. Please read the list of contraindications on the last page carefully.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

It is important that you read all warnings and precautions in this manual. They are for your safety, to prevent injury, and to avoid damage to the device. injury and prevent damage to the device.

- Do not use this device if you have a pacemaker, implanted defibrillator, or other implanted metal or electronic device. Doing so may result in electric shock, burns, electrical interference, or death.
- Please read the instructions carefully before using the product.
- Keep this manual near the device so that you can read it during use.
- To avoid hazards, ensure safety, or prevent non-standard operation, the following details are provided details that the user should observe when using the device.
- The device is not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture with air, oxygen, or nitrous oxide.
- Mentally impaired persons may only use the device under supervision.
- Repairs, maintenance, and replacement of components must not be carried out during use and may only be performed by specialists authorized by the manufacture. Otherwise, the warranty may be voided.
- If you experience general discomfort or pain during use, please discontinue use immediately.
- When using the device for the first time, the application time should not exceed 5 minutes. For subsequent applications, the duration of use should be gradually extended according to the physical condition of the user. Prolonged use could cause undesirable side effects.
- The product should not be used by infants or small children.
- Keep the device out of the reach of children.
- Do not allow water or other materials (e.g., nails, needles, and other metal objects) to enter the interior of the device.
- If the device does not function correctly, do not open, disassemble, or modify the device under any circumstances, as this may result in fire, electric shock, or other injury.
- Make sure that the plug and your hands are dry when plugging in and unplugging the power plug.
- Only use the device with single-phase 220-230V power. After use, you should unplug the device from the power outlet.
- Make sure to place the device so that you can easily pull out the power plug at any time.

- Make sure that the power cable is not twisted or kinked and do not place any heavy objects (e.g., table and chair legs) on the power cord.
- Only use the device for its intended purpose.
- Do not use the device with multiple sockets. Do not plug the power plug of this device into a socket with other devices.

SCOPE OF DELIVERY



Control unit



Power supply



Multi-plug Hose set



Lymph-Flow Pants



Carry bag & zipper bags



Soft case

TECHNICAL DATA

Number of programs	3 (+4)
Number of compartments	4
Weight	approx. 0.7 kg
Power output	14VA
Mains frequency	50-60 Hz
Mains voltage	110-240V
Time setting	120 min
Printing capacity	30-180 mmHg
Pump capacity	8 l/min

Material (cuffs)	Nylon mit Polyamidfasern
Radio frequency	2,4 GHz
Dimensions of control unit	25x6x7cm
Protection class	II / 
Temperature range (operation & storage)	10-40 °C
Humidity (relative, operation & storage)	30-85

Battery:

Charging time / runtime [in min]	50 / 90
Type	Li-ion
Model number	18600
Voltage	11.1 V
Capacity	1600 mAh
Stored amount of electricity	17.7 Wh

EXPLANATION OF SYMBOLS USED

	Compliant with European standards
	Manufacturer's information
	Electrical appliances must not be disposed of in household waste!
	Follow the instructions for use!
	Serial number
	Use indoors only
	Protection class II: This symbol indicates that the device does not require an electrical ground connection (earth).
	Keep away from direct sunlight
	Country of manufacture: China
	Corrugated cardboard
	Polyethylene terephthalate (PET)
	Do not wash
	Recycle packaging
	Disposal instructions France: Dispose of electrical appliances at appropriate locations
	Disposal instructions for France: Recycle packaging

PRODUCT DESCRIPTION

The compression massager consists of a device with a compressor, cuff, and air pressure sensor, which work together as a single unit. The device is connected to the cuffs via a series of tubes. The compression massage is performed by cyclically inflating and deflating the air chambers. During use, air is pumped into the chambers from the ends of the limbs toward the center of the body.

The pressure in the cuff is controlled by a sensor and microprocessor.

INTENDED USE

The **Venen Engel Plus** is used for air pressure massage of the legs, arms, or waist and promotes a feeling of relaxation, well-being, and lightness. The application promotes a pleasant feeling of lightness in the body and gently stimulates the skin, leaving it looking more vibrant. When used as a wellness or beauty treatment, it can contribute to increased personal well-being and cosmetic skin care.

This product is **not a medical device** and is intended exclusively for cosmetic and relaxation purposes.

INDICATIONS

For relaxation after a long day or after physical activity

To promote a subjective feeling of lighter legs

For pleasant muscle relaxation

May improve the appearance of cellulite

Use as a wellness or beauty treatment to increase personal well-being

Promotes a pleasant feeling of vitality and suppleness of the skin

CONTRAINDICATIONS

Do not use in cases of thrombosis, venous disorders, varicose veins, heart failure, or blood clotting disorders.

Do not use on open wounds, eczema, inflammation, infections, severe sunburn, or rashes.

Discontinue use immediately in case of numbness, sensitivity disorders, or pain.

Not recommended for use on the legs and abdomen during pregnancy!

Do not use on electronic implants (e.g., pacemakers) or metal implants in the treated areas

Do not use in case of fever, infections, acute inflammation

Do not use on children or persons who cannot operate the device safely

SIDE EFFECTS

Redness, feeling of warmth, slight tingling after use.

Fatigue or slight dizziness if used for too long.

Pressure points may form if the cuffs are too tight or excessive pressure is applied.

Overheating during continuous operation, cable breakage, electric shock if the power supply is damaged.

APPLICATION

STEP 1: BEFORE USE

CONNECT THE AIR HOSES

Attach the cuff connectors of the hoses to the connections on the cuffs. Make sure that the longest hose is connected to the foot chamber. Connect the remaining hoses in sequence up to the chamber near the hips. The colors of the connectors and connections help you to determine the connection sequence. We recommend that you do not disconnect the plug connections afterwards.

DEVICE SETUP

Ensure that the device is stable. Also make sure that the device is free-standing and not covered by a blanket or similar. Do not use the device in damp rooms or rooms with high humidity, such as saunas or bathrooms.

PUTTING ON THE CUFFS

To prevent contamination, we recommend wearing leggings or sweatpants during use. Empty your pockets before use! The zippers on the cuffs must be completely closed to prevent the cuffs from opening suddenly and causing possible damage. Ensure at all times that the tubes are not kinked and that you do not sit on them.

CONNECTING THE HOSE SET AND CONTROL UNIT/ATTACHING THE MULTI-PLUG

Insert the multi-plug into the base of the device as far as it will go. Make sure to insert the multi-plug into the device the right way round (small nipple into small hole). There are two clips on the side of the multi-plug. To connect the multi-plug and the device, the clips must be pressed. The multi-plug can then be inserted into the device. The cable must be disconnected in the same way after use.


CONNECTING THE POWER SUPPLY TO THE CONTROL UNIT

The device can be operated with or without the power supply, provided the battery is sufficiently charged. Connect the power supply to both the device and a power outlet to charge the battery during use.



STEP 2: OPERATION

1. **TURNING ON THE DEVICE** The on/off switch is located on the top of the device. Press and hold for 3 seconds to turn the device on or off. If the device does not turn on, the battery is probably dead. Use the supplied power adapter to recharge the device.
2. **SELECT PROGRAM** Program A is selected by default. Press the „P“ button to switch between programs A, B, and C.
3. **SELECT PRESSURE** Pressure level 8 is selected by default. You can set the pressure level between 1 and 16 by pressing the „+“ or „-“ buttons. Holding down the corresponding button speeds up the selection of the pressure level.
4. **PLAY / PAUSE** Start your program and print selection by pressing the „Play / Pause“ button. Tip: Pressing the „Play/Pause“ button during a running program activates the pause for 2 minutes. Allow these 2 minutes to elapse without pressing „Play“ again, the device will stop the program and release the air from the chambers.
5. **STOP PROGRAM** To stop a program immediately and release the air, press and hold the „Play/Pause“ button for 3 seconds.



PROGRAMS / GUIDE

With the Venen Engel programs, you can give your body conscious breaks. For lighter legs, better balance, and pleasant relaxation.

AREAS OF APPLICATION


The application can promote skin stimulation and make the skin appear smoother and more even. It can also relieve the feeling of tired and heavy legs and have an overall relaxing effect. Ideal as a wellness or beauty ritual to increase personal well-being. Different areas of focus are set depending on the program.

DURATION AND FREQUENCY

The optimal application time is 30 to 60 minutes – or 10 to 20 minutes for a short break in between. The pressure should be noticeable but comfortable. Gradually find your way to your personal comfort level. The optimal pressure may vary depending on how you feel on a given day. Therefore, adjust it individually as needed. We recommend slowly finding your way to the optimal application pressure. More is not always better: the Venen Engel application should never be uncomfortable or even painful.

Further information on correct use, program selection, and other settings can be found online at: <https://venenengel.de/pages/app>

Procedure Example for program



A ENERGY FLOW



The chambers fill up one after the other, with the pressure in each chamber being maintained until the next one is fully inflated. This creates an even, activating flow that promotes a feeling of well-being in the legs and pleasantly accompanies the body.

B DEEP RELEASE



The chambers fill one after the other and maintain constant pressure throughout the cycle to minimize backflow during the massage. Ideal for relief after a long day or an intense workout. If you are new to this, start with Energy Flow (A) and then slowly move on to Deep Release (B).

C PULSE FLOW



All chambers are inflated and deflated simultaneously, creating a rhythmic pulsating massage with a particularly high number of cycles. The dynamic movement relaxes the body and can make the skin appear more vital and firmer.

IP INITIAL PHASE



Before your selected program/sequence starts, we want to ensure that the leg cuffs are optimally ergonomically adjusted to your legs. To do this, all chambers fill with air simultaneously for 2 minutes. Your program will then start. The process is only active once immediately after starting the control unit and then again after restarting the device.



Please do not interrupt the initial phase by changing the program or switching off the device. Otherwise, the accumulated chamber pressure may build up and become uncomfortable for you.

ESTABLISHING A WIRELESS CONNECTION WITH THE VENEN ENGEL APP

DOWNLOAD THE VENEN ENGEL APP

Download our Venen Engel app from the usual app stores for iOS or Android.

OPEN THE VENEN ENGEL APP

Open the app and select your desired onboarding option.

TURN ON YOUR VENEN ENGEL PLUS CONTROL DEVICE

Pairing will start automatically. Confirm the pairing on your smartphone. If this does not happen, please check the settings on your smartphone.

DONE

You can now operate your control unit via our app and put it aside. Among other things, you can use it to start and adjust the pre-installed programs and sequences, as well as set the pressure and application time.

For more information about the Venen Engel app, visit our website at <https://venenengel.de/pages/app>.




FUNCTIONS THAT CAN ONLY BE CONTROLLED WITH THE APP

DISABLING INDIVIDUAL AIR CHAMBERS

Sensitive areas can be excluded from the massage. All compression chambers are activated by default. If you want to exclude certain chambers from the massage, you can do so here. Simply press the icon for the desired chamber and confirm your selection.

CUSTOMIZATION OF VENEN ENGEL LYMPH-FLOW PANTS



THE THREE ZIPPER POSITIONS

Position 1 = outer zipper = narrowest position = for low leg circumferences

Position 2 = middle zipper = middle position = for medium leg circumferences


Position 3 = inner zipper = widest position = for large leg circumferences

There are separate zippers for the thighs and lower legs, allowing you to customize the Lymph Flow Pants to your individual needs.

If none of the possible settings fit exactly, you can use our extensions to achieve further size gradations. Just take a look in our **shop**.

To prevent the zipper from opening during use, flip the slider toward your feet after closing the pants. This engages a mechanical lock that prevents the Lymph Flow Pants from opening. After use, you can operate the zipper as normal to take them off.

SIZE OF YOUR VENEN ENGEL LYMPH-FLOW PANTS



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

AFTER USE

TERMINATION AND DISCONNECTION

Once the set time has elapsed or after pressing the off switch, you can remove the multi-plug from the device. If you do not feel comfortable during the massage, you can also stop the application at any time. You can then open the cuff. To quickly deflate the air cushions after use, we recommend removing the multi-plug and pressing the remaining air out of the cuffs with both hands.

After use, we recommend leaving the cuff plugs attached to the cuff and only removing the multi-plug from the device. To store, place the cuffs on top of each other and roll them up loosely with the hose set attached.

CLEANING & STORAGE

CLEANING

We recommend using a damp cloth to clean the cuffs and other accessories. For heavy soiling, you can also use a mild fabric cleaner. Before cleaning the cuffs, remove the cuff connectors and allow the cuffs to dry thoroughly. If the cuffs are used by different people, we recommend disinfecting them with a textile disinfectant spray. Use cleaning agents and disinfectants that are free of oil, benzene, alcohol, gasoline, and chemical agents. Do not wash the cuffs in a washing machine or under running water. Switch off the device before cleaning. Disinfectants such as Descosept pur or comparable products with a similar composition are suitable for disinfecting the cuffs.

STORAGE

Store the product at room temperature (minimum 10°C, maximum 40°C) in a well-ventilated, dry, and dust-free room (minimum 30%, maximum 85% relative humidity). Store the product in a place protected from frost, as otherwise damage may occur.

When storing, also take care not to damage the cuffs in particular with sharp objects such as scissors or objects with sharp edges.

For long-term storage, we recommend storing the product in its sales carton.

TROUBLESHOOTING

THE DEVICE CANNOT BE SWITCHED ON

If the device cannot be switched on, please check (A) whether the device battery is empty and (B) charge the device until it can be switched on.

THE DEVICE PUMPS, BUT ONLY ONE OR NEITHER OF THE TWO CUFFS INFLATE

If only one or neither of the two cuffs inflates after starting the application, please check (A) whether the multi-plug has been inserted completely and correctly into the device. Also make sure (B) that the air hoses are not kinked, for example because you are sitting on them. Check (C) whether the gray cuff connectors have all been correctly connected to the cuff.

THE CUFFS INFLATE IN THE WRONG ORDER

Ensure that the multi-plug has been inserted into the control unit correctly. The multi-plug is correctly positioned when the small nipples of the multi-plug are located in the designated openings above the air outlets.



AIR IS FLOWING OUT (AUDIBLE)

- (A) Check the hoses and connectors for damage.
- (B) Check that the multi-plug has been inserted correctly into the device.
- (C) Check whether the hose is kinked or pinched.

PUTTING ON THE ARM CUFF

(Expected to be available in 2026)

An arm cuff is available for either the right or left arm. When purchasing, be sure to select the correct arm side.

Note: If you want to treat both arms, you will need two arm cuffs – one for the right arm and one for the left arm. It is possible to treat the legs and one arm at the same time. However, we recommend treating the arms one after the other and not both arms at the same time. At least one arm should always remain free during use.

INSTRUCTIONS:

1. Open the clip fastener on the arm cuff if it is still closed.
2. Put the arm cuff on the appropriate arm. Put your hand through the cuff until it is under your armpit.
3. Pull the cuff over your shoulder.
4. Pass the fastener tab behind your back under the opposite armpit and insert the end of the tab into the clip fastener at the front.
5. Adjust the fit by pulling on the end of the fastener tab until the cuff is snug and comfortable.
6. After use, release the arm cuff by pressing the clip fastener on both sides simultaneously.



SAFETY INSTRUCTIONS

Keep this operating manual in a safe place! Do not dismantle or burn the device. Repairs to the control unit may only be carried out by specialists authorized by Wellcosan GmbH, otherwise the warranty will be void. If the device is damaged, unplug it and switch it off. Also unplug the power cord and switch it off if the device has come into contact with water or other liquids. Do not use the device in damp rooms. Ensure that the device is stable. Do not expose the device to vibrations or throw it. The device must not be covered by other objects during operation. Ensure that the hoses do not become twisted or kinked during use and storage. Keep the device away from heat sources (e.g., direct sunlight, radiators, and others). When not in use, the device must be switched off. The device switches itself off after 10 minutes of inactivity.

When not in use, also unplug the power cord. Always unplug the device from the power outlet before cleaning. Keep the product away from children or persons who have not been instructed in its use.



With the CE marking, the manufacturer or importer confirms that the product complies with the applicable EC directives and meets the „essential requirements“ specified therein.



This label on the device means that you must not dispose of it in normal household waste at the end of its service life. Please have it disposed of by an electronic waste disposal company.

WARRANTY

We provide a 24-month warranty on the control unit. In the event of a malfunction, it may be necessary to send the device in for inspection. Please ensure that the shipping box is adequately padded to prevent any damage during transport. Unfortunately, warranty claims cannot be made for defects caused by improper shipping. Warranty conditions: Insofar as there is a legal obligation to provide a warranty, either a replacement will be provided free of charge or the manufacturer will be given the opportunity to repair the device, excluding the right to cancellation or reduction. If, despite several attempts, the repair is still defective or a replacement device is also defective for reasons for which the manufacturer is responsible, the customer has the right to cancellation or reduction.

Warranty exclusion: The warranty does not cover defects caused by violent damage, improper operation, external force, or modifications and repairs by third parties, such as defects caused by incorrectly dimensioned or short-circuited fuses, or defects attributable to normal wear and tear.

Warranty requirement: The warranty claim is only valid in conjunction with the original proof of purchase (invoice). Therefore, please keep the proof of purchase in a safe place.

If you have any problems or questions when using the system, please do not hesitate to contact us at +49 (0) 666 17 48 91 05 or service@venenengel.de.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Please note that the product contains small amounts of lead. Therefore, please have it disposed of by an electronic waste disposal company. **IMPORTANT: Please do not dispose of the product in your household waste!**

GERMANY:

Electronic products must not be disposed of in unsorted municipal waste. Instead, use the available return and collection systems. In this way, we can all contribute to the reuse, recycling, and recovery of electronic products.

Incorrect disposal of electronic products not only wastes resources (most electrical appliances contain valuable raw materials such as gold, copper, silver, etc.), but also endangers the environment due to the sometimes hazardous substances they contain.

ALTERNATIVE: We are happy to take care of the disposal of your old Venen Engel device. Simply send it to:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germany

Please enclose a note requesting disposal.

Used batteries and accumulators must be disposed of separately from solid municipal waste. You can do this using the return and recycling systems available to you (e.g., Corepile).

Improper disposal of used batteries and accumulators can have a significant impact on humans and the environment due to the hazardous substances they contain. Recycling preserves valuable raw materials and allows product components to be reused.

FRANCE/SLOVAKIA:

Electronic products must not be disposed of in unsorted municipal waste. Instead, use the return and collection systems available. In this way, we can all contribute to the reuse, recycling, and recovery of electronic products.

Incorrect disposal of electronic products not only wastes resources (most electrical appliances contain valuable raw materials such as gold, copper, silver, etc.), but also endangers the environment due to the sometimes hazardous substances they contain.

Used batteries and accumulators must be disposed of separately from solid municipal waste. You can do this using the return and recycling systems available to you (e.g., Corepile).

Improper disposal of used batteries and accumulators can have a significant impact on humans and the environment due to the hazardous substances they contain. Recycling preserves valuable raw materials and allows product components to be reused.

IMPORTANT INFORMATION REGARDING ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

1. This product requires special precautions regarding EMC and must be installed and operated in accordance with the EMC information provided. This device may be affected by portable and mobile RF communication devices.
2. Do not use a mobile phone or other devices that emit electromagnetic fields near the device. This may cause the device to malfunction.
3. Caution! This device has been thoroughly tested and inspected to ensure proper performance and function!
4. Caution: This device should not be used adjacent to or stacked with other devices. If use adjacent to or stacked with other devices is necessary, this device should be observed to verify normal operation in the configuration in which it is used.

LIABILITY NOTICE

If you have health concerns or are unsure, please consult a healthcare professional before use.

NOTE:

Your Venen Engel product is **not a medical device** and is not intended for self-treatment.

MANUFACTURER:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Germany

Phone: + 49 1573 5990084

Email: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

MODE D'EMPLOI



REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Si vous avez choisi notre édition Leo, veuillez prendre connaissance des informations suivantes figurant sur cette page.

Cette édition spéciale se distingue de notre version standard uniquement par certains détails de design et de matériaux :

- **Motif Leo exclusif** sur les manchettes
- **Boîtier de commande et tuyaux dans une nouvelle couleur** assortie au design
- **Plaque logo en métal** comme élément de design haut de gamme sur la ceinture
- **Fermeture éclair haut de gamme** avec curseur et embout en alliage de zinc pour un aspect et un toucher de qualité supérieure

Le fonctionnement, l'utilisation et la manipulation de votre appareil sont identiques à ceux de la version standard. Toutes les consignes de sécurité figurent, comme d'habitude, dans le mode d'emploi.

Remarque destinée aux personnes allergiques au zinc :

Les éléments métalliques de l'édition Leo sont fabriqués en alliage de zinc. Dans de rares cas, un contact direct avec la peau peut provoquer des réactions cutanées chez les personnes sensibles. Si vous souffrez d'une allergie connue au zinc ou aux alliages métalliques, ou si vous remarquez des irritations cutanées pendant l'utilisation, nous vous recommandons d'interrompre l'utilisation.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre Leo Limited Edition.

AVANT-PROPOS

Félicitations pour l'achat de cet appareil !

Vous allez beaucoup apprécier votre Venen Engel ! Si vous êtes satisfait de votre Venen Engel, nous serions ravis que vous le recommandiez autour de vous.

Ce mode d'emploi contient des informations que l'utilisateur doit respecter afin d'éviter tout danger et d'utiliser l'appareil en toute sécurité.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation, les accessoires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter !

Téléphone : +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp : +49 1573 5990084
E-mail : service@venenengel.de
Site web : www.venenengel.de

AVANT DE COMMENCER

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil .
- Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le Venen Engel ne doit pas être utilisé dans certaines conditions de santé. Veuillez lire attentivement la liste des contre-indications à la dernière page.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Il est important que vous lisiez toutes les mises en garde et précautions contenues dans ce manuel. Elles ont pour but d'assurer votre sécurité, d'éviter blessures et d'éviter d'endommager l'appareil.

- N'utilisez pas cet appareil si vous avez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté ou tout autre appareil métallique ou électronique implanté métallique ou électronique implanté. Une telle utilisation peut entraîner des chocs électriques, des brûlures, des interférences électriques ou la mort.
- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce mode d'emploi à proximité de l'appareil afin de pouvoir le consulter pendant son utilisation.
- Afin d'éviter tout danger, de garantir la sécurité ou d'empêcher un fonctionnement non conforme aux normes, vous trouverez ci-dessous quelques détails que l'utilisateur doit prendre en compte lors de l'utilisation de l'appareil.
- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.
- Les personnes souffrant de troubles mentaux ne doivent utiliser l'appareil que sous surveillance.
- Les réparations, l'entretien et le remplacement de composants ne doivent pas être effectués pendant l'utilisation et doivent être réalisés uniquement par des techniciens agréés par le fabricant. Dans le cas contraire, la garantie pourrait être annulée.
- En cas de malaise général ou de douleur pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement l'utilisation.
- Lors de la première utilisation, la durée d'utilisation ne doit pas dépasser 5 minutes. Lors des utilisations suivantes, la durée d'utilisation doit être progressivement prolongée en fonction de l'état physique de l'utilisateur. Une utilisation prolongée pourrait provoquer des effets secondaires indésirables.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des nourrissons ou des enfants en bas âge.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres matériaux (par exemple, des clous, des aiguilles et d'autres objets métalliques) pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ne l'ouvrez en aucun cas, ne le démontez pas et ne le modifiez pas, car cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou autres blessures.
- Veillez à ce que la fiche et vos mains soient sèches lorsque vous branchez ou

débranchez la fiche secteur.

- Utilisez l'appareil uniquement avec une alimentation monophasée de 220-230 V. Après utilisation, débranchez la fiche secteur de l'appareil de la prise murale.
- Veillez à placer l'appareil de manière à pouvoir débrancher facilement la fiche secteur à tout moment.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas tordu ou plié et ne placez pas d'objets lourds (par exemple, des pieds de table ou de chaise) sur le câble d'alimentation.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu.
- N'utilisez pas l'appareil sur des multiprises. Ne branchez pas la fiche secteur de cet appareil dans une prise avec d'autres appareils.

CONTENU DE LA LIVRAISON



Unité de commande



Bloc d'alimentation



Kit de tuyaux
multi-connecteurs



Lymph-Flow Pants



Sac de transport et sacs
à fermeture éclair



Étui souple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de programmes	3 (+4)
Nombre de compartiments	4
Poids	env. 0,7 kg
Puissance	14 VA
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension secteur	110-240 V
Réglage de l'heure	120 min
Puissance d'impression	30-180 mmHg
Capacité de pompage	8 l / min

Matériau (manchettes)	Nylon avec fibres polyamides
Fréquence radio	2,4 GHz
Dimensions du boîtier de commande	25 x 6 x 7 cm
Classe de protection	II / 
Plage de température (fonctionnement et stockage)	10-40 °C
Humidité (relative, fonctionnement et stockage)	30-85

Batterie :	
Durée de charge / autonomie [en min]	50 / 90
Type	Li-ion
Numéro de modèle	18600
Tension	11,1 V
Capacité	1600 mAh
Quantité d'électricité stockée	17,7 Wh

EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISÉS



Conforme aux normes européennes



Indications du fabricant



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !



Respecter le mode d'emploi !



Numéro de série



À utiliser uniquement à l'intérieur



Classe de protection II : ce symbole indique que l'appareil ne nécessite pas de connexion à la terre (masse).



Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil



Pays de fabrication : Chine



Carton ondulé



Polyéthylène téréphtalate (PET)



Ne pas laver



Recycler l'emballage



Consignes d'élimination France :
éliminer l'appareil électrique dans les lieux appropriés



Consignes d'élimination en France : recycler l'emballage

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'appareil de massage par compression se compose d'un appareil avec compresseur, d'un brassard et d'un capteur de pression d'air, qui fonctionnent ensemble comme une seule unité. L'appareil est relié aux brassards par une série de tuyaux. Le massage par compression est effectué par le gonflage et le dégonflage cycliques des chambres à air. Pendant l'utilisation, l'air est pompé dans les chambres depuis l'extrémité des membres vers le centre du corps.

La pression dans le brassard est contrôlée par un capteur et un microprocesseur.

UTILISATION PRÉVUE

Le **Venen Engel Plus** est utilisé pour le massage par pression d'air des jambes, des bras ou de la taille et favorise une sensation de détente, de bien-être et de légèreté. Son utilisation procure une agréable sensation de légèreté corporelle et stimule en douceur la peau pour lui redonner de la vitalité. Utilisé dans le cadre d'un soin de bien-être ou de beauté, il peut contribuer à améliorer le bien-être personnel et à prendre soin de la peau.

Ce produit **n'est pas un dispositif médical** et est destiné exclusivement à un usage cosmétique et relaxant.

INDICATIONS

Pour se détendre après une longue journée ou après une activité physique

Pour favoriser une sensation subjective de jambes plus légères

Pour un relâchement agréable des muscles

Peut améliorer l'apparence de la cellulite

Utilisation comme soin de bien-être ou de beauté pour améliorer le bien-être personnel

Favorise une agréable sensation de vitalité et de souplesse de la peau

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas de thrombose, de maladies veineuses, de varices, d'insuffisance cardiaque ou de troubles de la coagulation sanguine.

Ne pas utiliser en cas de plaies ouvertes, d'eczéma, d'inflammations, d'infections, de coups de soleil sévères ou d'éruptions cutanées.

En cas d'engourdissement, de troubles sensitifs ou de douleurs, cesser immédiatement l'utilisation.

Utilisation déconseillée sur les jambes et le ventre pendant la grossesse !

Ne pas utiliser en présence d'implants électroniques (par exemple, stimulateurs cardiaques) ou d'implants métalliques dans les zones traitées

Ne pas utiliser en cas de fièvre, d'infections ou d'inflammations aiguës

Ne pas utiliser chez les enfants ou les personnes qui ne savent pas utiliser l'appareil en toute sécurité

EFFETS SECONDAIRES

Rougeurs, sensation de chaleur, légers picotements après l'application.

Fatigue ou légers vertiges en cas d'utilisation prolongée.

Formation de points de pression en cas de brassards trop serrés ou de pression excessive.

Surchauffe en cas d'utilisation prolongée, rupture du câble, choc électrique en cas d'alimentation électrique endommagée.

UTILISATION

ÉTAPE 1 : AVANT L'UTILISATION

RACCORDER LES TUYAUX À AIR

Fixez les connecteurs des tuyaux aux manchons à l'aide des raccords. Veillez à ce que le tuyau le plus long soit relié à la chambre des pieds. Raccordez les autres tuyaux les uns après les autres jusqu'à la chambre située près des hanches. Les nuances de couleur des raccords et des connecteurs facilitent l'ordre de raccordement. Nous recommandons de ne plus déconnecter les raccords une fois qu'ils sont en place.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Assurez-vous que l'appareil est stable. Veillez également à ce que l'appareil soit libre et ne soit pas recouvert par un plafond ou autre. N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides ou à forte humidité, telles que les saunas ou les salles de bains.

Enfiler les manchons Afin d'éviter toute contamination, nous vous recommandons de porter des leggings ou un pantalon de jogging lors de l'utilisation. Videz vos poches avant l'utilisation ! Les fermetures éclair des brassards doivent être complètement fermées afin d'éviter toute ouverture soudaine des brassards et d'éventuels dommages. Assurez-vous à tout moment que les tuyaux ne sont pas pliés et que vous ne vous asseyez pas dessus.

RACCORDER LE KIT DE TUYAUX ET L'UNITÉ DE COMMANDE / FIXATION DU CONNECTEUR MULTIPLE

Insérez la multiprise à fond dans la base de l'appareil. Veillez à insérer la multiprise dans le bon sens dans l'appareil (petit embout dans petit trou). Deux clips se trouvent sur le côté de la multiprise. Pour connecter la multiprise et l'appareil, il faut appuyer sur les clips. La multiprise peut ensuite être insérée dans l'appareil. Après utilisation, le câble doit être déconnecté de la même manière.


CONNECTER LE BLOC D'ALIMENTATION À L'UNITÉ DE COMMANDE

L'appareil peut fonctionner avec ou sans bloc d'alimentation, à condition que la batterie soit suffisamment chargée. Connectez le bloc d'alimentation à l'appareil et à une prise de courant afin de charger la batterie pendant l'utilisation.



ÉTAPE 2 : UTILISATION

1. **ALLUMER L'APPAREIL** Le bouton marche/arrêt se trouve sur le dessus de l'appareil. Appuyez dessus pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie est probablement déchargée. Utilisez le bloc d'alimentation fourni pour recharger l'appareil.
2. **SÉLECTION DU PROGRAMME** Le programme A est sélectionné par défaut. Appuyez sur la touche « P » pour passer du programme A au programme B et vice versa.
3. **SÉLECTION DE LA PRESSION** Le niveau de pression 8 est sélectionné par défaut. Vous pouvez régler le niveau de pression entre 1 et 16 à l'aide des boutons « + » et « - ». Maintenez le bouton correspondant enfoncé pour accélérer la sélection du niveau de pression.
4. **PLAY / PAUSE** Lancez votre sélection de programme et d'impression en appuyant sur la touche « Play / Pause ». Astuce : appuyez sur le bouton « Lecture / Pause » pendant un programme en cours pour activer la pause pendant 2 minutes. Laissez passer ces 2 minutes sans appuyer à nouveau sur « Lecture », l'appareil arrête le programme et évacue l'air des chambres.
5. **ARRÊTER LE PROGRAMME** Pour arrêter immédiatement un programme et évacuer l'air, maintenez enfoncé le bouton « Lecture / Pause » pendant 3 secondes.



PROGRAMMES / GUIDE

Avec les programmes Venen Engel, offrez à votre corps des pauses bien méritées. Pour des jambes plus légères, un meilleur équilibre et une détente agréable.

DOMAINES D'APPLICATION

L'application peut favoriser la stimulation de la peau et rendre son apparence plus lisse et plus uniforme. Elle peut également soulager la sensation de jambes fatiguées et lourdes et avoir un effet relaxant général. Idéal comme rituel de bien-être ou de beauté pour améliorer votre bien-être personnel. Selon le programme, l'accent est mis sur différents aspects.

DURÉE ET FRÉQUENCE

La durée optimale d'utilisation est de 30 à 60 minutes, ou de 10 à 20 minutes pour une courte pause détente. La pression doit être perceptible, mais agréable. Approchez-vous progressivement de votre niveau de bien-être personnel. La pression optimale peut varier en fonction de votre forme du jour. Adaptez-la donc individuellement si nécessaire. Nous vous recommandons d'approcher lentement la pression d'utilisation optimale. Plus n'est pas toujours synonyme de mieux : l'utilisation de Venen Engel ne doit jamais être désagréable, voire douloureuse.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation correcte, le choix des programmes et d'autres réglages en ligne à l'adresse suivante :

<https://venenengel.de/pages/app>

Déroulement Exemple pour programme

A ENERGY FLOW



A ENERGY FLOW



Les chambres se remplissent les unes après les autres, la pression étant maintenue dans chaque chambre jusqu'à ce que la suivante soit complètement gonflée. Il en résulte un flux régulier et stimulant qui favorise la sensation de bien-être dans les jambes et accompagne agréablement le corps.

B DEEP RELEASE



Les chambres se remplissent les unes après les autres et maintiennent une pression constante tout au long du cycle afin de minimiser les reflux pendant le massage. Idéal pour se détendre après une longue journée ou un entraînement intense. Si vous débutez, commencez par Energy Flow (A), puis passez progressivement à Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Toutes les chambres sont gonflées et dégonflées simultanément, ce qui crée un massage rythmique et pulsé avec un nombre particulièrement élevé de cycles. Le mouvement dynamique détend le corps et peut rendre la peau plus tonique et plus ferme.

IP INITIAL PHASE



Avant que le programme/la séquence que vous avez sélectionné(e) ne démarre, nous voulons nous assurer que les manchons s'adaptent de manière optimale à vos jambes sur le plan ergonomique. Pour ce faire, toutes les chambres se remplissent d'air simultanément pendant 2 minutes. Votre programme démarre ensuite. Ce processus n'est actif qu'une seule fois, immédiatement après le démarrage de l'unité de commande, puis à nouveau après le redémarrage de l'appareil.



Veuillez ne pas interrompre la phase initiale en modifiant le programme ou en éteignant l'appareil. Cela pourrait entraîner une accumulation de la pression dans les chambres et vous causer une gêne.

ÉTABLIR UNE CONNEXION RADIO AVEC L'APPLICATION VENEN ENGEL

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION VENEN ENGEL

Téléchargez notre application Venen Engel depuis les boutiques d'applications courantes pour iOS ou Android.

OUVREZ L'APPLICATION VENEN ENGEL

Ouvrez l'application et sélectionnez l'option d'intégration souhaitée.

ALLUMEZ VOTRE APPAREIL DE CONTRÔLE VENEN ENGEL PLUS

Le couplage démarre automatiquement. Confirmez le couplage sur votre smartphone. Si ce n'est pas le cas, veuillez vérifier les paramètres de votre smartphone.

C'EST FAIT

Vous pouvez désormais utiliser votre appareil de commande via notre application et le mettre de côté. Vous pouvez notamment démarrer et personnaliser les programmes et séquences préinstallés, mais aussi régler la pression et la durée d'utilisation.


Vous trouverez plus d'informations sur l'application Venen Engel sur notre site web à l'adresse <https://venenengel.de/pages/app>.



FONCTIONS UNIQUEMENT CONTRÔLABLES AVEC L'APPLICATION

DÉSACTIVATION DE CHAMBRES À AIR INDIVIDUELLES

Les zones sensibles peuvent être exclues du massage. Par défaut, toutes les chambres de compression sont activées. Si vous souhaitez exclure certaines chambres du massage, vous pouvez le faire ici. Il vous suffit d'appuyer sur le symbole de la chambre souhaitée et de confirmer votre sélection.




QUATRE PROGRAMMES DE MASSAGE SUPPLÉMENTAIRES

Choisissez parmi quatre programmes supplémentaires pour varier votre utilisation et optimiser vos séquences.



PERSONNALISATION DES PANTALONS VENEN ENGEL LYMPH-FLOW



LES TROIS FERMETURES ÉCLAIR

Position 1 = fermeture éclair extérieure = position la plus étroite = pour les tours de jambe réduits


Position 2 = fermeture éclair centrale = position intermédiaire = pour les tours de jambe moyens

Position 3 = fermeture éclair intérieure = position la plus large = pour les tours de jambe importants

Il existe des fermetures éclair séparées pour les cuisses et les mollets, ce qui vous permet d'ajuster le pantalon Lymph-Flow Pants de manière très individuelle.

Si aucun des réglages possibles ne convient parfaitement, vous pouvez réaliser d'autres gradations de taille grâce à nos extensions. Il vous suffit de consulter notre **boutique**.

Pour éviter que la fermeture éclair ne s'ouvre pendant l'utilisation, rabattez le curseur vers les pieds après avoir fermé le pantalon. Cela enclenche un verrou mécanique qui empêche l'ouverture du pantalon Lymph-Flow. Après utilisation, vous pouvez utiliser la fermeture éclair normalement pour l'enlever.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

APRÈS UTILISATION

ARRÊT ET DÉCONNEXION

Une fois le temps réglé écoulé ou après avoir appuyé sur le bouton d'arrêt, vous pouvez débrancher la multiprise de l'appareil. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pendant le massage, vous pouvez également interrompre l'application à tout moment. Vous pouvez ensuite ouvrir le brassard. Pour dégonfler rapidement les coussins d'air après l'application, nous vous recommandons, une fois la multiprise débranchée, d'appuyer avec les deux mains sur les brassards afin d'en faire sortir l'air restant.

Après l'utilisation, nous vous recommandons de laisser les fiches des manchons branchées sur les manchons et de ne débrancher que la fiche multiple de l'appareil. Pour le rangement, superposez les manchons et enroulez-les sans serrer avec le kit de tuyaux branché.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

NETTOYAGE

Pour nettoyer les brassards et les autres accessoires, nous recommandons d'utiliser un chiffon humide. En cas de salissures importantes, vous pouvez également utiliser un nettoyant textile doux. Avant de nettoyer les brassards, retirez les connecteurs et laissez-les sécher complètement. Si les brassards sont utilisés par différentes personnes, nous recommandons de les désinfecter à l'aide d'un spray désinfectant pour textiles. Utilisez des produits de nettoyage et de désinfection exempts d'huile, de benzène, d'alcool, d'essence et de produits chimiques. Ne lavez pas les brassards dans une machine à laver ou sous l'eau courante. Éteignez l'appareil avant le nettoyage. Pour désinfecter les brassards, utilisez des désinfectants tels que Descosept pur ou des produits similaires de composition comparable.

CONSERVATION

Stockez le produit à température ambiante (minimum 10 °C, maximum 40 °C) dans des pièces bien ventilées, sèches et exemptes de poussière (humidité relative minimale de 30 %, maximale de 85 %). Conservez le produit dans un endroit protégé du gel, sinon il pourrait être endommagé.

Lors du stockage, veillez également à ne pas endommager les manchons avec des objets pointus tels que des ciseaux ou des objets aux bords tranchants.

Pour un stockage à long terme, nous vous recommandons de conserver le produit dans son carton d'emballage.

DÉPANNAGE

L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS

Si l'appareil ne s'allume pas, vérifiez (A) si la batterie de l'appareil est vide et (B) rechargez l'appareil jusqu'à ce qu'il s'allume.

L'APPAREIL POMPE, MAIS SEULEMENT UNE DES DEUX BRACELETS SE GONFLE OU AUCUN DES DEUX NE SE GONFLE

Si, après le démarrage de l'application, un seul des deux brassards ou aucun des deux ne se gonfle, veuillez vérifier (A) si la fiche multiple est correctement insérée dans l'appareil. Assurez-vous également (B) que les tuyaux d'air ne sont pas pliés, par exemple parce que vous êtes assis dessus. Vérifiez (C) si les connecteurs gris des brassards sont tous correctement branchés sur le brassard.

LES BRACELETS SE GONFLENT DANS LE MAUVAIS ORDRE

Assurez-vous que la fiche multiple est correctement branchée dans l'unité de commande. La fiche multiple est correctement branchée lorsque les petits embouts de la fiche multiple se trouvent dans les ouvertures prévues à cet effet au-dessus des sorties d'air.



DE L'AIR S'ÉCHAPPE (AUDIBLE)

rifiez que les tuyaux et les connecteurs ne sont pas endommagés.

Vérifiez que la fiche multiple est correctement branchée dans l'appareil.

Vérifiez que le tuyau n'est pas plié ou comprimé.

MISE EN PLACE DU BRACELET

(disponible probablement courant 2026)

Il existe un brassard pour le bras droit et un autre pour le bras gauche. Veillez à choisir le bon côté lors de l'achat.

Remarque : si vous souhaitez traiter les deux bras, vous aurez besoin de deux brassards, un pour le bras droit et un pour le bras gauche. Il est possible de traiter les jambes et un bras en parallèle. Nous recommandons toutefois de traiter les bras l'un après l'autre et non les deux bras en même temps. Au moins un bras doit toujours rester libre pendant l'utilisation.

INSTRUCTIONS :

1. Ouvrez la fermeture à clip de la manchette si elle est encore fermée.
2. Enfilez le brassard sur le bras correspondant. Passez votre main dans le brassard jusqu'à ce qu'il repose sous l'aisselle.
3. Tirez le brassard par-dessus l'épaule.
4. Passez la languette de fermeture derrière votre dos sous l'aisselle opposée et insérez l'extrémité de la languette dans la fermeture à clip à l'avant.
5. Ajustez la position en tirant sur l'extrémité de la languette de fermeture jusqu'à ce que le brassard soit bien ajusté et confortable.
6. Après utilisation, détachez le brassard en appuyant simultanément sur les deux côtés de la fermeture à clip.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conservez soigneusement ce mode d'emploi ! Ne démontez pas et ne brûlez pas l'appareil. Les réparations sur l'unité de commande ne doivent être effectuées que par des techniciens agréés par Wellcosan GmbH, sinon vous risquez de perdre la garantie. En cas de dommages sur l'appareil, débranchez la fiche secteur et éteignez l'appareil. Débranchez également la fiche secteur et éteignez l'appareil s'il est entré en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides. Assurez-vous que l'appareil est stable. N'exposez pas l'appareil à des chocs et ne le jetez pas. L'appareil ne doit pas être recouvert par d'autres objets pendant son fonctionnement. Veillez à ce que les tuyaux ne se tordent pas et ne se plient pas pendant l'utilisation et le stockage. Tenez l'appareil à l'écart de toute source de chaleur (par exemple, rayonnement solaire direct, radiateurs, etc.). Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, celui-ci doit être éteint. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

Débranchez également la fiche secteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Débranchez toujours la fiche de l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Tenez le produit hors de portée des enfants ou des personnes qui n'ont pas été formées à son utilisation.



Avec le marquage CE, le fabricant ou l'importateur confirme la conformité du produit aux directives CE applicables et le respect des « exigences essentielles » qui y sont définies.



Ce marquage sur l'appareil signifie que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères normales à la fin de sa durée de vie. Veuillez le faire éliminer par une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets électroniques.

GARANTIE

Nous accordons une garantie de 24 mois sur l'appareil de commande. En cas de dysfonctionnement, il peut être nécessaire d'envoyer l'appareil pour contrôle. Veillez à ce que le carton d'expédition soit suffisamment rembourré afin d'éviter tout dommage pendant le transport. Les défauts résultant d'un transport inapproprié ne peuvent malheureusement pas faire l'objet d'une demande de garantie.

Conditions de garantie : dans la mesure où il existe une obligation légale de garantie, soit un remplacement gratuit est effectué, soit le fabricant a la possibilité de réparer l'appareil, à l'exclusion du droit de résiliation ou de réduction. Si, malgré plusieurs tentatives, la réparation s'avère défectueuse ou si un appareil de remplacement présente un défaut imputable au fabricant, le client a droit à la résiliation ou à une réduction.

Exclusion de garantie : sont exclus de la garantie les défauts causés par des dommages violents, une utilisation inappropriée, des forces extérieures ou des modifications et réparations effectuées par des tiers, tels que les défauts résultant de fusibles mal dimensionnés ou court-circuités ou les défauts dus à une usure normale.

Condition de garantie : le droit à la garantie n'est valable qu'avec la preuve d'achat originale (facture). Veuillez donc conserver soigneusement la preuve d'achat.

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions lors de l'utilisation du système, n'hésitez pas à nous contacter au +49 (0) 666 17 48 91 05 ou à l'adresse service@venenengel.de.

CONSIGNES D'ÉLIMINATION

Veuillez noter que le produit contient de faibles quantités de plomb. Veuillez donc le faire éliminer par une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets électroniques. **IMPORTANT : veuillez ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères !**

ALLEMAGNE :

Les produits électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non triés. Utilisez plutôt les systèmes de reprise et de collecte disponibles. Nous contribuons ainsi tous à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des produits électroniques.

Une élimination incorrecte des produits électroniques n'entraîne pas seulement un gaspillage de ressources (la plupart des appareils électriques contiennent des matières premières précieuses telles que l'or, le cuivre, l'argent, etc.), mais met également en danger l'environnement en raison des substances parfois dangereuses qu'ils contiennent.

ALTERNATIVE : nous nous chargeons volontiers de l'élimination de votre ancien appareil Venen Engel. Il vous suffit de l'envoyer à :

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Allemagne

Veuillez joindre une note indiquant que vous souhaitez qu'il soit éliminé.

Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés séparément des déchets municipaux solides. Vous pouvez le faire via les systèmes de reprise et de recyclage à votre disposition (par exemple Corepile).

Une élimination inappropriée des piles et accumulateurs usagés peut avoir un impact considérable sur les personnes et l'environnement en raison des substances dangereuses qu'ils contiennent. Le recyclage permet de conserver des matières premières précieuses et de réutiliser les composants des produits.

FRANCE/SLOVAQUIE :

Les produits électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non triés. Utilisez plutôt les systèmes de reprise et de collecte disponibles. Nous contribuons ainsi tous à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des produits électroniques.

Une élimination incorrecte des produits électroniques n'entraîne pas seulement un gaspillage de ressources (la plupart des appareils électriques contiennent des matières premières précieuses telles que l'or, le cuivre, l'argent, etc.), mais met également en danger l'environnement en raison des substances parfois dangereuses qu'ils contiennent.

Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés séparément des déchets urbains solides. Vous pouvez le faire via les systèmes de reprise et de recyclage à votre disposition (par exemple Corepile).

Une élimination inappropriée des piles et accumulateurs usagés peut avoir un impact considérable sur les personnes et l'environnement en raison des substances dangereuses qu'ils contiennent. Le recyclage permet de conserver les matières premières précieuses et de réutiliser les composants des produits.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

1. Ce produit nécessite des précautions particulières en matière de CEM et doit être installé et mis en service conformément aux informations fournies. Cet appareil peut être affecté par des appareils de communication RF portables et mobiles.
2. N'utilisez pas de téléphone portable ou d'autres appareils émettant des champs électromagnétiques à proximité de l'appareil. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
3. Attention ! Cet appareil a été minutieusement testé et contrôlé afin de garantir son bon fonctionnement !
4. Attention : cet appareil ne doit pas être utilisé à côté ou empilé avec d'autres appareils. S'il doit être utilisé à côté ou empilé avec d'autres appareils, il convient de le surveiller afin de vérifier son fonctionnement normal dans la configuration dans laquelle il est utilisé.

AVERTISSEMENT

Si vous avez des problèmes de santé ou si vous avez des doutes, veuillez consulter un professionnel de santé avant utilisation.

REMARQUE :

Votre produit Venen Engel **n'est pas un dispositif médical** et n'est pas destiné à l'auto-médication.

FABRICANT :

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Allemagne

Téléphone : +49 1573 5990084
E-mail : service@venenengel.de
Site web : www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

GEBRUIKSAANWIJZING



VOORAF

Als u heeft gekozen voor onze Leo Edition, verzoeken wij u de onderstaande informatie op deze pagina zorgvuldig door te lezen.

Deze speciale editie verschilt uitsluitend van onze standaardversie door geselecteerde ontwerp- en materiaaldetails:

- **Exclusieve Leo-print** op de manchetten
- **Besturingseenheid en slangen in een nieuwe kleur**, passend bij het ontwerp
- **Metalen logoplaat** als hoogwaardig designelement op de tailleband
- **Luxe ritssluiting** met schuiver en eindstuk van een zinklegering voor een hoogwaardige uitstraling en een aangenaam gevoel

De werking, bediening en het gebruik van uw apparaat zijn identiek aan die van de standaardversie. Alle aanwijzingen voor veilig gebruik vindt u zoals gebruikelijk in de gebruiksaanwijzing.

Opmerking voor personen met een zinkallergie:

De metalen onderdelen van de Leo Edition zijn vervaardigd uit een zinklegering. In zeldzame gevallen kan direct huidcontact bij gevoelige personen huidreacties veroorzaken. Als u een bekende allergie voor zink of metaallegeringen heeft, of als u tijdens het gebruik huidirritatie opmerkt, raden wij u aan het gebruik te beëindigen.

Wij wensen u veel plezier met uw Leo Limited Edition.

VOOROPMERKING

Gefeliciteerd met de aankoop van dit apparaat! U zult veel plezier beleven aan uw Venen Engel! Als u tevreden bent over uw Venen Engel, zouden wij uw aanbeveling zeer op prijs stellen.

Deze handleiding bevat details die door de gebruiker in acht moeten worden genomen om gevaren te voorkomen en het apparaat veilig te gebruiken.

Als u vragen heeft over het gebruik, accessoires of suggesties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Telefoon: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
E-mail: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

VOORDAT U BEGINT

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u deze indien nodig kunt raadplegen.
- Bij bepaalde gezondheidsproblemen mag de Venen Engel niet worden gebruikt. Lees de lijst met contra-indicaties op de laatste pagina aandachtig door.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN EN WAARSCHUWINGEN

Het is belangrijk dat u alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding leest. Ze dienen voor uw veiligheid, om letsel te voorkomen letsel en schade aan het apparaat te voorkomen.

- Gebruik dit apparaat niet als u een pacemaker, een geïmplanteerde defibrillator of een ander geïmplanteed metalen of elektronische apparaat heeft. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden, elektrische storingen of de dood.
- Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
- Bewaar deze handleiding in de buurt van het apparaat, zodat u deze tijdens het gebruik kunt raadplegen.
- Om gevaren te voorkomen, de veiligheid te garanderen of een niet-conforme werking te voorkomen, worden hieronder enkele details vermeld die de gebruiker in acht moet nemen bij het gebruik van het apparaat.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in aanwezigheid van een ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht, zuurstof of lachgas.
- Mensen met een verstandelijke beperking mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
- Reparaties, onderhoud en vervanging van onderdelen mogen niet tijdens het gebruik worden uitgevoerd en mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die door de fabrikant zijn geautoriseerd. Anders vervalt de garantie.
- Bij algemeen onwelzijn of pijn tijdens het gebruik dient u het gebruik onmiddellijk te staken.
- Bij het eerste gebruik mag de gebruiksduur van 5 minuten niet worden overschreden. Bij volgende toepassingen moet de gebruiksduur geleidelijk worden verlengd in overeenstemming met de fysieke conditie van de gebruiker. Langdurig gebruik kan ongewenste bijwerkingen veroorzaken.
- Het product mag niet worden gebruikt door zuigelingen of kleine kinderen.
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Laat geen water of andere materialen (bijv. spijkers, naalden en andere metalen voorwerpen) in het apparaat terechtkomen.
- Als het apparaat niet correct functioneert, mag u het in geen geval openen, demonteren of wijzigen, omdat dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of andere verwondingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de stekker en uw handen droog zijn wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt.

- Gebruik het apparaat alleen met eenfasige 220-230V-stroom. Na gebruik moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
- Zorg ervoor dat u het apparaat zo plaatst dat u de stekker op elk moment gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet verdraaid of geknikt raakt en plaats geen zware voorwerpen (bijv. tafel- en stoelpoten) op de stroomkabel te plaatsen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het aangegeven doel.
- Gebruik het apparaat niet op meervoudige stopcontacten. Steek de stekker van dit apparaat niet samen met andere apparaten in een stopcontact.

LEVERINGSOMVANG



Besturingseenheid



Voeding



Multi-plug Slangenset



Lymph-Flow Pants



Transporttas & ritssluitingszakjes



Softcase

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal programma's	3 (+4)
Aantal kamers	4
Gewicht	ca. 0,7 kg
Vermogensafgifte	14 VA
Netfrequentie	50-60 Hz
Netspanning	110-240 V
Tijdinstelling	120 min.
Afdrukcapaciteit	30-180 mmHg
Pompkracht	8 l / min.
Materiaal (manchetten)	Nylon met polyamidevezels
Radiofrequentie	2,4 GHz
Afmetingen besturingseenheid	25 x 6 x 7 cm
Beschermingsklasse	II / 
Temperatuurbereik (gebruik & opslag)	10-40 °C
Luchtvochtigheid (relatief, gebruik & opslag)	30-85
Batterij:	
Oplaadtijd / gebruiksduur [in min]	50 / 90
Type	Li-ion
Modelnummer	18600
Spanning	11,1 V
Capaciteit	1600 mAh
Opgeslagen hoeveelheid stroom	17,7 Wh

VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN

	Conform Europese normen
	Informatie van de fabrikant
	Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid!
	Volg de gebruiksaanwijzing!
	Serienummer
	Alleen binnenshuis gebruiken
	Beschermingsklasse II: dit symbool geeft aan dat het apparaat geen elektrische aardingsaansluiting (massa) nodig heeft
	Uit de buurt van direct zonlicht houden
	Land van productie: China
	Golfkarton
	Polyethyleentereftalaat (PET)
	Niet wassen
	Verpakking recyclen
	Afvalverwijderingsinstructies Frankrijk: Elektrische apparaten bij de daarvoor bestemde inzamelpunten inleveren
	Afvalverwijderingsinstructies Frankrijk: verpakking recyclen

PRODUCTBESCHRIJVING

Het compressiemassageapparaat bestaat uit een apparaat met compressor, manchet en luchtdruksensor, die samen als één geheel functioneren. Het apparaat is via een reeks slangen met de manchetten verbonden. De compressiemassage vindt plaats door het cyclisch opblazen en leeglaten van de luchtkamers. Tijdens het gebruik wordt de lucht vanaf het uiteinde van de ledematen naar het midden van het lichaam in de kamers gepompt.

De druk in de manchet wordt daarbij geregeld door een sensor en een microprocessor.

DOEL

De **Venen Engel Plus** wordt gebruikt voor luchtdrukmassage van benen, armen of taille en bevordert een gevoel van ontspanning, welzijn en lichtheid.

Het gebruik bevordert een aangenaam licht lichaamsgevoel en een zacht gestimuleerde, vitaler ogende huid. Bij gebruik als wellness- of schoonheidsbehandeling kan het bijdragen aan een toename van het persoonlijk welzijn en de cosmetische verzorging van de huid.

Dit product is **geen medisch hulpmiddel** en is uitsluitend bedoeld voor cosmetisch en ontspannend gebruik.

INDICATIES

Ter ontspanning na een lange dag of na lichamelijke activiteit

Om een subjectief gevoel van lichtere benen te bevorderen

Voor een aangename ontspanning van de spieren

Kan het uiterlijk van cellulitis verbeteren

Gebruik als wellness- of schoonheidsbehandeling om het persoonlijk welzijn te verbeteren

Bevordert een aangenaam gevoel van vitaliteit en soepelheid van de huid

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij trombose, vaataandoeningen, spataderen, hartfalen, bloedstillingsstoornissen.

Niet gebruiken bij open wonden, eczeem, ontstekingen, infecties, ernstige zonnebrand of huiduitslag.

Bij gevoelloosheid, gevoelsstoornissen of pijn onmiddellijk stoppen.

Gebruik op benen en buik tijdens de zwangerschap wordt afgeraden!

Niet gebruiken bij elektronische implantaten (bijv. pacemakers) of metalen implantaten in de behandelde gebieden

Niet gebruiken bij koorts, infecties, acute ontstekingen

Niet gebruiken bij kinderen of personen die het apparaat niet veilig kunnen bedienen

BIJWERKINGEN

Roodheid, warm gevoel, licht tintelend gevoel na gebruik.

Vermoeidheid of lichte duizeligheid bij te lang gebruik.

Vorming van drukplekken bij te strak aangebrachte manchetten of overmatige druk.

Oververhitting bij continu gebruik, kabelbreuk, elektrische schok bij beschadigde voeding.

TOEPASSING

STAP 1: VOOR DE TOEPASSING

LUCHTSLANGEN AANSLUITEN

Bevestig de manchetpluggen van de slangen met de aansluitingen aan de manchetten. Zorg ervoor dat de langste slang bij de voetkamer hoort. Sluit de overige slangen achtereenvolgens aan tot aan de kamer bij de heup. De kleurschakeringen van de verbindingstukken en aansluitingen helpen bij het bepalen van de aansluitvolgorde. Wij raden aan om de stekkerverbindingen daarna niet meer los te maken.

PLAATSING VAN HET APPARAAT

Zorg ervoor dat het apparaat stevig staat. Zorg er ook voor dat het apparaat vrij staat en niet wordt afgedekt door een deken of iets dergelijks. Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals sauna's of badkamers.

MANCHETTEN AANTREKKEN

Om vervuiling te voorkomen, raden wij aan om tijdens het gebruik een legging of joggingbroek te dragen. Maak voor gebruik de broekzakken leeg! De ritsen aan de manchetten moeten volledig worden gesloten om te voorkomen dat de manchetten plotseling opengaan en mogelijk schade veroorzaken. Zorg er te allen tijde voor dat de slangen niet worden geknikt en dat u niet op de slangen gaat zitten.

SLANGENSET EN BESTURINGSEENHEID AANSLUITEN/MULTISTEKKER BEVESTIGEN

Steek de multistekker tot aan de aanslag in de onderkant van het apparaat. Let erop dat u de multistekker op de juiste manier in het apparaat steekt (kleine nippel in klein gat). Aan de zijkant van de multistekker bevinden zich twee clips. Om de multistekker en het apparaat met elkaar te verbinden, moeten de clips worden ingedrukt. Vervolgens kan de multistekker in het apparaat worden gestoken. Na gebruik moet de kabel op dezelfde manier weer worden losgekoppeld.


VOEDINGSADAPTER AANSLUITEN OP DE BESTURINGSEENHEID

Het apparaat kan zowel met als zonder netvoeding worden gebruikt, mits de batterij voldoende is opgeladen. Sluit de netvoeding aan op zowel het apparaat als een stopcontact om de batterij tijdens het gebruik op te laden.



STAP 2: BEDIENING

1. **APPARAAT AANZETTEN** Aan de bovenkant bevindt zich de aan/uit-schakelaar. Druk hier 3 seconden op om het apparaat aan of uit te zetten. Als het apparaat niet kan worden aangezet, is de batterij waarschijnlijk leeg. Gebruik de meegeleverde voeding om het apparaat opnieuw op te laden.
2. **PROGRAMMA SELECTEREN** Standaard is programma A geselecteerd. Druk op de toets „P“ om te schakelen tussen de programma's A, B en C.
3. **DRUK SELECTEREN** Standaard is drukniveau 8 geselecteerd. Door op de toetsen „+“ of „-“ te drukken, kunt u het drukniveau tussen 1 en 16 instellen. Als u de betreffende toets langer ingedrukt houdt, wordt de selectie van het drukniveau.
4. **PLAY / PAUSE** Start uw programma- en afdrukkeuze door op de knop „Play / Pause“ te drukken. **Tip:** als u tijdens een lopend programma op de knop „Afspelen/Pauzeren“ drukt, wordt de pauze gedurende 2 minuten geactiveerd. Laat deze 2 minuten verstrijken zonder opnieuw op „Play“ te drukken, stopt het apparaat het programma en laat de lucht uit de kamers.
5. **PROGRAMMA STOPPEN** Om een programma onmiddellijk te stoppen en de lucht te laten ontsnappen, houdt u de knop „Play/Pause“ 3 seconden ingedrukt.



PROGRAMMA'S / GIDS

Met de Venen Engel-programma's gun je je lichaam bewuste pauzes. Voor lichtere benen, meer balans en een aangename ontspanning.

TOEPASSINGSGEBIEDEN


De toepassing kan de stimulatie van de huid bevorderen en de huid er gladder en egaler laten uitzien. Het kan ook het gevoel van vermoeide en zware benen verlichten en een algemeen ontspannend effect hebben. Ideaal als wellness- of schoonheidsritueel om het persoonlijk welzijn te verhogen. Afhankelijk van het programma worden verschillende accenten gelegd.

DUUR EN FREQUENTIE

De optimale behandelingsduur is 30 tot 60 minuten – of 10 tot 20 minuten voor een korte ontspanning tussendoor. De druk moet voelbaar maar aangenaam zijn. Zoek stap voor stap uw persoonlijke comfortniveau. De optimale druk kan variëren, afhankelijk van hoe u zich op een bepaalde dag voelt. Pas deze daarom indien nodig individueel aan. Wij raden u aan om langzaam naar de optimale behandelingsdruk toe te werken. Veel is niet altijd beter: de Venen Engel-behandeling mag nooit onaangenaam of zelfs pijnlijk zijn.

Meer informatie over het juiste gebruik, de keuze van programma's en andere instellingen vindt u online op: <https://venenengel.de/pages/app>

Verloop Voorbeeld van programma



A ENERGY FLOW



De kamers worden achtereenvolgens gevuld, waarbij de druk in elke kamer wordt gehandhaafd totdat de volgende volledig is opgepompt. Dit creëert een gelijkmatige, activerende stroom die het welzijn in de benen ondersteunt en het lichaam op een aangename manier begeleidt.

B DEEP RELEASE



De kamers vullen zich achtereenvolgens en houden de druk gedurende de hele cyclus constant om terugstroming tijdens de massage te minimaliseren. Ideaal om te ontspannen na een lange dag of een intensieve training. Als u net begint, start u met Energy Flow (A) en gaat u vervolgens langzaam over op Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Alle kamers worden tegelijkertijd opgepompt en weer ontspannen, waardoor een ritmische, pulserende massage met bijzonder veel cycli ontstaat. De dynamische beweging ontspant het lichaamsgevoel en kan de huid vitaler en strakker doen lijken.

IP INITIAL PHASE



Voordat het door u gekozen programma/de door u gekozen reeks start, willen we ervoor zorgen dat de beenmanchetten zich optimaal ergonomisch aan uw benen hebben aangepast. Hiervoor worden alle kamers gedurende 2 minuten tegelijkertijd met lucht gevuld. Daarna start uw programma. Het proces is slechts 1 keer actief direct na het starten van de besturingseenheid en daarna pas weer na het opnieuw opstarten van het apparaat.



Onderbreek de initiële fase niet door het programma te wijzigen of het apparaat uit te schakelen. Anders kan de opgebouwde druk in de kamers zich ophopen en onaangenaam voor u worden.

EEN RADIOVERBINDING MAKEN MET DE VENEN ENGEL-APP

DOWNLOAD DE VENEN ENGEL-APP

Download onze Venen Engel-app uit de gangbare app stores voor iOS of Android.

OPEN DE VENEN ENGEL-APP

Open de app en selecteer de gewenste onboarding-optie.

SCHAKEL UW VENEN ENGEL PLUS-BESTURINGSEENHEID IN

Het koppelen start automatisch. Bevestig het koppelen op uw smartphone. Als dat niet het geval is, controleer dan de instellingen op uw smartphone.

KLAAR

U kunt nu uw bedieningsapparaat via onze app bedienen en opzij leggen. Hiermee kunt u onder andere de vooraf geïnstalleerde programma's en sequenties starten, aanpassen en ook de druk en de gebruiksduur instellen.


Meer informatie over de Venen Engel-app vindt u op onze website onder <https://venenengel.de/pages/app>.



FUNCTIES DIE ALLEEN MET DE APP KUNNEN WORDEN BEDIENEN

AFZONDERLIJKE LUCHTKAMERS UITSCHAKELEN

Gevoelige plekken kunnen van de massage worden uitgesloten. Standaard zijn alle compressiekamers geactiveerd. Als u bepaalde kamers van de massage wilt uitsluiten, kunt u dat hier doen. Druk hiervoor gewoon op het symbool van de gewenste kamer en bevestig uw keuze.




VIER EXTRA MASSAGEPROGRAMMA'S

Kies uit vier extra programma's om uw behandeling afwisselender te maken en uw sequenties te optimaliseren.



INDIVIDUALISERING VAN DE VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS



DE DRIE RITSEN

Positie 1 = buitenste ritssluiting = smalste positie = voor smalle beenomtrekken


Positie 2 = middelste rits = middelste positie = voor gemiddelde beenomvang

Positie 3 = binnenste rits = breedste positie = voor grote beenomvang

Er zijn aparte ritsen voor de bovenbenen en onderbenen, zodat u de Lymph-Flow Pants heel individueel kunt aanpassen.

Als geen van de mogelijke instellingen precies past, kunt u met onze uitbreidingen verdere maatstappen realiseren. Neem hiervoor een kijkje in onze **winkel**.

Om te voorkomen dat de rits tijdens het gebruik opengaat, klapt u de schuifknop naar de voeten toe nadat u de broek hebt dichtgeritst. Hierdoor wordt een mechanische vergrendeling geactiveerd die voorkomt dat de Lymph-Flow Pants opengaat. Na gebruik kunt u de rits gewoon gebruiken om uit de broek te stappen.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

NA GEBRUIK

BEËINDIGING EN AFBREKEN

Na afloop van de ingestelde tijd of na het indrukken van de uit-knop kunt u de multistekker uit het apparaat halen. Als u zich tijdens de massage niet prettig voelt, kunt u de behandeling ook op elk moment spontaan beëindigen. Vervolgens kunt u de manchet openen. Om de luchtkussens na gebruik snel te ontluchten, raden wij u aan om, met de multistekker uit het apparaat, de resterende lucht met beide handen uit de manchetten te drukken.

Na gebruik raden wij aan om de manchetstekkers op de manchet te laten zitten en alleen de multistekker uit het apparaat te verwijderen. Voor opslag legt u de manchetten op elkaar en rolt u ze losjes op met de aangesloten slangenset.

REINIGING & OPSLAG

REINIGING

Voor het reinigen van de manchetten en de overige accessoires raden wij aan een vochtige doek te gebruiken. Bij sterke vervuiling kunt u bovendien een mild textielreinigingsmiddel gebruiken. Trek vóór het reinigen van de manchetten de manchettepluggen los en laat de manchetten in ieder geval goed drogen. Bij gebruik door verschillende personen raden wij aan de manchetten te desinfecteren met een textieldesinfectiespray. Gebruik reinigings- en desinfectiemiddelen die vrij zijn van olie, benzeen, alcohol, benzine en chemische middelen. Was de manchetten niet in een wasmachine of onder stromend water. Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt. Voor het desinfecteren van de manchetten zijn desinfectiemiddelen zoals Descosept pur of vergelijkbare producten met een vergelijkbare samenstelling geschikt.

OPSLAG

Bewaar het product bij kamertemperatuur (minimaal 10 °C, maximaal 40 °C) en in goed geventileerde, droge en stofvrije ruimtes (minimaal 30%, maximaal 85% relatieve luchtvochtigheid). Bewaar het product op een vorstvrije plaats, anders kan het beschadigd raken.

Let er bij de opslag ook op dat met name de manchetten niet worden beschadigd door scherpe voorwerpen zoals scharen of voorwerpen met scherpe randen.

Voor langdurige opslag raden wij u aan het product in de verkoopdoos te bewaren.

PROBLEEMOPLOSSING

HET APPARAAT KAN NIET WORDEN INGESCHAKELD

Als het apparaat niet kan worden ingeschakeld, controleer dan (A) of de batterij van het apparaat leeg is en (B) laad het apparaat op totdat het kan worden ingeschakeld.

HET APPARAAT POMPT, MAAR SLECHTS ÉÉN OF GEEN VAN BEIDE MANCHETTEN WORDEN OPGEBLAZEN.

Als na het starten van de toepassing slechts één of geen van beide manchetten opblaast, controleer dan (A) of de multistekker volledig en correct in het apparaat is gestoken. Controleer ook (B) of de luchtslangen niet geknikt zijn, bijvoorbeeld omdat u op de slangen zit. Controleer (C) of de grijze manchetstekkers allemaal correct op de manchet zijn aangesloten.

DE MANCHETTEN WORDEN IN DE VERKEERDE VOLGORDE OPGEBLAZEN

Zorg ervoor dat de multistekker correct in de besturingseenheid is gestoken. De multistekker zit correct als de kleine nippels van de multistekker zich in de daarvoor bestemde openingen boven de luchtuitlaten bevinden.



ER STROOMT (HOORBAAR) LUCHT UIT

- (A) Controleer de slangen en stekkers op beschadigingen.
- (B) Controleer of de multistekker correct in het apparaat is gestoken.
- (C) Controleer of de slang niet geknikt of afgeknepen is.

DE ARMMANCHET AANTREKKEN

(naar verwachting in de loop van 2026 verkrijgbaar)

Er is een armmanchet verkrijgbaar voor de rechter- of linkerarm. Let er bij de aankoop goed op dat u de juiste armkant kiest.

Opmerking: als u beide armen wilt behandelen, heeft u twee armmanchetten nodig: één voor de rechterarm en één voor de linkerarm. Het is mogelijk om de benen en één arm tegelijkertijd te behandelen. We raden echter aan om de armen achter elkaar te behandelen en niet beide armen tegelijk. Tijdens het gebruik moet er altijd minstens één arm vrij blijven.

INSTRUCTIES:

1. Open de clip sluiting van de armmanchet, indien deze nog gesloten is.
2. Trek de armmanchet aan de betreffende arm aan. Steek uw hand door de manchet totdat deze onder de oksel ligt.
3. Trek de manchet over de schouder.
4. Haal de sluitlip achter uw rug onder de tegenoverliggende oksel door en steek het uiteinde van de lip aan de voorkant in de clip sluiting.
5. Pas de pasvorm aan door aan het uiteinde van de sluitlip te trekken totdat de manchet stevig en comfortabel zit.
6. Maak de armmanchet na gebruik los door tegelijkertijd aan beide kanten op de clip sluiting te drukken.



VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Demonteer of verbrand het apparaat niet. Reparaties aan de besturingseenheid mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die door Wellcosan GmbH zijn geautoriseerd, anders vervalt de garantie. Bij beschadigingen aan het apparaat moet u de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat uitschakelen. Trek ook de stekker uit het stopcontact en schakel het apparaat uit als het in contact is gekomen met water of andere vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes. Zorg ervoor dat het apparaat stevig staat. Stel het apparaat niet bloot aan schokken en gooi het niet. Het apparaat mag tijdens het gebruik niet worden afgedekt door andere voorwerpen. Zorg ervoor dat de slangen tijdens gebruik en opslag niet verdraaien of knikken. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, radiatoren en andere). Als u het apparaat niet gebruikt, moet het worden uitgeschakeld. Het apparaat schakelt zichzelf uit na 10 minuten inactiviteit.

Als u het apparaat niet gebruikt, moet u ook de stekker uit het stopcontact halen. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het reinigt. Houd het product uit de buurt van kinderen of personen die niet zijn geïnstrueerd in het gebruik ervan.



Met de CE-markering bevestigt de fabrikant of importeur dat het product voldoet aan de toepasselijke EG-richtlijnen en aan de daarin vastgelegde „essentiële eisen“.



Deze markering op het apparaat betekent dat u het aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisvuil mag weggoien. Laat het apparaat verwijderen door een afvalverwerker voor elektronisch afval.

GARANTIE

Wij geven 24 maanden garantie op de regeleenheid. In geval van een storing kan het nodig zijn om het apparaat op te sturen voor controle. Zorg er daarbij voor dat de verzenddoos voldoende is opgevuld om eventuele transportschade te voorkomen. Voor defecten die te wijten zijn aan onjuiste verzending kan helaas geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

Garantievoorwaarden: Voor zover er een wettelijke garantieverplichting bestaat, wordt, met uitsluiting van het recht op vervanging of korting, ofwel kosteloos vervan-

ging geboden, ofwel krijgt de fabrikant de mogelijkheid om het defect te herstellen. Indien het defect ondanks meerdere pogingen niet kan worden verholpen of indien een vervangend apparaat een defect vertoont dat aan de fabrikant kan worden toegerekend, heeft de klant recht op vervanging of korting.

Garantie-uitsluiting: Uitgesloten van de garantie zijn gebreken die zijn veroorzaakt door gewelddadige beschadiging, ondeskundig gebruik, geweld van buitenaf of door wijzigingen en reparaties door derden, zoals defecten die zijn ontstaan door verkeerd gedimensioneerde of kortgesloten zekeringen of gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage.

Garantievoorwaarde: De garantieclaim geldt alleen in combinatie met het originele aankoopbewijs (factuur). Bewaar het aankoopbewijs daarom zorgvuldig.

Als u problemen of vragen heeft bij het gebruik van het systeem, kunt u contact met ons opnemen via +49 (0) 666 17 48 91 05 of service@venenengel.de.

AFVALVERWERKING

Houd er rekening mee dat het product kleine hoeveelheden lood bevat. Laat het product daarom verwijderen door een afvalverwerker voor elektronisch afval. **BELANGRIJK: Gooi het product niet bij het huisvuil!**

DUITSLAND:

Elektronische producten mogen niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid. Maak in plaats daarvan gebruik van de beschikbare teruggave- en inzamelsystemen. Zo leveren we allemaal een bijdrage aan het hergebruik, de recycling en de terugwinning van elektronische producten.

Onjuiste verwijdering van elektronische producten leidt niet alleen tot verspilling van grondstoffen (de meeste elektrische apparaten bevatten waardevolle grondstoffen zoals goud, koper, zilver enz.), maar brengt door de soms gevaarlijke stoffen ook het milieu in gevaar.

ALTERNATIEF: Wij zorgen graag voor de verwijdering van uw oude Venen Engel-apparaat. Stuur het gewoon naar:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Duitsland

Voeg een briefje bij met het verzoek om het apparaat af te voeren.

Oude batterijen en accu's moeten gescheiden van het vaste huishoudelijk afval worden afgevoerd. Dit kunt u doen via de terugname- en recyclingsystemen die tot uw beschikking staan (bijv. Corepile).

Onjuiste verwijdering van oude batterijen en accu's kan vanwege de gevaarlijke stoffen die ze bevatten aanzienlijke gevolgen hebben voor mens en milieu. Door recycling blijven waardevolle grondstoffen behouden en kunnen productonderdelen worden hergebruikt.

FRANKRIJK/SLOWAKIJE:

Elektronische producten mogen niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid. Maak in plaats daarvan gebruik van de beschikbare terugname- en inzamel-systemen. Zo leveren we allemaal een bijdrage aan het hergebruik, de recycling en de terugwinning van elektronische producten.

Onjuiste verwijdering van elektronische producten leidt niet alleen tot verspilling van grondstoffen (de meeste elektrische apparaten bevatten waardevolle grondstoffen zoals goud, koper, zilver enz.), maar brengt door de soms gevaarlijke stoffen ook het milieu in gevaar.

Oude batterijen en accu's moeten gescheiden van het vaste huishoudelijk afval worden afgevoerd. U kunt dit doen via de terugname- en recyclingsystemen die tot uw beschikking staan (bijv. Corepile).

Onjuiste verwijdering van oude batterijen en accu's kan vanwege de gevaarlijke stoffen die ze bevatten aanzienlijke gevolgen hebben voor mens en milieu. Door recycling blijven waardevolle grondstoffen behouden en kunnen productonderdelen worden hergebruikt.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)

1. Dit product vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot EMC en moet worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen volgens de verstrekte informatie. Dit apparaat kan worden beïnvloed door draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur.
2. Gebruik geen mobiele telefoon of andere apparaten die elektromagnetische velden uitzenden in de buurt van het apparaat. Dit kan leiden tot een verkeerde werking van het apparaat.
3. Let op! Dit apparaat is grondig getest en gecontroleerd om een goede werking en prestaties te garanderen!
4. Let op: dit apparaat mag niet naast of opgestapeld met andere apparaten worden gebruikt. Als gebruik naast of opgestapeld met andere apparaten noodzakelijk is, moet dit apparaat worden geobserveerd om te controleren of het normaal functioneert in de configuratie waarin het wordt gebruikt.

AANSPRAKELIJKHEID

Als u gezondheidsproblemen heeft of twijfelt, raadpleeg dan voor gebruik een arts.

OPMERKING:

Uw Venen Engel-product is **geen medisch hulpmiddel** en is niet bedoeld voor zelfbehandeling.

FABRIKANT:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Duitsland

Telefoon: +49 1573 5990084

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако сте избрали нашето Leo Edition, моля, обърнете внимание на следната информация на тази страница.

Това специално издание се различава от стандартната ни версия единствено по избрани дизайнерски и материални детайли:

- **Ексклузивен принт Leo** върху маншетите
- **Контролен блок и маркучи в нов цвят**, съобразен с дизайна
- **Метална плочка с логото** като висококачествен дизайнерски елемент на колана
- **Висококачествен цип** с плъзгач и накрайник от цинкова сплав за премиум външен вид и усещане

Функциите, управлението и използването на устройството са идентични със стандартната версия. Всички указания за безопасна употреба ще намерите, както обикновено, в ръководството за употреба.

Забележка за хора с алергия към цинк:

Металните части на Leo Edition са изработени от цинкова сплав. В редки случаи директният контакт с кожата може да предизвика кожни реакции при чувствителни хора. Ако имате известна алергия към цинк или метални сплави, или ако по време на употреба забележите кожно раздразнение, препоръчваме да прекратите употребата.

Пожелаваме Ви много удоволствие с Вашата Leo Limited Edition.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поздравяваме Ви за покупката на този уред! Ще се насладите много на Вашия Venen Engel! Ако сте доволни от Venen Engel, ще се радваме да ни препоръчате на Вашите познати.

Настоящото ръководство съдържа подробна информация, която потребителят трябва да спазва, за да предотврати опасности и да използва устройството безопасно.

Ако имате въпроси относно употребата, аксесоарите или предложения, моля, не се колебайте да се свържете с нас!

Телефон: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
Имейл: service@venenengel.de
Уеб: www.venenengel.de

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

- Моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да използвате устройството.
- Съхранявайте това ръководство за употреба, за да можете да го прочетете при необходимост.
- При определени здравословни състояния Venen Engel не трябва да се използва. Моля, прочетете внимателно списъка с противопоказания на последната страница.

ВАЖНИ БЕЗОПАСНИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Важно е да прочетете всички предупреждения и предпазни мерки в това ръководство. Те служат за вашата безопасност, за да се избегнат наранявания и повреди на устройството.

- Не използвайте това устройство, ако имате пейсмейкър, имплантиран дефибрилатор или друго имплантирано метално или електронно устройство. Такова използване може да доведе до токов удар, изгаряния, електрически смущения или до смърт.
- Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте тези инструкции в близост до устройството, за да можете да ги четете по време на употреба.
- За да се избегнат опасности, да се гарантира безопасността или да се предотврати ненормална работа, по-долу са изброени някои подробности, които потребителят трябва да има предвид при използването на устройството.
- Устройството не е подходящо за употреба в присъствието на запалима анестетична смес с въздух, кислород или закислен азот.
- Лица с умствени увреждания могат да използват устройството само под наблюдение.
- Ремонти, поддръжка и подмяна на компоненти не трябва да се извършват по време на употреба и трябва да се извършват само от специалисти, оторизирани от производителя. В противен случай съществува риск от загуба на гаранцията.
- При общо неразположение или болка по време на употреба, моля, преустановете употребата незабавно.
- При първата употреба не трябва да се превишава продължителност на употреба от 5 минути. При следващите употреби продължителността на употреба да се удължава постепенно в зависимост от физическото състояние на потребителя. Дълготрайната употреба може да предизвикат нежелани странични ефекти.
- Продуктът не трябва да се използва от кърмачета или малки деца.
- Дръжте устройството извън обсега на деца.
- Не позволявайте вода или други материали (например пирони, игли и други метални предмети) да попадат във вътрешността на устройството.
- Ако устройството не функционира правилно, в никакъв случай не го отваряйте, разглобявайте или модифицирайте, тъй като това може да доведе до пожар, токов удар или други наранявания.
- Уверете се, че щепселът и ръката ви са сухи, когато включвате и изключвате

щепсела.

- Използвайте уреда само с еднофазен ток 220-230 V. След употреба извадете щепсела на уреда от контакта.
- Уверете се, че устройството е разположено така, че да можете лесно да извадите щепсела от контакта по всяко време.
- Уверете се, че захранващият кабел не е усукан или прегънат и не поставяйте тежки предмети (например крака на маса или стол) върху захранващия кабел.
- Използвайте уреда само за посочената цел.
- Не използвайте устройството в многогнездни контакти. Не включвайте захранващия кабел на това устройство в контакт заедно с други устройства.

КОМПЛЕКТНОСТ



Устройство за управление



Захранващ адаптер



Мулти-включвател
Комплект маркучи



Lymph-Flow Pants



Транспортна чанта и торбички с гел



Мек калъф

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой програми	3 (+4)
Брой камери	4
Тегло	около 0,7 кг
Мощност	14 VA
Честота на мрежата	50-60 Hz
Напрежение	110-240V
Настройка на времето	120 мин.
Печатна мощност	30-180 mmHg
Помпена мощност	8 л/мин.

Материал (маншети)	Найлон с полиамидни влакна
Радиочестота	2,4 GHz
Размери на контролното устройство	25x6x7cm
Клас на защита	II / 
Температурен диапазон (експлоатация и съхранение)	10-40 °C
Влажност (относителна, експлоатация и съхранение)	30-85

Батерия:

Време за зареждане / време на работа [в мин]	50 / 90
Тип	Литиево-йонна
Номер на модела	18600
Напрежение	11,1 V
Капацитет	1600 mAh
Съхранено количество енергия	17,7 Wh

ОБЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ



В съответствие с европейските стандарти



Информация от производителя



Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци!



Спазвайте инструкциите за употреба!



Сериен номер



Използвайте само на закрито



Клас на защита II: Този символ показва, че уредът не се нуждае от електрическо заземяване (маса).



Дръжте далеч от пряка слънчева светлина



Страна на производство: Китай



Вълнообразен картон



Полиетилен терефталат (PET)



Не се пере



Рециклирайте опаковката



Указания за изхвърляне Франция: Изхвърлете електроуреда в съответните места



Указания за изхвърляне във Франция: Рециклирайте опаковката

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Апаратът за компресионен масаж се състои от устройство с компресор, маншет и сензор за въздушно налягане, които работят заедно като едно цяло. Устройството е свързано с маншетите чрез серия от тръби. Компресионният масаж се извършва чрез циклично надуване и изпускане на въздуха от камерите. По време на процедурата въздухът се изпомпва в камерите от края на крайниците към центъра на тялото.

Налягането в маншета се контролира от сензор и микропроцесор.

НАЗНАЧЕНИЕ

Venen Engel Plus се използва за въздушен масаж на краката, ръцете или талията и подпомага усещането за релаксация, благополучие и лекота.

Приложението подпомага приятно усещане за лекота на тялото, както и нежно стимулирана, по-жизнена кожа. При използване като уелнес или козметично приложение, то може да допринесе за повишаване на личното благосъстояние и козметичната грижа за кожата.

Този продукт **не е медицински продукт** и се използва изключително за козметични и релаксиращи процедури.

ИНДИКАЦИИ

За релаксация след дълъг ден или след физическа активност

За стимулиране на субективното усещане за по-леки крака

За приятно отпускане на мускулите

Може да подобри външния вид на целулита

Използва се като уелнес или козметична процедура за повишаване на личното благосъстояние

Спомага за приятно усещане за жизненост и еластичност на кожата

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Да не се използва при тромбоза, венозни заболявания, разширени вени, сърдечна недостатъчност, нарушения в съсирването на кръвта.

Да не се използва при отворени рани, екземи, възпаления, инфекции, силни слънчеви изгаряния или кожни обриви.

При изтръпване, нарушения на чувствителността или болка, преустановете употребата незабавно.

Не се препоръчва употреба върху краката и корема по време на бременност!

Да не се използва при електронни импланти (напр. сърдечни стимулатори) или метални импланти в третираните области

Не използвайте при температура, инфекции, остри възпаления

Не използвайте при деца или лица, които не могат да работят безопасно с устройството

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Зачервяване, усещане за топлина, леко изтръпване след употреба.

Умора или леко замайване при прекалено продължителна употреба.

Образуване на отпечатъци при прекалено стегнати маншети или прекалено силен натиск.

Прегряване при продължителна употреба, скъсване на кабела, токов удар при повреден захранващ блок.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТЪПКА 1: ПРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЪРЗВАНЕ НА ВЪЗДУШНИТЕ МАРКУЧИ

Закрепете муфите на маркучите към връзките на маншетите. Уверете се, че най-дългият маркуч е свързан с камерата за краката. Свържете останалите маркучи поред до камерата в близост до бедрата. Цветовете на съединителите и връзките помагат при определянето на реда на свързване. Препоръчваме да не разкачвате съединенията след това.

ПОСТАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Уверете се, че устройството е стабилно. Уверете се също, че устройството е свободно и не е покрито от таван или подобно. Не използвайте устройството във влажни помещения или такива с висока влажност, като сауни или бани.

ОБЛЕЧЕТЕ МАНШЕТИ

За да се предотврати замърсяване, препоръчваме да носите клин или панталони за тичане по време на употреба. Преди употреба изпразнете джобовете на панталоните! Циповете на маншетите трябва да бъдат напълно затворени, за да се предотврати внезапно отваряне на маншетите и възможни повреди. Уверете се, че маркучите не са прегънати и че не седите върху тях.

СВЪРЗВАНЕ НА КОМПЛЕКТ МАРКУЧИ И УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО/ МОНТИРАНЕ НА МУЛТИКОНЕКТОРА

Закачете мултиконектора докрай в долната част на устройството. Уверете се, че мултиконекторът е поставен правилно в устройството (малкият нипел в малката дупка). Отстрани на мултиконектора има две скоби. За да свържете мултиконектора с устройството, трябва да натиснете скобите. След това мултиконекторът може да бъде закачен в устройството. По същия начин кабелът трябва да се откачи след употреба.


СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ АДАПТЕР С КОНТРОЛНИЯ МОДУЛ

Устройството може да работи както със, така и без захранващ адаптер, стига батерията да е съответно заредена. Свържете захранващия адаптер както с устройството, така и с контакта, за да заредите батерията по време на употреба.



СТЪПКА 2: УПРАВЛЕНИЕ

1. **ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДАТА** На горната страна се намира бутонът за включване/изключване. Натиснете го за 3 секунди, за да включите или изключите уреда. Ако уредът не се включва, вероятно батерията е изтощена. Използвайте предоставения захранващ адаптер, за да презаредите устройството.
2. **ИЗБОР НА ПРОГРАМА** По подразбиране е избрана програма А. Натиснете бутона „P“, за да превключвате между програми А, Б и В.
3. **ИЗБОР НА НАЛЯГАНЕ** По подразбиране е избрано ниво на налягане 8. Чрез натискане на бутоните „+“ или „-“ можете да зададете нивото на налягане между 1 и 16. Дълго натискане на съответния бутон ускорява избора на нивото на налягане.
4. **PLAY / PAUSE** Стартирайте избора на програма и печат, като натиснете бутона „Play / Pause“. Съвет: Натискането на бутона „Play / Pause“ по време на текуща програма активира паузата за 2 минути. Изчакайте тези 2 минути без да натискате отново „Play“, устройството спира програмата и изпуска въздуха от камерите.
5. **СПИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА** За да спрете програмата незабавно и да изпуснете въздуха, задръжте бутона „Play / Pause“ натиснат за 3 секунди.



ПРОГРАМИ / РЪКОВОДСТВО

С програмите на Venen Engel вие давате на тялото си съзнателни почивки. За по-леки крака, по-добър баланс и приятна релаксация.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението може да стимулира кожата и да я направи по-гладка и равномерна. Също така може да облекчи усещането за уморени и тежки крака и да има общо релаксиращо действие. Идеално като уелнес или красота ритуал за повишаване на личното благосъстояние. В зависимост от програмата се поставят различни акценти.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ЧЕСТОТА

Оптималната продължителност на приложението е от 30 до 60 минути – или от 10 до 20 минути за кратка почивка между две дейности. Налягането трябва да е осезаемо, но приятно. Постепенно достигнете личното си ниво на комфорт. Оптималното налягане може да варира в зависимост от дневната форма. Затова го регулирайте индивидуално, ако е необходимо. Препоръчваме да достигнете оптималното налягане за приложение постепенно. Много не винаги означава добре: употребата на Venen Engel никога не трябва да бъде неприятна или дори болезнена.

Повече информация за правилното приложение, избора на програми и други настройки можете да намерите онлайн на: <https://venenengel.de/pages/app>

Процедура Пример за програма

A ENERGY FLOW



A ENERGY FLOW



Камерите се пълнят една след друга, като налягането във всяка камера се поддържа, докато следващата не бъде напълно напompана. По този начин се създава равномерен, активиращ поток, който подпомага доброто самочувствие в краката и придружава тялото по приятен начин.

B DEEP RELEASE



Камерите се пълнят една след друга и поддържат постоянен налягане през целия цикъл, за да се сведе до минимум обратният поток по време на масажа. Идеален за облекчаване след дълъг ден или интензивна тренировка. Ако сте начинаещ, започнете с Energy Flow (A) и след това бавно преминете към Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Всички камери се надуват и отпускат едновременно, което създава ритмичен пулсиращ масаж с особено много цикли. Динамичното движение отпуска тялото и може да направи кожата по-жизнена и по-стегната.

IP INITIAL PHASE



Преди да стартира избраната от вас програма/последователност, искаме да се уверим, че маншетите за краката са се приспособили оптимално ергономично към краката ви. За целта всички камери се пълнят едновременно с въздух в продължение на 2 минути. След това програмата ви стартира. Процесът е активен само веднъж непосредствено след стартирането на контролното устройство и след това отново едва след рестартиране на устройството.



Моля, не прекъсвайте началната фаза чрез промяна на програмата или изключване на устройството. В противен случай натрупаното налягане в камерите може да се натрупа и да ви причини дискомфорт.

УСТАНОВЯВАНЕ НА РАДИОВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО VENEN ENGEL

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО VENEN ENGEL

Изтеглете приложението Venen Engel от популярните магазини за приложения за iOS или Android.

ОТВОРЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО VENEN ENGEL

Отворете приложението и изберете желаната опция за регистрация.

ВКЛЮЧЕТЕ УСТРОЙСТВОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ VENEN ENGEL PLUS

Свързването започва автоматично. Потвърдете свързването на вашия смартфон. Ако това не се случи, проверете настройките на вашия смартфон.

ГОТОВО

Сега можете да управлявате контролното устройство чрез нашето приложение и да го оставите настрана. Чрез него можете да стартирате и настройвате предварително инсталираните програми и последователности, както и да регулирате налягането и продължителността на употреба.


Повече информация за приложението Venen Engel можете да намерите на нашия уебсайт <https://venenengel.de/pages/app>.



ФУНКЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ САМО ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО

ДЕАКТИВИРАНЕ НА ОТДЕЛНИ ВЪЗДУШНИ КАМЕРИ

Чувствителните места могат да бъдат изключени от масажа. По подразбиране всички компресионни камери са активирани. Ако искате да изключите определени камери от масажа, можете да го направите тук. За целта просто натиснете символа на желаната камера и потвърдете избора си.



Energy Flow

Druck-Level: 8

Zeit (in Minuten) 30

Aktive Kammern

1 2 3 4

Einstellungen zurücksetzen


Programm kopieren

Speichern

ЧЕТИРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАСАЖНИ ПРОГРАМИ

Изберете от четири допълнителни програми, за да разнообразите вашата процедура и да оптимизирате вашите последователности.

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS



ТРИТЕ ЦИПОВЕ

Позиция 1 = външен цип = най-тясна позиция = за ниски обиколки на краката


Позиция 2 = среден цип = средна позиция = за средни обиколки на краката

Позиция 3 = вътрешен цип = най-широка позиция = за големи обиколки на краката

За бедрата и прасците има отделни ципове, така че можете да приспособите Lymph-Flow Pants много индивидуално.

Ако нито една от възможните настройки не пасва точно, можете да реализирате допълнителни размери с нашите разширения. Просто посетете нашия **магазин**.

За да не се отвори ципът по време на употреба, след като сте затворили панталоните, преместете дръжката на ципа в посока към краката. По този начин се задейства механична блокировка, която предотвратява отварянето на Lymph-Flow Pants. След употреба можете да използвате ципа по обичайния начин, за да се съблечете.



Маße (in cm)
Dimensions (in cm)

СЛЕД УПОТРЕБА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

След изтичане на зададеното време или след натискане на бутона за изключване можете да извадите мултиконектора от устройството. Ако по време на масажа не се чувствате добре, можете да прекратите процедурата по всяко време. След това можете да отворите маншета. За бързо изпускане на въздуха от въздушните възглавници след процедурата препоръчваме, след като сте извадили мултиконектора, да изтласкате остатъчния въздух от маншетите с двете ръце. След употреба препоръчваме да оставите мултиконектора включен в маншета и да извадите само мултиконектора от устройството. За съхранение поставете маншетите една върху друга и ги навийте леко заедно с включения комплект маркучи.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

ПОЧИСТВАНЕ

За почистване на маншетите и останалите аксесоари препоръчваме да използвате влажна кърпа. При силно замърсяване можете да използвате допълнително нежен текстилен препарат. Преди почистване на маншетите извадете маншетните щепсели и в никакъв случай не забравяйте да оставите маншетите да изсъхнат напълно. При използване от различни лица препоръчваме дезинфекция на маншетите с дезинфекционен спрей за текстил. Използвайте почистващи и дезинфекционни средства, които не съдържат масло, бензол, алкохол, бензин и химикали. Не перете маншетите в пералня или под течаща вода. Изключете устройството преди почистване. За дезинфекция на маншетите са подходящи дезинфектанти като Descosept pur или подобни продукти със сходен състав.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при стайна температура (минимум 10 °C, максимум 40 °C) и в добре проветрени, сухи и безпрашни помещения (минимум 30 %, максимум 85 % относителна влажност). Съхранявайте продукта на място, защитено от замръзване, тъй като в противен случай може да се повреди.

При съхранението обърнете внимание да не повредите маншетите с остри предмети като ножици или предмети с остри ръбове.

За дългосрочно съхранение препоръчваме да съхранявате продукта в оригиналната му опаковка.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

УСТРОЙСТВОТО НЕ СЕ ВКЛЮЧВА


Ако устройството не се включва, проверете (А) дали батерията на устройството е изтощена и (Б) заредете устройството, докато не се включи.

УСТРОЙСТВОТО ПОМПИ, НО НАДУВА САМО ЕДНА ИЛИ НИТО ЕДНА ОТ ДВЕТЕ МАНШЕТИ

Ако след стартиране на приложението се надува само една или нито една от двете маншети, моля, проверете (А) дали мултиконекторът е вкаран изцяло и правилно в устройството. Уверете се също така (В), че въздушните маркучи не са прегънати, например защото седите върху тях. Проверете (В) дали сивите конектори на маншетите са правилно включени в маншетите.

МАНШЕТИТЕ СЕ НАПЪВАТ В ГРЕШНА ПОРЕД

Уверете се, че мулти-конекторът е включен правилно в контролния уред. Мулти-конекторът е включен правилно, когато малките нипели на мулти-конектора се намират в предвидените отвори над изходите за въздух.



ИЗТИЧА (ЧУВА СЕ) ВЪЗДУХ

- (А) Проверете маркучите и конекторите за повреди.
- (В) Проверете дали мулти-конекторът е поставен правилно в устройството.
- (С) Проверете дали маркучът не е прегънат или притиснат.

ПОДВЪРЗВАНЕ НА МАНШЕТАТА ЗА РЪКА

(Предполагаемо налична през 2026 г.)

Маншетът за ръка се предлага за дясната или лявата ръка. При покупката обърнете внимание на избора на правилната страна на ръката.

Забележка: Ако искате да третирате и двете ръце, ще ви са необходими две маншети за ръце – една за дясната и една за лявата ръка. Възможно е едновременно третиране на краката и една ръка. Препоръчваме обаче да третирате ръцете една след друга, а не и двете едновременно. По време на употребата винаги трябва да остава свободна поне една ръка.

ИНСТРУКЦИИ:

1. Отворете клипс затварянето на маншета за ръка, ако все още е затворено.
2. Надейте маншета на съответната ръка. Прокарайте ръката си през маншета, докато тя се опре под мишницата.
3. Плъзнете маншета над рамото.
4. Прокарайте закопчалката зад гърба си под противоположната подмишница и закрепете края на закопчалката в клипс затварянето отпред.
5. Регулирайте прилягането, като дърпате края на закопчалката, докато маншетът седи здраво и удобно.
6. След употреба разкопчайте маншета, като натиснете клипс затварянето едновременно от двете страни.



БЕЗОПАСНОСТНИ УПЪТВЕНИЯ

Съхранявайте внимателно това ръководство за експлоатация! Не разглобявайте и не изгаряйте уреда. Ремонтите на управляващото устройство могат да се извършват само от специалисти, оторизирани от Wellcosan GmbH, в противен случай гаранцията ще бъде анулирана. При повреда на уреда извадете щепсела от контакта и изключете уреда. Изключете устройството от електрическата мрежа и го изключете, ако е влязло в контакт с вода или други течности. Не използвайте устройството във влажни помещения. Уверете се, че устройството е стабилно. Не излагайте устройството на удари и не го хвърляйте. Устройството не трябва да бъде покривано с други предмети по време на работа. Уверете се, че маркучите не се усукват или прегъват по време на употреба и съхранение. Дръжте уреда далеч от източници на топлина (например пряка слънчева светлина, радиатори и др.). Когато не използвате уреда, той трябва да бъде изключен. Уредът се изключва сам след 10 минути бездействие.

Когато не го използвате, извадете и щепсела от контакта. Винаги изваждайте щепсела на уреда от контакта, преди да го почистите. Дръжте продукта далеч от деца или лица, които не са инструктирани за неговата употреба.



С маркировката CE производителят или вносителят потвърждава съответствието на продукта с приложимите директиви на ЕО и спазването на „основните изисквания“, определени в тях.



Този знак върху уреда означава, че в края на експлоатационния му срок не трябва да го изхвърляте с обикновените битови отпадъци. Моля, изхвърлянето да се извърши от фирма за рециклиране на електронен отпадък.

ГАРАНЦИЯ

Предоставяме 24 месеца гаранция за управляващото устройство. В случай на неизправност може да се наложи устройството да бъде изпратено за проверка. Моля, уверете се, че транспортната кутия е подплатена, за да се избегнат евентуални транспортни повреди. За дефекти, които се дължат на неправилна доставка, за съжаление не могат да се предявят гаранционни претенции.

Гаранционни условия: Доколкото съществува законово задължение за гаранция, с изключение на правото на размяна или намаление на цената, се предоставя безплатна замяна или производителят получава възможност за поправка. Ако поправката въпреки няколко опита е неуспешна или заменящото устройство има дефект, за който производителят носи отговорност, клиентът има право на размяна или намаление на цената.

Изключения от гаранцията: От гаранцията са изключени дефекти, причинени от насилствено повреждане, неправилна експлоатация, външно насилие или промени и ремонтни дейности, извършени от трети лица, като например дефекти, причинени от неправилно избрани или късо съединени предпазители, или дефекти, дължащи се на нормално износване.

Условия за гаранция: Правото на гаранция важи само при представяне на оригиналния документ за покупка (фактура). Затова съхранявайте внимателно документа за покупка.

Ако имате проблеми или въпроси при използването на системата, можете да се свържете с нас на телефон +49 (0) 666 17 48 91 05 или service@venenengel.de.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

Имайте предвид, че продуктът съдържа малки количества олово. Затова моля, изхвърлянето да се извърши от фирма за изхвърляне на електронен отпадък.

ВАЖНО: Моля, не изхвърляйте продукта с битовите отпадъци!

ГЕРМАНИЯ:

Електронните продукти не трябва да се изхвърлят в несортирани битови отпадъци. Вместо това използвайте наличните системи за връщане и събиране. По този начин всички ние допринасяме за повторното използване, рециклирането и оползотворяването на електронни продукти.

Неправилното изхвърляне на електронни продукти не води до загуба на ресурси (повечето електроуреди съдържат ценни суровини като злато, мед, сребро и др.), а също така застрашава околната среда поради съдържащите се в тях опасни вещества.

АЛТЕРНАТИВА: С удоволствие ще се погрижим за изхвърлянето на Вашето старо устройство Venen Engel. Просто го изпратете на:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Германия

Моля, приложете бележка с молба за изхвърляне.

Използваните батерии и акумулатори трябва да се изхвърлят отделно от твърдите битови отпадъци. Това можете да направите чрез наличните системи за обратно приемане и рециклиране (напр. Corepile).

Неправилното изхвърляне на стари батерии и акумулатори може да има значително въздействие върху хората и околната среда поради съдържащите се в тях опасни вещества. Чрез рециклирането се запазват ценни суровини и компонентите на продуктите могат да бъдат използвани повторно.

ФРАНЦИЯ/СЛОВАКИЯ:

Електронните продукти не трябва да се изхвърлят в несортирани битови отпадъци. Вместо това използвайте наличните системи за връщане и събиране. По този начин всички ние допринасяме за повторното използване, рециклирането и оползотворяването на електронни продукти.

Неправилното изхвърляне на електронни продукти не води до загуба на ресурси (повечето електроуреди съдържат ценни суровини като злато, мед, сребро и др.), а също така застрашава околната среда поради съдържащите се в тях опасни вещества.

Използваните батерии и акумулатори трябва да се изхвърлят отделно от твърдите битови отпадъци. Това можете да направите чрез наличните системи за връщане и рециклиране (например Corepile).

Неправилното изхвърляне на стари батерии и акумулатори може да има значително въздействие върху хората и околната среда поради съдържащите се в тях опасни вещества. Чрез рециклирането се запазват ценни суровини и компонентите на продуктите могат да бъдат използвани повторно.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ (ЕМС)

1. Този продукт изисква специални предпазни мерки по отношение на ЕМС и трябва да бъде инсталиран и пуснат в експлоатация в съответствие с предоставената информация. Това устройство може да бъде повлияно от преносими и мобилни HF комуникационни устройства.
2. Не използвайте мобилен телефон или други устройства, които излъчват електромагнитни полета, в близост до устройството. Това може да доведе до неправилна работа на устройството.
3. Внимание! Това устройство е било подложено на задълбочени тестове и проверки, за да се гарантира правилното му функциониране!
4. Внимание: Това устройство не трябва да се използва в близост до или върху други устройства. Ако е необходимо да се използва в близост до или върху други устройства, това устройство трябва да се наблюдава, за да се провери нормалната му работа в конфигурацията, в която се използва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако имате здравословни проблеми или не сте сигурни, моля, консултирайте се с медицински специалист преди употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Вашият продукт Venen Engel **не е медицинско изделие** и не е предназначен за самолечение.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Бамберг, Германия

Телефон: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Уебсайт: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

UPUTE ZA UPOTREBU



UVODNA NAPOMENA

Ako ste odabrali naše Leo Edition, molimo obratite pozornost na sljedeće informacije na ovoj stranici.

Ovo posebno izdanje razlikuje se od naše standardne verzije isključivo po odabranim detaljima dizajna i materijala:

- **Ekskluzivni Leo uzorak** na manšetama
- **Upravljačka jedinica i crijeva u novoj boji** usklađenoj s dizajnom
- **Metalna pločica s logotipom** kao visokokvalitetni dizajnerski element na pojasu
- **Visokokvalitetni patentni zatvarač** s klizačem i završetkom od legure cinka za vrhunski izgled i dojam

Funkcionalnost, rukovanje i uporaba uređaja jednaki su standardnoj verziji. Sve upute za sigurnu uporabu nalaze se, kao i obično, u uputama za uporabu.

Napomena za osobe alergične na cink:

Metalni dijelovi Leo Edition izrađeni su od legure cinka. U rijetkim slučajevima izravan kontakt s kožom može izazvati kožne reakcije kod osjetljivih osoba. Ako imate poznatu alergiju na cink ili metalne legure ili tijekom uporabe primijetite iritaciju kože, preporučujemo da prekinete uporabu.

Želimo Vam puno zadovoljstva s Vašom Leo Limited Edition.

PRELIMINARNA NAPOMENA

Čestitamo na kupnji ovog uređaja! Uživajte u korištenju svog Venen Engel! Ako ste zadovoljni svojim Venen Engalom, bili bismo oduševljeni ako biste ga preporučili drugima.

Ove upute sadrže detalje koje korisnici trebaju poštovati kako bi spriječili opasnosti i sigurno koristili uređaj.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi, dodacima ili prijedloga, slobodno nas kontaktirajte!

Phone: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
E-pošta: service@venenenengel.de
Web stranica: www.venenenengel.de

PRIJE POČETKA

- Molimo pročitajte upute za rukovanje pažljivo prije upotrebe uređaja.
- Sačuvajte ovaj priručnik s uputama kako biste ga mogli koristiti po potrebi.
- Venen Engel se ne smije koristiti kod određenih zdravstvenih stanja. Molimo pažljivo pročitajte popis kontraindikacija na zadnjoj stranici.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

Važno je da pročitate sva upozorenja i mjere opreza u ovom priručniku. Ona su za vašu sigurnost, kako biste spriječili ozljede ozljeda i spriječiti oštećenje uređaja.

- Nemojte koristiti ovaj uređaj ako imate pejsmejker, ugrađeni defibrilator ili drugi ugrađeni metalni ili elektronički uređaj. Takva upotreba može dovesti do električnog udara, opekline, elektroničkih smetnji ili smrti.
- Molimo pročitajte upute pažljivo prije upotrebe proizvoda.
- Čuvajte ove upute uz uređaj kako biste ih mogli čitati tijekom uporabe.
- Kako biste izbjegli opasnosti, osigurali sigurnost ili spriječili nepravilno rukovanje, navedeni su sljedeći detalji detalji koje korisnik treba poštovati pri korištenju uređaja.
- Uređaj nije prikladan za upotrebu u prisustvu zapaljive anestetičke smjese s zrakom, kisikom ili dušikovim oksidom.
- Osobe s mentalnim poteškoćama smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom.
- Popravci, održavanje i zamjena komponenti ne smiju se obavljati tijekom uporabe i smiju ih obavljati samo stručnjaci ovlašteni od proizvođača. U suprotnom, jamstvo može biti poništeno.
- Ako tijekom upotrebe osjetite opću nelagodu ili bol, odmah prestanite s upotrebom.
- Prilikom prve upotrebe uređaja vrijeme primjene ne smije prelaziti 5 minuta. Za naknadne primjene, vrijeme korištenja treba postupno produljivati u skladu s tjelesnim stanjem korisnika. Produženo korištenje moglo bi uzrokovati neželjene nuspojave.
- Proizvod ne smiju koristiti dojenčad ili mala djeca.
- Držite uređaj izvan dohvata djece.
- Ne dopustite da voda ili drugi materijali (npr. nokti, igle i drugi metalni predmeti) uđu u unutrašnjost uređaja.
- Ako uređaj ne radi ispravno, ni pod kojim okolnostima ga ne otvarajte, rastavljajte ili mijenjajte, jer to može dovesti do požara, električnog udara ili drugu ozljedu.
- Pobrinite se da su utikač i vaše ruke suhi prilikom uključivanja i isključivanja iz utičnice.
- Koristite uređaj samo s jednosmjernom strujom od 220-230 V. Nakon upotrebe isključite uređaj iz zidne utičnice.
- Pobrinite se da je uređaj postavljen tako da u svakom trenutku možete lako izvući utikač iz zidne utičnice.
- Pobrinite se da kabel za napajanje nije uvijen ili zgužvan i ne stavljajte na njega

teške predmete (npr. noge stola i stolica) na kabelu za napajanje.

- Koristite uređaj samo za namjenu za koju je predviđen.
- Ne koristite uređaj s višestrukim utičnicama. Ne uključujte utikač ovog uređaja u utičnicu s drugim uređajima.

OPSEG ISPORUKE



Jedinica za upravljanje



Napajanje



Set crijeva s višestrukim
priključcima



Lymph-Flow Pants



Torba za nošenje i vrećice
sa patentnim zatvaračem



Meki futrol

TEHNIČKI PODACI

Broj programa	3 (+4)
Broj pretinaca	4
Težina	otprilike 0,7 kg
Izlazna snaga	14 VA
Mrežna frekvencija	50-60 Hz
Naponska mreža	110-240V
Postavljanje vremena	120 min
Kapacitet ispisa	30-180 mmHg
Kapacitet pumpe	8 l/min

Materijal (manžetne)	Najlon s poliamidnim vlaknima
Radiofrekvencija	2,4 GHz
Dimenzije upravljačke jedinice	25 x 6 x 7 cm
Razred zaštite	II / 
Raspon temperatura (rad i skladištenje)	10-40 °C
Vlažnost (relativna, rad i skladištenje)	30-85

Baterija:

Vrijeme punjenja / vrijeme rada [u min]	50 / 90
Tip	Li-ion
Broj modela	18600
Napon	11,1 V
Kapacitet	1600 mAh
Pohranjena količina električne energije	17,7 Wh

OBJAŠNJENJE KORIŠTENIH SIMBOLA



U skladu s europskim standardima



Informacije o proizvođaču



Električne uređaje ne smije se odlagati s kućnim otpadom!



Slijedite upute za uporabu!



Serijski broj



Koristiti samo u zatvorenom prostoru



Zaštitna klasa II: Ovaj simbol označava da uređaj ne zahtijeva električno uzemljenje.



Čuvati podalje od izravne sunčeve svjetlosti



Zemlja proizvodnje: Kina



Valoviti karton



Polietilenski tereftalat (PET)



Ne prati



Reciklirajte ambalažu



Upute za zbrinjavanje u Francuskoj: Električne uređaje odložite na odgovarajućim mjestima



Upute za zbrinjavanje za Francusku: Reciklirajte ambalažu

OPIS PROIZVODA

Kompresijski masažer sastoji se od uređaja s kompresorom, manžeta i senzora tlaka zraka, koji zajedno rade kao jedna cjelina. Uređaj je povezan s manžetama nizom cijevi. Kompresijska masaža izvodi se cikličkim napuhavanjem i ispuhivanjem zračnih komora. Tijekom upotrebe zrak se pumpa u komore od krajeva udova prema središtu tijela.

Pritisak u manžeti kontrolira se senzorom i mikroprocesorom.

NAZNAČENA UPOTREBA

Venen Engel Plus koristi se za masažu zračnim pritiskom nogu, ruku ili struka te potiče osjećaj opuštanja, dobrobiti i lakoće.

Primjena potiče ugodan osjećaj lakoće u tijelu i nježno stimulira kožu, čineći je živahnijom. Kada se koristi kao wellness ili kozmetički tretman, može doprinijeti povećanju osobne dobrobiti i kozmetičkoj njezi kože.

Ovaj proizvod **nije medicinski uređaj** i namijenjen je isključivo u kozmetičke i opuštajuće svrhe.

INDIKACIJE

Za opuštanje nakon dugog dana ili nakon tjelesne aktivnosti

Za poticanje subjektivnog osjećaja lakših nogu

Za ugodno opuštanje mišića

Može poboljšati izgled celulita

Koristite kao wellness ili kozmetički tretman za poboljšanje osobne dobrobiti

Potiče ugodan osjećaj vitalnosti i elastičnosti kože

PROTIVSMEKAZNICE

Ne koristiti u slučajevima tromboze, venskih poremećaja, varikoznih vena, zatajenja srca ili poremećaja zgrušavanja krvi.

Ne koristiti na otvorenim ranama, ekcemu, upalama, infekcijama, teškim opeklinama od sunca ili osipima.

Odmah prekinite upotrebu u slučaju utrnulosti, poremećaja osjetljivosti ili boli.

Ne preporučuje se za upotrebu na nogama i trbuhu tijekom trudnoće!

Ne koristiti na elektroničkim implantatima (npr. pejsmejkerima) ili metalnim implantatima na tretiranim područjima

Ne koristiti kod povišene temperature, infekcija ili akutnog upala

Ne koristiti na djeci ili osobama koje ne mogu sigurno rukovati uređajem

NUSPOJAVE

Crvenilo, osjećaj topline, blago peckanje nakon upotrebe.

Umor ili blaga vrtoglavica pri predugoj upotrebi.

Mogu se stvoriti točke pritiska ako su manžete preuske ili se primjenjuje prekomjeren pritisak.

Pregrijavanje tijekom neprekidnog rada, lom kabela, električni udar ako je napajanje oštećeno.

PRIJAVA

KORAK 1: PRIJE UPOTREBE

PRIKLJUČITE ZRAČNE CIJEVI

Priključite konektore crijeva na manžetne. Pobrinite se da je najduže crijevo priključeno na komoru za stopala. Zatim priključite preostala crijeva redom do komore blizu kukova. Boje konektora i priključaka pomažu vam pri određivanju redoslijeda spajanja. Preporučujemo da nakon toga ne odspajate utične priključke.

POSTAVLJANJE UREĐAJA

Provjerite je li uređaj stabilan. Također provjerite je li uređaj samostalan i nije prekriven dekom ili slično. Ne koristite uređaj u vlažnim prostorijama ili prostorijama s visokom vlažnošću, kao što su saune ili kupaonice.

NAVLAČENJE MANŽETA

Kako biste spriječili kontaminaciju, preporučujemo nošenje tajica ili trenirki tijekom upotrebe. Ispraznite džepove hlača prije upotrebe! Zipseri na manžetama moraju biti potpuno zatvoreni kako bi se spriječilo njihovo iznenadno otvaranje i moguća oštećenja. Uvijek pazite da cijevi nisu presavijene i da ne sjedite na njima.

POVEZIVANJE SETA CRIJEVA I UPRAVLJAČKE JEDINICE / PRIČVRŠĆIVANJE VIŠESTRUKOG PRIKLJUČKA

Umetnite višestruki priključak u bazu uređaja dok ne stane. Provjerite je li višestruki priključak umetnut u uređaj ispravno (mala bradavica u malu rupu). Na bočnoj strani višestrukog priključka nalaze se dvije kopče. Za povezivanje višestrukog priključka i uređaja kopče se moraju pritisnuti. Višestruki priključak tada se može umetnuti u uređaj. Kabel se nakon upotrebe mora odspojiti na isti način.


POVEZIVANJE NAPAJANJA S UPRAVLJAČKOM JEDINICOM

Uređaj se može koristiti s ili bez napajanja, pod uvjetom da je baterija dovoljno napunjena. Spojite napajanje i na uređaj i na električnu utičnicu kako biste punili bateriju tijekom upotrebe.



KORAK 2: UPOTREBA

1. **UKLJUČIVANJE UREĐAJA** Prekidač za uključivanje/isključivanje nalazi se na vrhu uređaja. Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili ili isključili uređaj. Ako se uređaj ne uključi, baterija je vjerojatno prazna. Koristite priloženo napajanje za punjenje uređaja.
2. **ODABIR PROGRAMA** Program A je zadano odabran. Pritisnite gumb „P“ za prebacivanje između programa A, B i C.
3. **ODABIR PRITISKA** Razina pritiska 8 je zadana. Možete postaviti razinu pritiska između 1 i 16 pritiskom na tipke „+“ ili „-“. Pritiskom i držanjem odgovarajuće tipke ubrzava se odabir razina tlaka.
4. **POKRENI / PAUZA** Pokrenite program i odabir ispisa pritiskom na gumb „Pokreni / Pauza“. Savjet: Pritiskom tipke „Play/Pause“ tijekom pokrenutog programa aktivira pauzu od 2 minute. Pričekajte da prođu te 2 minute bez ponovnog pritiska na „Pokreni“, uređaj će zaustaviti program i otpustiti zrak iz komora.
5. **ZAUSTAVLJANJE PROGRAMA** Za trenutačno zaustavljanje programa i otpuštanje zraka pritisnite i držite tipku „Play/Pause“ 3 sekunde.



PROGRAMI / VODIČ

Uz programe Venen Engel možete svom tijelu pružiti zasluženi odmor. Za lakše noge, bolju ravnotežu i ugodno opuštanje.

PODRUČJA PRIMJENE


Primjena može potaknuti stimulaciju kože i učiniti da koža izgleda glade i ujednačenije. Također može ublažiti osjećaj umornih i teških nogu te imati općenito opuštajući učinak. Idealno kao wellness ili beauty ritual za povećanje osobne dobrobiti. Različita područja djelovanja određena su ovisno o programu.

TRAJANJE I FREKVENCIJA

Optimalno vrijeme primjene je 30 do 60 minuta – ili 10 do 20 minuta za kraći predah. Pritisak bi trebao biti primjetan, ali ugodan. Postupno pronađite svoju osobnu razinu udobnosti. Optimalni pritisak može varirati ovisno o tome kako se osjećate tijekom dana. Stoga ga prilagodite pojedinačno prema potrebi. Preporučujemo da postupno pronađete optimalni pritisak primjene. Više nije uvijek bolje: primjena Venen Engela nikada ne bi smjela biti neugodna ili čak bolna.

Dodatne informacije o ispravnoj primjeni, odabiru programa i drugim postavkama možete pronaći na internetskoj stranici: <https://venenengel.de/pages/app>

Postupak Primjer program



A ENERGY FLOW



Komore se napuhuju jedna za drugom, pri čemu se tlak u svakoj komori održava dok se sljedeća ne napuši u potpunosti. To stvara ravnomjeran, aktivirajući protok koji potiče osjećaj ugone u nogama i ugodno prateći tijelo.

B DEEP RELEASE



Komore se napuhavaju jedna za drugom i održavaju stalan tlak tijekom cijelog ciklusa kako bi se smanjio povratni protok tijekom masaže. Idealno je za olakšanje nakon dugog dana ili intenzivnog treninga. Ako ste novi u ovome, započnite s programom Energy Flow (A), a zatim se polako prebacite na Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Sve komore se istovremeno napuhuju i ispuhuju, stvarajući ritmičnu pulsirajuću masažu s osobito velikim brojem ciklusa. Dinamički pokreti opuštaju tijelo i mogu učiniti da koža izgleda vitalnije i čvršće.

IP INITIAL PHASE



Prije nego što započne odabrani program/sekvencu, želimo osigurati da su manžeti za noge optimalno ergonomski prilagođene vašim nogama. Za to sve komore istovremeno se napuhuju zrakom 2 minute. Vaš program će zatim započeti. Postupak je aktivan samo jednom odmah nakon uključivanja upravljačke jedinice i ponovno nakon ponovnog pokretanja uređaja.



Molimo vas da ne prekidate početnu fazu mijenjanjem programa ili isključivanjem uređaja. U suprotnom, nakupljeni tlak u komorama može porasti i postati vam neudoban.

USPOSTAVLJANJE BEŽIČNE VEZE S APLIKACIJOM VENEN ENGEL

PREUZMITE APLIKACIJU VENEN ENGEL

Preuzmite našu aplikaciju Venen Engel iz uobičajenih trgovina aplikacijama za iOS ili Android.

OTVORITE APLIKACIJU VENEN ENGEL

Otvorite aplikaciju i odaberite željenu opciju za početno postavljanje.

UKLJUČITE SVOJ VENEN ENGEL PLUS KONTROLER

Povezivanje će započeti automatski. Potvrdite povezivanje na svom pametnom telefonu. Ako se to ne dogodi, provjerite postavke na svom pametnom telefonu.

ZAVRŠENO

Sada možete upravljati svojom upravljačkom jedinicom putem naše aplikacije i odložiti je. Između ostalog, možete je koristiti za pokretanje i podešavanje unaprijed instaliranih programa i sekvenci, kao i za postavljanje tlaka i vremena primjene.

Više informacija o aplikaciji Venen Engel možete pronaći na našoj web-stranici <https://venenengel.de/pages/app>.




FUNKCIJE KOJE SE MOGU KONTROLIRATI SAMO POMOĆU APLIKACIJE

DEAKTIVIRANJE POJEDINAČNIH ZRAČNIH KOMORA

Osjetljiva područja mogu se isključiti iz masaže. Sve kompresijske komore su prema zadanim postavkama aktivirane. Ako želite isključiti određene komore iz masaže, to možete učiniti ovdje. Jednostavno pritisnite simbol željene komore i potvrdite svoj odabir.

PRILAGODBA HLAČA VENNEN ENGEL ZA LIMFNI PROTOK



TRI POLOŽAJA PATENTNOG ZATVARAČA

Pozicija 1 = vanjski zatvarač = najuža pozicija = za male opsege nogu


Pozicija 2 = srednji patent = srednja pozicija = za srednje opsege nogu

Pozicija 3 = unutarnji patentni zatvarač = najšira pozicija = za velike opsege nogu

Postoje odvojeni rajsferšlusi za bedra i donji dio nogu, što vam omogućuje da hlače Lymph Flow prilagodite svojim individualnim potrebama.

Ako nijedna od mogućih postavki ne odgovara točno, možete koristiti naše produžetke kako biste postigli dodatne veličine. Samo pogledajte u našu **trgovinu**.

Kako bi se spriječilo otvaranje patentnog zatvarača tijekom uporabe, nakon zatvaranja hlača preklapite klizač prema stopalima. Time se aktivira mehanička brava koja sprječava otvaranje hlača Lymph Flow. Nakon uporabe, patentni zatvarač možete normalno otvarati kako biste ih skinuli.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

NAKON UPORABE

PREKID I ISKLJUČIVANJE

Nakon isteka zadanog vremena ili nakon pritiska na tipku za isključivanje, možete ukloniti višestruki čep iz uređaja. Ako se ne osjećate ugodno tijekom masaže, aplikaciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku. Zatim možete otvoriti manžetnu. Za brzo ispuhivanje zračnih jastuka nakon upotrebe preporučujemo uklanjanje višestrukog čepa i istiskivanje preostalog zraka iz manžetni obješenima rukama.

Nakon upotrebe preporučujemo da čepove na manžetama ostavite pričvršćene i da iz uređaja izvadite samo višestruki čep. Za pohranu, složite manžete jedna na drugu i labavo ih zarolajte s priključenim setom crijeva.

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

ČIŠĆENJE

Preporučujemo upotrebu vlažne krpe za čišćenje manžeta i ostalih dodataka. Za jače zaprljanja možete koristiti i blagi sredstvo za čišćenje tkanina. Prije čišćenja manžeta uklonite njihove konektore i pustite da se manžete temeljito osuše. Ako manžete koriste različite osobe, preporučujemo njihovo dezinficiranje sprejem za dezinfekciju tekstila. Koristite sredstva za čišćenje i dezinfekciju koja ne sadrže ulje, benzen, alkohol, benzin i kemikalije. Nemojte prati manžete u perilici rublja ili pod tekućom vodom. Isključite uređaj prije čišćenja. Dezinficijensi kao što je Descosept pur ili usporedivi proizvodi sličnog sastava pogodni su za dezinfekciju manžeta.

SKLADIŠTENJE

Čuvajte proizvod na sobnoj temperaturi (minimalno 10 °C, maksimalno 40 °C) u dobro prozračenoj, suhoj i čistoj prostoriji (minimalno 30 %, maksimalno 85 % relativne vlažnosti). Čuvajte proizvod na mjestu zaštićenom od mraza, jer bi inače moglo doći do oštećenja.

Prilikom skladištenja pazite da ne oštetite manžete, osobito ostrim predmetima poput škara ili predmeta s ostrim rubovima.

Za dugoročno skladištenje preporučujemo čuvanje proizvoda u njegovoj prodajnoj kutiji.

OTKLONJAVANJE POTEŠKOĆA

UREĐAJ SE NE MOŽE UKLJUČITI

Ako se uređaj ne može uključiti, provjerite (A) je li baterija uređaja prazna i (B) napunite uređaj dok se ne može uključiti.

UREĐAJ PUMPE, ALI SE NADUJE SAMO JEDNA OD DVIJE MANŽETE ILI NIKOJA

Ako se nakon pokretanja aplikacije napuhava samo jedna ili nijedna od dvije manžete, provjerite (A) je li višestruki priključak potpuno i ispravno umetnut u uređaj. Također provjerite (B) jesu li zračne cijevi savijene, na primjer zato što sjedite na njima. Provjerite (C) jesu li svi sivi konektori manžeta ispravno priključeni na manžetu.

NADUJIVANJE MANŽETA U POGREŠNOM REDOSLIJEDU

Provjerite je li višestruki priključak ispravno umetnut u upravljačku jedinicu. Višestruki priključak je ispravno postavljen kada su mali nastavci višestrukog priključka smješteni u predviđene otvore iznad izlaznih otvora za zrak.



ZRAK ISTJEČE (ČUJNO)

- (A) Provjerite crijeva i konektore na oštećenja.
- (B) Provjerite je li višestruki priključak ispravno umetnut u jedinicu.
- (C) Provjerite je li crijevo zgužvano ili stisnuto.

POSTAVLJANJE PODLOKETNOG MANŽETA

(Očekuje se dostupnost 2026.)

Manžeta za ruku dostupna je za desnu ili lijevu ruku. Prilikom kupnje obavezno odaberite odgovarajuću stranu.

Napomena: Ako želite tretirati obje ruke, trebat će vam dva manžeta za ruke – jedan za desnu i jedan za lijevu ruku. Moguće je istovremeno tretirati noge i jednu ruku. Međutim, preporučujemo tretiranje ruku jedna za drugom, a ne obje ruke istovremeno. Tijekom upotrebe uvijek bi barem jedna ruka trebala ostati slobodna.

UPUTE:

1. Otvorite kopču na manžeti ako je još zatvorena.
2. Stavite manžetnu na odgovarajuću ruku. Prođite rukom kroz manžetnu dok ne dođe ispod vaše pazuhe.
3. Povucite manžetnu preko ramena.
4. Provucite kopču za pričvršćivanje iza leđa ispod suprotnog pazuha i umetnite kraj kopče u prednji kopčajući zatvarač.
5. Podesite veličinu povlačenjem kraja kopče dok manžeta ne bude čvrsto i udobno prijanjala.
6. Nakon upotrebe, otpustite manžet za ruku istovremenim pritiskom na kopču s obje strane.



UPUTE ZA SIGURNOST

Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu! Ne rastavljajte i ne spaljujte uređaj. Popravke upravljačke jedinice smiju obavljati samo ovlašteni stručnjaci tvrtke Wellcosan GmbH, inače jamstvo može biti poništeno. Ako je uređaj oštećen, isključite ga iz struje i isključite. Također isključite kabel za napajanje i isključite uređaj ako je došao u kontakt s vodom ili drugim tekućinama. Ne koristite uređaj u vlažnim prostorijama. Pobrinite se da je uređaj stabilan. Ne izlažite uređaj vibracijama niti ga bacajte. Uređaj ne smije biti prekriven drugim predmetima tijekom rada. Pobrinite se da crijeva tijekom upotrebe i skladištenja ne budu uvijena ili zgužvana. Držite uređaj podalje od izvora topline (npr. izravne sunčeve svjetlosti, radijatora i drugih izvora). Kada se ne koristi, uređaj mora biti isključen. Uređaj se sam isključuje nakon 10 minuta neaktivnosti.

Kada se ne koristi, također izvadite kabel za napajanje iz utičnice. Uvijek isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja. Držite proizvod podalje od djece ili osoba koje nisu upućene u njegovo korištenje.



CE oznakom proizvođač ili uvoznik potvrđuje da je proizvod u skladu s primjenjivim direktivama Zajednice (EZ) i da ispunjava u njima navedene „bitne zahtjeve“.



Ova oznaka na uređaju znači da ga na kraju vijeka trajanja ne smijete odlagati kao običan kućanski otpad. Molimo vas da ga odložite putem tvrtke za zbrinjavanje elektroničkog otpada.

GARANCIJA

Dajemo 24-mjesečno jamstvo na upravljačku jedinicu. U slučaju neispravnosti, može biti potrebno poslati uređaj na pregled. Molimo vas da osigurate da je kutija za slanje adekvatno obložena kako biste spriječili bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Nažalost, jamstveni zahtjevi se ne mogu podnijeti za nedostatke uzrokovane nepravilnim slanjem.

Uvjeti jamstva: U mjeri u kojoj postoji zakonska obveza davanja jamstva, osigurat će se besplatna zamjena ili će proizvođač dobiti priliku popraviti uređaj, isključujući pravo na raskid ili sniženje. Ako je popravak, unatoč nekoliko pokušaja, i dalje neispravan ili je zamjenski uređaj također neispravan iz razloga za koje je proizvođač odgovoran, kupac ima pravo na raskid ili sniženje.

Isključenje jamstva: Jamstvo ne pokriva nedostatke uzrokovane nasilnim oštećenjem, nepravilnim rukovanjem, vanjskom silom ili izmjenama i popravcima koje su izvršile treće strane, kao ni nedostatke uzrokovane neispravno dimenzioniranim ili kratko spojenim osiguračima ili nedostatke koji se mogu pripisati normalnom habanju i trošenju.

Uvjet jamstva: Zahtjev za jamstvo vrijedi samo uz originalni dokaz o kupnji (račun). Stoga, molimo vas da dokaz o kupnji čuvate na sigurnom mjestu.

Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja pri korištenju sustava, slobodno nas kontaktirajte na broj +49 (0) 666 17 48 91 05 ili na e-adresu service@venenengel.de.

UPUTE ZA ODLAGANJE

Imajte na umu da proizvod sadrži male količine olova. Stoga ga molimo predajte tvrtki za zbrinjavanje elektroničkog otpada. **VAŽNO: Molimo vas da proizvod ne odlažete u kućni otpad!**

NJEMACKA:

Elektronički proizvodi se ne smiju odlagati u nesortirano komunalno otpad. Umjesto toga, koristite dostupne sustave za povrat i prikupljanje. Na taj način svi možemo doprinijeti ponovnoj uporabi, recikliranju i oporavku elektroničkih proizvoda.

Neispravno odlaganje elektroničkih proizvoda ne samo da troši resurse (većina električnih uređaja sadrži vrijedne sirovine kao što su zlato, bakar, srebro itd.), već ugrožava i okoliš zbog ponekad opasnih tvari koje sadrže.

ALTERNATIVNO: Rado ćemo se pobrinuti za zbrinjavanje vašeg starog uređaja Venen Engel. Jednostavno ga pošaljite na:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Njemačka

Molimo priložite bilješku s zahtjevom za zbrinjavanje.

Korištene baterije i akumulatori potrebno je odvojeno odlagati od komunalnog otpada. To možete učiniti putem sustava povrata i recikliranja koji su vam na raspolaganju (npr. Corepile).

Nepravilno odlaganje starih baterija i akumulatora može imati značajan utjecaj na ljude i okoliš zbog opasnih tvari koje sadrže. Recikliranje čuva vrijedne sirovine i omogućuje ponovnu upotrebu komponenti proizvoda.

FRANCUSKA/SLOVAČKA:

Elektronički proizvodi se ne smiju odlagati u nesortirano komunalno otpad. Umjesto toga, koristite dostupne sustave za povrat i prikupljanje. Na taj način svi možemo doprinijeti ponovnoj uporabi, recikliranju i oporavku elektroničkih proizvoda.

Nepravilno odlaganje elektroničkih proizvoda ne samo da troši resurse (većina električnih uređaja sadrži vrijedne sirovine kao što su zlato, bakar, srebro itd.), već ugrožava i okoliš zbog ponekad opasnih tvari koje sadrže.

Istrošene baterije i akumulatore potrebno je odlagati odvojeno od komunalnog otpada. To možete učiniti putem sustava za povrat i recikliranje koji su vam na raspolaganju (npr. Corepile).

Nepravilno odlaganje iskorištenih baterija i akumulatora može imati značajan utjecaj na ljude i okoliš zbog opasnih tvari koje sadrže. Recikliranje čuva vrijedne sirovine i omogućuje ponovnu upotrebu komponenti proizvoda.

VAŽNE INFORMACIJE O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI (EMC)

1. Ovaj proizvod zahtijeva posebne mjere opreza u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i mora biti instaliran i korišten u skladu s dostavljenim informacijama o EMC-u. Na rad ovog uređaja mogu utjecati prijenosni i mobilni RF komunikacijski uređaji.
2. Ne koristite mobilni telefon ili druge uređaje koji emitiraju elektromagnetska polja u blizini uređaja. To može uzrokovati neispravnost uređaja.
3. Upozorenje! Ovaj je uređaj temeljito testiran i pregledan kako bi se osigurala ispravne performanse i funkcioniranje!
4. Oprez: Ovaj uređaj ne bi se trebao koristiti u neposrednoj blizini ili složen s drugim uređajima. Ako je uporaba u neposrednoj blizini ili složena s drugim uređajima nužna, potrebno je nadzirati rad ovog uređaja kako bi se provjerilo ispravno funkcioniranje u konfiguraciji u kojoj se koristi.

OBAVIJEST O ODGOVORNOSTI

Ako imate bilo kakvih zdravstvenih nedoumica ili niste sigurni, posavjetujte se sa zdravstvenim djelatnikom prije upotrebe.

NAPOMENA:

Vaš proizvod Venen Engel **nije medicinski uređaj** i nije namijenjen za samoliječenje.

PROIZVOĐAČ:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Njemačka

Telefon: + 49 1573 5990084
E-pošta: service@venenengel.de
Web-stranica: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν επιλέξατε την Leo Edition, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες αυτής της σελίδας.

Αυτή η ειδική έκδοση διαφέρει από την τυπική έκδοση αποκλειστικά ως προς επιλεγμένες λεπτομέρειες σχεδιασμού και υλικών:

- **Αποκλειστικό σχέδιο Leo** στις μανσέτες
- **Μονάδα ελέγχου και σωλήνες σε νέο χρώμα**, εναρμονισμένο με τον σχεδιασμό
- **Μεταλλική πλακέτα λογοτύπου** ως ποιοτικό στοιχείο σχεδιασμού στη ζώνη
- **Υψηλής ποιότητας φερμουάρ** με οδηγό και άκρο από κράμα ψευδαργύρου για κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση

Η λειτουργικότητα, ο χειρισμός και η χρήση της συσκευής σας είναι ίδια με την τυπική έκδοση. Όλες οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης περιλαμβάνονται, όπως πάντα, στο εγχειρίδιο χρήσης.

Σημείωση για άτομα με αλλεργία στον ψευδάργυρο:

Τα μεταλλικά μέρη της Leo Edition είναι κατασκευασμένα από κράμα ψευδαργύρου. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η άμεση επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει δερματικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα. Εάν έχετε γνωστή αλλεργία στον ψευδάργυρο ή σε μεταλλικά κράματα ή παρατηρήσετε ερεθισμό του δέρματος κατά τη χρήση, συνιστούμε να διακόψετε τη χρήση.

Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη Leo Limited Edition σας.

ΠΡΟΛΕΙΠΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής!

Θα απολαύσετε πολύ το Venen Engel! Εάν είστε ικανοποιημένοι με το Venen Engel, θα χαρούμε πολύ να μας συστήσετε.

Αυτές οι οδηγίες περιέχουν λεπτομέρειες που πρέπει να τηρούνται από τον χρήστη προκειμένου να αποφεύγονται κίνδυνοι και να χρησιμοποιείται η συσκευή με ασφάλεια.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση, τα εξαρτήματα ή προτάσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Τηλέφωνο: +49 (0) 666 17 48 91 05

Whatsapp: +49 1573 5990084

Mail: service@venenengel.de

Ιστότοπος: www.venenengel.de

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή .
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, ώστε να μπορείτε να το διαβάσετε όποτε χρειαστεί.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις υγείας, η συσκευή Venen Engel δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Διαβάστε προσεκτικά τη λίστα των αντενδείξεων στην τελευταία σελίδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Είναι σημαντικό να διαβάσετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αυτές χρησιμεύουν για την ασφάλειά σας, για την αποφυγή τραυματισμών και να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχετε βηματοδότη, εμφυτευμένο απινιδωτή ή άλλη εμφυτευμένη μεταλλική ή ηλεκτρονική συσκευή. Η χρήση αυτή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, εγκαύματα, ηλεκτρικές διαταραχές ή θάνατο.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες κοντά στη συσκευή, ώστε να μπορείτε να τις διαβάσετε κατά τη χρήση.
- Για να αποφύγετε κινδύνους, να διασφαλίσετε την ασφάλεια ή να αποτρέψετε μη κανονική λειτουργία, ακολουθούν ορισμένες λεπτομέρειες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο χρήστης κατά τη χρήση της συσκευής.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση παρουσία εύφλεκτου μείγματος αναισθητικού με αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου.
- Άτομα με διανοητική αναπηρία μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη.
- Οι επισκευές, η συντήρηση και η αντικατάσταση εξαρτημάτων δεν πρέπει να γίνονται κατά τη χρήση και πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας της εγγύησης.
- Σε περίπτωση γενικής αδιαθεσίας ή πόνου κατά τη χρήση, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
- Κατά την πρώτη χρήση, η διάρκεια χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά. Στις επόμενες χρήσεις, η διάρκεια χρήσης να αυξάνεται σταδιακά ανάλογα με τη φυσική κατάσταση του χρήστη. Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες παρενέργειες.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από βρέφη ή μικρά παιδιά.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνετε νερό ή άλλα υλικά (π.χ. καρφιά, βελόνες και άλλα μεταλλικά αντικείμενα) να εισέλθουν στο εσωτερικό της συσκευής.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, μην την ανοίγετε, μην την αποσυναρμολογείτε και μην την τροποποιείτε σε καμία περίπτωση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλου τραυματισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και τα χέρια σας είναι στεγνά όταν συνδέετε και αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με μονοφασικό ρεύμα 220-230 V. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής από την πρίζα.
- Φροντίστε να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε εύκολα το βύσμα από την πρίζα ανά πάσα στιγμή.
- Προσέξτε ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην στρίβεται ή να μην λυγίζει και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα (π.χ. πόδια τραπεζιών και καρεκλών) πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύπριζο. Μην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής σε πρίζα μαζί με άλλες συσκευές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ



Συσκευή ελέγχου



Τροφοδοτικό



Σετ σωλήνων Multi-Plug



Lymph-Flow Pants



Τσάντα μεταφοράς & σακούλες με φερμουάρ



Μαλακή θήκη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός προγραμμάτων	3 (+4)
Αριθμός θαλάμων	4
Βάρος	περίπου 0,7 kg
Ισχύς	14 VA
Συχνότητα δικτύου	50-60 Hz
Τάση δικτύου	110-240V
Ρύθμιση χρόνου	120 λεπτά
Ισχύς εκτύπωσης	30-180 mmHg
Ισχύς αντλίας	8 l / min.
Υλικό (μανσέτες)	Nylon mit Polyamidfasern
Ραδιοσυχνότητα	2,4 GHz
Διαστάσεις μονάδας ελέγχου	25x6x7cm
Κατηγορία προστασίας	II / 
Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία & αποθήκευση)	10-40 °C
Υγρασία (σχετική, λειτουργία & αποθήκευση)	30-85%
Μπαταρία:	
Διάρκεια φόρτισης / λειτουργία [σε λεπτά]	50 / 90
Τύπος	Li-ion
Αριθμός μοντέλου	18600
Τάση	11,1 V
Χωρητικότητα	1600 mAh
Αποθηκευμένη ποσότητα ρεύματος	17,7 Wh

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ



Σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα



Στοιχεία κατασκευαστή



Τα ηλεκτρικά συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα!



Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης!



Αριθμός σειράς



Χρησιμοποιείτε μόνο σε εσωτερικούς χώρους



Κατηγορία προστασίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν απαιτεί ηλεκτρική σύνδεση γείωσης (μάζα).



Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο



Χώρα κατασκευής: Κίνα



Κυματοειδές χαρτόνι



Πολυαιθυλένιο τερεφθαλικό (PET)



Μην πλένετε



Ανακυκλώστε τη συσκευασία



Οδηγίες απόρριψης Γαλλία: Απορρίψτε την ηλεκτρική συσκευή σε κατάλληλους χώρους



Οδηγίες απόρριψης Γαλλία: Ανακυκλώστε τη συσκευασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η συσκευή συμπιεστικού μασάζ αποτελείται από μια συσκευή με συμπιεστή, μανσέτα και αισθητήρα πίεσης αέρα, τα οποία λειτουργούν μαζί ως μια ενότητα. Η συσκευή συνδέεται με τις μανσέτες μέσω μιας σειράς σωλήνων. Το συμπιεστικό μασάζ πραγματοποιείται με κυκλική φούσκωμα και εκκένωση των αεροθαλάμων. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ο αέρας αντλείται από το άκρο των άκρων προς το κέντρο του σώματος στους αεροθαλάμους.

Η πίεση στο περιχειρίδα ελέγχεται από έναν αισθητήρα και έναν μικροεπεξεργαστή.

ΣΚΟΠΟΣ

Το **Venen Engel Plus** χρησιμοποιείται για το μασάζ με πίεση αέρα στα πόδια, τα χέρια ή τη μέση και προσφέρει μια αίσθηση χαλάρωσης, ευεξίας και ελαφρότητας.

Η χρήση του συμβάλλει σε μια ευχάριστη αίσθηση ελαφρότητας στο σώμα και σε μια απαλά διεγερμένη, πιο ζωντανή επιδερμίδα. Όταν χρησιμοποιείται ως θεραπεία ευεξίας ή ομορφιάς, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της προσωπικής ευεξίας και στην καλλυντική φροντίδα της επιδερμίδας.

Αυτό το προϊόν **δεν είναι ιατρικό προϊόν** και προορίζεται αποκλειστικά για κοσμητική και χαλαρωτική χρήση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για χαλάρωση μετά από μια κουραστική μέρα ή μετά από σωματική δραστηριότητα

Για την προώθηση μιας υποκειμενικής αίσθησης ελαφρύτερων ποδιών

Για ευχάριστη χαλάρωση των μυών

Μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση της κυτταρίτιδας

Χρήση ως θεραπεία ευεξίας ή ομορφιάς για την αύξηση της προσωπικής ευεξίας

Προάγει μια ευχάριστη αίσθηση ζωτικότητας και απαλότητας του δέρματος

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση θρόμβωσης, φλεβικών παθήσεων, κιρσών, καρδιακής ανεπάρκειας, διαταραχών της πήξης του αίματος.

Μην το χρησιμοποιείτε σε ανοιχτές πληγές, έκζεμα, φλεγμονές, λοιμώξεις, σοβαρά ηλιακά εγκαύματα ή δερματικές εξανθήματα.

Σε περίπτωση μούδιασμα, διαταραχές της ευαισθησίας ή πόνο, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

Δεν συνιστάται η χρήση στα πόδια και την κοιλιά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης!

Μην χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρονικά εμφυτεύματα (π.χ. βηματοδότες) ή μεταλλικά εμφυτεύματα στις περιοχές που υποβάλλονται σε θεραπεία

Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση πυρετού, λοιμώξεων, οξέων φλεγμονών

Μην χρησιμοποιείτε σε παιδιά ή άτομα που δεν μπορούν να χειριστούν με ασφάλεια τη συσκευή

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ερυθρότητα, αίσθημα θερμότητας, ελαφρύ τσούξιμο μετά τη χρήση.

Κόπωση ή ελαφρύς ζάλη σε περίπτωση υπερβολικά μακράς χρήσης.

Δημιουργία σημείων πίεσης σε περίπτωση πολύ σφιχτών μανικιών ή υπερβολικής πίεσης.

Υπερθέρμανση σε περίπτωση συνεχούς λειτουργίας, θραύση καλωδίου, ηλεκτροπληξία σε περίπτωση βλάβης του τροφοδοτικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΕΡΑ

Συνδέστε τα βύσματα των σωλήνων με τις συνδέσεις στα μανίκια. Βεβαιωθείτε ότι ο μακρύτερος σωλήνας ανήκει στο θάλαμο των ποδιών. Συνδέστε τους υπόλοιπους σωλήνες με τη σειρά μέχρι το θάλαμο κοντά στους γοφούς. Οι αποχρώσεις των συνδετικών τεμαχίων και των συνδέσεων βοηθούν στην αντιστοίχιση της σειράς σύνδεσης. Συνιστούμε να μην αποσυνδέετε τις συνδέσεις μετά τη σύνδεση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η συσκευή είναι ελεύθερη και δεν καλύπτεται από οροφή ή κάτι παρόμοιο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρούς χώρους ή χώρους με υψηλή υγρασία, όπως σάουνες ή μπάνια.

ΦΟΡΕΣΤΕ ΜΑΝΣΕΤΕΣ

Για να αποφύγετε τη μόλυνση, συνιστούμε να φοράτε κολάν ή φόρμες κατά τη χρήση. Αδειάστε τις τσέπες των παντελονιών πριν από τη χρήση! Οι φερμουάρ στις μανσέτες πρέπει να είναι εντελώς κλειστές, για να αποφευχθεί το ξαφνικό άνοιγμα των μανσέτων και πιθανές ζημιές. Βεβαιωθείτε πάντα ότι οι σωλήνες δεν είναι λυγισμένοι και ότι δεν κάθεται πάνω τους.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΙΣΤΟΚΟΥ

Συνδέστε το πολυβύσμα μέχρι το τέρμα στη βάση της συσκευής. Προσέξτε να συνδέσετε το πολυβύσμα στη σωστή θέση στη συσκευή (μικρό βύσμα στη μικρή υποδοχή). Στο πλάι του πολυβύσματος υπάρχουν δύο κλιπ. Για να συνδέσετε το πολυβύσμα και τη συσκευή, πρέπει να πιέσετε τα κλιπ. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε το πολυβύσμα στη συσκευή. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο μετά τη χρήση.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει τόσο με όσο και χωρίς τροφοδοτικό, εφόσον η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη. Συνδέστε το τροφοδοτικό τόσο στη συσκευή όσο και σε μια πρίζα για να φορτίσετε την μπαταρία κατά τη χρήση.



ΒΗΜΑ 2: ΧΡΗΣΗ

1. **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** Στην επάνω πλευρά βρίσκεται ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Πατήστε τον για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, πιθανόν η μπαταρία να έχει εξαντληθεί. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό για να επαναφορτίσετε τη συσκευή.
2. **ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πρόγραμμα Α. Πατήστε το πλήκτρο «Ρ» για να εναλλάξετε μεταξύ των προγραμμάτων Α, Β και Γ.
3. **ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΕΣΗΣ** Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το επίπεδο πίεσης 8. Πατώντας τα πλήκτρα «+» ή «-», μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο πίεσης μεταξύ 1 και 16. Πατώντας παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο, επιταχύνετε την επιλογή του επιπέδου πίεσης.
4. **PLAY / PAUSE** Ξεκινήστε την επιλογή του προγράμματος και της εκτύπωσης πατώντας το κουμπί «Play / Pause». Συμβουλή: Πατώντας το κουμπί «Play / Pause» κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος που εκτελείται, ενεργοποιεί την παύση για 2 λεπτά. Αφήστε αυτά τα 2 λεπτά να περάσουν χωρίς να πατήσετε ξανά το κουμπί «Play», η συσκευή θα σταματήσει το πρόγραμμα και θα αποβάλει τον αέρα από τους θαλάμους.
5. **ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** Για να διακόψετε αμέσως ένα πρόγραμμα και να απομακρύνετε τον αέρα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «Play / Pause» για 3 δευτερόλεπτα.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΟΔΗΓΟΣ

Με τα προγράμματα Venen Engel προσφέρετε στο σώμα σας συνειδητές διακοπές. Για πιο ελαφριά πόδια, καλύτερη ισορροπία και ευχάριστη χαλάρωση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Η εφαρμογή μπορεί να προάγει τη διέγερση του δέρματος και να κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται πιο λεία και ομοιόμορφη. Επίσης, μπορεί να ανακουφίσει την αίσθηση των κουρασμένων και βαριών ποδιών και να έχει συνολικά χαλαρωτική δράση. Ιδανικό ως τελετουργία ευεξίας ή ομορφιάς για την αύξηση της προσωπικής ευεξίας. Ανάλογα με το πρόγραμμα, δίνονται διαφορετικές προτεραιότητες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Η βέλτιστη διάρκεια εφαρμογής είναι 30 έως 60 λεπτά – ή 10 έως 20 λεπτά για μια σύντομη ανάπαυλα ενδιάμεσα. Η πίεση πρέπει να είναι αισθητή, αλλά ευχάριστη. Προσεγγίστε βήμα βήμα το προσωπικό σας επίπεδο ευεξίας. Η βέλτιστη πίεση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την καθημερινή σας φόρμα. Προσαρμόστε την επομένως ανάλογα με τις ανάγκες σας. Συνιστούμε να προσεγγίσετε αργά τη βέλτιστη πίεση εφαρμογής. Το πολύ δεν είναι πάντα καλό: η εφαρμογή του Venen Engel δεν πρέπει ποτέ να είναι δυσάρεστη ή ακόμη και επώδυνη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση, την επιλογή των προγραμμάτων και άλλες ρυθμίσεις μπορείτε να βρείτε online στη διεύθυνση: <https://venenengel.de/pages/app>

Διαδικασία Παράδειγμα για πρόγραμμα



A ENERGY FLOW



Οι θάλαμοι γεμίζουν διαδοχικά, διατηρώντας την πίεση σε κάθε θάλαμο μέχρι να γεμίσει πλήρως ο επόμενος. Έτσι δημιουργείται μια ομοιόμορφη, ενεργοποιητική ροή, που ενισχύει την ευεξία στα πόδια και συνοδεύει το σώμα με ευχάριστο τρόπο.

B DEEP RELEASE



Οι θάλαμοι γεμίζουν διαδοχικά και διατηρούν σταθερή την πίεση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αντίστροφες ροές κατά τη διάρκεια του μασάζ. Ιδανικό για ανακούφιση μετά από μια κουραστική μέρα ή μια έντονη προπόνηση. Αν είστε αρχάριος, ξεκινήστε με το Energy Flow (A) και στη συνέχεια προχωρήστε σιγά-σιγά στο Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Όλα τα θαλάμια φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα ρυθμικό, παλλόμενο μασάζ με ιδιαίτερα πολλές επαναλήψεις. Η δυναμική κίνηση χαλαρώνει την αίσθηση του σώματος και μπορεί να κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο ζωντανό και σφριγηλό.

IP INITIAL PHASE



Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα/η ακολουθία που έχετε επιλέξει, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι οι μανσέτες των ποδιών έχουν προσαρμοστεί εργονομικά στα πόδια σας. Για το σκοπό αυτό, όλες οι θαλάμοι γεμίζουν ταυτόχρονα με αέρα για 2 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεκινά το πρόγραμμά σας. Η διαδικασία ενεργοποιείται μόνο μία φορά αμέσως μετά την εκκίνηση της συσκευής ελέγχου και στη συνέχεια μόνο μετά την επανεκκίνηση της συσκευής.



Παρακαλούμε μην διακόψετε την αρχική φάση αλλάζοντας το πρόγραμμα ή απενεργοποιώντας τη συσκευή. Διαφορετικά, η συσσωρευμένη πίεση των θαλάμων μπορεί να αυξηθεί και να σας προκαλέσει δυσφορία.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ VENEN ENGEL

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ VENEN ENGEL

Κατεβάστε την εφαρμογή Venen Engel από τα γνωστά καταστήματα εφαρμογών για iOS ή Android.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ VENEN ENGEL

Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή ενσωμάτωσης.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ VENEN ENGEL PLUS

Η σύζευξη ξεκινά αυτόματα. Επιβεβαιώστε τη σύζευξη στο smartphone σας. Εάν αυτό δεν συμβεί, ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο smartphone σας.

ΤΕΛΕΙΩΣΕ

Τώρα μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή ελέγχου μέσω της εφαρμογής μας και να την αφήσετε στην άκρη. Μπορείτε, μεταξύ άλλων, να ξεκινήσετε και να προσαρμόσετε τα προεγκατεστημένα προγράμματα και τις ακολουθίες, καθώς και να ρυθμίσετε την πίεση και τη διάρκεια χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή Venen Engel θα βρείτε στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση <https://venenengel.de/pages/app>.




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΑΕΡΑ

Οι ευαίσθητες περιοχές μπορούν να εξαιρούνται από το μασάζ. Από προεπιλογή, όλες οι θαλάμους συμπίεσης είναι ενεργοποιημένοι. Εάν θέλετε να εξαιρέσετε συγκεκριμένους θαλάμους από το μασάζ, μπορείτε να το κάνετε εδώ. Απλώς πατήστε το εικονίδιο του θαλάμου που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Θέση 1 = εξωτερικό φερμουάρ = στενότερη θέση = για μικρό περίμετρο ποδιών


Θέση 2 = μεσαίο φερμουάρ = μεσαία θέση = για μέση περίμετρο ποδιών

Θέση 3 = εσωτερικό φερμουάρ = ευρύτερη θέση = για μεγάλα περιγράμματα ποδιών

Υπάρχουν ξεχωριστά φερμουάρ για τους μηρούς και τις γάμπες, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε τα Lymph-Flow Pants πολύ εξατομικευμένα.

Εάν καμία από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις δεν ταιριάζει ακριβώς, μπορείτε να πραγματοποιήσετε περαιτέρω διαβαθμίσεις μεγέθους με τις επεκτάσεις μας. Απλά επισκεφθείτε **το κατάστημά μας**.

Για να μην ανοίξει το φερμουάρ κατά τη χρήση, μετακινήστε το κουμπί προς τα πόδια αφού κλείσετε το παντελόνι. Έτσι ενεργοποιείται ένα μηχανικό κλείδωμα που εμποδίζει το άνοιγμα του Lymph-Flow Pants. Μετά τη χρήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φερμουάρ κανονικά για να το βγάλετε.



Μαße (in cm)
Dimensions (in cm)

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

Μετά τη λήξη του ρυθμισμένου χρόνου ή μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη απενεργοποίησης, μπορείτε να αποσυνδέσετε τον πολυσύνδεσμο από τη συσκευή. Εάν δεν αισθάνεστε άνετα κατά τη διάρκεια του μασάζ, μπορείτε να τερματίσετε την εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε τη μανσέτα. Για γρήγορη εκκένωση των μαξιλαριών αέρα μετά τη χρήση, συνιστούμε, αφού αποσυνδέσετε τον πολυσύνδεσμο, να πιέσετε με τα δύο χέρια το υπόλοιπο αέρα από τις μανσέτες.

Μετά τη χρήση, συνιστούμε να αφήσετε τα βύσματα των μανικιών συνδεδεμένα στο μανίκι και να αποσυνδέσετε μόνο το πολύπριζο από τη συσκευή. Για την αποθήκευση, τοποθετήστε τα μανίκια το ένα πάνω στο άλλο και τυλίξτε τα χαλαρά με το σετ σωλήνων συνδεδεμένο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για τον καθαρισμό των μανικιών και των υπόλοιπων εξαρτημάτων, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί. Σε περίπτωση έντονου ρύπου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον ένα απαλό καθαριστικό υφασμάτων. Πριν από τον καθαρισμό των μανικιών, αποσυνδέστε τους βύσματα των μανικιών και αφήστε τα μανίκια να στεγνώσουν καλά. Εάν χρησιμοποιούνται από διαφορετικά άτομα, συνιστούμε την απολύμανση των μανσέτων με απολυμαντικό σπρέι για υφάσματα. Χρησιμοποιήστε καθαριστικά και απολυμαντικά που δεν περιέχουν λάδι, βενζόλιο, αλκοόλ, βενζίνη και χημικά. Μην πλένετε τις μανσέτες στο πλυντήριο ή κάτω από τρεχούμενο νερό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό. Για την απολύμανση των μανσέτων είναι κατάλληλα απολυμαντικά όπως το Descosept pur ή παρόμοια προϊόντα με παρόμοια σύνθεση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου (ελάχιστη 10 °C, μέγιστη 40 °C) και σε καλά αεριζόμενους, ξηρούς και χωρίς σκόνη χώρους (ελάχιστη 30%, μέγιστη 85% σχετική υγρασία). Αποθηκεύστε το προϊόν σε χώρο προστατευμένο από τον παγετό, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν ζημιές.

Κατά την αποθήκευση, προσέξτε επίσης να μην καταστρέψετε τις μανσέτες με αιχμηρά αντικείμενα, όπως ψαλίδια ή αντικείμενα με αιχμηρές άκρες.

Για μακροχρόνια αποθήκευση, σας συνιστούμε να αποθηκεύετε το προϊόν στο κουτί πώλησης.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ

Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε (Α) εάν η μπαταρία της συσκευής είναι άδεια και (Β) φορτίστε τη συσκευή έως ότου ενεργοποιηθεί.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΕΙ, ΩΣΤΟΣΟ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΝΣΕΤΕΣ Ή ΚΑΝΕΝΑ

Εάν μετά την εκκίνηση της εφαρμογής φουσκώνει μόνο η μία ή καμία από τις δύο μανσέτες, ελέγξτε (Α) εάν ο πολυπίστολος έχει συνδεθεί πλήρως και σωστά στη συσκευή. Βεβαιωθείτε επίσης (Β) ότι οι σωλήνες αέρα δεν είναι λυγισμένοι, για παράδειγμα επειδή κάθεστε πάνω τους. Ελέγξτε (Γ) εάν οι γκρι βύσματα των μανικιών έχουν συνδεθεί σωστά στο μανίκι.

ΟΙ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΣΕΙΡΑ

Βεβαιωθείτε ότι ο πολυ-συνδετήρας έχει συνδεθεί σωστά στη μονάδα ελέγχου. Ο πολυ-συνδετήρας είναι σωστά τοποθετημένος όταν οι μικρές ακίδες του πολυ-συνδετήρα βρίσκονται στις προβλεπόμενες οπές πάνω από τις εξόδους αέρα.



ΑΚΟΥΣΤΕ ΑΕΡΑ ΝΑ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ

- (Α) Ελέγξτε τους σωλήνες και τους βύσματα για τυχόν ζημιές.
- (Β) Ελέγξτε αν ο πολυ-συνδετήρας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή.
- (C) Ελέγξτε εάν ο σωλήνας είναι λυγισμένος ή συμπιεσμένος.

ΦΟΡΕΜΑ ΤΟΥ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

(Προβλέπεται να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του 2026)

Υπάρχει μανσέτα για το δεξί και για το αριστερό χέρι. Κατά την αγορά, φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή πλευρά του χεριού.

Σημείωση: Εάν θέλετε να κάνετε θεραπεία και στους δύο βραχίονες, χρειάζεστε δύο μανσέτες βραχίονα – μία για τον δεξιό και μία για τον αριστερό βραχίονα. Είναι δυνατή η παράλληλη θεραπεία των ποδιών και ενός βραχίονα. Ωστόσο, συνιστούμε να κάνετε θεραπεία στους βραχίονες διαδοχικά και όχι και στους δύο ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τουλάχιστον ένας βραχίονας πρέπει να παραμένει ελεύθερος.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

- Ανοίξτε το κούμπωμα του μανικιού, εάν είναι ακόμα κλειστό.
- Φορέστε το μανίκι στο αντίστοιχο χέρι. Περάστε το χέρι σας μέσα από το μανίκι μέχρι να φτάσει κάτω από τη μασχάλη.
- Τραβήξτε τη μανσέτα πάνω από τον ώμο.
- Περάστε τη γλωττίδα κλεισίματος πίσω από την πλάτη σας κάτω από την αντίθετη μασχάλη και τοποθετήστε το άκρο της γλωττίδας μπροστά στο κλιπ κλεισίματος.
- Προσαρμόστε την εφαρμογή τραβώντας το άκρο της γλωττίδας κλεισίματος, μέχρι η μανσέτα να εφαρμόζει σφιχτά και άνετα.
- Μετά τη χρήση, χαλαρώστε τη μανσέτα του χεριού πιέζοντας ταυτόχρονα το κλιπ κλεισίματος και στις δύο πλευρές.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φυλάξτε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης! Μην αποσυναρμολογείτε ή καίνετε τη συσκευή. Οι επισκευές στη μονάδα ελέγχου πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Wellcosan GmbH, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος απώλειας της εγγύησης. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε επίσης το φις από την πρίζα και απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν έχει έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρούς χώρους. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε κραδασμούς και μην την πετάτε. Η συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται από άλλα αντικείμενα κατά τη λειτουργία της. Προσέξτε ώστε οι σωλήνες να μην στρίβουν ή να μην λυγίζουν κατά τη χρήση και την αποθήκευση. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας (π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία, καλοριφέρ και άλλα). Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά αδράνειας.

Επιπλέον, όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αποσυνδέστε το από την πρίζα. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα το φις της συσκευής από την πρίζα. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά ή άτομα που δεν έχουν ενημερωθεί για τη χρήση του.



Με τη σήμανση CE, ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας βεβαιώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΚ και την τήρηση των «βασικών απαιτήσεων» που ορίζονται σε αυτές.



Αυτή η σήμανση στη συσκευή σημαίνει ότι δεν πρέπει να την απορρίψετε στα κανονικά οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Παρακαλούμε να την απορρίψετε σε εταιρεία διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρέχουμε εγγύηση 24 μηνών για τη μονάδα ελέγχου. Σε περίπτωση βλάβης, μπορεί να είναι απαραίτητο να στείλετε τη συσκευή για έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να είναι το κουτί αποστολής κατάλληλα επενδεδυμένο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση εγγύησης για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη αποστολή.

Όροι εγγύησης: Εφόσον υπάρχει νομική υποχρέωση εγγύησης, με εξαίρεση του δικαιώματος αντικατάστασης ή μείωσης της τιμής, είτε παρέχεται δωρεάν αντικατάσταση είτε ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να προβεί σε επιδιόρθωση. Εάν η επιδιόρθωση, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, αποδειχθεί ανεπαρκής ή εάν η συσκευή αντικατάστασης παρουσιάζει ελάττωμα για το οποίο ευθύνεται ο κατασκευαστής, ο πελάτης έχει δικαίωμα αντικατάστασης ή μείωσης της τιμής.

Εξαιρέσεις από την εγγύηση: Εξαιρούνται από την εγγύηση ελαττώματα που προκλήθηκαν από βίαιη φθορά, ακατάλληλη χρήση, εξωτερική βία ή από τροποποιήσεις και επισκευές από τρίτους, όπως π.χ. ελαττώματα που προκλήθηκαν από ασφάλειες με λανθασμένες διαστάσεις ή βραχυκυκλωμένες ασφάλειες ή ελαττώματα που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά.

Προϋπόθεση εγγύησης: Το δικαίωμα εγγύησης ισχύει μόνο σε συνδυασμό με το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς (τιμολόγιο). Φυλάξτε επομένως προσεκτικά το αποδεικτικό αγοράς.

Εάν έχετε προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του συστήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +49 (0) 666 17 48 91 05 ή στη διεύθυνση service@venenengel.de.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Λάβετε υπόψη ότι το προϊόν περιέχει μικρές ποσότητες μολύβδου. Επομένως, παρακαλούμε να το απορρίψετε σε ειδικό κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα!

GERMANIA:

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα αδιαχώριστα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι συμβάλλουμε στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών προϊόντων.

Η λανθασμένη απόρριψη ηλεκτρονικών προϊόντων δεν οδηγεί σε σπατάλη πόρων (τα περισσότερα ηλεκτρικά συσκευές περιέχουν πολύτιμες πρώτες ύλες όπως χρυσό, χαλκό, ασήμι κ.λπ.), αλλά θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον λόγω των ενίοτε επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ: Θα αναλάβουμε με χαρά την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής Venen Engel. Απλώς στείλτε την στη διεύθυνση:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Γερμανία

Παρακαλούμε να επισυνάψετε μια σημείωση με το αίτημα για απόρριψη.

Οι παλιές μπαταρίες και οι παλιοί συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα στερεά οικιακά απορρίμματα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω των συστημάτων επιστροφής και ανακύκλωσης που έχετε στη διάθεσή σας (π.χ. Corepile).

Η ακατάλληλη απόρριψη παλαιών μπαταριών και συσσωρευτών μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον λόγω των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν. Μέσω της ανακύκλωσης διατηρούνται πολύτιμες πρώτες ύλες και τα συστατικά των προϊόντων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

ΓΑΛΛΙΑ/ΣΛΟΒΑΚΙΑ:

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα αδιαχώριστα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε αντίθετα τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι συμβάλλουμε στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών προϊόντων.

Η λανθασμένη απόρριψη ηλεκτρονικών προϊόντων δεν οδηγεί σε σπατάλη πόρων (τα περισσότερα ηλεκτρικά συσκευές περιέχουν πολύτιμες πρώτες ύλες όπως χρυσό, χαλκό, ασήμι κ.λπ.), αλλά θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον λόγω των ενίοτε επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν.

Οι παλιές μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα στερεά οικιακά απορρίμματα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω των συστημάτων επιστροφής και ανακύκλωσης που έχετε στη διάθεσή σας (π.χ. Corepile).

Η ακατάλληλη απόρριψη παλαιών μπαταριών και συσσωρευτών μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον λόγω των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν. Μέσω της ανακύκλωσης διατηρούνται πολύτιμες πρώτες ύλες και τα συστατικά των προϊόντων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EMC)

1. Αυτό το προϊόν απαιτεί ειδικές προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες. Αυτή η συσκευή μπορεί να επηρεαστεί από φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας RF.
2. Μην χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στη συσκευή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής.
3. Προσοχή! Αυτή η συσκευή έχει υποβληθεί σε διεξοδικούς ελέγχους και δοκιμές για να διασφαλιστεί η σωστή απόδοση και λειτουργία της!
4. Προσοχή: Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα ή στοιβαγμένη με άλλες συσκευές. Εάν απαιτείται χρήση δίπλα ή στοιβαγμένη με άλλες συσκευές, αυτή η συσκευή πρέπει να παρακολουθείται για να ελέγχεται η κανονική λειτουργία της στη διαμόρφωση στην οποία χρησιμοποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με την υγεία σας ή αισθάνεστε αβεβαιότητα, συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το προϊόν Venen Engel **δεν** είναι **ιατρική συσκευή** και δεν προορίζεται για αυτοθεραπεία. Σε περίπτωση αβεβαιότητας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Ιστότοπος: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

NÁVOD K POUŽITÍ



ÚVODNÍ POZNÁMKA

Pokud jste si zvolili naši Leo Edition, věnujte prosím pozornost následujícím informacím na této stránce.

Tato speciální edice se od standardní verze liší výhradně vybranými designovými a materiálovými detaily:

- **Exkluzivní vzor Leo** na manžetách
- **Řídicí jednotka a hadice v nové barvě ladící** s designem
- **Kovová destička s logem jako prémiový** designový prvek na pasu
- **Kvalitní zip s jezdcem** a koncovkou ze zinkové slitiny pro prvotřídní vzhled a pocit

Funkce, ovládání i používání zařízení jsou shodné se standardní verzí. Veškeré pokyny pro bezpečné používání naleznete jako obvykle v návodu k použití.

Upozornění pro osoby s alergií na zinek:

Kovové části edice Leo jsou vyrobeny ze zinkové slitiny. Ve vzácných případech může přímý kontakt s pokožkou u citlivých osob vyvolat kožní reakce. Pokud máte známou alergii na zinek nebo kovové slitiny nebo během používání zaznamenáte podráždění pokožky, doporučujeme používání přerušit.

Přejeme Vám mnoho radosti z Vaší Leo Limited Edition.

ÚVODNÍ POZNÁMKA

Gratulujeme vám k zakoupení tohoto přístroje! Váš Venen Engel vám přinese mnoho radosti! Pokud jste s přístrojem Venen Engel spokojeni, budeme velmi rádi, pokud jej doporučíte svým známým.

Tento návod obsahuje podrobnosti, které by měl uživatel dodržovat, aby předešel nebezpečí a zařízení používal bezpečně.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se použití, příslušenství nebo návrhy, neváhejte nás kontaktovat!

Telefon: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

NEŽ ZAČNETE

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
- Tento návod k použití si uschovejte, abyste jej mohli v případě potřeby znovu přečíst.
- V případě určitých zdravotních stavů nesmí být Venen Engel používán. Pečlivě si přečtěte seznam kontraindikací na poslední stránce.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

Je důležité, abyste si přečetli všechny varování a bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce. Slouží k zajištění vaší bezpečnosti, k prevenci zranění a zabránění poškození zařízení.

- Tento přístroj nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor, implantovaný defibrilátor nebo jiné implantované kovové nebo elektronické zařízení. Takové použití může vést k úrazu elektrickým proudem, popáleninám, elektrickým poruchám nebo smrtelným úrazům.
- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod.
- Tento návod uchovávejte v blízkosti zařízení, abyste jej mohli během používání číst.
- Aby se předešlo nebezpečí, zajistila bezpečnost nebo zabránilo nesprávnému provozu, jsou níže uvedeny některé uvedeny podrobnosti, které by měl uživatel při používání zařízení dodržovat.
- Zařízení není vhodné pro použití v přítomnosti hořlavé anestetické směsi s vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným.
- Osoby s mentálním postižením smí zařízení používat pouze pod dohledem.
- Opravy, údržba a výměna součástí nesmí být prováděny během používání a pouze kvalifikovaným personálem autorizovaným výrobcem. V opačném případě hrozí ztráta záruky.
- V případě obecného nevolnosti nebo bolesti během použití okamžitě přerušte použití.
- Při prvním použití by doba použití neměla přesáhnout 5 minut. Při následujících použitích by měla být postupně prodlužována podle fyzického stavu uživatele. Dlouhodobé používání může mohou vyvolat nežádoucí vedlejší účinky.
- Produkt by neměly používat kojenci ani malé děti.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nenechávejte vodu ani jiné materiály (např. hřebíky, jehly a jiné kovové předměty) proniknout dovnitř zařízení.
- Pokud zařízení nefunguje správně, v žádném případě jej neotevírejte, nerozebírejte ani neupravujte, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným zraněním.
- Při zapojování a odpojování napájecího kabelu dbejte na to, aby byl zástrčka i vaše ruce suché.
- Používejte zařízení pouze s jednofázovým proudem 220–230 V. Po použití odpojte síťovou zástrčku zařízení ze zásuvky.

- Dbejte na to, aby bylo zařízení umístěno tak, abyste mohli kdykoli snadno vytáhnout síťovou zástrčku.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl zkroucený nebo ohnutý, a neopírejte o něj žádné těžké předměty (např. nohy stolu nebo židle) na napájecí kabel.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- Nepoužívejte zařízení v rozbočovačích. Nezapojujte napájecí kabel tohoto zařízení do zásuvky společně s jinými zařízeními.

ROZSAH DODÁVKY



Ovládací jednotka
Steuergerät



Napájecí adaptér



Sada hadic s více
konektory



Lymph-Flow Pants



Transportní taška a zipové sáčky



Měkké pouzdro

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet programů	3 (+4)
Počet komor	4
Hmotnost	cca 0,7 kg
Výkon	14 VA
Síťová frekvence	50–60 Hz
Síťové napětí	110–240 V
Nastavení času	120 min.
Tisková kapacita	30–180 mmHg
Výkon čerpadla	8 l/min
Materiál (manžety)	Nylon s polyamidovými vlákny
Rádiová frekvence	2,4 GHz
Rozměry řídicí jednotky	25 x 6 x 7 cm
Třída ochrany	II / 
Teplotní rozsah(provoz a skladování)	10–40 °C
Vlhkost vzduchu(relativní, provoz a skladování)	30–85
Baterie:	
Doba nabíjení / provozní doba [v min]	50 / 90
Typ	Li-ion
Číslo modelu	18600
Napětí	11,1 V
Kapacita	1600 mAh
uložené množství energie	17,7 Wh

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLŮ



V souladu s evropskými normami



Údaje výrobce



Elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány spolu s běžným domovým odpadem!



Dodržujte návod k použití!



Sériové číslo



Používejte pouze v interiérech



Třída ochrany II: Tento symbol označuje, že zařízení nevyžaduje elektrické uzemnění (zemnění).



Chraňte před přímým slunečním zářením



Země výroby: Čína



Vlnitá lepenka



Polyethylentereftalát (PET)



Neprat



Recyklovat obal



Pokyny k likvidaci Francie: Elektrické zařízení zlikvidujte na příslušných místech



Pokyny k likvidaci Francie: Recyklujte obal

POPIS PRODUKTU

Kompresní masážní přístroj se skládá z kompresoru, manžety a senzoru tlaku vzduchu, které společně fungují jako jeden celek. Přístroj je propojen s manžetami pomocí řady hadiček. Kompresní masáž se provádí cyklickým nafukováním a vypouštěním vzduchových komor. Během aplikace je vzduch pumpován do komor od konců končetin směrem ke středu těla.

Tlak v manžetě je řízen senzorem a mikroprocesorem.

ÚČEL

Venen Engel Plus slouží k tlakové masáži nohou, paží nebo pasu a podporuje pocit uvolnění, pohody a lehkosti.

Použití podporuje příjemný pocit lehkosti těla a jemně stimulovanou, vitálnější pokožku. Při použití jako wellness nebo kosmetická aplikace může přispět ke zvýšení osobního pohodlí a kosmetické péči o pokožku.

Tento produkt **není zdravotnickým prostředkem** a slouží výhradně ke kosmetickým a relaxačním účelům.

INDIKACE

K relaxaci po dlouhém dni nebo po fyzické aktivitě

Pro podporu subjektivního pocitu lehčích nohou

Pro příjemné uvolnění svalstva

Může zlepšit vzhled celulitidy

Použití jako wellness nebo kosmetická aplikace pro zvýšení osobního pohodlí

Podporuje příjemný pocit vitality a pružnosti pokožky

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případě trombózy, žilních onemocnění, křečových žil, srdečního selhání, poruch srážlivosti krve.

Nepoužívejte při otevřených ranách, ekzémech, zánětech, infekcích, silném spálení sluncem nebo kožních vyrážkách.

Při pocitu necitlivosti, poruchách citlivosti nebo bolesti okamžitě přerušete použití.

Použití na nohou a bříše během těhotenství se nedoporučuje!

Nepoužívejte v případě elektronických implantátů (např. kardiostimulátorů) nebo kovových implantátů v ošetřovaných oblastech

Nepoužívejte při horečce, infekcích, akutních zánětech

Nepoužívejte u dětí nebo osob, které neumí zařízení bezpečně obsluhovat

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po použití se může objevit zarudnutí, pocit tepla a mírné brnění.

Při příliš dlouhém používání může dojít k únavě nebo mírnému závratím.

Při příliš těsných manžetách nebo nadměrném tlaku může docházet k tvorbě otlaků.

Při nepřetržitém provozu může dojít k přehřátí, přetržení kabelu, úrazu elektrickým proudem v případě poškození napájecího adaptéru.

POUŽITÍ

KROK 1: PŘED POUŽITÍM

PŘIPOJTE VZDUCHOVÉ HADICE

Připojte konektory manžet hadic k připojení na manžetách. Dbejte na to, aby nejdelší hadice patřila k komoře pro nohy. Postupně připojte zbývající hadice až k komoře v oblasti boků. Odstíny spojovacích kusů a připojení pomáhají při přiřazování pořadí připojení. Doporučujeme, abyste poté spojovací konektory již neuvolňovali.

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Zajistěte stabilní postavení přístroje. Dbejte také na to, aby přístroj stál volně a nebyl zakrytý stropem nebo podobným předmětem. Nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech nebo v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou sauny nebo koupelny.

NASAZENÍ MANŽET

Aby se zabránilo znečištění, doporučujeme při používání nosit legíny nebo tepláky. Před použitím vyprázdněte kapsy kalhot! Zípy na manžetách musí být zcela uzavřeny, aby se zabránilo náhlému otevření manžet a možnému poškození. Vždy se ujistěte, že hadice nejsou ohnuté a že na nich nesedíte.

PŘIPOJENÍ SADY HADIC A ŘÍDICÍ JEDNOTKY / PŘIPOJENÍ MULTIZÁSTRČKY

Zasuňte multikonektor do spodní části zařízení až na doraz. Dbejte na to, abyste multikonektor zasunuli do zařízení správnou stranou (malý výstupek do malého otvoru). Na boku multikonektoru jsou dva klipy. Pro připojení multikonektoru k zařízení je nutné stisknout klipy. Poté lze multikonektor zasunout do zařízení. Stejným způsobem musí být kabel po použití opět odpojen.


PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU K ŘÍDICÍMU ZAŘÍZENÍ

Zařízení lze provozovat s napájecím zdrojem i bez něj, pokud je baterie dostatečně nabitá. Pro nabíjení baterie během používání připojte napájecí zdroj k zařízení i k elektrické zásuvce.



KROK 2: OVLÁDÁNÍ

1. **ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ** Na horní straně se nachází vypínač. Stiskněte jej na 3 sekundy, aby se zařízení zapnulo nebo vypnulo. Pokud se zařízení nedaří zapnout, je pravděpodobně vybitá baterie. K dobíjení zařízení použijte dodaný napájecí adaptér.
2. **VÝBĚR PROGRAMU** Ve výchozím nastavení je vybrán program A. Stisknutím tlačítka „P“ můžete přepínat mezi programy A, B a C.
3. **VÝBĚR TLAKU** Ve výchozím nastavení je vybrána úroveň tlaku 8. Stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ můžete nastavit úroveň tlaku v rozmezí 1 až 16. Delším stisknutím příslušného tlačítka urychlíte výběr úrovně tisku.
4. **PLAY / PAUSE** Spustíte výběr programu a tisku stisknutím tlačítka „Play / Pause“. Tip: Stisknutím tlačítka „Přehrát / Pauza“ během probíhajícího programu aktivuje pauzu na 2 minuty. Po uplynutí těchto 2 minut bez opětovného stisknutí tlačítka „Přehrát“ zastaví zařízení program a vypustí vzduch z komor.
5. **ZASTAVENÍ PROGRAMU** Chcete-li program okamžitě zastavit a vypustit vzduch, podržte tlačítko „Play / Pause“ stisknuté po dobu 3 sekund.



PROGRAMY / PRŮVODCE

S programy Venen Engel dopřejete svému tělu vědomé přestávky. Pro lehčí nohy, lepší rovnováhu a příjemné uvolnění.

OBLASTI POUŽITÍ

Aplikace může podpořit stimulaci pokožky a zjemnit a vyrovnat její vzhled. Rovněž může zmírnit pocit unavených a těžkých nohou a celkově působit relaxačně. Ideální jako wellness nebo kosmetický rituál pro zvýšení osobního pohodlí. V závislosti na programu se klade důraz na různé oblasti.

TRVÁNÍ A ČETNOST

Optimální doba aplikace je 30 až 60 minut – nebo 10 až 20 minut pro krátké odpočínutí mezi činnostmi. Tlak by měl být znatelný, ale příjemný. Postupně se přibližujte ke své osobní úrovni pohodlí. Optimální tlak se může lišit v závislosti na denní formě. Proto jej v případě potřeby individuálně upravte. Doporučujeme pomalu se přibližovat k optimálnímu aplikačnímu tlaku. Více neznamená vždy lepší: Použití Venen Engel by nikdy nemělo být nepříjemné nebo dokonce bolestivé.

Další informace o správném použití, výběru programů a dalších nastaveních najdete online na: <https://venenengel.de/pages/app>

Postup Příklad programu

A ENERGY FLOW



A ENERGY FLOW



Komory se plní postupně, přičemž tlak v každé komoře je udržován, dokud není následující komora zcela nafouknuta. Vzniká tak rovnoměrný, aktivující proud, který podporuje pocit pohody v nohou a příjemně doprovází tělo.

B DEEP RELEASE



Komory se plní postupně a udržují tlak konstantní po celý cyklus, aby se minimalizoval zpětný tok během masáže. Ideální pro uvolnění po dlouhém dni nebo intenzivním tréninku. Pokud začínáte, začněte s programem Energy Flow (A) a poté pomalu přejděte k programu Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Všechny komory se nafukují a opět uvolňují současně, čímž vzniká rytmická pulzující masáž s obzvláště vysokým počtem cyklů. Dynamický pohyb uvolňuje tělo a může způsobit, že pokožka vypadá vitálnější a pevnější.

IP INITIAL PHASE



Než spustíte vybraný program/sekvenci, chceme se ujistit, že manžety na nohy jsou optimálně ergonomicky přizpůsobeny vašim nohám. Za tímto účelem se všechny komory současně naplní vzduchem po dobu 2 minut. Poté se spustí váš program. Tento proces je aktivní pouze jednou přímo po spuštění řídicí jednotky a poté znovu až po restartu zařízení.



Prosím, nepřerušujte počáteční fázi změnou programu nebo vypnutím zařízení. V opačném případě může dojít k nahromadění tlaku v komorách, což může být pro vás nepříjemné.

VYTVOŘENÍ BEZDRÁTOVÉHO SPOJENÍ S APLIKACÍ VENEN ENGEL

STÁHNĚTE SI APLIKACI VENEN ENGEL

Stáhněte si naši aplikaci Venen Engel z běžných obchodů s aplikacemi pro iOS nebo Android.

OTEVŘETE APLIKACI VENEN ENGEL

Otevřete aplikaci a vyberte požadovanou možnost připojení.

ZAPNĚTE SVŮJ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU VENEN ENGEL PLUS

Párování se spustí automaticky. Potvrďte párování na svém smartphonu. Pokud se tak nestane, zkontrolujte nastavení svého smartphonu.

HOTOVO

Nyní můžete ovládat své ovládací zařízení pomocí naší aplikace a odložit jej. Můžete pomocí něj spouštět a upravovat předinstalované programy a sekvence a také nastavovat tlak a dobu použití.

Více informací o aplikaci Venen Engel najdete na našich webových stránkách <https://venenengel.de/pages/app>.



FUNKCE, KTERÉ LZE OVLÁDAT POUZE PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE

DEAKTIVACE JEDNOTLIVÝCH VZDUCHOVÝCH KOMOR

Citlivá místa lze z masáže vyloučit. Ve výchozím nastavení jsou aktivovány všechny kompresní komory. Pokud chcete některé komory z masáže vyloučit, můžete tak učinit zde. Stačí stisknout symbol požadované komory a potvrdit výběr.



Energy Flow

Druck-Level: 8

Zeit (in Minuten) 30

Aktive Kammern

1 2 3 4

Einstellungen zurücksetzen

Programm kopieren

Speichern

ČTYŘI DALŠÍ MASÁŽNÍ PROGRAMY

Vyberte si ze čtyř dalších programů, abyste si zpestřili použití a optimalizovali své sekvence.

15:16  

< Zurück 

Gentle Wave (D)

Entspannung & Regeneration

Starten

  **Stromlos**

Das Programm (100 Minuten) lockert und entspannt. Die Muskeln können sich nachspannen – von den Füßen bis zum Kopf – und erzeugen Spannung, während punktueller Druck. Das können wir mit dem Ballfüßler der Gentle Wave Kapsel unterstützen. Die Gentle Wave Kapsel ist die Maßnahme, die Ihnen die Durchblutung und Unterstützung die natürliche Spannkraft der Haut. Reduziert die Wärme, um eine wohlbefindliche Atmosphäre Ihrer Session zu bilden.

Ready Benefit: Ist die Haut strahlend und zart.



Programm bearbeiten

15:16  

< Zurück 

Inner Balance (E)

Harmonisierung & Leichtigkeit

Starten

  **Stromlos**

Ist auf Ausgleich des Programms mit harmonischen Vibrationen, speziell bei der Entspannung. Das Programm kann auch gleichzeitig helfen, während die Energie ausstrahlt in der Wärme, um eine wohlbefindliche Atmosphäre Ihrer Session zu bilden. Reduziert die Wärme, um eine wohlbefindliche Atmosphäre Ihrer Session zu bilden.

Ready Benefit: Unterstützt die Mikrozirkulation und kann die Gewinde stark strahlen. Für ein Gefühl von Wärme und Leichtigkeit.



Programm bearbeiten

15:17  

< Zurück 

Intense Flow (F)

Durchblutung & Weiblichkeit

Starten

  **Stromlos**

Ein aktiveres Programm mit gleichmäßigem Druck. Es fördert eine intensive Weiblichkeit, während gleichzeitig Wärme, wodurch die Massage intensiv ist. Es fördert eine intensive Weiblichkeit, während gleichzeitig Wärme, wodurch die Massage intensiv ist. Es fördert eine intensive Weiblichkeit, während gleichzeitig Wärme, wodurch die Massage intensiv ist.

Ready Benefit: Fördert die Durchblutung, sorgt für eine bessere Durchblutung der Haut und lockert die Haut.



Programm bearbeiten

15:17  

< Zurück 

Glow Flow (G)

Detoxifizierung & Hautglanz Optimierung

Starten

  **Stromlos**


Das intensive Programm für eine tiefgehende Massage. Die Kapsel kann bis zu 70% bis 90% der Wärme auf die Haut übertragen. Es fördert eine intensive Weiblichkeit, während gleichzeitig Wärme, wodurch die Massage intensiv ist. Es fördert eine intensive Weiblichkeit, während gleichzeitig Wärme, wodurch die Massage intensiv ist.

Ready Benefit: Unterstützt die Mikrozirkulation und kann die Gewinde stark strahlen. Für ein Gefühl von Wärme und Leichtigkeit.



Programm bearbeiten

INDIVIDUALIZACE VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS



TŘI ZIPY

Poloha 1 = vnější zip = nejužší poloha = pro malé obvody nohou


Poloha 2 = prostřední zip = střední poloha = pro střední obvod nohou

Poloha 3 = vnitřní zip = nejširší poloha = pro velké obvody nohou

Pro stehna a lýtky jsou k dispozici samostatné zipy, takže si můžete kalhoty Lymph-Flow Pants přizpůsobit zcela individuálně.

Pokud žádné z možných nastavení přesně nesedí, můžete pomocí našich rozšíření realizovat další velikostní stupně. Stačí se podívat do našeho **obchodu**.

Aby se zip během používání neotevřel, po zapnutí kalhot sklopte posuvník směrem k nohám. Tím se aktivuje mechanická pojistka, která zabrání otevření kalhot Lymph-Flow Pants. Po použití můžete zip normálně použít k vyzvednutí kalhot.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

PO POUŽITÍ

UKONČENÍ A DEMONTÁŽ

Po uplynutí nastaveného času nebo po stisknutí vypínače můžete multizástrčku vyjmout ze zařízení. Pokud se během masáže necítíte dobře, můžete aplikaci kdykoli spontánně ukončit. Poté můžete manžetu otevřít. Pro rychlé vypuštění vzduchu z vzduchových polštářků po aplikaci doporučujeme po vyjmutí multizástrčky vytlačit zbývající vzduch z manžet oběma rukama.

Po použití doporučujeme nechat konektory manžet připojené k manžetám a od zařízení odpojit pouze multikonektor. Pro skladování položte manžety na sebe a volně je srolujte s připojenou sadou hadic.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

ČIŠTĚNÍ

K čištění manžet a ostatního příslušenství doporučujeme použít vlhký hadřík. V případě silného znečištění můžete navíc použít šetrný čistící prostředek na textilie. Před čištěním manžet odpojte konektory manžet a manžety v každém případě nechte důkladně vyschnout. Při použití různými osobami doporučujeme manžety dezinfikovat dezinfekčním sprejem na textilie. Používejte čistící a dezinfekční prostředky, které neobsahují olej, benzen, alkohol, benzín a chemické látky. Manžety neperte v pračce ani pod tekoucí vodou. Před čištěním zařízení vypněte. K dezinfekci manžet jsou vhodné dezinfekční prostředky, jako je například Descosept pur nebo srovnatelné produkty se srovnatelným složením.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte při pokojové teplotě (minimálně 10 °C, maximálně 40 °C) v dobře větraných, suchých a bezprašných prostorách (minimálně 30 %, maximálně 85 % relativní vlhkosti vzduchu). Produkt skladujte na místě chráněném před mrazem, jinak může dojít k jeho poškození.

Při skladování dbejte také na to, aby manžety nebyly poškozeny ostrými předměty, jako jsou nůžky nebo předměty s ostrými hranami.

Pro dlouhodobé skladování doporučujeme produkt uchovávat v prodejním kartonu.

ODSTRANĚNÍ CHYB

ZAŘÍZENÍ SE NEDAŘÍ ZAPNOUT

Pokud se zařízení nedaří zapnout, zkontrolujte, (A) zda není vybitá baterie zařízení, a (B) nabijte zařízení, dokud se nedaří zapnout.

ZAŘÍZENÍ ČERPÁ, ALE NAFOUKNE POUZE JEDEN NEBO ŽÁDNÝ Z OBA MANŽETY

Pokud se po spuštění aplikace nafoukne pouze jedna nebo žádná z manžet, zkontrolujte, (A) zda je multikabel správně a úplně zasunutý do zařízení. Dále se ujistěte, (B) že vzduchové hadice nejsou zalomené, například tím, že na nich sedíte. Zkontrolujte (C), zda jsou všechny šedé konektory manžet správně zapojeny do manžety.

MANŽETY SE NAFUKUJÍ V NESPRÁVNÉM POŘADÍ

Ujistěte se, že je multifunkční konektor správně zasunutý do řídicí jednotky. Multifunkční konektor je správně zasunutý, pokud jsou malé výstupky multifunkčního konektoru v určených otvorech nad výstupy vzduchu.



NASAZENÍ MANŽETY NA PAŽI

(předpokládaná dostupnost v průběhu roku 2026)

Manžeta na paži je k dispozici pro pravou nebo levou paži. Při nákupu dbejte na výběr správné strany paže.

Poznámka: Pokud chcete ošetřit obě paže, potřebujete dva manžety na paže – jeden pro pravou a jeden pro levou paži. Je možné ošetřovat nohy a jednu paži současně. Doporučujeme však ošetřovat paže postupně, nikoli obě současně. Během použití by měla zůstat volná alespoň jedna paže.

ANLEITUNG:

1. Otevřete sponu manžety, pokud je ještě zavřená.
2. Nasad'te manžetu na příslušnou stranu paže. Prostrčte ruku manžetou, až bude ležet pod podpaží.
3. Nasad'te manžetu přes rameno.
4. Proved'te uzavírací pásku za zády pod protilehlou podpaží a konec pásky zasuňte do spony vpředu.
5. Upravte polohu manžety tak, že zatáhnete za konec zapínacího pásku, dokud manžeta pevně a pohodlně nesedí.
6. Po použití uvolněte manžetu na paži současným stisknutím spony na obou stranách.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento návod k obsluze pečlivě uschovejte! Zařízení nerozebírejte ani nespalujte. Opravy řídicí jednotky smí provádět pouze odborníci autorizovaní společností Well-cosan GmbH, v opačném případě hrozí ztráta záruky. V případě poškození zařízení vytáhněte síťovou zástrčku a zařízení vypněte. Odpojte také síťový kabel a vypněte zařízení, pokud se dostalo do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami. Nepoužívejte zařízení ve vlhkých místnostech. Zajistěte stabilní postavení zařízení. Nevystavujte zařízení otřesům a neházejte s ním. Zařízení nesmí být během provozu zakryto jinými předměty. Dbejte na to, aby se hadice během používání a skladování nezkroutily ani neohýbaly. Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (např. přímé sluneční záření, radiátory a jiné). Pokud zařízení nepoužíváte, musí být vypnuté. Zařízení se po 10 minutách nečinnosti samo vypne.

Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte také síťový kabel. Před čištěním vždy odpojte zástrčku zařízení ze zásuvky. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí nebo osob, které nebyly proškoleny v jeho používání.



Značkou CE výrobce nebo dovozce potvrzuje shodu výrobku s příslušnými směrnici ES a dodržování „základních požadavků“ v nich stanovených.



Toto označení na zařízení znamená, že jej na konci jeho životnosti nesmíte vyhazovat do běžného domovního odpadu. Likvidaci nechte provést firmou zabývající se likvidací elektronického odpadu.

ZÁRUKA

Na řídicí jednotku poskytujeme záruku 24 měsíců. V případě poruchy může být nutné zařízení zaslat k prověření. Dbejte prosím na to, aby byl přepravní karton odpovídajícím způsobem vypolstrováný, aby nedošlo k poškození při přepravě. Na vady způsobené nesprávnou přepravou bohužel nelze uplatnit záruční nároky. Záruční podmínky: Pokud existuje zákonná povinnost poskytnout záruku, bude buď bezplatně poskytnuta náhrada, nebo bude výrobcí dána možnost opravy, a to s vyloučením práva na výměnu nebo snížení ceny. Pokud by oprava i přes několik pokusů byla nedostatečná nebo pokud by náhradní zařízení mělo vadu, za kterou odpovídá výrobce, má zákazník právo na výměnu nebo snížení ceny.

Vyloučení záruky: Ze záruky jsou vyloučeny vady způsobené násilným poškozením, nesprávným používáním, vnějším násilným působením nebo úpravami a opravami provedenými třetími osobami, jako jsou např. vady způsobené nesprávně dimenzovanými nebo zkratovanými pojistkami nebo vady způsobené běžným opotřebením.

Podmínka záruky: Nárok na záruku existuje pouze v kombinaci s originálním dokladem o koupi (fakturou). Doklad o koupi proto pečlivě uschovejte.

Pokud máte při používání systému problémy nebo dotazy, jsme vám k dispozici na telefonním čísle +49 (0) 666 17 48 91 05 nebo na e-mailové adrese service@venenengel.de.

INFORMACE O LIKVIDACI

Upozorňujeme, že výrobek obsahuje malé množství olova. Odpad proto prosím odkládejte u specializované firmy zabývající se likvidací elektronického odpadu.

DŮLEŽITÉ: Výrobek prosím nevyhazujte do běžného domácího odpadu!

NĚMECKO:

Elektronické výrobky nesmí být likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Místo toho využijte dostupné systémy pro vrácení a sběr. Tímto způsobem všichni přispíváme k opětovnému použití, recyklaci a využití elektronických výrobků.

Nesprávná likvidace elektronických výrobků nevede k plýtvání zdroji (většina elektronických zařízení obsahuje cenné suroviny, jako je zlato, měď, stříbro atd.), ale také ohrožuje životní prostředí kvůli někdy nebezpečným látkám.

ALTERNATIVA: Rádi se postaráme o likvidaci vašeho starého přístroje Venen Engel. Stačí jej zaslat na adresu:

**Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Německo**

Přiložte prosím poznámku s žádostí o likvidaci.

Použité baterie a akumulátory musí být likvidovány odděleně od pevného komunálního odpadu. To můžete provést prostřednictvím dostupných systémů zpětného odběru a recyklace (např. Corepile).

Nesprávná likvidace použitých baterií a akumulátorů může mít kvůli obsahu nebezpečných látek značný vliv na člověka a životní prostředí. Recyklací se zachovají cenné suroviny a součásti produktu mohou být znovu použity.

FRANCIE/SLOVENSKO:

Elektronické výrobky nesmí být likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Místo toho využijte dostupné systémy pro vrácení a sběr. Tímto způsobem všichni přispíváme k opětovnému použití, recyklaci a využití elektronických výrobků.

Nesprávná likvidace elektronických výrobků nevede pouze k plýtvání zdroji (většina elektrických zařízení obsahuje cenné suroviny, jako je zlato, měď, stříbro atd.), ale také ohrožuje životní prostředí kvůli obsahu nebezpečných látek.

Použité baterie a akumulátory musí být likvidovány odděleně od pevného komunálního odpadu. To můžete provést prostřednictvím dostupných systémů zpětného odběru a recyklace (např. Corepile).

Nesprávná likvidace použitých baterií a akumulátorů může mít kvůli obsaženým nebezpečným látkám značný dopad na člověka a životní prostředí. Recyklací se zachovají cenné suroviny a součásti výrobků mohou být znovu použity.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ (EMC)

1. Tento produkt vyžaduje zvláštní opatření týkající se EMC a musí být nainstalován a uveden do provozu v souladu s poskytnutými informacemi. Toto zařízení může být ovlivněno přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními.
2. V blízkosti zařízení nepoužívejte mobilní telefony ani jiná zařízení, která vyzařují elektromagnetické pole. Mohlo by to vést k nesprávné funkci zařízení.
3. Pozor! Toto zařízení bylo důkladně testováno a zkontrolováno, aby bylo zajištěno jeho správné fungování a výkon!
4. Upozornění: Toto zařízení by nemělo být používáno vedle jiných zařízení nebo na nich naskládáno. Pokud je nutné jej používat vedle jiných zařízení nebo na nich naskládáno, je třeba toto zařízení sledovat, aby se ověřilo, zda v dané konfiguraci funguje normálně.

UPOZORNĚNÍ

Pokud máte zdravotní obavy nebo si nejste jisti, před použitím se poraďte s lékařem.

UPOZORNĚNÍ:

Váš produkt Venen Engel **není zdravotnický prostředek** a neslouží k samoléčbě. V případě nejistoty se poraďte se svým lékařem.

VÝROBCE:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Německo

Telefon: +49 1573 5990084

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

BRUGSANVISNING



INDLEDENDE BEMÆRKNING

Hvis du har valgt vores Leo Edition, bedes du være opmærksom på følgende oplysninger på denne side.

Denne specialudgave adskiller sig udelukkende fra standardversionen ved udvalgte design- og materialedetaljer:

- **Eksklusivt Leo-print** på manchetterne
- **Styreenhed og slanger i en ny farve**, der matcher designet
- **Metalplade med logo** som et eksklusivt designelement på linningen
- **Lynlås af høj kvalitet** med skyder og endestykke i zinklegering for et eksklusivt udseende og en førsteklasses fornemmelse

Funktion, betjening og anvendelse af enheden er identisk med standardversionen. Alle anvisninger om sikker brug findes som sædvanligt i brugsanvisningen.

Bemærkning til personer med zinkallergi:

Metaldelene i Leo Edition er fremstillet af en zinklegering. I sjældne tilfælde kan direkte hudkontakt forårsage hudreaktioner hos følsomme personer. Hvis du har en kendt allergi over for zink eller metallegeringer, eller hvis du oplever hudirritation under brug, anbefaler vi, at du afbryder brugen.

Vi håber, du får stor glæde af din Leo Limited Edition.

FORORD

Tillykke med købet af dette apparat! Du vil få stor glæde af din Venen Engel! Hvis du er tilfreds med din Venen Engel, vil vi være meget glade for din anbefaling.

Denne vejledning indeholder oplysninger, som brugeren skal være opmærksom på for at undgå farer og bruge apparatet sikkert.

Hvis du har spørgsmål til brugen, tilhører eller forslag, er du velkommen til at kontakte os!

Telefon: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

FØR DU BEGYNDER

- Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug.
- Opbevar denne brugsanvisning, så du kan læse den, hvis det bliver nødvendigt.
- Venen Engel må ikke anvendes ved visse helbredstilstande. Læs venligst listen over kontraindikationer på sidste side grundigt igennem.

VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER OG ADVARSELER

Det er vigtigt, at du læser alle advarsler og sikkerhedsforanstaltninger i denne vejledning. De tjener til din sikkerhed, til at undgå skader og for at undgå skader på enheden.

- Brug ikke dette apparat, hvis du har en pacemaker, en implanteret defibrillator eller et andet implanteret metallisk eller elektronisk apparat. En sådan brug kan føre til elektrisk stød, forbrændinger, elektriske forstyrrelser eller dødsfald.
- Læs vejledningen omhyggeligt, inden du bruger produktet.
- Opbevar denne vejledning i nærheden af apparatet, så du kan læse den under brug.
- For at undgå farer, sikre sikkerheden eller forhindre en ikke-standardmæssig drift er der nedenfor angivet nogle detaljer, som brugeren skal være opmærksom på ved brug af apparatet.
- Apparatet er ikke egnet til brug i nærheden af en brandfarlig anæstesi-blanding med luft, ilt eller lattergas.
- Personer med psykisk handicap må kun bruge apparatet under opsyn.
- Reparationer, vedligeholdelse og udskiftning af komponenter må ikke foretages under brug og må kun udføres af fagfolk, der er autoriseret af producenten. I modsat fald kan garantien bortfalde.
- Ved generelt ubehag eller smerter under brugen skal du straks afbryde brugen.
- Ved første brug bør anvendelsestiden ikke overstige 5 minutter. Ved efterfølgende anvendelser bør anvendelsestiden gradvist forlænges i overensstemmelse med brugerens fysiske tilstand. Langvarig brug kan føre til uønskede bivirkninger.
- Produktet bør ikke anvendes af spædbørn eller småbørn.
- Opbevar enheden uden for børns rækkevidde.
- Lad ikke vand eller andre materialer (f.eks. søm, nåle og andre metalgenstande) komme ind i apparatet.
- Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, må det under ingen omstændigheder åbnes, skilles ad eller ombygges, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller andre skader.
- Sørg for, at stikket og din hånd er tørre, når du sætter stikket i og tager det ud.
- Brug kun apparatet med enfaset 220-230 V strøm. Efter brug skal du trække apparatets stik ud af stikkontakten.
- Sørg for at placere apparatet, så du altid nemt kan trække stikket ud.
- Sørg for, at strømkablet ikke bliver snoet eller knækket, og læg ikke tunge genstande (f.eks. bord- og stoleben) på strømkablet.

- Brug kun apparatet til det angivne formål.
- Brug ikke enheden i stikdåser med flere stik. Sæt ikke stikket til denne enhed i en stikkontakt sammen med andre enheder.

LEVERINGSOMFANG



Styreenhed



Strømforsyning



Multi-stik Slangesæt



Lymph-Flow Pants



Transporttaske og lynlåposer



Softcase

TEKNISKE DATA

Antal programmer	3 (+4)
Antal kamre	4
Vægt	ca. 0,7 kg
Effekt	14 VA
Netfrekvens	50-60 Hz
Netspænding	110-240 V
Tidsindstilling	120 min.
Trykydelse	30-180 mmHg
Pumpeydelse	8 l/min.
Materiale (manchetter)	Nylon med polyamidfibre
Radiofrekvens	2,4 GHz
Dimensioner styreenhed	25 x 6 x 7 cm
Beskyttelsesklasse	II / 
Temperaturområde (drift og opbevaring)	10-40 °C
Luftfugtighed (relativ, drift og opbevaring)	30-85
Batteri:	
Opladningstid/driftstid [i minutter]	50 / 90
Type	Li-ion
Model	18600
Spænding	11,1 V
Kapacitet	1600 mAh
Lagret strøm	17,7 Wh

FORKLARING AF DE ANVENDTE SYMBOLER

	I overensstemmelse med europæiske standarder
	Producentoplysninger
	Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!
	Følg brugsanvisningen!
	Serienummer
	Må kun anvendes indendørs
	Beskyttelsesklasse II: Dette symbol angiver, at apparatet ikke kræver elektrisk jordforbindelse (masse).
	Holdes væk fra direkte sollys
	Produktionsland: Kina
	Bølgepap
	Polyethylenterephthalat (PET)
	Må ikke vaskes
	Genanvend emballagen
	Bortskaffelsesanvisninger Frankrig: Bortskaf elektrisk udstyr på de dertil indrettede steder
	Bortskaffelsesanvisning Frankrig: Genanvend emballagen

PRODUKTBESKRIVELSE

Kompressionsmassageapparatet består af en enhed med kompressor, manchete og lufttrykssensor, som fungerer sammen som en helhed. Apparatet er forbundet med manchetterne via en række slanger. Kompressionsmassagen foregår ved cyklisk op-pustning og tømning af luftkamrene. Under behandlingen pumpes luften fra enderne af lemmerne mod kroppens midte ind i kamrene.

Trykket i manchetten styres af en sensor og en mikroprocessor.

FORMÅL

Venen Engel Plus bruges til lufttryksmassage af ben, arme eller talje og fremmer en følelse af afslapning, velvære og lethed.

Anvendelsen fremmer en behagelig lethed i kroppen samt en blidt stimuleret, mere vital hud. Anvendt som wellness- eller skønhedsbehandling kan det bidrage til at øge det personlige velvære og den kosmetiske pleje af huden.

Dette produkt er **ikke et medicinsk produkt** og er udelukkende beregnet til kosmetisk og afslappende brug.

INDIKATIONER

Til afslapning efter en lang dag eller efter fysisk aktivitet

Til fremme af en subjektiv følelse af lettere ben

Til behagelig afspænding af muskulaturen

Kan forbedre udseendet af cellulite

Anvendes som wellness- eller skønhedsbehandling for at øge det personlige velbefindende

Fremmer en behagelig fornemmelse af vitalitet og smidighed i huden

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes ved trombose, venesygdomme, åreknuder, hjertesvigt, blodpropper.

Må ikke anvendes ved åbne sår, eksem, betændelse, infektioner, stærk solskoldning eller hududslæt.

Afbryd straks ved følelsesløshed, føleforstyrrelser eller smerter.

Anvendelse på ben og mave under graviditet frarådes!

Må ikke anvendes på elektroniske implantater (f.eks. pacemaker) eller metalimplantater i de behandlede områder

Må ikke anvendes ved feber, infektioner, akutte betændelsestilstande

Må ikke anvendes til børn eller personer, der ikke kan betjene apparatet sikkert

BIVIRKNINGER

Rødme, varmekølehed, let prikken efter anvendelse.

Træthed eller let svimmelhed ved for langvarig brug.

Dannelsen af trykmærker ved for stramt tilpassede manchetter eller overdreven tryk.

Overophedning ved kontinuerlig brug, kabelbrud, elektrisk stød ved beskadiget strømforsyning.

ANVENDELSE

TRIN 1: FØR ANVENDELSE

TILSLUT LUFTSLANGERNE

Fastgør slangernes manchestetik til manchetterne. Sørg for, at den længste slange tilhører fodkammeret. Tilslut de resterende slanger i rækkefølge til kammeret tæt på hoften. Farven på forbindelsesstykkerne og tilslutningerne hjælper med at fastlægge tilslutningsrækkefølgen. Vi anbefaler, at stikforbindelserne ikke løsnes igen.

OPSTILLING AF APPARATET

Sørg for, at apparatet står sikkert. Sørg også for, at apparatet står frit og ikke er dækket af et tæppe eller lignende. Brug ikke apparatet i fugtige rum eller rum med høj luftfugtighed, såsom saunaer eller badeværelser. Tag manchetterne på. For at undgå forurening anbefaler vi at bære leggings eller joggingbukser under brugen. Tøm bukselommerne inden brug! Lynlåsene på manchetterne skal lukkes helt for at undgå, at manchetterne pludselig åbner sig og forårsager skader. Sørg altid for, at slangerne ikke knækkes, og at du ikke sidder på dem.

TILSLUT SLANGESÆT OG STYREENHED/MONTERING AF MULTISTIK

Stik multistikket helt ind i bunden af apparatet. Sørg for at stikke multistikket korrekt i apparatet (lille nippel i lille hul). Der er to klip på siden af multistikket. For at forbinde multistikket og apparatet skal klipene trykkes sammen. Derefter kan multistikket stikkes i apparatet. Kablet skal løsnes på samme måde efter brug.


TILSLUT STRØMFORSYNINGEN TIL STYREENHEDEN

Enheden kan betjenes både med og uden strømforsyning, forudsat at batteriet er tilstrækkeligt opladet. Tilslut strømforsyningen til både enheden og en stikkontakt for at oplade batteriet under brug.



TRIN 2: BETJENING

1. **TÆND ENHEDEN** På oversiden findes tænd/sluk-knappen. Tryk på denne i 3 sekunder for at tænde eller slukke enheden. Hvis enheden ikke kan tændes, er batteriet sandsynligvis afladet. Brug den medfølgende strømforsyning til at oplade apparatet igen.
2. **VÆLG PROGRAM** Program A er valgt som standard. Tryk på knappen „P“ for at skifte mellem programmerne A, B og C.
3. **VALG AF TRYK** Standardmæssigt er trykniveau 8 valgt. Ved at trykke på „+“ eller „-“ tasterne kan du indstille trykniveauet mellem 1 og 16. Ved at holde den pågældende tast nede i længere tid fremskyndes valget af trykniveauet.
4. **PLAY / PAUSE** Start dit program og tryk på „Play / Pause“ for at vælge.
Tip: Hvis du trykker på „Afspil/Pause“-knappen, mens et program kører, aktiverer pausen i 2 minutter. Lad disse 2 minutter gå uden at trykke på „Afspil“ igen, stopper apparatet programmet og slipper luften ud af kamrene.
5. **STOP AF PROGRAM** For at stoppe et program med det samme og slippe luften ud skal du holde „Afspil/Pause“-knappen nede i 3 sekunder.



PROGRAMMER / GUIDE

Med Venen Engel-programmerne giver du din krop bevidste pauser. For lettere ben, bedre balance og behagelig afslapning.

ANVENDELSESOMRÅDER

Anvendelsen kan fremme stimulering af huden og gøre hudens udseende glattere og mere jævnt. Det kan også lindre følelsen af trætte og tunge ben og have en generelt afslappende virkning. Ideel som wellness- eller skønhedsritual for at øge det personlige velbefindende. Afhængigt af programmet sættes der forskellige fokuspunkter.

VARIGHED OG HYPPIGHED

Den optimale anvendelsestid er 30 til 60 minutter – eller 10 til 20 minutter for en kort pause ind imellem. Trykket skal være mærkbart, men behageligt. Find frem til dit personlige velværeniveau trin for trin. Det optimale tryk kan variere afhængigt af din daglige form. Tilpas det derfor individuelt efter behov. Vi anbefaler, at du langsomt finder frem til det optimale tryk. Mere er ikke altid bedre: Anvendelsen af Venen Engel bør aldrig være ubehagelig eller endog smertefuld.

Yderligere oplysninger om korrekt anvendelse, valg af programmer og andre indstillinger findes online på: <https://venenengel.de/pages/app>

Forløb Eksempel på program

A ENERGY FLOW



A ENERGY FLOW



Kammerne fyldes efter hinanden, hvor trykket i hvert kammer holdes, indtil det næste er fuldt op-pustet. Dette skaber en jævn, aktiverende strøm, der understøtter velvære i benene og ledsager kroppen på en behagelig måde.

B DEEP RELEASE



Kammerne fyldes efter hinanden og holder trykket konstant under hele cyklussen for at minimere tilbagestrømning i massageforløbet. Ideel til aflastning efter en lang dag eller en intens træning. Hvis du er nybegynder, skal du starte med Energy Flow (A) og derefter langsomt gå over til Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Alle kamre pumpes op og slappes af samtidigt, hvilket skaber en rytmisk pulserende massage med særligt mange gennemløb. Den dynamiske bevægelse løsner kropsfølelsen og kan få huden til at fremstå mere vital og fastere.

IP INITIAL PHASE



Inden dit valgte program/sekvens starter, vil vi sikre os, at benmanchetterne er tilpasset dine ben optimalt ergonomisk. Til dette fyldes alle kamre samtidigt med luft i 2 minutter. Derefter starter dit program. Processen er kun aktiv 1 gang umiddelbart efter start af styreenheden og derefter først igen efter genstart af enheden.



Afbryd ikke den indledende fase ved at ændre programmet eller slukke for apparatet. Det kan ellers føre til, at det ophobede kammertryk akkumuleres og bliver ubehageligt for dig.

OPRETTELSE AF EN RADIOFORBINDELSE MED VENEN ENGEL-APPEN

DOWNLOAD VENEN ENGEL-APPEN

Download vores Venen Engel-app fra de gængse app-butikker til iOS eller Android.

ÅBN VENEN ENGEL-APPEN

Åbn appen og vælg den ønskede onboarding-mulighed.

TÆND DIN VENEN ENGEL PLUS-STYRINGSENHED

Parringen starter automatisk. Bekræft parringen på din smartphone. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontrollere indstillingerne på din smartphone.

FÆRDIG

Du kan nu betjene din styreenhed via vores app og lægge den til side. Her kan du blandt andet starte og tilpasse de forudinstallerede programmer og sekvenser samt indstille trykket og anvendelsestiden.

Du kan finde mere information om Venen Engel-appen på vores hjemmeside under <https://venenengel.de/pages/app>.



FUNKTIONER, DER KUN KAN STYRES MED APPEN

DEAKTIVERING AF ENKELTE LUFTKAMRE

Følsomme områder kan udelukkes fra massagen. Som standard er alle kompressionskamre aktiveret. Hvis du ønsker at udelukke bestemte kamre fra massagen, kan du gøre det her. Tryk blot på symbolet for det ønskede kammer og bekræft dit valg.

Zurück
Bearbeiten

Energy Flow

Druck-Level:

8

Zeit (in Minuten)
30

Aktive Kammern

1
2
3
4

Einstellungen zurücksetzen

Programm kopieren

Speichern

FIRE EKSTRA MASSAGE-PROGRAMMER

Vælg mellem fire ekstra programmer for at gøre din behandling mere varieret og optimere dine sekvenser.

15:16
Zurück

Gentle Wave (D)
Entspannung & Regeneration

Starten

30 Minuten
Standard

Den Program zum Lockern und Entspannen. Die Kammern füllen sich nacheinander - von den Füßen bis zur Hüfte - und erzeugen dabei einen sanften, punktierten Druck. Jede Kammer wird dabei vor dem Befüllen der nächsten Kammer vollständig entleert. Die fließende Massage fördert die Durchblutung und unterstützt die natürliche Spannkraft der Haut. Perfekt als Warm-up oder als wohltuender Abschluss Ihrer Softwave-Behandlung.

Beauty Benefits: Löst die Muskulatur leicht und

Programm bearbeiten

15:16
Zurück

Inner Balance (E)
Harmonisierung & Leichtigkeit

Starten

30 Minuten
Standard

Ein sehr ausgeglichenes Programm mit harmonischem Wechselrhythmus. Jeweils zwei Kammern direkt benachbarte Kammern werden gleichzeitig befüllt, während die dazwischen liegenden eine Pause, während abwechselnde Massagepumpung. Ideal, um Spannungen zu lösen und das Gewebe sanft zu mobilisieren.

Beauty Benefits: Unterstützt die Manipulation und kann das Gewebe sanft dehnen - für ein Gefühl innerer Balance und Leichtigkeit

Programm bearbeiten

15:17
Zurück

Intense Flow (F)
Durchblutung & Vitalisierung

Starten

30 Minuten
Standard

Ein aktivierendes Programm mit gleichmäßigem Druckverlauf. Innerhalb zweier nacheinander folgende Kammern werden gleichzeitig befüllt, wodurch die Massage doppelt so schnell zirkuliert wie bei Gentle Wave. Ideal für den Start einer Routine oder ein schnelles Warm-up mit lebendiger Wirkung.

Beauty Benefits: Fördert die Durchblutung, sorgt für eine bessere Sauerstoffversorgung der Haut und lässt sie strahlen.

Programm bearbeiten

15:17
Zurück

Glow Flow (G)
Tiefenwirkung & Hautkollagen-Optimierung

Starten


30 Minuten
Standard

Das intensivste Programm für eine tiefgehende Massagewirkung. Die Kammern füllen sich nacheinander, wobei der Druck bei der letzten aktiven Kammer in drei Stufen erhöht wird - von 70 % zu 90 % und schließlich auf 100 % des vorgegebenen Drucks. Sie erzeugt ein tiefenwirksames Effect, der den Abbau von Stoffwechselprodukten durch das Gewebe unterstützt, für einen natürlichen Glanz.

Beauty Benefits: Unterstützt ein gleichmäßiges Hautbild und lässt die Poren bei regelmäßiger

Programm bearbeiten

INDIVIDUALISERING AF VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS



DE TRE LYNLÅSE

Position 1 = ydre lynlås = smaleste position = til lave benomkreds


Position 2 = midterste lynlås = mellemste position = til mellemstore benomkreds

Position 3 = indre lynlås = bredeste position = til store benomkreds

Der er separate lynlåse til lår og underben, så du kan tilpasse Lymph-Flow Pants meget individuelt.

Hvis ingen af de mulige indstillinger passer præcist, kan du opnå yderligere størrelsesgrader med vores udvidelser. Se blot i vores **shop**.

For at lynlåsen ikke åbner sig under brug, skal du vippe skyderen mod fødderne, efter du har trukket bukserne op. Dermed låses en mekanisk spærre, der forhindrer Lymph-Flow Pants i at åbne sig. Efter brug kan du betjene lynlåsen som normalt for at tage bukserne af.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

EFTER BRUG

AFSLUTNING OG AFBRYDNING

Når den indstillede tid er udløbet, eller når du har trykket på afbryderen, kan du trække multistikket ud af apparatet. Hvis du ikke føler dig godt tilpas under massagen, kan du også afbryde behandlingen når som helst. Derefter kan du åbne manchetten. For hurtigt at tømme luftpuderne efter behandlingen anbefaler vi, at du med multistikket trukket ud presser den resterende luft ud af manchetterne med begge hænder.

Efter behandlingen anbefaler vi, at manchetstikkene forbliver sat i manchetten, og at man kun fjerner multistikket fra apparatet. Til opbevaring lægger man manchetterne oven på hinanden og ruller dem løst sammen med det tilsluttede slangesæt.

RENGØRING & OPBEVARING

RENGØRING

Til rengøring af manchetterne og det øvrige tilbehør anbefaler vi at bruge en fugtig klud. Ved kraftig tilsmudsning kan du desuden bruge et skånsomt tekstilrensmiddel. Før rengøring af manchetterne skal du trække manchetstikkene ud og lade manchetterne tørre grundigt. Ved brug af flere personer anbefaler vi at desinficere manchetterne med tekstil-desinfektionsspray. Brug rengørings- og desinfektionsmidler, der er fri for olie, benzen, alkohol, benzin og kemiske midler. Vask ikke manchetterne i vaskemaskine eller under rindende vand. Sluk for apparatet inden rengøring. Til desinfektion af manchetterne er desinfektionsmidler som f.eks. Descosept pur eller lignende produkter med tilsvarende sammensætning velegnede.

OPBEVARING

Opbevar produktet ved stuetemperatur (minimum 10 °C, maksimum 40 °C) og i godt ventilerede, tørre og støvfrie rum (minimum 30 %, maksimum 85 % relativ luftfugtig-

hed). Opbevar produktet på et frostfrit sted, da det ellers kan blive beskadiget. Vær desuden opmærksom på, at manchetterne ikke beskadiges af spidse genstande som saks eller genstande med skarpe kanter. Til langvarig opbevaring anbefaler vi, at produktet opbevares i salgskartonen.

FEJLFINDING

ENHEDEN KAN IKKE TÆNDES

Hvis apparatet ikke kan tændes, skal du kontrollere, (A) om apparatets batteri er tomt, og (B) oplade apparatet, indtil det kan tændes.

ENHEDEN PUMPER, MEN KUN DEN ENE ELLER INGEN AF DE TO MANCHETTER BLÆSER SIG OP

Hvis kun den ene eller ingen af de to manchetter pustes op efter start af applikationen, skal du kontrollere, (A) om multistikket er sat helt og korrekt i enheden. Sørg desuden for, (B) at luftslangerne ikke er knækket, f.eks. fordi du sidder på dem. Kontroller (C), om de grå manchetstik alle er tilsluttet korrekt til manchetten.

MANCHETTERNE PUMPER OP I FORKERT RÆKKEFØLGE

Sørg for, at multistikket er sat korrekt i styreenheden. Multistikket sidder korrekt, når de små nipler på multistikket befinder sig i de dertil indrettede åbninger over luftudgangene.



DER STRØMMER (HØRBAR) LUFT UD

- (A) Kontroller slangerne og stikkene for skader.
- (B) Kontroller, om multistikket er sat korrekt i enheden.
- (C) Kontroller, om slangen er knækket eller klempt.

PÅTAGNING AF ARMMANCHETTET

(Forventes at være tilgængeligt i løbet af 2026)

Der findes en armmanchet til henholdsvis højre og venstre arm. Vær opmærksom på at vælge den rigtige arm, når du køber.

Bemærk: Hvis du ønsker at behandle begge arme, skal du bruge to armmanchetter – en til højre og en til venstre arm. Det er muligt at behandle benene og en arm samtidigt. Vi anbefaler dog, at du behandler armene efter hinanden og ikke begge arme samtidigt. Der skal altid være mindst én arm fri under behandlingen.

VEJLEDNING:

1. Åbn armmanchetten, hvis den stadig er lukket.
2. Tag armmanchetten på den relevante arm. Før din hånd gennem manchetten, indtil den ligger under armhulen.
3. Træk manchetten over skulderen.
4. Før lukningsfligen bag din ryg under den modsatte armhule og stik enden af fligen ind i klipslukningen foran.
5. Juster pasformen ved at trække i enden af lukningsfligen, indtil manchetten sidder fast og behageligt.
6. Løsn armmanchetten efter brug ved at trykke på klipslukningen på begge sider samtidigt



SIKKERHEDSINFORMATION

Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt! Undlad at adskille eller brænde apparatet. Reparationer på styreenheden må kun udføres af fagfolk, der er autoriseret af Wellcosan GmbH, da garantien ellers bortfalder. Ved skader på apparatet skal du trække stikket ud og slukke for apparatet. Træk også stikket ud af stikkontakten og sluk for apparatet, hvis det er kommet i kontakt med vand eller andre væsker. Brug ikke apparatet i fugtige rum. Sørg for, at apparatet står sikkert. Udsæt ikke apparatet for stød, og kast ikke med det. Apparatet må ikke være dækket af andre genstande under brug. Sørg for, at slangerne ikke vrides eller knækkes under brug og opbevaring. Hold apparatet væk fra varmekilder (f.eks. direkte sollys, radiatorer og andet). Når du ikke bruger apparatet, skal det være slukket. Apparatet slukker automatisk efter 10 minutters inaktivitet.

Træk også stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug. Fjern altid stikket fra stikkontakten, før du rengør apparatet. Hold produktet væk fra børn eller personer, der ikke er blevet instrueret i brugen af det.



Med CE-mærkningen bekræfter producenten eller importøren, at produktet er i overensstemmelse med de gældende EU-direktiver og opfylder de „væsentlige krav“, der er fastsat heri.



Denne mærkning på apparatet betyder, at du ikke må bortskaffe det i det almindelige husholdningsaffald, når det er udtjent. Bortskaffelse skal foretages af en virksomhed, der bortskaffer elektronikaffald.

GARANTI

Vi yder 24 måneders garanti på styreenheden. I tilfælde af en fejl kan det være nødvendigt at sende enheden til kontrol. Sørg i så fald for, at forsendelseskartonen er tilstrækkeligt polstret for at undgå eventuelle transportskader. Der kan desværre ikke gøres garantikrav gældende for defekter, der skyldes ukorrekt forsendelse.

Garantibetingelser: I det omfang der er en lovmæssig forpligtelse til at yde garanti, ydes der enten gratis erstatning eller får producenten mulighed for at udbedre fejlen, med udelukkelse af retten til ombytning eller prisnedslag. Hvis udbedringen trods flere forsøg kun er mangelfuld, eller hvis et erstatningsapparat også er behæftet med en fejl, som producenten er ansvarlig for, har kunden ret til ombytning eller prisnedslag.

Garantiundtagelse: Garantien dækker ikke mangler, der er forårsaget af voldelig beskadigelse, forkert betjening, voldelig indvirkning udefra eller ændringer og reparationer foretaget af tredjemand, f.eks. defekter, der skyldes forkert dimensionerede eller kortsluttede sikringer, eller mangler, der kan tilskrives normal slitage.

Garantibetingelser: Garantianspråket gælder kun i forbindelse med det originale købsbevis (faktura). Opbevar derfor købsbeviset omhyggeligt.

Hvis du har problemer eller spørgsmål i forbindelse med brugen af systemet, står vi gerne til rådighed på telefonnummer +49 (0) 666 17 48 91 05 eller service@venenengel.de.

BORTSKAFFELSESINFORMATION

Vær opmærksom på, at produktet indeholder små mængder bly. Affaldshåndtering skal derfor foretages af en virksomhed, der er specialiseret i bortskaffelse af elektronisk affald. **VIGTIGT: Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!**

TYSKLAND:

Elektroniske produkter må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Brug i stedet de tilgængelige retur- og indsamlingssystemer. På den måde bidrager vi alle til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af elektroniske produkter.

Forkert bortskaffelse af elektroniske produkter fører ikke kun til spild af ressourcer (de fleste elektriske apparater indeholder værdifulde råstoffer som guld, kobber, sølv osv.), men udgør også en fare for miljøet på grund af de til tider farlige stoffer.

ALTERNATIV: Vi tager gerne hånd om bortskaffelsen af dit gamle Venen Engel-apparat. Send det blot til:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Tyskland

Vedlæg venligst en besked med anmodning om bortskaffelse.

Gamle batterier og akkumulatorer skal bortskaffes separat fra fast husholdningsaffald. Dette kan du gøre via de tilgængelige retur- og genbrugssystemer (f.eks. Corepile).

Forkert bortskaffelse af gamle batterier og akkumulatorer kan have en betydelig indvirkning på mennesker og miljø på grund af de farlige stoffer, de indeholder. Gennem genbrug bevares værdifulde råstoffer, og produktkomponenter kan genbruges.

FRANKRIG/SLOVAKIET:

Elektroniske produkter må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Brug i stedet de tilgængelige retur- og indsamlingssystemer. På den måde bidrager vi alle til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af elektroniske produkter.

Forkert bortskaffelse af elektroniske produkter medfører ikke spild af ressourcer (de fleste elektriske apparater indeholder værdifulde råstoffer som guld, kobber, sølv osv.), men udgør også en fare for miljøet på grund af de til tider farlige stoffer.

Gamle batterier og akkumulatorer skal bortskaffes separat fra fast husholdningsaffald. Dette kan du gøre via de retur- og genbrugssystemer, der er til rådighed (f.eks. Corepile).

Forkert bortskaffelse af gamle batterier og akkumulatorer kan have en betydelig indvirkning på mennesker og miljø på grund af de farlige stoffer, de indeholder. Gennem genbrug bevares værdifulde råstoffer, og produktkomponenter kan genbruges.

VIGTIG INFORMATION OM ELEKTROMAGNETISK FORENELIGHED (EMC)

1. Dette produkt kræver særlige forholdsregler med hensyn til EMC og skal installeres og tages i brug i overensstemmelse med de medfølgende oplysninger. Dette apparat kan blive påvirket af bærbare og mobile RF-kommunikationsapparater.
2. Brug ikke mobiltelefoner eller andre enheder, der udsender elektromagnetiske felter, i nærheden af enheden. Dette kan medføre fejlfunktion af enheden.
3. Advarsel! Denne enhed er blevet grundigt testet og kontrolleret for at sikre korrekt ydeevne og funktion!
4. Advarsel: Denne enhed bør ikke bruges ved siden af eller stablet sammen med andre enheder. Hvis det er nødvendigt at bruge den ved siden af eller stablet sammen med andre enheder, bør denne enhed overvåges for at kontrollere, at den fungerer normalt i den konfiguration, den bruges i.

ANSVARSRASKRIVELSE

Hvis du har sundhedsmæssige bekymringer eller er usikker, skal du tale med en læge inden brug.

BEMÆRK:

Dit Venen Engel-produkt er **ikke et medicinsk udstyr** og er ikke beregnet til selvbehandling. Hvis du er i tvivl, skal du spørge din læge.

PRODUCENT:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Tyskland

Telefon: +49 1573 5990084

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

KASUTUSJUHEND



EELMÄRKUS

Kui olete valinud meie Leo Editioni, palume tutvuda sellel lehel oleva järgmise teabega.

See eriväljaanne erineb meie standardversioonist üksnes valitud disaini- ja materjali-detailide poolest:

- **Eksklusiivne Leo-muster** mansettidel
- **Juhtseade ja voolikud uues disainiga** sobivas värvitoonis
- **Metallist logoplaat** kvaliteetse disainielemendina vööosal
- **Kvaliteetne tõmblukk**, mille liugur ja otsik on valmistatud tsingisulamist, pakjudes esmaklassilist välimust ja tunnetust

Teie seadme funktsioonid, käsitsemine ja kasutamine on samad mis standardversioonil. Kõik ohutu kasutamise juhised leiate tavapäraselt kasutusjuhendist.

Märkus tsingiallergiaga inimestele:

Leo Editioni metallosad on valmistatud tsingisulamist. Harvadel juhtudel võib otsene kokkupuude nahaga põhjustada tundlikel inimestel nahareaktsioone. Kui teil on teadaolev allergia tsingi või metallisulamite suhtes või märkate kasutamise ajal nahaärritust, soovime kasutamise lõpetada.

Soovime teile palju rõõmu oma Leo Limited Editionist.

EELMÄRKUS

Palju õnne selle seadme ostmise puhul! Teie Venen Engel pakub Teile palju rõõmu! Kui olete oma Venen Engeliga rahul, oleksime väga tänulikud, kui soovitaksite seda ka teistele.

Käesolev juhend sisaldab üksikasju, mida kasutaja peab järgima, et vältida ohtusid ja kasutada seadet ohutult.

Kui teil on küsimusi kasutamise, lisatarvikute või soovitude kohta, palun võtke meiega ühendust!

Phone: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
E-post: service@venenengel.de
Veeb: www.venenengel.de

ENNE KASUTAMISE ALUSTAMIST

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend.
- Hoidke käesolev kasutusjuhend alles, et saaksite seda vajadusel lugeda.
- Teatud terviseprobleemide korral ei tohi Venen Engelit kasutada. Lugege palun hoolikalt läbi viimase lehekülje vastunäidustuste loetelu

OLULISED OHUTUSJUHISED JA HOIATUSED

On oluline, et loeksite läbi kõik käesolevas kasutusjuhendis esitatud hoiatused ja ettevaatusabinõud. Need on mõeldud teie ohutuse tagamiseks, vigastuste vältimiseks ja seadme kahjustuste vältimiseks.

- Ärge kasutage seda seadet, kui teil on südamestimulaator, implanteeritud defibrillaator või muu implanteeritud metallist või elektroonilist seadet. Selline kasutamine võib põhjustada elektrilööke, põletusi, elektrilisi häireid või surmani.
- Palun lugege juhend hoolikalt läbi enne toote kasutamist.
- Hoidke käesolevad juhised seadme läheduses, et saaksite neid kasutamise ajal lugeda.
- Ohtude vältimiseks, ohutuse tagamiseks või mittevastava töö vältimiseks on allpool loetletud mõned üksikasjad, mida kasutaja peaks seadme kasutamisel järgima.
- Seade ei sobi kasutamiseks süttivate anesteesiasegude, õhu, hapniku või naeru-gaasi juuresolekul.
- Vaimsete puuetega isikud tohib seadet kasutada ainult järelevalve all.
- Remonti, hooldust ja osade vahetamist ei tohi teha kasutamise ajal ning seda tohib teha ainult tootja poolt volitatud spetsialist.. Muidu kaotate garantii.
- Kui kasutamise ajal tekib üldine halb enesetunne või valu, katkestage kasutamine kohe.
- Esmakordsel kasutamisel ei tohiks kasutusaeg ületada 5 minutit. Järgnevate kasutamiste puhul tuleks kasutusaega järk-järgult pikendada vastavalt kasutaja füüsilisele seisundile. Pikaajaline kasutamine võib soovimatuid kõrvaltoimeid.
- Toodet ei tohi kasutada imikud ega väikelapsed.
- Hoidke seade laste käeulatuses eemal.
- Ärge laske seadme sisse sattuda vett ega muid materjale (nt naelu, nõelu ega muid metalleseid).
- Kui seade ei tööta korrektselt, ärge avage, lahti monteeri ega muudake seda mingil juhul, kuna see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muude vigastuste põhjustada.
- Veenduge, et pistik ja teie käed on pistikupesa ühendamisel ja lahtiühendamisel kuivad.
- Kasutage seadet ainult ühefaasilise 220–230 V vooluga. Pärast kasutamist tõmmake seadme toitepistik pistikupesast välja.
- Veenduge, et seade on paigutatud nii, et toitepistikku on võimalik igal ajal hõlpsasti välja tõmmata.
- Veenduge, et toitekaabel ei oleks keeratud ega murdunud, ning ärge asetage ras-

kete esemete (nt laua- ja toolijalad).

- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Ärge kasutage seadet mitmekordse pistikupesaga. Ärge ühendage selle seadme toitepistikku pistikupesaga koos teiste seadmetega.

TARNEKOGU



Juhtseade



Toiteplokk



Mitme pistikuga
voolikukomplekt



Lymph-Flow Pants



Transpordikott ja lukuga kotid



Pehme kott

TEHNILISED ANDMED

Programmide arv	3 (+4)
Kambrite arv	4
Kaal	u. 0,7 kg
Võimsus	14 VA
Võrgusagedus	50–60 Hz
Võrgupinge	110–240 V
Aja seadistus	120 min
Trükikiirus	30–180 mmHg
Pumbavõimsus	8 l / min

Materjal (mansetid)	Nailon polüamiidkiududega
Raadiosagedus	2,4 GHz
Juhtimisseadme mõõtmed	25 x 6 x 7 cm
Kaitseklass	II / 
Temperatuurivahemik (töö ja ladustamine)	10–40 °C
Õhuniiskus (suhteline, kasutamine ja ladustamine)	30–85

Aku:	
Laadimisaeg / tööaeg [min]	50 / 90
Tüüp	Li-ion
Mudel	18600
Pinge	11,1 V
Mahutavus	1600 mAh
Salvestatud voolu kogus	17,7 Wh

KASUTATUD SÜMBOLITE SELGITUS

	Vastab Euroopa standarditele
	Tootja andmed
	Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka!
	Järgige kasutusjuhendit!
	Seerianumber
	Kasutada ainult siseruumides
	Kaitseklass II: see sümbol näitab, et seade ei vaja elektrilist maandust (massa).
	Hoida eemal otsesest päikesevalgusest
	Tootjariik: Hiina
	Gofreeritud papp
	Polüetüleentereftalaat (PET)
	Ärge peske
	Pakend ringlussevõtt
	Prantsusmaa jäätmete kõrvaldamise juhised: elektroonikaseadmed tuleb kõrvaldada vastavates kohtades
	Käitlemisjuhised Prantsusmaal: pakend ringlussevõtt

TOOTE KIRJELDUS

Kompressioonimassaažiseade koosneb kompressorist, mansetist ja õhurõhuandurist, mis töötavad ühe tervikuna. Seade on mansettidega ühendatud mitme voolikuga. Kompressioonimassaaž toimub õhukambrite tsüklilise täitmise ja tühjendamise teel. Kasutamise ajal pumbatakse õhk kambritesse jäsemete otsast keha keskosa suunas.

Manseti rõhku reguleeritakse anduri ja mikroprotsessori abil.

KASUTUSOTSTARVE

Venen Engel Plus on mõeldud jalgade, käte või talje õhurõhumassaažiks ja soodustab lõõgastust, heaolu ja kergustunnet.

Kasutamine toetab meeldivat kergust kehas ja õrnalt stimuleeritud, elujõulisemat nahka. Wellness- või iluravi rakenduses võib see aidata suurendada isiklikku heaolu ja kosmeetilist nahahoodlust.

See toode **ei ole meditsiiniseade** ja on mõeldud ainult kosmeetiliseks ja lõõgastavaks kasutamiseks.

INDIKATSIOONID

Lõõgastumiseks pärast pikka päeva või füüsilist aktiivsust

Subjektiivse kergema jalgade tunde saavutamiseks

Lihaste meeldivaks lõdvestamiseks

Võib parandada tselluliidi välimust

Kasutamine heaolu- või iluravina isikliku heaolu parandamiseks

Soodustab nahale meeldivat elastsust ja siledust

KONTRAINDIKATSIOONID

Ärge kasutage tromboosi, veenihaiguste, veenilaiendite, südamepuudulikkuse või vere hüübimishäirete korral.

Ärge kasutage avatud haavade, ekseemi, põletike, infektsioonide, tugeva päikesepõletuse või nahalööbe korral.

Kui tekib tuimus, tundlikkuse häired või valu, katkestage kasutamine kohe.

Raseduse ajal ei soovitata kasutada jalgadel ja kõhul!

Ärge kasutage elektrooniliste implantaatide (nt südamestimulaatorid) või metallimplantaatide olemasolu korral ravitavatel aladel

Ärge kasutage palaviku, infektsioonide, ägedate põletike korral

Ärge kasutage lastel või isikutel, kes ei oska seadet ohutult käsitseda

KÕRVALTOIMED

Pärast kasutamist võib esineda punetust, soojatunnet ja kerget kipitust.

Väsimus või kerge pearinglus liiga pika kasutamise korral.

Liiga tihedalt paigaldatud mansettide või liigse surve korral tekivad survetundlikud kohad.

Pideva kasutamise korral ülekuumenemine, kaabli katkemine, kahjustatud toiteploki korral elektrilöökk.

KASUTAMINE

SAMM 1: ENNE KASUTAMIST

ÕHUVOOLIKUTE ÜHENDAMINE

Kinnitage voolikute mansettide pistikud mansettide ühendustega. Veenduge, et pikim voolik kuulub jalgade kambrisse. Ühendage ülejäänud voolikud järjest kuni puusade lähedal asuva kambrini. Ühendusdetailide ja ühenduste värvitoonid aitavad ühenduste järjestust määrata. Soovitame ühendusi pärast ühendamist enam lahti ei teha.

SEADME PAIGALDAMINE

Veenduge, et seade seisab kindlalt. Veenduge ka, et seade seisab vabalt ega ole katuse või muu sarnase eseme all. Ärge kasutage seadet niisketes ruumides või ruumides, kus on kõrge õhuniiskus, nagu saunad või vannitoad.

KINNITAGE MANSETID

Saastumise vältimiseks soovitame kasutamise ajal kanda leggingsit või joggingpükse. Tühjendage enne kasutamist taskud! Mansettide lukud peavad olema täielikult suletud, et vältida mansettide ootamatut avanemist ja võimalikke kahjustusi. Veenduge alati, et voolikud ei oleks painutatud ja et te ei istuks voolikute peal.

VOOLIKUTE KOMPLEKTI JA JUHTSEADME ÜHENDAMINE/MULTIPISTIKUPESA PAIGALDAMINE

Ühendage multipistik seadme põhja kuni lõpuni. Veenduge, et multipistik on seadmesse ühendatud õiges asendis (väike nippel väikeses augus). Multipistiku küljel on kaks klambrit. Multipistiku ja seadme ühendamiseks tuleb klambrid alla suruda. Seejärel saab multipistiku seadmesse ühendada. Pärast kasutamist tuleb kaabel samamoodi lahti ühendada.


TOITEPLOKI ÜHENDAMINE JUHTSEADMEGA

Seadet saab kasutada nii toiteploki kui ka ilma, kui aku on piisavalt laetud. Ühendage toiteplokk nii seadmega kui ka pistikupesaga, et akut kasutamise ajal laadida.



SAMM 2: KASUTAMINE

1. **SEADME SISSELÜLITAMINE** Seadme ülaosas asub sisse-/väljalülitusnupp. Vajutage seda 3 sekundit, et seade sisse või välja lülitada. Kui seadet ei ole võimalik sisse lülitada, on aku tõenäoliselt tühi. Kasutage seadme laadimiseks kaasasolevat toiteplokki.
2. **PROGRAMMI VALIMINE** Vaikimisi on valitud programm A. Vajutage nuppu „P”, et vahetada programmide A, B ja C vahel.
3. **SURVE VALIMINE** Vaikimisi on valitud surve tase 8. Nuppude „+” ja „-” abil saate valida surve taseme vahemikus 1 kuni 16. Nupu pikem allhoidmine kiirendab surve taseme valimist. survetaseme valimist.
4. **PLAY / PAUSE** Alustage programmi ja trükkivaliku valimist, vajutades nuppu „Play / Pause”. Vihje: kui vajutate nuppu „Play / Pause” programmi käivitamise ajal, aktiveerib see 2-minutilise pausi. Laske need 2 minutit mööda minna ilma uuesti nuppu „Play” vajutamata, peatab seade programmi ja laseb õhk kambriest välja.
5. **PROGRAMMI PEATAMINE** Programmi koheseks peatamiseks ja õhu väljalaskmiseks hoidke nuppu „Play / Pause” 3 sekundit all.



PROGRAMMID / JUHEND

Veenide ingl'i programmide abil annate oma kehale teadlikke puhkepause. Kergemate jalgade, parema tasakaalu ja meeldiva lõõgastuse nimel.

KASUTUSALAD


Kasutamine võib soodustada naha stimuleerimist ja muuta naha välimuse siledamaks ja ühtlasemaks. Samuti võib see leevendada väsinud ja raskete jalgade tunnet ning avaldada üldist lõõgastavat mõju. Ideaalne heaolu- või ilurituaaliks isikliku heaolu suu- rendamiseks. Sõltuvalt programmist seatakse erinevad rõhuasetused.

KESTUS JA SAGEDUS

Optimaalne kasutusaeg on 30–60 minutit – või 10–20 minutit lühikese vahepealse puh- kuse jaoks. Surve peaks olema tuntav, kuid meeldiv. Leidke samm-sammult oma isiklik heaolutase. Optimaalne surve võib sõltuvalt päevasest vormist varieeruda. Seetõttu kohandage seda vajaduse korral individuaalselt. Soovitame leida optimaalne kasutus- surve aeglaselt. Rohkem ei tähenda alati parem: Venen Engel kasutamine ei tohiks kunagi olla ebamugav ega isegi valus.

Lisateavet õige kasutamise, programmide valiku ja muude seadistuste kohta leiate veebiaadressilt: <https://venenengel.de/pages/app>

Protsess Näide programmist



A ENERGY FLOW



Kambrid täituvad järjestikku, kusjuures rõhk hoiakse igas kambris, kuni järgmine on täielikult täis pumbatud. Nii tekib ühtlane, aktiveeriv vool, mis toetab heaolu tunnet jalgades ja saadab keha meeldival viisil.

B DEEP RELEASE



Kambrid täituvad järjestikku ja hoiavad rõhu kogu tsükli jooksul konstantsena, et minimeerida tagasivoolu massaaži käigus. Ideaalne leevendamiseks pärast pikka päeva või intensiivset treeningut. Kui olete algaja, alustage Energy Flow (A) programmiga ja liikuge seejärel aeglaselt Deep Release (B) programmi poole.

C PULSE FLOW



Kõik kambrid täituvad ja tühjenevad üheaegselt, mis loob rütmilise pulseeriva massaaži eriti paljude tsüklitega. Dünaamiline liikumine lõdvestab keha ja võib muuta naha elastsemaks ja pinguldasemaks.

IP INITIAL PHASE



Enne valitud programmi/jada käivitamist soovime veenduda, et jalatsid on teie jalgadele ergonoomiliselt optimaalselt kohandatud. Selleks täituvad kõik kambrid 2 minuti jooksul üheaegselt õhuga. Seejärel käivitub teie programm. Protsess on aktiivne ainult üks kord vahetult pärast juhtseadme käivitamist ja seejärel alles pärast seadme taaskäivitamist.



Palun ärge katkestage algfaasi programmi muutmise või seadme väljalülitamisega. Vastasel juhul võib kambrite rõhk koguneda ja muutuda teile ebamugavaks.

RAADIOSIDEME LOOMINE VENEN ENGELI RAKENDUSEGA

LAADIGE ALLA VENEN ENGELI RAKENDUS

Laadige meie Venen Engel rakendus alla iOS või Androidi rakenduste poest.

AVAGE VENEN ENGELI RAKENDUS

Avage rakendus ja valige soovitud sisselogimise võimalus.

LÜLITAGE VENEN ENGEL PLUS JUHTIMISSEADE SISSES

Paarimine algab automaatselt. Kinnitage paarimine / ühendamine oma nutitefonis. Kui see ei õnnestu, kontrollige oma nutitelefoni seadeid.

VALMIS

Nüüd saate oma juhtseadet meie rakenduse kaudu kasutada ja kõrvale panna. Selle abil saate muu hulgas käivitada ja kohandada eelinstallitud programme ja järjestusi ning reguleerida survet ja kasutusaega.


Lisateavet Venen Engel rakenduse kohta leiate meie veebisaidilt <https://venenengel.de/pages/app>.



FUNKTSIOONID, MIDA SAAB JUHTIDA AINULT RAKENDUSE KAUDU

ÜKSIKUTE ÕHKUKAMBRITE DEAKTIVEERIMINE

Tundlikud kohad võib massaažist välja jätta. Vaikimisi on kõik kompressioonikambrid aktiveeritud. Kui soovite teatud kambrid massaažist välja jätta, saate seda siin teha. Selleks vajutage lihtsalt soovitud kambri ikoonile ja kinnitage oma valik.




NELI LISAMASSAAŽIPROGRAMMI

Valige nelja täiendava programmi hulgast, et muuta oma kasutamine mitmekesisemaks ja optimeerida oma järjestusi.



VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS INDIVIDUALISEERIMINE



KOLM TÕMBEKLAPPI

Asend 1 = välimine tõmblukk = kitsaim asend = madalate jalgade ümbermõõtude jaoks


Asend 2 = keskmine tõmblukk = keskmine asend = keskmise jalaümbermõõdu jaoks

Asend 3 = sisemine tõmblukk = laiem positsioon = suure jalaümbermõõdu jaoks

Reie ja sääre jaoks on eraldi tõmblukud, nii et saate Lymph-Flow Panti väga individuaalselt kohandada.

Kui ükski võimalikest seadistustest ei sobi täpselt, saate meie laiendustega realiseerida täiendavaid suuruste astmeid. Vaadake lihtsalt meie poodi.

Et tõmblukk kasutamise ajal lahti ei läheks, klappige tõmbluku käepide pärast pükste sulgemist jalgade suunas. See lukustab mehaanilise lukustuse, mis takistab Lymph-Flow Panti avamist. Pärast kasutamist saate tõmblukku tavapäraselt kasutada, et püksid ära võtta.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

PÄRAST KASUTAMIST

LÕPETAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE

Pärast seadistatud aja möödumist või väljalülitusnuppu vajutamist võite multikontakti seadmest välja tõmmata. Kui massaaži ajal ei tunne end hästi, võite ravi igal ajal spontaanselt lõpetada. Seejärel võite manseti avada. Õhupatjade kiireks tühjendamiseks pärast ravi soovitame multikontakti välja tõmmates suruda mõlema käega mansettidest välja jäänud õhk välja.

Pärast kasutamist soovitame mansettide pistikud mansettidele ühendatuna jätta ja seadmest eemaldada ainult multistikku. Säilitamiseks asetage mansetid üksteise peale ja rullige need ühendatud voolikukomplektiga lahti.

PUHASTAMINE JA HOIDMINE

PUHASTAMINE

Mansettide ja muude lisatarvikute puhastamiseks soovitame kasutada niiskeid lapikesi. Tugeva mustuse korral võite lisaks kasutada õrna tekstiilpuhastusvahendit. Enne mansettide puhastamist eemaldage mansettide pistikud ja laske mansettidel igal juhul põhjalikult kuivada. Kui mansette kasutavad erinevad inimesed, soovitame mansette desinfitseerida tekstiilide desinfektsioonisprayga. Kasutage puhastus- ja desinfektsioonivahendeid, mis ei sisalda õli, benseeni, alkoholi, bensiini ega keemilisi aineid. Ärge peske mansette pesumasinas ega voolava vee all. Lülitage seade enne puhastamist välja. Mansettide desinfitseerimiseks sobivad desinfektsioonivahendid, nagu Descosept pur või sarnase koostisega tooted.

SÄILITAMINE

Hoidke toodet toatemperatuuril (minimaalselt 10 °C, maksimaalselt 40 °C) ja hästi ventileeritavas, kuivas ja tolmuvabas ruumis (minimaalselt 30%, maksimaalselt 85% suhteline õhuniiskus). Hoidke toodet külmumiskaitsega kohas, muidu võib see kahjustuda. Hoidmise ajal tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et mansetid ei saaks kahjustada teravate esemete, näiteks kääride või teravate servadega esemete poolt. Pikaajaliseks hoiustamiseks soovitame toodet hoida müügikarbis.

VEAKORRIGEERIMINE

SEADE EI LÄHE SISSE

Kui seadet ei saa sisse lülitada, kontrollige, (A) kas seadme aku on tühi ja (B) laadige seade, kuni see sisse lülitub.

SEADE PUMPAB, AGA PUMPAB ÜLES VAID ÜHE VÕI MITTE ÜHTKI MANSEETTI

Kui pärast rakenduse käivitamist täitub ainult üks või kumbki mansett, kontrollige (A), kas multipistik on seadmesse täielikult ja õigesti ühendatud. Veenduge ka, (B) et õhuvoolikud ei ole painutatud, näiteks sellepärast, et te istute volikute peal. Kontrollige (C), kas hallid mansettide pistikud on kõik õigesti mansettidesse ühendatud.

MANSETID PUMPUVAD ÕIGES JÄRJEKORRAS

Veenduge, et multipistik on õigesti ühendatud juhtseadmega. Multipistik on õigesti ühendatud, kui selle väikesed niplid asuvad selleks ettenähtud avades õhu väljalaskeava kohal.



ÕHK VOOLAB (KUULDAVALT) VÄLJA

(A) Kontrollige, kas volikud ja pistikud on kahjustatud.

(B) Kontrollige, kas multipistik on seadmesse õigesti ühendatud.

(C) Kontrollige, kas volik on painutatud või kokku surutu

KÄEVARRUSE MANSEEDI PAIGALDAMINE

(Eeldatavasti saadaval 2026. aasta jooksul)

Käsivarsmansett on saadaval nii parema kui ka vasaku käe jaoks. Ostmisel veenduge, et valite õige käe jaoks sobiva manseti.

Märkus: kui soovite ravida mõlemat kätt, vajate kahte käsivarre mansetti – ühe paremale ja ühe vasakule käele. Jalgade ja ühe käe paralleelne ravi on võimalik. Soovitame siiski ravida käsi üksteise järel, mitte mõlemat kätt korraga. Kasutamise ajal peaks alati vähemalt üks käsi vaba olema.

JUHISED:

1. Avage käevõru klambri kinnitus, kui see on veel suletud.
2. Tõmmake käeside vastavale käele. Tõmmake käsi läbi käeside, kuni see asub kaenla all.
3. Tõmmake mansett üle õla.
4. Viige kinnitusklapp selja taha vastaspoole kaenla alla ja kinnitage klapi ots klambri kinnitusklambrisse.
5. Reguleerige manseti sobivust, tõmmates kinnitusklambri otsast, kuni mansett istub kindlalt ja mugavalt.
6. Pärast kasutamist vabastage käemansett, vajutades klambri lukku mõlemal pool korraga.



OHUTUSJUHISED

Hoidke käesolev kasutusjuhend hoolikalt alles! Ärge lahti monteerige ega põleta-ge seadet. Juhtseadme remonti tohib teha ainult Wellcosan GmbH poolt volitatud spetsialist. Muidu kaotate garantii. Seadme kahjustumise korral tõmmake toitepistik pistikupesast välja ja lülitage seade välja. Võtke toitepistik pistikupesast välja ja lülitage seade välja ka juhul, kui seade on sattunud kokku vee või muude vedelikega. Ärge kasutage seadet niisketes ruumides. Veenduge, et seade seisab kindlalt. Ärge avaldage seadmele lööke ega visake seda. Seadet ei tohi kasutamise ajal katta teiste esemetega. Veenduge, et voolikud ei keerduks ega murduks kasutamise ja hoiustamise ajal. Hoidke seade eemal soojusallikatest (nt otsene päikesepaiste, radiaatorid jms). Kui seadet ei kasutata, peab see olema välja lülitatud. Seade lülitub 10 minuti pärast tegevusetuse järel ise välja.

Kui seadet ei kasutata, tõmmake ka toitepistik pistikupesast välja. Enne puhastamist tõmmake alati seadme pistik pistikupesast välja. Hoidke toode laste ja isikute eest, kes ei ole seadme kasutamisega tutvustatud.



CE-märgistusega kinnitab tootja või importija toote vastavust asjakohastele EÜ direktiividele ja nendes sätestatud „oluliste nõuete” täitmist.



See märg seadmel tähendab, et te ei tohi seda selle eluea lõppedes tavalise olmejäätmetena ära visata. Palun laske seadme kõrvaldamine teha elektroonikajäätmete käitlejal.

GARANTII

Anname juhtseadmele 24 kuu garantii. Rikke korral võib olla vaja seade kontrollimiseks saatma. Palun veenduge, et saatmiskarp on piisavalt polsterdatud, et vältida võimalikke transpordikahjustusi. Kahjuks ei saa garantii alusel nõuda hüvitist defekti-de eest, mis on tingitud ebaõigest saatmisest.

Garantiitingimused: Kui seadusega on ette nähtud garantii, siis välistatakse õigus asendamisele või hinna alandamisele ning tootjal on õigus seade parandada. Kui parandamine mitme katse järel on ebaõnnestunud või asendusseade on tootja süül defektne, on kliendil õigus asendamisele või hinna alandamisele.

Garantii välistamine: Garantii ei kehti defektide puhul, mis on tekkinud vägivaldse kahjustamise, ebaõige kasutamise, välise vägivalla või kolmandate isikute poolt tehtud muudatuste ja remonditööde tagajärjel, näiteks defektid, mis on tekkinud valesti mõõdetud või lühisega kaitsmete tõttu, või defektid, mis on tingitud tavalisest kulumi-sest.

Garantii tingimus: Garantii kehtib ainult koos originaalostukviitungiga (arve). Seetõttu hoidke ostukviitung hoolikalt alles.

Kui teil on süsteemi kasutamisel probleeme või küsimusi, oleme teile abiks telefonil +49 (0) 666 17 48 91 05 või aadressil service@venenengel.de.

KÄITLEMISJUHISED

Pange tähele, et toode sisaldab väikeseid koguseid pliidi. Seetõttu palume toote kõrvaldamine usaldada elektroonikajäätmete käitlemisega tegelevale ettevõttele.

TÄHTIS: Palun ärge visake toodet olmejäätmete hulka!

Saksamaa:

Elektroonikatooteid ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Kasutage selle asemel olemasolevaid tagastamis- ja kogumissüsteeme. Nii anname kõik oma panuse elektroonikatoodete taaskasutusse, ringlussevõttu ja utiliseerimisse.

Elektroonikatoodete vale kõrvaldamine ei põhjusta ressursside raiskamist (enamik elektriseadmeid sisaldab väärtuslikke tooraineid, nagu kuld, vask, hõbe jne), vaid ohustab ka keskkonda, kuna need sisaldavad mõnikord ohtlikke aineid.

ALTERNATIIV: Me hoolitseme hea meelega teie vana Venen Engel seadme kõrvaldamise eest. Saatke see lihtsalt aadressile:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Saksamaa

Palun lisage kaasa märkus, milles palute seadme kõrvaldamist.

Kasutatud patareid ja akud tuleb kõrvaldada eraldi tahketest olmejäätmetest. Seda saate teha teile kättesaadavate tagastamis- ja ringlussevõtusüsteemide kaudu (nt Corepile).

Vanade patareide ja akude ebaõige kõrvaldamine võib sisalduvate ohtlike ainete tõttu avaldada märkimisväärset mõju inimestele ja keskkonnale. Ringlussevõtu abil säilivad väärtuslikud toorained ja toote koostisosad saab uuesti kasutada.

PRANTSUSMAA/SLOVAKKIA:

Elektroonikatooteid ei tohi sorteerimata olmejäätmetega koos ära visata. Kasutage selle asemel olemasolevaid tagastamis- ja kogumissüsteeme. Nii annate kõik oma vanuse elektroonikatooteid taaskasutamisse, ringlussevõttu ja käitlemisse.

Elektroonikatooteid vale käitlemine ei põhjusta ressursside raiskamist (enamik elektriseadmeid sisaldab väärtuslikke tooraineid, nagu kuld, vask, hõbe jne), vaid ohustab ka keskkonda, kuna need sisaldavad mõnikord ohtlike aineid.

Vanad patareid ja akud tuleb kõrvaldada eraldi tahketest olmejäätmetest. Seda saate teha teile kättesaadavate tagastamis- ja ringlussevõtusüsteemide kaudu (nt Corepile).

Vanade patareide ja akude ebaõige kõrvaldamine võib sisalduvate ohtlike ainete tõttu avaldada märkimisväärset mõju inimestele ja keskkonnale. Ringlussevõtu abil säilivad väärtuslikud toorained ja toote koostisosad saab uuesti kasutada.

OLULINE TEAVE ELEKTROMAGNETILISE ÜHILDUVUSE (EMC) KOHTA

1. See toode nõuab elektromagnetilise ühilduvuse osas eriettevaatusabinõusid ning tuleb paigaldada ja kasutusele võtta vastavalt antud teabele. Seda seadet võivad mõjutada kaasaskantavad ja mobiilsed raadioside seadmed.
2. Ärge kasutage seadme läheduses mobiiltelefoni ega muid elektromagnetilisi välju tekitavaid seadmeid. See võib põhjustada seadme ebaõiget töötamist.
3. Tähelepanu! Seade on põhjalikult testitud ja kontrollitud, et tagada selle nõuetekohane toimimine ja funktsioneerimine!
4. Tähelepanu: seda seadet ei tohi kasutada teiste seadmete kõrval ega neile kuhjata. Kui on vaja kasutada seda seadet teiste seadmete kõrval või neile kuhjata, tuleb seda seadet jälgida, et kontrollida selle normaalset töötamist kasutatavas konfiguratsioonis.

VASTUTUSTEADE

Kui teil on terviseprobleeme või olete ebakindel, konsulteerige enne kasutamist meditsiinitöötajaga.

MÄRKUS:

Teie Venen Engel toode **ei** ole **meditsiiniseade** ega ole mõeldud iseraviks. Kui teil on kahtlusi, konsulteerige palun oma arstiga.

TOOTJA:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Saksamaa

Telefon: +49 1573 5990084
E-post: service@venenengel.de
Veebisait: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

KÄYTTÖOHJE



ALKUHUOMAUTUS

Jos olet valinnut Leo Edition -mallimme, tutustuthan tämän sivun seuraaviin tietoihin.

Tämä erikoisversio eroaa vakioversioistamme ainoastaan valittujen muotoilu- ja materiaaliratkaisujen osalta:

- **Eksklusiivinen Leo-kuvio** manseteissa
- **Ohjausyksikkö ja letkut uudessa muotoiluun** sopivassa värissä
- **Metallinen logolaatta** laadukkaana muotoiluelementtinä vyötärönauhassa
- **Laadukas vetoketju**, jonka vedin ja päätyosa on valmistettu sinkkiseoksesta, ensiluokkaisen ulkonäön ja tuntuman takaamiseksi

Laitteen toiminta, käyttö ja käsittely ovat täysin samat kuin vakioversiossa. Kaikki turvallista käyttöä koskevat ohjeet löytyvät normaalisti käyttöohjeesta.

Huomautus sinkkiallergiasta kärsiville:

Leo Editionin metalliosat on valmistettu sinkkiseoksesta. Harvinaisissa tapauksissa suora ihokosketus voi aiheuttaa iho-oireita herkillä henkilöillä. Jos sinulla on todettu sinkki- tai metalliseosallergia tai huomaat käytön aikana ihoärsytystä, suosittelemme lopettamaan laitteen käytön.

Toivotamme sinulle paljon iloa Leo Limited Edition -mallistasi.

ESIPUHE

Onnittelut tämän laitteen ostamisesta! Tulette nauttimaan Venen Engel -laitteesta! Jos olette tyytyväinen Venen Engel -laitteeseen, olisimme erittäin kiitollisia suosituksestanne.

Tämä käyttöohje sisältää tietoja, jotka käyttäjän on otettava huomioon vaarojen ehkäisemiseksi ja laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä tai lisävarusteista tai jos sinulla on ehdotuksia, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Puhelin: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
Sähköposti: service@venenengel.de
Verkkosivusto: www.venenengel.de

ENNE KÄYTTÖÖN OTTOA

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit lukea sen tarvittaessa.
- Venen Engel -laitetta ei saa käyttää tietyissä terveydentiloissa. Lue huolellisesti viimeisellä sivulla oleva luettelo vasta-aiheista.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

On tärkeää, että luet kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja varotoimet. Ne on tarkoitettu turvallisuutesi varmistamiseksi, loukkaantumisten ehkäisemiseksi vammoja ja laitteen vaurioitumista.

- Älä käytä tätä laitetta, jos sinulla on sydämentahdistin, implantoitu defibrillaattori tai muu implantoitu metallinen tai elektroninen laite. Tällainen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun, palovammoja, sähköhäiriöitä tai kuolemaan.
- Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tämä käyttöohje laitteen lähellä, jotta voit lukea sitä käytön aikana.
- Seuraavassa on lueteltu joitakin yksityiskohtia, jotka käyttäjän on otettava huomioon laitetta käytettäessä vaarojen välttämiseksi, turvallisuuden varmistamiseksi tai epäasianmukaisen käytön estämiseksi yksityiskohdat, jotka käyttäjän on otettava huomioon laitetta käytettäessä.
- Laitetta ei saa käyttää syttyvien anestesiaseosten, ilman, hapen tai ilokaasun läsnä ollessa.
- Henkisesti vammaiset henkilöt saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena.
- Korjaukset, huollot ja osien vaihdot eivät saa suorittaa käytön aikana, ja ne saa suorittaa vain valmistajan valtuuttama ammattilainen. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.
- Jos käytön aikana ilmenee yleistä huonovointisuutta tai kipua, lopeta käyttö välittömästi.
- Ensimmäisellä käyttökerralla käyttöaikaa ei saa ylittää 5 minuuttia. Seuraavilla käytötkerroilla käyttöaikaa tulisi pidentää asteittain käyttäjän fyysisen kunnan mukaan. Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa ei-toivottuja sivuvaikutuksia.
- Tuotetta ei saa antaa imeväisille tai pikkulapsille.
- Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
- Älä päästä vettä tai muita materiaaleja (esim. nauloja, neuloja tai muita metalliesineitä) laitteen sisään.
- Jos laite ei toimi oikein, älä missään tapauksessa avaa, pura tai muokkaa laitetta, koska se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muihin vammoihin.
- Varmista, että pistoke ja kätesi ovat kuivat, kun kytket tai irrotat virtajohdon pistoketta.
- Käytä laitetta vain yksivaiheisella 220–230 V:n virralla. Käytön jälkeen irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
- Varmista, että laite on sijoitettu siten, että pistoke on helppo irrottaa milloin tahansa.

- Varmista, että virtajohto ei ole kiertynyt tai taittunut, ja älä aseta raskaita esineitä (esim. pöydän- ja tuolinjalkoja) virtajohdon päälle.
- Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.
- Älä käytä laitetta monipistorasioissa. Älä kytke tämän laitteen virtajohtoa pistorasian yhdessä muiden laitteiden kanssa.

TOIMITUS



Ohjain



Virtalähde



Moniliitinletkusarja



Lymph-Flow Pants



Kuljetuslaukku ja vetoketjulliset pussit



Pehmeä kotelo

TEKNISET TIEDOT

Ohjelmien määrä	3 (+4)
Kammioiden lukumäärä	4
Paino	noin 0,7 kg
Teho	14 VA
Verkkojännite	50–60 Hz
Verkkojännite	110–240 V
Aikasetus	120 min
Tulostusteho	30–180 mmHg
Pumpputeho	8 l / min.

Materiaali (mansetit)	Nailon ja polyamidikuituja
Radiotaajuus	2,4 GHz
Ohjausyksikön mitat	25 x 6 x 7 cm
Suojausluokka	II / 
Lämpötila-alue (käyttö ja varastointi)	10–40 °C
Ilmankosteus (suhteellinen, käyttö ja varastointi)	30–85

Akku:	
Latausaika / käyttöaika [min]	50 / 90
Tyyppi	Li-ion
Mallinumero	18600
Jännite	11,1 V
Kapasiteetti	1600 mAh
Tallennettu sähkömäärä	17,7 Wh

KÄYTETTYJEN SYMBOLIEN SELITYS



Eurooppalaisten standardien mukainen



Valmistajan tiedot



Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana!



Noudata käyttöohjeita!



Sarjanumero



Käytä vain sisätiloissa



Suojausluokka II: Tämä symboli osoittaa, että laite ei tarvitse sähköistä maadoitusta (massaa).



Suojaa suoralta auringonvalolta



Valmistusmaa: Kiina



Aaltopahvi



Polyeteenitereftalaatti (PET)



Älä pese



Kierrätä pakkaus



Hävittämisohteet Ranska: Hävitä sähkölaite asianmukaisissa paikoissa



Hävittämisohteet Ranska: Kierrätä pakkaus

TUOTEKUVAUS

Kompressiomassagelaite koostuu kompressorista, mansetista ja ilmanpaineanturista, jotka toimivat yhdessä yhtenä kokonaisuutena. Laite on yhdistetty mansetteihin letkujen avulla. Kompressiomassage tapahtuu ilmakammioiden syklisen täyttämisen ja tyhjentämisen avulla. Käytön aikana ilma pumpataan kammioihin raajojen päistä kohti kehon keskustaa.

Mansetin paine säädetään anturin ja mikroprosessorin avulla.

KÄYTTÖTARKOITUS

Venen Engel Plus on tarkoitettu jalkojen, käsivarsien tai vyötärön ilmapainohierontaan ja se edistää rentoutumista, hyvinvointia ja keveyttä.

Käyttö edistää miellyttävää keveyden tunnetta kehossa sekä hellästi stimuloitua, elinvoimaisempaa ihoa. Käytettynä hyvinvointi- tai kauneushoidona se voi lisätä henkilökohtaista hyvinvointia ja edistää ihon kosmeettista hoitoa.

Tämä tuote **ei ole lääkinnällinen laite**, vaan se on tarkoitettu yksinomaan kosmeettiseen ja rentouttavaan käyttöön.

KÄYTTÖAIHEET

Rentoutumiseen pitkän päivän tai fyysisen aktiivisuuden jälkeen

Subjekttiivisen kevyiden jalkojen tunteen edistämiseen

Lihasten miellyttävään rentouttamiseen

Voi parantaa selluliitin ulkonäköä

Käyttö hyvinvointi- tai kauneushoidossa henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi

Edistää miellyttävää tunnetta ihon elinvoimaisuudesta ja kimmoisuudesta

VASTA-AIHEET

Älä käytä tromboosissa, laskimosairauksissa, suonikohjuissa, sydämen vajaatoiminnassa tai veren hyytymishäiriöissä.

Älä käytä avoimien haavojen, ekseeman, tulehdusten, infektioiden, voimakkaan auriongonpoltaman tai ihottuman yhteydessä.

Keskeytä käyttö välittömästi, jos tunnet puutumista, tuntohäiriöitä tai kipua.

Käyttöä jaloissa ja vatsassa raskauden aikana ei suositella!

Älä käytä, jos sinulla on elektronisia implantteja (esim. sydämentahdistin) tai metallisia implantteja hoidettavilla alueilla

Älä käytä, jos sinulla on kuumetta, infekcioita tai akuutteja tulehduksia

Älä käytä lapsille tai henkilöille, jotka eivät osaa käyttää laitetta turvallisesti

SIVUVAIKUTUKSET

Punoitus, lämpö tunne, lievä pistely käytön jälkeen.

Väsymys tai lievä huimaus liian pitkän käytön jälkeen.

Painepaikkojen muodostuminen liian tiukasti kiinnitetyistä manseteista tai liiallisesta paineesta.

Ylikuumeneminen jatkuvassa käytössä, kaapelin katkeaminen, sähköisku, jos virtalähde on vaurioitunut.

KÄYTTÖ

VAIHE 1: ENNEN KÄYTTÖÄ

ILMALETKUJEN LIITTÄMINEN

Kiinnitä letkujen liittimet mansettien liitäntöihin. Varmista, että pisin letku kuuluu jalkakammioon. Liitä muut letkut järjestyksessä lantion lähellä olevaan kammioon asti. Liittimien ja liitäntöjen värisävyt auttavat liitäntäjärjestyksen määrittämisessä. Suosittelemme, että liitoksia ei irroteta enää tämän jälkeen.

LAITTEEN ASETTAMINEN

Varmista, että laite on vakaalla alustalla. Varmista myös, että laite on vapaasti seisova eikä se ole katon tai vastaavan peitossa. Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus, kuten saunoissa tai kylpyhuoneissa.

MANSETTIEN KIIINNITTÄMINEN

Saastumisen estämiseksi suosittelemme käyttämään leggings- tai jogginghousuja laitteen käytön aikana. Tyhjennä housujen taskut ennen käyttöä! Mansettien vetoketjut on suljettava kokonaan, jotta mansetit eivät aukea äkillisesti ja aiheuta vahinkoa. Varmista aina, että letkut eivät taitu ja että et istu letkujen päällä.

LETKUSARJAN JA OHJAUSYKSIKÖN LIITTÄMINEN/MONIPISTOKKEEN KIIINNITTÄMINEN

Työnnä moniliitin laitteen pohjaan asti. Varmista, että moniliitin on liitetty laitteeseen oikein päin (pieni nippa pieneen reikään). Moniliittimen sivussa on kaksi pidikettä. Moniliitin ja laite liitetään toisiinsa painamalla pidikkeitä. Sen jälkeen moniliitin voidaan liittää laitteeseen. Käyttämisen jälkeen kaapeli irrotetaan samalla tavalla.


LIITÄ VIRTALÄHDE OHJAUSLAITTEESEEN

Laitetta voidaan käyttää sekä verkkolaitteen kanssa että ilman, jos akku on ladattu riittävästi. Liitä verkkolaite sekä laitteeseen että pistorasiaan, jotta akku latautuu käytön aikana.



VAIHE 2: KÄYTTÖ

1. **LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN** Laitteen yläosassa on virtakytkin. Paina sitä 3 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi. Jos laitetta ei voi käynnistää, akku on todennäköisesti tyhjä. Käytä mukana toimitettua verkkolaitetta laitteen lataamiseen.
2. **OHJELMAN VALINTA** Oletusarvoisesti valittuna on ohjelma A. Paina painiketta "P" vaihtaaksesi ohjelmien A, B ja C välillä.
3. **PAINEEEN VALINTA** Oletusarvoisesti paine on asetettu tasolle 8. Painamalla „+“ tai „-“ -painikkeita voit asettaa paineen tasolle 1–16. Pitämällä painiketta painettuna voit nopeuttaa
4. **PLAY / PAUSE** Käynnistä ohjelman ja tulostuksen valinta painamalla "Play / Pause" -painiketta. Vinkki: Painamalla Play / Pause -painiketta ohjelman ollessa käynnissä keskeyttää ohjelman 2 minuutiksi. Jos annat näiden 2 minuutin kulua ilman että painat uudelleen Play-painiketta, laite keskeyttää ohjelman ja poistaa ilman kammioista.
5. **OHJELMAN PYSÄYTTÄMINEN** Voit pysäyttää ohjelman välittömästi ja päästää ilman pois painamalla „Play / Pause“ -painiketta 3 sekunnin ajan.
- 6.



OHJELMAT / OPAS

Venen Engel -ohjelmien avulla annat kehollesi tietoisia taukoja. Kevyemmät jalat, parempi tasapaino ja miellyttävä rentoutuminen.

KÄYTTÖALUEET


Käyttö voi edistää ihon stimulaatiota ja tehdä ihon ulkonäöstä sileämmän ja tasaisemman. Se voi myös lievittää väsyneiden ja raskaiden jalkojen tunnetta ja vaikuttaa yleisesti rentouttavasti. Ihanteellinen hyvinvointi- tai kauneusrituaali henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ohjelmasta riippuen painopisteet vaihtelevat.

KESTO JA TIHEYYS

Optimaalinen käyttöaika on 30–60 minuuttia – tai 10–20 minuuttia lyhyeksi rentoutumiseksi välillä. Paineen tulisi olla tuntuissa, mutta miellyttävä. Etsi askel askeleelta oma henkilökohtainen hyvinvointitasosi. Optimaalinen paine voi vaihdella päivän kunnosta riippuen. Säädä sitä siis tarvittaessa yksilöllisesti. Suosittelemme etsimään optimaalisen käyttöpaineen hitaasti. Enemmän ei aina tarkoita parempaa: Venen Engel -hoidon ei tulisi koskaan olla epämiellyttävää tai jopa tuskallista.

Lisätietoja oikeasta käytöstä, ohjelmien valinnasta ja muista asetuksista löydät verkosta osoitteesta: <https://venenengel.de/pages/app>

Käyttö Esimerkki ohjelmasta



A ENERGY FLOW



Kammio täyttyy peräkkäin, ja paine pidetään jokaisessa kammiossa, kunnes seuraava on täysin täyttynyt. Näin syntyy tasainen, aktivoiva virtaus, joka tukee jalkojen hyvinvointia ja seuraa kehoa miellyttävällä tavalla.

B DEEP RELEASE



Kammiot täyttyvät peräkkäin ja pitävät paineen vakiona koko syklin ajan, jotta hieronnan aikana syntyvät takaiskuvirtaukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Ihanteellinen rentoutumiseen pitkän päivän tai intensiivisen treenin jälkeen. Jos olet aloittelija, aloita Energy Flow (A) -ohjelmalla ja siirry sitten hitaasti Deep Release (B) -ohjelmaan.

C PULSE FLOW



Kaikki kammiot täytetään ja tyhjennetään samanaikaisesti, mikä luo rytmisen, sykkivän hieronnan, jossa on erityisen paljon kierroksia. Dynaaminen liike rentouttaa kehon tuntemusta ja voi saada ihon näyttämään elinvoimaisemmalta ja kiinteämmältä.

IP INITIAL PHASE



Ennen valitsemasi ohjelman/sekvenssin käynnistymistä haluamme varmistaa, että jalkamansetit ovat ergonomisesti optimaalisesti mukautuneet jalkoihisi. Tätä varten kaikki kammiot täyttyvät ilmasta samanaikaisesti 2 minuutin ajan. Sen jälkeen ohjelma käynnistyy. Prosessi on aktiivinen vain kerran heti ohjauslaitteen käynnistämisen jälkeen ja sen jälkeen vasta laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.



Älä keskeytä alkuvaihetta muuttamalla ohjelmaa tai sammuttamalla laitetta. Muuten kammiossa kertynyt paine voi kasvaa ja aiheuttaa epämukavuutta.

RADIOYHTEYDEN LUOMINEN VENEN ENGEL -SOVELLUKSELLA

LATAA VENEN ENGEL -SOVELLUS

Lataa Venen Engel -sovelluksemme iOS- tai Android-laitteille tavallisista sovelluskau-poista.

AVAA VENEN ENGEL -SOVELLUS

Avaa sovellus ja valitse haluamasi käyttöönottovaihtoehto.

KÄYNNISTÄ VENEN ENGEL PLUS -OHJAINLAITE

Pariliitos käynnistyy automaattisesti. Vahvista pariliitos älypuhelimellasi. Jos näin ei tapahdu, tarkista älypuhelimesi asetukset.

VALMIS

Voit nyt käyttää ohjauslaitetta sovelluksemme kautta ja laittaa sen sivuun. Sen avulla voit muun muassa käynnistää ja muokata esiasennettuja ohjelmia ja sekvenssejä sekä säätää painetta ja käyttöaikaa.

Lisätietoja Venen Engel -sovelluksesta löydät verkkosivuiltamme osoitteesta <https://venenengel.de/pages/app>.




TOIMINNOT, JOITA VOIDAAN OHJATA VAIN SOVELLUKSELLA

YKSITTÄISTEN ILMAKAMMIEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Herkät alueet voidaan sulkea pois hieronnasta. Oletusasetuksena kaikki kompressio-kammiot ovat aktivoituina. Jos haluat sulkea tietyt kammiot pois hieronnasta, voit tehdä sen tässä. Paina vain haluamasi kammion symbolia ja vahvista valintasi.

VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS -HOSTOJEN YKSILÖLLISTÄMINEN



KOLME VETOKETJUA

Asento 1 = ulompi vetoketju = kapein asento = pienille säärien ympärysmittoille


Asento 2 = keskimäinen vetoketju = keskimäinen asento = keskikokoisille jaloille

Asento 3 = sisempi vetoketju = levein asento = suurille säärien ympärysmittoille

Reisille ja sääreille on erilliset vetoketjut, joten voit säätää Lymph-Flow Pants -housut juuri sinulle sopiviksi.

Jos mikään mahdollisista säätöistä ei sovi tarkasti, voit toteuttaa lisää kokovaihtoehtoja laajennuksillamme. Tutustu niihin **verkkokaupassamme**.

Jotta vetoketju ei aukea käytön aikana, käännä vetoketjun vetokahva jalkojen suuntaan, kun olet vetänyt housut kiinni. Tämä lukitsee mekaanisen lukon, joka estää Lymph-Flow Pants -housujen avautumisen. Käytön jälkeen voit käyttää vetoketjua normaalisti, kun riisut housut.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

KÄYTÖN JÄLKEEN

LOPETTAMINEN JA POISTAMINEN

Kun asetettu aika on kulunut tai kun olet painanut sammutuspainiketta, voit irrottaa moniliittimen laitteesta. Jos et tunne oloasi mukavaksi hieronnan aikana, voit lopettaa hoidon milloin tahansa. Sen jälkeen voit avata mansetin. Ilmatyynyjen nopeaa tyhjentämistä varten suosittelemme, että irrotat moniliittimen ja puristat jäljellä olevan ilman manseteista molemmilla käsillä.

Käytön jälkeen suosittelemme jättämään mansettiliittimet mansettiin ja irrottamaan laitteesta vain moniliittimen. Säilytystä varten aseta mansetit päällekkäin ja rullaa ne löysästi yhteen liitetyn letkusarjan kanssa.

PUHDISTUS JA SÄILYTYS

PUHDISTUS

Mansettien ja muiden lisävarusteiden puhdistamiseen suosittelemme käyttämään kosteaa liinaa. Voimakkaasti likaantuneissa tapauksissa voit käyttää lisäksi hellävarais- ta tekstiilien puhdistusainetta. Irrota mansettien liittimet ennen mansettien puhdistamista ja anna mansettien kuivua perusteellisesti. Jos mansetteja käyttävät useat henkilöt, suosittelemme desinfioimaan mansetit tekstiilidesinfiointisprayllä. Käytä puhdistus- ja desinfiointiaineita, jotka eivät sisällä öljyä, bentseeniä, alkoholia, bensiiniä tai kemikaaleja. Älä pese mansetteja pesukoneessa tai juoksevalle vedellä. Sammuta laite ennen puhdistusta. Mansettien desinfiointiin sopivat desinfiointiaineet, kuten Descosept pur tai vastaavat tuotteet, joiden koostumus on samanlainen.

SÄILYTYS

Säilytä tuotetta huoneenlämmössä (vähintään 10 °C, enintään 40 °C) ja hyvin ilmastoiduissa, kuivissa ja pölyttömissä tiloissa (vähintään 30 %, enintään 85 % suhteellinen kosteus). Säilytä tuotetta pakkaselta suojatussa paikassa, muuten se voi vaurioitua.

Varo myös varastoinnin aikana, että erityisesti mansetit eivät vahingoitu terävillä esineillä, kuten saksilla tai teräväreunaisilla esineillä.

Pitkäaikaista varastointia varten suosittelemme säilyttämään tuotetta myyntipakkauksessa.

VIANMÄÄRITYS

LAITETTA EI VOI KÄYNNISTÄÄ

Jos laitetta ei voi käynnistää, tarkista (A) onko laitteen akku tyhjä ja (B) lataa laite, kunnes se käynnistyy.

LAITE PUMPPAA, MUTTA VAIN YKSI TAI KUMPAANKAAN MANSETISTA EI TÄYTY

Jos sovelluksen käynnistämisen jälkeen vain yksi tai kumpikaan manseteista ei täyty, tarkista (A) onko moniliitin kytketty laitteeseen kokonaan ja oikein päin. Varmista myös (B) että ilmaletkut eivät ole taittuneet, esimerkiksi koska istut letkujen päällä. Tarkista (C), että harmaat mansettiliittimet on kytketty oikein mansettiin.

MANSETIT TÄYTTYVÄT VÄÄRÄSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ

Varmista, että moniliitin on kytketty oikein päin ohjausyksikköön. Moniliitin on oikein paikallaan, kun moniliittimen pienet nipat ovat tarkoitettuihin aukkoihin ilmakehävien yläpuolella.



ILMA VIRTAA (KUULUVASTI) ULOS

- (A) Tarkista letkut ja liittimet vaurioiden varalta.
- (B) Tarkista, että moniliitin on kytketty laitteeseen oikein.
- (C) Tarkista, onko letku taivutunut tai puristunut.

KÄSIVARREN MANSEETIN PUKEMINEN

(todennäköisesti saatavilla vuoden 2026 aikana)

Käsivarsimansetti on saatavana oikealle tai vasemmalle käsivarrelle. Varmista ostettaessa, että valitset oikean käden puolen.

Huomautus: Jos haluat hoitaa molempia käsiä, tarvitset kaksi käsivarsimansettia – yhden oikealle ja yhden vasemmalle kädelle. Jalkojen ja yhden käden rinnakkaishoito on mahdollista. Suosittelemme kuitenkin käsien hoitamista peräkkäin eikä molempia käsiä samanaikaisesti. Ainakin yhden käden tulisi olla vapaana hoidon aikana.

OHJEET:

1. Avaa käsivarsimansetin kiinnitin, jos se on vielä kiinni.
2. Pue käsivarsisuoja vastaavalle käsivarren puolelle. Vie kätesi suojan läpi, kunnes se on kainalon alla.
3. Vedä mansetti olkapään yli.
4. Vie kiinnityskieleke selkäsi takana vastakkaisen kainalon alle ja kiinnitä kielekkeen pää edessä olevaan kiinnitysklipsiin.
5. Säädä istuvuus vetämällä kiinnityskielekkeen päästä, kunnes mansetti istuu tiukasti ja mukavasti.
6. Irrota käsivarsimansetti käytön jälkeen painamalla kiinnitysklipsiä samanaikaisesti molemmilta puolilta.



TURVALLISUUSOHJEET

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti! Älä pura tai polta laitetta. Ohjausyksikön korjaukset saa suorittaa vain Wellcosan GmbH:n valtuuttama ammattilainen, muuten takuu raukeaa. Jos laite on vaurioitunut, irrota verkkovirtajohto ja sammuta laite. Irrota myös verkkovirtajohto ja sammuta laite, jos se on joutunut kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa. Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa. Varmista, että laite seisoo tukevasti. Älä altista laitetta tärinälle tai heitä sitä. Laitetta ei saa peittää muilla esineillä käytön aikana. Varmista, että letkut eivät kierry tai taivu käytön tai säilytyksen aikana. Pidä laite kaukana lämmönlähteistä (esim. suora auringonvalo, lämpöpatterit ja muut). Kun laitetta ei käytetä, sen on oltava sammutettuna. Laite sammuu itsestään 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Kun laitetta ei käytetä, irrota myös verkkovirtajohto pistorasiasta. Irrota aina laitteen pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Pidä tuote poissa lasten ja henkilöiden ulottuvilta, jotka eivät ole saaneet käyttöohjeita.



CE-merkinnällä valmistaja tai maahantuoja vahvistaa, että tuote on sopusoinnussa sovellettavien EY-direktiivien kanssa ja että se täyttää niissä määritellyt „olennaiset vaatimukset“.



Tämä merkintä laitteessa tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää tavallisessa kotitalousjätteessä sen käyttöiän päätyttyä. Hävittäminen on annettava elektroniikkajätteen hävittäjän tehtäväksi.

TAKU

Annamme ohjauslaitteelle 24 kuukauden takuun. Vian sattuessa laite on ehkä lähetettävä tarkastettavaksi. Varmista, että lähetyspakkaus on asianmukaisesti pehmustettu mahdollisten kuljetusvaurioiden välttämiseksi. Valitettavasti takuuta ei voida soveltaa vikoihin, jotka johtuvat virheellisestä kuljetuksesta.

Takuuehdot: Jos laissa on takuuvuolollisuus, korvaus toimitetaan joko ilmaiseksi tai valmistajalla on mahdollisuus korjata laite, ilman oikeutta vaihtaa tai alentaa hintaa. Jos korjaus epäonnistuu useista yrityksistä huolimatta tai jos korvaavassa laitteessa on valmistajan vastuulla oleva vika, asiakkaalla on oikeus vaihtaa laite tai alentaa hintaa.

Takuun poissulkeminen: Takuun ulkopuolelle jäävät viat, jotka ovat aiheutuneet väkivaltaisesta vahingoittamisesta, virheellisestä käytöstä, ulkoisesta väkivallasta tai kolmannen osapuolen tekemistä muutoksista ja korjauksista, kuten esimerkiksi viat, jotka ovat aiheutuneet väärän kokoisista tai oikosulussa olevista sulakkeista, tai viat, jotka johtuvat normaalista kulumisesta.

Takuun edellytykset: Takuu on voimassa vain, jos esitetään alkuperäinen ostokuitti (lasku). Säilytä ostokuitti huolellisesti.

Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä järjestelmän käytössä, olemme käytettävissäsi numerossa +49 (0) 666 17 48 91 05 tai osoitteessa service@venenengel.de.

HÄVITTÄMISOHJEET

Huomaa, että tuote sisältää pieniä määriä lyijyä. Siksi hävitä tuote elektroniikkajätteen hävittäjän kautta. **TÄRKEÄÄ: Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana!**

Saksassa:

Elektroniikkatuotteita ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Käytä sen sijaan käytettävissä olevia palautus- ja keräysjärjestelmiä. Näin voimme kaikki edistää elektroniikkatuotteiden uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä.

Elektroniikkatuotteiden väärä hävittäminen ei johda resurssien tuhlaukseen (useimmat sähkölaitteet sisältävät arvokkaita raaka-aineita, kuten kultaa, kuparia, hopeaa jne.), vaan vaarantaa myös ympäristön joskus vaarallisten aineiden vuoksi.

VAIHTOEHTO: Hoidamme mielellämme vanhan Venen Engel -laitteesi hävittämisen. Lähetä se vain osoitteeseen:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Saksa

Liitä mukaan viesti, jossa pyydät laitteen hävittämistä.

Käytetyt paristot ja akut on hävitettävä erillään kiinteistä yhdyskuntajätteistä. Tämä voidaan tehdä käytettävissä olevien palautus- ja kierrätysjärjestelmien (esim. Corepile) avulla.

Vanhoiden paristojen ja akkujen väärä hävittäminen voi vaarallisten aineiden vuoksi

vaikuttaa merkittävästi ihmisiin ja ympäristöön. Kierrätyksen avulla arvokkaat raaka-aineet säilyvät ja tuotteen osat voidaan käyttää uudelleen.

RANSKA/SLOVAKIA:

Elektroniikkatuotteita ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Käytä sen sijaan käytettävissä olevia palautus- ja keräysjärjestelmiä. Näin voimme kaikki edistää elektroniikkatuotteiden uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä.

Elektroniikkatuotteiden väärä hävittäminen ei johda resurssien tuhlaukseen (useimmat sähkölaitteet sisältävät arvokkaita raaka-aineita, kuten kultaa, kuparia, hopeaa jne.), vaan vaarantaa myös ympäristön, koska ne sisältävät toisinaan vaarallisia aineita.

Käytetyt paristot ja akut on hävitettävä erillään kiinteistä yhdyskuntajätteistä. Tämä voidaan tehdä käytettävissä olevien palautus- ja kierrätysjärjestelmien (esim. Corepile) avulla.

Vanhojen paristojen ja akkujen väärä hävittäminen voi vaarallisten aineiden vuoksi vaikuttaa merkittävästi ihmisiin ja ympäristöön. Kierrätyksen avulla arvokkaat raaka-aineet säilyvät ja tuotteiden osat voidaan käyttää uudelleen.

TÄRKEÄÄ TIETOA SÄHKÖMAGNEETTISESTA YHTEENSOPIVUUDESTA (EMC)

1. Tämä tuote vaatii erityisiä EMC-varotoimia, ja se on asennettava ja otettava käyttöön annettujen tietojen mukaisesti. Kannettavat ja liikkuvat HF-viestintälaitteet voivat vaikuttaa tämän laitteen toimintaan.
2. Älä käytä matkapuhelinta tai muita laitteita, jotka lähettävät sähkömagneettisia kenttiä, laitteen lähellä. Tämä voi aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan.
3. Huomio! Tämä laite on testattu ja tarkastettu perusteellisesti sen oikean toiminnan ja suorituskyvyn varmistamiseksi!
4. Varoitus: Tätä laitetta ei saa käyttää muiden laitteiden vieressä tai niiden päällä. Jos laitetta on käytettävä muiden laitteiden vieressä tai niiden päällä, laitetta on tarkkailtava sen normaalin toiminnan varmistamiseksi siinä kokoonpanossa, jossa sitä käytetään.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Jos sinulla on terveydellisiä huolenaiheita tai olet epävarma, keskustele ennen käyttöä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

HUOMAUTUS:

Venen Engel -tuote ei ole lääketieteellinen laite eikä sitä ole tarkoitettu itsehoitoon. Jos olet epävarma, ota yhteyttä lääkäriisi.

VALMISTAJA:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Saksa

Puhelin +49 1573 5990084
Sähköposti: service@venenengel.de
Verkkosivusto: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

BRUKSANVISNING



INLEDANDE INFORMATION

Om du har valt vår Leo Edition, ber vi dig att läsa följande information på denna sida.

Denna specialutgåva skiljer sig från standardversionen endast genom utvalda design- och materialdetaljer:

- **Exklusivt Leo-tryck** på manschetterna
- **Styrenhet och slangar i en ny färg** som matchar designen
- **Logoplatta i metall** som ett exklusivt designelement i midjebandet
- **Högkvalitativ dragkedja** med löpare och ändstycke i zinklegering för ett exklusivt utseende och en förstklassig känsla

Enhetens funktion, användning och hantering är identisk med standardversionen. Alla anvisningar för säker användning finns, precis som vanligt, i bruksanvisningen.

Information för personer med zinkallergi:

Metalldelarna i Leo Edition är tillverkade av en zinklegering. I sällsynta fall kan direkt hudkontakt orsaka hudreaktioner hos känsliga personer. Om du har en känd allergi mot zink eller metallegeringar eller om du märker hudirritation under användning rekommenderar vi att du avbryter användningen.

Vi hoppas att du får stor glädje av din Leo Limited Edition.

FÖRORD

Grattis till köpet av denna apparat! Du kommer att ha stor glädje av din Venen Engel! Om du är nöjd med din Venen Engel skulle vi uppskatta om du rekommenderade den vidare.

Denna bruksanvisning innehåller information som användaren bör beakta för att förebygga faror och använda produkten på ett säkert sätt.

Om du har frågor om användningen, tillbehör eller förslag, tveka inte att kontakta oss!

Phone: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
E-post: service@venenengel.de
WeBb: www.venenengel.de

INNAN DU BÖRJAR

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten .
- Spara denna bruksanvisning så att du kan läsa den vid behov.
- Venen Engel får inte användas vid vissa hälsotillstånd. Läs noggrant igenom listan över kontraindikationer på sista sidan.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR

Det är viktigt att du läser alla varningar och försiktighetsåtgärder i denna handbok. De tjäna din säkerhet, för att undvika skador och för att undvika skador på enheten.

- Använd inte denna enhet om du har en pacemaker, en implanterad defibrillator eller någon annan implanterad metalliskt eller elektroniskt implantat. Sådan användning kan leda till elstötar, brännskador, elektriska störningar eller dödsfall.
- Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Förvara denna bruksanvisning nära enheten så att du kan läsa den under användning.
- För att undvika faror, garantera säkerheten eller förhindra icke-standardiserad användning anges nedan några detaljer som användaren bör beakta vid användning av enheten.
- Enheten är inte lämplig för användning i närvaro av en brandfarlig anestesimix med luft, syre eller lustgas.
- Personer med psykisk funktionsnedsättning får endast använda enheten under uppsikt.
- Reparationer, underhåll och byte av komponenter får inte utföras under användning och får endast utföras av personal som är auktoriserad av tillverkaren. I annat fall riskerar garantin att upphöra att gälla.
- Vid allmän obehagskänsla eller smärta under användningen, avbryt användningen omedelbart.
- Vid första användningen bör användningstiden inte överstiga 5 minuter. Vid efterföljande användningar bör användningstiden gradvis förlängas i enlighet med användarens fysiska tillstånd. Långvarig användning kan orsaka biverkningar.
- Produkten ska inte användas av spädbarn eller småbarn.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Låt inte vatten eller andra material (t.ex. spikar, nålar och andra metallföremål) tränga in i enheten.
- Om enheten inte fungerar korrekt får du under inga omständigheter öppna, demontera eller modifiera den, eftersom detta kan leda till brand, elstötar eller andra skador.
- Se till att kontakten och dina händer är torra när du ansluter och kopplar bort strömkontakten.
- Använd endast enfasström på 220–230 V. Efter användning ska du dra ut enhetens nätkontakt ur vägguttaget.

- Se till att placera enheten så att du enkelt kan dra ut nätkontakten när som helst.
- Se till att strömkabeln inte vrids eller viks och placera inga tunga föremål (t.ex. bord- och stolsben) på strömkabeln.
- Använd enheten endast för det angivna ändamålet.
- Använd inte enheten i grenuttag. Anslut inte enhetens nätkontakt till ett uttag tillsammans med andra enheter.

LEVERANSOMFÅNG



Styrenhet



Nätadapter



Multi-Plug slangset



Lymph-Flow Pants



Transportväska & zip-påsar



Mjuk väska

TEKNISKA DATA

Antal program	3 (+4)
Antal kammare	4
Vikt	ca 0,7 kg
Effekt	14 VA
Nätfrekvens	50–60 Hz
Nätets spänning	110–240 V
Tidsinställning	120 min
Tryckkapacitet	30–180 mmHg
Pumpkapacitet	8 l/min

Material (manschetter)	Nylon med polyamidfibrer
Radiofrekvens	2,4 GHz
Mått styrenhet	25 x 6 x 7 cm
Skyddsklass	II / 
Temperaturområde (drift och förvaring)	10–40 °C
Luftfuktighet (relativ, drift och förvaring)	30–85

Batteri:

Laddningstid/driftstid [i min]	50 / 90
Typ	Li-ion
Modellnummer	18600
Spänning	11,1 V
Kapacitet	1600 mAh
Lagrad ström	17,7 Wh

FÖRKLARING AV DE ANVÄNDA SYMBOLERNA



I överensstämmelse med europeiska standarder



Tillverkarens anvisningar



Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet!



Följ bruksanvisningen!



Serienummer



Använd endast inomhus



Skyddsklass II: Denna symbol anger att apparaten inte behöver någon elektrisk jordanslutning (massa).



Håll borta från direkt solljus



Tillverkningsland: Kina



Wellpapp



Polyeten tereftalat (PET)



Tvätta inte



Återvinn förpackningen



Avfallshantering Frankrike: Kassera elektriska apparater på lämpliga platser



Avfallshantering Frankrike: Återvinn förpackningen

PRODUKTBESKRIVNING

Kompressionsmassageapparaten består av en enhet med kompressor, manschett och lufttryckssensor som fungerar tillsammans som en enhet. Apparaten är ansluten till manschetterna via en rad slangar. Kompressionsmassagen utförs genom cyklisk uppblåsning och tömning av luftkamrarna. Under användningen pumpas luften från änden av extremiteterna mot kroppens mitt in i kamrarna.

Trycket i manschetten styrs av en sensor och en mikroprocessor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Venen Engel Plus används för lufttrycksmassage av ben, armar eller midja och främjar en känsla av avslappning, välbefinnande och lätthet.

Användningen ger en behaglig lätthetskänsla i kroppen och en mjukt stimulerad, vitalare hud. Vid användning som wellness- eller skönhetsbehandling kan den bidra till ökat personligt välbefinnande och kosmetisk hudvård.

Denna produkt är **inte en medicinteknisk produkt** och är endast avsedd för kosmetisk och avslappnande användning.

INDIKATIONER

För avkoppling efter en lång dag eller efter fysisk aktivitet

För att främja en subjektiv känsla av lättare ben

För behaglig avslappning av musklerna

Kan förbättra utseendet på celluliter

Används som wellness- eller skönhetsbehandling för att öka det personliga välbefinnandet

Främjar en behaglig känsla av vitalitet och smidighet i huden

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte vid trombos, venösa sjukdomar, åderbräck, hjärtsvikt eller blodproppsrubbningar.

Använd inte vid öppna sår, eksem, inflammationer, infektioner, kraftig solbränna eller hudutslag.

Avbryt omedelbart vid domningar, känselstörningar eller smärta.

Användning på ben och mage under graviditet rekommenderas inte!

Använd inte på elektroniska implantat (t.ex. pacemaker) eller metallimplantat i de behandlade områdena

Använd inte vid feber, infektioner, akuta inflammationer

Använd inte på barn eller personer som inte kan hantera apparaten på ett säkert sätt

BIVERKNINGAR

Rodnad, värmekänsla, lätt stickningar efter användning.

Trötthet eller lätt yrsel vid för lång användning.

Bildning av tryckmärken vid för hårt åtsittande manschetter eller överdriven tryck.

Överhettning vid kontinuerlig användning, kabelbrott, elstöt vid skadat nätaggregat.

ANVÄNDNING

STEG 1: FÖRE ANVÄNDNING

ANSLUT LUFTSLANGARNA

Fäst slangarnas manschettkopplingar med anslutningarna på manschetterna. Se till att den längsta slangens hör till fotkammaren. Anslut de övriga slangarna i tur och ordning till kammaren nära höften. Färgskiftningarna på kopplingarna och anslutningarna hjälper till att bestämma anslutningsordningen. Vi rekommenderar att du inte lossar anslutningarna efteråt.

UPPSTÄLLNING AV APPARATEN

Se till att apparaten står stadigt. Se också till att apparaten står fritt och inte täcks av ett tak eller liknande. Använd inte apparaten i fuktiga rum eller rum med hög luftfuktighet, såsom bastur eller badrum.

DRA ÅT MANSCHETTERNA

För att förhindra föroreningar rekommenderar vi att du bär leggings eller joggingbyxor under användningen. Töm fickorna på byxorna före användning! Dragkedjorna på manschetterna måste vara helt stängda för att förhindra att manschetterna öppnas plötsligt och orsakar skador. Se alltid till att slangarna inte viks och att du inte sitter på dem.

ANSLUTA SLANGSET OCH STYRENHET/MONTERA MULTIKONTAKTEN

Sätt in multikontakten i enhetens botten tills den slår i. Se till att multikontakten sätts in i enheten på rätt sätt (liten nippel i litet hål). På sidan av multikontakten finns två klämmor. För att ansluta multikontakten och enheten till varandra måste klämmorna tryckas in. Därefter kan multikontakten sättas in i enheten. Kabeln måste kopplas bort på samma sätt efter användning.


ANSLUT NÄTADAPTERN TILL STYRENHETEN

Enheten kan användas både med och utan nätadapter, förutsatt att batteriet är tillräckligt laddat. Anslut nätadaptern till både enheten och ett eluttag för att ladda batteriet under användning.



STEG 2: ANVÄNDNING

1. **STARTA ENHETEN** På ovansidan finns en på/av-knapp. Tryck på den i 3 sekunder för att starta eller stänga av enheten. Om enheten inte startar är batteriet troligen urladdat. Använd den medföljande nätdaptern för att ladda enheten igen.
2. **VÄLJ PROGRAM** Program A är valt som standard. Tryck på knappen "P" för att växla mellan programmen A, B och C.
3. **VÄLJ TRYCK** Standardinställningen är trycknivå 8. Genom att trycka på knapparna "+" respektive "-" kan du ställa in trycknivån mellan 1 och 16. Om du håller ned den aktuella knappen längre ökar hastigheten för val av trycknivån.
4. **PLAY / PAUSE** Starta ditt program- och utskriftsval genom att trycka på knappen "Play / Pause". Tips: Om du trycker på knappen "Spela/Paus" under ett pågående program aktiveras pausen i 2 minuter. Låt dessa 2 minuter gå utan att trycka på „Spela" igen, stoppar enheten programmet och släpper ut ut luften ur kamrarna.
5. **STOPPA PROGRAM** För att omedelbart stoppa ett program och släppa ut luften, håll ned „Play/Paus" i 3 sekunder.



PROGRAM / GUIDE

Med Venen Engel-programmen ger du din kropp välbehövliga pauser. För lättare ben, bättre balans och behaglig avkoppling.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN


Användningen kan stimulera huden och göra den mjukare och jämnare. Den kan också lindra känslan av trötta och tunga ben och ha en avslappnande effekt. Perfekt som wellness- eller skönhetsritual för att öka ditt personliga välbefinnande. Beroende på programmet läggs olika tyngdpunkter.

VARAKTIGHET OCH FREKVENNS

Den optimala användningstiden är 30 till 60 minuter – eller 10 till 20 minuter för en kort paus emellanåt. Trycket ska vara märkbart men behagligt. Ta dig steg för steg fram till din personliga komfortnivå. Det optimala trycket kan variera beroende på hur du mår varje dag. Anpassa det därför individuellt efter behov. Vi rekommenderar att du långsamt tar dig fram till det optimala användningstrycket. Mer är inte alltid bättre: Användningen av Venen Engel ska aldrig vara obehaglig eller smärtsam.

Mer information om korrekt användning, val av program och andra inställningar finns online på: <https://venenengel.de/pages/app>

Förfarande Exempel på program



A ENERGY FLOW



Kammare fylls efter varandra, varvid trycket i varje kammare hålls tills nästa är helt uppumpad. Detta skapar ett jämnt, aktiverande flöde som främjar välbefinnandet i benen och ger kroppen en behaglig känsla.

B DEEP RELEASE



Kammare fylls efter varandra och håller trycket konstant under hela cykeln för att minimera återflödet i massagen. Perfekt för avkoppling efter en lång dag eller ett intensivt träningspass. Om du är nybörjare, börja med Energy Flow (A) och gå sedan långsamt vidare till Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Alla kammare pumpas upp och töms samtidigt, vilket skapar en rytmisk, pulserande massage med särskilt många genomgångar. Den dynamiska rörelsen mjukar upp kroppskänslan och kan få huden att se mer vital och fast ut.

IP INITIAL PHASE



Innan det valda programmet/sekvensen startar vill vi säkerställa att benmanschetterna är optimalt ergonomiskt anpassade till dina ben. För detta fylls alla kammare samtidigt med luft i 2 minuter. Därefter startar ditt program. Processen är endast aktiv en gång direkt efter start av styrenheten och därefter först igen efter omstart av enheten.



Avbryt inte den inledande fasen genom att ändra programmet eller stänga av enheten. Annars kan det leda till att det ackumulerade kammарstrycket byggs upp och blir obehagligt för dig.

SKAPA EN RADIOFÖRBINDELSE MED APPEN VENEN ENGEL

LADDA NER APPEN VENEN ENGEL

Ladda ner vår Venen Engel-app från de vanliga appbutikerna för iOS eller Android.

ÖPPNA APPEN VENEN ENGEL

Öppna appen och välj önskad onboarding-alternativ.

SLÅ PÅ DIN VENEN ENGEL PLUS-STYRENHET

Parningen startar automatiskt. Bekräfta parningen på din smartphone. Om så inte är fallet, kontrollera inställningarna på din smartphone.

KLART

Du kan nu använda din styrenhet via vår app och lägga undan den. Här kan du bland annat starta och anpassa de förinstallerade programmen och sekvenserna samt ställa in trycket och användningstiden.

Mer information om Venen Engel-appen finns på vår webbplats

<https://venenengel.de/pages/app>.



FUNKTIONER SOM ENDAST KAN STYRAS MED APPEN

INAKTIVERA ENSKILDA LUFTKAMMARER

Känsliga områden kan undantas från massagen. Som standard är alla kompressionskammare aktiverade. Om du vill undanta vissa kammare från massagen kan du göra det här. Tryck bara på symbolen för önskad kammare och bekräfta ditt val.



Bearbeiten

Energy Flow

Druck-Level: 8

Zeit (in Minuten) 30

Aktive Kammern

1 2 3 4

Einstellungen zurücksetzen

Programm kopieren


Speichern

FYRA EXTRA MASSAGEPROGRAM

Välj mellan fyra ytterligare program för att göra din behandling mer varierad och optimera dina sekvenser.

The screenshot displays the 'Gentle Wave (D)' program interface. At the top, the status bar shows the time as 15:16, battery level at 48%, and signal strength. The app header includes a back arrow, the title 'Gentle Wave (D)', and a star icon. The program title 'Gentle Wave (D)' is prominently displayed, followed by the subtitle 'Entspannung & Regeneration'. Below this is a purple 'Starten' button. A section titled '© Dr. med. Dr. med. Dr. med.' introduces the program as a gentle wave for relaxation and stress management, highlighting its benefits for improving sleep, managing stress, and enhancing overall well-being. A 'Programm bearbeiten' button is located below the text. At the bottom, there is a visual representation of the program's effects on the body, showing a person in a relaxed state with a glowing aura around them.

INDIVIDUALISERING AV VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS



DE TRE DRAGKEDJORNA

Position 1 = yttre dragkedja = smalaste position = för smala benomfång


Position 2 = mellersta dragkedjan = mittre position = för medelstora benomfång

Position 3 = inre dragkedja = bredaste position = för stora benomfång

Det finns separata dragkedjor för lår och underben, så att du kan anpassa Lymph-Flow Pants mycket individuellt.

Om ingen av de möjliga inställningarna passar exakt kan du använda våra förlängningar för att få ytterligare storleksgraderingar. Titta gärna in i vår **butik**.

För att dragkedjan inte ska öppnas under användning, fäller du dragkedjans handtag mot fötterna efter att du har dragit åt byxorna. Detta aktiverar en mekanisk spärr som förhindrar att Lymph-Flow Pants öppnas. Efter användning kan du använda dragkedjan som vanligt för att ta av dig byxorna.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

EFTER ANVÄNDNING

AVSLUTNING OCH AVSTÄNGNING

När den inställda tiden har gått ut eller efter att du har tryckt på avstängningsknappen kan du dra ut multikontakten ur apparaten. Om du inte mår bra under massagen kan du avbryta behandlingen när som helst. Därefter kan du öppna manschetten. För att snabbt tömma luftkuddarna på luft efter behandlingen rekommenderar vi att du, med multikontakten urdragen, pressar ut den kvarvarande luften ur manschetterna med båda händerna.

Efter användning rekommenderar vi att du lämnar manschettkontaktarna anslutna till manschetten och endast drar ut multikontakten ur apparaten. Förvaring: Lägg manschetterna ovanpå varandra och rulla ihop dem löst med slangsetet anslutet.

RENGÖRING & FÖRVARING

RENGÖRING

För rengöring av manschetterna och övriga tillbehör rekommenderar vi att du använder en fuktig trasa. Vid kraftig nedsmutsning kan du dessutom använda ett skonsamt textilrengöringsmedel. Dra ur manschettkontaktarna innan du rengör manschetterna och låt dem torka ordentligt. Vid användning av flera personer rekommenderar vi att manschetterna desinficeras med textil desinfektionsspray. Använd rengörings- och desinfektionsmedel som är fria från olja, bensen, alkohol, bensin och kemiska medel. Tvätta inte manschetterna i tvättmaskin eller under rinnande vatten. Stäng av enheten före rengöring. För desinfektion av manschetterna lämpar sig desinfektionsmedel som t.ex. Descosept pur eller liknande produkter med jämförbar sammansättning.

FÖRVARING

Förvara produkten vid rumstemperatur (minst 10 °C, högst 40 °C) och i väl ventilerade, torra och dammfria utrymmen (minst 30 %, högst 85 % relativ luftfuktighet). Förvara produkten på en plats som är skyddad mot frost, eftersom den annars kan skadas.

Var också noga med att inte skada manschetterna med vassa föremål som saxar eller föremål med skarpa kanter.

För långvarig förvaring rekommenderar vi att du förvarar produkten i försäljningskartongen.

FELSÖKNING

ENHETEN GÅR INTE ATT STÅNGA PÅ

Om enheten inte går att starta, kontrollera (A) om enhetens batteri är tomt och (B) ladda enheten tills den går att starta.

ENHETEN PUMPAR, MEN ENDAST EN ELLER INGEN AV DE BÅDA MANSCHETTERNA BLÅSES UPP

Om endast en eller ingen av de båda manschetterna blåses upp efter att applikationen startats, kontrollera (A) om multikontakten är helt och korrekt ansluten till enheten. Kontrollera också (B) att luftslangarna inte är vikta, till exempel för att du sitter på dem. Kontrollera (C) att de grå manschettkontakterna är korrekt anslutna till manschetten.

MANSCHETTERNA PUMPAS UPP I FEL ORDNING

Se till att multikontakten är korrekt ansluten till styrenheten. Multikontakten sitter korrekt när de små nipplarna på multikontakten sitter i de avsedda öppningarna ovanför luftutloppen.



LUFT STRÖMMAR UT (HÖRBART)

- (A) Kontrollera slangarna och kontakterna för skador.
- (B) Kontrollera att multikontakten är korrekt ansluten till enheten.
- (C) Kontrollera att slangen inte är veckad eller klämd.

PÅSÄTTNING AV ARMMANCHETT

(Förväntas finnas tillgänglig under 2026)

Det finns en manschett för höger arm och en för vänster arm. Se till att du väljer rätt arm när du köper.

Obs! Om du vill behandla båda armarna behöver du två armmanschetter – en för höger och en för vänster arm. Det är möjligt att behandla benen och en arm samtidigt. Vi rekommenderar dock att du behandlar armarna en efter en och inte båda armarna samtidigt. Minst en arm ska alltid vara fri under användningen.

INSTRUKTIONER:

1. Öppna armmanschettens klämfäste om det fortfarande är stängt.
2. Dra på armmanschetten på motsvarande arm. För in handen genom manschetten tills den ligger under armhålan.
3. Dra manschetten över axeln.
4. För låsfliken bakom ryggen under motsatt armhåla och fäst änden av fliken i klämfästet framtill.
5. Justera passformen genom att dra i änden av fästet tills manschetten sitter fast och bekvämt.
6. Lossa armmanschetten efter användning genom att trycka på klämfästet samtidigt på båda sidor.



SÄKERHETSANVISNINGAR

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe! Demontera eller bränn inte enheten. Reparationer på styrenheten får endast utföras av personal som är auktoriserad av Wellcosan GmbH, annars riskerar du att förlora garantin. Om enheten är skadad, dra ur nätkontakten och stäng av enheten. Dra också ur nätkontakten och stäng av enheten om den har kommit i kontakt med vatten eller andra vätskor. Använd inte enheten i fuktiga utrymmen. Se till att enheten står stadigt. Utsätt inte enheten för stötar och kasta inte den. Enheten får inte täckas av andra föremål under drift. Se till att slangarna inte vrids eller viks under användning och förvaring. Håll enheten borta från värmekällor (t.ex. direkt solljus, radiatorer och annat). När du inte använder enheten måste den vara avstängd. Enheten stängs av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet.

Dra dessutom ur nätkontakten när den inte används. Dra alltid ur apparatens kontakt ur vägguttaget före rengöring. Håll produkten borta från barn eller personer som inte har fått instruktioner om hur den ska användas.



Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren eller importören att produkten överensstämmer med tillämpliga EG-direktiv och uppfyller de „väsentliga krav“ som fastställs däri.



Denna märkning på enheten betyder att du inte får slänga den i vanligt hushållsavfall när den har nått slutet av sin livslängd. Lämna in den till en återvinningsstation för elektronikskrot.

GARANTI

Vi ger 24 månaders garanti på styrenheten. Vid fel kan det bli nödvändigt att skicka in enheten för kontroll. Se till att transportkartongen är tillräckligt vadderad för att undvika eventuella transportskador. För defekter som beror på felaktig transport kan tyvärr inga garantianspråk göras gällande.

Garantivillkor: I den mån det finns en lagstadgad skyldighet att lämna garanti, utesluts rätten till ombytning eller prisavdrag, och antingen ersätts produkten kostnadsfritt eller så ges tillverkaren möjlighet att reparera den. Om reparationen trots flera försök fortfarande är bristfällig eller om en ersättningsprodukt har ett fel som tillverka-

ren är ansvarig för, har kunden rätt till ombytning eller prisavdrag.

Garantiundantag: Garantin gäller inte för fel som orsakats av våldsam skada, felaktig användning, yttre våld eller ändringar och reparationer utförda av tredje part, t.ex. fel som uppstår på grund av felaktigt dimensionerade eller kortslutna säkringar eller fel som kan hänföras till normal slitage.

Garantivillkor: Garantianspråket gäller endast i samband med det ursprungliga inköpsbeviset (fakturan). Förvara därför inköpsbeviset noggrant.

Om du har problem eller frågor när du använder systemet, står vi gärna till din tjänst på telefonnummer +49 (0) 666 17 48 91 05 eller service@venenengel.de.

AVFALLSHANTERING

Observera att produkten innehåller små mängder bly. Lämna därför produkten till en återvinningsstation för elektronikskrot. **VIKTIGT: Släng inte produkten i hushållssoporna!**

TYSKLAND:

Elektroniska produkter får inte kasseras i osorterat hushållsavfall. Använd istället tillgängliga återlämnings- och insamlingssystem. På så sätt bidrar vi alla till återanvändning, återvinning och återbruk av elektroniska produkter.

Felaktig avfallshantering av elektroniska produkter leder inte bara till slöseri med resurser (de flesta elektriska apparater innehåller värdefulla råvaror som guld, koppar, silver etc.), utan hotar också miljön på grund av de ibland farliga ämnena.

ALTERNATIV: Vi tar gärna hand om avfallshanteringen av din gamla Venen Engel-enhet. Skicka den bara till:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Tyskland

Vänligen bifoga en lapp med en begäran om avfallshantering.

Använda batterier och ackumulatorer måste kasseras separat från fast hushållsavfall. Detta kan du göra via de återvinnings- och återanvändningssystem som finns tillgängliga (t.ex. Corepile).

Felaktig avfallshantering av gamla batterier och ackumulatorer kan ha en betydande inverkan på människor och miljö på grund av de farliga ämnen som de innehåller. Genom återvinning bevaras värdefulla råvaror och produktkomponenter kan återanvändas.

FRANKRIKE/SLOVAKIEN:

Elektroniska produkter får inte kastas i osorterat hushållsavfall. Använd istället tillgängliga återlämnings- och insamlingssystem. På så sätt bidrar vi alla till återanvändning, återvinning och återvinning av elektroniska produkter.

Felaktig avfallshantering av elektroniska produkter leder inte bara till slöseri med resurser (de flesta elektriska apparater innehåller värdefulla råvaror som guld, koppar, silver etc.), utan hotar också miljön på grund av de ibland farliga ämnena.

Begagnade batterier och ackumulatorer måste kasseras separat från fast hushållsavfall. Detta kan du göra via de återlämnings- och återvinningssystem som finns tillgängliga (t.ex. Corepile).

Felaktig avfallshantering av gamla batterier och ackumulatorer kan ha en betydande inverkan på människor och miljö på grund av de farliga ämnen som de innehåller. Genom återvinning bevaras värdefulla råvaror och produktkomponenter kan återanvändas.

VIKTIG INFORMATION OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

1. Denna produkt kräver särskilda försiktighetsåtgärder avseende EMC och måste installeras och tas i drift enligt den information som tillhandahålls. Denna enhet kan påverkas av bärbara och mobila RF-kommunikationsenheter.
2. Använd inte mobiltelefoner eller andra enheter som avger elektromagnetiska fält i närheten av enheten. Detta kan leda till felaktig funktion av enheten.
3. Varning! Denna enhet har testats och kontrollerats noggrant för att säkerställa korrekt prestanda och funktion!
4. Varning: Denna enhet ska inte användas bredvid eller staplas med andra enheter. Om det är nödvändigt att använda den bredvid eller staplad med andra enheter, ska denna enhet övervakas för att kontrollera att den fungerar normalt i den konfiguration den används i.

ANSVARSFRIKRIVNING

Om du har hälsoproblem eller är osäker, vänligen rådgör med medicinsk personal innan användning.

OBSERVERA:

Din Venen Engel-produkt är **inte en medicinsk produkt** och är inte avsedd för självbehandling. Om du är osäker, vänligen rådfråga din läkare.

TILLVERKARE:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Tyskland

Telefon: +49 1573 5990084
E-post: service@venenengel.de
Webbplats: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

Ha a Leo Edition változatot választotta, kérjük, vegye figyelembe az ezen az oldalon található információkat.

Ez a különleges kiadás kizárólag bizonyos kialakítási és anyaghasználati részletekben tér el a standard változattól:

- **Exkluzív Leo mintázat** a mandzsettákon
- **Vezérlőegység és tömlők új**, a dizájnhoz illő színben
- **Fém logólemez**, mint prémium dizájnelem a derékrészen
- **Kiváló minőségű cipzár** cinkötvözetből készült húzóval és végződéssel a prémium megjelenés és tapintás érdekében

A készülék működése, kezelése és használata megegyezik a standard változatéval. A biztonságos használatra vonatkozó valamennyi útmutatót a használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés cinkallergiában szenvedők számára:

A Leo Edition fém alkatrészei cinkötvözetből készülnek. Ritka esetekben a közvetlen bőrrel való érintkezés érzékeny személyeknél bőrreakciót válthat ki. Ha ismert cink- vagy fémötvözet-allergiája van, vagy használat közben bőrirritációt tapasztal, javasoljuk, hogy hagyja abba a készülék használatát.

Sok örömet kívánunk Leo Limited Edition készülékéhez.

ELŐSZÓ

Gratulálunk a készülék megvásárlásához! A Venen Engel készülékkel sok örömet fog szerezni! Ha elégedett a Venen Engel készülékkel, örömmel fogadjuk ajánlását.

Ez a használati utasítás olyan részleteket tartalmaz, amelyeket a felhasználónak be kell tartania a veszélyek elkerülése és a készülék biztonságos használata érdekében.

Ha kérdése van a használattal, a kiegészítő termékekkel kapcsolatban, vagy javaslata van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk!

Telefon: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

MIELŐTT ELKEZDENÉ

- Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt a készüléket használná.
- Őrizze meg ezt a használati utasítást, hogy szükség esetén elolvashassa.
- Bizonyos egészségügyi állapotok esetén a Venen Engel nem használható. Kérjük, figyelmesen olvassa el a ellenjavallatok listáját az utolsó oldalon.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Fontos, hogy elolvassa a kézikönyvben szereplő összes figyelmeztetést és óvintézkedést. Ezek az Ön biztonságát szolgálják, a sérülések elkerülését
sérülések elkerülése és a készülék károsodásának megelőzése érdekében.

- Ne használja ezt a készüléket, ha pacemakerrel, beültetett defibrillátorral vagy más beültetett fém vagy elektronikus eszközt. Az ilyen használat áramütéshez, égési sérülésekhez, elektromos zavarokhoz vagy halálhoz vezethet.
- Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, mielőtt a terméket használná.
- Tartsa ezt a használati utasítást a készülék közelében, hogy használat közben is elolvashatja.
- A veszélyek elkerülése, a biztonság garantálása vagy a nem szabványos működés megakadályozása érdekében az alábbiakban felsorolunk néhány részleteket sorolunk fel, amelyeket a felhasználónak figyelembe kell vennie a készülék használata során.
- A készülék nem alkalmas gyúlékony érzéstelenítő keverék, levegő, oxigén vagy dinitrogén-oxid jelenlétében történő használatra.
- Szellemileg fogyatékos személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket.
- A javításokat, karbantartásokat és alkatrészek cseréjét nem szabad használat közben elvégezni, és csak a gyártó által felhatalmazott szakemberek végezhetik. Ellenkező esetben a garancia elveszhet.
- Általános rosszullét vagy fájdalom esetén az alkalmazás során azonnal hagyja abba a használatot.
- Az első használatkor az alkalmazás időtartama nem haladhatja meg az 5 percet. A következő alkalmazások során az használati időt fokozatosan, a felhasználó fizikai állapotának megfelelően kell meghosszabbítani. Hosszú távú használat nemkívánatos mellékhatásokat okozhat.
- A terméket csecsemők és kisgyermekek nem használhatják.
- A készüléket gyermekektől elzárva tartsa.
- Ne engedje, hogy víz vagy más anyagok (pl. szögek, tűk és más fémtárgyak) kerüljenek a készülék belsejébe.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, semmiképpen ne nyissa ki, szerelje szét vagy alakítsa át, mert ez tüzhöz, áramütéshez vagy egyéb sérülésekhez vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy a dugó és a keze száraz legyen, amikor a hálózati dugót csatlakoztatja vagy kihúzza.
- A készüléket csak egyfázisú 220-230 V-os árammal használja. Használat után húzza

ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból.

- Ügyeljen arra, hogy a készüléket úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozót bármikor könnyen kihúzhassa.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csavarodjon meg és ne hajoljon meg, és ne helyezzen nehéz tárgyakat (pl. asztal- és szék lábakat) az áramkábelre.
- A készüléket csak a megadott célra használja.
- Ne használja a készüléket többszörös csatlakozóaljzaton. Ne dugja a készülék hálózati csatlakozóját más készülékekkel együtt egy konnektorba.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM



Vezérlőegység



Tápegység



Multi-Plug csőkészlet



Lymph-Flow Pants



Hordtáska és cipzáras tasakok



Puha tok

MŰSZAKI ADATOK

Programok száma	3 (+4)
Kamrák száma	4
Súly	kb. 0,7 kg
Teljesítmény	14 VA
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Hálózati feszültség	110-240 V
Időbeállítás	120 perc
Nyomtatási teljesítmény	30–180 mmHg
Szivattyúteljesítmény	8 l / perc

Anyag (mandzsetták)	Nylon poliamidszálakkal
Rádiófrekvencia	2,4 GHz
A vezérlőegység méretei	25x6x7 cm
Védettségi osztály	II / 
Hőmérséklet-tartomány (üzemeltetés és tárolás)	10–40 °C
Páratartalom (relatív, üzemeltetés és tárolás)	30–85

Akkumulátor:	
Töltési idő / üzemidő [percben]	50 / 90
Típus	Li-ion
Modellszám	18600
Feszültség	11,1 V
Kapacitás	1600 mAh
Tárolt árammennyiség	17,7 Wh

A HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Európai szabványoknak megfelelő
	Gyártói adatok
	Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt dobni!
	Kövesse a használati utasítást!
	Sorozatszám
	Csak beltéri használatra
	II. védelmi osztály: Ez a szimbólum jelzi, hogy a készülék nem igényel elektromos földelést (tömörítést).
	Tartsa távol a közvetlen napfénytől
	Gyártási ország: Kína
	Hullámkarton
	Polietilén-tereftalát (PET)
	Ne mossa
	A csomagolást újrahasznosítani
	Hulladékkezelési utasítások Franciaország: Az elektromos készüléket a megfelelő helyeken kell ártalmatlanítani
	Hulladékkezelési utasítás Franciaország: Csomagolás újrahasznosítása

TERMÉKLEÍRÁS

A kompressziós masszírozó készülék egy kompresszorral, mandzsettával és légnyomás-érzékelővel ellátott eszközből áll, amelyek együttesen működnek. A készülék egy sor csővel van összekötve a mandzsettákkal. A kompressziós masszázs a légkamrák ciklikus felfújásával és leeresztésével történik. Az alkalmazás során a levegő a végtagok végétől a test közepe felé pumpálódik a kamrákba.

A mandzsetta nyomását egy érzékelő és egy mikroprocesszor szabályozza.

CÉL

A **Venen Engel Plus** a lábak, karok vagy derék légnyomásos masszázsára szolgál, és elősegíti a relaxáció, a jó közérzet és a könnyedség érzését.

A használata kellemes, könnyű testérzetet és gyengéden stimulált, vitalitást sugárzó bőrt eredményez. Wellness- vagy szépségápolási célokra használva hozzájárulhat a személyes jólléthez és a bőr kozmetikai ápolásához.

Ez a termék **nem orvostechnikai eszköz**, kizárólag kozmetikai és relaxációs célra szolgál.

JAVALLATOK

Pihenéshez egy hosszú nap után vagy fizikai aktivitás után

A lábak könnyebb érzésének elősegítésére

Az izmok kellemes ellazítására

Javíthatja a narancsbőr megjelenését

Wellness- vagy szépségápolási célokra használható a személyes jólét fokozása érdekében

Elősegíti a bőr kellemes vitalitását és rugalmasságát

ELLENJAVALLATOK

Ne alkalmazza trombózis, vénás betegségek, visszér, szívelégtelenség, véralkadási zavarok esetén.

Ne használja nyílt sebek, ekcéma, gyulladások, fertőzések, súlyos napégés vagy bőrkütiések esetén.

Zsibbadás, érzékenységi zavarok vagy fájdalom esetén azonnal hagyja abba a használatot.

Terhesség alatt nem ajánlott a lábakon és a hason használni!

Elektronikus implantátumok (pl. pacemaker) vagy fém implantátumok esetén a kezelt területeken nem alkalmazható

Láz, fertőzések, akut gyulladások esetén ne használja!

Ne használja gyermekeknél vagy olyan személyeknél, akik nem tudják biztonságosan kezelni a készüléket

MELLÉKHATÁSOK

Bőrpír, melegségérzet, enyhe bizsergés az alkalmazás után.

Fáradtság vagy enyhe szédülés túl hosszú használat esetén.

Nyomódásos foltok kialakulása túl szorosan rögzített mandzsetták vagy túlzott nyomás esetén.

Túlmelegedés folyamatos használat esetén, kábel szakadás, áramütés sérült hálózati adapter esetén.

ALKALMAZÁS

1. LÉPÉS: AZ ALKALMAZÁS ELŐTT

CSATLAKOZTASSA A LÉGCSÖVEKET

Rögzítse a tömlők csatlakozóit a mandzsetták csatlakozóival. Ügyeljen arra, hogy a leg-hosszabb tömlő a lábkamrához tartozzon. Csatlakoztassa a többi tömlőt sorban a csípő közelében lévő kamráig. A csatlakozók és csatlakozók árnyalatai segítenek a csatlako-zási sorrend meghatározásában. Javasoljuk, hogy a csatlakozókat ezután ne húzza ki.

A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSA

Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságosan áll. Ügyeljen arra is, hogy a készü-lék szabadon álljon, és ne takarja el mennyezet vagy hasonló. Ne használja a készüléket nedves helyiségekben vagy magas páratartalmú helyiségekben, például szaunákban vagy fürdőszobákban.

MANDZSETTÁK FELHÚZÁSA

A szennyeződés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a használat során leggingset vagy joggingnadrágot viseljen. A használat előtt ürítse ki a nadrágzsebeket! A mand-zsetták cipzárjait teljesen be kell csukni, hogy elkerülhető legyen a mandzsetták hirtelen kinyílása és az esetleges sérülések. Mindig ügyeljen arra, hogy a tömlők ne legyenek meggömbülve, és ne üljön rájuk.

A CSŐKÉSZLET ÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG ÖSSZEKAPCSOLÁSA/A TÖBBCSATLAKOZÓ CSATLAKOZTATÁSA

Dugja be a többcsatlakozós dugót a készülék aljába, amíg el nem éri a végállást. Ügy-eljen arra, hogy a többcsatlakozós dugót a megfelelő irányban dugja be a készülékbe (a kis csatlakozó a kis lyukba). A többcsatlakozós dugó oldalán két kapcs található. A többcsatlakozós dugó és a készülék összekapcsolásához meg kell nyomni a kapcsokat. Ezután a többcsatlakozós dugó behelyezhető a készülékbe. A használat után a kábelt ugyanúgy kell eltávolítani.


A TÁPEGYSÉG CSATLAKOZTATÁSA A VEZÉRLŐEGYSÉGHEZ

A készülék tápegység nélkül is működik, amennyiben az akkumulátor megfelelően feltöltött. Csatlakoztassa a tápegységet mind a készülékhez, mind a konnektorhoz, hogy az akkumulátor használat közben is töltődjön.



2. LÉPÉS: MŰKÖDTETÉS

1. **A KÉSZÜLÉK BEkapcsolása** A készülék tetején található a be-/kikapcsoló gomb. Nyomja meg ezt a gombot 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához. Ha a készülék nem kapcsol be, akkor valószínűleg lemerült az akkumulátor. Használja a mellékelt hálózati adaptert a készülék újratöltéséhez.
2. **PROGRAM VÁLASZTÁSA** Alapértelmezés szerint az A program van kiválasztva. Nyomja meg a „P” gombot az A, B és C programok közötti váltáshoz.
3. **NYOMÁS VÁLASZTÁSA** Alapértelmezés szerint a 8-as nyomásszint van kiválasztva. A „+” vagy „-” gombok megnyomásával beállíthatja a nyomásszintet 1 és 16 között. A megfelelő gomb hosszabb lenyomva tartásával gyorsíthatja a nyomásszint kiválasztását.
4. **PLAY / PAUSE** Indítsa el a program és a nyomtatás kiválasztását a „Play / Pause” gomb megnyomásával. Tipp: A „Lejátszás / Szünet” gomb megnyomásával a futó program alatt a szünet 2 percig aktiválódik. Ha ezt a 2 percet letelik anélkül, hogy újra megnyomná a „Lejátszás” gombot, a készülék leállítja a programot, és a kamrákból.
5. **PROGRAM LEÁLLÍTÁSA** A program azonnali leállításához és a levegő kiengedéséhez tartsa lenyomva a „Lejátszás/Szünet” gombot 3 másodpercig.



PROGRAMOK / ÚTMUTATÓ

A Venen Engel programokkal tudatos pihenőket ajándékozhat testének. Könnyebb lábakért, jobb egyensúlyért és kellemes kikapcsolódásért.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


Az alkalmazás elősegítheti a bőr stimulálását, és simábbá, egyenletesebbé teheti a bőr megjelenését. Ezenkívül enyhítheti a fáradt és nehéz lábak érzését, és általánosan pihentető hatással bír. Ideális wellness- vagy szépségápolási rituáléként a személyes jólét fokozására. A programtól függően különböző hangsúlyok kerülnek előtérbe.

IDŐTARTAM ÉS GYAKORISÁG

Az optimális alkalmazási idő 30-60 perc – vagy 10-20 perc egy rövid pihenőre a napközben. A nyomásnak érezhetőnek, de kellemesnek kell lennie. Lépésről lépésre közelítse meg a személyes kényelmi szintjét. Az optimális nyomás a napi formától függően változhat. Ezért szükség szerint állítsa be egyénileg. Javasoljuk, hogy lassan közelítse meg az optimális alkalmazási nyomást. A sok nem mindig jelent sokat: a Venen Engel alkalmazása soha nem lehet kellemetlen vagy fájdalmas.

További információk a helyes alkalmazásról, a programok kiválasztásáról és egyéb beállításokról online található: <https://venenengel.de/pages/app>

Eljárás Példa programra



A ENERGY FLOW



A kamrák egymás után telnek meg, miközben a nyomás minden kamrában megmarad, amíg a következő teljesen fel nem töltődik. Így egyenletes, aktiváló áramlás jön létre, amely elősegíti a lábak jó közérzetét és kellemesen kíséri a testet.

B DEEP RELEASE



A kamrák egymás után telnek meg, és a teljes ciklus alatt állandó nyomást tartanak fenn, hogy minimalizálják a visszaáramlást a masszázsfolyamata során. Ideális a hosszú nap vagy az intenzív edzés utáni pihenésre. Ha most kezd, kezdje az Energy Flow (A) programmal, majd lassan haladjon át a Deep Release (B) programra.

C PULSE FLOW



Minden kamra egyszerre töltődik fel és ürül ki, ami ritmikus, pulzáló masszázst eredményez, különösen sok ciklussal. A dinamikus mozgás ellazítja a testet, és a bőrt vitalizáltabbá és feszesebbé teheti.

IP INITIAL PHASE



Mielőtt a kiválasztott program/szekvencia elindulna, szeretnénk biztosítani, hogy a lábszíjak optimálisan ergonómikusan illeszkedjenek a lábához. Ehhez minden kamra egyszerre 2 percig megtelik levegővel. Ezután elindul a program. A folyamat csak egyszer aktív közvetlenül a vezérlőegység elindítása után, majd csak a készülék újraindítása után.



Kérjük, ne szakítsa meg a kezdeti fázist a program megváltoztatásával vagy a készülék kikapcsolásával. Ellenkező esetben a kamrákban felhalmozódott nyomás tovább növekszik, ami kellemetlen lehet az Ön számára.

RÁDIÓKAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA A VENEN ENGEL ALKALMAZÁSSAL

TÖLTSE LE A VENEN ENGEL ALKALMAZÁST

Töltse le a Venen Engel alkalmazást az iOS vagy Android rendszerű készülékekhez a szokásos alkalmazásáruházakból.

NYISSA MEG A VENEN ENGEL ALKALMAZÁST

Nyissa meg az alkalmazást, és válassza ki a kívánt bejelentkezési opciót.

KAPCSOLJA BE A VENEN ENGEL PLUS VEZÉRLŐKÉSZÜLÉKÉT

A párosítás automatikusan elindul. Erősítse meg a párosítást okostelefonján. Ha ez nem történik meg, ellenőrizze okostelefonja beállításait.

KÉSZ

Most már az alkalmazásunkon keresztül kezelheti a vezérlőegységet, és félreteheti azt. Ezzel többek között elindíthatja és beállíthatja az előre telepített programokat és szekvenciákat, valamint beállíthatja a nyomást és az alkalmazás időtartamát.

További információkat a Venen Engel alkalmazásról weboldalunkon talál:

<https://venenengel.de/pages/app>.



AZ ALKALMAZÁSSAL IRÁNYÍTHATÓ FUNKCIÓK

EGYEDI LÉGKAMRÁK DEAKTIVÁLÁSA

Az érzékeny területeket kizárhatja a masszázsból. Alapértelmezés szerint minden kompressziós kamra aktív. Ha bizonyos kamrákat szeretne kizárni a masszázsból, itt megteheti. Ehhez egyszerűen nyomja meg a kívánt kamra szimbólumát, és erősítse meg a választását.

Zurück
Bearbeiten

Energy Flow

Druck-Level: 8

Zeit (in Minuten) 29 30 31

Aktive Kammern

1 2 3 4

Einstellungen zurücksetzen

Programm kopieren

Speichern

NÉGY TÖBB MASSZÁZS PROGRAM

Válasszon négy további program közül, hogy változatossá tegye kezelését és optimalizálja a szekvenciákat.

15:16
Zurück
Gentle Wave (D)
Entspannung & Regeneration
Starten
30 Minuten Standard

Das Programm zum Lockern und Entspannen. Die Kammern kufen sich nacheinander – von den Füßen bis zur Brust – und erzeugen dabei einen sanften, punktierten Druck. Jede Kammer wird dabei von dem Befehl der nächsten Kammer vollständig entleert. Die folgende Massage lockert die Muskulatur, fördert die Durchblutung und unterstützt die natürliche Spannkraft der Haut. Perfekt als Warm-up oder als wohltuender Abschluss deiner Beauty-Routine.

Beauty Benefits: Löst die Muskulatur und

Programm bearbeiten

15:16
Zurück
Inner Balance (E)
Harmonisierung & Leichtigkeit
Starten
30 Minuten Standard

Ein sehr ausgeglichenes Programm mit harmonischem Wechselrhythmus. Jeweils zwei Kammern dieser beschalteten Kammern werden gleichzeitig beaufschlagt, während die übrigen (passiven) je einzeln eine bestmögliche, vollständig abwechselnde Massagerichtung haben, um Spannungen zu lösen und das Gewebe sanft zu reaktivieren.

Beauty Benefits: Unterstützt die Mikrozirkulation und kann das Gewebe auflockern – für ein Gefühl von Wärme und Leichtigkeit.

Programm bearbeiten

15:17
Zurück
Intense Flow (F)
Durchblutung & Wärmung
Starten
30 Minuten Standard

Ein aktivierendes Programm mit gleichmäßigem Druckaufbau. Immer zwei nacheinander folgende Kammern werden gleichzeitig beaufschlagt, wodurch die Massage stetig zu erhöhter Intensität wird. Das „Gentle Wave“-Kopf für den Start deiner Routine oder ein schnelles Warm-up mit bestmöglicher Wirkung.

Beauty Benefits: Fördert die Durchblutung, sorgt für eine bessere Spannfähigkeit der Haut und belastet muskelelastisch.

Programm bearbeiten


15:17
Zurück
Glow Flow (G)
Tiefenwirkung & Muskel-Optimierung
Starten
30 Minuten Standard

Das intensive Programm für eine tiefgehende Massagerichtung. Die Kammern fallen sich nacheinander, wobei der Druck bei der letzten aktiven Kammer in drei Stufen erhöht wird: von 70 % zu 90 % und schließlich auf 100 % des angegebenen Drucks. Somit erzielt ein tiefenwirksamer Effekt, der den Abtransport von Stoffwechselprodukten durch das Gewebe unterstützt, für einen natürlichen Glow Boost.

Beauty Benefits: Unterstützt ein ebenmäßiges Hautbild und lässt die Haut bei weiterführender

Programm bearbeiten

A VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS EGYÉNI MEGOLDÁSOK




A HÁROM CIPZÁR

- 1. **pozíció** = külső cipzár = legszűkebb pozíció = alacsony lábkörmérethez
- 2. **pozíció** = középső cipzár = középső pozíció = közepes lábkörméret esetén
- 3. **pozíció** = belső cipzár = legszélesebb pozíció = nagy lábszárméret esetén

A comb és az alsó lábszár számára külön cipzár található, így a Lymph-Flow Pants nadrágot nagyon egyénileg lehet beállítani.

Ha egyik beállítás sem illik pontosan, kiegészítőinkkel további méretváltozatokat is megvalósíthat. Ehhez egyszerűen látogasson el **üzletünkbe**.

Annak érdekében, hogy a cipzár használat közben ne nyíljon ki, a nadrág felhúzása után hajtsa a csúszkát a lábai felé. Ezzel egy mechanikus retesz rögzül, amely megakadályozza a Lymph-Flow Pants nadrág kinyílását. Használat után a cipzárt normál módon működtetheti, hogy levetközzön.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

HASZNÁLAT UTÁN

BEZÁRÁS ÉS LESZERELÉS

A beállított idő letelte után vagy a kikapcsoló gomb megnyomása után kihúzhatja a többcsatlakozós dugót a készülékből. Ha a masszázs alatt nem érzi jól magát, bármikor spontán befejezheti az alkalmazást. Ezután kinyithatja a mandzsettát. Az alkalmazás után a légpárnák gyors leeresztéséhez javasoljuk, hogy a többcsatlakozós dugót kihúzva mindkét kezével nyomja ki a maradék levegőt a mandzsettákból.

A használat után javasoljuk, hogy hagyja a mandzsettadugókat a mandzsettán, és csak a többfunkciós csatlakozót húzza ki a készülékből. Tároláshoz helyezze a mandzsettákat egymásra, és a csatlakoztatott csőkészlettel lazán tekerje össze őket.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

TISZTÍTÁS

A mandzsetták és a többi tartozék tisztításához nedves ruhát javasolunk. Erős szennyeződés esetén kíméletes textil tisztítószer is használható. A mandzsetták tisztítása előtt húzza ki a mandzsettadugókat, és minden esetben hagyja a mandzsettákat alaposan megszáradni. Ha a mandzsettákat több személy is használja, javasoljuk azok textilfertőtlenítő spray-vel történő fertőtlenítését. Használjon olyan tisztító- és fertőtlenítőszerket, amelyek nem tartalmaznak olajat, benzolt, alkoholt, benzint és vegyi anyagokat. Ne mossa a mandzsettákat mosógépben vagy folyó víz alatt. A tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. A mandzsetták fertőtlenítésére olyan fertőtlenítőszer alkalmazható, mint például a Descosept pur vagy hasonló összetételű termékek.

TÁROLÁS

A terméket szobahőmérsékleten (minimum 10 °C, maximum 40 °C) és jól szellőző, száraz és pormentes helyiségekben (minimum 30%, maximum 85% relatív páratartalom) tárolja. A terméket fagy ellen védett helyen tárolja, mert ellenkező esetben károsodhat. Tároláskor ügyeljen arra is, hogy a mandzsettákat ne sérüljenek meg hegyes tárgyak, például ollók vagy éles szélű tárgyak.

Hosszú távú tároláshoz javasoljuk, hogy a terméket az eredeti kartondobozában tárolja.

HIBAJAVÍTÁS

A KÉSZÜLÉK NEM KAPCSOLHATÓ BE

Ha a készülék nem kapcsolható be, ellenőrizze, hogy (A) a készülék akkumulátora lemerült-e, és (B) töltsé fel a készüléket, amíg be nem kapcsolható.

A KÉSZÜLÉK PUMPÁL, DE CSAK AZ EGYIK VAGY SEMMILYEN MANCHETT NEM FÚVÓDIK FEL

Ha az alkalmazás elindítása után csak az egyik vagy egyik mankett sem fújódik fel, ellenőrizze, (A) hogy a többcsatlakozó teljes egészében és helyesen van-e csatlakoztatva a készülékhez. Ezenkívül győződjön meg arról, (B) hogy a légcsövek nem vannak-e meggyöngyösülve, például azért, mert ráültek a csövekre. Ellenőrizze (C), hogy a szürke mandzsettadugók mind helyesen vannak-e csatlakoztatva a mandzsettához.

A MANCHETTEK ROSSZ SORRENDENBEN FELTÖLTŐDNEK

Győződjön meg arról, hogy a többcsatlakozó helyesen van-e csatlakoztatva a vezérlőegységhez. A többcsatlakozó akkor van helyesen csatlakoztatva, ha a többcsatlakozó kis csatlakozói a légkimenetek feletti nyílásokban vannak.



HALLHATÓ LÉGÁRAMLÁS

- (A) Ellenőrizze, hogy a tömlők és a csatlakozók nem sérültek-e.
- (B) Ellenőrizze, hogy a többcsatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
- (C) Ellenőrizze, hogy a tömlő nincs-e meggörbülve vagy összenyomva.

A KARMANCHETT FELVÉTELE

(Várhatóan 2026 folyamán kapható)

A karmandzsa a jobb vagy a bal karra kapható. Vásárláskor feltétlenül ügyeljen a megfelelő karoldal kiválasztására.

Megjegyzés: Ha mindkét karját kezelni szeretné, két karmandzsalra lesz szüksége – egy a jobb és egy a bal karra. A lábak és az egyik kar párhuzamos kezelése lehetséges. Javasoljuk azonban, hogy a karokat egymás után kezelje, és ne mindkettőt egyszerre. Az alkalmazás során mindig legalább az egyik karjának szabadnak kell maradnia.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Nyissa ki a karkötő kapcsát, ha még zárva van.
2. Húzza fel a karmandzsettát a megfelelő kar oldalára. Vezesse a kezét a mandzsettán keresztül, amíg az a hónalj alá nem ér.
3. Húzza a mandzsettát a vállára.
4. Vezesse a rögzítőfület a háta mögött a másik hónalj alá, és dugja a fül végét elől a kapcsos rögzítésbe.
5. Állítsa be a mandzsettát úgy, hogy a rögzítőfüle végét húzva addig húzza, amíg a mandzsetta szorosan és kényelmesen illeszkedik.
6. Használat után oldja ki a karkötőt úgy, hogy egyszerre nyomja meg a kapcsos zárást mindkét oldalon.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Óvatosan őrizze meg ezt a használati utasítást! Ne szerelje szét és ne égesse el a készüléket. A vezérlőegység javítását csak a Wellcosan GmbH által felhatalmazott szakemberek végezhetik, ellenkező esetben a garancia elveszhet. Ha a készülék megsérült, húzza ki a hálózati csatlakozót és kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót és kapcsolja ki a készüléket, ha víz vagy más folyadék került rá. Ne használja a készüléket nedves helyiségekben. Gondoskodjon a készülék biztonságos elhelyezéséről. Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak és ne dobja el. A készüléket működés közben nem szabad más tárgyakkal letakarni. Ügyeljen arra, hogy a csövek használat és tárolás közben ne csavarodjanak meg és ne törjenek meg. Tartsa a készüléket hőforrásoktól (pl. közvetlen napfény, radiátorok és egyéb) távol. Ha nem használja a készüléket, akkor azt ki kell kapcsolni. A készülék 10 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

Ha nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót is. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból. Tartsa a terméket távol gyermekektől és olyan személyektől, akik nem kaptak használati utasítást.



A CE jelöléssel a gyártó vagy importőr igazolja, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK irányelveknek és az azokban meghatározott „alapvető követelményeknek”.



Ez a jelölés a készüléken azt jelenti, hogy élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A hulladékot kérjük, elektronikai hulladékkezelővel ártalmatlanítsa.

GARANCIA

A vezérlőegységre 24 hónapos garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén előfordulhat, hogy a készüléket be kell küldeni ellenőrzésre. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a szállító doboz megfelelően legyen párnázva, hogy elkerülje az esetleges szállítási károkat. A nem megfelelő szállításból eredő hibákra sajnos nem lehet garanciát érvényesíteni.

Garanciális feltételek: Amennyiben törvényes garanciális kötelezettség áll fenn, a vételár visszatérítésére vagy az ár csökkentésére vonatkozó jog kizárásával vagy ingyenes pótlást biztosítunk, vagy a gyártó lehetőséget kap a javításra. Ha a javítás többszöri kísérlet ellenére is hibásnak bizonyul, vagy a pótlást is a gyártó hibája miatt kell kicserélni, az ügyfél jogosult a vételár visszatérítésére vagy az ár csökkentésére.

Garanciakizárás: A garancia nem terjed ki az erőszakos károsodás, a nem megfelelő kezelés, külső erőhatás vagy harmadik személyek által végzett módosítások és javítások által okozott hibákra, pl. a helytelenül méretezett vagy rövidzárt biztosítékok által okozott hibákra, illetve a normál kopásnak tulajdonítható hibákra. Garanciális feltétel: A jótállási igény csak az eredeti vásárlási bizonylat (számla) bemutatásával érvényesíthető. Kérjük, őrizze meg gondosan a vásárlási bizonylatot.

Ha a rendszer használata során problémái vagy kérdései merülnek fel, a +49 (0) 666 17 48 91 05 telefonszámon vagy a service@venenengel.de e-mail címen állunk rendelkezésére.

HULLADÉKKEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék kis mennyiségű ólmot tartalmaz. Ezért kérjük, hogy a hulladékot elektronikai hulladékkezelő vállalkozásnak adja át. **FONTOS: Kérjük, ne dobja a terméket a háztartási hulladékba!**

NÉMETORSZÁG:

Az elektronikus termékeket nem szabad a szelektálatlan háztartási hulladékba dobni. Helyette használja a rendelkezésre álló visszavételi és gyűjtési rendszereket. Így mindannyian hozzájárulunk az elektronikus termékek újrahasznosításához, újrafeldolgozásához és hasznosításához.

Az elektronikus termékek helytelen ártalmatlanítása nem csak erőforrások pazarlásához vezet (a legtöbb elektromos készülék értékes nyersanyagokat tartalmaz, mint arany, réz, ezüst stb.), hanem a néha veszélyes anyagok miatt a környezetre is káros hatással van.

ALTERNATÍVA: Örömmel gondoskodunk régi Venen Engel készülékének ártalmatlanításáról. Egyszerűen küldje el a következő címre:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Németország

Kérjük, csatoljon egy megjegyzést, amelyben kéri a hulladékkezelést.

A használt elemeket és akkumulátorokat a szilárd települési hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ezt a rendelkezésre álló visszavételi és újrahasznosítási rendszerek (pl. Corepile) segítségével teheti meg.

A használt elemek és akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása a bennük található veszélyes anyagok miatt jelentős hatással lehet az emberekre és a környezetre. Az újrahasznosítás révén értékes nyersanyagok maradnak meg, és a termék alkatrészei újra felhasználhatók.

FRANCIAORSZÁG/SZLOVÁKIA:

Az elektronikus termékeket nem szabad a válogatás nélküli települési hulladékba dobni. Helyette használja a rendelkezésre álló visszvételi és gyűjtési rendszereket. Így mindannyian hozzájárulunk az elektronikus termékek újrafelhasználásához, újrahasznosításához és hasznosításához.

Az elektronikus termékek helytelen ártalmatlanítása nem csak erőforrások pazarlását jelenti (a legtöbb elektromos készülék értékes nyersanyagokat tartalmaz, mint például arany, réz, ezüst stb.), hanem a néha veszélyes anyagok miatt a környezetet is veszélyezteti.

A használt elemeket és akkumulátorokat a szilárd települési hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ezt a rendelkezésre álló visszavételi és újrahasznosítási rendszerek (pl. Corepile) segítségével teheti meg.

A használt elemek és akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása a bennük található veszélyes anyagok miatt jelentős hatással lehet az emberekre és a környezetre. Az újrahasznosítás révén értékes nyersanyagok maradnak meg, és a termék alkatrészei újra felhasználhatók.

FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEKTROMAGNETIKUS KOMPATIBILITÁSRÓL (EMC)

1. Ez a termék különleges óvintézkedéseket igényel az EMC tekintetében, és a mellékelt információknak megfelelően kell telepíteni és üzembe helyezni. Ez a készülék hordozható és mobil HF-kommunikációs eszközök hatásának ki lehet téve.
2. Ne használjon mobiltelefont vagy más, elektromágneses mezőt kibocsátó eszközt a készülék közelében. Ez a készülék hibás működéséhez vezethet.
3. Figyelem! Ezt a készüléket alaposan tesztelték és ellenőrizték, hogy megfelelő teljesítményt és működést biztosítson!
4. Figyelem: Ezt a készüléket nem szabad más készülékek mellett vagy azok tetejére helyezve használni. Ha más készülékek mellett vagy azok tetejére helyezve kell használni, akkor a készüléket figyelni kell, hogy ellenőrizni lehessen a normál működést abban a konfigurációban, amelyben használják.

FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Ha egészségügyi aggályai vannak vagy bizonytalan, kérjük, használat előtt konzultáljon orvosával.

MEGJEGYZÉS:

A Venen Engel termék **nem orvosi eszköz**, és nem alkalmas önkezelésre.

Ha bizonytalan, kérdezze meg orvosát.

GYÁRTÓ:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Németország

Telefon: +49 1573 5990084

Mail: service@venenengel.de

Web: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

MANUALE D'USO



NOTA PRELIMINARE

Se ha scelto la nostra Leo Edition, la invitiamo a leggere attentamente le informazioni riportate in questa pagina.

Questa edizione speciale si differenzia dalla versione standard esclusivamente per alcuni dettagli di design e dei materiali:

- **Esclusiva stampa Leo** sui manicotti
- **Unità di controllo e tubi in un nuovo colore** coordinato al design
- **Placca con logo in metallo** come elemento di design di alta qualità sulla fascia in vita
- **Cerniera di alta qualità** con cursore e terminale in lega di zinco per un aspetto e una sensazione premium

Le funzioni, il funzionamento e l'utilizzo del dispositivo sono identici a quelli della versione standard. Tutte le istruzioni per un uso sicuro sono riportate, come di consueto, nel manuale d'uso.

Avvertenza per le persone allergiche allo zinco:

Le parti metalliche della Leo Edition sono realizzate in lega di zinco. In rari casi, il contatto diretto con la pelle può provocare reazioni cutanee nelle persone sensibili. Se soffre di un'allergia nota allo zinco o alle leghe metalliche, oppure se nota irritazioni cutanee durante l'utilizzo, le consigliamo di interrompere l'uso.

Le auguriamo di apprezzare la sua Leo Limited Edition.

PREMESSA

Congratulazioni per l'acquisto di questo dispositivo! Il Venen Engel vi darà grande soddisfazione! Se siete soddisfatti del vostro Venen Engel, saremo lieti di ricevere la vostra raccomandazione.

Il presente manuale contiene informazioni che l'utente è tenuto a osservare per prevenire pericoli e utilizzare il dispositivo in modo sicuro.

Se avete domande sull'uso, sugli accessori o suggerimenti, non esitate a contattarci!

Telefono: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
Mail: service@venenenengel.de
Web: www.venenenengel.de

PRIMA DI INIZIARE

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo .
- Conservare il presente manuale d'uso per poterlo consultare in caso di necessità.
- In determinate condizioni di salute, Venen Engel non deve essere utilizzato. Leggere attentamente l'elenco delle controindicazioni riportato nell'ultima pagina.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI IMPORTANTI

È importante leggere tutte le avvertenze e le precauzioni contenute in questo manuale. Esse servono a garantire la vostra sicurezza, a evitare lesioni e danni all'apparecchio.

- Non utilizzare questo dispositivo se si dispone di un pacemaker, un defibrillatore impiantato o qualsiasi altro dispositivo metallico o elettronico impiantato metallico o elettronico. Tale utilizzo può causare scosse elettriche, ustioni, disturbi elettrici o alla morte.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conservare queste istruzioni vicino all'apparecchio in modo da poterle consultare durante l'uso.
- Per evitare pericoli, garantire la sicurezza o impedire un funzionamento non conforme alle norme, di seguito sono elencati alcuni dettagli che l'utente deve tenere in considerazione durante l'uso dell'apparecchio.
- Il dispositivo non è adatto all'uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o protossido di azoto.
- Le persone con disabilità mentali possono utilizzare l'apparecchio solo sotto supervisione.
- Le riparazioni, la manutenzione e la sostituzione di componenti non devono essere effettuate durante l'uso e devono essere eseguite solo da personale autorizzato dal produttore. In caso contrario, si rischia la perdita della garanzia.
- In caso di malessere generale o dolore durante l'uso, interrompere immediatamente l'applicazione.
- Al primo utilizzo, la durata dell'applicazione non deve superare i 5 minuti. Nelle applicazioni successive, la durata dell'applicazione deve essere gradualmente aumentata in base alle condizioni fisiche dell'utente. Un uso prolungato potrebbe effetti collaterali indesiderati.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da neonati o bambini piccoli.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare che acqua o altri materiali (ad es. chiodi, aghi e altri oggetti metallici) entrino all'interno del dispositivo.
- Se il dispositivo non funziona correttamente, non aprirlo, smontarlo o modificarlo in nessun caso, poiché ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni.
- Assicurarsi che la spina e le mani siano asciutte quando si collega o scollega la spina di alimentazione.
- Utilizzare l'apparecchio solo con corrente monofase a 220-230 V. Dopo l'uso, scolle-

gare la spina di alimentazione dell'apparecchio dalla presa di corrente.

- Assicurarsi di posizionare l'apparecchio in modo tale da poter staccare facilmente la spina in qualsiasi momento.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia attorcigliato o piegato e non appoggiare oggetti pesanti (ad es. gambe di tavoli e sedie) sul cavo di alimentazione.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo indicato.
- Non utilizzare l'apparecchio con prese multiple. Non collegare la spina di alimentazione di questo apparecchio a una presa insieme ad altri apparecchi.

CONTENUTO DELLA FORNITURA



Unità di controllo



Alimentatore



Set di tubi multi-plug



Lymph-Flow Pants



Borsa da trasporto e sacchetti con cerniera



Custodia morbida

DATI TECNICI

Numero di programmi	3 (+4)
Numero di scomparti	4
Peso	circa 0,7 kg
Potenza erogata	14 VA
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione di rete	110-240 V
Impostazione dell'ora	120 min
Capacità di stampa	30-180 mmHg
Capacità di pompaggio	8 l/min

Materiale (polsini)	Nylon con fibre di poliammide
Frequenza radio	2,4 GHz
Dimensioni unità di controllo	25 x 6 x 7 cm
Classe di protezione	II / 
Intervallo di temperatura (funzionamento e stoccaggio)	10-40 °C
Umidità (relativa, funzionamento e conservazione)	30-85

Batteria:

Tempo di ricarica / autonomia [in min]	50 / 90
Tipo	Li-ion
Numero di modello	18600
Tensione	11,1 V
Capacità	1600 mAh
Quantità di energia immagazzinata	17,7 Wh

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI UTILIZZATI



Conforme agli standard europei



Indicazioni del produttore



Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!



Attenersi alle istruzioni per l'uso!



Numero di serie



Utilizzare solo in ambienti interni



Classe di protezione II: questo simbolo indica che l'apparecchio non necessita di un collegamento elettrico di terra (massa)



Tenere lontano dalla luce solare diretta



Paese di produzione: Cina



Cartone ondulato



Polietilene tereftalato (PET)



Non lavare



Riciclare l'imballaggio



Istruzioni per lo smaltimento Francia: smaltire l'apparecchio elettrico negli appositi centri di raccolta



Istruzioni per lo smaltimento in Francia: riciclare l'imballaggio

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il massaggiatore a compressione è costituito da un dispositivo con compressore, bracciale e sensore di pressione dell'aria, che funzionano insieme come un'unica unità. Il dispositivo è collegato ai bracciali tramite una serie di tubi flessibili. Il massaggio a compressione avviene tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio ciclico delle camere d'aria. Durante l'applicazione, l'aria viene pompata nelle camere dall'estremità degli arti verso il centro del corpo.

La pressione nel bracciale è controllata da un sensore e da un microprocessore.

DESTINAZIONE D'USO

Il **Venen Engel Plus** serve per il massaggio ad aria compressa di gambe, braccia o vita e favorisce una sensazione di rilassamento, benessere e leggerezza.

L'applicazione favorisce una piacevole sensazione di leggerezza del corpo e una pelle delicatamente stimolata e dall'aspetto più vitale. Utilizzato come trattamento benessere o di bellezza, può contribuire ad aumentare il benessere personale e la cura cosmetica della pelle.

Questo prodotto **non è un dispositivo medico** ed è destinato esclusivamente all'uso cosmetico e rilassante.

INDICAZIONI

Per rilassarsi dopo una lunga giornata o dopo un'attività fisica

Per favorire una sensazione soggettiva di gambe più leggere

Per un piacevole rilassamento della muscolatura

Può migliorare l'aspetto della cellulite

Utilizzo come trattamento benessere o di bellezza per aumentare il benessere personale

Promuove una piacevole sensazione di vitalità e morbidezza della pelle

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in caso di trombosi, malattie venose, vene varicose, insufficienza cardiaca, disturbi della coagulazione del sangue.

Non utilizzare in caso di ferite aperte, eczemi, infiammazioni, infezioni, forti scottature solari o eruzioni cutanee.

Interrompere immediatamente l'uso in caso di intorpidimento, disturbi della sensibilità o dolore.

Non raccomandato per l'uso su gambe e addome durante la gravidanza!

Non utilizzare in presenza di impianti elettronici (ad es. pacemaker) o impianti metallici nelle zone trattate

Non utilizzare in caso di febbre, infezioni, infiammazioni acute

Non utilizzare su bambini o persone che non sono in grado di utilizzare il dispositivo in modo sicuro

EFFETTI COLLATERALI

Arrossamenti, sensazione di calore, leggero formicolio dopo l'applicazione.

Stanchezza o leggero capogiro in caso di uso prolungato.

Formazione di punti di pressione in caso di bracciali troppo stretti o pressione eccessiva.

Surriscaldamento in caso di funzionamento continuo, rottura del cavo, scossa elettrica in caso di alimentatore danneggiato.

APPLICAZIONE

FASE 1: PRIMA DELL'APPLICAZIONE

COLLEGARE I TUBI DELL'ARIA

Fissare i connettori dei tubi flessibili alle maniche con i raccordi. Assicurarsi che il tubo flessibile più lungo sia collegato alla camera dei piedi. Collegare i tubi flessibili rimanenti in sequenza fino alla camera vicino all'anca. Le sfumature dei raccordi e dei connettori aiutano a determinare la sequenza di collegamento. Si consiglia di non allentare più i collegamenti a innesto.

POSIZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato in modo sicuro. Assicurarsi inoltre che l'apparecchio sia libero e non coperto da un soffitto o simili. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o con elevata umidità dell'aria, come saune o bagni.

INDOSSARE LE FASCE

Per evitare contaminazioni, si consiglia di indossare leggings o pantaloni da jogging durante l'uso. Svuotare le tasche dei pantaloni prima dell'uso! Le cerniere sui bracciali devono essere completamente chiuse per evitare l'apertura improvvisa dei bracciali e possibili danni. Assicurarsi sempre che i tubi non siano piegati e non sedersi sui tubi.

COLLEGAMENTO DEL SET DI TUBI FLESSIBILI E DELL'UNITÀ DI CONTROLLO/INSTALLAZIONE DEL CONNETTORE MULTIPLO

Inserire il connettore multiplo nella parte inferiore dell'apparecchio fino a quando non si blocca. Assicurarsi di inserire il connettore multiplo nell'apparecchio nella posizione corretta (il nipplo piccolo nel foro piccolo). Sul lato del connettore multiplo sono presenti due clip. Per collegare il connettore multiplo e l'apparecchio, è necessario premere le clip. Successivamente è possibile inserire il connettore multiplo nell'apparecchio. Dopo l'uso, il cavo deve essere scollegato seguendo la stessa procedura.


COLLEGARE L'ALIMENTATORE AL DISPOSITIVO DI CONTROLLO

Il dispositivo può funzionare sia con che senza alimentatore, a condizione che la batteria sia sufficientemente carica. Collegare l'alimentatore sia al dispositivo che a una presa di corrente per caricare la batteria durante l'uso.



FASE 2: FUNZIONAMENTO

1. **ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO** Sulla parte superiore è presente l'interruttore di accensione/spegnimento. Premere questo pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. Se il dispositivo non si accende, è probabile che la batteria sia scarica. Utilizzare l'alimentatore in dotazione per ricaricare l'apparecchio.
2. **SELEZIONARE IL PROGRAMMA** Il programma A è selezionato di default. Premere il tasto „P“ per passare dai programmi A, B e C.
3. **SELEZIONARE LA PRESSIONE** Il livello di pressione 8 è selezionato di default. Premendo i tasti „+“ o „-“ è possibile impostare il livello di pressione tra 1 e 16. Tenendo premuto il tasto corrispondente si accelera la selezione del livello di pressione.
4. **PLAY / PAUSA** Avviare la selezione del programma e della stampa premendo il tasto „Play / Pausa“. Suggerimento: premendo il tasto „Play / Pausa“ durante un programma in corso, attiva la pausa per 2 minuti. Lasciare trascorrere questi 2 minuti senza premere nuovamente „Play“, l'apparecchio interrompe il programma e fa uscire l'aria dalle camere.
5. **INTERRUZIONE DEL PROGRAMMA** Per interrompere immediatamente un programma e far uscire l'aria, tenere premuto il tasto „Play / Pausa“ per 3 secondi.



PROGRAMMI / GUIDA

Con i programmi Venen Engel regalate al vostro corpo pause consapevoli. Per gambe più leggere, maggiore equilibrio e un piacevole relax.

CAMPI DI APPLICAZIONE


L'applicazione può favorire la stimolazione della pelle e renderla più liscia e uniforme. Allo stesso modo, può alleviare la sensazione di gambe stanche e pesanti e avere un effetto rilassante generale. Ideale come rituale di benessere o di bellezza per aumentare il benessere personale. A seconda del programma, vengono stabiliti diversi obiettivi principali.

DURATA E FREQUENZA

La durata ottimale dell'applicazione è di 30-60 minuti, oppure di 10-20 minuti per un breve momento di relax durante la giornata. La pressione deve essere percepibile ma piacevole. Cercate di raggiungere gradualmente il vostro livello di benessere personale. La pressione ottimale può variare a seconda della forma fisica giornaliera. Regolatela quindi individualmente secondo le vostre esigenze. Si consiglia di avvicinarsi gradualmente alla pressione ottimale. Non sempre „più“ è meglio: l'applicazione di Venen Engel non dovrebbe mai essere sgradevole o addirittura dolorosa.

Ulteriori informazioni sul corretto utilizzo, sulla selezione dei programmi e su altre impostazioni sono disponibili online all'indirizzo: <https://venenengel.de/pages/app>

Procedura Esempio di programma



A ENERGY FLOW



Le camere si riempiono una dopo l'altra, mantenendo la pressione in ciascuna di esse fino a quando la successiva non è completamente gonfia. Si crea così un flusso uniforme e stimolante che favorisce il benessere delle gambe e accompagna piacevolmente il corpo.

B DEEP RELEASE



Le camere si riempiono una dopo l'altra e mantengono la pressione costante durante l'intero ciclo per ridurre al minimo i flussi di ritorno durante il massaggio. Ideale per alleviare la tensione dopo una lunga giornata o un allenamento intenso. Se siete alle prime armi, iniziate con Energy Flow (A) e poi passate gradualmente a Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Tutte le camere vengono gonfiate e sgonfiate contemporaneamente, creando un massaggio ritmico e pulsante con un numero particolarmente elevato di passaggi. Il movimento dinamico rilassa la sensazione corporea e può rendere la pelle più vitale e tonica.

IP INITIAL PHASE



Prima dell'avvio del programma/sequenza selezionato, desideriamo assicurarci che i gambali si siano adattati in modo ottimale ed ergonomico alle vostre gambe. A tal fine, tutte le camere si riempiono contemporaneamente di aria per 2 minuti. Successivamente, il programma ha inizio. Il processo è attivo solo una volta subito dopo l'avvio del dispositivo di controllo e successivamente solo dopo il riavvio del dispositivo.



Si prega di non interrompere la fase iniziale modificando il programma o spegnendo l'apparecchio. In caso contrario, la pressione accumulata nelle camere potrebbe aumentare e causare disagio.

CREAZIONE DI UNA CONNESSIONE RADIO CON L'APP VENEN ENGEL

SCARICATE L'APP VENEN ENGEL

Scarica la nostra app Venen Engel dagli app store più diffusi per iOS o Android.

APRI L'APP VENEN ENGEL

Apri l'app e seleziona l'opzione di onboarding desiderata.

ACCENDETE IL VOSTRO DISPOSITIVO DI CONTROLLO VENEN ENGEL PLUS

L'accoppiamento avvia automaticamente. Confermate l'accoppiamento sul vostro smartphone. Se ciò non dovesse avvenire, controllate le impostazioni del vostro smartphone.

FATTO

Ora puoi utilizzare il tuo dispositivo di controllo tramite la nostra app e metterlo da parte. Qui puoi avviare e personalizzare i programmi e le sequenze preinstallati, nonché impostare la pressione e la durata dell'applicazione.


Maggiori informazioni sull'app Venen Engel sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo <https://venenengel.de/pages/app>.



FUNZIONI CONTROLLABILI SOLO TRAMITE L'APP

DISATTIVAZIONE DI SINGOLE CAMERE D'ARIA

Le zone sensibili possono essere escluse dal massaggio. Di default tutte le camere di compressione sono attivate. Se desiderate escludere determinate camere dal massaggio, potete farlo qui. Basta premere il simbolo della camera desiderata e confermare la selezione.




QUATTRO PROGRAMMI DI MASSAGGIO AGGIUNTIVI

Scegliete tra quattro programmi aggiuntivi per rendere più varia la vostra applicazione e ottimizzare le vostre sequenze.



PERSONALIZZAZIONE DEI PANTALONI VENEN ENGEL LYMPH-FLOW



LE TRE CERNIERE

Posizione 1 = cerniera esterna = posizione più stretta = per circonferenze gambe ridotte


Posizione 2 = cerniera centrale = posizione intermedia = per circonferenze gambe medie

Posizione 3 = cerniera interna = posizione più ampia = per circonferenze gambe grandi

Ci sono cerniere separate per la coscia e la parte inferiore della gamba, in modo da poter adattare i pantaloni Lymph-Flow Pants in modo molto personalizzato.

Se nessuna delle impostazioni possibili si adatta perfettamente, è possibile realizzare ulteriori gradazioni di taglia con le nostre estensioni. Date un'occhiata al nostro **negozio**.

Affinché la cerniera non si apra durante l'uso, dopo aver chiuso i pantaloni, piegare il cursore verso i piedi. In questo modo si innesta un blocco meccanico che impedisce l'apertura dei pantaloni Lymph-Flow. Dopo l'uso, è possibile utilizzare la cerniera normalmente per togliere i pantaloni.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

DOPO L'USO

TERMINAZIONE E SMONTAGGIO

Allo scadere del tempo impostato o dopo aver premuto l'interruttore di spegnimento, è possibile scollegare il connettore multiplo dall'apparecchio. Se durante il massaggio non vi sentite a vostro agio, potete interrompere l'applicazione in qualsiasi momento. Successivamente è possibile aprire il bracciale. Per sgonfiare rapidamente i cuscini d'aria dopo l'applicazione, si consiglia di estrarre il connettore multiplo e di spingere con entrambe le mani l'aria residua fuori dai bracciali.

Dopo l'uso, si consiglia di lasciare i connettori dei bracciali inseriti nei bracciali e di rimuovere solo la spina multipla dall'apparecchio. Per riporre i bracciali, sovrapponeteli e arrotolateli senza stringere con il set di tubi collegato.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA

Per pulire i bracciali e gli altri accessori, si consiglia di utilizzare un panno umido. In caso di sporco ostinato, è possibile utilizzare anche un detergente delicato per tessuti. Prima di pulire i bracciali, scollegare i connettori e lasciarli asciugare completamente. Se il dispositivo viene utilizzato da più persone, si consiglia di disinfettare i bracciali con uno spray disinfettante per tessuti. Utilizzare detersivi e disinfettanti privi di olio, benzene, alcool, benzina e sostanze chimiche. Non lavare i bracciali in lavatrice o sotto l'acqua corrente. Spegnerne il dispositivo prima della pulizia. Per la disinfezione dei bracciali sono adatti disinfettanti come Descosept pur o prodotti simili con composizione analoga.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto a temperatura ambiente (minimo 10 °C, massimo 40 °C) in locali ben ventilati, asciutti e privi di polvere (umidità relativa minima 30%, massima 85%). Conservare il prodotto in un luogo protetto dal gelo, altrimenti potrebbero verificarsi danni.

Durante la conservazione, prestare inoltre attenzione a non danneggiare i manicotti con oggetti appuntiti come forbici o oggetti con bordi affilati.

Per la conservazione a lungo termine, si consiglia di conservare il prodotto nella scatola di cartone originale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'APPARECCHIO NON SI ACCENDE

Se l'apparecchio non si accende, verificare (A) se la batteria dell'apparecchio è scarica e (B) caricare l'apparecchio fino a quando non si accende.

L'APPARECCHIO POMPA, MA SI GONFIA SOLO UN BRACCIALE O NESSUNO DEI DUE

Se dopo l'avvio dell'applicazione solo uno o nessuno dei due bracciali si gonfia, controllare (A) se il connettore multiplo è stato inserito completamente e correttamente nell'apparecchio. Assicurarsi inoltre (B) che i tubi dell'aria non siano piegati, ad esempio perché ci si è seduti sopra. Controllare (C) che tutti i connettori grigi dei bracciali siano stati collegati correttamente al bracciale.

I BRACCIALI SI GONFIANO NELL'ORDINE SBAGLIATO

Assicurarsi che il connettore multiplo sia inserito correttamente nell'unità di controllo. Il connettore multiplo è inserito correttamente quando i piccoli nippli del connettore multiplo si trovano nelle aperture previste sopra le uscite dell'aria.



FUORIUSCE ARIA (UDIBILE)

- (A) Controllare che i tubi e i connettori non siano danneggiati.
- (B) Verificare che il connettore multiplo sia inserito correttamente nell'unità
- (C) Ollare che il tubo flessibile non sia piegato o schiacciato.

INDOSSARE IL BRACCIALE

(disponibile presumibilmente nel corso del 2026)

È disponibile un bracciale per il braccio destro e uno per il braccio sinistro. Al momento dell'acquisto, assicurarsi di selezionare il lato corretto del braccio.

Nota: se desiderate trattare entrambe le braccia, sono necessari due bracciali, uno per il braccio destro e uno per il braccio sinistro. È possibile trattare contemporaneamente le gambe e un braccio. Tuttavia, si consiglia di trattare le braccia una alla volta e non entrambe contemporaneamente. Durante l'applicazione, almeno un braccio deve rimanere libero.

ISTRUZIONI:

1. aprire la chiusura a clip del bracciale, se ancora chiusa.
2. Indossare il bracciale sul lato corrispondente del braccio. Far passare la mano attraverso il bracciale fino a quando non si trova sotto l'ascella.
3. Tirare il bracciale sopra la spalla.
4. Far passare la linguetta di chiusura dietro la schiena sotto l'ascella opposta e inserire l'estremità della linguetta nella chiusura a clip sul davanti.
5. Regolare la vestibilità tirando l'estremità della linguetta di chiusura fino a quando il bracciale non è ben saldo e comodo.
6. Dopo l'uso, allentare il bracciale premendo contemporaneamente la chiusura a clip su entrambi i lati.



AVVERTENZE DI SICUREZZA

Conservare con cura il presente manuale d'uso! Non smontare né bruciare l'apparecchio. Le riparazioni dell'unità di controllo devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato autorizzato dalla Wellcosan GmbH, pena la perdita della garanzia. In caso di danni all'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione e spegnere l'apparecchio. Scollegare la spina di alimentazione e spegnere l'apparecchio anche se è entrato in contatto con acqua o altri liquidi. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi. Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato in modo stabile. Non sottoporre l'apparecchio a urti né gettarlo. Durante il funzionamento, l'apparecchio non deve essere coperto da altri oggetti. Assicurarsi che i tubi non si attorciglino o si pieghino durante l'uso e lo stoccaggio. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore (ad es. luce solare diretta, radiatori e altro). Quando non si utilizza l'apparecchio, è necessario spegnerlo. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

Quando non è in uso, scollegare anche la spina di alimentazione. Prima di pulire l'apparecchio, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini o di persone che non sono state istruite sul suo utilizzo.



Con il marchio CE, il produttore o l'importatore conferma la conformità del prodotto alle direttive CE applicabili e il rispetto dei „requisiti essenziali“ ivi stabiliti.



Questo marchio sull'apparecchio indica che alla fine del suo ciclo di vita non può essere smaltito nei normali rifiuti domestici. Si prega di farlo smaltire da un'azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti elettronici.

GARANZIA

Concediamo 24 mesi di garanzia sul dispositivo di controllo. In caso di malfunzionamento, potrebbe essere necessario inviare il dispositivo per un controllo. Assicurarsi che la scatola di spedizione sia adeguatamente imbottita per evitare eventuali danni durante il trasporto. Purtroppo non è possibile far valere la garanzia per difetti dovuti a un trasporto improprio.

Condizioni di garanzia: nella misura in cui sussiste un obbligo legale di garanzia, con

esclusione del diritto di rescissione o riduzione, verrà fornita una sostituzione gratuita oppure il produttore avrà la possibilità di riparare il dispositivo. Se, nonostante diversi tentativi, la riparazione risulta insufficiente o anche un dispositivo sostitutivo presenta un difetto imputabile al produttore, il cliente ha diritto alla rescissione o alla riduzione.

Esclusione dalla garanzia: sono esclusi dalla garanzia i difetti causati da danni violenti, uso improprio, forza esterna o modifiche e riparazioni effettuate da terzi, come ad esempio difetti causati da fusibili di dimensioni errate o cortocircuitati o difetti dovuti alla normale usura.

Requisiti di garanzia: il diritto alla garanzia sussiste solo in presenza della ricevuta di acquisto originale (fattura). Si prega quindi di conservare con cura la ricevuta di acquisto.

In caso di problemi o domande sull'utilizzo del sistema, siamo a vostra disposizione al numero +49 (0) 666 17 48 91 05 o all'indirizzo service@venenengel.de.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Si prega di notare che il prodotto contiene piccole quantità di piombo. Si prega quindi di smaltirlo tramite un'azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti elettronici.

IMPORTANTE: non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici!

GERMANIA:

I prodotti elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Utilizzare invece i sistemi di restituzione e raccolta disponibili. In questo modo contribuiamo tutti al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei prodotti elettronici. Uno smaltimento errato dei prodotti elettronici non comporta uno spreco di risorse (la maggior parte degli apparecchi elettrici contiene materie prime preziose come oro, rame, argento, ecc.), ma mette anche in pericolo l'ambiente a causa delle sostanze talvolta pericolose in essi contenute.

ALTERNATIVA: saremo lieti di occuparci dello smaltimento del vostro vecchio dispositivo Venen Engel. Basta inviarlo a:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germania

Si prega di allegare una nota con la richiesta di smaltimento.

Le batterie e gli accumulatori usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti solidi urbani. È possibile farlo tramite i sistemi di raccolta e riciclaggio a vostra disposizione (ad es. Corepile).

Lo smaltimento improprio di batterie e accumulatori usati può avere un impatto significativo sulle persone e sull'ambiente a causa delle sostanze pericolose in essi contenute. Il riciclaggio consente di conservare materie prime preziose e di riutilizzare i componenti dei prodotti.

FRANCIA/SLOVACCHIA:

I prodotti elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Utilizzate invece i sistemi di restituzione e raccolta disponibili. In questo modo contribuiamo tutti al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei prodotti elettronici.

Uno smaltimento scorretto dei prodotti elettronici non solo comporta uno spreco di risorse (la maggior parte degli apparecchi elettrici contiene materie prime preziose come oro, rame, argento ecc.), ma mette anche a rischio l'ambiente a causa delle sostanze talvolta pericolose in essi contenute.

Le batterie e gli accumulatori usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti urbani solidi. È possibile farlo tramite i sistemi di raccolta e riciclaggio a vostra disposizione (ad es. Corepile).

Lo smaltimento improprio di batterie e accumulatori usati può avere un impatto significativo sulle persone e sull'ambiente a causa delle sostanze pericolose in essi contenute. Il riciclaggio consente di conservare materie prime preziose e di riutilizzare i componenti dei prodotti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)

1. Questo prodotto richiede particolari precauzioni in materia di compatibilità elettromagnetica e deve essere installato e messo in funzione secondo le informazioni fornite. Questo apparecchio può essere influenzato da dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili.
2. Non utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi che emettono campi elettromagnetici in prossimità dell'apparecchio. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento dell'apparecchio.
3. Attenzione! Questo dispositivo è stato accuratamente testato e controllato per garantirne il corretto funzionamento!
4. Attenzione: questo dispositivo non deve essere utilizzato accanto o sovrapposto ad altri dispositivi. Se è necessario utilizzarlo accanto o sovrapposto ad altri dispositivi, è necessario monitorarlo per verificarne il normale funzionamento nella configurazione in cui viene utilizzato.

AVVISO DI RESPONSABILITÀ

Se avete dubbi sulla vostra salute o non siete sicuri, consultate un medico prima dell'uso.

AVVISO:

Il prodotto Venen Engel **non è un dispositivo medico** e non è destinato all'autotrattamento. In caso di dubbi, consultare il proprio medico.

PRODUTTORE:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Germania

Telefono: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



IEVADA PIEZĪME

Ja esat izvēlēties mūsu Leo Edition, lūdzu, iepazīstieties ar šajā lapā sniegto informāciju.

Šī īpašā versija no mūsu standarta versijas atšķiras tikai ar atsevišķām dizaina un materiālu detaļām:

- **Ekskluzīvs Leo raksts** uz aprocēm
- **Vadības bloks un šļūtenes jaunā krāsā**, kas pieskaņota dizainam
- **Metāla logotipa** plāksnīte kā augstas kvalitātes dizaina elements jostas daļā
- **Augstas kvalitātes rāvējslēdzējs** ar slīdni un gala elementu no cinka sakausējuma izcilam izskatam un taustes sajūtai

Ierīces funkcijas, lietošana un darbība ir identiska standarta versijai. Visus drošas lietošanas norādījumus atradīsiet lietošanas instrukcijā.

Piezīme personām ar alerģiju pret cinku:

Leo Edition metāla detaļas ir izgatavotas no cinka sakausējuma. Retos gadījumos tiešs kontakts ar ādu jutīgām personām var izraisīt ādas reakcijas. Ja jums ir zināma alerģija pret cinku vai metālu sakausējumiem vai lietošanas laikā novērojat ādas kairinājumu, iesakām pārtraukt lietošanu.

Novēlam jums daudz prieka ar jūsu Leo Limited Edition.

IEVADS

Apsveicam ar šī aparāta iegādi! Jūs noteikti būsit apmierināts ar savu Venen Engel! Ja esat apmierināts ar savu Venen Engel, mēs būtu ļoti priecīgi par jūsu ieteikumu.

Šajā lietošanas instrukcijā ir sniegta informācija, kas lietotājam jāievēro, lai novērstu briesmas un nodrošinātu ierīces drošu lietošanu.

Ja Jums ir jautājumi par lietošanu, piederumiem vai ieteikumi, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums!

Tālrunis:	+49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp:	+49 1573 5990084
E-pasts:	service@venenengel.de
Tīmeklis:	www.venenengel.de

PIRMS SĀKT

- Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Saglabājiet šo lietošanas instrukciju, lai nepieciešamības gadījumā varētu to izlasīt.
- Noteiktos veselības stāvokļos Venen Engel nedrīkst lietot. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet kontrindikāciju sarakstu pēdējā lapā.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UN BRĪDINĀJUMI

Ir svarīgi, lai jūs izlasītu visus brīdinājumus un piesardzības pasākumus šajā rokasgrāmatā. Tie ir paredzēti jūsu drošībai, lai izvairītos no traumas un novērstu ierīces bojājumus.

- Nelietojiet šo ierīci, ja jums ir sirds stimulatora, implantēta defibrilatora vai cita implantēta metālisku vai elektronisku ierīci. Šāda lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus, elektriskas traucējumus vai nāvei.
- Pirms izmantot produktu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Glabājiet šo lietošanas instrukciju ierīces tuvumā, lai to varētu izlasīt lietošanas laikā.
- Lai izvairītos no briesmām, nodrošinātu drošību vai novērstu neatbilstošu darbību, šeit ir uzskaitīti daži sīkāka informācija, kas lietotājam jāņem vērā, lietojot ierīci. Ierīce nav piemērota lietošanai klātbūtnē uzliesmojošam anestēzijas maisījumam ar gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu.
- Personas ar garīgām traucējumām drīkst izmantot ierīci tikai uzraudzībā.
- Remontu, apkopi un detaļu nomainu drīkst veikt tikai ražotāja autorizēti speciālisti un tikai lietošanas laikā. Pretējā gadījumā var tikt zaudēta garantija.
- Ja lietošanas laikā rodas vispārējs diskomforts vai sāpes, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
- Pirmā lietošanas reize nedrīkst pārsniegt 5 minūtes. Turpmākajās lietošanas reizēs lietojuma ilgums pakāpeniski jāpalielina atbilstoši lietotāja fiziskajai kondīcijai. Ilgstoša lietošana var izraisīt izraisīt nevēlamas blakusparādības.
- Produktu nedrīkst lietot zīdaiņiem vai maziem bērniem.
- Ierīci glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet, lai ierīces iekšienē iekļūtu ūdens vai citi materiāli (piemēram, naglas, adatas un citi metāla priekšmeti).
- Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekādā gadījumā to neatveriet, nesadalieliet vai nepārveidojiet, jo tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai citām traumām.
- Pievērsiet uzmanību, lai kontaktdakša un jūsu rokas būtu sausas, kad pievienojat vai atvienojat strāvas kontaktdakšu. Ierīci lietojiet tikai ar vienfāzes 220–230 V strāvu. Pēc lietošanas izvelciet ierīces strāvas padevi no rozetes.
- Pārlicinieties, ka ierīce ir novietota tā, lai jūs jebkurā brīdī varētu viegli izvilkt barošanas vadiņu.
- Pārlicinieties, ka strāvas vads nav savīts vai saliekts, un nelieciet uz strāvas vada smagus priekšmetus (piemēram, galda un krēsla kājas) uz strāvas vada. Ierīci izmantojiet tikai norādītajam mērķim.

- Nelietojiet ierīci daudzkārtējās rozetēs. Neievietojiet šīs ierīces strāvas vadu rozetē kopā ar citu ierīču vadiem.

PIEGĀDES APJOMS



Vadības ierīce



Strāvas padeve



Daudzfunkcionāls spraudnis
Cauruļu komplekts



Lymph-Flow Pants



Transporta soma un maisiņi
ar rāvējslēdzēju



Mīkstā soma

TECHNISKIE DATI

Programmu skaits	3 (+4)
Kameru skaits	4
Svars	apm. 0,7 kg
Jauda	14 VA
Tikla frekvence	50–60 Hz
Tikla spriegums	110–240 V
Laika iestatījums	120 min
Drukas jauda	30–180 mmHg
Sūkņa jauda	8 l/min

Materiāls (manšetes)	Nilons ar poliamīda šķiedrām
Radiofrekvence	2,4 GHz
Vadības ierīces izmēri	25 x 6 x 7 cm
Aizsardzības klase	II / 
Temperatūras diapazons (ekspluatācija un uzglabāšana)	10–40 °C
Gaisa mitrums (relatīvais, ekspluatācija un uzglabāšana)	30–85

Baterija:	
Uzlādes laiks / darbības laiks [min]	50 / 90
Tips	Li-ion
Modeļa numurs	18600
Spriegums	11,1 V
Jauda	1600 mAh
uzkrātais strāvas daudzums	17,7 Wh

LIETOJAMO SIMBOLU PASKAIDROJUMI



Atbilst Eiropas standartiem



Ražotāja norādījumi



Elektroierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem!



Ievērojiet lietošanas instrukcijas!



Sērijas numurs



Lietot tikai telpās



Aizsardzības klase II: šis simbols norāda, ka ierīcei nav nepieciešams elektriskais zemējums (masa)



Nenovietojiet tiešā saules gaismā



Ražotājvalsts: Ķīna



Gofrētais kartons



Polietilēntereftalāts (PET)



Nekad nemazgāt



Iepakojumu pārstrādāt



Atkritumu apglabāšanas norādījumi Francijā:
Elektrisko ierīci apglabāt atbilstošās vietās



Atkritumu apglabāšanas norādījumi Francijā:
pārstrādājiet iepakojumu

PRODUKTA APRAKSTS

Kompresijas masāžas aparāts sastāv no kompresora, manžetes un gaisa spiediena sensora, kas darbojas kā viens vesels. Aparāts ar manžetēm ir savienots ar vairāku cauruļu palīdzību. Kompresijas masāža tiek veikta, cikliski piepūšot un iztukšojot gaisa kameru. Lietošanas laikā gaiss tiek sūknēts kamerās no ekstremitāšu galiem uz ķermeņa vidu.

Spiedienu manžetē kontrolē sensors un mikroprocesors.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Venen Engel Plus ir paredzēts gaisa spiediena masāžai kājām, rokām vai viduklim un veicina relaksāciju, labsajūtu un viegluma sajūtu.

Ierīces lietošana veicina patīkamu viegluma sajūtu ķermenī, kā arī maigi stimulē un vitalizē ādu. Lietojot kā wellness vai skaistumkopšanas līdzekli, tā var veicināt personīgo labsajūtu un ādas kosmētisko kopšanu.

Šis produkts **nav medicīnas** ierīce un ir paredzēts tikai kosmētiskai un relaksējošai lietošanai.

INDIKĀCIJAS

Relaksācijai pēc garas dienas vai fiziskas aktivitātes

Lai veicinātu subjektīvu sajūtu par vieglākām kājām

Lai patīkami atslābinātu muskuļus

Var uzlabot celulīta izskatu

Lietošana kā labsajūtas vai skaistumkopšanas procedūra, lai uzlabotu personīgo labsajūtu

Veicina patīkamu ādas vitalitātes un elastības sajūtu

KONTRAIKĀCIJAS

Nelietot trombozes, vēnu slimību, varikozas vēnu, sirds mazspējas, asins recēšanas traucējumu gadījumā.

Nelietot, ja ir atvērtas brūces, ekzēma, iekaisumi, infekcijas, stipri saules apdegumi vai izsitumi.

Ja rodas nejutīgums, jutīguma traucējumi vai sāpes, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.

Nav ieteicams lietot uz kājām un vēdera grūtniecības laikā!

Nelietot, ja ārstējamajās zonās ir elektroniski implantī (piemēram, sirds stimulatoru) vai metāla implantī

Nelietot drudža, infekciju, akūtu iekaisumu gadījumā

Nelietot bērniem vai personām, kas neprot droši rīkoties ar ierīci

BLĀKUSPARĀDĪBAS

Pēc lietošanas var parādīties apsārtums, siltuma sajūta, viegla tirpšana.

Pārāk ilga lietošana var izraisīt nogurumu vai vieglu reiboni.

Pārāk stingri uzliktu manžetu vai pārmērīga spiediena gadījumā var veidoties spiediena pēdas.

Pārkaršana ilgstošas lietošanas gadījumā, kabeļa pārrāvums, elektriskais trieciens bojāta barošanas bloka gadījumā.

LIETOŠANA

1. SOLIS: PIRMS LIETOŠANAS

SAVIEŅOJIET GAISA CAURULES

Pievienojiet cauruļu uzmavu savienotājus ar uzmavu savienojumiem. Pārliecinieties, ka garākā caurule ir piesaistīta kāju kamerai. Pievienojiet pārējās caurules secīgi līdz gūžas kamerai. Savienotāju un savienojumu krāsas palīdz noteikt savienojumu secību. Mēs iesakām pēc tam vairs neatvienot savienojumus.

IERĪCES UZSTĀDĪŠANA

Pārliecinieties, ka ierīce stāv stabili. Pārliecinieties arī, ka ierīce stāv brīvi un nav aizsegta ar segumu vai tamlīdzīgu priekšmetu. Nelietojiet ierīci mitrās telpās vai telpās ar augstu gaisa mitrumu, piemēram, saunās vai vannas istabās.

UZVELCIET MANŽETES

Lai novērstu piesārņojumu, ieteicams lietošanas laikā valkāt legingus vai jogginga bikses. Pirms lietošanas iztukšojiet bikšu kabatas! Manžetu rāvējslēdzēji ir jāaizver pilnībā, lai novērstu manžetu pēkšņu atvēršanos un iespējamus bojājumus. Vienmēr pārliecinieties, ka caurules nav saliektas un ka jūs nesēžat uz caurulēm.

CAURUĻU KOMPLEKTA UN VADĪBAS IERĪCES SAVIENOŠANA/DAUDZFUNKCIONĀLĀ SAVIENOTĀJA UZSTĀDĪŠANA

Ievietojiet daudzfunkciju spraudni ierīces apakšā līdz galam. Pārliecinieties, ka daudzfunkciju spraudnis ir ievietots ierīcē pareizā virzienā (mazais uzgalis mazajā atvērumā). Daudzfunkciju spraudņa sānos ir divi skavas. Lai savienotu daudzfunkciju spraudni un ierīci, skavas ir jānospiež. Pēc tam daudzfunkciju spraudni var ievietot ierīcē. Pēc lietošanas kabelis jāatvieno tādā pašā veidā.


PIESLĒDZIET BAROŠANAS BLOKU VADĪBAS IERĪCEI

Ierīci var darbināt gan ar barošanas bloku, gan bez tā, ja akumulators ir atbilstoši uzlādēts. Lai uzlādētu akumulatoru lietošanas laikā, savienojiet barošanas bloku gan ar ierīci, gan ar rozeti.



2. SOLIS: LIETOŠANA

1. **IERĪCES IESLĒGŠANA** Ierīces augšpusē atrodas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. Nospiediet to uz 3 sekundēm, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Ja ierīci nevar ieslēgt, iespējams, baterija ir izlādēta. Izmantojiet komplektācijā iekļauto barošanas bloku, lai atkārtoti uzlādētu ierīci.
2. **PROGRAMMAS IZVĒLE** Standarta iestatījums ir programma A. Nospiediet pogu „P”, lai pārslēgtos starp programmām A, B un C.
3. **SPIEDIENAS IZVĒLE** Standarta iestatījums ir spiediena līmenis 8. Nospiežot pogas „+” vai „-”, varat iestatīt spiediena līmeni no 1 līdz 16. Ilgāk nospiežot attiecīgo pogu, spiediena līmeņa izvēle notiek ātrāk. spiediena līmeņa izvēli.
4. **PLAY / PAUSE** Sāciet programmas un drukas izvēli, nospiežot pogu „Play / Pause”. Padoms: nospiežot pogu „Atskaņot/Pauze” programmas darbības laikā, pauze tiek aktivizēta uz 2 minūtēm. Ļaujiet šīm 2 minūtēm pagāt nespiedot atkārtoti „Play”, ierīce aptur programmu un izlaiž gaisu no kamerām.
5. **PROGRAMMAS APSTĀDINĀŠANA** Lai nekavējoties apstādinātu programmu un izlaistu gaisu, nospiediet un turiet pogu „Play / Pause” (Atskaņot/Pauze) 3 sekundes.



PROGRAMMAS / CEĻVEDIS

Ar Venen Engel programmām Jūs dāvināt savam ķermenim apzinātas atpūtas pauzes. Viegļākām kājām, labākai līdzsvarotībai un patīkamai relaksācijai.

PIEMĒROŠANAS JOMAS

Lietošana var veicināt ādas stimulāciju un padarīt ādas izskatu gludāku un vienmērīgāku. Tāpat tā var mazināt noguruma un smaguma sajūtu kājās un kopumā radīt relaksējošu efektu. Ideāli piemērota kā labsajūtas vai skaistumkopšanas rituāls, lai uzlabotu personīgo labsajūtu. Atkarībā no programmas tiek noteikti dažādi galvenie uzdevumi.


ILGUMS UN BIEŽUMS

Optimālais lietošanas ilgums ir 30 līdz 60 minūtes – vai 10 līdz 20 minūtes īsai atpūtai starp darbiem. Spiediens jābūt jūtamam, bet patīkamam. Pakāpeniski meklējiet savu personīgo komforta līmeni. Optimālais spiediens var atšķirties atkarībā no dienas formas. Tāpēc nepieciešamības gadījumā pielāgojiet to individuāli. Mēs iesakām lēnām meklēt optimālo lietošanas spiedienu. Daudz ne vienmēr nozīmē labi: Venen Engel lietošana nekad nedrīkst būt nepatīkama vai pat sāpīga.

Papildu informāciju par pareizu lietošanu, programmu izvēli un citiem iestatījumiem atradīsiet internetā: <https://venenengel.de/pages/app>

Norise Piemērs programmas

A ENERGY FLOW



A ENERGY FLOW



Kameras piepildās secīgi, saglabājot spiedienu katrā kamerā, līdz nākamā ir pilnībā piepūsta. Tādējādi rodas vienmērīga, aktivizējoša plūsma, kas veicina labu pašsajūtu kājās un patīkami papildina ķermeni.

B DEEP RELEASE



Kameras piepildās secīgi un uztur spiedienu nemainīgu visā ciklā, lai minimizētu atgriezenisko plūsmu masāžas procesā. Ideāli piemērots atslodzei pēc garas dienas vai intensīvas treniņa. Ja sākat no jauna, sāciet ar Energy Flow (A) un pēc tam lēnām pārejiet uz Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Visas kameras tiek piepūstas un atkal atslābinātas vienlaikus, radot ritmisku, pulsējošu masāžu ar īpaši daudzām ciklām. Dinamiskā kustība atslābina ķermeņa sajūtu un var padarīt ādu vitālāku un stingrāku.

IP INITIAL PHASE



Pirms izvēlētās programmas/sekvences sākuma mēs vēlamies pārliecināties, ka kāju manžetes ir optimāli ergonomiski pielāgotas jūsu kājām. Šim nolūkam visas kameras 2 minūtes vienlaikus piepildās ar gaisu. Pēc tam sākas jūsu programma. Šis process ir aktīvs tikai vienu reizi tieši pēc vadības ierīces palaišanas un pēc tam atkārtoti tikai pēc ierīces pārstartēšanas.



Lūdzu, neapturiet sākotnējo fāzi, mainot programmu vai izslēdzot ierīci. Pretējā gadījumā uzkrātais kameru spiediens var palielināties un radīt jums diskomfortu.

RADĪT BEZVADU SAVIENOJUMU AR VENEN ENGEL APP

LEJUPIELĀDĒJIET VENEN ENGEL APP

Lejupielādējiet mūsu Venen Engel lietotni no populārākajām lietotņu veikaliem iOS vai Android ierīcēm.

ATVERIET VENEN ENGEL APP

Atveriet lietotni un izvēlieties vēlamu uzsākšanas opciju.

IESLĒDZIET SAVU VENEN ENGEL PLUS KONTROLIERI

Pārīšanās sākas automātiski. Apstipriniet pārīšanos / savienošānu savā viedtālrunī. Ja tas nenotiek, pārbaudiet savu viedtālruna iestatījumus.

GATAVS

Tagad varat vadīt savu vadības ierīci ar mūsu lietotni un to nolikt malā. Ar tās palīdzību varat, cita starpā, sākt un pielāgot iepriekš instalētās programmas un secības, kā arī iestatīt spiedienu un lietošanas ilgumu.

Vairāk informācijas par Venen Engel lietotni atrodama mūsu tīmekļa vietnē <https://venenengel.de/pages/app>.




FUNKCIJAS, KURAS VAR VADĪT TIKAI AR APP

ATSEVIŠĶU GAISA KAMERU DEAKTIVIZĀCIJA

Jutīgas vietas var izslēgt no masāžas. Standarta iestatījumos visas kompresijas kameras ir aktivizētas. Ja vēlaties izslēgt noteiktas kameras no masāžas, to var izdarīt šeit. Vienkārši nospiediet vēlamās kameras simbolu un apstipriniet savu izvēli.

VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS INDIVIDUALIZĀCIJA




TRĪS RĀVĒJSLĒDZĒJI

- 1. pozīcija** = ārējais rāvējslēdzējs = visšaurākā pozīcija = mazam kāju apkārtmēram
- 2. pozīcija** = vidējais rāvējslēdzējs = vidējā pozīcija = vidējiem kāju apkārtmēriem
- 3. pozīcija** = iekšējais rāvējslēdzējs = platākā pozīcija = lielam kāju apkārtmēram

Augšstilbiem un apakšstilbiem ir atsevišķas rāvējslēdzējas, tādējādi jūs varat ļoti individuāli pielāgot limfas plūsmas bikses.

Ja neviens no iespējamajiem iestatījumiem precīzi neatbilst, jūs varat izmantot mūsu paplašinājumus, lai realizētu papildu izmēru pakāpes. Vienkārši apmeklējiet mūsu **veikalu**.

Lai rāvējslēdzējs lietošanas laikā neatslēgtos, pēc tam, kad esat uzvilcis bikses, pagrieziet slīdni pēdu virzienā. Tādējādi tiek aktivizēts mehāniskais bloķētājs, kas neļauj atvērt limfas plūsmas bikses. Pēc lietošanas jūs varat rāvējslēdzēju lietot kā parasti, lai izkāptu.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

PĒC LIETOŠANAS

BEIGŠANA UN NOŅEMŠANA

Pēc iestatītā laika beigām vai pēc izslēgšanas pogas nospiešanas varat izvilkt daudzfunkcionālo spraudni no ierīces. Ja masāžas laikā nejutās labi, varat jebkurā brīdī pārtraukt procedūru. Pēc tam varat atvērt manžeti. Lai pēc procedūras ātri izlaistu gaisu no gaisa spilveniem, iesakām izvilkt daudzfunkcionālo spraudni un ar abām rokām izspiest atlikušo gaisu no manžetēm.

Pēc lietošanas iesakām atstāt manžetu kontaktdakšas pievienotas manžetai un no ierīces atvienot tikai daudzfunkcionālo kontaktdakšu. Uzglabāšanai salieciet manžetas viena uz otras un viegli sarullējiet tās kopā ar pievienoto šļūtenu komplektu.

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

TĪRĪŠANA

Manžetu un pārējo piederumu tīrīšanai ieteicams izmantot mitru drānu. Ja manžetas ir stipri netīras, varat papildus izmantot maigu tekstilizstrādājumu tīrīšanas līdzekli. Pirms manžetu tīrīšanas atvienojiet manžetu savienotājus un noteikti ļaujiet manžetām pilnībā nožūt. Ja manžetes izmanto dažādi cilvēki, ieteicams tās dezinficēt ar tekstilizstrādājumu dezinfekcijas spray. Izmantojiet tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus, kas nesatur eļļu, benzolu, spirtu, benzīnu un ķīmiskas vielas. Manžetes nedrīkst mazgāt veļas mašīnā vai zem tekoša ūdens. Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci. Manžetu dezinfekcijai piemēroti ir dezinfekcijas līdzekļi, piemēram, Descosept pur vai līdzīgi produkti ar līdzīgu sastāvu.

UZGLABĀŠANA

Uzglabājiet produktu istabas temperatūrā (minimāli 10 °C, maksimāli 40 °C) un labi vēdināmās, sausās un putekļiem nepieejamās telpās (minimāli 30 %, maksimāli 85 % relatīvā gaisa mitruma). Uzglabājiet produktu vietā, kas ir aizsargāta pret sala iedarbību, jo pretējā gadījumā var rasties bojājumi.

Uzglabājot produktu, pievērsiet uzmanību, lai īpaši manžetes netiktu bojātas ar asiem priekšmetiem, piemēram, šķērēm vai priekšmetiem ar asām malām.

Ilgttermiņa uzglabāšanai ieteicams produktu glabāt pārdošanas iepakojumā.

KĻŪDU NOVĒRŠANA

IERĪCI NEVAR IESLĒGT

Ja ierīci nevar ieslēgt, pārbaudiet, (A) vai ierīces baterija nav izlādēta, un (B) uzlādējiet ierīci, līdz to var ieslēgt.

IERĪCE PUMPĒ, BET PIEPŪŠ VIENU VAI NEVIENU NO ABĀM MANŽETĒM

Ja pēc lietošanas uzsākšanas piepūšas tikai viena vai neviena no abām manžetēm, pārbaudiet, (A) vai daudzfunkcionālais savienotājs ir pilnībā un pareizi iestiprināts ierīcē. Pārlicinieties arī, (B) vai gaisa caurules nav saliekta, piemēram, sēžot uz tām. Pārbaudiet (C), vai visi pelēkie manžetu savienotāji ir pareizi pievienoti manžetai.

MANŽETES PIEPŪŠAS NEPAREIZĀ SECĪBĀ

Pārlicinieties, ka daudzfunkcionālā spraudņa ir pareizi iestiprināts vadības ierīcē. Daudzfunkcionālā spraudņa ir pareizi iestiprināts, ja tā mazie uzgaļi atrodas paredzētajās atvērumos virs gaisa izplūdes atverēm.



SŁYCHACZNY WYSTRZYK POWIETRZA

- (A) Sprawdź, czy węże i wtyczki nie są uszkodzone.
- (B) Sprawdź, czy wtyczka wielofunkcyjna została prawidłowo podłączona do urządzenia.
- (C) Sprawdź, czy wąż nie jest zgięty lub ściśnięty.

ROKAS MANŽETES UZVELKŠANA

(Paredzams, ka pieejama 2026. gadā)

Apsēsts ir pieejams gan labajai, gan kreisajai rokai. Pirkšanas brīdī noteikti pārlicinieties, ka izvēlaties pareizo roku.

Piezīme: ja vēlaties ārstēt abas rokas, jums būs nepieciešamas divas roku manžetes – viena labajai rokai un viena kreisajai rokai. Ir iespējama paralēla kāju un vienas rokas ārstēšana. Tomēr mēs iesakām ārstēt rokas secīgi, nevis abas rokas vienlaikus. Lietošanas laikā vienmēr vismaz vienai rokai jāpaliek brīvai.

INSTRUKCJA:

1. Otwórz zapięcie opaski na ramię, jeśli jest nadal zamknięte.
2. Załóż mankiet na odpowiednią stronę ramienia. Przelóż rękę przez mankiet, aż znajdzie się on pod pachą.
3. Naciągnij mankiet na ramię.
4. Przeciągnij zapięcie za plecami pod drugą pachą i wsuń koniec zapięcia do zapięcia z klipssem z przodu.
5. Dopasuj mankiet, pociągając za koniec zapięcia, aż mankiet będzie dobrze i wygodnie przylegał.
6. Po użyciu rozpiąć mankiet, naciskając jednocześnie zatrzask po obu stronach.



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi! Nie należy rozbierać ani spalać urządzenia. Naprawy sterownika mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów firmy Wellcosan GmbH, w przeciwnym razie grozi utrata gwarancji. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i wyłączyć urządzenie. Należy również wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i wyłączyć urządzenie, jeśli miało ono kontakt z wodą lub innymi płynami. Nie należy używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach. Należy zapewnić stabilne ustawienie urządzenia. Nie należy narażać urządzenia na wstrząsy ani nim rzucać. Podczas pracy urządzenie nie może być przykryte innymi przedmiotami. Należy upewnić się, że węże nie są skręcone ani zgięte podczas użytkowania i przechowywania. Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła (np. bezpośredniego nasłonecznienia, grzejników itp.). Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć. Urządzenie wyłącza się samoczynnie po 10 minutach bezczynności.

W przypadku nieużywania urządzenia należy również wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka. Produkt należy przechowywać z dala od dzieci i osób, które nie zostały przeszkolone w zakresie jego obsługi.



Znakiem CE producent lub importer potwierdza zgodność produktu z odpowiednimi dyrektywami WE i spełnienie określonych w nich „zasadniczych wymagań”.



To oznaczenie na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu jego eksploatacji nie wolno go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami komunalnymi. Utylizacja powinna zostać przeprowadzona przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów elektronicznych.

GWARANCJA

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na urządzenie sterujące. W przypadku awarii może być konieczne wysłanie urządzenia do kontroli. Należy pamiętać o odpowiednim wyścielaniu kartonu wysyłkowego, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Niestety nie można dochodzić roszczeń gwarancyjnych w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową wysyłką.

Warunki gwarancji: W zakresie, w jakim istnieje ustawowy obowiązek udzielenia gwarancji, z wyłączeniem prawa do wymiany lub obniżenia ceny, producent ma możliwość bezpłatnej wymiany lub naprawy. Jeśli pomimo kilku prób naprawa okaże się nieskuteczna lub urządzenie zastępcze będzie miało wadę, za którą odpowiedzialność ponosi producent, klient ma prawo do wymiany lub obniżenia ceny.

Wyłączenie gwarancji: Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przemocą, niewłaściwą obsługą, działaniem sił zewnętrznych lub zmianami i naprawami dokonanymi przez osoby trzecie, np. uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwie dobrane lub zwierzone bezpieczniki lub wad wynikających z normalnego zużycia.

Warunki gwarancji: Roszczenie gwarancyjne przysługuje wyłącznie w połączeniu z oryginalnym dowodem zakupu (fakturą). Dlatego należy starannie przechowywać dowód zakupu.

W przypadku problemów lub pytań dotyczących użytkowania systemu prosimy o kontakt pod numerem telefonu +49 (0) 666 17 48 91 05 lub adresem e-mail service@venenengel.de.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Należy pamiętać, że produkt zawiera niewielkie ilości ołowiu. Dlatego też utylizację należy powierzyć firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych. **WAŻNE:** Nie należy wyrzucać produktu wraz z odpadami komunalnymi!

NIEMCY:

Produktów elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy skorzystać z dostępnych systemów zwrotu i zbiórki. W ten sposób wszyscy przyczyniamy się do ponownego wykorzystania, recyklingu i utylizacji produktów elektronicznych.

Nieprawidłowe usuwanie produktów elektronicznych nie tylko prowadzi do marnotrawstwa zasobów (większość urządzeń elektrycznych zawiera cenne surowce, takie jak złoto, miedź, srebro itp.), ale także zagraża środowisku naturalnemu ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne.

ALTERNATĪVA: Mēs labprāt parūpēsimies par jūsu vecā Venen Engel ierīces iznīcināšanu. Vienkārši nosūtiet to uz:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Vācija

Lūdzu, pievienojiet piezīmi ar lūgumu par iznīcināšanu.

Lietotas baterijas un akumulatori jāutilizē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. To var izdarīt, izmantojot pieejamās savākšanas un pārstrādes sistēmas (piemēram, Corepile).

Nepareiza veco bateriju un akumulatoru iznīcināšana var būtiski ietekmēt cilvēkus un vidi, jo tajos ir bīstamas vielas. Pārstrādājot, tiek saglabātas vērtīgas izejvielas un produktu sastāvdaļas var tikt atkārtoti izmantotas.

FRANCJA/SŁOWACJA:

Produktów elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy korzystać z dostępnych systemów zwrotu i zbiórki. W ten sposób wszyscy przyczyniamy się do ponownego wykorzystania, recyklingu i utylizacji produktów elektronicznych.

Niewłaściwe usuwanie produktów elektronicznych nie tylko prowadzi do marnotrawstwa zasobów (większość urządzeń elektrycznych zawiera cenne surowce, takie jak złoto, miedź, srebro itp.), ale także zagraża środowisku naturalnemu ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne.

Zużyte baterie i akumulatory należy utylizować oddzielnie od stałych odpadów komunalnych. Można to zrobić za pośrednictwem dostępnych systemów zwrotu i recyklingu (np. Corepile).

Niewłaściwa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów może mieć znaczący wpływ na ludzi i środowisko ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne. Dzięki recyklingowi zachowane zostają cenne surowce, a składniki produktów mogą być ponownie wykorzystane.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)

1. Ten produkt wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i musi być zainstalowany i uruchomiony zgodnie z dostarczonymi informacjami. Na działanie tego urządzenia mogą mieć wpływ przenośne i mobilne urządzenia komunikacji radiowej.
2. Nie należy używać telefonów komórkowych ani innych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne w pobliżu urządzenia. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
3. Uwaga! Urządzenie zostało dokładnie przetestowane i sprawdzone w celu zapewnienia prawidłowego działania i funkcjonowania!
4. Uwaga: Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu innych urządzeń ani układane w stosy z innymi urządzeniami. Jeśli konieczne jest używanie urządzenia w pobliżu innych urządzeń lub układanie go w stosy z innymi urządzeniami, należy obserwować urządzenie, aby sprawdzić, czy działa ono prawidłowo w konfiguracji, w której jest używane.

UWAGA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeśli masz obawy dotyczące zdrowia lub nie jesteś pewien, przed zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem.

UWAGA:

Produkt Venen Engel **nie** jest **urządzeniem medycznym** i nie służy do samodzielnego leczenia. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem.

PRODUCENT:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Niemcy

Telefon: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Strona internetowa: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



ĮŽANGINĖ PASTABA

Jei pasirinkote mūsų Leo Edition, prašome atkreipti dėmesį į šiame puslapyje pateiktą informaciją.

Šis specialus leidimas nuo standartinės versijos skiriasi tik tam tikromis dizaino ir medžiagų detalėmis:

- **Išskirtinis Leo raštas** ant manžėčių
- **Valdymo blokas ir žarnos naujos spalvos**, derančios prie dizaino
- **Metalinė logotipo plokštelė** kaip aukštos kokybės dizaino elementas juosmens srityje
- **Aukštos kokybės užtrauktukas** su slankikliu ir antgaliu iš cinko lydinio, suteikiančiu aukščiausios kokybės išvaizdą ir pojūtį

Įrenginio funkcijos, valdymas ir naudojimas yra tokie patys kaip standartinės versijos. Visus saugaus naudojimo nurodymus rasite naudojimo instrukcijoje.

Pastaba asmenims, alergiškiems cinkui:

Leo Edition metalinės dalys pagamintos iš cinko lydinio. Retais atvejais tiesioginis sąlytis su oda jautriems asmenims gali sukelti odos reakcijas. Jei esate alergiški cinkui ar metalo lydiniams arba naudojimo metu pastebite odos sudirginimą, rekomenduojame nutraukti naudojimą.

Linkime maloniai naudotis savo Leo Limited Edition.

PRIEŠ ŽODIS

Sveikiname įsigijus šį prietaisą! Jūsų „Venen Engel“ suteiks daug džiaugsmo! Jei esate patenkinti savo „Venen Engel“, būtume labai dėkingi už jūsų rekomendaciją.

Šiame vadove pateikiama informacija, į kurią vartotojas turi atkreipti dėmesį, siekiant išvengti pavojų ir saugiai naudoti prietaisą.

Jei turite klausimų apie naudojimą, priedus ar pasiūlymų, nedvejodami susisiekite su mumis!

Telefonas:	+49 (0) 666 17 48 91 05
„Whatsapp“:	+49 1573 5990084
El. paštas:	service@venenengel.de
Internetas:	www.venenengel.de

PRIEŠ PRADEDANT

- Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Išsaugokite šį naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte ją perskaityti.
- Esant tam tikroms sveikatos problemoms, „Venen Engel“ naudoti negalima. Atidžiai perskaitykite kontraindikacijų sąrašą paskutiniajame puslapyje.

SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI IR ĮSPĖJIMAI

Svarbu perskaityti visus šioje instrukcijoje pateiktus įspėjimus ir atsargumo priemones. Jie skirti jūsų saugumui užtikrinti, traumų išvengti sužalojimų ir išvengti prietaiso sugadinimo.

- Nenaudokite šio prietaiso, jei turite širdies stimuliatorių, implantuotą defibriliatorių ar kitą implantuotą metalinį ar elektroninį prietaisą. Tokiu atveju gali įvykti elektros smūgis, nudegimas, elektros gedimas ar mirtį.
- Prieš naudodami produktą, atidžiai perskaitykite instrukciją.
- Laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ją perskaityti naudojimo metu.
- Siekiant išvengti pavojų, užtikrinti saugumą ar užkirsti kelią netinkamam naudojimui, toliau pateikiama keletas detalės, į kurias vartotojas turėtų atkreipti dėmesį naudodamas prietaisą.
- Prietaisas netinka naudoti esant degiamam anestezijos mišiniui su oru, deguonimi ar azoto oksidu.
- Psichikos sutrikimų turintys asmenys gali naudoti prietaisą tik prižiūrint.
- Remontas, techninė priežiūra ir dalių keitimas negali būti atliekami naudojimo metu ir gali būti atliekami tik gamintojo įgaliotų specialistų. Kitaip gali būti prarasta garantija.
- Jei naudojant prietaisą jaučiate bendrą negalavimą ar skausmą, nedelsdami nutraukite naudojimą.
- Pirmą kartą naudojant prietaisą, jo naudojimo trukmė neturėtų viršyti 5 minučių. Vėlesniais naudojimo kartais naudojimo trukmė turėtų būti palaipsniui ilginama atsižvelgiant į naudotojo fizinę būklę. Ilgalais naudojimas gali sukelti nepageidaujamus šalutinius poveikius.
- Produkto neturėtų naudoti kūdikiai ar maži vaikai.
- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite, kad į prietaiso vidų patektų vanduo ar kiti daiktai (pvz., vinys, adatos ir kiti metaliniai daiktai).
- Jei prietaisas veikia netinkamai, joku būdu neatidarykite, neišardykite ir nekeiskite prietaiso, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar kitų sužalojimų.
- Įsitikinkite, kad kištukas ir jūsų rankos yra sausos, kai jungiate ir išjungiate maitinimo kištuką.
- Naudokite prietaisą tik su vienfazė 220–230 V elektros srovės maitinimu. Po naudojimo išjunkite prietaiso maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
- Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas taip, kad bet kuriuo metu galėtumėte

lengvai ištraukti maitinimo kištuką.

- Atkreipkite dėmesį, kad maitinimo kabelis nebūtų susuktas ar sulenktas, ir ant maitinimo kabelio nedėkite sunkių daiktų (pvz., stalo ir kėdės kojų) ant maitinimo laido.
- Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.
- Nenaudokite prietaiso su daugialypėmis rozetėmis. Neįjunkite šio prietaiso maitinimo laido į rozetę kartu su kitais prietaisais.

PATEIKIMO APIMTIS



Valdymo blokas



Maitinimo blokas



Daugiafunkcinis kištukas
Žarnų rinkinys



Lymph-Flow Pants



Transportavimo krepšys
ir užtrauktukinės maišeliai



Minkštas dėklas

TECHNINIAI DUOMENYS

Programų skaičius	3 (+4)
Kamerų skaičius	4
Svoris	apie 0,7 kg
Galios išėjimas	14 VA
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Tinklo įtampa	110–240 V
Laiko nustatymas	120 min
Spausdinimo našumas	30–180 mmHg
Siurblio našumas	8 l / min.

Medžiaga (manžetės)	Nailonas su poliamido pluoštais
Radijo dažnis	2,4 GHz
Valdymo įrenginio matmenys	25 x 6 x 7 cm
Apsaugos klasė	II / 
Temperatūros diapazonas (eksploatacija ir laikymas)	10–40 °C
Oro drėgnumas (santykinis, eksploatacija ir sandėliavimas)	30–85

Baterija:

Įkrovimo trukmė / veikimo trukmė [min]	50 / 90
Tipas	Li-ion
Modelio numeris	18600
Įtampa	11,1 V
Talpa	1600 mAh
Sukauptas elektros energijos kiekis	17,7 Wh

NAUDOTŲ SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

	Atitinka Europos standartus
	Gamintojo nurodymai
	Elektros prietaisai negali būti išmetami su buitinėmis atliekomis!
	Laikykitės naudojimo instrukcijų!
	Serijos numeris
	Naudokite tik patalpose
	Apsaugos klasė II: šis simbolis reiškia, kad prietaisui nereikalingas elektros įžeminimas (masė).
	Laikykite atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių
	Gamintojo šalis: Kinija
	Gofruotas kartonas
	Polietileno tereftalatas (PET)
	Negalima plauti
	Pakuotę perdirbti
	Atliekų šalinimo instrukcijos Prancūzija: Elektros prietaisą išmeskite atitinkamose vietose
	Atliekų šalinimo instrukcija Prancūzijoje: perdirbkite pakuotę

PRODUKTO APRAŠYMAS

Kompresinis masažuoklis susideda iš kompresoriaus, manžetės, oro slėgio jutiklio, kurie kartu veikia kaip vienas įrenginys. Įrenginys sujungtas su manžetėmis per keletą žarnelių. Kompresinis masažas atliekamas cikliškaip pripūstant ir ištuštinant oro kameras. Naudojimo metu oras iš galūnių galo į kameras pumpuojamas link kūno vidurio.

Manžetės slėgis yra reguliuojamas jutikliu ir mikroprocesoriumi.

PASKIRTIS

„**Venen Engel Plus**“ skirtas kojų, rankų ar juosmens masažui oro slėgiu ir padeda atsipalaiduoti, gerina savijautą ir suteikia lengvumo pojūtį.

Naudojimas suteikia malonų lengvumo jausmą kūnui ir švelniai stimuliuoja odą, suteikdamas jai gyvybingumo. Naudojamas kaip sveikatingumo ar grožio procedūra, jis gali padėti pagerinti asmeninę savijautą ir kosmetinę odos priežiūrą.

Šis produktas **nėra medicinos prietaisas** ir skirtas tik kosmetiniam ir atpalaiduojančiam naudojimui.

INDIKACIJOS

Atpalaiduojantis po ilgo dienos ar fizinio aktyvumo

Subjektyvaus lengvesnių kojų pojūčio skatinimui

Maloniam raumenų atpalaidavimui

Gali pagerinti celiulito išvaizdą

Naudojimas kaip sveikatingumo ar grožio procedūra asmeninei gerovei pagerinti

Skatina malonų odos gyvybingumo ir elastingumo pojūtį

KONTRAINDIKACIJOS

Nenaudokite esant trombozei, venų ligoms, venų išsiplėtimui, širdies nepakankamumui, kraujo krešėjimo sutrikimams.

Nenaudokite esant atviroms žaizdoms, egzema, uždegimams, infekcijoms, stipriam nudegimui saulėje ar odos išbėrimams.

Jei jaučiate tirpimą, jautrumo sutrikimus ar skausmą, nedelsdami nutraukite naudojimą.

Nerekomenduojama naudoti ant kojų ir pilvo nėštumo metu!

Nenaudokite, jei turite elektroninių implantų (pvz., širdies stimuliatorių) arba metalinių implantų gydomose srityse

Nenaudokite esant karščiavimui, infekcijoms, ūmiam uždegimui

Nenaudokite vaikams ar asmenims, kurie negali saugiai naudotis prietaisu

ŠALUTINIS POVEIKIS

Paraudimas, šilumos pojūtis, lengvas dilgčiojimas po naudojimo.

Ilgai naudojant gali atsirasti nuovargis arba lengvas galvos svaigimas.

Per stipriai priveržus manžetes arba pernelyg stipriai spaudžiant gali susidaryti spaudimo žymės.

Perkaitimas esant nuolatiniam veikimui, kabelio trūkimas, elektros smūgis esant pažeistam maitinimo šaltiniui.

NAUDOJIMAS

1 ŽINGSNIS: PRIEŠ NAUDOJANT

PRIJUNKITE ORO ŽARNAS

Prijunkite žarnų movas su jungtimis prie manžetų. Atkreipkite dėmesį, kad ilgiausia žarna yra skirta pėdų kamerai. Prijunkite likusias žarnas eilės tvarka iki klubų kameros. Jungčių ir jungčių atspalviai padeda nustatyti jungimo tvarką. Rekomenduojame po to nebeatsegti jungčių.

PRIETAISO PASTATYMAS

Užtikrinkite, kad prietaisas stovėtų saugiai. Taip pat įsitikinkite, kad prietaisas stovi laisvai ir nėra uždengtas antklode ar pan. Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose ar patalpose, kuriose yra didelė drėgmė, pvz., saunose ar vonios kambariuose.

UŽSIMAUKITE RANKOGALIUS

Siekiant išvengti nešvarumų, rekomenduojame naudoti legingus arba sportines kelnes. Prieš naudojimą ištuštinkite kelnų kišenes! Manžetų užtrauktukai turi būti visiškai užsegti, kad manžetės staiga neatsidarytų ir nebūtų pažeistos. Visada užtikrinkite, kad žarnos nebūtų sulenktos ir kad ant jų nesėdėtumėte.

ŽARNŲ KOMPLEKTO IR VALDYMO ĮRENGINIO SUJUNGIMAS / DAUGIAFUNKCINIO KIŠTUKO PRIJUNGIMAS

Ijunkite daugiafunkcinį kištuką į prietaiso apačią iki galo. Įsitikinkite, kad daugiafunkcinis kištukas į prietaisą įjungtas teisingai (mažas niplis į mažą skylę). Daugiafunkcinio kištuko šone yra du spaustukai. Norint sujungti daugiafunkcinį kištuką ir prietaisą, reikia paspausti spaustukus. Tada daugiafunkcinis kištukas gali būti įjungtas į prietaisą. Po naudojimo kabelis turi būti atjungtas tuo pačiu būdu.


MAITINIMO ŠALTINIO PRIJUNGIMAS PRIE VALDYMO ĮRENGINIO

Įrenginys gali veikti tiek su maitinimo šaltiniu, tiek be jo, jei baterija yra pakankamai įkrauta. Prijunkite maitinimo šaltinį prie įrenginio ir elektros lizdo, kad baterija būtų įkrauta naudojimo metu.



2 ŽINGSNIS: NAUDOJIMAS

1. **ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS** Viršutinėje dalyje yra įjungimo / išjungimo mygtukas. Norėdami įjungti arba išjungti įrenginį, paspauskite šį mygtuką ir laikykite jį nuspaustą 3 sekundes. Jei įrenginys neįsijungia, greičiausiai išsikrovė baterija. Naudokite pridedamą maitinimo šaltinį, kad įrenginį vėl įkrautumėte.
2. **PROGRAMOS PASIRINKIMAS** Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta programa A. Paspauskite mygtuką „P“, kad pereitumėte tarp programų A, B ir C.
3. **SLĖGIO PARINKIMAS** Pagal numatytuosius nustatymus yra parinkta 8 slėgio pakopa. Paspaudę mygtukus „+“ arba „-“, galite nustatyti slėgio pakopą nuo 1 iki 16. Ilgiau laikydami nuspaudę atitinkamą mygtuką, pagreitsite slėgio pakopos parinkimą. slėgio lygio pasirinkimą.
4. **PLAY / PAUSE** Pradėkite programos ir spausdinimo pasirinkimą paspaudę mygtuką „Play / Pause“. Patarimas: paspaudus mygtuką „Paleisti / Pauzė“ vykstant programai, įjungia 2 minučių pauzę. Palaukite 2 minutes nespaudžiant „Paleisti“ mygtuko, prietaisas sustabdys programą ir išleis iš kamerų išleis orą.
5. **PROGRAMOS STABDYMAS** Norėdami iš karto sustabdyti programą ir išleisti orą, 3 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką „Play / Pause“ (Paleisti / Pauzė).



PROGRAMOS / GIDAS

Su „Venen Engel“ programomis suteiksite savo kūnui sąmoningas pertraukas. Lengvesnėms kojoms, geresnei pusiausvyrai ir maloniam atsipalaidavimui.

TAIKYMO SRITYS

Taikymas gali skatinti odos stimuliaciją ir padaryti odos išvaizdą lygesnę ir tolygesnę. Taip pat gali palengvinti nuovargio ir sunkumo jausmą kojose ir turėti bendrą atpalaiduojantį poveikį. Idealiai tinka kaip sveikatingumo ar grožio ritualas, padedantis pagerinti asmeninę savijautą. Priklausomai nuo programos, nustatomi skirtingi prioritetai.

TRUKMĖ IR DAŽNUMAS

Optimali procedūros trukmė yra nuo 30 iki 60 minučių – arba nuo 10 iki 20 minučių trumpam poilsiui tarp darbų. Spaudimas turėtų būti juntamas, bet malonus. Žingsnis po žingsnio ieškokite savo asmeninio gerovės lygio. Optimalus spaudimas gali skirtis priklausomai nuo dienos formos. Todėl prireikus jį pritaikykite individualiai. Rekomenduojame lėtai ieškoti optimalaus procedūros spaudimo. Daug ne visada reiškia geriau: „Venen Engel“ naudojimas niekada neturėtų būti nemalonus ar net skausmingas.

Daugiau informacijos apie teisingą naudojimą, programų pasirinkimą ir kitus nustatymus rasite internete adresu: <https://venenenengel.de/pages/app>

Eiga Pavyzdys programos

A ENERGY FLOW



A ENERGY FLOW



Kameros pildomos viena po kitos, o slėgis kiekvienoje kameroje išlaikomas tol, kol kita kamera yra visiškai pripūsta. Taip susidaro tolygus, aktyvuojantis srautas, kuris palaiko gerą savijautą kojose ir malonią lydi kūną.

B DEEP RELEASE



Kameros pripildomos viena po kitos ir išlaiko pastovų slėgį per visą ciklą, kad būtų sumažintas atgalinis srautas masažo metu. Idealiai tinka atsipalaiduoti po ilgo dienos ar intensyvios treniruotės. Jei esate naujokas, pradėkite nuo „Energy Flow“ (A) ir po to pamažu pereikite prie „Deep Release“ (B).

C PULSE FLOW



Visos kameros pripildomos ir vėl ištuštinamos vienu metu, taip sukuriant ritmišką pulsuojančią masažą su ypač daug ciklų. Dinamiškas judesys atpalaiduoja kūną ir gali padaryti odą gyvybingesnę ir stangresnę.

IP INITIAL PHASE



Prieš pradėdant pasirinktą programą / seką, norime įsitikinti, kad kojų manžetės yra optimaliai pritaikytos prie jūsų kojų. Tam visos kameros 2 minutes vienu metu pripildomos oru. Po to pradėdama programa. Šis procesas aktyvuojamas tik vieną kartą iš karto po valdymo įrenginio paleidimo ir vėl tik po įrenginio paleidimo iš naujo.



Prašome nepertraukti pradinės fazės keičiant programą ar išjungiant įrenginį. Kitaip gali susikaupti kamerų slėgis, o tai gali būti nemalonu.

RADIO RYŠIO SU VENEN ENGEL APLIKACIJA SUKŪRIMAS

ATSISIŪSKITE „VENEN ENGEL“ PROGRAMĖLĘ

Atsisiųskite mūsų „Venen Engel“ programėlę iš populiarių „iOS“ ar „Android“ programėlių parduotuvių.

ATIDARYKITE „VENEN ENGEL“ PROGRAMĄ

Atidarykite programėlę ir pasirinkite norimą prisijungimo parinktį.

ĮJUNKITE „VENEN ENGEL PLUS“ VALDYMO ĮRENGINĮ

Sujungimas prasidės automatiškai. Patvirtinkite sujungimą savo išmaniajame telefone. Jei taip neatsitinka, patikrinkite savo išmaniojo telefono nustatymus.

BAIGTA

Dabar galite valdyti savo valdymo įrenginį per mūsų programėlę ir jį atidėti į šalį. Čia galite paleisti, pritaikyti iš anksto įdiegtas programas ir sekas, taip pat nustatyti slėgį ir naudojimo trukmę.

Daugiau informacijos apie „Venen Engel“ programėlę rasite mūsų svetainėje <https://venenengel.de/pages/app>.



FUNKCIJOS, KURIAS GALIMA VALDYTI TIK NAUDOJANT PROGRAMĖLĘ

ATSKIRŲ ORO KAMERŲ IŠJUNGIMAS

Jautrios vietos gali būti neįtrauktos į masažą. Pagal numatytuosius nustatymus visos suspaudimo kameros yra aktyvios. Jei norite, kad tam tikros kameros nebūtų įtrauktos į masažą, tai galite padaryti čia. Tam tiesiog paspauskite norimos kameros piktogramą ir patvirtinkite savo pasirinkimą.

Energy Flow

Druck-Level: 8

Zeit (in Minuten): 30

Aktive Kammern: 1, 2, 3, 4

Einstellungen zurücksetzen

Programm kopieren

Speichern

KETURIOS PAPILDOMOS MASAŽO PROGRAMOS

Pasirinkite iš keturių papildomų programų, kad jūsų procedūra būtų įvairesnė ir optimizuotumėte savo sekas.

Gentle Wave (D)
Entspannung & Regeneration

Starten


◊ Erinnern ◊ Standort

Das Programm führt gelassene und entspannte, die Karmen nach sich nachschauen - von den Kufen bis zur Hüfte - und entspannen sich dann, spüren, punktuell Druck. Jede Karmen wird dabei ein zwei Ballen der Karmen Karmen entspannen, wobei die Taftende Massage folgt die Muskulatur fördert die Durchblutung und unterstützt die natürliche Spannkraft der Haut. Bei Bedarf als Warm-up oder als vorbereitende Arbeit der natürlichen Spannkraft.

Beauty Benefits: Unterstützt die Haut zu erweichen und

Programme bearbeiten

VENŲ ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS INDIVIDUALIZAVIMAS



TRYŠ UŽTRAUKTUKAI

Padėtis 1 = išorinė užtrauktukas = siauriausia padėtis = mažam kojų apimties skersmeniui


2 padėtis = vidurinis užtrauktukas = vidurinė padėtis = vidutiniam kojų apimties dydžiui

3 pozicija = vidinis užtrauktukas = plačiausia pozicija = didelės apimties kojoms

Šlaunims ir blauzdoms yra atskiri užtrauktukai, todėl limfos srauto kelnes galite pritaikyti labai individualiai.

Jei nė vienas iš galimų nustatymų netinka, galite pasinaudoti mūsų prailginimais ir pasiekti kitus dydžių intervalus. Apžiūrėkite mūsų **parduotuvę**.

Kad užtrauktukas nesiartėtų naudojimo metu, užtraukę kelnes, pasukite užtrauktuko rankenėlę kojų link. Taip užsifiksuos mechaninis fiksatorius, kuris neleis atsegti limfos srauto kelnių. Po naudojimo galite užtrauktuką naudoti kaip įprastai, kad galėtumėte nusivilkti kelnes.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

PO NAUDOJIMO

BAIGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Pasibaigus nustatytam laikui arba paspaudus išjungimo mygtuką, galite ištraukti daugiafunkcinį kištuką iš prietaiso. Jei masažo metu jaučiatės nepatogiai, galite bet kuriuo metu spontaniškai nutraukti procedūrą. Po to galite atidaryti manžetę. Norėdami greitai išleisti orą iš oro pagalvėlių po procedūros, rekomenduojame ištraukti daugiafunkcinį kištuką iš manžetų išspausti likusį orą abiem rankomis. Po procedūros rekomenduojame palikti ant rankogalių uždėtus rankogalių kištukus ir iš prietaiso išimti tik daugiafunkcinį kištuką. Laikydami rankogalius, sudėkite juos vieną ant kito ir laisvai susukite su uždėtomis žarnų rinkiniais.

VALYMAS IR LAIKYMAS

VALYMAS

Manžetėms ir likusiems priedams valyti rekomenduojame naudoti drėgną šluostę. Esant stipriam užteršimui, galite papildomai naudoti švelnų tekstilės valiklį. Prieš valydami manžetes, ištraukite manžetų kištukus ir būtinai leiskite manžetėms gerai išdžiūti. Jei manžetės naudojamos skirtingiems asmenims, rekomenduojame jas dezinfekuoti tekstilės dezinfekavimo purškalu. Naudokite valymo ir dezinfekavimo priemonės, kurių sudėtyje nėra aliejaus, benzeno, alkoholio, benzino ir cheminių medžiagų. Manžetės negali būti plaunamos skalbimo mašinoje ar po tekančiu vandeniu. Prieš valydami išjunkite prietaisą. Manžetėms dezinfekuoti tinka dezinfekavimo priemonės, pvz., „Descosept pur“ arba panašūs produktai, kurių sudėtis yra panaši.

LAIKYMAS

Produktą laikykite kambario temperatūroje (mažiausiai 10 °C, daugiausiai 40 °C) ir gerai vėdinamose, sausose ir be dulkių patalpose (mažiausiai 30 %, daugiausiai 85 % santykinis drėgnumas). Produktą laikykite nuo šalčio apsaugotoje vietoje, nes kitaip jis gali būti pažeistas.

Laikydami produktą, taip pat atkreipkite dėmesį, kad ypač rankogaliai nebūtų pažeisti aštriais daiktais, pvz., žirkklėmis ar daiktais su aštriais kraštais.

Ilgalaikiam saugojimui rekomenduojame produktą laikyti pardavimo kartone.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ĮRENGINIO NEĮMANOMA ĮJUNGTI

Jei prietaiso neįmanoma įjungti, patikrinkite, (A) ar prietaiso baterija nėra išsikrovusi, ir (B) įkraukite prietaisą, kol jį bus galima įjungti.

ĮRENGINYS PUMPUOJA, TAČIAU PŪSTA TIK VIENA ARBA NĖ VIENA IŠ DVIEJŲ MANŽETŲ

Jei paleidus programą pripučiama tik viena arba nė viena iš dviejų manžetų, patikrinkite, (A) ar daugiafunkcinis kištukas yra visiškai ir teisingai įjungtas į prietaisą. Be to, įsitikinkite, (B) kad oro vamzdeliai nėra sulankstyti, pavyzdžiui, dėl to, kad ant jų sėdite. Patikrinkite (C), ar visi pilkos spalvos manžetės kištukai yra teisingai įjungti į manžetę.

MANŽETĖS PUMPUOJAMOS NETEISINGA TVARKA

Įsitikinkite, kad daugiafunkcinis kištukas yra teisingai įjungtas į valdymo įrenginį. Daugiafunkcinis kištukas yra teisingai įjungtas, jei jo maži antgaliai yra specialiuose angose virš oro išleidimo angų.



IŠSISKIRIA (GIRDIMAS) ORO SRAUTAS

(A) Patikrinkite, ar žarnos ir kištukai nėra pažeisti.

(B) Patikrinkite, ar daugiafunkcinis kištukas yra teisingai įjungtas į įrenginį.

(C) Patikrinkite, ar žarna nėra sulenkta ar suspaudžiama.

RANKIŲ MANŽETĖS UŽMAUNIMAS

(Tikėtina, kad bus galima įsigyti 2026 m.)

Rankos manžetė yra skirta dešinei arba kairiai rankai. Pirkdami būtinai atkreipkite dėmesį į tinkamą rankos pusę.

Pastaba: jei norite gydyti abi rankas, jums reikės dviejų rankų manžetų – vienos dešinei, kitos kairiai rankai. Galima vienu metu gydyti kojas ir ranką. Tačiau rekomenduojame gydyti rankas paeiliui, o ne abi rankas vienu metu. Naudojant prietaisą, viena ranka visada turi būti laisva.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Atidarykite rankos manžetės užsegimą, jei jis dar uždarytas.
2. Užmaukite rankos manžetę ant atitinkamos rankos pusės. Įkiškite ranką į manžetę, kol ji atsidurs po pažastimi.
3. Užmaukite manžetę ant peties.
4. Užsegimo juostelę už nugaros perkiškite po priešinga pažastimi ir jos galą įkiškite į užsegimą priekyje.
5. Pritvirtinkite manžetę, traukdami užsegimo juostelės galą, kol manžeta bus tvirtai ir patogiai pritvirtinta.
6. Po naudojimo atsekite rankos manžetę, vienu metu paspaudžiant užsegimo spaustuką abiejose pusėse.



SAUGUMO NUORODOS

Šį naudojimo instrukciją saugokite! Neardykite ir nedeginkite prietaiso. Valdymo bloką remontuoti gali tik „Wellcosan GmbH“ įgalioti specialistai, kitaip garantija gali būti panaikinta. Jei prietaisas yra pažeistas, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės ir išjunkite prietaisą. Išjunkite maitinimo laidą ir išjunkite prietaisą, jei jis buvo sąlytyje su vandeniu ar kitais skysčiais. Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose. Užtikrinkite, kad prietaisas stovėtų stabiliai. Neleiskite prietaisui patirti smūgių ir nemeskite jo. Prietaisas neturi būti uždengtas kitais daiktais, kai veikia. Naudojimo ir laikymo metu užtikrinkite, kad žarnos nesusisuktų ir nesulūžtų. Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių (pvz., tiesioginių saulės spindulių, radiatorių ir kt.). Kai prietaisą nenaudojate, jis turi būti išjungtas. Prietaisas išsijungia pats po 10 minučių neveikimo.

Nenaudojant prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės. Prieš valydami prietaisą, visada ištraukite jo maitinimo laidą iš rozetės. Laikykite produktą toliau nuo vaikų ir asmenų, kurie nėra supažindinti su jo naudojimu.



CE ženklą gamintojas arba importuotojas patvirtina, kad produktas atitinka taikomas EB direktyvas ir jose nustatytus „esminius reikalavimus“.



Šis ženklas ant prietaiso reiškia, kad jo naudojimo laikui pasibaigus negalima išmesti į įprastas buitines atliekas. Atliekas prašome perduoti elektronikos atliekų tvarkymo įmonei.

GARANTIJA

Mes suteikiame 24 mėnesių garantiją valdymo įrenginiui. Gedimo atveju gali prireikti išsiųsti įrenginį patikrinimui. Tokiu atveju atkreipkite dėmesį, kad siuntimo kartonas būtų tinkamai išklotas, kad būtų išvengta galimų transportavimo pažeidimų. Deja, garantija netaikoma gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo transportavimo.

Garantijos sąlygos: Jei yra įstatyminė garantijos prievolė, išskyrus teisę į keitimą ar kainos sumažinimą, gaminys bus pakeistas nemokamai arba gamintojas turės galimybę jį pataisyti. Jei po keleto bandymų pataisymas bus nepakankamas arba pakeistas gaminys turės gamintojo kaltės trūkumą, klientas turi teisę į keitimą ar kainos sumažinimą.

Garantijos išimtis: Garantija netaikoma defektams, kurie atsirado dėl smurtinio sugadinimo, netinkamo naudojimo, išorinio smurto poveikio arba trečiųjų šalių atliktų pakeitimų ir remonto darbų, pvz., defektams, kurie atsirado dėl netinkamų matmenų arba trumpai sujungtų saugiklių, arba defektams, kurie atsirado dėl įprasto nusidėvėjimo.

Garantijos sąlyga: Garantija galioja tik pateikus originalų pirkimo dokumentą (sąskaitą). Todėl pirkimo dokumentą saugokite kruopščiai.

Jei naudojant sistemą kyla problemų ar klausimų, susisiekite su mumis telefonu +49 (0) 666 17 48 91 05 arba el. paštu service@venenengel.de.

ATŠAUKIMO INSTRUKCIJOS

Atkreipkite dėmesį, kad produktas yra nedidelis kiekis švino. Todėl šį produktą išmeskite elektronikos atliekų surinkimo punkte. **SVARBU: šio produkto negalima išmesti su buitinėmis atliekomis!**

VOKIETIJA:

Elektroniniai produktai negali būti šalinami su nesortuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to naudokitės turimomis grąžinimo ir surinkimo sistemomis. Taip mes visi prisidedame prie elektroninių produktų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo.

Netinkamas elektroninių produktų šalinimas ne tik eikvoja išteklius (dauguma elektros prietaisų turi vertingų žaliavų, pvz., aukso, vario, sidabro ir pan.), bet ir kelia pavojų aplinkai dėl kartais pavojingų medžiagų.

ALTERNATYVA: Mes mielai pasirūpinsime jūsų senojo „Venen Engel“ prietaiso šalinimu. Tiesiog išsiųskite jį adresu:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Vokietija

Prie siuntinio pridėkite raštelį su prašymu jį išmesti.

Naudotos baterijos ir akumuliatoriai turi būti šalinami atskirai nuo kietųjų buitinių atliekų. Tai galite padaryti naudodamiesi jums prieinamomis grąžinimo ir perdirbimo sistemomis (pvz., Corepile).

Netinkamas senų baterijų ir akumuliatorių šalinimas gali turėti didelį poveikį žmonėms ir aplinkai dėl juose esančių pavojingų medžiagų. Perdirbant išsaugomos vertingos žaliavos, o produkto sudedamosios dalys gali būti pakartotinai panaudotos.

PRANCŪZIJA/SLOVAKIJA:

Elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su nesortuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to naudokitės turimomis grąžinimo ir surinkimo sistemomis. Taip mes visi prisidedame prie elektroninių produktų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo.

Netinkamas elektroninių produktų šalinimas ne tik eikvoja išteklius (dauguma elektros prietaisų yra vertingų žaliavų, pvz., aukso, vario, sidabro ir kt.), bet ir kelia pavojų aplinkai dėl kartais pavojingų medžiagų.

Naudotos baterijos ir akumulatoriai turi būti šalinami atskirai nuo kietųjų komunalinių atliekų. Tai galite padaryti naudodamiesi jums prieinamomis grąžinimo ir perdirbimo sistemomis (pvz., Corepile).

Netinkamas naudotų baterijų ir akumuliatorių šalinimas dėl juose esančių pavojingų medžiagų gali turėti didelį poveikį žmonėms ir aplinkai. Per perdirbimą išsaugomos vertingos žaliavos, o produkto sudedamosios dalys gali būti pakartotinai panaudotos.

SVARBI INFORMACIJA APIE ELEKTROMAGNETINĮ SUDERINAMUMĄ (EMC)

1. Šis produktas reikalauja specialių atsargumo priemonių dėl EMC ir turi būti įrengtas bei paleistas pagal pateiktą informaciją. Šis prietaisas gali būti paveiktas nešiojamų ir mobiliųjų HF ryšio prietaisų.
2. Nenaudokite mobiliojo telefono ar kitų prietaisų, skleidžiančių elektromagnetinius laukus, šalia prietaiso. Tai gali sutrikdyti prietaiso veikimą.
3. Dėmesio! Šis prietaisas buvo kruopščiai išbandytas ir patikrintas, siekiant užtikrinti tinkamą veikimą ir funkcionavimą!
4. Dėmesio: šis įrenginys neturėtų būti naudojamas šalia kitų įrenginių arba sukrautas ant jų. Jei būtina naudoti šalia kitų įrenginių arba sukrauti ant jų, šis įrenginys turėtų būti stebimas, kad būtų patikrintas jo normalus veikimas toje konfigūracijoje, kurioje jis naudojamas.

ATSAKOMO UŽTIKRINIMAS

Jei turite sveikatos problemų arba abejojate, prieš vartodami pasitarkite su medicinos specialistu.

PASTABA:

Jūsų „Venen Engel“ produktas **nėra medicinos prietaisas** ir nėra skirtas savigydei. Jei turite abejonų, pasitarkite su savo gydytoju.

GAMINTOJAS:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Vokietija

Telefon: +49 1573 5990084
El. paštas: service@venenengel.de
Internetas: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA WSTĘPNA

Jeśli wybrali Państwo naszą Leo Edition, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na tej stronie.

Ta edycja specjalna różni się od wersji standardowej wyłącznie wybranymi elementami wzornictwa i materiałów:

- **Ekskluzywny nadruk Leo** na mankietach
- **Jednostka sterująca i przewody w nowym kolorze** dopasowanym do wzornictwa
- **Metalowa plakietka z logo** jako wysokiej jakości element dekoracyjny pasa
- **Wysokiej jakości zamek błyskawiczny** z suwakiem i zakończeniem wykonanym ze stopu cynku, zapewniający elegancki wygląd i przyjemne wrażenia dotykowe

Funkcjonalność, obsługa i użytkowanie urządzenia są identyczne jak w wersji standardowej. Wszystkie wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania znajdują się, jak zwykle, w instrukcji obsługi.

Informacja dla osób uczulonych na cynk:

Metalowe elementy Leo Edition wykonane są ze stopu cynku. W rzadkich przypadkach bezpośredni kontakt ze skórą może powodować reakcje skórne u osób wrażliwych. Jeśli mają Państwo stwierdzoną alergię na cynk lub stopy metali albo zauważą podrażnienie skóry podczas użytkowania, zalecamy przerwanie użytkowania.

Życzymy wiele satysfakcji z korzystania z Leo Limited Edition.

UWAGA WSTĘPNA

Gratulujemy zakupu tego urządzenia! Będziecie Państwo bardzo zadowoleni z urządzenia Venen Engel! Jeśli jesteście Państwo zadowoleni z urządzenia Venen Engel, będziemy wdzięczni za polecenie go innym.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które użytkownik powinien przestrzegać, aby zapobiec zagrożeniom i bezpiecznie korzystać z urządzenia.

W razie pytań dotyczących użytkowania, akcesoriów lub sugestii, prosimy o kontakt!

Telefon:	+49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp:	+49 1573 5990084
Mail:	service@venenengel.de
Strona internetowa:	www.venenengel.de

PRZED ROZPOCZĘCIEM

- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.
- W przypadku niektórych schorzeń nie wolno używać urządzenia Venen Engel. Proszę uważnie przeczytać listę przeciwwskazań na ostatniej stronie.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Ważne jest, aby zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w niniejszej instrukcji. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa, zapobieganiu urazów i uszkodzeń urządzenia.

- Nie należy używać tego urządzenia, jeśli pacjent ma rozrusznik serca, wszczepiony defibrylator lub inne wszczepione metalowe lub elektroniczne. Takie użycie może spowodować porażenie prądem, oparzenia, zakłócenia elektryczne lub śmierć.
- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby można było z niej skorzystać podczas użytkowania.
- Aby uniknąć zagrożeń, zapewnić bezpieczeństwo lub zapobiec nieprawidłowemu działaniu, poniżej podano kilka szczegółowe informacje, które użytkownik powinien wziąć pod uwagę podczas korzystania z urządzenia.
- Urządzenie nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnej mieszanki znieczulającej z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.
- Osoby z upośledzeniem umysłowym mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem.
- Naprawy, konserwacje i wymiany części nie mogą być wykonywane podczas użytkowania i mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych przez producenta specjalistów. W przeciwnym razie grozi utratą gwarancji.
- W przypadku ogólnego złego samopoczucia lub bólu podczas stosowania należy natychmiast przerwać stosowanie.
- Przy pierwszym użyciu nie należy przekraczać czasu stosowania wynoszącego 5 minut. Przy kolejnych zastosowaniach czas użytkowania należy stopniowo wydłużać w zależności od stanu fizycznego użytkownika. Długotrwałe użytkowanie może powodować niepożądane skutki uboczne.
- Produkt nie powinien być używany przez niemowlęta i małe dzieci.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie dopuścić do przedostania się wody lub innych materiałów (np. gwoździ, igieł i innych metalowych przedmiotów) do wnętrza urządzenia.
- W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia nie należy go otwierać, rozbierać ani modyfikować, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem lub innych obrażeń.
- Podczas podłączania i odłączania wtyczki należy upewnić się, że wtyczka i dłonie są suche.

- Urządzenie należy używać wyłącznie z prądem jednofazowym o napięciu 220–230 V. Po zakończeniu użytkowania należy wyciągnąć wtyczkę zasilającą urządzenia z gniazdka.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest umieszczone w taki sposób, aby w każdej chwili można było łatwo wyciągnąć wtyczkę zasilającą.
- Należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest skręcony ani zgięty i nie należy kłaść na nim ciężkich przedmiotów (np. nóg stołu lub krzesła) na przewodzie zasilającym.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdek wielokrotnych. Nie podłączaj wtyczki zasilającej tego urządzenia do gniazdka wraz z innymi urządzeniami.

ZAKRES DOSTAWY



Urządzenie sterujące



Zasilacz



Zestaw węży Multi-Plug



Lymph-Flow Pants



Torba transportowa i
woreczki strunowe



Miękkie etui

DANE TECHNICZNE

Liczba programów	3 (+4)
Liczba komór	4
Waga	ok. 0,7 kg
Moc wyjściowa	14 VA
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie sieciowe	110–240 V
Ustawienie czasu	120 min
Wydajność drukowania	30–180 mmHg
Wydajność pompy	8 l/min
Materiał (mankiety)	Nylon z włóknami poliamidowymi
Częstotliwość radiowa	2,4 GHz
Wymiary urządzenia sterującego	25 x 6 x 7 cm
Klasa ochrony	II / 
Zakres temperatur (praca i przechowywanie)	10–40 °C
Wilgotność powietrza (względna, praca i przechowywanie)	30–85%
Bateria:	
Czas ładowania / czas pracy [w min]	50 / 90
Typ	Li-ion
Numer modelu	18600
Napięcie	11,1 V
Pojemność	1600 mAh
Ilość zmagazynowanego prądu	17,7 Wh

WYJAŚNIENIE UŻYTYCH SYMBOLI



Zgodność z normami europejskimi



Informacje producenta



Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi!



Należy przestrzegać instrukcji obsługi!



Numer seryjny



Używać tylko w pomieszczeniach



Klasa ochrony II: Ten symbol oznacza, że urządzenie nie wymaga elektrycznego uziemienia (masy).



Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych



Kraj produkcji: Chiny



Tektura falista



Polietylen tereftalan (PET)



Nie prać



Poddać recyklingowi opakowania



Wskazówki dotyczące utylizacji Francja: Urządzenia elektryczne należy utylizować w odpowiednich punktach zbiórki odpadów



Wskazówki dotyczące utylizacji we Francji: opakowanie poddać recyklingowi

OPIS PRODUKTU

Urządzenie do masażu kompresyjnego składa się z kompresora, mankietu i czujnika ciśnienia powietrza, które działają razem jako jedna jednostka. Urządzenie jest połączone z mankietami za pomocą szeregu wężyków. Masaż kompresyjny odbywa się poprzez cykliczne napełnianie i opróżnianie komór powietrznych. Podczas stosowania powietrze jest pompowane do komór od końcówek kończyn w kierunku środka ciała.

Ciśnienie w mankiecie jest kontrolowane przez czujnik i mikroprocesor.

PRZEZNACZENIE

Urządzenie Venen Engel Plus służy do masażu ciśnieniowego nóg, ramion lub talii i wspomaga uczucie relaksu, dobrego samopoczucia i lekkości.

Zastosowanie urządzenia zapewnia przyjemne uczucie lekkości ciała oraz delikatną stymulację i witalność skóry. Stosowane jako zabieg wellness lub kosmetyczny może przyczynić się do poprawy samopoczucia i pielęgnacji kosmetycznej skóry.

Produkt ten nie jest **wyrobem medycznym** i służy wyłącznie do zastosowań kosmetycznych i relaksacyjnych.

WSKAZANIA

Do relaksu po długim dniu lub po aktywności fizycznej

W celu uzyskania subiektywnego uczucia lżejszych nóg

Dla przyjemnego rozluźnienia mięśni

Może poprawić wygląd cellulitu

Stosowanie jako zabieg wellness lub kosmetyczny w celu poprawy samopoczucia

Wspomaga przyjemne odczucie witalności i gładkości skóry

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku zakrzepicy, chorób żył, żylaków, niewydolności serca, zaburzeń krzepnięcia krwi.

Nie stosować w przypadku otwartych ran, egzemy, stanów zapalnych, infekcji, silnych oparzeń słonecznych lub wysypek skórnych.

W przypadku drętwienia, zaburzeń czucia lub bólu należy natychmiast przerwać stosowanie.

Nie zaleca się stosowania na nogach i brzuchu w czasie ciąży!

Nie stosować w przypadku implantów elektronicznych (np. rozruszników serca) lub implantów metalowych w obszarach poddawanych zabiegowi

Nie stosować w przypadku gorączki, infekcji, ostrych stanów zapalnych

Nie stosować u dzieci lub osób, które nie potrafią bezpiecznie obsługiwać urządzenia

SKUTKI UBOCZNE

Zaczerwienienie, uczucie ciepła, lekkie mrowienie po zastosowaniu.

Zmęczenie lub lekkie zawroty głowy przy zbyt długim stosowaniu.

Powstawanie odcisków w przypadku zbyt ciasno założonych mankietów lub nadmiernego ucisku.

Przegrzanie podczas ciągłej pracy, pęknięcie kabla, porażenie prądem w przypadku uszkodzonego zasilacza.

ZASTOSOWANIE

KROK 1: PRZED ZASTOSOWANIEM

PODŁĄCZENIE WĘŻY POWIETRZNYCH

Przymocować złącza mankietów węży do przyłączy mankietów. Należy upewnić się, że najdłuższy węży należy do komory stóp. Podłączyć pozostałe węże po kolei do komory w okolicy bioder. Odcienie złączy i przyłączy pomagają w ustaleniu kolejności podłączeń. Zalecamy, aby nie rozłączać połączeń wtykowych po ich podłączeniu.

USTAWIENIE URZĄDZENIA

Upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie. Upewnij się również, że urządzenie stoi swobodnie i nie jest zasłonięte przez sufit lub inne elementy. Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza, takich jak sauny lub łazienki.

ZAKŁADANIE MANKIETÓW

Aby zapobiec zanieczyszczeniu, zalecamy noszenie legginsów lub spodni dresowych podczas użytkowania. Przed użyciem opróżnij kieszenie spodni! Zamki błyskawiczne na mankietach muszą być całkowicie zamknięte, aby zapobiec nagłemu otwarciu mankietów i ewentualnym uszkodzeniom. Zawsze upewnij się, że węże nie są zgięte i nie siadasz na nich.

PODŁĄCZENIE ZESTAWU WĘŻY I URZĄDZENIA STERUJĄCEGO / MONTAŻ WTYCZKI WIELOFUNKCYJNEJ

Włóż wtyczkę wielofunkcyjną do podstawy urządzenia aż do oporu. Upewnij się, że wtyczka wielofunkcyjna jest podłączona do urządzenia we właściwej pozycji (mały złączce w małym otworze). Z boku wtyczki wielofunkcyjnej znajdują się dwa zatrzaszki. Aby połączyć wtyczkę wielofunkcyjną z urządzeniem, należy nacisnąć zatrzaszki. Następnie wtyczkę wielofunkcyjną można podłączyć do urządzenia. Po zakończeniu użytkowania kabel należy odłączyć w ten sam sposób.


PODŁĄCZENIE ZASILACZA DO URZĄDZENIA STERUJĄCEGO

Urządzenie może być zasilane zarówno z zasilacza, jak i bez niego, o ile bateria jest odpowiednio naładowana. Podłącz zasilacz zarówno do urządzenia, jak i do gniazdka elektrycznego, aby ładować baterię podczas użytkowania.



KROK 2: OBSŁUGA

1. **WŁĄCZANIE URZĄDZENIA** Na górnej części urządzenia znajduje się przycisk włączania/wyłączania. Naciśnij go i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Jeśli urządzenie nie włącza się, prawdopodobnie bateria jest rozładowana. Aby ponownie naładować urządzenie, należy użyć dołączonego zasilacza sieciowego.
2. **WYBIERANIE PROGRAMU** Domyślnie wybrany jest program A. Naciśnij przycisk „P”, aby przełączać się między programami A, B i C.
3. **WYBIERANIE CIŚNIENIA** Domyślnie wybrane jest ciśnienie 8. Naciskając przyciski „+” lub „-”, można ustawić ciśnienie w zakresie od 1 do 16. Dłuższe przytrzymanie odpowiedniego przycisku przyspiesza wybór poziomu nacisku.
4. **PLAY / PAUSE** Rozpocznij wybór programu i wydruku, naciskając przycisk „Play / Pause”. Wskazówka: Naciśnięcie przycisku „Play / Pause” podczas trwania programu aktywuje pauzę na 2 minuty. Po upływie tych 2 minut bez ponownego naciśnięcia przycisku „Play”, urządzenie zatrzyma program i wypuści powietrze z komór.
5. **ZATRZYMANIE PROGRAMU** Aby natychmiast zatrzymać program i wypuścić powietrze, należy przytrzymać przycisk „Play / Pause” przez 3 sekundy.



PROGRAMY / PRZEWODNIK

Dzięki programom Venen Engel zapewnisz swojemu ciału świadome przerwy. Dla lżejszych nóg, lepszej równowagi i przyjemnego relaksu.

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie może wspomagać stymulację skóry i sprawiać, że jej wygląd staje się gładszy i bardziej jednolity. Może również złagodzić uczucie zmęczenia i ciężkości nóg oraz ogólnie działać relaksująco. Idealny jako rytuał wellness lub beauty dla poprawy samopoczucia. W zależności od programu kładzie się nacisk na różne aspekty.

CZAS TRWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ

Optymalny czas trwania zabiegu wynosi od 30 do 60 minut – lub od 10 do 20 minut w przypadku krótkiej przerwy na relaks. Ucisk powinien być wyczuwalny, ale przyjemny. Stopniowo dostosowuj intensywność do swojego osobistego poziomu komfortu. Optymalny ucisk może się różnić w zależności od codziennej formy. W razie potrzeby dostosuj go indywidualnie. Zalecamy powolne dostosowywanie optymalnego ucisku. Więcej nie zawsze znaczy lepiej: stosowanie urządzenia Venen Engel nigdy nie powinno być nieprzyjemne, a już na pewno nie bolesne.

Więcej informacji na temat prawidłowego stosowania, wyboru programów i innych ustawień można znaleźć w Internecie pod adresem: <https://venenengel.de/pages/app>

Przebieg Przykład programu

A ENERGY FLOW



A ENERGY FLOW



Komory napełniają się kolejno, przy czym ciśnienie w każdej komorze jest utrzymywane do momentu całkowitego napompowania kolejnej. W ten sposób powstaje równomierny, aktywujący przepływ, który wspomaga dobre samopoczucie nóg i przyjemnie towarzyszy ciału.

B DEEP RELEASE



Komory napełniają się kolejno i utrzymują stałe ciśnienie przez cały cykl, aby zminimalizować przepływ wsteczny podczas masażu. Idealne rozwiązanie dla odprężenia po długim dniu lub intensywnym treningu. Jeśli dopiero zaczynasz, zacznij od programu Energy Flow (A), a następnie powoli przejdź do programu Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Wszystkie komory są pompowane i rozprężane jednocześnie, co zapewnia rytmiczny, pulsujący masaż z dużą liczbą cykli. Dynamiczny ruch rozluźnia ciało i może sprawić, że skóra będzie wyglądać na bardziej jędrną i napiętą.

IP INITIAL PHASE



Przed uruchomieniem wybranego programu / sekwencji chcemy upewnić się, że mankiety na nogi są optymalnie dopasowane ergonomicznie do Twoich nóg. W tym celu wszystkie komory są jednocześnie wypełniane powietrzem przez 2 minuty. Następnie uruchamia się program. Proces ten jest aktywny tylko raz bezpośrednio po uruchomieniu urządzenia sterującego, a następnie ponownie po ponownym uruchomieniu urządzenia.



Proszę nie przerywać fazy początkowej poprzez zmianę programu lub wyłączenie urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do nagromadzenia się ciśnienia w komorach, co może być dla Państwa nieprzyjemne.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA RADIOWEGO Z APLIKACJĄ VENEN ENGEL

POBIERZ APLIKACJĘ VENEN ENGEL

Pobierz naszą aplikację Venen Engel z popularnych sklepów z aplikacjami dla systemów iOS lub Android.

OTWÓRZ APLIKACJĘ VENEN ENGEL

Otwórz aplikację i wybierz żądaną opcję onboardingu.

WŁĄCZ URZĄDZENIE STERUJĄCE VENEN ENGEL PLUS

Parowanie rozpocznie się automatycznie. Potwierdź parowanie / połączenie na swoim smartfonie. Jeśli tak się nie stanie, sprawdź ustawienia swojego smartfona.

GOTOWE

Teraz możesz obsługiwać urządzenie sterujące za pomocą naszej aplikacji i odłożyć je na bok. Za jej pomocą możesz między innymi uruchamiać i dostosowywać wstępnie zainstalowane programy i sekwencje, a także regulować ciśnienie i czas stosowania.


Więcej informacji na temat aplikacji Venen Engel można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem <https://venenengel.de/pages/app>.



FUNKCJE, KTÓRE MOŻNA STEROWAĆ WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ APLIKACJI

WYŁĄCZANIE POSZCZEGÓLNYCH KOMÓR POWIETRZNYCH

Miejsca wrażliwe można wyłączyć z masażu. Domyślnie wszystkie komory kompresyjne są aktywne. Jeśli chcesz wyłączyć określone komory z masażu, możesz to zrobić tutaj. W tym celu wystarczy nacisnąć symbol żądanej komory i potwierdzić wybór.



Bearbeiten

Energy Flow

Druck-Level: 8

Zeit (in Minuten): 30

Aktive Kammern: 1 2 3 4

Einstellungen zurücksetzen

Programm kopieren

Speichern

CZTERY DODATKOWE PROGRAMY MASAŻU

Wybierz jeden z czterech dodatkowych programów, aby urozmaicić zabieg i zoptymalizować sekwencje.

15:16 📶 🔋

< Zurück ☆

Gentle Wave (D)

Entspannung & Regeneration

Starten

🕒 20 Minuten 🔍 🔖 🔖

Das Programm führt Gelassenheit und Entspannung. Die Massagen können sich nachempfinden - von den Füßen bis zum Kopf - und erzeugen sanften, entspannenden Druck. Jede Bewegung wird durch den Berührung der nächsten Körperstelle unterstützt. Die Tiefschlafwelle fördert die Muskulatur, die Durchblutung und unterstützt die natürliche Spannkraft der Haut. Perfekt als Warm-up oder als wohltuender Abschluss deiner Wellness-Routine.

Ready Benefit: 👉 Ist dir noch zu frühlich und zu kalt?



Programm bearbeiten

15:16 📶 🔋

< Zurück ☆

Inner Balance (E)

Harmonisierung & Leichtigkeit

Starten

🕒 20 Minuten 🔍 🔖 🔖

Es soll ausgeglichene Programme mit harmonischen Wechselwirkungen, sowohl bei der Massage, als auch bei der Atmung, werden geschaffen. Während der Übung schauen wir in unsere innere Welt und verbinden sie mit der äußeren Welt. Harmonisierung der Energie und der Seele. Ein wunderbares Werkzeug, um die Seele zu beruhigen und die Seele zu stärken.

Ready Benefit: 👉 Unterdrückt die Muskulatur und kann die Seele stark belasten. - Für ein Gefühl von Ruhe und Leichtigkeit.



Programm bearbeiten

15:17 📶 🔋

< Zurück ☆

Intense Flow (F)

Stimulierung & Weiblichkeit

Starten

🕒 20 Minuten 🔍 🔖 🔖

Ein aktives Programm mit gleichmäßigem Druckverlauf. Immer wieder wiederholende, regelmäßige können werden geschäftig durch, wodurch die Massage intensiv ist. Es fördert die Durchblutung und die "Gentle Wave" - Idee für den Teil der Massage, der das Schwere (Heavy) mit der leichten (Light) Wirkung.

Ready Benefit: 👉 Fördert die Durchblutung, sorgt für eine bessere Durchdringung der Haut und lockert Muskulatur.



Programm bearbeiten

15:17 📶 🔋

< Zurück ☆

Glow Flow (G)

Detoxifizierung & Hautpflege Optimierung

Starten

🕒 20 Minuten 🔍 🔖 🔖


Das intensive Programm für eine tiefgehende Massage. Die Massage kann sich nachempfinden - von den Füßen bis zum Kopf - und erzeugt sanften, entspannenden Druck. Jede Bewegung wird durch den Berührung der nächsten Körperstelle unterstützt. Die Tiefschlafwelle fördert die Muskulatur, die Durchblutung und unterstützt die natürliche Spannkraft der Haut. Perfekt als Warm-up oder als wohltuender Abschluss deiner Wellness-Routine.

Ready Benefit: 👉 Unterstützt die Muskulatur und kann die Seele stark belasten. - Für ein Gefühl von Ruhe und Leichtigkeit.



Programm bearbeiten

INDYWIDUALIZACJA SPODNI VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS



TRZY ZAMKI

Pozycja 1 = zewnętrzny zamek błyskawiczny = najwęższa pozycja = dla małych obwodów nóg


Pozycja 2 = środkowy zamek = pozycja środkowa = dla średnich obwodów nóg

Pozycja 3 = wewnętrzny zamek błyskawiczny = najszersza pozycja = dla dużych obwodów nóg

Dla ud i podudzi dostępne są oddzielne zamki błyskawiczne, dzięki czemu spodnie Lymph-Flow Pants można bardzo indywidualnie dopasować.

Jeśli żadne z możliwych ustawień nie pasuje idealnie, można uzyskać dodatkowe rozmiary dzięki naszym rozszerzeniom. Zapraszamy do odwiedzenia naszego **sklepu**.

Aby zamek błyskawiczny nie otworzył się podczas stosowania, po zapięciu spodni należy przesunąć suwak w kierunku stóp. Spowoduje to zablokowanie mechanicznej blokady, która zapobiega otwarciu spodni Lymph-Flow Pants. Po zakończeniu stosowania można normalnie używać zamka błyskawicznego, aby zdjąć spodnie.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

PO ZASTOSOWANIU

ZAKOŃCZENIE I DEMONTAŻ

Po upływie ustawionego czasu lub po naciśnięciu przycisku wyłączającego można wyciągnąć wtyczkę wielofunkcyjną z urządzenia. Jeśli podczas masażu nie czujesz się komfortowo, możesz w dowolnym momencie przerwać zabieg. Następnie można otworzyć mankiety. Aby szybko opróżnić poduszki powietrzne po zabiegu, zalecamy wyciągnięcie wtyczki wielofunkcyjnej i wyciśnięcie pozostałego powietrza z mankietów obiema rękami.

Po zakończeniu zabiegu zalecamy pozostawienie wtyczek mankietów podłączonych do mankietów i odłączenie jedynie wtyczki wielofunkcyjnej od urządzenia. W celu przechowywania należy ułożyć mankiety jeden na drugim i zwinąć je luźno wraz z podłączonym zestawem węży.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia mankietów i pozostałych akcesoriów zalecamy użycie wilgotnej ściereczki. W przypadku silnego zabrudzenia można dodatkowo użyć delikatnego środka do czyszczenia tkanin. Przed czyszczeniem mankietów należy odłączyć wtyczki mankietów i w każdym przypadku pozostawić mankiety do całkowitego wyschnięcia. W przypadku używania przez różne osoby zalecamy dezynfekcję mankietów za pomocą sprayu do dezynfekcji tkanin. Należy używać środków czyszczących i dezynfekujących, które nie zawierają oleju, benzenu, alkoholu, benzyny i środków chemicznych. Nie należy prać mankietów w pralce ani pod bieżącą wodą. Przed

czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie. Do dezynfekcji mankietów nadają się środki dezynfekujące, takie jak Descosept pur lub podobne produkty o podobnym składzie.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej (minimum 10°C, maksimum 40°C) oraz w dobrze wentylowanych, suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach (minimalna wilgotność względna 30%, maksymalna wilgotność względna 85%). Produkt należy przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.

Podczas przechowywania należy również uważać, aby nie uszkodzić mankietów ostrymi przedmiotami, takimi jak nożyczki lub przedmioty o ostrych krawędziach.

W przypadku długotrwałego przechowywania zalecamy przechowywanie produktu w opakowaniu sprzedażowym.

USUWANIE USTEREK

URZĄDZENIE NIE MOŻE ZOSTAĆ WŁĄCZONE

Jeśli urządzenie nie włącza się, sprawdź, (A) czy bateria urządzenia nie jest rozładowana i (B) naładuj urządzenie, aż będzie można je włączyć.

URZĄDZENIE POMPUJE, ALE NAPEŁNIA TYLKO JEDEN LUB ŻADEN Z MANKIETÓW

Jeśli po uruchomieniu aplikacji tylko jeden lub żaden z mankietów nie nadmuchuje się, sprawdź (A), czy wtyczka wielofunkcyjna została całkowicie i prawidłowo podłączona do urządzenia. Upewnij się również (B), że węże powietrzne nie są zgięte, na przykład z powodu siedzenia na nich. Sprawdź (C), czy wszystkie szare wtyczki mankietów zostały prawidłowo podłączone do mankietów.

MANKIETY NAPEŁNIAJĄ SIĘ W NIEPRAWIDŁOWEJ KOLEJNOŚCI

Upewnij się, że wtyczka wielofunkcyjna została podłączona do urządzenia sterującego we właściwej pozycji. Wtyczka wielofunkcyjna jest podłączona prawidłowo, gdy małe złącza wtyczki wielofunkcyjnej znajdują się w przeznaczonych do tego otworach nad wylotami powietrza.



SŁYCHACZNY WYSTRZYK POWIETRZA

- (A) Sprawdź, czy węże i wtyczki nie są uszkodzone.
- (B) Sprawdź, czy wtyczka wielofunkcyjna została prawidłowo podłączona do urządzenia.
- (C) Sprawdź, czy wąż nie jest zgięty lub ściśnięty.

ZAŁĄCZANIE MANKIETU RAMIENNEGO

(dostępny prawdopodobnie w 2026 r.)

Mankiet na ramię jest dostępny dla prawej lub lewej ręki. Przy zakupie należy koniecznie zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej strony ramienia.

Uwaga: Jeśli chcesz leczyć obie ręce, potrzebujesz dwóch mankietów na ramię – jednego na prawą i jednego na lewą rękę. Możliwe jest równoległe leczenie nóg i ramienia. Zalecamy jednak leczenie ramion po kolei, a nie obu ramion jednocześnie. Podczas stosowania urządzenia co najmniej jedno ramię powinno pozostać wolne.

INSTRUKCJA:

1. Otwórz zapięcie opaski na ramię, jeśli jest nadal zamknięte.
2. Załóż mankiet na odpowiednią stronę ramienia. Przełóż rękę przez mankiet, aż znajdzie się on pod pachą.
3. Naciągnij mankiet na ramię.
4. Przeciągnij zapięcie za plecami pod drugą pachą i wsuń koniec zapięcia do zapięcia z klipssem z przodu.
5. Dopasuj mankiet, pociągając za koniec zapięcia, aż mankiet będzie dobrze i wygodnie przylegał.
6. Po użyciu rozpiąć mankiet, naciskając jednocześnie zatrzask po obu stronach.



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi! Nie należy rozbierać ani spalać urządzenia. Naprawy sterownika mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów firmy Wellcosan GmbH, w przeciwnym razie grozi utrata gwarancji. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i wyłączyć urządzenie. Należy również wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i wyłączyć urządzenie, jeśli miało ono kontakt z wodą lub innymi płynami. Nie należy używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach. Należy zapewnić stabilne ustawienie urządzenia. Nie należy narażać urządzenia na wstrząsy ani nim rzucać. Podczas pracy urządzenie nie może być przykryte innymi przedmiotami. Należy upewnić się, że węże nie są skręcone ani zgięte podczas użytkowania i przechowywania. Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła (np. bezpośredniego nasłonecznienia, grzejników itp.). Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć. Urządzenie wyłącza się samoczynnie po 10 minutach bezczynności.

W przypadku nieużywania urządzenia należy również wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka. Produkt należy przechowywać z dala od dzieci i osób, które nie zostały przeszkolone w zakresie jego obsługi.



Znakiem CE producent lub importer potwierdza zgodność produktu z odpowiednimi dyrektywami WE i spełnienie określonych w nich „zasadniczych wymagań”.



To oznaczenie na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu jego eksploatacji nie wolno go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami komunalnymi. Utylizacja powinna zostać przeprowadzona przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów elektronicznych.

GWARANCJA

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na urządzenie sterujące. W przypadku awarii może być konieczne wysłanie urządzenia do kontroli. Należy pamiętać o odpowiednim wyścielaniu kartonu wysyłkowego, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Niestety nie można dochodzić roszczeń gwarancyjnych w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową wysyłką.

Warunki gwarancji: W zakresie, w jakim istnieje ustawowy obowiązek udzielenia gwarancji, z wyłączeniem prawa do wymiany lub obniżenia ceny, producent ma możliwość bezpłatnej wymiany lub naprawy. Jeśli pomimo kilku prób naprawa okaże się nieskuteczna lub urządzenie zastępcze będzie miało wadę, za którą odpowiedzialność ponosi producent, klient ma prawo do wymiany lub obniżenia ceny.

Wyłączenie gwarancji: Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przemocą, niewłaściwą obsługą, działaniem sił zewnętrznych lub zmianami i naprawami dokonanymi przez osoby trzecie, np. uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwie dobrane lub zwierzone bezpieczniki lub wad wynikających z normalnego zużycia.

Warunki gwarancji: Roszczenie gwarancyjne przysługuje wyłącznie w połączeniu z oryginalnym dowodem zakupu (fakturą). Dlatego należy starannie przechowywać dowód zakupu.

W przypadku problemów lub pytań dotyczących użytkowania systemu prosimy o kontakt pod numerem telefonu +49 (0) 666 17 48 91 05 lub adresem e-mail service@venenengel.de.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Należy pamiętać, że produkt zawiera niewielkie ilości ołowiu. Dlatego też utylizację należy powierzyć firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych. **WAŻNE:** Nie należy wyrzucać produktu wraz z odpadami komunalnymi!

NIEMCY:

Produktów elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy skorzystać z dostępnych systemów zwrotu i zbiórki. W ten sposób wszyscy przyczyniamy się do ponownego wykorzystania, recyklingu i utylizacji produktów elektronicznych.

Nieprawidłowe usuwanie produktów elektronicznych nie tylko prowadzi do marnotrawstwa zasobów (większość urządzeń elektrycznych zawiera cenne surowce, takie jak złoto, miedź, srebro itp.), ale także zagraża środowisku naturalnemu ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne.

ALTERNATYWA: Chętnie zajmiemy się utylizacją Państwa starego urządzenia Venen Engel. Prosimy po prostu wysłać je na adres:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Niemcy

Prosimy dołączyć informację z prośbą o utylizację.

Zużyte baterie i akumulatory należy utylizować oddzielnie od stałych odpadów komunalnych. Można to zrobić za pośrednictwem dostępnych systemów zwrotu i recyklingu (np. Corepile).

Niewłaściwa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów może mieć znaczący wpływ na ludzi i środowisko ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne. Dzięki recyklingowi zachowane zostają cenne surowce, a składniki produktu mogą zostać ponownie wykorzystane.

FRANCJA/SŁOWACJA:

Produktów elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy korzystać z dostępnych systemów zwrotu i zbiórki. W ten sposób wszyscy przyczyniamy się do ponownego wykorzystania, recyklingu i utylizacji produktów elektronicznych.

Niewłaściwe usuwanie produktów elektronicznych nie tylko prowadzi do marnotrawstwa zasobów (większość urządzeń elektrycznych zawiera cenne surowce, takie jak złoto, miedź, srebro itp.), ale także zagraża środowisku naturalnemu ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne.

Zużyte baterie i akumulatory należy utylizować oddzielnie od stałych odpadów komunalnych. Można to zrobić za pośrednictwem dostępnych systemów zwrotu i recyklingu (np. Corepile).

Niewłaściwa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów może mieć znaczący wpływ na ludzi i środowisko ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne. Dzięki recyklingowi zachowane zostają cenne surowce, a składniki produktów mogą być ponownie wykorzystane.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)

1. Ten produkt wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i musi być zainstalowany i uruchomiony zgodnie z dostarczonymi informacjami. Na działanie tego urządzenia mogą mieć wpływ przenośne i mobilne urządzenia komunikacji radiowej.
2. Nie należy używać telefonów komórkowych ani innych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne w pobliżu urządzenia. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
3. Uwaga! Urządzenie zostało dokładnie przetestowane i sprawdzone w celu zapewnienia prawidłowego działania i funkcjonowania!
4. Uwaga: Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu innych urządzeń ani układane w stosy z innymi urządzeniami. Jeśli konieczne jest używanie urządzenia w pobliżu innych urządzeń lub układanie go w stosy z innymi urządzeniami, należy obserwować urządzenie, aby sprawdzić, czy działa ono prawidłowo w konfiguracji, w której jest używane.

UWAGA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeśli masz obawy dotyczące zdrowia lub nie jesteś pewien, przed zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem.

UWAGA:

Produkt Venen Engel **nie** jest **urządzeniem medycznym** i nie służy do samodzielnego leczenia. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem.

PRODUCENT:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Niemcy

Telefon: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Strona internetowa: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

MANUAL DE INSTRUÇÕES



NOTA PRELIMINAR

Se escolheu a nossa Leo Edition, tenha em atenção as seguintes informações apresentadas nesta página.

Esta edição especial distingue-se da nossa versão standard exclusivamente por determinados detalhes de design e de materiais:

- **Estampado Leo exclusivo** nas braçadeiras
- **Unidade de controlo e mangueiras numa nova cor**, em harmonia com o design
- **Placa metálica com logótipo** como elemento de design de elevada qualidade na cintura
- **Fecho de correr** de elevada qualidade com cursor e terminal em liga de zinco, proporcionando um aspeto e um toque premium

O funcionamento, a operação e a utilização do seu dispositivo são idênticos aos da versão standard. Todas as instruções para uma utilização segura encontram-se, como habitualmente, no manual de instruções.

Nota para pessoas com alergia ao zinco:

As peças metálicas da Leo Edition são fabricadas em liga de zinco. Em casos raros, o contacto direto com a pele pode provocar reações cutâneas em pessoas sensíveis. Se tiver uma alergia conhecida ao zinco ou a ligas metálicas, ou se notar irritação da pele durante a utilização, recomendamos que interrompa a utilização.

Desejamos-lhe muita satisfação com a sua Leo Limited Edition.

OBSERVAÇÃO PRELIMINAR

Parabéns pela compra deste aparelho! Você vai adorar o seu Venen Engel! Se estiver satisfeito com o seu Venen Engel, ficaríamos muito felizes se você o recomendasse a outras pessoas.

Este manual contém detalhes que devem ser observados pelo utilizador para evitar perigos e utilizar o aparelho com segurança.

Se tiver alguma dúvida sobre a utilização, acessórios ou sugestões, não hesite em contactar-nos!

Telefone: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

ANTES DE COMEÇAR

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho.
- Guarde este manual de instruções para poder consultá-lo sempre que necessário.
- O Venen Engel não deve ser utilizado em determinadas condições de saúde. Leia atentamente a lista de contraindicações na última página.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E AVISOS

É importante que leia todos os avisos e precauções contidos neste manual. Eles servem para sua segurança, para evitar lesões e evitar danos ao aparelho.

- Não utilize este aparelho se tiver um pacemaker, um desfibrilador implantado ou outro aparelho metálico ou eletrônico implantado dispositivo metálico ou eletrônico implantado. Tal utilização pode causar choques elétricos, queimaduras, falhas elétricas ou morte.
- Leia atentamente as instruções antes de utilizar o produto.
- Guarde este manual perto do aparelho para que possa consultá-lo durante a utilização.
- Para evitar perigos, garantir a segurança ou impedir um funcionamento não conforme com as normas, seguem-se alguns detalhes que o utilizador deve ter em atenção ao utilizar o dispositivo.
- O dispositivo não é adequado para utilização na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigénio ou óxido nitroso.
- Pessoas com deficiência mental só podem utilizar o aparelho sob supervisão.
- Reparações, manutenções e substituições de componentes não devem ser realizadas durante a utilização e apenas por técnicos autorizados pelo fabricante. Caso contrário, poderá perder a garantia.
- Em caso de mal-estar geral ou dor durante a utilização, interrompa imediatamente a utilização.
- Na primeira utilização, não deve exceder um período de utilização de 5 minutos. Nas utilizações seguintes, duração da utilização deve ser prolongada gradualmente, de acordo com o estado físico do utilizador. A utilizações prolongadas podem provocar efeitos secundários indesejáveis.
- O produto não deve ser utilizado por bebés ou crianças pequenas.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Não deixe água ou outros materiais (por exemplo, pregos, agulhas e outros objetos metálicos) entrarem no interior do aparelho.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, não o abra, desmonte ou modifique, pois isso pode causar incêndio, choque elétrico ou outros ferimentos.
- Certifique-se de que a ficha e as suas mãos estejam secas ao ligar e desligar a ficha da tomada.
- Utilize o aparelho apenas com corrente monofásica de 220-230 V. Após a utilização, deve desligar a ficha do aparelho da tomada.

- Certifique-se de que o aparelho está posicionado de forma a que possa retirar facilmente a ficha da tomada a qualquer momento.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica torcido ou dobrado e não coloque objetos pesados (por exemplo, pernas de mesas e cadeiras) sobre o cabo de alimentação.
- Utilize o aparelho apenas para o fim indicado.
- Não utilize o aparelho em tomadas múltiplas. Não ligue a ficha de alimentação deste aparelho a uma tomada com outros aparelhos.

CONTEÚDO DA ENTREGA



Unidade de controlo



Fonte de alimentação



Conjunto de tubos com
ficha múltipla



Lymph-Flow Pants



Saco de transporte e sacos
com fecho



Estojo

DADOS TÉCNICOS

Número de programas	3 (+4)
Número de compartimentos	4
Peso	aprox. 0,7 kg
Potência	14 VA
Frequência da rede	50-60 Hz
Tensão da rede	110-240 V
Ajuste de tempo	120 min
Capacidade de impressão	30-180 mmHg
Capacidade da bomba	8 l/min

Material (punhos)	Nylon com fibras de poliamida
Frequência de rádio	2,4 GHz
Dimensões da unidade de controlo	25 x 6 x 7 cm
Classe de proteção	II / 
Intervalo de temperatura (funcionamento e armazenamento)	10-40 °C
Humidade do ar (relativa, funcionamento e armazenamento)	30-85%

Bateria:

Tempo de carregamento/ autonomia [em min]	50 / 90
Tipo	Li-ion
Número do modelo	18600
Tensão	11,1 V
Capacidade	1600 mAh
Quantidade de energia armazenada	17,7 Wh

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Em conformidade com as normas europeias
	Informações do fabricante
	Os aparelhos elétricos não devem ser eliminados no lixo doméstico!
	Respeite as instruções de utilização!
	Número de série
	Utilizar apenas em espaços interiores
	Classe de proteção II: este símbolo indica que o aparelho não necessita de ligação à terra (massa)
	Manter afastado da luz solar direta
	País de fabrico: China
	Cartão ondulado
	Polietileno tereftalato (PET)
	Não lavar
	Reciclar a embalagem
	Instruções de eliminação França: eliminar o aparelho elétrico nos locais adequados
	Instruções de eliminação França: Reciclar a embalagem

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O aparelho de massagem por compressão é composto por um aparelho com compressor, manguito e sensor de pressão de ar, que funcionam em conjunto como uma unidade. O aparelho está ligado aos manguitos através de uma série de tubos. A massagem por compressão é realizada através do enchimento e esvaziamento cíclico das câmaras de ar. Durante a aplicação, o ar é bombeado das extremidades dos membros em direção ao centro do corpo para dentro das câmaras.

A pressão na braçadeira é controlada por um sensor e um microprocessador.

DESTINO

O **Venen Engel Plus** é utilizado para massagem por pressão de ar nas pernas, braços ou cintura e promove uma sensação de relaxamento, bem-estar e leveza. A aplicação promove uma sensação corporal agradavelmente leve, bem como uma pele suavemente estimulada e com um aspeto mais vital. Quando utilizado como aplicação de bem-estar ou beleza, pode contribuir para aumentar o bem-estar pessoal e os cuidados cosméticos da pele.

Este produto **não é um dispositivo médico** e destina-se exclusivamente a aplicações cosméticas e relaxantes.

INDICAÇÕES

Para relaxar após um longo dia ou após atividade física

Para promover uma sensação subjetiva de pernas mais leves

Para um relaxamento agradável da musculatura

Pode melhorar a aparência da celulite

Utilização como aplicação de bem-estar ou beleza para aumentar o bem-estar pessoal

Promove uma agradável sensação de vitalidade e suavidade da pele

CONTRAINDICAÇÕES

Não utilizar em caso de trombose, doenças venosas, varizes, insuficiência cardíaca, distúrbios da coagulação sanguínea.

Não utilizar em caso de feridas abertas, eczemas, inflamações, infecções, queimaduras solares graves ou erupções cutâneas.

Em caso de dormência, distúrbios sensoriais ou dor, interrompa imediatamente.

Não é recomendado o uso nas pernas e na barriga durante a gravidez!

Não utilizar em caso de implantes eletrônicos (por exemplo, pacemakers) ou implantes metálicos nas áreas tratadas

Não utilizar em caso de febre, infecções, inflamações agudas

Não utilizar em crianças ou pessoas que não saibam utilizar o aparelho com segurança

EFEITOS SECUNDÁRIOS

Vermelhidão, sensação de calor, ligeiro formigueiro após a aplicação.

Cansaço ou ligeira tontura em caso de utilização prolongada.

Formação de pontos de pressão em caso de mangas demasiado apertadas ou pressão excessiva.

Sobreaquecimento em caso de utilização contínua, rutura do cabo, choque elétrico em caso de danos na fonte de alimentação.

APLICAÇÃO

PASSO 1: ANTES DA APLICAÇÃO

LIGAR AS MANGUEIRAS DE AR

Prenda os conectores das mangueiras às mangas com as conexões. Certifique-se de que a mangueira mais longa pertence à câmara dos pés. Conecte as mangueiras restantes em sequência até a câmara próxima à anca. As tonalidades dos conectores e conexões ajudam a identificar a ordem de conexão. Recomendamos que não desaper-te as ligações depois de as ter feito.

INSTALAÇÃO DO APARELHO

Certifique-se de que o aparelho está numa posição segura. Certifique-se também de que o aparelho está livre e não está coberto por um cobertor ou similar. Não utilize o aparelho em divisões húmidas ou com elevada humidade do ar, como saunas ou casas de banho.

COLOCAR AS MANGAS

Para evitar contaminação, recomendamos o uso de leggings ou calças de treino durante a utilização. Esvazie os bolsos das calças antes da utilização! Os fechos das mangas devem ser completamente fechados para evitar a abertura repentina das mangas e possíveis danos. Certifique-se sempre de que os tubos não estão dobrados e que não se senta sobre os tubos.

LIGAR O CONJUNTO DE TUBOS E A UNIDADE DE CONTROLO/COLOCAÇÃO DO CONECTOR MÚLTIPLO

Insira o conector múltiplo na parte inferior do dispositivo até ao fim. Certifique-se de que insere o conector múltiplo corretamente no dispositivo (bocal pequeno no orifício pequeno). Existem dois cliques na lateral do conector múltiplo. Para ligar o conector múltiplo ao dispositivo, é necessário pressionar os cliques. Em seguida, o conector múltiplo pode ser inserido no dispositivo. Após a utilização, o cabo deve ser desligado da mesma forma.


LIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO AO DISPOSITIVO DE CONTROLO

O dispositivo pode ser operado com ou sem fonte de alimentação, desde que a bateria esteja devidamente carregada. Ligue a fonte de alimentação ao dispositivo e a uma tomada para carregar a bateria durante a utilização. während der Anwendung zu laden.



PASSO 2: UTILIZAÇÃO

1. **LIGAR O APARELHO** Na parte superior encontra-se o botão liga/desliga. Pressione-o durante 3 segundos para ligar ou desligar o aparelho. Se o aparelho não ligar, é provável que a bateria esteja descarregada. Utilize a fonte de alimentação fornecida para recarregar o aparelho.
2. **SELECIONAR O PROGRAMA** Por predefinição, o programa A está selecionado. Pressione a tecla «P» para alternar entre os programas A, B e C.
3. **SELECIONAR PRESSÃO** Por predefinição, o nível de pressão 8 está selecionado. Ao premir as teclas «+» ou «-», pode definir o nível de pressão entre 1 e 16. Manter premida a tecla correspondente acelera a seleção do nível de pressão.
4. **PLAY / PAUSE** Inicie a sua seleção de programas e impressão pressionando o botão «Play / Pause». Dica: premir o botão «Play / Pausa» durante um programa em execução ativa a pausa por 2 minutos. Deixe esses 2 minutos passarem sem pressionar novamente «Play», o aparelho interrompe o programa e libera o ar das câmaras.
5. **INTERROMPER O PROGRAMA** Para interromper imediatamente um programa e liberar o ar, mantenha pressionado o botão «Play/Pausa» por 3 segundos.



PROGRAMAS / GUIA

Com os programas Venen Engel, você proporciona ao seu corpo pausas conscientes. Para pernas mais leves, mais equilíbrio e um relaxamento agradável.

ÁREAS DE APLICAÇÃO


A aplicação pode promover a estimulação da pele e tornar a sua aparência mais suave e uniforme. Também pode aliviar a sensação de pernas cansadas e pesadas e ter um efeito relaxante geral. Ideal como ritual de bem-estar ou beleza para aumentar o bem-estar pessoal. Dependendo do programa, são definidos diferentes pontos focais.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA

A duração ideal da aplicação é de 30 a 60 minutos – ou 10 a 20 minutos para um breve descanso entre duas atividades. A pressão deve ser perceptível, mas agradável. Aproxime-se passo a passo do seu nível pessoal de bem-estar. A pressão ideal pode variar dependendo da sua forma física no dia. Por isso, ajuste-a individualmente, se necessário. Recomendamos que se aproxime lentamente da pressão ideal de aplicação. Mais nem sempre é melhor: a aplicação do Venen Engel nunca deve ser desagradável ou mesmo dolorosa.

Encontra mais informações sobre a aplicação correta, seleção de programas e outras configurações online em: <https://venenengel.de/pages/app>

Procedimento Exemplo de programa



A ENERGY FLOW



As câmaras enchem-se sucessivamente, mantendo a pressão em cada câmara até que a seguinte esteja completamente insuflada. Isto cria um fluxo uniforme e ativador que promove uma sensação de bem-estar nas pernas e acompanha o corpo de forma agradável.

B DEEP RELEASE



As câmaras enchem-se sucessivamente e mantêm a pressão constante durante todo o ciclo, para minimizar os refluxos durante o processo de massagem. Ideal para aliviar o cansaço após um longo dia ou um treino intenso. Se estiver a começar, inicie com Energy Flow (A) e passe gradualmente para Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Todas as câmaras são enchidas e esvaziadas simultaneamente, criando uma massagem rítmica e pulsante com um número especialmente elevado de ciclos. O movimento dinâmico relaxa a sensação corporal e pode tornar a pele mais vital e firme.

IP INITIAL PHASE



Antes de iniciar o programa/sequência selecionado, queremos garantir que as mangas das pernas se ajustaram ergonomicamente às suas pernas. Para isso, todas as câmaras enchem-se de ar simultaneamente durante 2 minutos. Em seguida, o seu programa é iniciado. O processo é ativado apenas uma vez, imediatamente após o arranque do dispositivo de controlo, e só volta a ser ativado após o reinício do dispositivo.



Não interrompa a fase inicial alterando o programa ou desligando o aparelho. Caso contrário, a pressão acumulada nas câmaras pode aumentar e causar desconforto.

ESTABELECEER UMA LIGAÇÃO SEM FIOS COM A APLICAÇÃO VENEN ENGEL

DESCARREGUE A APLICAÇÃO VENEN ENGEL

Descarregue a nossa aplicação Venen Engel nas lojas de aplicações habituais para iOS ou Android.

ABRA A APLICAÇÃO VENEN ENGEL

Abra a aplicação e selecione a opção de integração desejada.

LIGUE O SEU DISPOSITIVO DE CONTROLO VENEN ENGEL PLUS

O emparelhamento inicia automaticamente. Confirme o emparelhamento no seu smartphone. Caso contrário, verifique as configurações do seu smartphone.

PRONTO

Agora pode operar o seu dispositivo de controlo através da nossa aplicação e colocá-lo de lado. Aqui pode, entre outras coisas, iniciar e ajustar os programas e sequências pré-instalados, bem como definir a pressão e a duração da aplicação.

Encontra mais informações sobre a aplicação Venen Engel no nosso website em <https://venenengel.de/pages/app>.




FUNÇÕES QUE SÓ PODEM SER CONTROLADAS COM A APLICAÇÃO

DESATIVAR CÂMARAS DE AR INDIVIDUAIS

As zonas sensíveis podem ser excluídas da massagem. Por predefinição, todas as câmaras de compressão estão ativadas. Se pretender excluir determinadas câmaras da massagem, pode fazê-lo aqui. Basta premir o ícone da câmara pretendida e confirmar a sua seleção.

PERSONALIZAÇÃO DAS CALÇAS VENEN ENGEL LYMPH-FLOW



OS TRÊS ZÍPERES

Posição 1 = fecho exterior = posição mais estreita = para pernas com circunferência reduzida


Posição 2 = fecho do meio = posição média = para pernas de tamanho médio

Posição 3 = fecho interno = posição mais larga = para pernas com circunferência grande

Existem fechos separados para a coxa e a perna, para que possa ajustar as calças Lymph-Flow Pants de forma muito individual.

Se nenhuma das configurações possíveis se ajustar perfeitamente, pode realizar outras gradações de tamanho com as nossas extensões. Basta visitar a nossa **loja**.

Para que o fecho não se abra durante a utilização, incline o cursor na direção dos pés depois de fechar as calças. Isto ativa um bloqueio mecânico que impede a abertura das calças Lymph-Flow. Após a utilização, pode utilizar o fecho normalmente para tirar as calças.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

APÓS A UTILIZAÇÃO

TERMINAÇÃO E DESLIGAMENTO

Após o tempo definido ou após premir o botão de desligar, pode retirar a ficha múltipla do aparelho. Se não se sentir confortável durante a massagem, pode interromper a aplicação a qualquer momento. Em seguida, pode abrir a braçadeira. Para esvaziar rapidamente as almofadas de ar após a aplicação, recomendamos que, com a ficha múltipla retirada, esprema o ar restante das braçadeiras com ambas as mãos.

Após a utilização, recomendamos que deixe as fichas das mangas ligadas às mangas e retire apenas a ficha múltipla do aparelho. Para guardar, coloque as mangas umas sobre as outras e enrole-as com o conjunto de tubos ligado.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

LIMPEZA

Para limpar as mangas e os restantes acessórios, recomendamos a utilização de um pano húmido. Em caso de sujidade intensa, pode utilizar adicionalmente um produto de limpeza suave para têxteis. Antes de limpar as mangas, retire os conectores das mangas e deixe-as secar completamente. Se forem utilizadas por pessoas diferentes, recomendamos a desinfecção das mangas com spray desinfetante para têxteis. Utilize produtos de limpeza e desinfecção isentos de óleo, benzeno, álcool, gasolina e produtos químicos. Não lave as mangas na máquina de lavar roupa nem com água corrente. Desligue o aparelho antes da limpeza. Para desinfetar as mangas, são adequados desinfetantes como, por exemplo, Descosept pur ou produtos semelhantes com composição comparável.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto à temperatura ambiente (mínimo 10 °C, máximo 40 °C) e em locais bem ventilados, secos e sem poeira (mínimo 30%, máximo 85% de humidade relativa). Guarde o produto num local protegido do gelo, caso contrário, podem ocorrer danos.

Durante o armazenamento, certifique-se também de que as mangas não sejam danificadas por objetos pontiagudos, como tesouras ou objetos com bordas afiadas. Para armazenamento a longo prazo, recomendamos que guarde o produto na caixa de venda.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O APARELHO NÃO LIGA

Se o aparelho não ligar, verifique (A) se a bateria do aparelho está descarregada e (B) carregue o aparelho até que ele ligue.

O APARELHO BOMBEIA, MAS SÓ ENCHA UMA OU NENHUMA DAS DUAS BRAÇADEIRAS

Se, após iniciar a aplicação, apenas uma ou nenhuma das duas mangueiras estiver a encher, verifique (A) se o conector múltiplo está completamente e corretamente ligado ao aparelho. Certifique-se também (B) de que os tubos de ar não estão dobrados, por exemplo, por estar sentado sobre eles. Verifique (C) se todos os conectores cinzentos das manguitos estão corretamente ligados à manguito.

AS BRAÇADEIRAS INFLAM NA SEQUÊNCIA ERRADA

Certifique-se de que o conector múltiplo foi inserido corretamente na unidade de controlo. O conector múltiplo está corretamente inserido quando os pequenos bicos do conector múltiplo estão nas aberturas previstas acima das saídas de ar.



SAI AR (AUDÍVEL)

- (A) Verifique se os tubos e os conectores estão danificados.
- (B) Verifique se o conector múltiplo foi inserido corretamente no aparelho
- (C) Verifique se a mangueira está dobrada ou comprimida.

COLOCAR A BRAÇADEIRA

(Previsivelmente disponível ao longo de 2026)

Existem braçadeiras para o braço direito e para o braço esquerdo. Ao comprar, certifique-se de que escolhe o lado correto do braço.

Nota: Se pretender tratar ambos os braços, necessita de duas mangas para braço – uma para o braço direito e outra para o braço esquerdo. É possível tratar as pernas e um braço em simultâneo. No entanto, recomendamos que trate os braços um de cada vez e não ambos ao mesmo tempo. Deve manter sempre pelo menos um braço livre durante a utilização.

INSTRUÇÕES:

1. Abra o fecho de clip da manga, caso ainda esteja fechado.
2. Coloque a manga no lado correspondente do braço. Passe a mão pela manga até que ela fique sob a axila.
3. Puxe a manga por cima do ombro.
4. Passe a aba de fecho pelas costas, por baixo da axila oposta, e prenda a ponta da aba na parte da frente do fecho de clip.
5. Ajuste o tamanho puxando a extremidade da aba de fecho até que a manga fique bem ajustada e confortável.
6. Após a utilização, solte a manga pressionando o fecho de cliques simultaneamente em ambos os lados.



INSTRUÇÕES:

1. Abra o fecho de clip da manga, caso ainda esteja fechado.
2. Coloque a manga no lado correspondente do braço. Passe a mão pela manga até que ela fique sob a axila.
3. Puxe a manga por cima do ombro.
4. Passe a aba de fecho pelas costas, por baixo da axila oposta, e prenda a ponta da aba na parte da frente do fecho de clip.
5. Ajuste o tamanho puxando a extremidade da aba de fecho até que a manga fique bem ajustada e confortável.
6. Após a utilização, solte a manga pressionando o fecho de cliques simultaneamente em ambos os lados.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Guarde cuidadosamente este manual de instruções! Não desmonte nem queime o aparelho. As reparações na unidade de controlo só podem ser realizadas por técnicos autorizados pela Wellcosan GmbH, caso contrário, poderá perder a garantia. Em caso de danos no aparelho, desligue a ficha da tomada e desligue o aparelho. Desligue também a ficha da tomada e desligue o aparelho se este tiver entrado em contacto com água ou outros líquidos. Não utilize o aparelho em divisões húmidas. Certifique-se de que o aparelho está bem fixo. Não exponha o aparelho a choques nem o atire. O aparelho não deve ser coberto por outros objetos durante o funcionamento. Certifique-se de que as mangueiras não se torçam ou dobrem durante a utilização e o armazenamento. Mantenha o aparelho longe de fontes de calor (por exemplo, luz solar direta, radiadores e outros). Quando não estiver a utilizar o aparelho, este deve estar desligado. O aparelho desliga-se automaticamente após 10 minutos de inatividade.

Quando não estiver a ser utilizado, desligue também a ficha da tomada. Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada antes de o limpar. Mantenha o produto afastado de crianças ou pessoas que não tenham recebido instruções sobre a sua utilização.



Com a marcação CE, o fabricante ou importador confirma a conformidade do produto com as diretivas CE aplicáveis e o cumprimento dos «requisitos essenciais» nelas estabelecidos.



Esta marcação no aparelho significa que não pode descartá-lo no lixo doméstico normal no final da sua vida útil. Por favor, solicite a eliminação a uma empresa especializada em resíduos eletrónicos.

GARANTIA

Concedemos 24 meses de garantia para o dispositivo de controlo. Em caso de avaria, pode ser necessário enviar o dispositivo para verificação. Certifique-se de que a caixa de envio está devidamente acolchoada para evitar possíveis danos durante o transporte. Infelizmente, não é possível reclamar a garantia para defeitos resultantes de um envio inadequado.

Condições de garantia: Na medida em que exista uma obrigação legal de garantia, será fornecida uma substituição gratuita ou o fabricante terá a possibilidade de reparar o equipamento, com exclusão do direito de rescisão ou redução do preço. Se, apesar de várias tentativas, a reparação for insuficiente ou se um equipamento de substituição apresentar um defeito imputável ao fabricante, o cliente tem direito à rescisão ou à redução do preço.

Exclusão da garantia: Estão excluídos da garantia os defeitos causados por danos violentos, operação inadequada, ação violenta externa ou alterações e reparos realizados por terceiros, como, por exemplo, defeitos causados por fusíveis com dimensões incorretas ou em curto-circuito ou defeitos atribuíveis ao desgaste normal.

Condição de garantia: O direito à garantia só existe em conjunto com o comprovativo de compra original (fatura). Por isso, guarde cuidadosamente o comprovativo de compra.

Se tiver problemas ou dúvidas durante a utilização do sistema, estamos à sua disposição através do número +49 (0) 666 17 48 91 05 ou service@venenengel.de.

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Tenha em atenção que o produto contém pequenas quantidades de chumbo. Por isso, a eliminação deve ser feita por uma empresa especializada em resíduos eletrónicos. **IMPORTANTE: Não elimine o produto no lixo doméstico!**

ALEMANHA:

Os produtos eletrónicos não podem ser eliminados no lixo doméstico não triado. Em vez disso, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis. Desta forma, todos contribuímos para a reutilização, reciclagem e valorização dos produtos eletrónicos. A eliminação incorreta de produtos eletrónicos não só desperdiça recursos (a maioria dos aparelhos eletrónicos contém matérias-primas valiosas, como ouro, cobre, prata, etc.), como também prejudica o ambiente devido às substâncias perigosas que contêm.

ALTERNATIVA: Teremos todo o prazer em tratar da eliminação do seu antigo aparelho Venen Engel. Basta enviá-lo para:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Alemanha

Por favor, inclua uma nota solicitando o descarte.

As pilhas e acumuladores usados devem ser eliminados separadamente dos resíduos sólidos urbanos. Pode fazê-lo através dos sistemas de recolha e reciclagem à sua disposição (por exemplo, Corepile).

A eliminação inadequada de pilhas e acumuladores usados pode ter um impacto significativo nas pessoas e no ambiente devido às substâncias perigosas que contêm. A reciclagem permite conservar matérias-primas valiosas e reutilizar componentes do produto.

FRANÇA/ESLOVÁQUIA:

Os produtos eletrónicos não podem ser eliminados no lixo doméstico não triado. Em vez disso, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis. Desta forma, todos contribuímos para a reutilização, reciclagem e valorização dos produtos eletrónicos.

A eliminação incorreta de produtos eletrônicos não só desperdiça recursos (a maioria dos aparelhos eletrônicos contém matérias-primas valiosas, como ouro, cobre, prata, etc.), como também prejudica o ambiente devido às substâncias perigosas que contêm.

As pilhas e acumuladores usados devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico sólido. Pode fazê-lo através dos sistemas de recolha e reciclagem disponíveis (por exemplo, Corepile).

A eliminação inadequada de pilhas e acumuladores usados pode ter um impacto significativo nas pessoas e no ambiente devido às substâncias perigosas que contêm. A reciclagem permite conservar matérias-primas valiosas e reutilizar componentes do produto.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC)

1. Este produto requer precauções especiais em relação à EMC e deve ser instalado e colocado em funcionamento de acordo com as informações fornecidas. Este dispositivo pode ser afetado por dispositivos de comunicação RF portáteis e móveis.
2. Não utilize telemóveis ou outros dispositivos que emitam campos eletromagnéticos perto do dispositivo. Isso pode causar um funcionamento incorreto do dispositivo.
3. Atenção! Este dispositivo foi exaustivamente testado e verificado para garantir o seu desempenho e funcionamento adequados!
4. Atenção: Este equipamento não deve ser utilizado junto ou empilhado com outros equipamentos. Se for necessário utilizá-lo junto ou empilhado com outros equipamentos, este equipamento deve ser observado para verificar o funcionamento normal na configuração em que é utilizado.

AVISO DE RESPONSABILIDADE

Se tiver preocupações com a saúde ou estiver inseguro, consulte um profissional de saúde antes de utilizar o produto.

AVISO:

O seu produto Venen Engel **não é um dispositivo médico** e não se destina ao autotratamento. Em caso de dúvida, consulte o seu médico.

FABRICANTE:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Alemanha

Telefone: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

Geräten verwendet werden. Wenn eine Verwendung neben oder gestapelt mit anderen Geräten erforderlich ist, sollte dieses Gerät beobachtet werden, um den normalen Betrieb in der Konfiguration, in der es verwendet wird, zu überprüfen.

VENEN ENGEL PLUS

MANUAL DE UTILIZARE



NOTĂ PRELIMINARĂ

Dacă ați ales Leo Edition, vă rugăm să țineți cont de următoarele informații de pe această pagină.

Această ediție specială diferă de versiunea noastră standard exclusiv prin anumite detalii de design și materiale:

- **Imprimeu exclusiv Leo** pe manșete
- **Unitatea de comandă și furtunurile într-o nouă culoare**, asortată designului
- **Plăcuță metalică cu logo**, ca element de design premium pe centură
- **Fermoar de înaltă calitate**, cu cursor și capăt din aliaj de zinc, pentru un aspect și o senzație premium

Funcționalitatea, operarea și utilizarea dispozitivului dumneavoastră sunt identice cu cele ale versiunii standard. Toate instrucțiunile privind utilizarea în siguranță se regăsesc, ca de obicei, în manualul de utilizare.

Notă pentru persoanele alergice la zinc:

Componentele metalice ale Leo Edition sunt fabricate dintr-un aliaj de zinc. În cazuri rare, contactul direct cu pielea poate provoca reacții cutanate la persoanele sensibile. Dacă aveți o alergie cunoscută la zinc sau la aliaje metalice ori observați iritații ale pielii în timpul utilizării, vă recomandăm să întrerupeți utilizarea.

Vă dorim să vă bucurați de Leo Limited Edition.

PREAMBUL

Felicitări pentru achiziționarea acestui aparat! Veți fi foarte mulțumit de Venen Engel! Dacă sunteți mulțumit de Venen Engel, ne-ar face mare plăcere să ne recomandați.

Acest manual conține detalii care trebuie respectate de utilizator pentru a preveni pericolele și a utiliza dispozitivul în siguranță.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea, accesoriile sau sugestii, nu ezitați să ne contactați!

Telefon: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul .
- Păstrați acest manual de utilizare pentru a-l putea consulta la nevoie.
- Venen Engel nu trebuie utilizat în anumite condiții de sănătate. Vă rugăm să citiți cu atenție lista contraindicațiilor de pe ultima pagină.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI AVERTISMENTE

Este important să citiți toate avertismentele și măsurile de precauție din acest manual. Acestea servesc siguranței dumneavoastră, pentru a evita accidente și a evita deteriorarea dispozitivului.

- Nu utilizați acest aparat dacă aveți un stimulator cardiac, un defibrilator implantat sau un alt dispozitiv metalic sau electronic implantat metalic sau electronic. O astfel de utilizare poate duce la electrocutare, arsuri, disfuncții electrice sau la deces.
- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.
- Păstrați aceste instrucțiuni în apropierea dispozitivului, astfel încât să le puteți citi în timpul utilizării.
- Pentru a evita pericolele, a asigura siguranța sau a preveni funcționarea necorespunzătoare, mai jos sunt enumerate câteva detalii pe care utilizatorul trebuie să le respecte atunci când utilizează dispozitivul.
- Aparatul nu este adecvat pentru utilizarea în prezența unui amestec anestezic inflamabil cu aer, oxigen sau protoxid de azot.
- Persoanele cu deficiențe mentale pot utiliza dispozitivul numai sub supraveghere.
- Reparațiile, întreținerea și înlocuirea componentelor nu trebuie efectuate în timpul utilizării și numai de către personalul autorizat de producător. În caz contrar, există riscul pierderii garanției.
- În cazul apariției unei stări generale de rău sau a durerii în timpul utilizării, întrerupeți imediat utilizarea.
- La prima utilizare, durata de utilizare nu trebuie să depășească 5 minute. La utilizările următoare, trebuie prelungită treptat, în funcție de starea fizică a utilizatorului. Utilizarea îndelungată poate efecte secundare nedorite.
- Produsul nu trebuie utilizat de sugari sau copii mici.
- Păstrați dispozitivul în afara razei de acțiune a copiilor.
- Nu lăsați apă sau alte materiale (de exemplu, cuie, ace și alte obiecte metalice) să pătrundă în interiorul dispozitivului.
- În cazul în care dispozitivul nu funcționează corect, nu îl deschideți, nu îl dezasamblați și nu îl modificați în niciun caz, deoarece acest lucru poate duce la incendiu, electrocutare sau alte leziuni.
- Asigurați-vă că ștecherul și mâna dvs. sunt uscate atunci când conectați și deconectați ștecherul de alimentare.
- Utilizați aparatul numai cu curent monofazat de 220-230 V. După utilizare, scoateți ștecherul aparatului din priză.

- Asigurați-vă că ați amplasat aparatul astfel încât să puteți scoate cu ușurință ștecherul din priză în orice moment.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este răsucit sau îndoit și nu așezați obiecte grele (de exemplu, picioarele mesei și scaunelor) pe cablul de alimentare.
- Utilizați aparatul numai în scopul specificat.
- Nu utilizați aparatul la prize multiple. Nu conectați cablul de alimentare al acestui aparat la o priză împreună cu alte aparate.

CONȚINUTUL LIVRĂRII



Unitate de control



Sursă de alimentare



Set de furtunuri cu mufă multiplă



Lymph-Flow Pants



Geantă de transport și pungi cu fermoar



Husă moale

DATE TEHNICE

Număr de programe	3 (+4)
Număr de compartimente	4
Greutate	aprox. 0,7 kg
Putere	14 VA
Frecvența rețelei	50-60 Hz
Tensiune de rețea	110-240 V
Setare oră	120 min
Capacitate de imprimare	30-180 mmHg
Capacitate de pompare	8 l / min.

Material (manșete)	Nylon cu fibre de poliamidă
Frecvență radio	2,4 GHz
Dimensiuni unitate de control	25 x 6 x 7 cm
Clasă de protecție	II / 
Interval de temperatură (funcționare și depozitare)	10-40 °C
Umiditate (relativă, funcționare și depozitare)	30-85

Baterie:	
Durată de încărcare / autonomie [în min]	50 / 90
Tip	Li-ion
Număr model	18600
Tensiune	11,1 V
Capacitate	1600 mAh
Cantitate de energie stocată	17,7 Wh

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR UTILIZATE



Conform cu standardele europene



Informații furnizate de producător



Aparatele electrice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer!



Respectați instrucțiunile de utilizare!



Număr de serie



A se utiliza numai în interior



Clasa de protecție II: acest simbol indică faptul că aparatul nu necesită o conexiune electrică la pământ (masă)



A se feri de lumina directă a soarelui



Țara de fabricație: China



Carton ondulat



Polietilen tereftalat (PET)



Nu spălați



Reciclați ambalajul



Instrucțiuni de eliminare Franța: Eliminați aparatul electric la punctele de colectare corespunzătoare



Instrucțiuni de eliminare Franța: Reciclați ambalajul

DESCRIEREA PRODUSULUI

Aparatul de masaj prin compresie este format dintr-un dispozitiv cu compresor, manșetă și senzor de presiune a aerului, care funcționează împreună ca o singură unitate. Dispozitivul este conectat la manșete printr-o serie de tuburi. Masajul prin compresie se realizează prin umflarea și golirea ciclică a camerelor de aer. În timpul utilizării, aerul este pompat în camere de la capătul membrelor către centrul corpului.

Presiunea din manșetă este controlată de un senzor și un microprocesor.

SCOP

Venen Engel Plus este utilizat pentru masajul cu presiune pneumatică a picioarelor, brațelor sau taliei și favorizează o senzație de relaxare, bunăstare și ușurință.

Utilizarea acestuia favorizează o senzație plăcută de ușurință a corpului, precum și o piele stimulată ușor, cu un aspect mai vital. Utilizat ca tratament de wellness sau de înfrumusețare, poate contribui la creșterea stării de bine personale și la îngrijirea cosmetică a pielii.

Acest produs **nu este un dispozitiv medical** și este destinat exclusiv utilizării cosmetice și relaxante.

INDICAȚII

Pentru relaxare după o zi lungă sau după activitate fizică

Pentru a favoriza o senzație subiectivă de picioare mai ușoare

Pentru relaxarea plăcută a mușchilor

Poate îmbunătăți aspectul celulei

Utilizare ca tratament de wellness sau de înfrumusețare pentru creșterea stării de bine personale

Promovează o senzație plăcută de vitalitate și suplețe a pielii

CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza în caz de tromboză, afecțiuni venoase, varice, insuficiență cardiacă, tulburări de coagulare a sângelui.

A nu se utiliza în cazul rănilor deschise, eczemelor, inflamațiilor, infecțiilor, arsurilor solare severe sau erupțiilor cutanate.

În cazul amorțirii, tulburărilor de sensibilitate sau durerii, întrerupeți imediat utilizarea.

Nu se recomandă utilizarea pe picioare și abdomen în timpul sarcinii!

A nu se utiliza în cazul implanturilor electronice (de exemplu, stimulatoare cardiace) sau implanturilor metalice în zonele tratate

Nu se utilizează în caz de febră, infecții, inflamații acute

A nu se utiliza la copii sau persoane care nu pot utiliza dispozitivul în condiții de siguranță

EFECTE SECUNDARE

Roșeață, senzație de căldură, ușoare furnicături după utilizare.

Oboseală sau ușoare amețeli în cazul utilizării prelungite.

Formarea de puncte de presiune în cazul manșetelor prea strânse sau al presiunii excesive.

Supraîncălzire în cazul utilizării continue, ruperea cablului, electrocutare în cazul deteriorării sursei de alimentare.

APLICARE

PASUL 1: ÎNAINTE DE UTILIZARE

CONECTAREA FURTUNURILOR DE AER

Fixați mufele manșetelor furtunurilor cu racordurile de la manșete. Asigurați-vă că furtunul cel mai lung aparține camerei pentru picioare. Conectați restul furtunurilor în ordine până la camera din zona șoldurilor. Nuantele pieselor de conectare și ale racordurilor vă ajută să stabiliți ordinea de conectare. Vă recomandăm să nu mai desfaceți conexiunile după ce le-ați realizat.

AMPLASAREA APARATULUI

Asigurați-vă că dispozitivul este stabil. Asigurați-vă, de asemenea, că dispozitivul este liber și nu este acoperit de un cearșaf sau altceva similar. Nu utilizați dispozitivul în încăperi umede sau cu umiditate ridicată, cum ar fi saune sau băi.

PUNEȚI MANȘOANELE

Pentru a preveni contaminarea, vă recomandăm să purtați colanți sau pantaloni de jogging în timpul utilizării. Goliți buzunarele pantalonilor înainte de utilizare! Fermoarele de la manșete trebuie închise complet pentru a evita deschiderea bruscă a manșetelor și posibile deteriorări. Asigurați-vă în permanență că tuburile nu sunt îndoite și că nu stați pe ele.

CONECTAREA SETULUI DE TUBURI ȘI A UNITĂȚII DE CONTROL/ MONTAREA CONECTORULUI MULTIPLU

Introduceți multiconectorul până la capăt în partea inferioară a dispozitivului. Asigurați-vă că introduceți multiconectorul în dispozitiv în poziția corectă (niplul mic în orificiul mic). Pe partea laterală a multiconectorului se află două cleme. Pentru a conecta multiconectorul și dispozitivul, trebuie apăsate clemele. Apoi, multiconectorul poate fi introdus în dispozitiv. După utilizare, cablul trebuie deconectat în același mod.


CONECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE LA UNITATEA DE CONTROL

Aparatul poate fi utilizat atât cu, cât și fără sursa de alimentare, atâta timp cât bateria este încărcată corespunzător. Conectați sursa de alimentare atât la aparat, cât și la o priză, pentru a încărca bateria în timpul utilizării.



PASUL 2: UTILIZARE

1. **PORNIREA APARATULUI** În partea superioară se află butonul de pornire/oprire. Apăsăți-l timp de 3 secunde pentru a porni sau opri aparatul. Dacă aparatul nu pornește, este probabil ca bateria să fie descărcată. Utilizați adaptorul de alimentare furnizat pentru a reîncărca aparatul.
2. **SELECȚIONAREA PROGRAMULUI** Programul A este selectat în mod implicit. Apăsăți butonul „P” pentru a comuta între programele A, B și C.
3. **SELECȚIONAREA PRESIUNII** În mod implicit, este selectat nivelul de presiune 8. Apăsând butoanele „+” sau „-”, puteți seta nivelul de presiune între 1 și 16. Ținând apăsat butonul corespunzător, se accelerează selectarea nivelului de presiune.
4. **PLAY / PAUSE** Porniți programul și selectați tipul de imprimare apăsând butonul „Play / Pause”. Sfat: Apăsarea butonului „Play / Pauză” în timpul unui program în curs de desfășurare activează pauza timp de 2 minute. Lăsați aceste 2 minute să treacă fără a apăsa din nou „Redare”, aparatul oprește programul și eliberează aerul din camere.
5. **OPRIRE PROGRAM** Pentru a opri imediat un program și a elibera aerul, țineți apăsat butonul „Play / Pauză” timp de 3 secunde.



PROGRAME / GHID

Cu programele Venen Engel, oferiți corpului dumneavoastră pauze conștiente. Pentru picioare mai ușoare, mai mult echilibru și o relaxare plăcută.

DOMAINE DE APLICARE

Aplicarea poate stimula pielea și poate face ca aspectul acesteia să fie mai neted și mai uniform. De asemenea, poate ameliora senzația de picioare oboseite și grele și poate avea un efect relaxant general. Ideal ca ritual de wellness sau de înfrumusețare pentru creșterea stării de bine personale. În funcție de program, se stabilesc diferite priorități.

DURATA ȘI FRECVENȚA

Durata optimă de utilizare este de 30 până la 60 de minute – sau de 10 până la 20 de minute pentru o scurtă relaxare între timp. Presiunea trebuie să fie simțită, dar plăcută. Apropiați-vă pas cu pas de nivelul dvs. personal de confort. Presiunea optimă poate varia în funcție de forma zilei. Prin urmare, ajustați-o individual, dacă este necesar. Vă recomandăm să vă apropiați încet de presiunea optimă de utilizare. Mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine: utilizarea Venen Engel nu trebuie să fie niciodată neplăcută sau chiar dureroasă.

Mai multe informații despre utilizarea corectă, selectarea programelor și alte setări găsiți online la: <https://venenengel.de/pages/app>

Procedură Exemplu pentru program

A ENERGY FLOW



A ENERGY FLOW



Camerele se umplu una după alta, presiunea fiind menținută în fiecare cameră până când următoarea este complet umflată. Astfel se creează un flux uniform și activator, care favorizează senzația de bine în picioare și însoțește corpul într-un mod plăcut.

B DEEP RELEASE



Camerele se umplu una după alta și mențin presiunea constantă pe tot parcursul ciclului, pentru a minimiza refluxul în timpul masajului. Ideal pentru relaxare după o zi lungă sau un antrenament intens. Dacă sunteți începător, începeți cu Energy Flow (A) și treceți apoi treptat la Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Toate camerele sunt umflate și relaxate simultan, creând un masaj ritmic pulsatoriu cu un număr deosebit de mare de cicluri. Mișcarea dinamică relaxează senzația corporală și poate face pielea să pară mai vitală și mai fermă.

IP INITIAL PHASE



Înainte de a începe programul/secvența selectată, dorim să ne asigurăm că manșetele pentru picioare s-au adaptat ergonomic în mod optim la picioarele dumneavoastră. Pentru aceasta, toate camerele se umplu simultan cu aer timp de 2 minute. Apoi, programul dumneavoastră va începe. Procesul este activ doar o singură dată imediat după pornirea dispozitivului de control și apoi numai după repornirea dispozitivului.



Vă rugăm să nu întrerupeți faza inițială prin modificarea programului sau oprirea aparatului. În caz contrar, presiunea acumulată în camere se poate cumula și poate deveni neplăcută pentru dumneavoastră.

STABILIREA UNEI CONEXIUNI RADIO CU APLICAȚIA VENEN ENGEL

DESCĂRCAȚI APLICAȚIA VENEN ENGEL

Descărcați aplicația Venen Engel din magazinele de aplicații obișnuite pentru iOS sau Android.

DESCHIDEȚI APLICAȚIA VENEN ENGEL

Deschideți aplicația și selectați opțiunea de conectare dorită.

PORNIȚI DISPOZITIVUL DE CONTROL VENEN ENGEL PLUS

Conectarea începe automat. Confirmați conectarea pe smartphone-ul dvs. Dacă acest lucru nu se întâmplă, verificați setările smartphone-ului dvs.

GATA

Acum puteți utiliza dispozitivul de control prin intermediul aplicației noastre și îl puteți pune deoparte. Prin intermediul acestuia puteți porni și personaliza programele și secvențele preinstalate, precum și regula presiunea și durata de utilizare.


Mai multe informații despre aplicația Venen Engel găsiți pe site-ul nostru web la <https://venenengel.de/pages/app>.



FUNCȚII CARE POT FI CONTROLATE DOAR CU APLICAȚIA

DEZACTIVAREA CAMERELOR DE AER INDIVIDUALE

Zonele sensibile pot fi excluse din masaj. În mod standard, toate camerele de compresie sunt activate. Dacă doriți să excludeți anumite camere din masaj, puteți face acest lucru aici. Pentru aceasta, apăsați pur și simplu pe simbolul camerei dorite și confirmați selecția.




PATRU PROGRAME DE MASAJ SUPLIMENTARE

Alegeți dintre patru programe suplimentare pentru a vă diversifica utilizarea și a vă optimiza secvențele.



PERSONALIZAREA PANTALONILOR VENEN ENGEL LYMPH-FLOW



CELE TREI FERMOARE

Poziția 1 = fermoar exterior = poziția cea mai strânsă = pentru circumferințe mici ale picioarelor


Poziția 2 = fermoar mijlociu = poziția medie = pentru circumferințe medii ale picioarelor

Poziția 3 = fermoar interior = poziția cea mai largă = pentru circumferințe mari ale picioarelor

Există fermoare separate pentru coapse și gambe, astfel încât să puteți adapta pantalonii Lymph-Flow Pants în mod individual.

Dacă niciuna dintre setările posibile nu se potrivește exact, puteți realiza alte gradări de mărime cu ajutorul extensiilor noastre. Vizitați **magazinul** nostru pentru mai multe informații.

Pentru ca fermoarul să nu se deschidă în timpul utilizării, după ce ați tras pantalonii, rabatați mânerul fermoarului în direcția picioarelor. Astfel se activează un blocaj mecanic care împiedică deschiderea pantalonilor Lymph-Flow. După utilizare, puteți folosi fermoarul în mod normal pentru a vă descălța.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

DUPĂ UTILIZARE

ÎNCHEIEREA ȘI DEMONTAREA

După expirarea timpului setat sau după apăsarea butonului de oprire, puteți scoate mufa multiplă din aparat. Dacă nu vă simțiți bine în timpul masajului, puteți opri utilizarea în orice moment. Apoi, puteți deschide manșonul. Pentru a evacua rapid aerul din pernele de aer după utilizare, vă recomandăm să scoateți mufa multiplă și să apăsați cu ambele mâini pe manșoane pentru a elimina aerul rămas.

După utilizare, vă recomandăm să lăsați mufele manșetelor conectate la manșete și să scoateți doar mufa multiplă din aparat. Pentru depozitare, așezați manșetele una peste alta și rulați-le ușor împreună cu setul de tuburi conectat.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

CURĂȚARE

Pentru curățarea manșetelor și a celorlalte accesorii, vă recomandăm să utilizați o cârpă umedă. În cazul murdăriei puternice, puteți utiliza suplimentar un detergent delicat pentru textile. Înainte de curățarea manșetelor, scoateți mufele manșetelor și lăsați manșetele să se usuce complet. În cazul utilizării de către persoane diferite, recomandăm dezinfectarea manșetelor cu un spray dezinfectant pentru textile. Utilizați produse de curățare și dezinfectare care nu conțin ulei, benzen, alcool, benzină și substanțe chimice. Nu spălați manșetele în mașina de spălat sau sub jet de apă. Opiți aparatul înainte de curățare. Pentru dezinfectarea manșetelor sunt adecvate dezinfectanți precum Descosept pur sau produse similare cu compoziție comparabilă.

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperatura camerei (minim 10 °C, maxim 40 °C) și în încăperi bine ventilate, uscate și fără praf (umiditate relativă minimă 30 %, maximă 85 %). Depozitați produsul într-un loc protejat de îngheț, deoarece altfel pot apărea deteriorări.

De asemenea, aveți grijă ca manșoanele să nu fie deteriorate de obiecte ascuțite, cum ar fi foarfece sau obiecte cu margini ascuțite.

Pentru depozitarea pe termen lung, vă recomandăm să păstrați produsul în cutia de vânzare.

DEPANARE

APARATUL NU SE POATE PORNI

Dacă dispozitivul nu se poate porni, verificați (A) dacă bateria dispozitivului este descărcată și (B) încărcați dispozitivul până când se poate porni.

APARATUL POMPEAZĂ, DAR NU SE UMFLĂ DECÂT UNA DIN MANȘETE SAU NICIUNA

Dacă după pornirea aplicației se umflă doar una dintre manșete sau niciuna, verificați (A) dacă mufa multiplă a fost introdusă complet și corect în aparat. Asigurați-vă, de asemenea, (B) că furtunurile de aer nu sunt îndoite, de exemplu pentru că stați pe ele. Verificați (C) dacă mufele gri ale manșetelor sunt conectate corect la manșete.

MANȘETELE SE UMFLĂ ÎN ORDINE INCORECTĂ

Asigurați-vă că mufa multiplă a fost conectată corect la unitatea de control. Mufa multiplă este conectată corect dacă mufele mici ale mufei multiple se află în orificiile prevăzute în acest scop deasupra orificiilor de evacuare a aerului.



SE AUDE UN FLUX DE AER

- (A) Verificați dacă furtunurile și mufele sunt deteriorate.
- (B) Verificați dacă mufa multiplă a fost introdusă corect în aparat.
- (C) Verificați dacă furtunul este îndoit sau strâns.

PUNEREA MANȘETEI DE BRAȚ

(disponibilă probabil în cursul anului 2026) Manșeta pentru braț este disponibilă pentru brațul drept sau stâng. La cumpărare, asigurați-vă că alegeți partea corectă a brațului.

Notă: Dacă doriți să tratați ambele brațe, aveți nevoie de două manșete pentru braț – una pentru brațul drept și una pentru brațul stâng. Este posibilă tratarea în paralel a picioarelor și a unui braț. Cu toate acestea, vă recomandăm să tratați brațele pe rând și nu ambele brațe simultan. Cel puțin un braț trebuie să rămână liber în timpul utilizării.

INSTRUCȚIUNI:

1. Deschideți clema manșetei pentru braț, dacă aceasta este încă închisă.
2. Puneți manșeta pe brațul corespunzător. Introduceți mâna prin manșetă până când aceasta ajunge sub axilă.
3. Trageți manșeta peste umăr.
4. Treceți clapeta de închidere în spatele dvs. sub axila opusă și introduceți capătul clapetei în închizătoarea cu clemă din față.
5. Reglați poziția trăgând de capătul clemei de închidere până când manșeta este fixată bine și confortabil.
6. După utilizare, slăbiți manșeta pentru braț apăsând simultan pe ambele părți ale clemei de închidere.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Păstrați cu grijă acest manual de utilizare! Nu dezasamblați și nu ardeți aparatul. Reparațiile la unitatea de comandă pot fi efectuate numai de personalul autorizat de Wellcosan GmbH, în caz contrar existând riscul pierderii garanției. În cazul deteriorării aparatului, scoateți cablul de alimentare din priză și opriți aparatul. Deconectați și scoateți aparatul din priză și opriți-l dacă a intrat în contact cu apă sau alte lichide. Nu utilizați aparatul în încăperi umede. Asigurați-vă că aparatul este așezat în siguranță. Nu expuneți aparatul la șocuri și nu îl aruncați. Aparatul nu trebuie acoperit cu alte obiecte în timpul funcționării. Asigurați-vă că furtunurile nu se răsucesc sau se îndoaie în timpul utilizării și depozitării. Țineți aparatul departe de surse de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, radiatoare și altele). Când nu utilizați aparatul, acesta trebuie să fie oprit. Aparatul se oprește automat după 10 minute de inactivitate.

De asemenea, scoateți ștecherul din priză când nu îl utilizați. Scoateți întotdeauna ștecherul aparatului din priză înainte de curățare. Țineți produsul departe de copii sau de persoane care nu au fost instruite în utilizarea acestuia.



Prin marcajul CE, producătorul sau importatorul confirmă conformitatea produsului cu directivele CE aplicabile și respectarea „cerințelor esențiale” stabilite în acestea.



Această marcare de pe aparat înseamnă că nu îl puteți arunca la gunoiul menajer obișnuit la sfârșitul duratei sale de viață. Vă rugăm să apelați la o firmă specializată în reciclarea deșeurilor electronice pentru eliminarea acestuia.

GARANȚIE

Oferim 24 de luni garanție pentru unitatea de control. În cazul unei defecțiuni, poate fi necesar să trimiteți aparatul pentru verificare. Asigurați-vă că cutia de transport este căptușită corespunzător pentru a evita eventualele daune cauzate de transport. Din păcate, nu se pot invoca drepturi de garanție pentru defectele cauzate de transportul necorespunzător.

Condiții de garanție: În măsura în care există o obligație legală de garanție, se va efectua fie o înlocuire gratuită, fie producătorul va avea posibilitatea de a repara defectul, cu excluderea dreptului la schimbare sau reducere. Dacă, în ciuda mai multor

încercări, reparația este defectuoasă sau dacă un dispozitiv de înlocuire prezintă un defect pentru care producătorul este responsabil, clientul are dreptul la schimbare sau reducere.

Excluderea garanției: Sunt excluse din garanție defectele cauzate de deteriorări violente, utilizare necorespunzătoare, forță externă sau modificări și reparații efectuate de terți, cum ar fi defectele cauzate de siguranțe dimensionate incorect sau scurtcircuitate sau defectele care se datorează uzurii normale.

Condiții de garanție: Dreptul la garanție există numai în legătură cu dovada de cumpărare originală (factura). Prin urmare, păstrați cu grijă dovada de cumpărare.

Dacă aveți probleme sau întrebări cu privire la utilizarea sistemului, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon +49 (0) 666 17 48 91 05 sau la adresa service@venenengel.de.

INSTRUCȚIUNI DE ELIMINARE

Rețineți că produsul conține cantități mici de plumb. Prin urmare, vă rugăm să îl eliminați prin intermediul unei firme specializate în eliminarea deșeurilor electronice.

IMPORTANT: Vă rugăm să nu aruncați produsul la gunoiul menajer!

GERMANIA:

Produsele electronice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere nesortate. Utilizați în schimb sistemele de returnare și colectare disponibile. Astfel, contribuim cu toții la reutilizarea, reciclarea și valorificarea produselor electronice.

Eliminarea incorectă a produselor electronice nu duce la risipirea resurselor (majoritatea aparatelor electrice conțin materii prime valoroase, cum ar fi aur, cupru, argint etc.), ci pune în pericol mediul înconjurător din cauza substanțelor uneori periculoase pe care le conțin.

ALTERNATIVĂ: Ne ocupăm cu plăcere de eliminarea vechiului dvs. aparat Venen Engel. Trimiteți-l pur și simplu la:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Germania

Vă rugăm să atașați o notă cu solicitarea de eliminare.

Bateriile și acumulatorii uzate trebuie eliminate separat de deșeurile menajere solide. Puteți face acest lucru prin intermediul sistemelor de colectare și reciclare disponibile (de exemplu, Corepile).

Eliminarea necorespunzătoare a bateriilor și acumulatorilor uzați poate avea un impact semnificativ asupra oamenilor și mediului, datorită substanțelor periculoase pe care le conțin. Reciclarea permite conservarea materiilor prime valoroase și reutilizarea componentelor produsului.

FRANȚA/SLOVACIA:

Produsele electronice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere nesortate. Utilizați în schimb sistemele de returnare și colectare disponibile. Astfel, contribuim cu toții la reutilizarea, reciclarea și valorificarea produselor electronice.

Eliminarea incorectă a produselor electronice nu duce la risipirea resurselor (majoritatea aparatelor electrice conțin materii prime valoroase, cum ar fi aur, cupru, argint etc.), ci pune în pericol mediul înconjurător din cauza substanțelor uneori periculoase pe care le conțin.

Bateriile și acumulatorii uzate trebuie eliminate separat de deșeurile menajere solide. Puteți face acest lucru prin intermediul sistemelor de returnare și reciclare disponibile (de exemplu, Corepile).

Eliminarea necorespunzătoare a bateriilor și acumulatorilor uzate poate avea un impact semnificativ asupra oamenilor și mediului, din cauza substanțelor periculoase pe care le conțin. Prin reciclare, materiile prime valoroase sunt conservate, iar componentele produsului pot fi reutilizate.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ (EMC)

1. Acest produs necesită măsuri speciale de precauție în ceea ce privește CEM și trebuie instalat și pus în funcțiune conform informațiilor furnizate. Acest aparat poate fi afectat de dispozitive de comunicații RF portabile și mobile.
2. Nu utilizați telefoane mobile sau alte dispozitive care emit câmpuri electromagnetice în apropierea dispozitivului. Acest lucru poate duce la funcționarea defectuoasă a dispozitivului.
3. Atenție! Acest dispozitiv a fost testat și verificat amănunțit pentru a asigura performanța și funcționarea corespunzătoare!
4. Atenție: Acest dispozitiv nu trebuie utilizat lângă sau stivuit cu alte dispozitive. Dacă este necesară utilizarea lângă sau stivuirea cu alte dispozitive, acest dispozitiv trebuie supravegheat pentru a verifica funcționarea normală în configurația în care este utilizat.

AVERTISMENT

Dacă aveți probleme de sănătate sau sunteți nesigur, vă rugăm să consultați un medic înainte de utilizare.

NOTĂ:

Produsul Venen Engel **nu este un dispozitiv medical** și nu este destinat autotratării. Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră.

PRODUCĂTOR:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Germania

Telefon: +49 1573 5990084

Mail: service@venenengel.de

web: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

NÁVOD NA OBSLUHU



ÚVODNÁ POZNÁMKA

Ak ste si vybrali našu Leo Edition, venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciám na tejto stránke.

Táto špeciálna edícia sa od štandardnej verzie odlišuje výlučne vybranými dizajnovými a materiálovými detailmi:

- **Exkluzívna potlač Leo** na manžetách
- **Riadiaca jednotka a hadice v novej farbe** zladené s dizajnom
- **Kovová platnička s logom** ako prémiový dizajnový prvok na páse
- **Kvalitný zips** s jazdcom a koncovkou zo zinkovej zliatiny pre prémiový vzhľad a pocit

Funkčnosť, ovládanie a používanie zariadenia sú rovnaké ako pri štandardnej verzii. Všetky pokyny na bezpečné používanie nájdete, ako obvykle, v návode na použitie.

Upozornenie pre osoby s alergiou na zinok:

Kovové časti edície Leo sú vyrobené zo zinkovej zliatiny. V zriedkavých prípadoch môže priamy kontakt s pokožkou u citlivých osôb vyvolať kožné reakcie. Ak máte známu alergiu na zinok alebo kovové zliatiny alebo počas používania spozorujete podráždenie pokožky, odporúčame používanie prerušiť.

Prajeme Vám veľa radosti z Vašej Leo Limited Edition.

ÚVODNÁ POZNÁMKA

Blahoželáme vám k nákupu tohto zariadenia! S vaším Venen Engel budete mať veľa radosť! Ak ste s vaším Venen Engel spokojní, budeme veľmi radi, ak ho odporučíte ďalej.

Táto príručka obsahuje podrobnosti, ktoré by mal používateľ dodržiavať, aby sa predišlo nebezpečenstvu a aby sa zariadenie používalo bezpečne.

Ak máte otázky týkajúce sa používania, príslušenstva alebo návrhy, neváhajte nás kontaktovať!

Telefón: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
Mail: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

NEŽ ZAČNETE

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Tento návod na použitie si uchovajte, aby ste ho mohli v prípade potreby prečítať.
- V určitých zdravotných stavoch sa Venen Engel nesmie používať. Pozorne si prečítajte zoznam kontraindikácií na poslednej strane.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A VAROVANIA

Je dôležité, aby ste si prečítali všetky varovania a bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke. Slúžia na vašu bezpečnosť, na predchádzanie zranenia a poškodenia zariadenia.

- Nepoužívajte toto zariadenie, ak máte kardiostimulátor, implantovaný defibrilátor alebo iné implantované kovové alebo elektronické zariadenie. Takéto použitie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, popáleniny, elektrické poruchy alebo smrti.
- Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod.
- Tento návod uchovávajte v blízkosti zariadenia, aby ste si ho mohli prečítať počas používania.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, zabezpečila bezpečnosť alebo zabránilo neštandardnej prevádzke, nižšie sú uvedené niektoré uvedené podrobnosti, ktoré by mal používateľ pri používaní zariadenia dodržiavať.
- Zariadenie nie je vhodné na použitie v prítomnosti horľavej anestetikovej zmesi so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom dusným.
- Osoby s mentálnym postihnutím smú zariadenie používať iba pod dohľadom.
- Opravy, údržba a výmena komponentov sa nesmú vykonávať počas používania a smú ich vykonávať len odborníci autorizovaní výrobcom. V opačnom prípade hrozí strata záruky.
- V prípade všeobecnej nevoľnosti alebo bolesti počas používania okamžite prerušte používanie.
- Pri prvom použití by nemala byť prekročená dĺžka použitia 5 minút. Pri nasledujúcich použitíach by mala byť by sa mala postupne predlžovať podľa fyzickej kondície používateľa. Dlhodobé používanie môže môžu spôsobiť nežiaduce vedľajšie účinky.
- Produkt by nemali používať dojčatá ani malé deti.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte vniknúť vodu ani iné materiály (napr. kince, ihly a iné kovové predmety) do vnútra zariadenia.
- Ak zariadenie nefunguje správne, v žiadnom prípade ho neotvárajte, nerozoberajte ani neupravujte, pretože by to mohlo viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným zraneniam.
- Pri zapájaní a odpájaní napájacieho kábla dbajte na to, aby bol zástrčka a vaše ruky suché.
- Zariadenie používajte iba s jednofázovým prúdom 220–230 V. Po použití odpojte sieťovú zástrčku zariadenia zo zásuvky.
- Zariadenie umiestnite tak, aby ste mohli kedykoľvek ľahko vytiahnuť sieťovú

zástrčku.

- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nekrútil ani neohýbal, a nekladte naň žiadne ťažké predmety (napr. nohy stola alebo stoličky) na napájacom kábli.
- Používajte zariadenie len na určený účel.
- Nepoužívajte zariadenie v zásuvkách s viacerými zásuvkami. Nezapájajte napájací kábel tohto zariadenia do zásuvky spolu s inými zariadeniami.

OBSAH BALENIA



Ovládacie zariadenie



Napájací adaptér



Sada hadičiek s
viacerými konektormi



Lymph-Flow Pants



Taška na prenášanie a vrecká na zips



Mäkké puzdro

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet programov	3 (+4)
Počet komôr	4
Hmotnosť	cca 0,7 kg
Výkon	14 VA
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Sieťové napätie	110-240 V
Nastavenie času	120 min
Tlačová kapacita	30–180 mmHg
Výkon čerpadla	8 l / min.

Materiál (manžety)	Nylon s polyamidovými vláknami
Rádiová frekvencia	2,4 GHz
Rozmery riadiacej jednotky	25 x 6 x 7 cm
Trieda ochrany	II / 
Teplotný rozsah (prevádzka a skladovanie)	10–40 °C
Vlhkosť vzduchu (relatívna, prevádzka a skladovanie)	30–85

Batéria:

Doba nabíjania / prevádzková doba [v min]	50 / 90
Typ	Li-ion
Číslo modelu	18600
Napätie	11,1 V
Kapacita	1600 mAh
Uložená množstvo energie	17,7 Wh

VYSVETLENIE POUŽITÝCH SYMBOLOV



V súlade s európskymi normami



Údaje výrobcu



Elektrické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom!



Dodržiavajte návod na použitie!



Sériové číslo



Používajte iba v interiéri



Trieda ochrany II: Tento symbol označuje, že zariadenie nevyžaduje elektrické uzemnenie (masu).



Chráňte pred priamym slnečným žiarením



Krajina výroby: Čína



Vlnitá lepenka



Polyethyléntereftalát (PET)



Neumývajte



Recyklujte obal



Pokyny na likvidáciu Francúzsko:
Elektrické zariadenia likvidujte na príslušných miestach



Pokyny na likvidáciu vo Francúzsku: Recyklujte obal

POPIS PRODUKTU

Kompresný masážny prístroj pozostáva z kompresora, manžety a senzora tlaku vzduchu, ktoré fungujú ako jeden celok. Prístroj je pomocou série hadičiek pripojený k manžetám. Kompresná masáž prebieha cyklickým nafukovaním a vyprázdňovaním vzduchových komôr. Počas použitia sa vzduch pumpuje do komôr od koncov končatín smerom k stredu tela.

Tlak v manžete je pritom riadený senzorom a mikroprocesorom.

URČENIE

Venen Engel Plus slúži na vzduchovú masáž nôh, rúk alebo pása a podporuje pocit relaxácie, pohody a ľahkosti.

Použitie podporuje príjemný pocit ľahkosti tela a jemne stimulovanú, vitálnejšiu pokožku. Pri použití ako wellness alebo kozmetická aplikácia môže prispieť k zvýšeniu osobnej pohody a kozmetickej starostlivosti o pokožku.

Tento produkt nie je **zdravotníckym výrobkom** a slúži výlučne na kozmetické a relaxačné účely.

INDIKÁCIE

Na relaxáciu po dlhom dni alebo po fyzickej aktivite

Na podporu subjektívneho pocitu ľahších nôh

Na príjemné uvoľnenie svalov

Môže zlepšiť vzhľad celulitídy

Použitie ako wellness alebo kozmetická aplikácia na zvýšenie osobného pohodlia

Podporuje príjemný pocit vitality a pružnosti pokožky

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte v prípade trombózy, ochorení žíl, kŕčových žíl, srdcovej nedostatočnosti, porúch zrážanlivosti krvi.

Nepoužívajte pri otvorených ranách, ekzémoch, zápaloch, infekciách, silných spáleninách alebo kožných vyrážkach.

Pri pociťte znecitlivenia, poruchách citlivosti alebo bolesti ihneď prerušte používanie.

Použitie na nohách a bruchu počas tehotenstva sa neodporúča!

Nepoužívajte v prípade elektronických implantátov (napr. kardiostimulátorov) alebo kovových implantátov v ošetrovaných oblastiach

Nepoužívajte pri horúčke, infekciách, akútnych zápaloch

Nepoužívajte u detí alebo osôb, ktoré nevedia bezpečne obsluhovať zariadenie

NEŽIADUCE ÚČINKY

Po aplikácii sa môže vyskytnúť začervenanie, pocit tepla, mierne brnenie.

Pri príliš dlhom používaní môže dôjsť k únave alebo miernemu závratu.

Pri príliš pevne nasadených manžetách alebo nadmernom tlaku môže dôjsť k tvorbe otlačov.

Prehriatie pri nepretržitom prevádzke, prerušenie kábla, úraz elektrickým prúdom pri poškodení napájacieho zdroja.

POUŽITIE

KROK 1: PRED POUŽITÍM

PRIPOJTE VZDUCHOVÉ HADICE

Pripevnite konektory manžiet hadíc k pripojeniam na manžetách. Dbajte na to, aby najdlhšia hadica patrila k komore na nohy. Pripojte ostatné hadice postupne až po komoru v blízkosti bedier. Odtiene spojovacích dielov a pripojení pomáhajú pri určovaní poradia pripájania. Odporúčame, aby ste potom už viac nerozpojovali konektory.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA

Zabezpečte stabilnú polohu zariadenia. Dbajte tiež na to, aby zariadenie stálo voľne a nebolo zakryté stropom alebo podobným predmetom. Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach alebo miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu, ako sú sauny alebo kúpeľne.

NASAĎTE MANŽETY

Aby sa zabránilo znečisteniu, odporúčame pri používaní nosiť legíny alebo tepláky. Pred použitím vyprázdňte vrecká nohavíc! Zipsy na manžetách musia byť úplne uzavreté, aby sa zabránilo náhlemu otvoreniu manžiet a možnému poškodeniu. Vždy sa uistite, že hadice nie sú ohnuté a že na nich nesedíte.

PRIPOJENIE SADY HADIČIEK A RIADIACEJ JEDNOTKY/PRIPOJENIE MULTIZÁSTRČKY

Zapojte multikonktor do spodnej časti zariadenia až na doraz. Dbajte na to, aby ste multikonktor zapojili do zariadenia správnym smerom (malá vsuvka do malého otvoru). Na boku multikonktora sa nachádzajú dva klipy. Na pripojenie multikonktora a zariadenia je potrebné stlačiť klipy. Následne je možné multikonktor zapojiť do zariadenia. Po použití je potrebné kábel odpojiť rovnakým spôsobom.


PRIPOJENIE NAPÁJACIEHO ZDROJA K RIADIACEJ JEDNOTKE

Zariadenie môže byť prevádzkované s napájacím zdrojom aj bez neho, pokiaľ je batéria dostatočne nabitá. Pripojte napájací zdroj k zariadeniu aj k elektrickej zásuvke, aby sa batéria počas používania nabíjala.



KROK 2: OBSLUHA

1. **ZAPNUTIE ZARIADENIA** Na hornej strane sa nachádza vypínač. Stlačte ho na 3 sekundy, aby ste zariadenie zapli alebo vypli. Ak sa zariadenie nedá zapnúť, batéria je pravdepodobne vybitá. Na nabitie zariadenia použite dodávaný napájací adaptér.
2. **VÝBER PROGRAMU** Štandardne je zvolený program A. Stlačením tlačidla „P“ môžete prepínať medzi programami A, B a C.
3. **VÝBER TLAKU** Štandardne je zvolená úroveň tlaku 8. Stlačením tlačidiel „+“ alebo „-“ môžete nastaviť úroveň tlaku v rozmedzí 1 až 16. Dlhším stlačením príslušného tlačidla urýchlite výber úrovne tlaku.
4. **PLAY / PAUSE** Spustíte výber programu a tlačou stlačením tlačidla „Play / Pause“. Tip: Stlačením tlačidla „Prehrávanie/Pauza“ počas bežiacieho programu aktivuje pauzu na 2 minúty. Po uplynutí týchto 2 minút bez opätovného stlačenia tlačidla „Prehrávanie“, zariadenie zastaví program a vypustí vzduch z komôr.
5. **ZASTAVENIE PROGRAMU** Ak chcete program okamžite zastaviť a vypustiť vzduch, podržte tlačidlo „Prehrávanie/Pauza“ stlačené po dobu 3 sekúnd.



PROGRAMY / SPRIEVODCA

S programami Venen Engel doprajte svojmu telu vedomé prestávky. Pre ľahšie nohy, väčšiu rovnováhu a príjemné uvoľnenie.

OBLASTI POUŽITIA

Aplikácia môže podporiť stimuláciu pokožky a zjemniť a vyrovnať jej vzhľad. Rovnako môže zmierniť pocit unavených a ťažkých nôh a celkovo pôsobiť relaxačne. Ideálne ako wellness alebo kozmetický rituál na zvýšenie osobného pohodlia. V závislosti od programu sa kladie dôraz na rôzne oblasti.

TRVANIE A ČASTOVOSŤ

Optimálna dĺžka aplikácie je 30 až 60 minút – alebo 10 až 20 minút pre krátke oddychové prestávky. Tlak by mal byť citeľný, ale príjemný. Krok za krokom sa približujte k svojej osobnej úrovni pohody. Optimálny tlak sa môže líšiť v závislosti od dennej formy. Preto ho v prípade potreby individuálne prispôbajte. Odporúčame pomaly sa približovať k optimálnemu aplikačnému tlaku. Viac nie je vždy lepšie: Použitie Venen Engel by nikdy nemalo byť nepríjemné alebo dokonca bolestivé.

Ďalšie informácie o správnom používaní, výbere programov a ďalších nastaveniach nájdete online na: <https://venenengel.de/pages/app>

Postup Príklad programu

A ENERGY FLOW



A ENERGY FLOW



Komory sa naplňajú postupne, pričom tlak v každej komore sa udržiava, kým sa ďalšia komora úplne nenaplní. Vytvára sa tak rovnomerný, aktivujúci tok, ktorý podporuje pocit pohody v nohách a príjemne sprevádza telo.

B DEEP RELEASE



Komory sa naplňajú postupne a udržujú tlak počas celého cyklu na konštantnej úrovni, aby sa minimalizoval spätný tok počas masáže. Ideálne na uvoľnenie po dlhom dni alebo intenzívnom tréningu. Ak ste začiatočník, začnite s programom Energy Flow (A) a potom pomaly prejdite na program Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Všetky komory sa nafúknu a opäť uvoľnia súčasne, čím vzniká rytmická pulzujúca masáž s mimoriadne vysokým počtom cyklov. Dynamický pohyb uvoľňuje telo a môže spôsobiť, že pokožka vyzerá vitálnejšia a pevnejšia.

IP INITIAL PHASE



Pred spustením zvoleného programu/sekvencie sa chceme uistiť, že manžety na nohy sú optimálne ergonomicky prispôsobené vašim nohám. Na tento účel sa všetky komory súčasne naplnia vzduchom na 2 minúty. Potom sa spustí váš program. Tento proces je aktívny len raz bezprostredne po spustení riadiaceho zariadenia a potom až po reštartovaní zariadenia.



Prosím, neprerušujte počiatočnú fázu zmenou programu alebo vypnutím zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť k nahromadeniu tlaku v komorách, čo môže byť pre vás nepríjemné.

VYTVORENIE BEZDRÔTOVÉHO SPOJENIA S APLIKÁCIOU VENEN ENGEL

STIAHNITE SI APLIKÁCIU VENEN ENGEL

Stiahnite si našu aplikáciu Venen Engel z bežných obchodov s aplikáciami pre iOS alebo Android.

OTVORTE APLIKÁCIU VENEN ENGEL

Otvorte aplikáciu a vyberte požadovanú možnosť onboarding.

ZAPNITE SVOJE RIADIACE ZARIADENIE VENEN ENGEL PLUS

Párovanie sa spustí automaticky. Potvrďte párovanie na vašom smartfóne. Ak sa tak nestane, skontrolujte nastavenia na vašom smartfóne.

HOTOV

Teraz môžete ovládať svoje riadiace zariadenie prostredníctvom našej aplikácie a odložiť ho. Pomocou nej môžete spúšťať a prispôbovať predinštalované programy a sekvencie a nastavovať tlak a dĺžku použitia.

Viac informácií o aplikácii Venen Engel nájdete na našej webovej stránke <https://venenengel.de/pages/app>.




FUNKCIE, KTORÉ MOŽNO OVLÁDAŤ LEN PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE

DEAKTIVÁCIA JEDNOTLIVÝCH VZDUCHOVÝCH KOMÔR

Citlivé miesta môžu byť vylúčené z masáže. Štandardne sú aktivované všetky kompresné komory. Ak chcete vylúčiť určité komory z masáže, môžete tak urobiť tu. Stačí stlačiť symbol požadovanej komory a potvrdiť výber.

INDIVIDUALIZÁCIA VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS



TRI ZIPSY

Poloha 1 = vonkajší zips = najužšia poloha = pre nízky obvod nôh


Poloha 2 = stredný zips = stredná poloha = pre stredný obvod nôh

Poloha 3 = vnútorný zips = najširšia poloha = pre veľký obvod nôh

Pre stehná a lýtky sú k dispozícii samostatné zipy, takže si môžete nohavice Lymph-Flow Pants prispôbiť veľmi individuálne.

Ak žiadne z možných nastavení presne nesedí, môžete s našimi rozšíreniami realizovať ďalšie veľkostné stupňovanie. Stačí sa pozrieť do nášho **obchodu**.

Aby sa zips počas používania neotvoril, po zapnutí nohavíc sklopte posúvač smerom k nohám. Tým sa aktivuje mechanická poistka, ktorá zabráni otvoreniu nohavíc Lymph-Flow Pants. Po použití môžete zips normálne používať na vyzlečenie.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

PO POUŽITÍ

UKONČENIE A DEMONTÁŽ

Po uplynutí nastaveného času alebo po stlačení vypínača môžete multizástrčku vytiahnuť zo zariadenia. Ak sa počas masáže necítite dobre, môžete aplikáciu kedykoľvek spontánne ukončiť. Následne môžete manžetu otvoriť. Pre rýchle odvzdušnenie vzduchových vankúšikov po aplikácii odporúčame po vytiahnutí multizástrčky vytlačiť zvyšný vzduch z manžiet oboma rukami.

Po použití odporúčame nechať konektory manžiet pripojené k manžetám a odpojiť zo zariadenia len viacnásobný konektor. Na uskladnenie položte manžety na seba a voľne ich zrolujte s pripojenou hadicou.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

ČISTENIE

Na čistenie manžiet a ostatného príslušenstva odporúčame použiť vlhkú handričku. V prípade silného znečistenia môžete dodatočne použiť šetrný čistiaci prostriedok na textil. Pred čistením manžiet odpojte konektory manžiet a v každom prípade nechajte manžety dôkladne vyschnúť. Pri používaní viacerými osobami odporúčame manžety dezinfikovať dezinfekčným sprejom na textil. Používajte čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré neobsahujú olej, benzén, alkohol, benzín a chemické látky. Manžety neperte v práčke ani pod tečúcou vodou. Pred čistením zariadenie vypnite. Na dezinfekciu manžiet sú vhodné dezinfekčné prostriedky, ako napr. Descosept pur alebo podobné produkty s porovnateľným zložením.

SKLADOVANIE

Produkt skladujte pri izbovej teplote (minimálne 10 °C, maximálne 40 °C) a v dobre vetraných, suchých a bezprašných priestoroch (minimálne 30 %, maximálne 85 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Produkt skladujte na mieste chránenom pred mrazom, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Pri skladovaní dbajte tiež na to, aby manžety neboli poškodené ostrými predmetmi, ako sú nožnice alebo predmety s ostrými hranami.

Na dlhodobé skladovanie odporúčame výrobok uchovávať v pôvodnom obale.

ODSTRÁNENIE CHÝB

ZARIADENIE SA NEDÁ ZAPNÚŤ

Ak sa zariadenie nedá zapnúť, skontrolujte, (A) či nie je vybitá batéria zariadenia a (B) nabite zariadenie, kým sa nedá zapnúť.

ZARIADENIE ČERPÁ, ALE NAFÚKA SA LEN JEDEN ALEBO ŽIADNY Z OBEJ MANŽET

Ak sa po spustení aplikácie nafúkne len jeden alebo žiadny z oboch manžiet, skontrolujte, (A) či je multikontakt úplne a správne zasunutý do zariadenia. Okrem toho sa uistite, (B) že vzduchové hadice nie sú ohnuté, napríklad preto, že na nich sedíte. Skontrolujte (C), či sú všetky sivé konektory manžiet správne zapojené do manžety.

MANŽETY SA NAFUKUJÚ V NESPRÁVNOM PORADÍ

Uistite sa, že je viacnásobná zástrčka správne zasunutá do riadiaceho zariadenia.

Viacnásobná zástrčka je správne zasunutá, ak sa malé výstupky viacnásobnej zástrčky nachádzajú v určených otvoroch nad výstupmi vzduchu.



VYTEČIE (POČUTELNÝ) VZDUCH

- (A) Skontrolujte hadice a konektory, či nie sú poškodené.
- (B) Skontrolujte, či je viacnásobná zástrčka správne zasunutá do zariadenia.
- (C) Skontrolujte, či nie je hadica zalomená alebo stlačená.

NASADENIE MANŽETY NA RUKU

(Predpokladaná dostupnosť v priebehu roka 2026)

Manžeta na ruku je k dispozícii pre pravú alebo ľavú ruku. Pri nákupe dbajte na výber správnej strany ruky.

Poznámka: Ak chcete ošetriť obe ruky, potrebujete dve manžety na ruku – jednu na pravú a jednu na ľavú ruku. Je možné ošetrovať paralelne nohy a jednu ruku. Odporúčame však ošetrovať ruky postupne a nie obe ruky súčasne. Počas použitia by mala zostať vždy aspoň jedna ruka voľná.

NÁVOD:

1. Otvorte sponu manžety na ruku, ak je ešte zatvorená.
2. Nasadte manžetu na príslušnú stranu ramena. Preložte ruku cez manžetu, až sa dotkne podpazušia.
3. Nasadte manžetu cez rameno.
4. Preložte zapínací jazyček za chrbtom pod opačnú pazuchu a koniec jazyčka zasunúť do spony vpredu.
5. Upravte polohu manžety tak, že potiahnete za koniec zapínacieho remienka, až bude manžeta pevne a pohodlne sedieť.
6. Po použití uvoľnite manžetu na ruku stlačením zapínacieho klipu súčasne na oboch stranách.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Tento návod na obsluhu starostlivo uchovajte! Neodstraňujte a nespálujte zariadenie. Opravy riadiaceho zariadenia smú vykonávať iba odborníci autorizovaní spoločnosťou Wellcosan GmbH, inak hrozí strata záruky. V prípade poškodenia zariadenia vytiahnite sieťovú zástrčku a zariadenie vypnite. Odpojte aj sieťový kábel a vypnite zariadenie, ak prišlo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami. Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých priestoroch. Zabezpečte stabilnú polohu zariadenia. Nevystavujte zariadenie otrasom a nehádzte ním. Zariadenie nesmie byť počas prevádzky zakryté inými predmetmi. Dbajte na to, aby sa hadice počas používania a skladovania nezamotali ani nezohli. Udržujte zariadenie ďalej od zdrojov tepla (napr. priame slnečné žiarenie, radiátory a iné). Ak zariadenie nepoužívate, musí byť vypnuté. Zariadenie sa po 10 minútach nečinnosti samo vypne.

Ak zariadenie nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zariadenia zo zásuvky. Zariadenie držte mimo dosahu detí alebo osôb, ktoré neboli poučené o jeho používaní.



Označením CE výrobca alebo dovozca potvrdzuje zhodu výrobku s príslušnými smernicami EÚ a dodržiavanie „základných požiadaviek“ stanovených v týchto smerniciach.



Toto označenie na zariadení znamená, že ho na konci jeho životnosti nesmiete vyhadzovať do bežného domového odpadu. Likvidáciu nechajte vykonať spoločnosťou, ktorá sa zaoberá likvidáciou elektronického odpadu.

ZÁRUKA

Na riadiacu jednotku poskytujeme záruku 24 mesiacov. V prípade poruchy môže byť potrebné zaslať zariadenie na kontrolu. Dbajte na to, aby bola prepravná krabica dostatočne vystlaná, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu pri preprave. Na poruchy spôsobené nesprávnou prepravou sa bohužiaľ nevzťahujú záručné nároky.

Záručné podmienky: Pokiaľ existuje zákonná povinnosť poskytovať záruku, bude buď bezplatne poskytnutá náhrada, alebo výrobca dostane možnosť opraviť vadu, pričom právo na výmenu alebo zníženie ceny je vylúčené. Ak oprava napriek viacerým pokusom nebude úspešná alebo ak bude náhradný prístroj vykazovať vadu, za ktorú zodpovedá výrobca, zákazník má právo na výmenu alebo zníženie ceny.

Vylúčenie záruky: Zo záruky sú vylúčené vady, ktoré boli spôsobené násilným poškodením, nesprávnym používaním, pôsobením vonkajších síl alebo úpravami a opravami tretích osôb, napr. poruchy spôsobené nesprávnymi dimenzovanými alebo skratovanými poistkami alebo vady, ktoré sú dôsledkom bežného opotrebenia.

Podmienky záruky: Nárok na záruku platí len v spojení s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Preto si doklad o kúpe starostlivo uchovajte.

Ak máte pri používaní systému problémy alebo otázky, sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +49 (0) 666 17 48 91 05 alebo na e-mailovej adrese service@venenengel.de.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Upozorňujeme, že výrobok obsahuje malé množstvo olova. Odpad preto odovzdajte na likvidáciu spoločnosti zaoberajúcej sa likvidáciou elektronického odpadu.

DÔLEŽITÉ: Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu!

NEMECKO:

Elektronické výrobky sa nesmú likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.

Namiesto toho využite dostupné systémy spätného odberu a zberu. Týmto spôsobom všetci prispievame k opätovnému použitiu, recyklácii a zhodnocovaniu elektronických výrobkov.

Nesprávna likvidácia elektronických výrobkov nielenže vedie k plytvaniu zdrojmi (väčšina elektrických zariadení obsahuje cenné suroviny, ako je zlato, meď, striebro atď.), ale v dôsledku niekedy nebezpečných látok ohrozuje aj životné prostredie.

ALTERNATÍVA: Radi sa postaráme o likvidáciu vášho starého zariadenia Venen Engel. Stačí ho poslať na adresu:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Nemecko

Prosím, priložte poznámku s požiadavkou o likvidácii.

Použitie batérie a akumulátory musia byť likvidované oddelene od pevného komunálneho odpadu. Môžete tak urobiť prostredníctvom systémov spätného odberu a recyklácie, ktoré máte k dispozícii (napr. Corepile).

Nesprávna likvidácia použitých batérií a akumulátorov môže mať v dôsledku obsahu nebezpečných látok významný vplyv na ľudí a životné prostredie. Recykláciou sa zachovávajú cenné suroviny a zložky výrobkov sa môžu opätovne použiť.

FRANCÚZSKO/SLOVENSKO:

Elektronické výrobky sa nesmú likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Namiesto toho využite dostupné systémy spätného odberu a zberu. Tým všetci prispievame k opätovnému použitiu, recyklácii a zhodnocovaniu elektronických výrobkov.

Nesprávne likvidovanie elektronických výrobkov nielenže vedie k plytvaniu zdrojmi (väčšina elektrických zariadení obsahuje cenné suroviny, ako je zlato, meď, striebro atď.), ale v dôsledku niekedy nebezpečných látok ohrozuje aj životné prostredie.

Použité batérie a akumulátory sa musia likvidovať oddelene od tuhého komunálneho odpadu. Môžete tak urobiť prostredníctvom dostupných systémov spätného odberu a recyklácie (napr. Corepile).

Nesprávna likvidácia použitých batérií a akumulátorov môže mať v dôsledku obsahu nebezpečných látok značný vplyv na ľudí a životné prostredie. Recykláciou sa zachovávajú cenné suroviny a súčasti výrobkov sa môžu opätovne použiť.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ELEKTROMAGNETICKEJ ZLUČITEĽNOSTI (EMC)

1. Tento produkt vyžaduje osobitné opatrenia týkajúce sa EMC a musí byť inštalovaný a uvedený do prevádzky v súlade s poskytnutými informáciami. Toto zariadenie môže byť ovplyvnené prenosnými a mobilnými vysokofrekvenčnými komunikačnými zariadeniami.
2. V blízkosti zariadenia nepoužívajte mobilný telefón ani iné zariadenia, ktoré vysielajú elektromagnetické polia. Mohlo by to spôsobiť nesprávnu činnosť zariadenia.
3. Pozor! Toto zariadenie bolo dôkladne testované a kontrolované, aby sa zabezpečil jeho správny výkon a funkčnosť!
4. Upozornenie: Toto zariadenie by sa nemalo používať vedľa iných zariadení ani na nich. Ak je potrebné používať ho vedľa iných zariadení alebo na nich, malo by sa sledovať, aby sa overila jeho normálna prevádzka v konfigurácii, v akej sa používa.

UPOZORNENIE

Ak máte zdravotné obavy alebo si nie ste istí, pred použitím sa poraďte s lekárom.

UPOZORNENIE:

Váš produkt Venen Engel **nie je zdravotnícky prostriedok** a nie je určený na samoliečbu. V prípade neistoty sa poraďte so svojím lekárom.

VÝROBCA:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Nemecko

Telefón: +49 1573 5990084

Mail: service@venenengel.de

web: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

NAVODILA ZA UPORABO



UVODNA OPOMBA

Če ste izbrali našo Leo Edition, vas prosimo, da upoštevate naslednje informacije na tej strani.

Ta posebna izdaja se od standardne različice razlikuje izključno po izbranih oblikovnih in materialnih podrobnostih:

- **Ekskluziven vzorec Leo** na manšetah
- **Krmilna enota in cevi v novi barvi**, usklajeni z oblikovanjem
- **Kovinska ploščica z logotipom** kot visokokakovosten oblikovni element na pasu
- **Visokokakovostna zadrga** z drsnikom in zaključkom iz cinkove zlitine za vrhunski videz in občutek

Delovanje, upravljanje in uporaba naprave so enaki kot pri standardni različici. Vsa navodila za varno uporabo so, kot običajno, navedena v navodilih za uporabo.

Opomba za osebe z alergijo na cink:

Kovinski deli izdaje Leo so izdelani iz cinkove zlitine. V redkih primerih lahko neposreden stik s kožo pri občutljivih osebah povzroči kožne reakcije. Če imate znano alergijo na cink ali kovinske zlitine ali med uporabo opazite draženje kože, priporočamo, da uporabo prekinete.

Želimo vam veliko zadovoljstva z vašo Leo Limited Edition.

UVODNA OPOMBA

Čestitamo za nakup te naprave! Vaš Venen Engel vam bo prinesel veliko veselja! Če ste zadovoljni z vašim Venen Engelom, bomo zelo veseli vašega priporočila.

Ta navodila vsebujejo podrobnosti, ki jih mora uporabnik upoštevati, da prepreči nevarnosti in napravo uporablja varno.

Če imate vprašanja o uporabi, dodatni opremi ali predloge, nas prosimo, ne oklevajte in nas kontaktirajte!

Telefon: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
E-pošta: service@venenengel.de
Spletna stran: www.venenengel.de

PREDEN ZAČNETE

- Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo.
- Shranite ta navodila za uporabo, da jih lahko po potrebi preberete.
- V nekaterih zdravstvenih stanjih naprave Venen Engel ne smete uporabljati. Pozorno preberite seznam kontraindikacij na zadnji strani.

POMEMBNI VARNOSTNI NASVETI IN OPOZORILA

Pomembno je, da preberete vsa opozorila in varnostna navodila v tem priročniku. Njihov namen je zagotoviti vašo varnost, preprečiti poškodbe in preprečiti poškodbe naprave.

- Ne uporabljajte te naprave, če imate srčni spodbujevalnik, vsajeni defibrilator ali drugo vsajeno kovinsko ali elektronsko napravo. Takšna uporaba lahko povzroči električni udar, opekline, električne motnje ali smrti.
- Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila.
- Navodila hranite v bližini naprave, da jih lahko preberete med uporabo.
- Da bi se izognili nevarnostim, zagotovili varnost ali preprečili neprimerno delovanje, so v nadaljevanju navedene nekatere podrobnosti, ki jih mora uporabnik upoštevati pri uporabi naprave.
- Naprava ni primerna za uporabo v prisotnosti vnetljive anestezijske mešanice z zrakom, kisikom ali dušikovim oksidom.
- Osebe z duševno motnjo lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom.
- Popravila, vzdrževanje in zamenjava sestavnih delov se ne smejo izvajati med uporabo in jih smejo opravljati le strokovnjaki, ki jih je pooblastil proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko izgubite garancijo.
- V primeru splošnega nelagodja ali bolečine med uporabo takoj prenehajte z uporabo.
- Pri prvi uporabi ne smete presegati 5 minut. Pri naslednjih uporabah je treba trajanje uporabe postopoma podaljševati glede na fizično kondicijo uporabnika. Dolgotrajna uporaba lahko nezaželene stranske učinke.
- Izdelka ne smejo uporabljati dojenčki ali majhni otroci.
- Napravo hranite izven dosega otrok.
- V notranjost naprave ne sme priti voda ali drugi materiali (npr. žebelji, igle in drugi kovinski predmeti).
- Če naprava ne deluje pravilno, je v nobenem primeru ne odpirajte, razstavljajte ali spreminjajte, saj lahko to povzroči požar, električni udar ali drugim poškodbam.
- Pri priključevanju in odklapanju vtiča pazite, da sta vtič in vaša roka suha.
- Napravo uporabljajte samo z enofaznim tokom 220–230 V. Po uporabi izključite napravo iz vtičnice.
- Poskrbite, da je naprava nameščena tako, da lahko vtič kadarkoli enostavno izvlečete.
- Poskrbite, da napajalni kabel ni zviti ali upognjen, in na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov (npr. noge mize ali stola) na napajalni kabel.

- Napravo uporabljajte samo za navedeni namen.
- Naprave ne uporabljajte v večvtičnicah. Vtičnika te naprave ne vstavljajte v vtičnico skupaj z drugimi napravami.

OBSEŽNOST DOBAVE



Krmilna enota



Napajalnik



Komplet cevi z več vtičnicami



Lymph-Flow Pants



Transportna torba in vrečke z zadrgo



Mehka torba

TEHNIČNI PODATKI

Število programov	3 (+4)
Število komor	4
Teža	približno 0,7 kg
Izhodna moč	14 VA
Frekvenca omrežja	50–60 Hz
Napetost omrežja	110–240 V
Nastavitev časa	120 min
Tiskalna zmogljivost	30–180 mmHg
Črpalna zmogljivost	8 l/min

Material (manšete)	Najlon s poliamidnimi vlakni
Radijska frekvenca	2,4 GHz
Dimenzije krmilne enote	25 x 6 x 7 cm
Zaščitni razred	II / 
Temperaturno območje (delovanje in shranjevanje)	10–40 °C
Vlažnost zraka (relativna, delovanje in shranjevanje)	30–85

Baterija:	
Čas polnjenja / delovanja [v min]	50 / 90
Tip	Li-ion
Številka modela	18600
Napetost	11,1 V
Kapaciteta	1600 mAh
Shranjena količina energije	17,7 Wh

POJASNILO UPORABLJENIH SIMBOLOV

	V skladu z evropskimi standardi
	Podatki proizvajalca
	Električnih naprav ne smete odlagati med gospodinjske odpadke!
	Upoštevajte navodila za uporabo!
	Serijska številka
	Uporabljajte samo v zaprtih prostorih
	Zaščitni razred II: Ta simbol pomeni, da naprava ne potrebuje električnega ozemljitvenega priključka (masa).
	Hranite stran od neposredne sončne svetlobe
	Država proizvodnje: Kitajska
	Valovita lepenka
	Polietilen tereftalat (PET)
	Ne perite
	Embalažo reciklirajte
	Navodila za odstranjevanje odpadkov Francija: Električne naprave odstranite na ustreznih mestih
	Navodila za odstranjevanje odpadkov Francija: embalažo reciklirajte

OPIS PROIZVOD

Kompresijski masažni aparat je sestavljen iz naprave s kompresorjem, manšeto in senzorjem zračnega tlaka, ki delujejo kot enota. Naprava je prek vrste cevk povezana z manšetami. Kompresijska masaža poteka s cikličnim napihovanjem in praznjenjem zračnih komor. Med uporabo se zrak iz konca okončin črpa v komore proti sredini telesa.

Tlak v manšeti se pri tem nadzoruje s senzorjem in mikroprocesorjem.

NAMEN

Venen Engel Plus služi za zračno masažo nog, rok ali pasu in spodbuja občutek sprostitve, dobrega počutja in lahkotnosti.

Uporaba spodbuja prijetno lahkotno počutje telesa in nežno stimulira kožo, ki deluje bolj vitalno. Pri uporabi v wellness ali kozmetičnih tretmajih lahko prispeva k povečanju osebnega počutja in kozmetični negi kože.

Ta izdelek ni **medicinski izdelek** in je namenjen izključno kozmetični in sproščujoči uporabi.

INDIKACIJE

Za sprostitvev po dolgem dnevu ali po fizični aktivnosti

Za spodbujanje subjektivnega občutka lažjih nog

Za prijetno sprostitvev mišic

Lahko izboljša videz celulita

Uporaba kot wellness ali lepotna nega za povečanje osebnega počutja

Spodbuja prijeten občutek vitalnosti in prožnosti kože

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte pri trombozi, boleznih ven, krčnih žilah, srčnem popuščanju, motnjah strjevanja krvi.

Ne uporabljajte pri odprtih ranah, ekcemih, vnetjih, okužbah, hudi sončni opeklinah ali kožnih izpuščajih.

V primeru otrplosti, motenj občutljivosti ali bolečin takoj prenehajte z uporabo.

Uporaba na nogah in trebuhu med nosečnostjo ni priporočljiva!

Ne uporabljajte pri elektronskih vsadkih (npr. srčnih spodbujevalnikih) ali kovinskih vsadkih na obravnavanih področjih

Ne uporabljajte pri povišani telesni temperaturi, okužbah, akutnih vnetjih

Ne uporabljajte pri otrocih ali osebah, ki ne znajo varno uporabljati naprave

NEŽELENI UČINKI

Rdečina, občutek toplote, rahlo mravljinčenje po uporabi.

Utrujenost ali rahlo omotico pri predolgem uporabljanju.

Oblikovati se lahko odtisne pri pretesnih manšetah ali prekomernem pritisku.

Pregrevanje pri neprekinjenem delovanju, pretrgan kabel, električni udar pri poškodovanem napajalniku.

UPORABA

KORAK 1: PRED UPORABO

POVEZOVANJE ZRAČNIH CEVI

Priključite konektorje cevi s priključki na manšete. Pazite, da je najdaljša cev priključena na komoro za noge. Preostale cevi priključite po vrsti do komore v bližini bokov. Barve priključkov in konektorjev pomagajo pri določanju vrstnega reda priključevanja. Priporočamo, da priključkov nato ne več odpirate.

POSTAVITEV NAPRAVE

Poskrbite za varno postavitve naprave. Poskrbite tudi, da je naprava prostostoječa in da je ne prekriva strop ali podobno. Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali prostorih z visoko vlažnostjo zraka, kot so savne ali kopalnice.

NADENITE MANŠETE

Da bi preprečili onesnaženje, priporočamo, da med uporabo nosite legice ali jogging hlače. Pred uporabo izpraznite žepe hlač! Zadrge na manšetah morajo biti popolnoma zaprte, da se prepreči nenadno odpiranje manšet in morebitna poškodba. Vedno poskrbite, da cevi niso upognjene in da ne sedite na njih.

POVEZOVANJE KOMPLETA CEVI IN KRMILNE ENOTE/NAMESTITEV VEČVTIČNIKA

Večvtičnik vstavite do konca v dno naprave. Pazite, da večvtičnik vstavite v napravo v pravilni smeri (majhen nastavek v majhno luknjo). Na strani večvtičnika sta dva sponka. Da bi povezali večvtičnik in napravo, morate pritisniti sponki. Nato lahko večvtičnik vstavite v napravo. Na enak način je treba kabel po uporabi spet odstraniti.


POVEZAVA NAPAVALNIKA Z UPRAVLJALNO ENOTO

Naprava lahko deluje z ali brez napajalnika, če je baterija ustrezno napolnjena. Napajalnik priključite na napravo in vtičnico, da se baterija med uporabo napolni.



KORAK 2: UPORABA

1. **VKLOP NAPRAVE** Na zgornji strani se nahaja stikalo za vklop/izklop. Pritisnite ga za 3 sekunde, da napravo vklopite ali izklopite. Če se naprava ne vklopi, je verjetno baterija prazna. Uporabite priloženi napajalnik, da napravo ponovno napolnite.
2. **IZBIRA PROGRAMA** Privzeto je izbran program A. Pritisnite tipko „P“, da preklopite med programi A, B in C.
3. **IZBIRA TLAKA** Privzeto je izbrana stopnja tlaka 8. S pritiskom na tipki „+“ ali „-“ lahko nastavite stopnjo tlaka med 1 in 16. Daljše pridrzanje ustrezne tipke pospeši izbiro stopnje tlaka.
4. **PLAY / PAUSE** Zaženite izbiro programa in tiskanja s pritiskom na tipko „Play / Pause“. Nasvet: S pritiskom na gumb „Play / Pause“ med tekom programa za 2 minuti. Če pustite, da ti 2 minuti pretečejo ne da bi ponovno pritisnili gumb „Play“, naprava ustavi program in sprosti zrak iz komor.
5. **ZAUSTAVITEV PROGRAMA** Če želite program takoj ustaviti in spustiti zrak, pritisnite in 3 sekunde držite tipko „Play / Pause“.



PROGRAMI / VODNIK

S programi Venen Engel svojemu telesu privoščite zavestne počitke. Za lažje noge, večjo ravnotežje in prijetno sprostitev.

UPORABA


Uporaba lahko spodbuja stimulacijo kože in izboljša njen videz, tako da je videti gladka in enakomerna. Prav tako lahko olajša občutek utrujenih in težkih nog ter ima splošno sproščujoč učinek. Idealno kot wellness ali lepotni ritual za povečanje osebnega počutja. Glede na program se določijo različni poudarki.

TRAJANJE IN POGOSTOST

Optimalna trajanje uporabe je od 30 do 60 minut – ali od 10 do 20 minut za kratko sprostitev med delom. Tlak mora biti občutljiv, vendar prijeten. Počasi se približujte svojemu osebnemu nivoju udobja. Optimalni tlak se lahko spreminja glede na dnevno formo. Zato ga po potrebi prilagodite individualno. Priporočamo, da se počasi približujete optimalnemu tlaku uporabe. Več ni vedno bolje: uporaba Venen Engel nikoli ne sme biti neprijetna ali celo boleča.

Več informacij o pravilni uporabi, izbiri programov in drugih nastavitvah najdete na spletni strani: <https://venenengel.de/pages/app>

Potek Primer za programa



A ENERGY FLOW



Komore se polnijo ena za drugo, pri čemer se tlak v vsaki komori ohranja, dokler se naslednja ne napolni v celoti. Tako nastane enakomeren, aktivirajoč pretok, ki spodbuja dobro počutje v nogah in prijetno spremlja telo.

B DEEP RELEASE



Komore se polnijo ena za drugo in vzdržujejo konstanten tlak skozi celoten cikel, da se zmanjša povratni tok med masažo. Idealno za sprostitev po dolgem dnevu ali intenzivnem treningu. Če ste začetnik, začnite z Energy Flow (A) in se nato počasi približajte Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Vse komore se napolnijo in sprostijo hkrati, kar ustvarja ritmično pulzirajočo masažo z izjemno velikim številom prehodov. Dinamično gibanje sprosti telo in lahko naredi kožo bolj vitalno in napeto.

IP INITIAL PHASE



Preden se začne izbrani program/sekvenca, želimo zagotoviti, da so manšete za noge optimalno ergonomsko prilagojene vašim nogam. Za to se vse komore hkrati napolnijo z zrakom za 2 minuti. Nato se začne vaš program. Postopek je aktiven le enkrat takoj po zagonu krmilne enote in nato šele po ponovnem zagonu naprave.



Prosimo, da ne prekinjate začetne faze s spremembo programa ali izklopom naprave. V nasprotnem primeru se lahko nakopiči tlak v komorah, kar je za vas neprijetno.

VZPOSTAVITEV RADIOVEZAVE Z APLIKACIJO VENEN ENGEL

PRENESITE APLIKACIJO VENEN ENGEL

Prenesite si našo aplikacijo Venen Engel iz priljubljenih trgovin z aplikacijami za iOS ali Android.

ODPRITE APLIKACIJO VENEN ENGEL

Odprite aplikacijo in izberite želeno možnost za vključitev.

VKLOPITE SVOJO NAPRAVO VENEN ENGEL PLUS

Povezovanje se začne samodejno. Potrdite povezovanje na svojem pametnem telefonu. Če se to ne zgodi, preverite nastavitve na svojem pametnem telefonu.

GOTOVO

Sedaj lahko svojo kontrolno napravo upravljate prek naše aplikacije in jo odložite. Prek nje lahko med drugim zaženete in prilagodite vnaprej nameščene programe in sekvence ter nastavite tlak in trajanje uporabe.

Več informacij o aplikaciji Venen Engel najdete na naši spletni strani <https://venenengel.de/pages/app>.




FUNKCIJE, KI SO NADZORLJIVE SAMO PREK APLIKACIJE

DEAKTIVIRANJE POSAMEZNIH ZRAČNIH KOMOR

Občutljiva mesta lahko izključite iz masaže. Privzeto so aktivirane vse kompresijske komore. Če želite določene komore izključiti iz masaže, lahko to storite tukaj. Preprosto pritisnite na simbol zelene komore in potrdite svojo izbiro.

INDIVIDUALIZACIJA VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS



TRI ZAPONKE

Položaj 1 = zunanji zadrگو = najtesnejši položaj = za majhne obsege nog


Položaj 2 = srednji zadrگو = srednji položaj = za srednje obsege nog

Položaj 3 = notranji zadrگو = najširši položaj = za velike obsege nog

Za stegna in podkolena so na voljo ločeni zadrgi, tako da lahko hlače Lymph-Flow Pants prilagodite povsem individualno.

Če nobena od možnih nastavitev ne ustreza natančno, lahko z našimi razširitvami dosežete dodatne velikostne stopnje. Oglejte si našo **trgovino**.

Da se zadrگو med uporabo ne odpre, po zaprtju hlač potisnite ročaj v smeri stopal. S tem se zaskoči mehanska zapora, ki preprečuje odpiranje hlač Lymph-Flow Pants. Po uporabi lahko zadrگو normalno uporabite, da se izležete.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

PO UPORABI

KONČANJE IN ODSTRANITEV

Po izteku nastavljenega časa ali po pritisku na izklopni gumb lahko iz naprave izvlečete večvtični vtič. Če se med masažo ne počutite dobro, lahko uporabo kadarkoli spontano prekinete. Nato lahko odprete manšeto. Za hitro izpuščanje zraka iz zračnih blazin po uporabi priporočamo, da z izvlečenim večvtičnim vtičem z obema rokama iztisnete preostali zrak iz manšet.

Po uporabi priporočamo, da vtičnice manšete pustite priključene na manšeti in iz naprave odstranite le večvtični vtič. Manšete shranite tako, da jih položite eno na drugo in jih z vstavljenim kompletom cevi rahlo zvijete.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

ČIŠČENJE

Za čiščenje manšet in preostalih dodatkov priporočamo uporabo vlažne krpe. Pri močni umazanosti lahko dodatno uporabite nežno čistilo za tekstil. Pred čiščenjem manšet odstranite priključke manšet in manšete v vsakem primeru temeljito posušite. Če manšete uporabljajo različne osebe, priporočamo, da jih razkužite s tekstilnim razkužilnim sprejem. Uporabljajte čistila in razkužila, ki ne vsebujejo olja, benzena, alkohola, bencina in kemičnih sredstev. Manšet ne perite v pralnem stroju ali pod tekočo vodo. Pred čiščenjem izklopite napravo. Za dezinfekcijo manšet so primerni dezinfekcijski sredstvi, kot je na primer Descosept pur ali podobni izdelki s podobno sestavo.

SHRANJEVANJE

Izdelek shranjujte pri sobni temperaturi (najmanj 10 °C, največ 40 °C) in v dobro prezračenih, suhih in brezprašnih prostorih (najmanj 30 %, največ 85 % relativne vlažnosti zraka). Izdelek shranjujte na mestu, zaščitenem pred zmrzaljo, sicer lahko pride do poškodb.

Pri shranjevanju pazite tudi, da manšete ne poškodujete z ostrimi predmeti, kot so škarje ali predmeti z ostrimi robovi.

Za dolgoročno shranjevanje priporočamo, da izdelek shranite v prodajni kartonski škatli.

ODSTRANJEVANJE NAPAK

NAPRAVE NI MOGOČE VKLOPITI

Če se naprava ne vklopi, preverite, (A) ali je baterija naprave prazna, in (B) napolnite napravo, dokler se ne vklopi.

NAPRAVA ČRPALKA, Vendar se napolni le ena ali nobena od manšet

Če se po zagonu aplikacije napolni le ena ali nobena od manšet, preverite, (A) ali je večvtičnik popolnoma in pravilno vstavljen v napravo. Preverite tudi, (B) ali zračni cevi niso upognjene, na primer zaradi sedenja na njih. Preverite (C), ali so vsi sivi priključki manšet pravilno priključeni na manšeto.

MANŠETE SE NAPOLNJUJEJO V NEPRAVILNEM VRSTNEM REDU

Preverite, ali je večvtičnik pravilno vstavljen v krmilno enoto. Večvtičnik je pravilno vstavljen, če so majhni nastavki večvtičnika v predvidenih odprtinah nad izpusti zraka.



IZ NJEGA SE SLIŠNO IZTEKA ZRAK

- (A) Preverite, ali so cevi in vtičniki poškodovani.
- (B) Preverite, ali je večvtičnik pravilno vstavljen v napravo.
- (C) Preverite, ali je cev upognjena ali stisnjena.

NADENJE MANŠETE ZA ROKO

(predvidoma na voljo v letu 2026)

Manšeta za roko je na voljo za desno ali levo roko. Pri nakupu pazite, da izberete pravo stran roke.

Opomba: Če želite zdraviti obe roki, potrebujete dve manšeti za roko – eno za desno in eno za levo roko. Hkratno zdravljenje nog in ene roke je mogoče. Priporočamo pa, da roki zdravite eno za drugo in ne obe hkrati. Med uporabo mora biti vedno vsaj ena roka prosta.

NAVODILA:

1. Odprite zaponko manšete za roko, če je še zaprta.
2. Manšeto za roko natakните na ustrezno stran roke. Roko potisnite skozi manšeto, dokler ne leži pod pazduho.
3. Manšeto potegnite čez ramo.
4. Zapirni jeziček potegnite za hrbet pod nasprotno pazduho in konec jezička vstavite v sponko spredaj.
5. Prilagodite prileganje tako, da potegnete za konec zaponke, dokler manšeta ne prilega tesno in udobno.
6. Po uporabi manšeto sprostite tako, da hkrati pritisnete zaponko na obeh straneh.



VARNOSTNA NAVODILA

Ta navodila za uporabo skrbno shranite! Naprave ne razstavljajte in ne sežigajte. Popravila krmilne enote smejo opravljati le strokovnjaki, ki jih je pooblastila družba Wellcosan GmbH, sicer lahko izgubite garancijo. Če je naprava poškodovana, izključite napajalni kabel in napravo izklopite. Vtič iz omrežja izključite in napravo izklopite tudi, če je prišla v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih. Poskrbite, da je naprava stabilno postavljena. Naprave ne izpostavljajte tresljajem in je ne mečite. Naprava med delovanjem ne sme biti prekrita z drugimi predmeti. Poskrbite, da se cevi med uporabo in shranjevanjem ne zvijejo ali upognejo. Napravo hranite stran od virov toplote (npr. neposredna sončna svetloba, radiatorji in podobno). Ko naprave ne uporabljate, mora biti izklopljena. Naprava se po 10 minutah neaktivnosti sama izklopi.

Ko naprave ne uporabljate, izključite tudi vtič iz vtičnice. Pred čiščenjem vedno izključite vtič naprave iz vtičnice. Napravo hranite stran od otrok in oseb, ki niso bile poučene o njeni uporabi.



Z oznako CE proizvajalec ali uvoznik potrjuje skladnost izdelka z veljavnimi direktivami ES in upoštevanje v njih določenih „bistvenih zahtev“.



Ta oznaka na napravi pomeni, da je ob koncu življenjske dobe ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Odstranjevanje naj opravi podjetje za odstranjevanje elektronskih odpadkov.

GARANCIJA

Na krmilno enoto nudimo 24-mesečno garancijo. V primeru okvare bo morda treba napravo poslati v pregled. Pri tem poskrbite, da je pošiljka ustrezno oblaginjena, da se prepreči morebitna poškodba med prevozom. Za okvare, ki so posledica nepravilnega prevoza, žal ni mogoče uveljavljati garancijskih zahtevkov.

Garancijski pogoji: Če obstaja zakonska obveznost garancije, se brez pravice do zamenjave ali znižanja cene brezplačno zagotovi nadomestilo ali pa proizvajalec dobi možnost popravila. Če je popravilo kljub več poskusom pomanjkljivo ali če je nadomestna naprava opremljena z napako, za katero je odgovoren proizvajalec, ima stranka pravico do zamenjave ali znižanja cene.

Izključitev garancije: Iz garancije so izključene napake, ki so nastale zaradi nasilne poškodbe, nepravilne uporabe, zunanjih vplivov ali sprememb in popravil, ki so jih opravili tretji, npr. napake, ki so nastale zaradi napačno dimenzioniranih ali kratkostičnih varovalk, ali napake, ki so posledica normalne obrabe.

Pogoj za garancijo: Zahtevek za garancijo velja le v povezavi z originalnim dokazilom o nakupu (računom). Zato dokazilo o nakupu skrbno shranite.

Če imate pri uporabi sistema težave ali vprašanja, smo vam na voljo na telefonski številki +49 (0) 666 17 48 91 05 ali na elektronskem naslovu service@venenengel.de.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

Upoštevajte, da izdelek vsebuje majhne količine svinca. Zato ga odstranite pri podjetju za odstranjevanje elektronskih odpadkov. **POMEMBNO: Izdelka ne odlagajte med gospodinjске odpadke!**

NEMČIJA:

Elektronskih izdelkov ne smete odlagati v nesortirane komunalne odpadke. Namesto tega uporabite razpoložljive sisteme za vračanje in zbiranje. S tem vsi prispevamo k ponovni uporabi, recikliranju in predelavi elektronskih izdelkov.

Nepravilno odstranjevanje elektronskih izdelkov ne vodi le k izgubi virov (večina električnih naprav vsebuje dragocene surovine, kot so zlato, baker, srebro itd.), ampak zaradi včasih nevarnih snovi ogroža tudi okolje.

ALTERNATIVA: Z veseljem se bomo poskrbeli za odstranjevanje vašega starega aparata Venen Engel. Preprosto ga pošljite na naslov:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Nemčija

Prosimo, priložite opombo z zahtevo za odstranitev.

Rabljene baterije in akumulatorje je treba odstraniti ločeno od trdnih komunalnih odpadkov. To lahko storite prek sistemov za vračanje in recikliranje, ki so vam na voljo (npr. Corepile).

Nepravilno odstranjevanje starih baterij in akumulatorjev lahko zaradi nevarnosti, ki jih vsebujejo, znatno vpliva na ljudi in okolje. S recikliranjem se ohranijo dragocene surovine, sestavine izdelkov pa se lahko ponovno uporabijo.

FRANCIJA/SLOVAŠKA:

Elektronskih izdelkov ne smete odlagati v nesortiranih komunalnih odpadkih. Namesto tega uporabite razpoložljive sisteme za vračanje in zbiranje. S tem vsi prispevamo k ponovni uporabi, recikliranju in predelavi elektronskih izdelkov.

Nepravilno odlaganje elektronskih izdelkov ne vodi le k izgubi virov (večina električnih naprav vsebuje dragocene surovine, kot so zlato, baker, srebro itd.), ampak zaradi včasih nevarnih snovi ogroža tudi okolje.

Rabljene baterije in akumulatorje je treba odlagati ločeno od trdnih komunalnih odpadkov. To lahko storite prek sistemov za vračanje in recikliranje, ki so vam na voljo (npr. Corepile).

Nepravilno odstranjevanje starih baterij in akumulatorjev lahko zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, znatno vpliva na ljudi in okolje. S recikliranjem se ohranijo dragocene surovine, sestavine izdelkov pa se lahko ponovno uporabijo.

POMEMBNE INFORMACIJE O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI (EMC)

1. Ta izdelek zahteva posebne varnostne ukrepe v zvezi z EMC in ga je treba namestiti in zagnati v skladu s priloženimi informacijami. Na to napravo lahko vplivajo prenosne in mobilne naprave za visokofrekvenčno komunikacijo.
2. V bližini naprave ne uporabljajte mobilnega telefona ali drugih naprav, ki oddajajo elektromagnetna polja. To lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.
3. Pozor! Ta naprava je bila temeljito testirana in preizkušena, da se zagotovi pravilno delovanje in funkcionalnost!
4. Pozor: Te naprave ne smete uporabljati v bližini ali skupaj z drugimi napravami. Če je uporaba v bližini ali skupaj z drugimi napravami nujna, je treba to napravo opazovati, da se preveri normalno delovanje v konfiguraciji, v kateri se uporablja.

ODGOVORNOST

Če imate pomisleke glede zdravja ali niste prepričani, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem.

OPOZORILO:

Vaš izdelek Venen Engel **ni medicinski pripomoček** in ni namenjen samozdravljenju. V primeru negotovosti se posvetujte s svojim zdravnikom.

PROIZVAJALEC:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Nemčija

Telefon: +49 1573 5990084
E-pošta: service@venenengel.de
Spletna stran: www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

MANUAL DE INSTRUCCIONES



NOTA PRELIMINAR

Si ha elegido nuestra Leo Edition, tenga en cuenta la siguiente información de esta página.

Esta edición especial se diferencia de nuestra versión estándar exclusivamente por determinados detalles de diseño y materiales:

- **Exclusivo estampado Leo** en los manguitos
- **Unidad de control y mangueras en un nuevo color** a juego con el diseño
- **Placa metálica con el logotipo** como elemento de diseño de alta calidad en la cintura
- **Cremallera de alta calidad** con tirador y terminal fabricados en una aleación de zinc para ofrecer una apariencia y un tacto de primera calidad

El funcionamiento, el manejo y el uso de su dispositivo son idénticos a los de la versión estándar. Encontrará todas las instrucciones para un uso seguro en el manual de instrucciones, como es habitual.

Aviso para personas con alergia al zinc:

Las piezas metálicas de la Leo Edition están fabricadas con una aleación de zinc. En casos excepcionales, el contacto directo con la piel puede provocar reacciones cutáneas en personas sensibles. Si tiene una alergia conocida al zinc o a las aleaciones metálicas, o si observa irritaciones cutáneas durante el uso, le recomendamos que deje de utilizar el producto.

Esperamos que disfrute de su Leo Limited Edition.

NOTA PRELIMINAR

¡Enhorabuena por la compra de este dispositivo! ¡Disfrutará mucho de su Venen Engel! Si está satisfecho con su Venen Engel, nos encantaría que lo recomendara.

Este manual contiene información que el usuario debe tener en cuenta para evitar peligros y utilizar el dispositivo de forma segura.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso, los accesorios o sugerencias, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Teléfono:	+49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp:	+49 1573 5990084
Correo electrónico:	service@venenengel.de
Web:	www.venenengel.de

ANTES DE EMPEZAR

- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo .
- Guarde este manual de instrucciones para poder consultarlo cuando sea necesario.
- El Venen Engel no debe utilizarse en determinadas condiciones de salud.
Lea atentamente la lista de contraindicaciones que figura en la última página.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Es importante que lea todas las advertencias y precauciones de este manual. Su objetivo es garantizar su seguridad, evitar lesiones y evitar daños en el dispositivo.

- No utilice este dispositivo si tiene un marcapasos, un desfibrilador implantado u otro dispositivo metálico o electrónico implantado dispositivo metálico o electrónico implantado. Su uso puede provocar descargas eléctricas, quemaduras, fallos eléctricos o la muerte.
- Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Guarde este manual cerca del dispositivo para poder consultarlo durante su uso.
- Para evitar peligros, garantizar la seguridad o impedir un funcionamiento no conforme con las normas, a continuación se enumeran algunos detalles que el usuario debe tener en cuenta al utilizar el dispositivo.
- El dispositivo no es apto para su uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno o óxido nítrico.
- Las personas con discapacidad mental solo pueden utilizar el dispositivo bajo supervisión.
- Las reparaciones, el mantenimiento y la sustitución de componentes no deben realizarse durante el uso y solo deben llevarlos a cabo técnicos autorizados por el fabricante. De lo contrario, se perderá la garantía.
- En caso de malestar general o dolor durante la aplicación, interrumpa inmediatamente el uso.
- La primera vez que se utilice, no se debe superar una duración de 5 minutos. En las siguientes aplicaciones, duración de la aplicación debe prolongarse gradualmente de acuerdo con el estado físico del usuario. Las aplicaciones prolongadas podrían provocar efectos secundarios indeseados.
- El producto no debe ser utilizado por bebés o niños pequeños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No permita que entre agua u otros materiales (por ejemplo, clavos, agujas y otros objetos metálicos) en el interior del dispositivo.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, no lo abra, desmonte ni modifique bajo ningún concepto, ya que podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o otras lesiones.
- Asegúrese de que el enchufe y sus manos estén secos al enchufar y desenchufar el cable de alimentación.
- Utilice el aparato únicamente con corriente monofásica de 220-230 V. Después de

utilizarlo, desconecte el enchufe del aparato de la toma de corriente.

- Asegúrese de colocar el aparato de manera que pueda desconectar el enchufe fácilmente en cualquier momento.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no se retuerza ni se doble y no coloque objetos pesados (por ejemplo, patas de mesas y sillas) sobre el cable de alimentación.
- Utilice el aparato únicamente para el fin indicado.
- No utilice el aparato en enchufes múltiples. No enchufe el cable de alimentación de este aparato en una toma de corriente junto con otros aparatos.

CONTENIDO DEL SUMINISTRO



Unidad de control



Fuente de alimentación



Juego de tubos con enchufe múltiple



Lymph-Flow Pants



Bolsa de transporte y bolsas con cremallera



Funda blanda

DATOS TÉCNICOS

Número de programas	3 (+4)
Número de compartimentos	4
Peso	aprox. 0,7 kg
Potencia	14 VA
Frecuencia de red	50-60 Hz
Tensión de red	110-240 V
Ajuste de tiempo	120 min
Capacidad de impresión	30-180 mmHg
Capacidad de bombeo	8 l/min
Material (puños)	Nailon con fibras de poliamida
Frecuencia de radio	2,4 GHz
Dimensiones del dispositivo de control	25 x 6 x 7 cm
Clase de protección	II / 
Rango de temperatura (funcionamiento y almacenamiento)	10-40 °C
Humedad (relativa, funcionamiento y almacenamiento)	30-85
Batería:	
Tiempo de carga/autonomía [en min]	50 / 90
Tipo	Li-ion
Número de modelo	18600
Tensión	11,1 V
Capacidad	1600 mAh
Cantidad de electricidad almacenada	17,7 Wh

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Conforme con las normas europeas
	Indicaciones del fabricante
	Los aparatos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica.
	¡Siga las instrucciones de uso!
	Número de serie
	Utilizar únicamente en interiores
	Clase de protección II: este símbolo indica que el aparato no necesita conexión a tierra (masa).
	Mantener alejado de la luz solar directa
	País de fabricación: China
	Cartón ondulado
	Polietileno tereftalato (PET)
	No lavar
	Reciclar el embalaje
	Instrucciones de eliminación Francia: desechar el aparato eléctrico en los puntos correspondientes
	Instrucciones de eliminación en Francia: reciclar el embalaje

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aparato de masaje por compresión consta de un dispositivo con compresor, manguito y sensor de presión de aire, que funcionan conjuntamente como una unidad. El dispositivo está conectado a los manguitos mediante una serie de tubos. El masaje por compresión se realiza mediante el inflado y desinflado cíclico de las cámaras de aire. Durante la aplicación, el aire se bombea desde el extremo de las extremidades hacia el centro del cuerpo a través de las cámaras.

La presión en el manguito se controla mediante un sensor y un microprocesador.

FINALIDAD

El **Venen Engel Plus** se utiliza para el masaje por presión de aire de piernas, brazos o cintura y favorece una sensación de relajación, bienestar y ligereza.

Su uso favorece una agradable sensación de ligereza corporal y una piel suavemente estimulada y con un aspecto más vital. Utilizado como tratamiento de bienestar o belleza, puede contribuir a aumentar el bienestar personal y al cuidado cosmético de la piel.

Este producto **no es un producto sanitario** y se utiliza exclusivamente con fines cosméticos y relajantes.

INDICACIONES

Para relajarse después de un largo día o después de la actividad física.

Para favorecer una sensación subjetiva de piernas más ligeras

Para una relajación agradable de la musculatura.

Puede mejorar el aspecto de la celulitis

Uso como tratamiento de bienestar o belleza para aumentar el bienestar personal.

Favorece una agradable sensación de vitalidad y flexibilidad de la piel

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en caso de trombosis, enfermedades venosas, varices, insuficiencia cardíaca o trastornos de la coagulación sanguínea.

No utilizar en caso de heridas abiertas, eccemas, inflamaciones, infecciones, quemaduras solares graves o erupciones cutáneas.

En caso de entumecimiento, trastornos sensoriales o dolor, interrumpir inmediatamente el uso.

No se recomienda su uso en piernas y abdomen durante el embarazo.

No utilizar en caso de implantes electrónicos (por ejemplo, marcapasos) o implantes metálicos en las zonas tratadas.

No utilizar en caso de fiebre, infecciones o inflamaciones agudas.

No utilizar en niños o personas que no puedan manejar el dispositivo de forma segura.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Enrojecimiento, sensación de calor y ligero hormigueo tras la aplicación.

Fatiga o ligeros mareos si se utiliza durante demasiado tiempo.

Formación de puntos de presión si los manguitos están demasiado apretados o se ejerce una presión excesiva.

Sobrecalentamiento en caso de uso continuo, rotura del cable, descarga eléctrica si la fuente de alimentación está dañada.

APLICACIÓN

PASO 1: ANTES DE LA APLICACIÓN

CONECTAR LOS TUBOS DE AIRE

Fije los conectores de manguito de los tubos a las conexiones de los manguitos. Asegúrese de que el tubo más largo sea el de la cámara del pie. Conecte los tubos restantes en orden hasta la cámara cercana a la cadera. Los tonos de los conectores y las conexiones ayudan a determinar el orden de conexión. Recomendamos no volver a soltar las conexiones enchufables.

INSTALACIÓN DEL APARATO

Asegúrese de que el aparato esté bien apoyado. Asegúrese también de que el aparato esté libre y no esté cubierto por un techo o similar. No utilice el aparato en habitaciones húmedas o con mucha humedad, como saunas o cuartos de baño.

PÓNGASE LOS MANGUITOS

Para evitar la contaminación, recomendamos llevar leggings o pantalones de chándal durante el uso. ¡Vacíe los bolsillos de los pantalones antes de usar el dispositivo! Las cremalleras de los manguitos deben cerrarse completamente para evitar que se abran de golpe y se produzcan posibles daños. Asegúrese en todo momento de que los tubos no se doblen y de no sentarse sobre ellos.

CONECTAR EL JUEGO DE MANGUERAS Y LA UNIDAD DE CONTROL/ COLOCACIÓN DEL CONECTOR MÚLTIPLE

Enchufe el conector múltiple en la parte inferior del dispositivo hasta que encaje. Asegúrese de enchufar el conector múltiple en la posición correcta (la boquilla pequeña en el orificio pequeño). En el lateral del conector múltiple hay dos clips. Para conectar el conector múltiple y el dispositivo, hay que presionar los clips. A continuación, se puede enchufar el conector múltiple en el dispositivo. El cable debe desconectarse de la misma manera después de su uso.


CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN AL DISPOSITIVO DE CONTROL

El dispositivo puede funcionar tanto con como sin fuente de alimentación, siempre que la batería esté debidamente cargada. Conecte la fuente de alimentación tanto al dispositivo como a una toma de corriente para cargar la batería durante el uso.



PASO 2: FUNCIONAMIENTO

1. **ENCENDER EL DISPOSITIVO** En la parte superior se encuentra el interruptor de encendido/apagado. Púlselo durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo. Si el dispositivo no se enciende, es probable que la batería esté descargada. Utilice el adaptador de corriente suministrado para recargar el dispositivo.
2. **SELECCIONAR PROGRAMA** De forma predeterminada, está seleccionado el programa A. Pulse la tecla «P» para cambiar entre los programas A, B y C.
3. **SELECCIONAR PRESIÓN** De forma predeterminada, está seleccionado el nivel de presión 8. Pulsando las teclas «+» o «-» puede ajustar el nivel de presión entre 1 y 16. Mantenga pulsada la tecla correspondiente para acelerar la selección del nivel de presión.
4. **PLAY / PAUSE** Inicie la selección de programas y la impresión pulsando la tecla «Play / Pause». Consejo: Si pulsa el botón «Reproducir/Pausa» mientras se está ejecutando un programa, se activa la pausa durante 2 minutos. Deje que transcurran estos 2 minutos sin volver a pulsar «Reproducir», el aparato detendrá el programa y el aire de las cámaras.
5. **DETENER EL PROGRAMA** Para detener un programa inmediatamente y liberar el aire, mantenga pulsado el botón «Reproducir/Pausa» durante 3 segundos.



PROGRAMAS / GUÍA

Con los programas Venen Engel, le regalará a su cuerpo descansos conscientes. Para unas piernas más ligeras, más equilibrio y una relajación agradable.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN


La aplicación puede estimular la piel y hacer que su aspecto sea más suave y uniforme. También puede aliviar la sensación de piernas cansadas y pesadas y tener un efecto relajante general. Ideal como ritual de bienestar o belleza para aumentar el bienestar personal. Dependiendo del programa, se establecen diferentes prioridades.

DURACIÓN Y FRECUENCIA

La duración óptima de la aplicación es de 30 a 60 minutos, o de 10 a 20 minutos para un breve descanso entre medias. La presión debe ser perceptible, pero agradable. Busque paso a paso su nivel personal de bienestar. La presión óptima puede variar según el estado físico del día. Por lo tanto, ajústela individualmente según sea necesario. Recomendamos buscar poco a poco la presión óptima de aplicación. Más no siempre es mejor: la aplicación de Venen Engel nunca debe ser incómoda ni dolorosa.

Encontrará más información sobre la aplicación correcta, la selección de programas y otros ajustes en línea en: <https://venenengel.de/pages/app>

Procedimiento Ejemplo de programa



A ENERGY FLOW



Las cámaras se llenan una tras otra, manteniendo la presión en cada cámara hasta que la siguiente se infla por completo. De este modo se crea un flujo uniforme y activador que favorece la sensación de bienestar en las piernas y acompaña al cuerpo de forma agradable.

B DEEP RELEASE



Las cámaras se llenan una tras otra y mantienen la presión constante durante todo el ciclo para minimizar los reflujos durante el masaje. Ideal para aliviar la tensión después de un largo día o un entrenamiento intenso. Si es nuevo, comience con Energy Flow (A) y luego pase lentamente a Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Todas las cámaras se inflan y se desinflan al mismo tiempo, lo que crea un masaje rítmico y pulsante con un número especialmente elevado de ciclos. El movimiento dinámico relaja la sensación corporal y puede hacer que la piel parezca más vital y firme.

IP INITIAL PHASE



Antes de que comience el programa o la secuencia seleccionados, queremos asegurarnos de que los manguitos se hayan ajustado de forma óptima y ergonómica a sus piernas. Para ello, todas las cámaras se llenan de aire simultáneamente durante 2 minutos. A continuación, comienza su programa. El proceso solo se activa una vez, inmediatamente después de iniciar el dispositivo de control, y solo vuelve a activarse después de reiniciar el dispositivo.



No interrumpa la fase inicial cambiando el programa o apagando el dispositivo. De lo contrario, la presión acumulada en las cámaras podría acumularse y resultar incómoda para usted.

ESTABLECER UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA CON LA APLICACIÓN VENEN ENGEL

DESCARGUE LA APLICACIÓN VENEN ENGEL

Descargue nuestra aplicación Venen Engel desde las tiendas de aplicaciones habituales para iOS o Android.

ABRA LA APLICACIÓN VENEN ENGEL

Abra la aplicación y seleccione la opción de incorporación que desee.

ENCENDA SU DISPOSITIVO DE CONTROL VENEN ENGEL PLUS

El emparejamiento se inicia automáticamente. Confirme el emparejamiento en su smartphone. Si no es así, compruebe la configuración de su smartphone.

LISTO

Ahora puede manejar su dispositivo de control a través de nuestra aplicación y dejarlo a un lado. Aquí puede, entre otras cosas, iniciar y ajustar los programas y secuencias preinstalados, así como configurar la presión y la duración de la aplicación.


Encontrará más información sobre la aplicación Venen Engel en nuestro sitio web <https://venenengel.de/pages/app>.



FUNCIONES QUE SOLO SE PUEDEN CONTROLAR CON LA APLICACIÓN

DESACTIVACIÓN DE CÁMARAS DE AIRE INDIVIDUALES

Las zonas sensibles pueden excluirse del masaje. Por defecto, todas las cámaras de compresión están activadas. Si desea excluir determinadas cámaras del masaje, puede hacerlo aquí. Para ello, simplemente pulse el símbolo de la cámara deseada y confirme su selección.




CUATRO PROGRAMAS DE MASAJE ADICIONALES

Elija entre cuatro programas adicionales para diversificar su aplicación y optimizar sus secuencias.



PERSONALIZACIÓN DE LOS PANTALONES VENEN ENGEL LYMPH-FLOW



LAS TRES CREMALLERAS

Posición 1 = cremallera exterior = posición más estrecha = para contornos de pierna reducidos


Posición 2 = cremallera central = posición media = para contornos de pierna medios

Posición 3 = cremallera interior = posición más amplia = para contornos de piernas grandes

Hay cremalleras separadas para los muslos y las pantorrillas, lo que le permite ajustar los pantalones Lymph-Flow Pants de forma muy personalizada.

Si ninguno de los ajustes posibles se adapta exactamente, puede realizar más gradaciones de tamaño con nuestras extensiones. Eche un vistazo a nuestra **tienda**.

Para que la cremallera no se abra durante el uso, doble el tirador hacia los pies después de cerrar los pantalones. De este modo, se activa un bloqueo mecánico que impide que se abran los pantalones Lymph-Flow. Después del uso, puede manejar la cremallera con normalidad para quitárselos.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

FINALIZACIÓN Y DESMONTAJE

Una vez transcurrido el tiempo ajustado o tras pulsar el interruptor de apagado, puede desconectar el enchufe múltiple del aparato. Si no se siente cómodo durante el masaje, puede interrumpir el tratamiento en cualquier momento. A continuación, puede abrir el manguito. Para desinflar rápidamente las cámaras de aire tras el tratamiento, le recomendamos que, con el enchufe múltiple desconectado, expulse el aire restante de los manguitos con ambas manos.

Después de la aplicación, recomendamos dejar los enchufes de los manguitos conectados a los manguitos y retirar únicamente el enchufe múltiple del dispositivo. Para guardarlos, coloque los manguitos uno encima del otro y enróllelos sin apretar con el juego de tubos conectado.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA

Para limpiar los manguitos y el resto de accesorios, recomendamos utilizar un paño húmedo. En caso de suciedad persistente, puede utilizar además un limpiador textil suave. Antes de limpiar los manguitos, desconecte los conectores y déjelos secar completamente. Si lo utilizan varias personas, recomendamos desinfectar los manguitos con un spray desinfectante para tejidos. Utilice productos de limpieza y desinfección que no contengan aceite, benceno, alcohol, gasolina ni productos químicos. No lave los manguitos en la lavadora ni bajo el grifo. Apague el dispositivo antes de limpiarlo. Para desinfectar los manguitos son adecuados desinfectantes como Descosept pur o productos similares con una composición similar.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto a temperatura ambiente (mínimo 10 °C, máximo 40 °C) y en habitaciones bien ventiladas, secas y libres de polvo (humedad relativa mínima del 30 %, máxima del 85 %). Guarde el producto en un lugar protegido de las heladas, ya que de lo contrario podría sufrir daños.

Además, durante el almacenamiento, asegúrese de no dañar los manguitos con objetos puntiagudos, como tijeras, o con objetos con bordes afilados.

Para un almacenamiento prolongado, le recomendamos que guarde el producto en la caja de cartón en la que se vende.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL DISPOSITIVO NO SE ENCIENDE


Si el dispositivo no se enciende, compruebe (A) si la batería del dispositivo está agotada y (B) cárguelo hasta que se encienda.

EL DISPOSITIVO BOMBEA, PERO SOLO SE INFLAN UNA DE LAS MANGUITAS O NINGUNA

Si después de iniciar la aplicación solo se infla uno de los manguitos o ninguno, compruebe (A) si el conector múltiple está completamente insertado y correctamente colocado en el dispositivo. Además, asegúrese (B) de que los tubos de aire no estén doblados, por ejemplo, porque se haya sentado sobre ellos. Compruebe (C) que todos los conectores grises de los manguitos estén correctamente enchufados al manguito.

LOS MANGUITOS SE INFLAN EN EL ORDEN INCORRECTO

Asegúrese de que el conector múltiple se ha enchufado correctamente en la unidad de control. El conector múltiple está colocado correctamente cuando las pequeñas boquillas del conector múltiple se encuentran en las aberturas previstas para ello, situadas encima de las salidas de aire.



SALE AIRE (AUDIBLE)

- (A) Compruebe que los tubos y los conectores no estén dañados.
- (B) Compruebe que el conector múltiple esté correctamente enchufado en el dispositivo.
- (C) Compruebe que la manguera no esté doblada ni aplastada.

COLOCACIÓN DEL MANGUITO PARA EL BRAZO

(Disponible previsiblemente a lo largo de 2026)

Hay manguitos disponibles para el brazo derecho y para el izquierdo. Al comprarlos, asegúrese de seleccionar el lado correcto del brazo.

Nota: Si desea tratar ambos brazos, necesitará dos manguitos para el brazo, uno para el brazo derecho y otro para el izquierdo. Es posible tratar las piernas y un brazo al mismo tiempo. Sin embargo, recomendamos tratar los brazos uno tras otro y no ambos a la vez. Siempre debe quedar al menos un brazo libre durante la aplicación.

INSTRUCCIONES:

1. Abra el cierre de clip del manguito para el brazo, si aún está cerrado.
2. Coloque el manguito en el brazo correspondiente. Pase la mano por el manguito hasta que quede debajo de la axila.
3. Tire del manguito por encima del hombro.
4. Pase la lengüeta de cierre por detrás de la espalda, por debajo de la axila opuesta, e inserte el extremo de la lengüeta en el cierre de clip delantero.
5. Ajuste el ajuste tirando del extremo de la lengüeta de cierre hasta que el manguito quede firme y cómodo.
6. Después de su uso, suelte el manguito presionando el cierre de clip simultáneamente en ambos lados.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Guarde cuidadosamente este manual de instrucciones. No desmonte ni queme el aparato. Las reparaciones del dispositivo de control solo deben ser realizadas por personal especializado autorizado por Wellcosan GmbH; de lo contrario, se perderá la garantía. Si el aparato está dañado, desconéctelo de la red eléctrica y apáguelo. Desenchufe también el cable de alimentación y apáguelo si el aparato ha entrado en contacto con agua u otros líquidos. No utilice el aparato en habitaciones húmedas. Asegúrese de que el aparato esté bien apoyado. No exponga el aparato a sacudidas ni lo tire. El aparato no debe estar cubierto por otros objetos durante su funcionamiento. Asegúrese de que los tubos no se retuerzan ni se doblen durante el uso y el almacenamiento. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor (por ejemplo, luz solar directa, radiadores y otros). Cuando no utilice el aparato, debe estar apagado. El aparato se apaga automáticamente tras 10 minutos de inactividad.

Cuando no lo utilice, desconecte también el enchufe de la red eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte siempre el enchufe del aparato de la toma de corriente. Mantenga el producto alejado de los niños o de personas que no hayan recibido instrucciones sobre su uso.



Con el marcado CE, el fabricante o importador confirma la conformidad del producto con las directivas CE aplicables y el cumplimiento de los «requisitos esenciales» establecidos en ellas.



Esta marca en el aparato significa que no debe desecharlo con la basura doméstica normal al final de su vida útil. Por favor, encargue su eliminación a una empresa de reciclaje de residuos electrónicos.

GARANTÍA

Ofrecemos 24 meses de garantía para el dispositivo de control. En caso de avería, puede ser necesario enviar el dispositivo para su revisión. Asegúrese de que la caja de envío esté debidamente acolchada para evitar posibles daños durante el transporte. Lamentablemente, no se aceptarán reclamaciones de garantía por defectos debidos a un envío inadecuado.

Condiciones de garantía: en la medida en que exista una obligación legal de garantía, se realizará una sustitución gratuita o se dará al fabricante la posibilidad de reparar el dispositivo, excluyendo el derecho a la rescisión o la reducción del precio. Si, a pesar de varios intentos, la reparación resulta defectuosa o si un dispositivo de sustitución presenta un defecto imputable al fabricante, el cliente tendrá derecho a la rescisión o a la reducción del precio.

Exclusión de la garantía: Quedan excluidos de la garantía los defectos causados por daños violentos, uso inadecuado, fuerza externa o modificaciones y reparaciones realizadas por terceros, como por ejemplo, defectos causados por fusibles mal dimensionados o cortocircuitados, o defectos atribuibles al desgaste normal.

Requisito de garantía: El derecho de garantía solo existe en relación con el recibo de compra original (factura). Por lo tanto, conserve cuidadosamente el recibo de compra.

Si tiene algún problema o pregunta sobre el uso del sistema, estamos a su disposición en el número de teléfono +49 (0) 666 17 48 91 05 o en service@venenengel.de.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Tenga en cuenta que el producto contiene pequeñas cantidades de plomo. Por lo tanto, solicite su eliminación a una empresa especializada en residuos electrónicos.

IMPORTANTE: ¡No deseche el producto con la basura doméstica!

ALEMANIA:

Los productos electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica sin clasificar. En su lugar, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles. De este modo, todos contribuimos a la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los productos electrónicos.

La eliminación incorrecta de los productos electrónicos no solo supone un desperdicio de recursos (la mayoría de los aparatos eléctricos contienen materias primas valiosas como oro, cobre, plata, etc.), sino que también pone en peligro el medio ambiente debido a las sustancias peligrosas que contienen.

ALTERNATIVA: Estaremos encantados de encargarnos de la eliminación de su antiguo dispositivo Venen Engel. Simplemente envíelo a:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Alemania

Por favor, adjunte una nota solicitando su eliminación.

Las pilas y acumuladores usados deben desecharse separadamente de los residuos sólidos urbanos. Puede hacerlo a través de los sistemas de recogida y reciclaje disponibles (por ejemplo, Corepile).

La eliminación inadecuada de pilas y acumuladores usados puede tener un impacto significativo en las personas y el medio ambiente debido a las sustancias peligrosas que contienen. El reciclaje permite conservar materias primas valiosas y reutilizar componentes del producto.

FRANCIA/ESLOVAQUIA:

Los productos electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles. De este modo, todos contribuimos a la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los productos electrónicos.

La eliminación incorrecta de los productos electrónicos no solo supone un desperdicio de recursos (la mayoría de los aparatos eléctricos contienen materias primas valiosas como oro, cobre, plata, etc.), sino que también pone en peligro el medio ambiente debido a las sustancias peligrosas que contienen.

Las pilas y acumuladores usados deben desecharse separadamente de los residuos sólidos urbanos. Puede hacerlo a través de los sistemas de recogida y reciclaje disponibles (por ejemplo, Corepile).

La eliminación inadecuada de pilas y acumuladores usados puede tener un impacto significativo en las personas y el medio ambiente debido a las sustancias peligrosas que contienen. El reciclaje permite conservar materias primas valiosas y reutilizar los componentes de los productos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

1. Este producto requiere precauciones especiales en materia de compatibilidad electromagnética y debe instalarse y ponerse en funcionamiento de acuerdo con la información proporcionada. Este dispositivo puede verse afectado por dispositivos de comunicación RF portátiles y móviles.
2. No utilice teléfonos móviles ni otros dispositivos que emitan campos electromagnéticos cerca del aparato. Esto puede provocar un funcionamiento defectuoso del aparato.
3. ¡Atención! Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y comprobaciones exhaustivas para garantizar su correcto funcionamiento.
4. Atención: este dispositivo no debe utilizarse junto a otros dispositivos ni apilado con ellos. Si es necesario utilizarlo junto a otros dispositivos o apilado con ellos, se debe supervisar este dispositivo para comprobar que funciona con normalidad en la configuración en la que se utiliza.

AVISO LEGAL

Si tiene alguna duda sobre su salud o no está seguro, consulte a un profesional médico antes de utilizar este producto.

NOTA:

Su producto Venen Engel **no es un dispositivo médico** y no está destinado al autotratamiento. En caso de duda, consulte a su médico.

FABRICANTE:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Alemania

Teléfono:	+49 1573 5990084
Correo electrónico:	service@venenengel.de
Web:	www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

BRUKSANVISNING



VOORAF

Als u heeft gekozen voor onze Leo Edition, verzoeken wij u de onderstaande informatie op deze pagina zorgvuldig door te lezen.

Deze speciale editie verschilt uitsluitend van onze standaardversie door geselecteerde ontwerp- en materiaaldetails:

- **Exclusieve Leo-print** op de manchetten
- **Besturingseenheid en slangen in een nieuwe kleur**, passend bij het ontwerp
- **Metalen logoplaat** als hoogwaardig designelement op de tailleband
- **Luxe ritssluiting** met schuiver en eindstuk van een zinklegering voor een hoogwaardige uitstraling en een aangenaam gevoel

De werking, bediening en het gebruik van uw apparaat zijn identiek aan die van de standaardversie. Alle aanwijzingen voor veilig gebruik vindt u zoals gebruikelijk in de gebruiksaanwijzing.

Opmerking voor personen met een zinkallergie:

De metalen onderdelen van de Leo Edition zijn vervaardigd uit een zinklegering. In zeldzame gevallen kan direct huidcontact bij gevoelige personen huidreacties veroorzaken. Als u een bekende allergie voor zink of metaallegeringen heeft, of als u tijdens het gebruik huidirritatie opmerkt, raden wij u aan het gebruik te beëindigen.

Wij wensen u veel plezier met uw Leo Limited Edition.

FORORD

Gratulerer med kjøpet av dette apparatet! Du vil få mye glede av Venen Engel! Hvis du er fornøyd med Venen Engel, vil vi sette stor pris på at du anbefaler det videre.

Denne bruksanvisningen inneholder detaljer som brukeren må være oppmerksom på for å unngå farer og bruke apparatet på en sikker måte.

Hvis du har spørsmål om bruken, tilbehør eller forslag, ikke nøl med å kontakte oss!

Telefon: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
E-post: service@venenengel.de
Nettside: www.venenengel.de

FØR DU SETTER I GANG

- Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet.
- Oppbevar denne bruksanvisningen slik at du kan lese den ved behov.
- Venen Engel må ikke brukes ved visse helsetilstander. Les nøye gjennom listen over kontraindikasjoner på siste side.

VIKTIGE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSELER

Det er viktig at du leser alle advarsler og forholdsregler i denne håndboken. De er til for din sikkerhet, for å unngå skader og for å unngå skader på enheten.

- Ikke bruk dette apparatet hvis du har pacemaker, implantert defibrillator eller annet implantert metallisk eller elektronisk utstyr. Slik bruk kan føre til elektrisk støt, brannskader, elektriske feil eller dødsfall.
- Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet.
- Oppbevar denne bruksanvisningen i nærheten av enheten, slik at du kan lese den under bruk.
- For å unngå farer, sikre sikkerheten eller forhindre bruk som ikke er i samsvar med standardene, er det nedenfor oppført noen detaljer som brukeren bør være oppmerksom på ved bruk av enheten.
- Enheten er ikke egnet for bruk i nærheten av brennbare anestesimidler blandet med luft, oksygen eller lystgass.
- Personer med nedsatt mental evne må kun bruke enheten under tilsyn.
- Reparasjoner, vedlikehold og utskifting av komponenter må ikke utføres under bruk og må kun utføres av fagpersonell autorisert av produsenten. Ellers risikerer du å miste garantien.
- Ved generell ubehag eller smerte under bruken, må du umiddelbart avbryte bruken.
- Ved første gangs bruk bør bruksvarigheten ikke overstige 5 minutter. Ved påfølgende bruk bør brukstiden gradvis økes i henhold til brukerens fysiske tilstand. Langvarig bruk kan føre til uønskede bivirkninger.
- Produktet skal ikke brukes av spedbarn eller små barn.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn.
- Ikke la vann eller andre materialer (f.eks. spiker, nåler og andre metallgjenstander) komme inn i enheten.
- Hvis enheten ikke fungerer som den skal, må du under ingen omstendigheter åpne, demontere eller modifisere enheten, da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller andre skader.
- Sørg for at støpselet og hendene dine er tørre når du kobler til og fra strømstøpselet.
- Bruk kun enheten med enfaset 220-230 V strøm. Etter bruk bør du trekke strømpluggen ut av stikkontakten.
- Sørg for å plassere enheten slik at du enkelt kan trekke ut støpselet når som helst.
- Pass på at strømkabelen ikke blir vridd eller knekket, og ikke plasser tunge gjen-

tander (f.eks. bord- og stolben) på strømledningen.

- Bruk apparatet kun til det angitte formålet.
- Ikke bruk enheten i stikkontakter med flere uttak. Ikke koble strømkontakten til denne enheten sammen med andre enheter i en stikkontakt.

LEVERINGSOMFANG



Kontrollenhet



Strømforsyning



Multi-Plug slangesett



Lymph-Flow Pants



Transportveske og glidelåsposer



Mykt etui

TEKNISKE DATA

Antall programmer	3 (+4)
Antall kamre	4
Vekt	ca. 0,7 kg
Effekt	14 VA
Nettfrekvens	50–60 Hz
Nettspenning	110–240 V
Tidsinnstilling	120 min.
Trykkraft	30–180 mmHg
Pumpeytelse	8 l/min
Materiale (mansjetter)	Nylon med polyamidfibre
Radiofrekvens	2,4 GHz
Dimensjoner kontrollenhet	25 x 6 x 7 cm
Beskyttelsesklasse	II / 
Temperaturområde (drift og lagring)	10–40 °C
Luftfuktighet (relativ, drift og lagring)	30–85
Batteri:	
Ladetid / driftstid [i min]	50 / 90
Type	Li-ion
Modellnummer	18600
Spenning	11,1 V
Kapasitet	1600 mAh
Lagret strømmengde	17,7 Wh

FORKLARING AV SYMBOLENE SOM BRUKES



I samsvar med europeiske standarder



Produsentens opplysninger



Elektriske apparater må ikke kastes i husholdningsavfallet!



Følg bruksanvisningen!



Serienummer



Bruk kun innendørs



Beskyttelsesklasse II: Dette symbolet indikerer at apparatet ikke trenger elektrisk jordforbindelse (masse).



Holdes unna direkte sollys



Produksjonsland: Kina



Bølgepapp



Polyetylentereftalat (PET)



Ikke vask



Resirkuler emballasjen



Avfallsinformasjon Frankrike: Elektrisk utstyr skal kastes på riktig sted



Avfallsinformasjon Frankrike: Resirkuler emballasjen

PRODUKTBESKRIVELSE

Kompresjonsmassasjeapparatet består av en enhet med kompressor, mansjett og lufttrykksensor, som fungerer sammen som en enhet. Apparatet er koblet til mansjettene via en rekke slanger. Kompresjonsmassasjen utføres ved å blåse opp og tømme luftkamrene syklisk. Under bruken pumpes luften fra enden av lemmer mot kroppens midte inn i kamrene.

Trykket i mansjetten styres av en sensor og en mikroprosessor.

FORMÅL

Venen Engel Plus brukes til lufttrykkmassasje av ben, armer eller midje og fremmer en følelse av avslapning, velvære og letthet.

Bruken fremmer en behagelig lett kroppsforneelse og en mildt stimulert, mer vital hud. Brukt som velvære- eller skjønnhetsbehandling kan den bidra til økt personlig velvære og kosmetisk pleie av huden.

Dette produktet er **ikke et medisinsk produkt** og er kun beregnet på kosmetisk og avslappende bruk.

INDIKASJONER

For avslapning etter en lang dag eller etter fysisk aktivitet

For å fremme en subjektiv følelse av lettere ben

For behagelig avslapning av muskulaturen

Kan forbedre utseendet på cellulitter

Brukes som velvære- eller skjønnhetsbehandling for å øke personlig velvære

Fremmer en behagelig følelse av vitalitet og smidighet i huden

KONTRAINDIKASJONER

Ikke bruk ved trombose, venesykdommer, åreknuter, hjertesvikt, blodpropp.

Ikke bruk ved åpne sår, eksem, betennelser, infeksjoner, sterk solbrenthet eller hudutslett.

Ved nummenhet, følsomhetsforstyrrelser eller smerter, avbryt bruken umiddelbart.

Anvendelse på ben og mage under graviditet anbefales ikke!

Ikke bruk ved elektroniske implantater (f.eks. pacemaker) eller metallimplantater i de behandlede områdene

Ikke bruk ved feber, infeksjoner, akutte betennelser

Ikke bruk på barn eller personer som ikke kan betjene apparatet på en sikker måte

BIVIRKNINGER

Rødhet, varmek følelse, lett prikking etter bruk.

Tretthet eller lett svimmelhet ved for lang bruk.

Dannelse av trykkmerker ved for stramme mansjetter eller overdreven trykk.

Overoppheting ved kontinuerlig bruk, kabelbrudd, elektrisk støt ved skadet strømforsyning.

BRUK

TRINN 1: FØR BRUK

KOBLE TIL LUFTSLANGENE

Fest mansjettpluggene på slangene til tilkoblingene på mansjettene. Pass på at den lengste slangen tilhører fotkammeret. Koble de resterende slangene i rekkefølge til kammeret nær hoften. Fargene på koblingene og tilkoblingene hjelper deg med å finne riktig rekkefølge for tilkoblingene. Vi anbefaler at du ikke løsner koblingene etterpå.

PLASSERING AV APPARATET

Sørg for at apparatet står sikkert. Pass også på at apparatet står fritt og ikke er dekket av et teppe eller lignende. Ikke bruk apparatet i fuktige rom eller rom med høy luftfuktighet, som i badstuer eller baderom.

TA PÅ MANSJETTER

For å forhindre forurensning anbefaler vi å bruke leggings eller joggebukse under bruk. Tøm lommene før bruk! Glidelåsene på mansjettene må lukkes helt for å unngå at mansjettene åpnes brått og forårsaker skade. Sørg alltid for at slangene ikke blir klemmt og at du ikke setter deg på slangene.

KOBLE TIL SLANGESETT OG KONTROLLENHET/MONTERING AV MULTISTIKKET

Stikk multistikket helt inn i bunnen av enheten. Pass på at du stikker multistikket riktig vei inn i enheten (liten nippel i lite hull). På siden av multistikket er det to klips. For å koble multistikket og enheten sammen, må klipsene trykkes inn. Deretter kan multistikket stikkes inn i enheten. Kabelen må kobles fra på samme måte etter bruk.


KOBLE STRØMFORSYNINGEN TIL KONTROLLENHETEN

Enheden kan brukes både med og uten strømforsyning, forutsatt at batteriet er tilstrekkelig ladet. Koble strømforsyningen til både enheten og en stikkontakt for å lade batteriet under bruk.



TRINN 2: BETJENING

1. **SLÅ PÅ ENHETEN** På toppen av enheten finner du av/på-knappen. Trykk på denne i 3 sekunder for å slå enheten på eller av. Hvis enheten ikke slås på, er batteriet sannsynligvis tomt. Bruk den medfølgende strømforsyningen til å lade enheten.
2. **VELGE PROGRAM** Program A er valgt som standard. Trykk på «P»-knappen for å veksle mellom programmene A, B og C.
3. **VELGE TRYKK** Standard er trykknivå 8 valgt. Ved å trykke på «+»- eller «-»-tastene kan du stille inn trykknivået mellom 1 og 16. Ved å holde den aktuelle tasten inne lenger, går det raskere å velge trykknivået.
4. **PLAY / PAUSE Start** program- og utskriftsvalget ved å trykke på «Play / Pause»-knappen. Tips: Hvis du trykker på «Play / Pause»-knappen mens et program kjører, aktiverer pausen i 2 minutter. La disse 2 minuttene gå uten å trykke på «Spill av» igjen, stopper enheten programmet og slipper luften ut av kamrene.
5. **STOPPE PROGRAM** For å stoppe et program umiddelbart og slippe ut luften, hold «Play / Pause»-knappen inne i 3 sekunder.



PROGRAMMER / GUIDE

Med Venen Engel-programmene gir du kroppen din bevisste pauser. For lettere ben, bedre balanse og behagelig avslapning.

ANVENDELSESOMRÅDER

Bruken kan stimulere huden og gjøre den glattere og jevnere. Den kan også lindre følelsen av trette og tunge ben og ha en avslappende effekt. Ideell som velvære- eller skjønnhetsritual for å øke det personlige velværet. Avhengig av programmet settes det forskjellige fokusområder.

VARIGHET OG HYPPIGHET

Den optimale bruksvarigheten er 30 til 60 minutter – eller 10 til 20 minutter for en kort pause innimellom. Trykket skal være merkbart, men behagelig. Finn frem til ditt personlige velværenivå trinn for trinn. Det optimale trykket kan variere avhengig av hvordan du føler deg den dagen. Juster det derfor individuelt etter behov. Vi anbefaler at du sakte finner frem til det optimale trykket. Mye er ikke alltid best: Venen Engel-behandlingen skal aldri være ubehagelig eller smertefull.

Mer informasjon om riktig bruk, valg av programmer og andre innstillinger finner du online på: <https://venenengel.de/pages/app>

Prosedyre Eksempel på program

A ENERGY FLOW



A ENERGY FLOW



Kammerene fylles etter hverandre, og trykket i hvert kammer holdes til det neste er fullstendig oppblåst. Dette skaper en jevn, aktiverende strøm som fremmer velvære i bena og gir kroppen en behagelig følelse.

B DEEP RELEASE



Kammerene fylles etter hverandre og holder trykket konstant gjennom hele syklusen for å minimere tilbakestrømning i massasjeprosessen. Ideell for avlastning etter en lang dag eller en intens treningsøkt. Hvis du er nybegynner, start med Energy Flow (A) og gå deretter sakte over til Deep Release (B).

C PULSE FLOW



Alle kamrene pumpes opp og slappes av samtidig, noe som skaper en rytmisk pulserende massasje med spesielt mange gjennomganger. Den dynamiske bevegelsen løser kroppsbevisstheten og kan få huden til å virke mer vital og stram.

IP INITIAL PHASE



Før det valgte programmet/sekvensen starter, vil vi sikre at benmansjettene er ergonomisk tilpasset bena dine på en optimal måte. For å gjøre dette fylles alle kamrene samtidig med luft i 2 minutter. Deretter starter programmet. Prosessen er kun aktiv én gang rett etter at kontrollenheten er startet, og deretter først igjen etter at enheten er startet på nytt.



Vennligst ikke avbryt den innledende fasen ved å endre programmet eller slå av enheten. Dette kan føre til at det oppsamlede kammertrykket akkumuleres og blir ubehagelig for deg.

OPPRETT EN RADIOFORBINDELSE MED VENEN ENGEL-APPEN

LAST NED VENEN ENGEL-APPEN

Last ned Venen Engel-appen fra de vanlige app-butikkene for iOS eller Android.

ÅPN VENEN ENGEL-APPEN

Åpne appen og velg ønsket onboarding-alternativ.

SLÅ PÅ VENEN ENGEL PLUS-STYRINGSENHETEN

Paringen starter automatisk. Bekreft paringen på smarttelefonen din. Hvis dette ikke skjer, må du sjekke innstillingene på smarttelefonen din.

FERDIG

Du kan nå betjene kontrollenheten via appen vår og legge den til side. Her kan du blant annet starte og tilpasse de forhåndsinstallerte programmene og sekvensene, samt stille inn trykket og bruksvarigheten.

Mer informasjon om Venen Engel-appen finner du på vår nettside
<https://venenengel.de/pages/app>.



FUNKSJONER SOM KUN KAN STYRES MED APPEN

DEAKTIVERE ENKELTE LUFTKAMMER

Følsomme områder kan ekskluderes fra massasjen. Som standard er alle kompresjonskamre aktivert. Hvis du ønsker å ekskludere bestemte kamre fra massasjen, kan du gjøre det her. Trykk bare på symbolet for ønsket kammer og bekreft valget ditt.

Zurück
Bearbeiten

Energy Flow

Druck-Level: 8

Zeit (in Minuten) 30

Aktive Kammern

Einstellungen zurücksetzen

Programm kopieren

Speichern

FIRE EKSTRA MASSASJEPROGRAMMER

Velg mellom fire ekstra programmer for å gjøre behandlingen mer variert og optimalisere sekvensene dine.

15:16
Zurück
Gentle Wave (D)
Entspannung & Regeneration
Starten
30 Minuten Standard

Das Programm zum Lockern und Entspannen. Die Kammern kühlen sich nacheinander – von den Füßen bis zur Brust – und erzeugen dabei einen sanften, punktierten Druck. Jede Kammer wird dabei zu dem Befehl der nächsten Kammer vollständig erloschen. Die folgende Massage lockert die Muskulatur. Fördert die Durchblutung und unterstützt die natürliche Spannkraft der Haut. Perfekt als Warm-up oder als wohltuender Abschluss deiner Selfcare-Routine.

Beauty Benefits: Löst die Haut an. Erhöht die Durchblutung.

Program bearbeiten

15:16
Zurück
Inner Balance (E)
Harmonisierung & Leichtigkeit
Starten
30 Minuten Standard

Ein sehr ausgeglichenes Programm mit harmonischem Wechselrhythmus. Jeweils zwei Kammern eines benachbarten Kammerpaars werden gleichzeitig beaufschlagt, während die übrigen (paarweise) abwechselnd Massageempfangung. Ideal, um Spannungen zu lösen und das Gewebe sanft zu reaktivieren.

Beauty Benefits: Unterstützt die Mikrozirkulation und kann das Gewebe auflockern – für ein frisches, zartes Aussehen und ein strahlendes Gesicht.

Program bearbeiten

15:17
Zurück
Intense Flow (F)
Durchblutung & Vitalisierung
Starten
30 Minuten Standard

Ein aktivierendes Programm mit gleichmäßigem Druckaufbau. Immer zwei nacheinander folgende Kammern werden gleichzeitig beaufschlagt, wodurch die Massage stetig zu erhöhter Intensität wird. Das „Gentle Wave“-Modus für den Start deiner Routine oder ein schnelles Warm-up mit belebender Wirkung.

Beauty Benefits: Fördert die Durchblutung, sorgt für eine bessere Spannfähigkeit der Haut und belebt müde Sinne.

Program bearbeiten


15:17
Zurück
Glow Flow (G)
Tiefenwirkung & Hauttiefen-Optimierung
Starten
30 Minuten Standard

Das intensive Programm für eine tiefgehende Massage. Die Kammern bauen sich nacheinander – wobei der Druck bei der letzten aktiven Kammer in drei Stufen erhöht wird – von 70 % zu 90 % und schließlich auf 100 % des eingestellten Drucks. Somit wird ein tieferer Kammer-Effekt, der den Abtransport von Stoffwechselprodukten durch das Gewebe unterstützt, für einen natürlichen Glow Boost.

Beauty Benefits: Unterstützt ein ebenmäßiges Hautbild und lässt die Haut bei regelmäßiger Anwendung strahlen.

Program bearbeiten

INDIVIDUALISERING AV VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS



DE TRE GLIDELÅSENE

Posisjon 1 = ytre glidelås = smaleste posisjon = for smale benomkretser


Posisjon 2 = midtre glidelås = midtre posisjon = for middels benomkrets

Posisjon 3 = indre glidelås = bredeste posisjon = for store benomkretser

Det er separate glidelåser for lårene og underbena, slik at du kan tilpasse Lymph-Flow Pants helt individuelt.

Hvis ingen av de mulige innstillingene passer perfekt, kan du bruke våre utvidelser til å oppnå flere størrelsesgraderinger. Ta en titt i **butikken** vår.

For å sikre at glidelåsen ikke åpnes under bruk, vipper du glidelåshåndtaket mot føttene etter at du har lukket buksene. Dette aktiverer en mekanisk lås som forhindrer at Lymph-Flow Pants åpnes. Etter bruk kan du bruke glidelåsen som vanlig for å ta av deg buksene.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

ETTER BRUK

AVSLUTNING OG AVMONTERING

Når den innstilte tiden er utløpt eller etter at du har trykket på av-knappen, kan du trekke multistikket ut av apparatet. Hvis du ikke føler deg vel under massasjen, kan du også avslutte behandlingen når som helst. Deretter kan du åpne mansjetten. For å tømme luftputene raskt etter behandlingen anbefaler vi at du, med multistikket trukket ut, presser den gjenværende luften ut av mansjettene med begge hender.

Etter bruk anbefaler vi at du lar mansjettkontaktene være koblet til mansjetten og bare fjerner multikontakten fra apparatet. For oppbevaring legger du mansjettene oppå hverandre og ruller dem løst sammen med slangesettet koblet til.

RENGJØRING OG OPPBEVARING

RENGJØRING

For rengjøring av mansjettene og det øvrige tilbehøret anbefaler vi å bruke en fuktig klut. Ved sterk tilsmussing kan du i tillegg bruke et skånsomt tekstilrengjøringsmiddel. Før du rengjør mansjettene, må du trekke ut mansjettkontaktene og la mansjettene tørke grundig. Ved bruk av flere personer anbefaler vi å desinfisere mansjettene med tekstil desinfeksjonsspray. Bruk rengjørings- og desinfeksjonsmidler som er fri for olje, benzen, alkohol, bensin og kjemiske midler. Mansjettene må ikke vaskes i vaskemaskin eller under rennende vann. Slå av apparatet før rengjøring. Desinfeksjonsmidler som Descosept pur eller lignende produkter med tilsvarende sammensetning er egnet for desinfisering av mansjettene.

OPPBEVARING

Oppbevar produktet ved romtemperatur (minst 10 °C, maks. 40 °C) og i godt ventilerte, tørre og støvfrie rom (minst 30 %, maks. 85 % relativ luftfuktighet). Oppbevar produktet på et frostfritt sted, da det ellers kan oppstå skader.

Vær også oppmerksom på at mansjettene ikke blir skadet av spisse gjenstander som sakser eller gjenstander med skarpe kanter.

For langvarig oppbevaring anbefaler vi at du oppbevarer produktet i salgskartongen.

FEILFINDING

ENHETEN KAN IKKE SLÅS PÅ

Hvis enheten ikke kan slås på, må du kontrollere (A) om batteriet i enheten er tomt og (B) lade enheten til den kan slås på.

ENHETEN PUMPER, MEN BARE ÉN ELLER INGEN AV DE TO MANCHETTERNE BLÅSES OPP

Hvis bare én eller ingen av mansjettene blåses opp etter at applikasjonen er startet, må du kontrollere (A) om multistikket er satt helt og riktig inn i apparatet. Kontroller også (B) at luftslangene ikke er knekket, for eksempel fordi du sitter på dem. Kontroller (C) om de grå mansjettkontaktene er riktig koblet til mansjetten.

MANCHETTER PUMPER SEG OPP I FEIL REKKEFØLGE

Kontroller at multistikket er satt riktig inn i kontrollenheten. Multistikket sitter riktig når de små niplene på multistikket er plassert i de tiltenkte åpningene over luftutløpene.



DET STRØMMER (HØRBAR) LUFT UT

- (A) Kontroller slangene og pluggene for skader.
- (B) Kontroller at multikontakten er riktig plugget inn i enheten.
- (C) Kontroller at slangen ikke er knekket eller klemmt.

PÅTAKKING AV ARMMANCHETT

(Forventet tilgjengelig i løpet av 2026)

Det finnes en mansjett for høyre og en for venstre arm. Vær nøye med å velge riktig arm når du kjøper.

Merk: Hvis du ønsker å behandle begge armene, trenger du to armmansjetter – en for høyre og en for venstre arm. Det er mulig å behandle beina og en arm parallelt. Vi anbefaler imidlertid å behandle armene etter hverandre og ikke begge armene samtidig. Minst én arm bør alltid være fri under bruken.

INSTRUKSJONER:

1. Åpne klipslåsen på armmansjetten hvis den fortsatt er lukket.
2. Trekk armmanchetten på den aktuelle armen. Før hånden gjennom mansjetten til den ligger under armhulen.
3. Trekk mansjetten over skulderen.
4. Før lukketappen bak ryggen under den motsatte armhulen og stikk enden av tappen inn i klipslukkingen foran.
5. Juster passformen ved å trekke i enden av lukketappen til mansjetten sitter godt og komfortabelt.
6. Løsne armmansjetten etter bruk ved å trykke på klipslukkingen på begge sider samtidig.



SIKKERHETSHENVISNINGER

Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted! Ikke demonter eller brenn apparatet. Reparasjoner på styreenheten må kun utføres av fagpersonell autorisert av Wellcosan GmbH, ellers kan garantien bortfalle. Ved skader på apparatet må du trekke ut støpselet og slå av apparatet. Trekk også ut strømpluggen og slå av apparatet hvis det har kommet i kontakt med vann eller andre væsker. Ikke bruk apparatet i fuktige rom. Sørg for at apparatet står stabilt. Ikke utsett apparatet for støt eller kast det. Apparatet må ikke dekkes til av andre gjenstander under bruk. Pass på at slangene ikke vrir eller knekker under bruk og oppbevaring. Hold apparatet unna varmekilder (f.eks. direkte sollys, radiatorer og annet). Når du ikke bruker apparatet, må det være slått av. Apparatet slår seg av automatisk etter 10 minutter uten aktivitet.

Trekk også ut støpselet når apparatet ikke er i bruk. Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før rengjøring. Hold produktet unna barn og personer som ikke er opplært i bruken av det.



Med CE-merket bekrefter produsenten eller importøren at produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver og oppfyller de «vesentlige krav» som er fastsatt i disse.



Denne merkingen på enheten betyr at du ikke må kaste den i vanlig husholdningsavfall når den er uttjent. Avfallet må kastes av et firma som håndterer elektronisk avfall.

GARANTI

Vi gir 24 måneders garanti på styreenheten. I tilfelle feil kan det være nødvendig å sende enheten inn for kontroll. Vær oppmerksom på at forsendelseskartongen er tilstrekkelig polstret for å unngå eventuelle transportskader. For defekter som skyldes feilaktig forsendelse, kan dessverre ingen garantikrav gjøres gjeldende.

Garantibetingelser: I den grad det foreligger en lovfestet garantiplikt, vil det enten bli gitt gratis erstatning eller produsenten vil få mulighet til å utføre reparasjon, med unntak av retten til ombytning eller prisavslag. Dersom reparasjonen til tross for flere forsøk fortsatt er mangelfull, eller dersom en erstatningsenhet har en mangel som produsenten er ansvarlig for, har kunden rett til ombytning eller prisavslag.

Garantiunntak: Garantien omfatter ikke mangler som skyldes voldelig skade, feil bruk, ytre vold eller endringer og reparasjoner utført av tredjepart, f.eks. defekter som skyldes feildimensjonerte eller kortsluttede sikringer eller mangler som skyldes normal slitasje.

Garantibetingelser: Garantien gyldighet er kun gyldig i forbindelse med original kjøpsbevis (faktura). Oppbevar derfor kjøpsbeviset på et trygt sted.

Hvis du har problemer eller spørsmål ved bruk av systemet, står vi til disposisjon på telefonnummer +49 (0) 666 17 48 91 05 eller service@venenengel.de.

AVFALLSHÅNDTERING

Vær oppmerksom på at produktet inneholder små mengder bly. Avfallshåndtering må derfor utføres av et firma som spesialiserer seg på elektronisk avfall. **VIKTIG: Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet!**

TYSKLAND:

Elektroniske produkter må ikke kastes i usortert husholdningsavfall. Bruk i stedet tilgjengelige retur- og innsamlingssystemer. På denne måten bidrar vi alle til gjenbruk, resirkulering og utnyttelse av elektroniske produkter.

Feil avfallshåndtering av elektroniske produkter fører ikke til sløsing med ressurser (de fleste elektriske apparater inneholder verdifulle råvarer som gull, kobber, sølv osv.), men utgjør også en fare for miljøet på grunn av de til tider farlige stoffene.

ALTERNATIV: Vi tar gjerne hånd om avfallshåndteringen av ditt gamle Venen Engel-apparat. Bare send det til:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Tyskland

Legg ved en lapp med en forespørsel om avhending.

Brukte batterier og akkumulatorer må kastes separat fra fast husholdningsavfall. Dette kan du gjøre via de retur- og resirkuleringssystemene som er tilgjengelige for deg (f.eks. Corepile).

Feilaktig avfallshåndtering av brukte batterier og akkumulatorer kan ha betydelig innvirkning på mennesker og miljø på grunn av farlige stoffer. Gjennom resirkulering bevares verdifulle råvarer, og produktkomponenter kan gjenbrukes.

FRANKRIKE/SLOVAKIA:

Elektroniske produkter må ikke kastes i usortert husholdningsavfall. Bruk i stedet de tilgjengelige retur- og innsamlingssystemene. På denne måten bidrar vi alle til gjenbruk, resirkulering og utnyttelse av elektroniske produkter.

Feil avfallshåndtering av elektroniske produkter fører ikke bare til sløsing med ressurser (de fleste elektriske apparater inneholder verdifulle råvarer som gull, kobber, sølv osv.), men utgjør også en fare for miljøet på grunn av de til tider farlige stoffene.

Brukte batterier og akkumulatorer må kastes separat fra fast husholdningsavfall. Dette kan du gjøre via de retur- og resirkuleringssystemene som er tilgjengelige for deg (f.eks. Corepile).

Feilaktig avhending av brukte batterier og akkumulatorer kan ha betydelig innvirkning på mennesker og miljø på grunn av de farlige stoffene de inneholder. Gjennom resirkulering bevares verdifulle råvarer, og produktkomponenter kan gjenbrukes.

VIKTIG INFORMASJON OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

1. Dette produktet krever spesielle forholdsregler med hensyn til EMC og må installeres og tas i bruk i henhold til den medfølgende informasjonen. Dette apparatet kan påvirkes av bærbare og mobile RF-kommunikasjonsenheter.
2. Ikke bruk mobiltelefoner eller andre enheter som sender ut elektromagnetiske felt i nærheten av enheten. Dette kan føre til feilfunksjon av enheten.
3. Advarsel! Denne enheten er grundig testet og kontrollert for å sikre riktig ytelse og funksjon!
4. Advarsel: Denne enheten skal ikke brukes ved siden av eller stablet med andre enheter. Hvis det er nødvendig å bruke den ved siden av eller stablet med andre enheter, bør denne enheten overvåkes for å kontrollere normal drift i den konfigurasjonen den brukes i.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Hvis du har helseproblemer eller er usikker, bør du snakke med helsepersonell før bruk.

MERKNAD:

Venen Engel-produktet er **ikke et medisinsk utstyr** og er ikke beregnet på selvbehandling. Hvis du er usikker, bør du spørre legen din.

PRODUSENT

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Tyskland

Telefon:	+49 1573 5990084
E-post:	service@venenengel.de
Nettside:	www.venenengel.de

V1.0

© Wellcosan GmbH 2026

VENEN ENGEL PLUS

KULLANIM KILAVUZU



ÖN BİLGİLENDİRME

Leo Edition ürünümüzü tercih ettiyseniz, lütfen bu sayfadaki aşağıdaki bilgileri dikkate alınız.

Bu özel sürüm, standart sürümümüzden yalnızca seçilmiş tasarım ve malzeme detayları bakımından farklılık göstermektedir:

- **Manşetlerde özel Leo deseni**
- **Tasarıma uyumlu yeni renkte** kontrol ünitesi ve hortumlar
- Bel kısmında yüksek kaliteli bir tasarım unsuru olarak **metal logo plakası**
- Üstün görünüm ve his sağlayan, çinko alaşımlı sürgü ve uç parçaya sahip yüksek **kaliteli fermuar**

Cihazınızın işlevi, kullanımı ve çalıştırılması standart sürüm ile aynıdır. Güvenli kullanıma ilişkin tüm bilgiler her zamanki gibi kullanım kılavuzunda yer almaktadır.

Çinko alerjisi olan kişiler için not:

Leo Edition'ın metal parçaları çinko alaşımından üretilmiştir. Nadir durumlarda, ciltle doğrudan temas hassas kişilerde cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Çinkoya veya metal alaşımlarına karşı bilinen bir alerjiniz varsa ya da kullanım sırasında cilt tahrişi fark ederseniz, ürünü kullanmayı bırakmanızı tavsiye ederiz.

Leo Limited Edition ürününüzü keyifle kullanmanızı dileriz.

ÖN NOT

Bu cihazı satın aldığınız için tebrikler! Venen Engel cihazından büyük memnuniyet duyacaksınız! Venen Engel cihazından memnun kalırsanız, bizi tavsiye etmenizden büyük mutluluk duyarız.

Bu kılavuz, tehlikeleri önlemek ve cihazı güvenli bir şekilde kullanmak için kullanıcının dikkat etmesi gereken ayrıntıları içerir.

Kullanım, aksesuarlar veya önerilerinizle ilgili sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

Telefon: +49 (0) 666 17 48 91 05
Whatsapp: +49 1573 5990084
E-posta: service@venenengel.de
Web: www.venenengel.de

BAŞLAMADAN ÖNCE

- Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kullanım kılavuzunu gerektiğinde okuyabilmek için saklayın.
- Belirli sağlık durumlarında Venen Engel kullanılmamalıdır. Lütfen son sayfadaki kontrendikasyonlar listesini dikkatlice okuyun.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ VE UYARILAR

Bu kılavuzdaki tüm uyarıları ve önlemleri okumanız önemlidir. Bunlar, güvenliğinizi, yaralanmaların önlenmesi yaralanmaları önlemek ve cihaza zarar gelmesini önlemek için önemlidir.

- Kalp pili, implante defibrilatör veya başka bir implante
- Bu tür kullanımlar elektrik çarpmasına, yanıklara, elektrik arızalarına veya ölüme neden olabilir.
- Ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzu, kullanım sırasında okuyabilmek için cihazın yakınında saklayın.
- Tehlikeleri önlemek, güvenliği sağlamak veya standartlara uygun olmayan çalışmayı önlemek için, aşağıda kullanıcıların cihazı kullanırken dikkat etmeleri gereken bazı ayrıntılar verilmiştir.
- Cihaz, hava, oksijen veya azot oksit ile yanıcı anestezi karışımının bulunduğu ortamlarda kullanıma uygun değildir.
- Zihinsel engelli kişiler, cihazı sadece gözetim altında kullanabilir.
- Onarım, bakım ve parça değişimi, kullanım sırasında yapılmamalı ve yalnızca üretici tarafından yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından yapılmalıdır yapılmalıdır. Aksi takdirde garanti geçersiz hale gelir.
- Kullanım sırasında genel bir rahatsızlık veya ağrı hissederseniz, lütfen uygulamayı derhal durdurun.
- İlk kullanımda, uygulama süresi 5 dakikayı geçmemelidir. Sonraki uygulamalarda kullanım süresi, kullanıcının fiziksel durumuna göre kademeli olarak uzatılmalıdır. Sürekli kullanım istenmeyen yan etkilere neden olabilir.
- Ürün bebekler veya küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Cihazın içine su veya diğer malzemeler (örneğin çivi, iğne ve diğer metal nesneler) girmesine izin vermeyin.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa, yangına, elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara neden olabilir.
- Fişi takarken ve çıkarırken fişin ve elinizin kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı yalnızca tek fazlı 220-230 V akımla kullanın. Kullanımdan sonra cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı, fişi her an kolayca çekebileceğiniz bir yere yerleştirin.
- Elektrik kablosunun bükülmediğinden veya kıvrılmadığından emin olun ve elektrik kablosunun üzerine ağır nesneler (örneğin masa ve sandalye ayakları) yerleştirmeyin.

- Cihazı yalnızca belirtilen amaç için kullanın.
- Cihazı çoklu prizlerde kullanmayın. Bu cihazın fişini diğer cihazlarla birlikte bir prize takmayın.

TESLİMAT KAPSAMI



Kontrol ünitesi



Güç kaynağı



Çoklu fiş Hortum seti



Lymph-Flow Pants



Taşıma çantası ve fermuarlı poşetler



Yumuşak çanta

TEKNİK VERİLER

Program sayısı	3 (+4)
Hazne sayısı	4
Ağırlık	yaklaşık 0,7 kg
Güç çıkışı	14VA
Şebeke frekansı	50-60 Hz
Şebeke gerilimi	110-240V
Zaman ayarı	120 dakika
Baskı kapasitesi	30-180 mmHg
Pompa kapasitesi	8 l / dak.
Malzeme (manşetler)	Poliamid elyafli naylon
Radio frekansı	2,4 GHz
Kontrol cihazı boyutları	25x6x7 cm
Koruma sınıfı	II / 
Sıcaklık aralığı (Çalışma ve depolama)	10-40 °C
Hava nemi (Bağıl, Çalışma ve Depolama)	30-85
Pil:	
Şarj süresi / Çalışma süresi [dakika cinsinden]	50 / 90
Tip	Li-ion
Model numarası	18600
Gerilim	11,1 V
Kapasite	1600 mAh
Depolanmış elektrik miktarı	17,7 Wh

KULLANILAN SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI



Avrupa standartlarına uygun



Üretici bilgileri



Elektrikli cihazlar evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır!



Kullanım talimatına uyun!



Seri numarası



Sadece iç mekanlarda kullanın



Koruma sınıfı II: Bu sembol, cihazın elektrik topraklama bağlantısına (masa) ihtiyaç duymadığını gösterir



Doğrudan güneş ışığından uzak tutun



Üretim ülkesi: Çin



Oluklu mukavva



Polietilen tereftalat (PET)



Yıkamayın



Ambalajı geri dönüştürün



Atık bertarafı ile ilgili bilgiler Fransa: Elektrikli cihazları uygun yerlere atın



Atık bertaraf talimatı Fransa: Ambalajı geri dönüştürün

ÜRÜN TANIMI

Kompresyon masaj cihazı, kompresör, manşet ve hava basıncı sensöründen oluşan ve bir ünite olarak çalışan bir cihazdan oluşur. Cihaz, bir dizi hortumla manşetlere bağlanır. Kompresyon masajı, hava odacıklarının döngüsel olarak şişirilmesi ve boşaltılmasıyla gerçekleştirilir. Uygulama sırasında hava, uzuvların ucundan vücudun ortasına doğru odacıklara pompalanır.

Manşetteki basınç, bir sensör ve mikroişlemci tarafından kontrol edilir.

KULLANIM AMACI

Venen Engel Plus, bacaklara, kollara veya bele hava basıncı masajı yapmak için kullanılır ve rahatlama, iyi hissetme ve hafiflik hissini destekler.

Uygulama, hoş bir hafiflik hissi ve nazıkçe uyarılmış, daha canlı görünen bir cilt sağlar. Wellness veya güzellik uygulaması olarak kullanıldığında, kişisel refahı artırmaya ve cildin kozmetik bakımına katkıda bulunabilir.

Bu ürün **tıbbi bir ürün değildir** ve yalnızca kozmetik ve rahatlatıcı amaçlarla kullanılır.

ENDİKASYONLAR

Uzun bir günün ardından veya fiziksel aktivitenin ardından rahatlamak için

Bacaklarda hafiflik hissini artırmak için

Kasları rahatlatmak için

Selülit görünümünü iyileştirebilir

Kişisel refahı artırmak için wellness veya güzellik uygulaması olarak kullanılır

Cildin canlılığını ve esnekliğini hoş bir şekilde hissetmenizi sağlar

KONTRAENDİKASYONLAR

Tromboz, damar hastalıkları, varisler, kalp yetmezliği, kan pıhtılaşma bozuklukları durumunda kullanmayın.

Açık yaralar, egzama, iltihaplanma, enfeksiyonlar, şiddetli güneş yanığı veya deri döküntüleri durumunda kullanmayın.

Uyuşma hissi, duyu bozukluğu veya ağrı hissedildiğinde derhal kullanmayı bırakın.

Hamilelik sırasında bacaklara ve karına uygulanması tavsiye edilmez!

Elektronik implantlar (örn. kalp pili) veya tedavi edilen bölgelerde metal implantlar varsa kullanmayın

Ateş, enfeksiyon, akut iltihaplanma durumunda kullanmayın

Çocuklar veya cihazı güvenli bir şekilde kullanamayan kişilerde kullanmayın

YAN ETKİLER

Kızarıklık, sıcaklık hissi, uygulamadan sonra hafif karıncalanma.

Çok uzun süreli kullanımda yorgunluk veya hafif baş dönmesi hissi.

Manşetlerin çok sıkı takılması veya aşırı basınç uygulanması durumunda bası noktaları oluşabilir.

Sürekli kullanımda aşırı ısınma, kablo kopması, hasarlı güç kaynağı durumunda elektrik çarpması.

UYGULAMA

ADIM 1: UYGULAMADAN ÖNCE

HAVA HORTUMLARINI BAĞLAYIN

Hortumların manşet fişlerini manşetlere takın. En uzun hortumun ayak odasına ait olmasına dikkat edin. Kalan hortumları sırayla kalça odasına kadar bağlayın. Bağlantı parçaları ve bağlantıların renkleri, bağlantı sırasını belirlemenize yardımcı olur. Bağlantıların daha sonra sökülmemesini öneririz.

CIHAZIN KURULUMU

Cihazın güvenli bir şekilde durduğundan emin olun. Cihazın serbest durduğundan ve tavan veya benzeri bir şey tarafından örtülmediğinden de emin olun. Cihazı nemli odalarda veya saunalar veya banyolar gibi nem oranı yüksek odalarda kullanmayın.

MANŞETLERİ GIYIN

Kirlenmeyi önlemek için, kullanım sırasında tayt veya eşofman altı giymenizi öneririz. Kullanmadan önce pantolon ceplerini boşaltın! Manşetlerin fermuarları, manşetlerin aniden açılmasını ve olası hasarları önlemek için tamamen kapatılmalıdır. Hortumların bükülmediğinden ve hortumların üzerine oturmadığınızdan her zaman emin olun.

HORTUM SETİNİ VE KONTROL ÜNİTESİNİ BAĞLAMA/ÇOKLU FİŞİ TAKMA

Çoklu fişi cihazın tabanına sonuna kadar takın. Çoklu fişi cihaza doğru yönde takmaya dikkat edin (küçük nipel küçük deliğe). Çoklu fişin yan tarafında iki klips bulunmaktadır. Çoklu fişi ve cihazı birbirine bağlamak için klipsleri bastırmanız gerekir. Ardından çoklu fiş cihaza takılabilir. Kullanımdan sonra kablo da aynı şekilde çıkarılmalıdır.


GÜÇ KAYNAĞINI KONTROL CIHAZINA BAĞLAYIN

Cihaz, pil yeterince şarj edilmişse, güç kaynağı ile veya güç kaynağı olmadan çalıştırılabilir. Kullanım sırasında pili şarj etmek için güç kaynağını hem cihaza hem de bir prize bağlayın.



ADIM 2: KULLANIM

1. **CİHAZI AÇMA** Üst tarafta açma/kapama düğmesi bulunmaktadır. Cihazı açmak veya kapatmak için bu düğmeye 3 saniye basılı tutun. Cihaz açılmıyorsa, pil muhtemelen bitmiştir. Cihazı şarj etmek için birlikte verilen şarj cihazını kullanın.
2. **PROGRAM SEÇİMİ** Varsayılan olarak Program A seçilidir. Program A, B ve C arasında geçiş yapmak için „P“ tuşuna basın.
3. **BASINÇ SEÇİMİ** Varsayılan olarak basınç seviyesi 8 seçilidir. „+“ veya „-“ tuşlarına basarak basınç seviyesini 1 ile 16 arasında ayarlayabilirsiniz. İlgili tuşa uzun süre basılı tutmak, basınç seviyesinin seçimini hızlandırır.
4. **PLAY / PAUSE** „Play / Pause“ tuşuna basarak program ve baskı seçiminizi başlatın. İpucu: Çalışan bir program sırasında „Oynat / Duraklat“ düğmesine basıldığında 2 dakikalık duraklama etkinleştirilir. Bu 2 dakika geçtikten sonra „Oynat“ düğmesine tekrar basmadan geçirin, cihaz programı durdurur ve odacıklardaki havayı boşaltır.
5. **PROGRAMI DURDURMA** Bir programı hemen durdurmak ve havayı boşaltmak için „Oynat / Duraklat“ düğmesini 3 saniye basılı tutun.



PROGRAMLAR / REHBER

Venen Engel programları ile vücudunuza bilinçli molalar verin. Daha hafif bacaklar, daha fazla denge ve keyifli bir rahatlama için.

UYGULAMA ALANLARI


Uygulama, cildin uyarılmasını teşvik edebilir ve cildin görünümünü daha pürüzsüz ve düzgün hale getirebilir. Aynı zamanda yorgun ve ağır bacak hissini hafifletebilir ve genel olarak rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Kişisel refahı artırmak için ideal bir wellness veya güzellik ritüeli. Programa göre farklı odak noktaları belirlenir.

SÜRE VE SIKLIK

Optimum uygulama süresi 30 ila 60 dakikadır – veya ara sıra kısa bir dinlenme için 10 ila 20 dakikadır. Basınç hissedilir, ancak rahat olmalıdır. Kişisel rahatlık seviyenize adım adım yaklaşın. Optimum basınç, günün formuna göre değişebilir. Bu nedenle, gerektiğinde bireysel olarak ayarlayın. Optimum uygulama basıncına yavaşça yaklaşmanızı öneririz. Fazla her zaman iyi değildir: Venen Engel uygulaması asla rahatsız edici veya hatta acı verici olmamalıdır.

Doğru kullanım, program seçimi ve diğer ayarlar hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: <https://venenengel.de/pages/app>

İşlem Örnek Program



A ENERGY FLOW



Odacıklar sırayla dolar ve her odacıkta basınç, bir sonraki odacık tamamen şişene kadar korunur. Böylece, bacaklarda rahatlık hissini destekleyen ve vücudu hoş bir şekilde destekleyen eşit ve canlandırıcı bir akış oluşur.

B DEEP RELEASE



Odacıklar sırayla dolar ve masaj süreci boyunca geri akışı en aza indirmek için basıncı sabit tutar. Uzun bir günün veya yoğun bir antrenmanın ardından rahatlamak için idealdir. Yeni başlıyorsanız, Energy Flow (A) ile başlayın ve ardından yavaşça Deep Release (B) moduna geçin.

C PULSE FLOW



Tüm odacıklar aynı anda şişirilir ve tekrar gevşetilir, böylece özellikle çok sayıda geçiş içeren ritmik bir masaj oluşur. Dinamik hareket vücut hissini gevşetir ve cildi daha canlı ve sıkı gösterebilir.

IP INITIAL PHASE



Seçtiğiniz program/sekans başlamadan önce, bacak manşetlerinin bacaklarınıza ergonomik olarak en uygun şekilde uyum sağladığından emin olmak istiyoruz. Bunun için tüm odacıklar 2 dakika boyunca aynı anda hava ile doldurulur. Ardından programınız başlar. Bu işlem, kontrol cihazının başlatılmasından hemen sonra sadece 1 kez etkinleştirilir ve ardından cihaz yeniden başlatıldığında tekrar etkinleştirilir.



Lütfen program değişikliği yaparak veya cihazı kapatarak başlangıç aşamasını kesintiye uğratmayın. Aksi takdirde, biriken oda basıncı artarak sizin için rahatsız edici hale gelebilir.

VENEN ENGEL UYGULAMASIYLA RADYO BAĞLANTISI KURMA

VENEN ENGEL UYGULAMASINI İNDİRİN

Venen Engel uygulamamızı iOS veya Android için yaygın uygulama mağazalarından indirin.

VENEN ENGEL UYGULAMASINI AÇIN

Uygulamayı açın ve istediğiniz kayıt seçeneğini seçin.

VENEN ENGEL PLUS KONTROL CİHAZINIZI AÇIN

Eşleştirme otomatik olarak başlar. Eşleştirmeyi akıllı telefonunuzda onaylayın. Aksi takdirde, akıllı telefonunuzun ayarlarını kontrol edin.

BİTTİ

Artık kontrol cihazınızı uygulamamız üzerinden kullanabilir ve bir kenara koyabilirsiniz. Bu cihazla önceden yüklenmiş programları ve sekansları başlatabilir, ayarlayabilir ve basıncı ve uygulama süresini ayarlayabilirsiniz.

Venen Engel uygulaması hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde <https://venenengel.de/pages/app> adresinde bulabilirsiniz.



SADECE UYGULAMA İLE KONTROL EDİLEBİLEN İŞLEVLER

TEK TEK HAVA ODALARINI DEVRE DIŞI BIRAKMA

Hassas bölgeler masajdan hariç tutulabilir. Varsayılan olarak tüm kompresyon odacıkları etkindir. Belirli odacıkları masajdan hariç tutmak istiyorsanız, bunu buradan yapabilirsiniz. Bunun için istediğiniz odacığın simgesine basmanız ve seçiminizi onaylamanız yeterlidir.

Zurück
Bearbeiten

Energy Flow

Druck-Level: 8

Zeit (in Minuten) 30

Aktive Kammern

1 2 3 4

Einstellungen zurücksetzen

Programm kopieren

Speichern

DÖRT EK MASAJ PROGRAMI

Uygulamanızı daha çeşitlilikli hale getirmek ve sekanslarınızı optimize etmek için dört ek programdan birini seçin.

15:16
Zurück
Gentle Wave (D)
Entspannung & Regeneration
Starten
30 Minuten Standard

Das Programm zum Lockern und Entspannen. Die Kammern kufen sich nacheinander – von den Füßen bis zur Brust – und erzeugen dabei einen sanften, punktierten Druck. Jede Kammer wird dabei von dem Befehl der nächsten Kammer vollständig entleert. Die sanfte Massage lockert die Muskulatur, fördert die Durchblutung und unterstützt die natürliche Spannkraft der Haut. Perfekt als Warm-up oder als wohltuender Abschluss deiner Wellness-Routine.

Beauty Benefits: Löst die Haut an der Liniert und

Programm bearbeiten

15:16
Zurück
Inner Balance (E)
Harmonisierung & Leichtigkeit
Starten
30 Minuten Standard

Ein sehr ausgeglichenes Programm mit harmonischem Wechselrhythmus. Jeweils zwei Kammern (links und rechts) werden gleichzeitig befüllt, während die übrigen (rechts) zu einer sanften, vollständig abnehmenden Massageherabsetzung über, um Spannungen zu lösen und das Gewebe sanft zu rehydrieren.

Beauty Benefits: Unterstützt die Mikrozirkulation und kann das Gewebe auflockern – für ein frisches, neues Relief und ein leichtes

Programm bearbeiten

15:17
Zurück
Intense Flow (F)
Durchblutung & Vitalisierung
Starten
30 Minuten Standard

Ein aktivierendes Programm mit gleichmäßigem Druckaufbau. Immer zwei nacheinander folgende Kammern werden gleichzeitig befüllt, wodurch die Massage stetig in der Intensität zunimmt und das „Gentle Wave“-Prinzip für den Start deiner Routine oder ein schnelles Warm-up mit lebhafter Wirkung.

Beauty Benefits: Fördert die Durchblutung, sorgt für eine bessere Sauerstoffversorgung der Haut und belastet muskele Dornen.

Programm bearbeiten


15:17
Zurück
Glow Flow (G)
Tiefenwirkung & Hautbild-Optimierung
Starten
30 Minuten Standard

Das intensive Programm für eine tiefgehende Massagewirkung. Die Kammern füllen sich nacheinander, wobei der Druck bei der letzten aktiven Kammer in drei Stufen ansteigt: von 70 % zu 90 % und schließlich auf 100 % des angegebenen Drucks. Somit erzielt ein tiefenwirksamer Effekt, der den Abtransport von Stoffwechselprodukten durch das Gewebe unterstützt, für einen natürlichen Glow Boost.

Beauty Benefits: Unterstützt ein ebenmäßiges Hautbild und lässt die Haut den nächsten

Programm bearbeiten

VENEN ENGEL LYMPH-FLOW-PANTS'IN KİŞİSELLEŐTİRİLMESİ



ÜÇ FERMUAR

Konum 1 = dış fermuar = en dar konum = düşük bacak çevresi için


Pozisyon 2 = orta fermuar = orta pozisyon = orta bacak çevresi için

Pozisyon 3 = iç fermuar = en geniş pozisyon = geniş bacak çevresi için

Uyluk ve alt bacak için ayrı fermuarlar vardır, böylece Lymph-Flow Pants'ı kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Mevcut ayarların hiçbiri tam olarak uymuyorsa, genişletme parçalarımızla daha fazla beden seçeneği elde edebilirsiniz. Bunun için **mağazamızı** ziyaret etmeniz yeterlidir.

Kullanım sırasında fermuarın açılmaması için, pantolonu kapattıktan sonra kaydırma kolunu ayaklara doğru çevirin. Böylece, Lymph-Flow Pants'ın açılmasını önleyen mekanik bir kilit devreye girer. Kullanımdan sonra, fermuarı normal şekilde kullanarak pantolonu çıkarabilirsiniz.



Maße (in cm)
Dimensions (in cm)

KULLANIM SONRASI

SONLANDIRMA VE SÖKME

Ayarlanan süre dolduktan veya kapatma düğmesine bastıktan sonra, çoklu fişi cihazdan çekebilirsiniz. Masaj sırasında kendinizi rahat hissetmezseniz, uygulamayı istediğiniz zaman anında sonlandırabilirsiniz. Ardından manşeti açabilirsiniz. Uygulama sonrasında hava yastıklarını hızlı bir şekilde boşaltmak için, çoklu fişi çıkardıktan sonra manşetlerden kalan havayı iki elinizle sıkarak boşaltmanızı öneririz.

Uygulamadan sonra, manşet fişlerini manşete takılı bırakmanızı ve sadece çoklu fişi cihazdan çıkarmanızı öneririz. Saklamak için manşetleri üst üste koyun ve takılı hortum seti ile gevşek bir şekilde sarın.

TEMİZLİK VE SAKLAMA

TEMİZLİK

Manşetleri ve diğer aksesuarları temizlemek için nemli bir bez kullanmanızı öneririz. Çok kirliyse, ayrıca nazik bir tekstil temizleyici kullanabilirsiniz. Manşetleri temizlemeden önce manşet fişlerini çıkarın ve manşetleri mutlaka iyice kurutun. Farklı kişiler tarafından kullanılması durumunda, manşetlerin tekstil dezenfektan spreyi ile dezenfekte edilmesini öneririz. Yağ, benzen, alkol, benzin ve kimyasal maddeler içermeyen temizlik ve dezenfektan maddeler kullanın. Manşetleri çamaşır makinesinde veya akan su altında yıkamayın. Temizlemeden önce cihazı kapatın. Manşetleri dezenfekte etmek için Descosept pur veya benzer bileşimli ürünler gibi dezenfektanlar uygundur.

SAKLAMA

Ürünü oda sıcaklığında (minimum 10°C, maksimum 40°C) ve iyi havalandırılmış, kuru ve tozsuz odalarda (minimum %30, maksimum %85 bağıl nem) saklayın. Ürünü donmaya karşı korumalı bir yerde saklayın, aksi takdirde hasar görebilir.

Saklama sırasında, özellikle manşetlerin makas gibi sivri uçlu nesnelerle veya keskin kenarlı nesnelerle zarar görmemesine dikkat edin.

Uzun süreli saklama için ürün satış kartonunda saklamanızı öneririz.

SORUN GİDERME

CİHAZ AÇILMIYOR

Cihaz açılmıyorsa, (A) cihazın pili bitmiş olup olmadığını kontrol edin ve (B) cihaz açılana kadar şarj edin.

CİHAZ POMPALAMA YAPMAKTADIR, ANCAK İKİ MANŞETTEN SADECE BİRİ VEYA İKİSİ DE ŞİŞMEMEKTEDİR

Uygulama başlatıldıktan sonra sadece bir manşet veya her iki manşet de şişmiyorsa, (A) çoklu fişin cihaza tam ve doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Ayrıca, (B) hava hortumlarının, örneğin üzerlerine oturarak bükülmediğinden emin olun. (C) Gri manşet fişlerinin tümünün manşete doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

MANŞETLER YANLIŞ SIRADA ŞİŞİYOR

Çoklu fişin kontrol ünitesine doğru şekilde takıldığından emin olun. Çoklu fişin küçük nipelleri, hava çıkışlarının üzerindeki öngörülen açıklıklarda bulunuyorsa, çoklu fiş doğru şekilde takılmıştır.



HAVA AKIŞI DUYULUYOR

- (A) Hortumları ve fişleri hasar açısından kontrol edin.
- (B) Çoklu fişin cihaza doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
- (C) Hortumun bükülüp bükülmediğini veya sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.

KOL MANŞETİNİN TAKILMASI

(Muhtemelen 2026 yılında satışa sunulacaktır)

Kol manşeti, sağ veya sol kol için ayrı ayrı mevcuttur. Satın alırken, doğru kol tarafını seçtiğinizden emin olun.

Not: Her iki kolunuzu da tedavi etmek istiyorsanız, iki kol manşeti gerekir – biri sağ kol, diğeri sol kol için. Bacaklar ve bir kol paralel olarak tedavi edilebilir. Ancak, kolları aynı anda değil, sırayla tedavi etmenizi öneririz. Uygulama sırasında en az bir kol her zaman serbest kalmalıdır.

TALIMAT:

1. Ökol manşetinin klipsli kapağı hala kapalıysa açın.
2. Kol manşetini ilgili kol tarafına takın. Elinizi manşetin içinden geçirerek koltuk altınızın altına gelene kadar ilerletin.
3. Manşeti omzunuzun üzerinden geçirin.
4. Kapatma şeridini arkanızdan karşı koltuk altının altından geçirin ve şeridin ucunu öndeki klipsli kapama kısmına takın.
5. Kapatma şeridinin ucunu çekerek manşetin sıkı ve rahat oturmasını sağlayın.
6. Kullanımdan sonra, klipsli tutturucuyu her iki taraftan aynı anda basarak kol manşetini çıkarın.



GÜVENLİK UYARILARI

Bu kullanım kılavuzunu özenle saklayın! Cihazı parçalamayın veya yakmayın. Kontrol ünitesindeki onarımlar sadece Wellcosan GmbH tarafından yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından yapılabilir, aksi takdirde garanti geçersiz hale gelir. Cihazda hasar varsa, fişi prizden çekin ve cihazı kapatın. Cihaz su veya diğer sıvılarla temas ettiğinde de fişi prizden çekin ve cihazı kapatın. Cihazı nemli ortamlarda kullanmayın. Cihazın sağlam bir şekilde durduğundan emin olun. Cihazı sarsmayın veya fırlatmayın. Cihaz çalışırken başka nesnelerle örtülmemelidir. Kullanım ve saklama sırasında hortumların bükülmesine veya kıvrılmamasına dikkat edin. Cihazı ısı kaynaklarından (örneğin doğrudan güneş ışığı, radyatörler ve diğerleri) uzak tutun. Cihazı kullanmadığınızda, cihazın kapalı olması gerekir. Cihaz, 10 dakika kullanılmadığında kendiliğinden kapanır.

Kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekin. Temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin. Ürünü çocuklardan veya kullanım talimatları hakkında bilgilendirilmemiş kişilerden uzak tutun.



CE işareti ile üretici veya ithalatçı, ürünün ilgili AB direktiflerine uygunluğunu ve bu direktiflerde belirtilen „temel gereklilikleri“ karşıladığını onaylar.



Cihazdaki bu işaret, kullanım ömrü sona erdiğinde cihazı normal evsel atıklarla birlikte atmamanız gerektiğini belirtir. Lütfen cihazı elektronik atık bertaraf şirketine teslim ederek imha ettirin.

GARANTİ

Kontrol cihazı için 24 ay garanti veriyoruz. Bir arıza durumunda, cihazı inceleme için göndermeniz gerekebilir. Bu durumda, olası nakliye hasarlarını önlemek için nakliye kartonunun uygun şekilde yastıklanmış olmasına dikkat edin. Uygun olmayan nakliye nedeniyle oluşan arızalar için maalesef garanti talebinde bulunulamaz.

Garanti koşulları: Yasal garanti yükümlülüğü olduğu süreç, değiştirme veya indirim hakkı hariç olmak üzere, ya ücretsiz olarak değiştirme yapılır ya da üreticiye onarım imkanı tanınır. Birden fazla denemeye rağmen onarımın yetersiz kalması veya değiştirilen cihazın da üreticinin sorumluluğunda olan bir kusur içermesi durumunda, müşteri değiştirme veya indirim hakkına sahiptir.

Garanti hariç tutma: Garanti, şiddetli hasar, yanlış kullanım, dışarıdan gelen şiddet etkisi veya üçüncü şahısların yaptığı değişiklik ve onarım işlemleri nedeniyle oluşan kusurları kapsamaz. Örneğin, yanlış boyutlandırılmış veya kısa devre yapmış sigortalar nedeniyle oluşan arızalar veya normal aşınma ve eskimeye bağlı kusurlar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti koşulu: Garanti hakkı, yalnızca orijinal satın alma belgesi (fatura) ile birlikte geçerlidir. Bu nedenle, satın alma belgesini özenle saklayın. Sistemi kullanırken sorun yaşarsanız veya sorularınız olursa, +49 (0) 666 17 48 91 05 numaralı telefondan veya service@venenengel.de adresinden bize ulaşabilirsiniz.

ATIK YÖNETİMİ

Ürünün az miktarda kurşun içerdiğini lütfen unutmayın. Bu nedenle, ürünün imhasını elektronik atık imha şirketine yaptırınız. **ÖNEMLİ: Ürünü evsel atıklarla birlikte atmayınız!**

ALMANCA:

Elektronik ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bunun yerine, mevcut iade ve toplama sistemlerini kullanın. Böylelikle hepimiz elektronik ürünlerin yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve değerlendirilmesine katkıda bulunmuş oluruz.

Elektronik ürünlerin yanlış şekilde atılması, kaynakların israfına yol açmaz (çoğu elektrikli cihaz altın, bakır, gümüş vb. değerli hammaddeler içerir), ancak bazen tehlikeli maddeler içermesi nedeniyle çevreyi de tehlikeye atar.

ALTERNATİF: Eski Venen Engel cihazınızın imhasını memnuniyetle üstleniriz. Cihazınızı şu adrese göndermeniz yeterlidir:

Wellcosan GmbH
Bellinger Tor 16a
36396 Steinau a. d. Str.
Almanya

Lütfen imha talebinizi belirten bir not ekleyin.

Eski piller ve aküler, katı atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Bunu, kullanabileceğiniz geri alma ve geri dönüşüm sistemleri (örneğin Corepile) aracılığıyla yapabilirsiniz.

Eski piller ve akülerin uygun olmayan şekilde atılması, içerdikleri tehlikeli maddeler nedeniyle insanlara ve çevreye ciddi zararlar verebilir. Geri dönüşüm sayesinde değerli hammaddeler korunur ve ürün bileşenleri yeniden kullanılabilir.

FRANSA/SLOVAKYA:

Elektronik ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bunun yerine, mevcut iade ve toplama sistemlerini kullanın. Böylelikle hepimiz elektronik ürünlerin yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve değerlendirilmesine katkıda bulunmuş oluruz.

Elektronik ürünlerin yanlış bir şekilde atılması, kaynakların israfına yol açmaz (çoğu elektrikli cihaz altın, bakır, gümüş vb. değerli hammaddeler içerir), ancak bazen tehlikeli maddeler içerdikleri için çevreyi de tehlikeye atar.

Eski piller ve akümülatörler, katı atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Bunu, mevcut geri dönüşüm ve geri kazanım sistemlerini (örneğin Corepile) kullanarak yapabilirsiniz.

Eski piller ve akülerin uygun olmayan şekilde bertaraf edilmesi, içerdikleri tehlikeli maddeler nedeniyle insanlara ve çevreye ciddi zararlar verebilir. Geri dönüşüm sayesinde değerli hammaddeler korunur ve ürün bileşenleri yeniden kullanılabilir.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC) İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Bu ürün, EMC ile ilgili özel önlemler gerektirir ve sağlanan bilgilere göre kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu cihaz, taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazlarından etkilenebilir.
2. Cihazın yakınında cep telefonu veya elektromanyetik alan yayan diğer cihazları kullanmayın. Bu, cihazın hatalı çalışmasına neden olabilir.
3. Dikkat! Bu cihaz, doğru performans ve işlevselliği sağlamak için kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve kontrol edilmiştir!
4. Dikkat: Bu cihaz, diğer cihazların yanında veya üstüne istiflenerek kullanılmamalıdır. Diğer cihazların yanında veya üstüne istiflenerek kullanılması gerekiyorsa, bu cihazın kullanıldığı konfigürasyonda normal çalıştığı kontrol edilmelidir.

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

Sağlık konusunda endişeleriniz varsa veya emin değilseniz, kullanmadan önce lütfen bir sağlık uzmanına danışın.

NOT:

Venen Engel ürününüz **tıbbi bir cihaz değildir** ve kendi kendine tedavi amaçlı kullanılmaz. Emin değilseniz lütfen doktorunuza danışın.

ÜRETİCİ:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627,
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Almanya

Telefon: +49 1573 5990084

E-posta: service@venenengel.de

web: www.venenengel.de

© Wellcosan GmbH 2026